

Renkli Veriler Yazılımı SpectraMagic™ NX2

Ver. 1.51

Tr Kullanım Kılavuzu

 Yazılımı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.



KONICA MINOLTA

SpectraMagic NX2, CM-36dG gibi ölçüm aletlerini bilgisayara bağlamak üzere tasarlanmış bir renk verileri yazılımı olup örnek verilerin ölçümü, grafiksel görüntülemesi ve yönetiminin yanı sıra çeşitli diğer işlemlere olanak tanır.

Bu kılavuzda kullanılan uygulama yazılımının resmi sembolleri

(Bu kılavuzdaki sembol)	(Resmi sembol)
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro İşletim Sistemi
Windows, Windows 11	Microsoft® Windows® 11 Pro İşletim Sistemi

Ticari Markalar

- “Microsoft”, “Windows”, “Windows 10” ve “Windows 11” ABD ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation’a ait tescilli ticari markalardır.
- Bu kılavuzda geçen diğer şirket adları ve ürün adları ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bu Kılavuzdaki Notlar

- Konica Minolta, Inc tarafından izin alınmaksızın bu kılavuzun hiçbir parçası yeniden basılamaz veya herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yöntemle yeniden üretilemez.
- Bu kılavuzun içeriğinde bildirilmeden değişiklik yapılabilir.
- Bu kılavuzun içeriğinin kesinliğini sağlamak adına itina ile çalışılmıştır. Buna rağmen sorunuz veya yorumlarınız olması ya da hatalı veya eksik bir bölüm bulmanız halinde lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişime geçin.
- Konica Minolta, yukarıdaki koşula bağlı olmaksızın bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmamasından kaynaklanan sonuçların sorumluluğunu kabul etmez.
- Bu kılavuzda yer alan ekran yakalama görüntüleri örnektir ve gerçek ekranlardan farklı olabilir.



Güvenlik Önlemleri

SpectraMagic NX2 yazılımını kullanmadan önce bilgisayarınızın ve aletin kullanım talimatlarının yanı sıra bu kılavuzu da dikkatlice okumanızı öneririz.

Yazılım Lisansı Sözleşmesi

SpectraMagic NX2 yazılımının lisans sözleşmesinin hükümleri kurulum sürecinde ekranda görüntülenen iletişim kutusundaki Yazılım Lisansı Sözleşmesinde verilmiştir. Bu yazılım sözleşme hükümlerini onaylamanız şartıyla yüklenebilir.

Kullanım Notları

- SpectraMagic NX2 uygulama yazılımı Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu yazılıma işletim sisteminin dahil olmadığını göz önünde bulundurun. Yazılımı kurmadan önce bu işletim sistemlerinden biri bilgisayarınızda kurulu olmalıdır.

USB Cihazlarına İlişkin Notlar (Flash Bellek, Dongle)

- USB cihazı bilgisayarınıza takarken doğru yönde olduğundan emin olun. Zorlayarak takmayın.
- USB flash sürücünün uçlarına dokunmayın.
- USB cihazı kullandıktan sonra tekrar kılıfına koyun ve güvenli bir yerde saklayın.
- USB cihazın hızlı sıcaklık değişikliklerine ve yoğuşmaya maruz kalmasını önleyin.
- USB cihazı doğrudan gün ışığından veya ısıtıcılardan kaynaklanan yüksek sıcaklıklara maruz kalabileceği konumlarda bırakmayın.
- USB cihazı düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.
- USB cihazı su, alkol, boya inceltici ve diğer malzemelerden uzak tutun.

İÇERİK

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU	QS-1
Hızlı Başlat: 1 SpectraMagic NX2 Kullanmaya Başlarken	QS-2
Hızlı Başlat: 2 Bir Alet Bağlama	QS-3
Hızlı Başlat: 3 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması	QS-4
Hızlı Başlat: 4 Kalibrasyon Gerçekleştirme	QS-5
Hızlı Başlat: 4.1 Yansıma veya opaklık ölçümleri için	QS-5
Hızlı Başlat: 4.2 Geçirgenlik veya bulanıklık ölçümleri	QS-7
Hızlı Başlat: 5 Ölçümler	QS-9
Hızlı Başlat: 5.1 Mutlak Renk Ölçümleri	QS-9
Hızlı Başlat: 5.2 Renk Farkı Ölçümleri	QS-9
Hızlı Başlat: 6 Belgenin Kaydedilmesi	QS-11
Hızlı Başlat: 7 Aletin Bağlantısının Kesilmesi	QS-12
Hızlı Başlat: 8 SpectraMagic NX2 Programından Çıkış	QS-13
GENEL BAKIŞ	1
1.1 SpectraMagic NX2 Başlatıcı	2
1.2 Ekran Yapılandırma	18
1.3 Geçiş kılavuzları	38
İŞLEM KILAVUZU	42
2.1 SpectraMagic NX2 Başlatma/Çıkış Yapma	48
2.2 Yeni Belge Oluşturma veya Mevcut bir Belgeyi Açma	53
2.3 Şablonlar	56
2.4 Bir Aleti Bağlama/Bağlantıyı Kesme	62
2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması	72
2.6 Kalibrasyon	85
2.7 Ölçüm için Hazırlanma	100
2.8 Ölçümler Hakkında	116

2.9	Hedefler.....	122
2.10	Örnek Ölçümleri	137
2.11	Varsayılan Ayarların Yapılması	140
2.12	Değerlendirme Ayarları.....	143
2.13	Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları (P)	145
2.14	Kullanıcı Denklemi Ayarları (P)	147
2.15	Kullanıcı Aydınlatıcılarının Kaydedilmesi (P)	150
2.16	Ana Veri tabanı Verisinin Yönetilmesi.....	153
2.17	Alet Çevre Ayarları.....	155
2.18	Alet Hafıza Fonksiyonları	170
2.19	Yazdırma.....	176
2.20	Diğer Sistemler ile Çalışma (otomatik dışa aktar)	182
2.21	Makro (P)	183
2.22	Uygulama Ayarları.....	187
2.23	Kısayol Tuş Ayarları.....	189
2.24	Veri İşlemleri	190
2.25	Liste Penceresi İşlemleri	200
2.26	Kanvas Penceresi İşlemleri	202

KENDİNİ DENETLEME UYGULAMASI (P) 209

3.1	Giriş.....	211
3.2	Kendini Denetleme Uygulaması Başlatma/Çıkış	212
3.3	Kendini Denetleme Uygulaması Ekran Yapılandırması	214
3.4	Bir Aleti Bağlama/Bağlantısını Kesme	222
3.5	Kendini Denetleme Koşulu Ayarı Oluştur/Düzenle.....	232
3.6	Kendini Denetlemenin Yürütülmesi	237
3.7	Kendini Denetleme Dosyalarını Dışa Aktarma/İçe Aktarma.....	239
3.8	Kendini Denetleme Planının Düzenlenmesi	240
3.9	Uygulama Ayarlarının Ayarlanması.....	241


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Aşağıdaki bölümler; hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için başlangıçtan kalibrasyona ve ölçümlerden programdan çıkış yapılmasına kadar temel operasyon akışını gösterir.

Hızlı Başlat: 1 SpectraMagic NX2 Kullanmaya Başlarken

- SpectraMagic NX2 kurulumu hakkında bilgi almak için Kurulum Kılavuzunu inceleyin.
- Bir SpectraMagic NX2 lisansı satın almış ancak henüz etkinleştirmemişseniz [1.1.3.2 Lisans Etkinleştirme s. 5](#) bölümüne bakınız.


1. Windows Başlat menüsündeki SpectraMagic NX2 simgesini seçin veya masaüstündeki simgeye çift tıklayın. SpectraMagic NX2 Başlatıcı çalışacaktır.
 - Renk Kalite Kontrolü düğmesi harici Başlatıcı öğeleri hakkında bilgi almak için bkz. [1.1 SpectraMagic NX2 Başlatıcı s. 2](#).
 - Bilgisayara takılı dongle'ın yanı sıra bilgisayara yüklü dongle olmayan (elektronik) lisans bir Premium lisans içeriyorsa, SpectraMagic NX2'nin ilk kez başlatılması halinde ya da dongle veya bilgisayar üzerindeki Premium lisans henüz etkinleştirilmemişse Premium lisansı etkinleştirmenizi talep eden bir mesaj belirir. Premium lisansı etkinleştirmek amacıyla [Etkinleştir] üzerine tıklayın ve lisansı etkinleştirmek üzere üzerinde [1.1.3.1 Lisans Bilgisi s. 4](#) altında yer alan prosedürü takip edin. Lisansı etkinleştirmeden devam etmek için [Atla] üzerine tıklayın.



2. [Renk Kalite Kontrolü] düğmesine tıklayın. SpectraMagic NX2 Kalite Kontrol modülü başlatılır ve Dosya Seçimi iletişim kutusu görüntülenecektir.


Bu iletişim kutusunda bir belge veya Kalite Kontrol şablonu oluşturabilirsiniz; mevcut bir belgeyi veya Kalite Kontrol şablonunu açabilirsiniz.

3. Doğrudan bir belge oluşturmak için, Belge Oluştur bölümündeki [Başlat] öğesine tıklayın. Dosya Seçimi iletişim kutusu kapanacak ve yeni bir belge oluşturulacaktır.
 - Dosya Seçimi iletişim kutusunun diğer işlevleri için, bkz. [2.1.1 Dosya Seçimi İletişim Kutusu s. 49](#).



Hızlı Başlat: 2 Bir Alet Bağlama

- Bir alet bağlamak hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.4 Bir Aleti Bağlama/Bağlantıyı Kesme s. 62](#).
1. Araç çubuğundaki Bağlan düğmesine tıklayın veya *Alet - Bağlan* öğesini seçin. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Bir alet daha önce bağlanmışsa, en son bağlanan alete bağlantı gerçekleştirilir ve aşağıdaki adımlar atlanabilir.
 2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** öğesi içindeki açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin. Seçilen aletin bir görüntüsü gösterilecektir.
 - Kullanılacak cihazın CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-23d, CM-25cG veya CM-M6 olması ve Bluetooth kullanılması halinde gerekliyse *Bluetooth Kullan* işaret kutusunu işaretleyin.
 - Kullanılacak alet CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-25cG, veya CM-M6 ise [WiFi bağlantısı] düğmesi gösterilecektir. WLAN aracılığıyla bağlanmak için bkz. [2.4.2.2 WLAN ile bağlantı kurma s. 65](#).
 3. *Port No.* veya *Baudrate* öğeleri **Bağlantı Ayarları** kısmında gösterilirse, ilgili açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenen ayarı seçin.
 - Bkz. [COM port numarasının kontrol edilmesi s. 69](#).
 4. Ayarlar tamamlandıktan sonra [Bağlan] öğesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve program ekranının sol tarafında bir Alet Penceresi görüntülenecektir.




Hızlı Başlat: 3 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması

ölçüm modu (yansıma, geçirgenlik, vb.), ölçüm alanı, speküler bileşen, vb. gibi ölçüm koşulu ayarları kalibrasyon yapılmadan önce ayarlanmalıdır.

- Alet ayarlarının ayrıntıları için bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#).

1. Yansıma veya geçirgenlik, SCI/SCE, ölçüm alanı, vb. gibi alet ayarlarını yapmak için aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:

- Araç çubuğundaki Alet Ayarları düğmesine tıklayın.
- Ölçüm Koşulları öğesine veya Alet Penceresindeki  öğesine tıklayın.
- *Alet - Ölçüm Koşulları* öğesini seçin.

Ölçüm Koşulları sekmesi seçili olarak Alet Ölçüm Koşulları iletişim kutusu görüntülenecektir.

- Veri Listesi penceresinde bir hedef seçilirse, Ölçüm Koşulları ve Ölçüm Seçenekleri sekmelerinde bu hedef için ayarlar iletişim kutusunun sağ tarafında gösterilecektir. Alet ölçüm koşullarını hedefin ölçüm koşullarına ayarlamak için [Ölçüm Koşullarını Uygula] öğesine tıklayın.

2. Değiştirilebilir her öge için, mevcut ayara tıklayın ve istenen ayarı seçin.


- Bazı ayarlar yalnızca bilgilendirme amaçlı gösterilir ve değiştirilemez.
- Gösterilen belirli ayarlar bağlı olan alete bağlı olacaktır.

3. Ölçüm Seçeneklerini (ortalama ayarları vb.) değiştirmek adına, geçiş yapmak için Ölçüm Seçenekleri sekmesine tıklayın.

4. Değiştirilebilir her öge için, mevcut ayara tıklayın ve istenen ayarı seçin.

- Gösterilen belirli ayarlar bağlı olan alete bağlı olacaktır.

5. Tüm ayarlar istenilen şekilde yapıldıktan sonra [OK] öğesine tıklayın.



Ölçüm Koşulu ayarları penceresi, 'Meas. Condition Reg. & Apply' başlığıyla açılır. Sol tarafta 'Ölçüm Koşulları 1' seçili durumda. Ortadaki 'Ölçüm Koşulu' tablosu, ölçüm modu, türü, alanı, bileşen, UV koşulu, kesme, geometri, dalga uzunluğu aralığı ve çıkış eksisi gibi ayarları gösterir. Sağ tarafta 'Hedef ile belirlenen Ölçüm Koşulu' tablosu, seçilen hedef için ayarları gösterir. Alt kısmında 'Kayıt yap' ve 'Uygula' butonları, 'Ölçüm Koşulunu Uygula' butonu ve 'OK'/'İptal' butonları yer almaktadır.

Ölçüm Koşulu		Hedef ile belirlenen Ölçüm Koşulu	
Ölçüm Koşulu	Ölçüm Seçenekleri	Ölçüm Koşulu	Ölçüm Seçenekleri
Ölçüm Modu	Renk & Parlak	Ölçüm Modu	: Renk & Parlak
Ölçüm Türü	Yansıma oranı	Ölçüm Türü	: Yansıma oranı
Ölçüm Alanını Otomatik Olarak Seç	<input type="checkbox"/>	Ölçüm Alanını Otomatik Olarak Seç	: Devre Dışı Bırak
Ölçüm Alanı	LAV(25.4mm)	Ölçüm Alanı	: LAV(25.4mm)
Speküler Bileşen	SCI + SCE	Speküler Bileşen	: SCI + SCE
UV Koşulu	%100 Tam	UV Koşulu	: %100 Tam
UV Kesme	Hiçbiri	UV Kesme	: ---
Geometri	di: 8°, de: 8°	Geometri	: di: 8°, de: 8°
Dal.Uzun.Aralığı	360-740 nm	Dal.Uzun.Aralığı	: 360-740 nm
Çıkış Eksisi	<input type="checkbox"/>	Çıkış Eksisi	: Devre Dışı Bırak

Hızlı Başlat: 4 Kalibrasyon Gerçekleştirme


Hassas ölçüm sağlamak için, aleti açtıktan sonraki mevcut ayarlarda kalibrasyon gerçekleştirilmelidir. Alete göre, SpectraMagic NX2 yansıma veya geçirgenlik ölçümleri almak için kullanılabilir. Ölçüm Koşullarında seçili ölçüm türü için kalibrasyon gerçekleştirme amacıyla aşağıdaki prosedürü takip edin.

Kalibrasyon hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.6 Kalibrasyon s. 85](#).

Hızlı Başlat: 4.1 Yansıma veya opaklık ölçümleri için

Yansıma veya opaklık ölçümleri için, sıfır kalibrasyon ve beyaz kalibrasyon gerçekleştirilecektir. Seçili ölçüm koşulları parlaklık içeriyorsa, parlak kalibrasyon da gerçekleştirilecektir.

1. Kalibrasyonu başlatmak için aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:

- Araç çubuğundaki Kalibrasyon düğmesine tıklayın.
- Alet Penceresindeki Kalibrasyona veya  ögesine tıklayın.
- *Alet - Kalibrasyon* ögesini seçin.

Sıfır Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.

Sıfır Kalibrasyon gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.



- Alet önceki sıfır kalibrasyon sonuçlarını koruduğundan dolayı [Atla] düğmesi etkinleştirilirse, sıfır kalibrasyon gerçekleştirmeden bir sonraki adıma ilerlemek için [Atla] ögesine tıklayabilirsiniz.

2. Beyaz Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.


Beyaz Kalibrasyon gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.

- Geçerli bir Dalga Uzunluğu Analizi ve Ayarı (WAA) lisanslı CM-36dG serisi bir alet veya CM-17d/CM-16d kalibre ediliyorsa, beyaz kalibrasyon ve WAA için ilerleme çubukları görüntülenecektir. İki prosedür de birkaç saniye sürer.

Alet parlaklık ölçümlerini desteklemiyorsa veya Ölçüm Koşullarında Renk & Parlak seçili değilse, kalibrasyon tamamlanmıştır.



3. Ölçüm Koşullarında Renk & Parlak seçili ise, Parlak Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.
Parlak Kalibrasyonu gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.




Hızlı Başlat: 4.2 Geçirgenlik veya bulanıklık ölçümleri

Geçirgenlik veya bulanıklık ölçümleri için %0 kalibrasyon ve %100 kalibrasyon gerçekleştirilir. Katıların geçirgenlik ölçümleri için havaya (aletin geçirgenlik bölümünde hiçbir şey olmadan) %100 kalibrasyon yapılır. Sıvıların geçirgenlik ölçümleri için %100 kalibrasyon suya göre yapılır (aletin geçirgenlik bölümünde damıtılmış su içeren bir hücre ile).

- Geçirgenlik ölçümleri gerçekleştirilirken, beyaz kalibrasyon plakası hem kalibrasyon hem de ölçümler için her zaman yansıma ölçüm portunun üstüne yerleştirilmelidir.
- Bulanıklık ölçümleri için beyaz kalibrasyon plakası kalibrasyon amacıyla her zaman yansıma ölçüm portunun üstüne yerleştirilmelidir; ölçümlerde ise ölçümler sırasında görüntülenen iletişim kutularındaki talimatları takip edin.


1. Kalibrasyonu başlatmak için aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:

- Araç çubuğundaki Kalibrasyon düğmesine tıklayın.
- Alet Penceresindeki Kalibrasyona veya  ögesine tıklayın.
- *Alet - Kalibrasyon* ögesini seçin.

Sıfır Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.

Sıfır Kalibrasyon gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.

- Alet önceki sıfır kalibrasyon sonuçlarını koruduğundan dolayı [Atla] düğmesi etkinleştirilirse, sıfır kalibrasyon gerçekleştirmeden bir sonraki adıma ilerlemek için [Atla] ögesine tıklayabilirsiniz.



2. %100 Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.

Havaya %100 kalibrasyon için (katıların geçirgenlik ölçümleri):

Aletin geçirgenlik odasında bir şey olmadığından emin olun.

Suya %100 kalibrasyon için (sıvıların geçirgenlik ölçümleri):

Ölçüm için örnekleri tutmak için kullanılacak hücre için aynı optik yol uzunluğa (kenarlar arası mesafe) sahip paralel kenarlı bir hücre kullanın. Distile (veya saf) suyu seçilen hücreye dökün ve hücreyi geçirgenlik odasındaki konumuna yerleştirin.

- Hücredeki suyun derinliği aydınlatma penceresinin (geçirgenlik odasının entegre küre tarafındaki pencere) üstünden daha yüksek olmalıdır.


[Kalibrasyon] ögesine tıklayın. %100 kalibrasyon gerçekleştirilecektir.



Hızlı Başlat: 5 Ölçümler

SpectraMagic NX2 hem hedefe referans olmadan bir rengin niceliğini belirleyebilen mutlak renk ölçümleri için hem de bir ölçüm ve bir hedef arası farkı belirleyen renk farkı ölçümleri için kullanılabilir.

Hızlı Başlat: 5.1 Mutlak Renk Ölçümleri

1. Ağaç Penceresinde, Mutlak öğesinin seçili olduğunu kontrol edin.
2. Örneği ve ölçüm aletini konumlandırın, ve aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:
 - Araç çubuğundaki Örnek Ölçümü düğmesine tıklayın.
 - Alet Penceresindeki Örnek Ölçümü veya  öğesine tıklayın.
 - Alet - Ölçüm - Örnek Ölçüm öğesine tıklayın.
 - F4'e basın.Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. İstenilen bilgileri doldurun ve [OK] öğesine tıklayın. Ölçüm alınacak ve veriler örnek veri olarak kaydedilecektir.


Hızlı Başlat: 5.2 Renk Farkı Ölçümleri

Renk farkı ölçümleri ölçülen örnek ve hedef renk arasındaki renk farkını belirlemek ve sıklıkla kalite kontrol için kullanılır.

Renk farkı ölçümleri yapılabilmesi için bir hedef ayarlanması gerekir. Ek olarak, yazılıma başarılı/başarısız değerlendirmesi yapabilmesi için toleranslar ayarlanabilir.

Hızlı Başlat: 5.2.1 Hedef Ayarlanması

Hedef ayarlanmanın basit bir yolu hedef örneği ölçülmesidir.


- SpectraMagic NX2 hedef ayarlanması için sizlere, hedefi ayarlarken ve renk farkı ölçümleri ile ilgili diğer birçok ayar yapılırken size yol gösteren bir Hedef Renk Sihirbazı da dahil olmak üzere pek çok yol sunar. Hedefler hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.9 Hedefler s. 122](#).
1. Bir hedef ölçümü için, hedefi ve aleti ölçüm için konumlandırın ve aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:
 - Araç çubuğundaki Hedef Ölçümü düğmesine tıklayın.
 - Alet Penceresindeki Hedef Ölçümü veya  öğesine tıklayın.
 - Alet - Ölçüm - Hedef Ölçümü öğesine tıklayın.
 - F3'e basın.Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenecektir.
 2. İstenilen bilgileri doldurun ve [OK] öğesine tıklayın. Ölçüm alınacak ve veriler hedef veri olarak kaydedilecektir.

Hızlı Başlat: 5.2.2 Toleransları Ayarlanması


Başarılı/başarısız değerlendirmesi gerçekleştirmek için kullanılacak toleransların ayarlanması gerekmektedir.

- Bir hedef ölçüm ilk kez yapıldığında, varsayılan tolerans değerleri uygulanır.
- Toleransların düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.9.8.1 Toleransları Düzenleme s. 133](#).

Bir hedefte tolerans değerlerini değiştirmek için

1. Ağaç Penceresinde hedefi seçin ve aşağıdakilerden birini uygulayın:
 - Alet - Hedef Düzenle - Tolerans ... ögesini seçin.
 - Hedefe sağ tıklayın, sağ tıklama menüsünden “Hedef Düzenle”yi seçin ve görüntülenen açılır menüden Tolerans... ögesini seçinTolerans Ayarları adımlarının gösterildiği Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Koşul için işaret kutusuna ve ardından kullanılacak her bir tolerans değerinin yanındaki onay kutusuna tıklayın ve her bir tolerans değeri için istenen değeri ayarlayın.
 - Tablodaki tolerans öğelerini değiştirmek için bkz. . Yalnızca Renk/Endeks ve Spektral öğeleri kategorileri gösterilen Öge Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öge seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).
3. Tüm toleranslar istenilen şekilde ayarlandıktan sonra değerleri kaydetmek için [Kaydet] ögesini tıklayın.
4. İletişim kutusunu kapatmak için [Çıkış] ögesini tıklayın.

Hızlı Başlat: 5.2.3 Renk Farkı Ölçme

1. Ağaç Penceresinde Hedefe Göre Sınıflandırma bölümünden kullanılacak hedefi seçiniz.
2. Örneği ve ölçüm aletini konumlandırın, ve aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:
 - Araç çubuğundaki Örnek Ölçümü düğmesine tıklayın.
 - Alet Penceresindeki Örnek Ölçümü veya  ögesine tıklayın.
 - Alet - Ölçüm - Örnek Ölçüm ögesine tıklayın.
 - F4'e basın.Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. İstenilen bilgileri doldurun ve [OK] ögesine tıklayın. Ölçüm alınacak ve veriler 1. adımda seçilen hedef altında örnek veri olarak kaydedilecektir.

Hızlı Başlat: 6 Belgenin Kaydedilmesi

1. Geçerli durumda etkin olan belgeyi mevcut adı ile kaydetmek için aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:

- Araç çubuğundan Kaydet düğmesine tıklayın.
- *Dosya - Kaydet* öğesini seçin.
- Ctrl + S'ye basın.

İletişim kutusu kapanacak ve belge açılacaktır.

- Dosya daha önce hiç kaydedilmemişse, Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenilen belge adını girin ve [OK] öğesine tıklayın. Dosya kaydedilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.

1. Geçerli durumda etkin olan belgeyi yeni bir adla kaydetmek için veya belge daha önce hiç kaydedilmediyse:

1-1. *Dosya - Farklı Kaydet ...* öğesine tıklayın. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.

1-2. İstenilen belge adını girin ve [OK] öğesine tıklayın. Belge kaydedilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır, belge sekmesindeki veya başlık çubuğundaki ad girilen başlığa değişecektir.

Hızlı Başlat: 7 Aletin Bağlantısının Kesilmesi

1. Araç çubuğundaki Bağlantıyı Kes düğmesine tıklayın veya Alet menüsünden “Bağlantıyı Kes” ögesini seçin.
Alet ile SpectraMagic NX2 bağlantısı kesilecektir. Alet Penceresi kapanacaktır ve araç çubuğundaki Bağlantıyı Kes düğmesi Bağlan şeklinde değişecektir.

Hızlı Başlat: 8 SpectraMagic NX2 Programından Çıkış

1. SpectraMagic NX2 programından çıkış yapmak için aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:
 - Yazılım penceresinin sağ üst köşesindeki [x] ögesine tıklayın.
 - *Dosya - Çıkış* ögesini seçin.
 - Alt + F4'e basın.

SpectraMagic NX2 Kalite Kontrol modülü kapanacaktır ve SpectraMagic NX2 Başlatıcı görüntülenecektir.

- Son değişikliklerden sonra kaydedilmeyen açık belgeler mevcutsa, her belge için bir belgeyi kaydetme iletişim kutusu görüntülenecektir. Belgeyi kaydetmek için [OK] ögesine tıklayın. Belge daha önce hiç kaydedilmemişse, Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenen belge adını girin ve belgeyi kaydedip kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
2. Başlatıcı penceresinin sağ üst köşesindeki [x] ögesine tıklayın.

Genel Bakış

1.1	SpectraMagic NX2 Başlatıcı	2
1.1.1	Uygulamalar ekranı	2
1.1.2	Bildirim ekranı	3
1.1.3	Lisans & Bilgilendirme ekranı	4
1.1.3.1	Lisans Bilgisi	4
1.1.3.2	Lisans Etkinleştirme	5
1.1.3.3	Lisans Transferi	8
1.1.3.4	SE-LMS Wen Sitesi İşlemleri	12
1.1.4	Uygulama Ayarları (Başlatıcı)	14
1.1.4.1	Kullanıcı Ayarı (Ekran Dili, Bildirim Alanı)	14
1.1.4.2	Kullanıcı Yönetimi (P)	15
1.2	Ekran Yapılandırma	18
1.2.1	Menü	19
1.2.2	Araç çubuğu	22
1.2.2.1	Araç Çubuğu Ayarı	24
1.2.3	Alet Penceresi	25
1.2.3.1	Alet Penceresini küçültme/genişletme	25
1.2.3.2	Alet Penceresi bölümleri	25
1.2.3.3	Şablon Penceresini Göster	27
1.2.4	Belge Penceresi	28
1.2.4.1	Belge Penceresini Kişiselleştirme	28
1.2.4.2	Belge Penceresinin Operasyonları	28
1.2.4.3	Ağaç Penceresi	30
1.2.4.4	Veri Listesi Penceresi	32
1.2.4.5	Veri Özelliği Penceresi	33
1.2.4.6	Değerlendirme Penceresi	36
1.2.4.7	Kanvas Penceresi	37
1.3	Geçiş kılavuzları	38
1.3.1	SpectraMagic NX Kullanıcıları için geçiş kılavuzu	38
1.3.2	SpectraMagic DX Kullanıcıları için geçiş kılavuzu	40


1.1 SpectraMagic NX2 Başlatıcı

SpectraMagic NX2 Başlatıcı, Windows Başlat menüsündeki SpectraMagic NX2 simgesine veya masaüstündeki SpectraMagic NX2 simgesine çift tıkladığında açılır. SpectraMagic NX2 Başlatıcı, başlatmak istediğiniz programı seçtiğiniz ve lisans bilgileri veya güvenlik ayarları gibi tüm SpectraMagic NX2 uygulamaları için genel olan bilgilere erişebileceğiniz yerdir.

- Sarı ünlem işaretleri dikkat gerektiren bir durumu belirtir. Ayrıntılar için öge üzerine tıklayın.

1.1.1 Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranı, SpectraMagic NX2 Başlatıcı ilk kez açıldığında gösterilen ekrandır. Aynı zamanda ekran seçim çubuğundaki Uygulamalar ögesine tıklayarak da seçilebilir.



Renk Kalite Kontrolü
Konfigürasyon Aracı

SpectraMagic NX2 Renk Kalite Kontrolü modülünü başlatır. Renk Kalite Kontrolünün nasıl kullanılacağı bu kılavuzda açıklanmıştır. Konica Minolta taşınabilir spektrofotometreler üzerinde bağımsız alet ayarları vb. yapmak için Spektrofotometre Konfigürasyon Aracı CM-CT1 programını başlatır. CM-CT1 içindeki mevcut ayarlar ve nasıl kullanıldığı ile ilgili daha fazla bilgi için, Spektrofotometre Konfigürasyon Aracı CM-CT1 Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Denetim

• Spektrofotometre Konfigürasyon Aracı CM-CT1 kurulumu gereklidir. Alet performansını kontrol etmek ve izlemek vs. için kendini denetleme uygulamasını başlatır. Bkz. [Kendini Denetleme Uygulaması](#) © s. 209 .

1.1.2 Bildirim ekranı

Yeni bir yazılım versiyonu yayınlanması gibi Konica Minolta bildirimlerini gösterir.

- Uygulama Ayarları iletişim kutusundaki Kullanıcı Ayarı bölümünden bildirimlerin alınacağı alan ayarlanabilir. Bkz. [1.1.4.1 Kullanıcı Ayarı \(Ekran Dili, Bildirim Alanı\) s. 14.](#)

1.1.3 Lisans & Bilgilendirme ekranı

Kurulu yazılım versiyonunu ve lisans türünü gösterir.

- Deneme süresi / lisans süresi dolmuşsa, SpectraMagic NX2 Renk Kalite Kontrolü Modülü Görüntüleme Modunda kullanılabilir. Görüntüleme Modunda önceden kaydedilmiş dosyalar görüntülenebilir ve yazdırılabilir ancak alet bağlamak, yeni ölçümler gerçekleştirmek ya da dosya ayarlarını değiştirmek mümkün değildir.

Son Kullanıcı Lisansı Sözleşmesi
Açık Kaynak Yazılımı

SpectraMagic NX2 Son Kullanıcı Lisansı Sözleşmesini gösterir.
SpectraMagic NX2 tarafından kullanılan Açık Kaynak Yazılımlarının lisanslarının bulunduğu dosyayı açar.

1.1.3.1 Lisans Bilgisi

Lisans türü

Lisans bitiş tarihleri

Etkinleştir

Transfer

Lisans için benzersiz kimlik. Kimlik, Temel Lisans ve bağlı Premium Lisans için aynı olacaktır. Lisans yükseltmesi ya da uzatması satın alındığında lisansın tanımlanması için kullanılır.

1.1.3.2 Lisans Etkinleştirme işlemi başlatmak için tıklayın (s. 5).

1.1.3.3 Lisans Transferi işlemi başlatmak için tıklayın (s. 8).

Kurulu lisansların tablosunu gösterir.

Özellik sütunu lisans türünü gösterir.

Ana (PRO)/(LITE)
Premium (PRO)/(LITE)

Satın aldığınız lisans SpectraMagic NX2 baskısı (Professional veya Lite) içindir.

(Sadece bir Premium lisans yüklediğinde ve dongle ya da bilgisayar üzerinde etkinleştirildiğinde gösterilir.) Premium lisans süresinin sonuna kadar belirtilen sürüm (Professional veya Lite) için sürüm güncellemeleri yapmanıza olanak sağlayan lisans.

- Bir Premium lisansın, aynı kimlik ile bir Temel lisansa bağlı olması gerekmektedir.
- Bazı bölgelerde bir yıllık Premium lisans, SpectraMagic NX2'nin ilk satın alınmasında dahildir.
- Cihaz Denetleme Uygulamasını kullanabilmek için bir Premium lisans gerekmektedir. Birinci yıldan sonra Cihaz Denetleme Uygulamasını kullanmaya devam edebilmek için Lisans ve Bilgi ekranında gösterilen kimlik kullanılarak bir Premium lisans uzatması satın alınmalıdır. Ayrıntılar için Konica Minolta satış danışmanınıza ya da bayinize başvurun.

Deneme

SpectraMagic NX2'nin bilgisayara ilk kurulumundan itibaren tüm fonksiyonların 30 günlük deneme süresi boyunca kullanılmasına izin veren lisans.

Lisans Koşulları sütunu her lisans için bitiş tarihlerini gösterir.

Kimlik sütunu, lisansın yüklendiği sırada bilgisayar tarafından belirtilen lisansa yönelik oluşturulan kimliği gösterir. Bu kimlik, lisans farklı bir bilgisayara aktarıldığında bile bu lisansı tanımlamak üzere kullanılmaya devam edilecektir. Bu kimlik ayrıca bir lisans yükseltmesi ya da uzatması satın alındığında kullanılacaktır.

- [Etkinleştir] yeni bir lisans etkinleştirme işlemini başlatır. Bkz. [1.1.3.2 Lisans Etkinleştirme s. 5.](#)
[Transfer] lisansın başka bir bilgisayara aktarılması işlemini başlatır. Bkz. [1.1.3.3 Lisans Transferi s. 8.](#)

1.1.3.2 Lisans Etkinleştirme

- Etkinleştirilmesi için internete bağlı olmalısınız.
- Dongle olmayan (elektronik) lisansın etkinleştirme işlemi, [Dongle olmayan \(Elektronik\) Lisansın veya Lisans Uzatmasının Etkinleştirilmesi s. 6](#) altında yer alan prosedür uyarınca kullanılacağı bilgisayarda SpectraMagic NX2 dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Dongle lisansının aktivasyonu, dongle'ın kullanılacağı bilgisayarda veya farklı bir bilgisayarda gerçekleştirilerek, dongle lisansları internete bağlı olmayan bilgisayarlarda da kullanılabilir. Bir dongle lisansının etkinleştirilmesi, [SpectraMagic NX2 Dahilinde Yeni bir Dongle Lisansının Etkinleştirilmesi s. 5](#) altında yer alan prosedüre göre SpectraMagic NX2 içinden gerçekleştirilebilir veya SpectraMagic NX2'yi bir bilgisayara yüklemeyen bir lisansı etkinleştirmek için kullanılabilen Lisans Etkinleştirme Aracı CM-LAT1 kullanılarak gerçekleştirilebilir. Lisans Aktivasyon Aracı CM-LAT1, SpectraMagic NX2 internetten indirildiğinde zip dosyasının içindeki \Lisans Etkinleştirme Aracı klasöründe, SpectraMagic NX2 bir dongle üzerinde sağlandığında yazılım dongle'daki \Lisans Etkinleştirme Aracı klasöründe veya Konica Minolta web sitesinden (<https://www.konicaminolta.com/instruments/download/software/color/smnx2/latindex.html>) Lisans Etkinleştirme Aracı CM-LAT1 indirilerek bulunabilir. Lisans Etkinleştirme Aracı CM-LAT1'in kullanımına ilişkin bilgi için, \Lisans Etkinleştirme Aracı klasörünün \Manual alt klasöründeki CM-LAT1 kılavuzuna bakın
- SE-LMS web sitesindeki diğer işlemler için bkz. [1.1.3.4 SE-LMS Web Sitesi İşlemleri s. 12.](#)

SpectraMagic NX2 Dahilinde Yeni bir Dongle Lisansının Etkinleştirilmesi

Yeni satın alınan bir dongle, lisans bilgilerini ve ürün anahtarını belleğinde barındırır, ancak aşağıdaki prosedürün izlenmesi suretiyle bilgilerinizi kaydetmeniz ve lisansı etkinleştirmeniz gerekir.

- Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmeden önce dongle'ın bilgisayara ait USB yuvasına takılı olduğundan emin olun.
1. Lisans ve Bilgilendirme ekranında [Etkinleştir] üzerine tıklayın. Lisans Yönetimi iletişim kutusu belirecektir.
 2. *Kaydedilmemiş yeni dongle* seçiminde bulunup [Sonraki >] üzerine tıklayın. Yazılım lisans sunucusu ile bağlantı kuracaktır.
 3. Kullanıcı bilgilerinizi kaydetmek üzere bir sonraki Lisans Yönetimi iletişim kutusu görüntülenecektir.
 4. Talep edilen kullanıcı bilgilerinizi girin.
 - Kırmızı * ile işaretli kısımlar zorunludur.
 - *Şahsi* işaretli olduğunda, *Şirket adı* gerekli değildir.
 - Tüm kısımları girmek amacıyla iletişim kutusunda aşağı doğru hareket etmek için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - *Parola için*
 - *E-posta1* kısmına girilmiş e-postayı kullanarak halihazırda kayıt işlemi gerçekleştirdiyse *Parola* metin kutusuna parolanızı girin. Parolanızı unuttuysanız *Parolanızı sıfırlamak için buraya tıklayın.* üzerine tıklayarak sıfırlayabilirsiniz.
 - Kayıt işlemi ilk defa gerçekleştiriyorsanız *Parola* metin kutusunu boş bırakın. Kayıt işleminden sonra webmaster@selms-mail.konicaminolta.com tarafından, Lisans Yönetim Sisteminde oturum açılması ve parolanızın sıfırlanması hakkında talimatları içeren bir e-posta alacaksınız.

- Konica Minolta'nın kişisel verilerin işlenmesine yönelik politikasını kabul etmek amacıyla *Kişisel verilerin işlenmesini kabul ediyorum.* yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin.
 - Konica Minolta'nın kişisel verilerin işlenmesine yönelik politikasını görüntülemek için *Kişisel verilerin işlenmesini kabul ediyorum.* üzerine tıklayın. Tarayıcınız açılıp söz konusu politikayı görüntüleyecektir.
 - Lisansınızı kaydetmek ve etkinleştirmek için kişisel verilerin işlenmesini kabul etmek gereklidir.
5. [Sonraki >] üzerine tıklayın. Lisans ayrıntılarınızı ve kayıt bilgilerinizi gösteren bir sonraki Lisans Yönetimi iletişim kutusu belirecektir.
- Tüm bilgilerin doğru olması halinde [Sonraki >] üzerine tıklayın. Lisans bilginizi, başlangıç tarihini (SpectraMagic NX2'nin ilk başlatma tarihi), son kullanma tarihini ve Anahtar Kimliğini gösteren son Lisans Yönetimi iletişim kutusu belirecektir. İletişim kutusunu kapatmak için [Tamamla] ögesine tıklayın.
 - Düzeltmeler yapılması gerekiyorsa önceki ekrana dönmek için [< Geri] üzerine tıklayın ve adım 4 altında tarif edildiği gibi gerekli düzeltmeleri yapın.

Dongle olmayan (Elektronik) Lisansın veya Lisans Uzatmasının Etkinleştirilmesi

Bilgilerinizi kaydetmek ve bir dongle olmayan (elektronik) lisansı veya lisans uzatmasını etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü takip edin.

- Kullanıcı kaydı gerçekleştirebilmek için (Lisans Sertifikası üzerinde gösterilen) Ürün Anahtarınız bulunmalıdır.
 - Kullanıcı bilgileri kayıt işlemi (bkz. altta adım 4) öncesinde lisans sertifikanızın yanı sıra satın aldığınız satıcıdan gelen, lisans bilgilerinizi içeren e-postada yer alan bağlantıya giderek gerçekleştirebilirsiniz.
1. Lisans ve Bilgilendirme ekranında [Etkinleştir] üzerine tıklayın. Lisans Yönetimi iletişim kutusu belirecektir.
 2. *Dongle olmayan lisans ya da lisans uzatması* seçiminde bulunup [Sonraki >] üzerine tıklayın. Ürün Anahtarınızın girişini talep eden bir sonraki Lisans Yönetimi iletişim kutusu belirir.
 3. Ürün Anahtarı girişinizi gerçekleştirin ve [Sonraki >] üzerine tıklayın. Yazılım lisans sunucusu ile bağlantı kuracaktır.
 - Lisans numarası geçerli değilse, bir hata mesajı görüntülenecektir.
 4. Bilgilerinizi lisans sunucusuna kayıt etmediyseniz, bilgilerinizi kaydetmeniz için bir link görüntülenecektir. Bilgilerinizi önceden kaydettiyseniz 4. adıma ilerleyin.
 - 4-1. Kullanıcı kayıt linkine tıklayın. Tarayıcınız Konica Minolta Lisans Sunucu Kullanıcı Kayıt sayfasını açacaktır.
 - 4-2. Ekranın üstünde gösterilen lisans bilgilerinin siparişiniz ile uyumlu olduğunu kontrol edin. Siparişiniz ile uyumluysa, işaret kutusunu onaylamak için "This matches to the items of the order" ögesini tıklayın.
 - Bilgiler siparişiniz ile uyumlu değilse, yazılımı satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin.
 - 4-3. Bilgileri ekranın aşağısındaki alana girin.
 - 4-4. Sitenin gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, işaret kutucuğunu onaylamak için "I agree about the handling of personal information" yazan işaret kutusuna tıklayın.
 - Bu sitenin gizlilik politikasını görmek için, "I agree about the handling of personal information" yazan işaret kutucuğuna tıklayın. Gizlilik politikasını gösteren ayrı bir pencere açılacaktır.
 - Kayıt sürecini tamamlamak için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz.
 - 4-5. [Confirmation and registration] ögesini tıklayın.
 - 4-6. Tüm bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol edin. Tüm bilgiler doğruysa, kullanmak istediğiniz parolayı "Parola" metin kutusuna girin ve ardından doğrulamak için "Lütfen aynı parolayı girin." metin kutusuna parolayı tekrar girerek [Kayıt] düğmesine tıklayın.
 - Bilgilerin değiştirilmesi gerekiyorsa, [Geri] üzerine tıklayın ve bilgileri düzeltmek amacıyla yukarıdaki adım 3-3 altında belirtilen prosedürü tekrarlayın.
 - Yazılımı güncelleme veya lisans bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmada girdiğiniz parola gerekecektir. Parolayı unutmduğunuzdan emin olun.

4-7. Ekranın sol üstünde "Kullanıcı kaydı tamamlandı." mesajı belirdiğinde kullanıcı kayıt işlemi tamamlanmış olup tarayıcınızı kapatabilirsiniz.

4-8. Lisans Yönetimi iletişim kutusunda, [Geri] ögesini tıklayın. 2. adıma ait iletişim kutusu tekrar görüntülenecektir.

4-9. [Sonraki] ögesine tıklayın.

5. Etkinleştirdiğiniz lisansın detaylarını gösteren bir sonraki Lisans Yönetimi iletişim kutusu görüntülenecektir.

6. Dongle olmayan (elektronik) lisansın veya dongle olmayan (elektronik) lisans için lisans uzatmasının etkinleştirilmesinde

6-1 Lisans detaylarını doğrulayın ve [Sonraki >] ögesini tıklayın. Lisansın etkinleştirildiğini ve etkin lisansın detaylarını gösteren bir sonraki Lisans Yönetimi iletişim kutusu görüntülenecektir.

- Lisans daha önceden etkinleştirildiyse, lisansın daha önceden etkinleştirildiğini belirten bir hata mesajı görüntülenecektir. Aynı lisansı birçok kez etkinleştirmek mümkün değildir.

Bir dongle lisansı için bir lisans uzatmasının etkinleştirilmesinde

6-1 Daha önce takılmamışsa, dongle'ı bilgisayarın USB yuvasına takın ve [Sonraki >] ögesine tıklayın. Bilgisayara bağlı olan dongle'ları gösteren bir iletişim kutusu görüntülenecektir.

6-2 Gerekirse, iletişim kutusunda gösterilen geçerli dongle'a tıklayın ve görüntülenen aşağı açılır listeden etkinleştirilecek dongle'ı seçin.

6-3 [Sonraki >] ögesine tıklayın. Dongle lisansının etkinleştirildiğini ve etkin lisansın detaylarını gösteren bir sonraki Lisans Yönetimi iletişim kutusu görüntülenecektir.

- Lisans daha önceden etkinleştirildiyse, lisansın daha önceden etkinleştirildiğini belirten bir hata mesajı görüntülenecektir. Aynı lisansı birçok kez etkinleştirmek mümkün değildir.

7. Lisans etkinleştirme tamamlanmıştır, etkinleştirmenizi onaylayan ve müşteri bilgilerinizi içeren bir eposta alacaksınız.

- webmaster@selms-mail.konicaminolta.com tarafından gönderilen epostaların güvenlik duvarınız tarafından engellenmediğinden ve istenmeyen eposta olarak etiketlenmediğinden emin olunuz.

■ Dongle Olmayan (Elektronik) Lisanslar Hakkında Önemli Not

Dongle olmayan (elektronik) lisanslar, kuruldukları ve etkinleştirdikleri bilgisayara bağlanır. SpectraMagic NX2'yi farklı bir bilgisayara taşıırken (örneğin bilgisayar yeni bir bilgisayar ile değiştirildiğinde), SpectraMagic NX2'yi eski bilgisayardan kaldırmadan önce lisansı yeni bilgisayara aktardığınızdan emin olun.


Bkz. [1.1.3.3 Lisans Transferi s. 8.](#)



Sorunlar olması halinde Konica Minolta satış danışmanınıza ya da bayinize başvurun.

1.1.3.3 Lisans Transferi

Konica Minolta SpectraMagic Lisans Transfer Aracı ile lisansları bir bilgisayardan diğerine aktarmak mümkündür.

- Lisans transferini gerçekleştirmek için bilgisayarda Yönetici haklarıyla oturum açmış olmalısınız.
- Lisans transferi ağ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Devam etmeden önce hedef bilgisayarın IP adresini veya bilgisayar adını kontrol edin.


	Kaynak bilgisayar	Hedef bilgisayar
1		Hedef bilgisayara (lisansın transfer edileceği bilgisayar) SpectraMagic NX2 kurun.
2		Hedef bilgisayarda SpectraMagic NX2 Başlatıcıyı çalıştırın. <ul style="list-style-type: none">• SpectraMagic NX2 Başlatıcı başlatılamazsa, lisans transfer aracını doğrudan Tarayıcıdan başlatın. Lisans transfer aracı şu adreste bulunabilir: C:\Program Files\KONICA MINOLTA\SpectraMagic NX2\KonicaMinolta.Hathor.Apps.SpectraMagic.LicenseTransferTool.exe Lisans Transferi Aracının çalıştırılıp çalıştırılmayacağını soran Kullanıcı Hesap Kontrol iletişim kutusu görüntülenirse [Evet] ögesini tıklayın. Aşağıda yer alan 5. adım ile devam edin.
3		Lisans & Bilgilendirme ekranına geçebilmek için Lisans & Bilgilendirme ögesini seçin.
4		[Transfer] ögesini tıklayın. Lisans Yönetimi iletişim kutusu belirecektir. <ul style="list-style-type: none">• Lisans Transferi Aracının çalıştırılıp çalıştırılmayacağını soran Kullanıcı Hesap Kontrol iletişim kutusu görüntülenirse [Evet] ögesini tıklayın.
5		Bu bilgisayara lisansı kabul et ve kur ögesini seçin ve [Sonraki >] ögesine tıklayın. 

6		Hedef bilgisayarın IP6 ve IP4 adreslerini gösteren Lisans Yönetimi iletişim kutusu görüntülenecektir. 
7	Kaynak bilgisayarda SpectraMagic NX2 Başlatıcısı çalıştırın.	
8	Lisans & Bilgilendirme ekranına geçebilmek için Lisans & Bilgilendirme öğesini seçin.	
9	[Transfer] öğesini tıklayın. Lisans Yönetimi iletişim kutusu belirecektir. <ul style="list-style-type: none">Lisans Transferi Aracının çalıştırılıp çalıştırılmayacağını soran Kullanıcı Hesap Kontrol iletişim kutusu görüntülenirse [Evet] öğesini tıklayın.	
10	Bu bilgisayardan lisansı transfer et öğesini seçin ve [Sonraki >] öğesini tıklayın. 	


1 1 Bir sonraki Lisans Yönetimi iletişim kutusu görüntülenecektir.

- (1) Mevcut transfer edilecek Lisans üzerine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden transfer edilecek lisansı seçin. Seçili lisansın bilgileri görüntülenecektir.
- (2) Alıcıda Seç açılır liste üzerine tıklayın ve görüntülenen listeden hedef bilgisayarı seçin.
Hedef bilgisayar listede görüntülenmezse Manuel metin kutusuna hedef bilgisayarın IP4 adresini girin.
- IP4 adresinin manuel doldurulması sırasında, sadece xxx.xxx.xxx.xxx kısmını girin. başta yer alan "http://" ve sondaki ":xxxx" port numarasını dahil etmeyin. (6. adımda kırmızı noktalı çerçeveye gösterilen kısım.) Örneğin iletişim kutusu "http://100.111.123.145:2000" gösteriyorsa sadece "100.111.123.145" girin

1 2 [Transfer] ögesini tıklayın. Bilgisayar lisans sunucusu ile bağlantı kuracak ve lisansın lisans sunucusuna transferi başlayacaktır. İlerleme iletişim kutusunda görüntülenecektir.



İlerleme iletişim kutusunda görüntülenecektir.



1 3 Lisansın, lisans sunucusuna transferi bittiğinde, iletişim kutusunu kapatmak için [Tamamla] ögesini tıklayın.

Lisansın, lisans sunucusuna transferi bittiğinde, iletişim kutusunu kapatmak için [Tamamla] ögesini tıklayın.

1.1.3.4 SE-LMS Wen Sitesi İşlemleri

SE-LMS web sitesi, SpectraMagic NX2 lisanslarınızı yönetmeye yönelik bir web sitedir. Bu web sitesi üzerinden lisans bilgilerinizi kontrol edebilir, lisans sertifikalarınızı indirebilir, unutmmanız halinde SE-LMS parolanızı sıfırlayabilir ya da SE-LMS web sitesi parolanızı veya kayıtlı bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

SE-LMS'de Oturum Açmak

1. <https://selms.konicaminolta.com/> adresine gidin.
 - SE-LMS web sitesinin dilini, ekranın sol üstünde yer alan Select Language (Dil Seç) yanında bulunan aşağı üçgen üzerine tıklayıp tercih edilen dili seçerek değiştirebilirsiniz. Bunun ardından web sitesi otomatik olarak İngilizce dilinden tercih edilen dile çevrilir.
2. Kayıtlı e-posta adresinizi ve parolayı girin, ardından [GİRİŞ] üzerine tıklayın. Lisanslarınızı içeren bir liste görüntülenecektir.
 - Yukarıdaki URL'yi kullanarak SE-LMS web sitesinde oturum açabilmek için öncesinde kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesi gerekmektedir. Kullanıcı bilgilerini lisans aktivasyonu sırasında (bkz. [1.1.3.2 Lisans Etkinleştirme s. 5](#)) veya lisans sertifikanızın yanı sıra satın aldığınız satıcıdan gelen, lisans bilgilerinizi içeren e-postada yer alan bağlantıya giderek kaydedebilirsiniz.
 - Parolanızı unutmmanız halinde, [Unutulan Parolanın Sıfırlanması s. 12](#) altındaki prosedürü takip ederek sıfırlayabilirsiniz.
 - Birden çok alan rolü için lisanslar kaydettiyseniz alan rollerini içeren bir liste görüntülenecektir.

Unutulan Parolanın Sıfırlanması

Parolanızı unutmmanız halinde, aşağıdaki prosedürü takip ederek sıfırlayabilirsiniz.

1. SE-LMS oturum açma ekranında, Parola metin kutusunun sağ altında yer alan "Parolamı unuttum" üzerine tıklayın. E-Posta Adresinizi (kayıtlı e-posta adresi) talep eden bir web sayfası görüntülenecektir.
2. Kayıtlı e-posta adresinizi girin ve [GÖNDER] üzerine tıklayın. SE-LMS sistemi kayıtlı e-posta adresinize parolanızı sıfırlamak için bir bağlantıyı içeren bir e-posta gönderecektir ve bir bildirim web sayfası görüntülenecektir.
3. E-postayı açın ve bağlantıya tıklayın. Yeni bir parolayı girmeye yönelik web sayfası görüntülenecektir.
4. Her iki metin kutusuna aynı parolayı girin.
 - Parolalar en az 10 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük harf, küçük harf, sayı ve semboller (_\$@%#&<>+~:|-+) içermelidir.
5. [Sıfırla] ögesine tıklayın. Parola sıfırlanacak, bir bildirim web sayfası görüntülenecek ve sistem tarafından kayıtlı e-posta adresinize parolanın sıfırlandığını bildiren bir e-posta gönderilecektir.

Lisans Bilgilerinizin Kontrol Edilmesi

1. SE-LMS web sitesinde oturum açtığınızda lisanslarınızı içeren bir liste görüntülenecektir.
 - Birden çok alan rolü için lisanslar kaydettiyseniz alan rollerini içeren bir liste görüntülenecektir. Listede yer alan bir alanın sol yanında bulunan + üzerine tıklayarak söz konusu alanın lisanslarını görüntüleyin.
2. Söz konusu lisansın ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için ürün anahtarı üzerine tıklayın.
 - Lisans sertifikasını indirmek için [Sertifika'yı İndir] üzerine tıklayın ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.

- Listeye geri dönmek ve farklı bir lisansa ait ayrıntıları görüntülemek için [Listeye geri dön] üzerine tıklayın.

Parolanın Deęiştirilmesi

SE-LMS web sitesinde oturum açtıktan sonra aşağıdaki prosedürleri takip ederek parolanızı deęiştirebilirsiniz.



1. Web sayfasının sağ üstünde yer alan “Parola Deęiştir” üzerine tıklayın. Parola Deęiştir web sayfası görüntülenecektir.
2. Güncel parolayı Eski Parola metin kutusuna girin.
3. Yeni parolayı Yeni Parola ve Lütfen Aynı Parolayı Girin metin kutularına girin. Aynı yeni parolanın her iki metin kutusuna girilmesi gerekmektedir.
 - Parolalar en az 10 karakter uzunluęunda olmalı ve büyük harf, küçük harf, sayı ve semboller (_\$@%#&<>+~:|-+) içermelidir.
4. [Sıfırla] öęesine tıklayın. Parola sıfırlanacak, bir bildirim web sayfası görüntülenecek ve sistem tarafından kayıtlı e-posta adresinize parolanın sıfırlandığını bildiren bir e-posta gönderilecektir.

Kullanıcı Bilgisi Deęiřimi

SE-LMS web sitesinde oturum açtıktan sonra aşağıdaki prosedürleri takip ederek parolanızı deęiştirebilirsiniz.

1. Web sayfasının sağ üstünde yer alan “Kullanıcı Bilgisini Deęiştir” üzerine tıklayın. Kullanıcı Bilgisini Deęiştir web sayfası görüntülenecektir.
2. Bilgileri tercih ettięiniz gibi deęiştirin.
 - Kayıtlı E-posta1 adresini bu web sayfası üzerinden deęiştirmek mümkün deęildir. Kayıtlı E-posta1 adresini deęiştirmeniz gerekiyorsa lütfen satın aldıęınız satıcı ile iletişime geçin.
3. [Onay] üzerine tıklayın. Bilgi deęiřiklięini bildiren bir web sayfası görüntülenecektir. Tüm deęiřikliklerin doęru olması halinde [Kayıt] üzerine tıklayın.
 - Deęiřiklikleri iptal etmek için [Kapat] üzerine tıklayın. Sistem, lisans listesini görüntüleyen ana SE-LMS web sitesi sayfasına geri dönecektir.
 - Deęiřiklikler doęru deęilse ya da ilave deęiřiklikler gerekiyorsa önceki sayfaya dönmek için [Geri] üzerine tıklayın ve adım 2’yi tekrarlayın.
4. Kullanıcı bilgileri deęiřiklięinin tamamlandığını bildiren bir web sayfası görüntülenecektir.
 - Lisans listesini görüntüleyen ana SE-LMS web sitesi sayfasına geri dönmek için [Bařa dön] üzerine tıklayın.

1.1.4 Uygulama Ayarları (Başlatıcı)

1. SpectraMagic NX2 Başlatıcı menüsünün sağ tarafındaki  ögesini tıklayın. Uygulama Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Ayar yapılacak kategoriyi seçmek için iletişim kutusunun sol tarafındaki kategoriye tıklayın.
Kullanıcı Ayarı (Ekran Dili, Bildirim Alanı): Yazılım ekranı dilini ve bildirim alanını ayarlayın.
Kullanıcı Yönetimi : Kullanıcı grupları ve kullanabilecekleri işlevleri yönetin.
3. Tüm ayarlar istenildiği gibi gerçekleştirildikten sonra, ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - İletişim kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için [Uygula] ögesine tıklayın.
 - Ayar değişikliklerini kaydetmeden iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.

1.1.4.1 Kullanıcı Ayarı (Ekran Dili, Bildirim Alanı)

1. Kullanıcı Ayarları kategorisini açmak için iletişim kutusunun sol tarafında Kullanıcı Ayarı üzerine tıklayın.
2. SpectraMagic NX2 Başlatıcının ve Renk Kalite Kontrolü modülünün ekran dilini ayarlamak için mevcut Dili Göster ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen alet adını seçin.
 - Bu ayar Renk Kalite Kontrolü modülü bir sonraki sefer başlatıldığında etkili olacaktır.
 - Dil ayarı, ekrandaki ve veriler dışı aktarılırken kullanılan ondalık sembolü, basamak gruplama sembolü ve liste ayırıcı karakterlerini belirler. Seçili dil için varsayılan Windows ayarları kullanılacaktır.
3. Bildirim Alanını ayarlamak için (Başlatıcının Bildirimler ekranına gelecek bildirimlerin alanı), Bildirim Alanının mevcut ayarlarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen alanı seçin.
4. Tüm ayarlar istenildiği gibi yapıldıktan sonra ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - İletişim kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için [Uygula] ögesine tıklayın.
 - Ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.

1.1.4.2 Kullanıcı Yönetimi (P)

- Bu özellik yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition ile desteklenir.

Kullanıcı Yönetimi, SpectraMagic NX2'nin işlevlerine erişim kontrolü için kullanılabilir. Kullanıcı Yönetimi özelliği Açık ayarına alındığında, SpectraMagic NX2 başlatıldığında kullanıcı giriş yapmalıdır ve kullanıcının erişebildiği işlevler söz konusu kullanıcının Rol bağlı olacaktır. Üç adet Grup mevcuttur: Administrator, Manager ve Worker. Her Rol için erişilebilir işlevler Grup Düzenle iletişim kutusunda ayarlanabilir.

1. Kullanıcı Yönetimi kategorisini açmak için, iletişim kutusunun sol tarafındaki Kullanıcı Yönetimi ögesini tıklayın.

Kullanıcı Yönetimini Etkinleştirme/Devre dışı bırakma

Kullanıcı yönetimini etkinleştirmek için *Kullanıcı Yönetimi özelliğini kullan* seçeneğini Açık olarak ayarlayın.

- Kullanıcıların giriş yapması gerekmektedir ve kullanıcıların erişebildiği işlevler giriş yapan kullanıcının Rol ayarlarına göre olacaktır.
- Yönetici kullanıcısının varsayılan parolası "Administrator" şeklindedir. Kullanıcı Yönetimi özelliğini kullan etkinleştirildiğinde Yönetici parolasının değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kullanıcı yönetimini devre dışı bırakmak için *Kullanıcı Yönetimi özelliğini kullan* seçeneğini Kapalı olarak ayarlayın.

- Kullanıcıların giriş yapmasına gerek yoktur ve tüm işlevler her kullanıcıya erişilebilir olacaktır.

Yeni Kullanıcı Eklenmesi

- Yeni kullanıcılar yalnızca *Kullanıcı Yönetimi özelliğini kullan* seçeneği etkinken yapılabilir.

1. [Yeni Kullanıcı Ekle] ögesini tıklayın. Kullanıcı Verilerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenecektir.

2. Kullanıcılar Windows Aktif Dizin tarafından yönetilecekse, işaret kutusunu onaylamak için işletim sisteminizin kullanıcı doğrulama ayarlarını kullanarak Doğrula ögesini tıklayın.

3. Kullanıcı Adını ve parolayı girin.

Active Directory ile doğrulama işaretliyse, Aktif Dizinde kullanılan kullanıcı adını Kullanıcı Adı alanına girin. Kullanıcının parolası Aktif Dizinde kullanılan parola ile aynı olacaktır, bu nedenle bir parola girilmesine gerek yoktur ve Parola ve Parola (Tekrar) alanları devre dışıdır.

- Aktif Dizin içinde Kullanıcı Adı girdisi bulunamadysa, bir hata mesajı görüntülenecek ve kullanıcı eklemek mümkün olmayacaktır.
- Alan adı da dahil olmak üzere maksimum isim uzunluğu 100 karakterdir.
- Kullanılabilir karakterler: Aşağıdaki tek bit karakterler

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~\

(Boşluk), : ve " karakterleri kullanılamaz.

İşletim sisteminizin kullanıcı doğrulama ayarları kullanılarak Doğrulama işaretli değilse, Kullanıcı Adını girin ve sonra kullanıcının parolasını Parola kısmına ve aynı parolayı Parola (Tekrar) kısmına girin.

- Maksimum isim uzunluğu 20 karakterdir. Parola uzunluğunda herhangi bir sınır ve parola karışıklığı gereksinimi yoktur.
- Kullanılabilir karakterler: Aşağıdaki tek bit karakterler

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

4. Mevcut Rol ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen ayarı seçin. Üç adet Rol mevcuttur:

Administrator: Tüm işlevler erişilebilir ve değiştirilemez.

Manager: Varsayılan olarak tüm işlevler erişilebilir ancak değiştirilebilir.

Worker: Varsayılan olarak kısıtlı miktarda işleve erişilebilir ancak değiştirilebilir.

- Manager veya Worker rolleri için etkinleştirilen işlevleri değiştirmek için bkz. [Grup Ayarlarının Düzenlenmesi s. 16](#).

5. [OK] ögesine tıklayın. Kullanıcı eklenecektir.
 - İşletim sisteminizin kullanıcı doğrulama ayarları kullanılarak Doğrulama işaretliyse, Kullanıcı Adı kısmına girilen ad Aktif Dizinde kontrol edilecektir. Kullanıcı Adı kısmındaki girdi Aktif Dizinde mevcut ise kullanıcı eklenecektir. Kullanıcı Adı kısmındaki girdi Aktif Dizinde mevcut değil ise bir hata mesajı görüntülenecek ve kullanıcı eklenemeyecektir. Aktif Dizindeki kullanıcı için doğru adı onaylayın.
 - Kullanıcı eklemeyi iptal etmek için OK yerine [İptal] ögesine tıklayın.
6. Başka kullanıcıları istenildiği üzere eklemek için 1 ve 8 arası adımları tekrar edin.

Kullanıcı Bilgilerini Düzenle

Kullanıcı Parolasını veya Rol düzenlemek için:

- Kullanıcı Adı düzenlenemez. Kullanıcı adını düzenlemeniz gerekiyorsa, yeni bir adla yeni bir kullanıcı oluşturun ve eski adlı kullanıcıyı silin.
1. Kullanıcıyı düzenlemek için kullanıcı listesinde üstüne tıklayın.
 2. [Düzenle] ögesini tıklayın. Kullanıcı Verilerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenecektir.
 3. İsteddiğiniz bilgiyi düzenleyin.
 4. Bilgileri doğrulamak için [OK] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.

Kullanıcı Silinmesi

- Bir kullanıcı silindiyse ve *Kullanıcı Yönetimi özelliğini kullan* seçeneği Açık olarak ayarlıysa, kullanıcı yazılımı kullanamayacaktır.
1. Silinecek kullanıcıyı, kullanıcı listesinde üstüne tıklayarak seçin.
 2. [Sil] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
 3. Kullanıcıyı silmek için [Evet] ögesine tıklayın.
 - Kullanıcı silinmesini iptal etmek için, [Evet] yerine [Hayır] ögesine tıklayın.

Grup Ayarlarının Düzenlenmesi

Manager ve Worker grupları üyelerinin erişebileceği işlevleri düzenlemek için:

- Yönetici grubu üyeleri tüm işlevlere erişebilir. Bu durum değiştirilemez.

1. [Grup Düzenle] ögesini tıklayın. Grup Düzenle iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Her grup için erişilebilir olan işlevler, o grup için sütunda işaretli olacaktır.
3. İşaret kutuları, onay kutusuna tıklanarak işaretli ve işaretsiz olarak değiştirilebilir.
Bir işlevi etkinleştirmek için, istenen sütunda o işleve ait onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
Bir işlevi devre dışı bırakmak için, istenen sütunda o işleve ait onay kutusunun boş olduğundan emin olun.
4. Tüm işlevler istenildiği gibi ayarlandıktan sonra, ayarları onaylamak için [OK] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu tutuklayın.

1.2 Ekran Yapılandırma

SpectraMagic NX2 için standart ekran yapılandırma aşağıda gösterilmiştir.

Araç çubuğu

Alet Penceresi

The screenshot displays the SpectraMagic NX2 software interface with several panels and data tables. The interface is organized into several main sections:

- Top Bar:** Contains menu items like Dosya, Alet, Veri, Kalite Kontrolü, Avarları, Gözet, Arac, Çevre, Yardım and a toolbar with icons for file operations and measurement tools.
- Left Panel (Alet Penceresi):** Lists calibration and measurement tools such as Kalibrasyon, Son Kalibrasyon, Hedef Ölçümü, Ölç, Ölçüm Koşulu, Alet Tetik Ölç. Modu, Viewfinder, Bakım Bilgileri, and Denetim Bilgisi.
- Ekran Şablon Penceresi:** Shows a list of templates for different measurement scenarios, including 2Bank_SCI_SCE.mtpx2, Detail.mtpx2, Simple.mtpx2, Standard_SCI.mtpx2, Simple_SCI.mtpx2, and various GU templates.
- MultipleMeasurements Panel:** Displays a tree view of measurement targets and samples. Target #1 is expanded to show four samples with their respective timestamps.
- Değerlendirme Penceresi:** Shows the results of a measurement, indicating it is "Başarılı" (Successful). It includes a table for "Bank Değerlendirme" and "Grup Özellikleri".
- Veri Listesi Penceresi:** A table listing measurement data for multiple targets and samples, including parameters like L*, a*, b*, and their differences.
- Kanvas Penceresi:** Displays two side-by-side comparison plots. Each plot shows a target (Target #1) and a sample (Sample #2) with their respective L* and SCE values. Below the plots are summary tables for "Toplam Değerlendirme" and "Fark" (Difference).

Bank Değerlendirme	Grup Özellikleri	$\Delta L^*_{(10Y/065)}$	$\Delta E00(C)$
---	---	---	---
Başarılı	SCI	3,71	
---	SCE	3,87	

Toplam Değerlendirme	Başarılı
L* (SCI)	67,06
a* (SCE)	-1,64
b* (SCE)	-22,64

Fark	Fark
ΔL^* (SCI)	3,71
Δa^* (SCI)	15,94
Δb^* (SCI)	-2,37
ΔE^*_{ab} (SCI)	16,53

Ekran Şablon Penceresi

Belge alanı

1.2.1 Menü

Dosya

Dosya	Yeni	Ctrl+N53
	Kalite Kontrolü Şablonundan Yeni	53
	Belge ...		
Yeni Kalite Kontrolü Şablonu	Yeni Kalite Kontrolü Şablonu Sihirbazı56
	Kalite Kontrolü Şablonu olarak kaydet56
Aç ...	Ctrl+O	54
Son Dosyalar54
Kaydet	Ctrl+S	55
Farklı Kaydet55
Dosyadan İçer Aktar198
Dosyaya Dışa Aktar198
Tüm Verileri Dışa Aktar199
Göster Şablon	Kalite Kontrolü Şablonu olarak kaydet60
	Uygula60
Yazdır Rapor ...	Ctrl+P	176
Veri Listesini Yazdır	Yazdır177
	Yazdırma Ayarları178
Çıkış	Alt+F4		

Alet

Bağlan (alet bağlı değilken)		63
Bağlantıyı Kes (alet bağlıyken)		71
Alet İletişim Kurulumu		63
Ölçüm Koşulu72
Kalibrasyon F2		85
Kalibrasyon Ayarları	UV Ayarı91
	Kullanıcı Kalibrasyonu90
	Kalibrasyon Seçeneği Ayarları98
	Calibration Data99
Ölçüm	Hedef Ölçümü	F3126
	Örnek Ölçümü	F4137
	Viewfinder	118
	Aralık Ölçümü Penceresi119
Alet Tetik Modu120
Okuma/Yazma	Örnekleri Oku170

	Hedef Yaz171
	Hedef Oku/Düzenle174
Alet Çevre Ayarları	İş Ayarları155
	Kullanıcı Aydınlatıcı Yaz167
	Kullanıcı Endeks Ayarları...*168
	Alet Ayarları...*168
	Aletin Başlatılması...*169

* Sadece bir CR-400 serisi alet bağlandığında göster.

Veri

Hedef Oluştur	122
Hedef Düzenle	Tolerans133
	Ek Bilgi135
	Örnek Ölçüm Koşulu136
Otomatik Hedef Ayar Seçimi İle	138
Örnek Ölçüm ...		
Önceki veri	Belgedeki önceki ölçümü seçer.	
Sonraki veri	Belgedeki bir sonraki ölçümü seçer.	

Kalite Kontrolü Ayarları

Ölçüm VeriAyarları	Varsayılan Veri Adı140
	Varsayılan Kullanıcı Tanımlı Bilgi141
	Varsayılan Tolerans142
Değerlendirme Ayarları	143
Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları	145
Kullanıcı Aydınlatıcı Kaydet	150
Kullanıcı Denklemi Ayarları	147
Ana Verileri Yönet	Kullanıcı Aydınlatıcı Ana Yönet153
	Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana Yönet153

Gözet

Belge Penceresini Özelleştir	Veri Listesi Penceresi28
	Değerlendirme Penceresi ...	
	Veri Özelliği Penceresi ...	
	Kanvas Penceresi ...	
	Ekran Şablon Penceresi ...	
Öğeleri Listele Ayarları	100

Ayarlar Liste Penceresi115
Kanvas Modunu Deęiřtir203
Ara Çubuęu Ayarı 24

Ara

Seri Yazıcı ile Yazdırma	Yazdır Seçilen Veriler181
	Ayarlar180
Dięer Sistemle Çalış	Ayarlar182
Makro	Kayıt183
	Başlat: Kayıtlı makroların açılır listesini açar. Listedeki bir makroya tıklamak makroyu başlatacaktır.	

Çevre Ayarları

Uygulama Ayarları187
Kısayol Anahtar Ayarları189

Yardım

Manuel ...	F1 Bu kılavuzu açar.
Renk bilgisi ...	Renk teorisi ve renk ölçümü kavramlarını açıklayan bir kitapçık olan <i>Renk bilgisi</i> 'ni açar.
Sürüm Bilgileri ...	Sürüm bilgilerini gösteren bir iletişim kutusu açar.

1.2.2 Araç çubuğu

Araç çubuğu sık kullanılan işlevleri gerçekleştirmek için düğmeler içerir. The varsayılan araç çubuğu aşağıda gösterilen düğmeleri içerir.





- Özelliğinin kısa bir açıklamasını görmek için fare imlecini düğmenin üzerine getirin.
- Araç çubuğu, düğme ekle/kaldır veya araç çubuğunun kendisini göster/gizle şeklinde düzenlenebilir. Bkz. [1.2.2.1 Araç Çubuğu Ayarı s. 24](#).

	Yeni: Yeni bir belge oluşturur. Bkz. 2.2.1 Doğrudan yeni bir belge oluşturma s. 53 .
	En son: Yakın zamanda kullanılan belgelerin ve şablonların listesini gösteren Dosya Seçimi iletişim kutusunu Dosyayı Aç sekmesine açar. Bkz. 2.2.3 Mevcut bir Belgeyi Açma s. 54 .
	Kaydet: Geçerli durumda etkin olan belgeyi mevcut adıyla kaydeder. Belge daha önce hiç kaydedilmemişse, bir ad girilmesi ve dosyanın kaydedilmesi için Farklı Kaydet iletişim kutusunu açar. Bkz. 2.2.4 Belgenin Kaydedilmesi s. 55 .
	Liste Penceresinde Öğe Seç: Liste Penceresinde gösterilecek öğelerin ayarlanması için Liste Penceresinde Öğe Seç iletişim kutusunu açar. Bkz. 2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.) s. 100 .
	Bağlan (yalnızca hiçbir alet bağlı değilken gösterilir): NX2'yi bir alete bağlar. Bkz. 2.4.2 Bir Alete Bağlanma s. 63 .
	Bağlantıyı Kes (Yalnızca bir alet bağlı olduğunda görüntülenir): Bağlı olan aletin bağlantısını keser. Bkz. 2.4.4 Aletin bağlantısını kesme s. 71 .
	Ölçüm Koşulları: Ölçüm koşullarının ayarlanması için Ölçüm Koşulları iletişim kutusunu açar. Bkz. 2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72 .
	Kalibrasyon: Alet kalibrasyonunu başlatır. Bkz. 2.6 Kalibrasyon s. 85 .
	Hedef Ölçümü: Hedef ölçümü gerçekleştirir. Bkz. 2.9.2 Sihirbaz Olmadan Ölçüm ile bir Hedef Oluşturmak s. 126 .
	Örnek Ölçümü: Örnek ölçümü gerçekleştirir. Bkz. 2.10.1 Bir Örneği Ölçme s. 137 .

 ← Önceki...	Önceki veri: Belgedeki önceki ölçümü seçer.
 → Sonraki...	Sonraki veri: Belgedeki bir sonraki ölçümü seçer.

1.2.2.1 Araç Çubuğu Ayarı


Araç çubuğunun gösterilip gösterilmeyeceği ve hangi düğmenin araç çubuğunda hangi sırayla gösterileceği Araç Çubuğu Ayarı iletişim kutusundan ayarlanabilir.

1. Gözet - Araç Çubuğu Ayarı ... ögesini seçin. Araç Çubuğu Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Araç çubuğunu gösterip gizlemek için, Ekran Araç Çubuğu seçeneğine tıklayın. Açık şekilde ayarlandığında, araç çubuğu görüntülenecektir. Kapalı şekilde ayarlandığında, araç çubuğu gösterilmez.
 - Varsayılan ayar: Açık
3. Araç çubuğuna bir işlev eklemek için:
 - a) Mevcut Fonksiyon tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen kategoriyi (menü kategorisi) seçin. O kategori için menü öğelerinin listesi görüntülenecektir.
 - Fonksiyon: Diğer, araç çubuğunu bölümlere ayırmak için öğeler arasına eklenebilen Ayırıcı Çizgiyi içerir.
 - b) Mevcut özellikler listesinden eklenecek işlevi seçin. Seçili işlev, Özellikler listesinde henüz mevcut değilse, [Ekle] ögesi etkinleştirilir.
 - Özellikler listesine yalnızca Ayırıcı Çizgi birden çok kez eklenebilir. Seçili işlev, Özellikler listesinde önceden mevcutsa, [Ekle] ögesi devre dışı bırakılır.
 - İşlevin kısa bir açıklaması Açıklama alanında görüntülenecektir.
 - c) Özellikler listesinde, adım 4'te seçilen işlevi eklemek istediğiniz yerin hemen üstündeki işlevi seçin. Söz konusu işlev, Özellikler listesinde seçili işlevin altına eklenecektir.
4. Bir işlevi Özellikler listesinden silmek için:
 - a) Özellikler listesinden silinecek işlevi seçin.
 - b) [Sil] ögesine tıklayın. Söz konusu işlev, Özellikler listesinden silinecektir.
5. Özellikler listesinde, özellikleri yukarı ve aşağı hareket ettirmek için
 - a) Yer değiştirmek istediğiniz işlevleri seçin ve Özellikler listesinin sağ tarafındaki ok düğmelerini kullanın.
 - Taşınacak ilk işlev seçilerek, Shift tuşu basılı tutularak ve taşınacak son işlev seçilerek birden fazla ardışık işlev seçilebilir.
 - Birden fazla ayrı işlev Ctrl'ye basılı tutup yeri değiştirilecek işlevlere tıklanarak seçilebilir. Birden fazla ayrı işlev seçildiğinde, istenilen yönde hareket ettirilecek ve sıralı işlevler haline geleceklerdir.
 - b) Seçili işlev(ler)in yerini değiştirmek için Özellikler listesinin sağ tarafındaki düğmelerini kullanın:
 -  Seçili işlev(ler)i Özellikler listesinin en üstüne taşır (araç çubuğunun en solu).
 -  Seçili işlev(ler)i Özellikler listesinde 1 boşluk kadar yukarı hareket ettirir (araç çubuğunun en solunun 1 yanı).
 -  Seçili işlev(ler)i Özellikler listesinde 1 boşluk kadar aşağı hareket ettirir (araç çubuğunun en sağının 1 yanı).
 -  Seçili işlev(ler)i Özellikler listesinin en altına taşır (araç çubuğunun en sağı).
6. Araç çubuğunu varsayılan ayarlara döndürmek için, [Varsayılan ayarları geri yükle] ögesini tıklayın.
7. Araç çubuğu istenilen şekilde ayarlandıktan sonra ayarları kaydetmek için [OK] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.

1.2.3 Alet Penceresi

Alet Penceresi yalnızca alet bağlı olduğunda görüntülenir. Mevcut bağlı alet hakkında çeşitli bilgiler gösterir ve alet ile gerçekleştirilebilecek bazı operasyonların düğmelerini içerir.

1.2.3.1 Alet Penceresini küçültme/genişletme


 ögesine tıklanılması Alet Penceresini belge penceresine daha çok alan açmak için küçültür.

- Alet Penceresi küçültülmüş haldeyken bile ilgili işlevlerini gerçekleştirmek için simgelere tıklanabilir.



 ögesine tıklanılması küçültülmüş pencereyi genişletecektir.

- Genişletilmiş Alet Penceresinin genişliği değiştirilemez.

1.2.3.2 Alet Penceresi bölümleri

Alet Penceresinin bazı bölümleri, bölüm adının sağındaki  ögesine tıklayarak genişletilebilir ve genişletilmiş bölümler bölüm adının sağındaki  ögesine tıklayarak küçültülebilir.

Başlık çubuğu

Alet Penceresi başlık çubuğu küçültülmüş halde aletin kayıtlı adı ve seri numarasını ve genişletilmiş haldeyken de alet model adını ve alet yazılım sürümünü gösterir.  ögesine tıklayarak genişletin ve  ögesine tıklayarak küçültün.



Kalibrasyon

Kalibrasyon bölümü normalde her türden kalibrasyonun en son tarih ve saatini gösterecek şekilde genişletilmiş olarak gösterilir.

Bölüm adına veya simgesine tıklanması kalibrasyon sürecini başlatır. Bkz. [2.6 Kalibrasyon s. 85](#).

- Mevcut ölçüm koşullarında kalibrasyon gerçekleştirilmediyse, kalibrasyon simgesi yanıp sönecek ve Hedef Ölçümü, Örnek Ölçümü ve Ölçüm Koşulu simgelerinin yanında sarı ünlem işaretleri görüntülenecektir.



Hedef Ölçümü

Hedef Ölçümü veya simge üzerine tıklanması hedef ölçümü sürecini başlatır. Bkz. [2.9.2 Sihirbaz Olmadan Ölçüm ile bir Hedef Oluşturmak s. 126](#).



Örnek Ölçümü

Örnek Ölçümü veya simge üzerine tıklanması örnek ölçümü sürecini başlatır. Bkz. [2.10 Örnek Ölçümleri s. 137](#).



Ölçüm Koşulları

Ölçüm Koşulu veya [icon] üzerine tıklanması Alet Ayarları iletişim kutusunu açacaktır. Bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#).

Ölçüm Koşulunun sağındaki ▼ ögesine tıklanılması mevcut olarak ayarlı ölçüm koşullarını göstermek amacıyla bölümü genişletir.

* Gösterilen ayarlar alete göre değişir.

Alet Tetik Ölçümü

(yalnızca ölçüm düğmesi olan aletler için gösterilir)

Alet Tetik Ölçümü ögesine tıklanılması mevcut ayarını simge değişimi ile göstererek alet tetik modu ayarını aşağıdaki sıralamada değiştirir:



Viewfinder

(yalnızca CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-17d (yalnızca USB/WLAN bağlantısı) veya CF-300 (isteğe bağlı 1,3MP USB Kamera Seti CF-A32 ile birlikte) bağlandığında gösterilir)

Aletin kamerası tarafından görüldüğü şekilde ölçüm öznesinin görüntüsünü gösteren Viewfinder iletişim kutusunu açar. Bkz. [2.8.4 Viewfinder s. 118](#).



Bakım Bilgileri

▼ ögesine tıklanılması Konica Minolta yetkili servis tesisi tarafından yapılan en son yıllık kalibrasyon tarihi vb. gibi bakım bilgilerini göstermek için bölümü genişletir.



Kendini Denetleme Bilgisi

▼ ögesine tıklanılması en son kendini denetleme tarihi/saati gibi kendini denetleme bilgilerini göstermek üzere bölümü genişletir.

- Hiçbir kendini denetleme bilgisi mevcut değilse ya da Kendini Denetleme Uygulaması bağlı alet ile uyumlu değilse bilgi “----” olarak gösterilecektir.

1.2.3.3 Şablon Penceresini Göster

Ekran Şablon Penceresi, sadece ekran şablonu adına tıklanarak uygulanabilecek ekran şablonlarının bir listesini gösterir.

- Varsayılan olarak Ekran Şablon Penceresi gösterilmez. Ekran Şablon Penceresinin görüntülenmesini etkinleştirmek için *Görünüm - Belge Penceresini Özelleştir* tercihinde bulunun ve ardından beliren açılır menüden *Ekran Şablon Penceresini* işaretleyin. Ekran Şablon Penceresi görüntülenecektir.
- Farklı alet türlerine yönelik standart şablonlar aşağıdaki klasörlerde kuruludur

Alet	Klasör
SCI/SCE ayarları ile CM aletleri	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate
CM-512m3A	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\3Bank
CM-M6	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\6Bank
CR-400 serisi	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\CR
CM-25cG	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\Other
Opaklık, Bulanıklık	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\Other


Kullanılan alet türü için bir şablonun seçilmesi tavsiye edilir. Farklı bir alet türü için bir şablon seçilmişse ölçüm verisi özellikleri ile kanvas penceresi nesne veri özellikleri arasındaki farklar nedeniyle kanvas penceresinde veriler gösterilmeyebilir. Bir şablonu uyguladıktan sonra kanvas penceresinde hiçbir veri gösterilmezse farklı bir şablon seçin ve seçilen şablonun kullanılan alet türüne yönelik olduğundan emin olun.

Recent Display Template

Son kullanılan ekran şablonlarının bir listesini gösterir.

Select from Folder

Seçilen dosyadaki ekran şablonlarının bir listesini gösterir.

Seçilen dosyayı değiştirmek için  ögesine tıklayın, istediğiniz dosyaya göz atın ve [OK] ögesine tıklayın. Seçilen dosyadaki ekran şablonları gösterilecektir.

Recent Display Template ve Select from Folder bölümleri, bölüm adına tıklanarak daraltılabilir ve genişletilebilir.

1.2.4 Belge Penceresi

Belge Penceresi, 5 farklı pencereye kadar belgedeki ölçüm verilerini gösterir:

Ağaç Penceresi	Mutlak ve hedef ölçümleri olarak veya örnek ölçümlerin ilişkilendirildiği hedefler altında organize edilen belge ölçümlerini gösterir.
Veri Listesi Penceresi	Ağaç Penceresinde seçili daldaki ölçüm verilerini gösterir.
Değerlendirme Penceresi	Seçili örnek için değerlendirme sonuçları ve ölçüm verilerini gösterir.
Veri Özelliği Penceresi	Seçili örnek için veri özelliklerini gösterir.
Kanvas Penceresi	Spektral grafik, trend grafikleri, veri tabloları vb. gibi çeşitli grafik unsurları, görüntüleme verileri yerleştirilebilen bir alan.
Ekran Şablon Penceresi	Ekran şablonu adına tıklayarak etkin belgeye uygulanabilecek ekran şablonlarının bir listesini gösterir.

- Bir kerede açılacak maksimum belge sayısı 10'dur.

1.2.4.1 Belge Penceresini Kişiselleştirme

Veri Listesi Penceresi, Değerlendirme Penceresi, Veri Özelliği Penceresi, Kanvas Penceresi ve Ekran Şablon Penceresi Belge Penceresinde gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanabilir.

1. *Gözet - Belge Penceresini Özelleştir* öğesini seçin ve daha sonra açılır menüdeki her pencereyi işaretleyin veya işareti kaldırın. Her pencere işaretlendiğinde veya işaret kaldırıldığında, Belge Penceresinde gözükecek veya oradan kaldırılacaktır.
 - Ağaç Penceresi her zaman gösterilir ve kaldırılamaz.

1.2.4.2 Belge Penceresinin Operasyonları

■ Belge Penceresi Düzeni

Menünün en sağında belge penceresi düzeni düğmesi vardır. Düğmeye tıklayarak belge penceresi düzenleri arasında değişiklik yapın.



Belge pencereleri sekmelerde gösterilir.



Belge pencereleri basamaklı olarak gösterilir.

■ Pencereyi Yeniden Boyutlandırma

İmleç pencerenin kenarına yerleştirildiğinde çift başlı ok şekline dönüşür, sonrasında kenarları istenen konuma sürükleyerek Belge Penceresindeki pencerelerin boyutları yeniden belirlenebilir.

■ Serbest Pencereleler

Belge Penceresinin pencereleri, pencere başlığı çubuğuna tıklayarak ve normal konumundan dışarı sürükleyerek serbest kalabilir ve diğer pencerelerin önüne serbestçe yerleştirilebilir. Sonrasında pencere serbest kalacak ve program penceresinin herhangi bir yerine yerleştirilebilecektir.

- Serbest kalan pencereler her zaman ana program penceresinin önünde gösterilecektir.

■ Serbest Kalan Pencerelelerin Sabitlemesi

Bir pencere serbest kaldığında imleci gösterilen herhangi bir sabitleme simgesine yerleştirerek Belge Penceresi içinde sabitlenebilir. İmleç her sabitleme simgesi üzerinden geçerken, simge tıklanırsa serbest kalan pencerenin konumu gölgeli bir alanda görüntülenecektir.

Sabitleme simgeleri, pencerenin kenarında serbest pencerenin sabitlemesi için kullanılan Belge Penceresinin en üstünde, yanlarında ve altında ayrı ayrı gösterilecektir.

Geçerli durumda sabit bir panonun ortasında gösterilen çarpı şeklindeki sabitleme simgeleri serbest panonun sabit panoyla ilişkili konumlara sabitlenmesi için kullanılır. Çarpı şeklindeki sabitleme simgelerinin ortasındaki simgenin seçilmesi serbest panonun sabit pano alanında bir sekme olarak görünmesini sağlar.

1.2.4.3 Ağaç Penceresi

Ağaç Penceresi ölçüm verisini ağaç formatında gösterir.

Ağaç formatı, ağaç penceresinin üstündeki ilgili sekmeye tıklanılarak Tüm veriler ve Hedefe Göre Sınıflandırma görünümleri şeklinde değiştirilebilir.

Tüm Veriler

Ölçümleri hedef veya örnek olarak listeleyerek belgedeki tüm ölçüm verilerini gösterir.

Hedef(ler): (hedef sayısı)

Belgede bulunan tüm verileri listeler.

Örnek(ler): (örnek sayısı)

Hedefle alakalı olsun veya olmasın belgedeki tüm örnekleri listeler.

Hedefe Göre Sınıflandırma

Verileri, hedef verilere göre sınıflandırılan veri gruplarını bağlı olduğu örnek verilere dağıtır.

Mutlak: (örnek sayısı)

Herhangi bir hedef veri ile bağlantılı olmayan verileri listeler. Belge ilk oluşturulduğunda "Mutlak veriler" veri grubu otomatik olarak oluşturulur.

Hedefe Göre Sınıflandırma

Hedefleri dal şekliyle listeler ve her hedef dalının altında, o hedefle alakalı örnekleri listeler.

Yeni bir hedef kaydedildiğinde bu hedef için yeni hedefin adıyla yeni bir dal otomatik olarak oluşturulur.

Ana hedef ve çalışma hedefleri belirlendikten sonra, çalışma hedefi dalı ana hedef dalının bir alt dalı olacaktır ve çalışma hedefine ilişkin örnekler çalışma hedefi alt dalı olarak listelenecektir.



Yeni bir arama oluştur

Yeni bir arama oluşturmak için iletişim kutusunu açar. Bkz. [2.24.7.1 Yeni Arama oluşturmak s. 195](#).

En az bir arama oluşturulduğunda Arama öğesi Ad Ara dalın adı olan alt dalları ile ana bir dal olarak eklenir.

/ : Değerlendirme hedef düğmeleri (Yalnızca Hedefe Göre Sınıflandırma görünümü için gösterilir)

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Değerlendirme için kullanılan hedefi ana hedef () ve çalışma hedefi () olarak değiştirir.

Gruplar

Yukarıdaki dallar ve alt dallara ek olarak, bir grup yaratıldığında (bkz. [2.24.6 Veri grupları s. 194](#)), grubun yaratıldığı dalın altına o grup adı ile bir alt dal eklenir.

■ Dallarını Küçültme/Geniřletme

Ađaç diyagramda bir dalı küçültmek için dalın yanındaki ▼ öđesini tıklayın.
Küçültölen dalı geniřletmek için dalın yanındaki ▶ simgesine tıklayın.

1.2.4.4 Veri Listesi Penceresi

Veri Listesi Penceresi, Ağaç Penceresinde seçilen veri grubu için ölçüm verilerini listeler.

Veri Adı	Speküler Bileşen	Toplam Değerlend	$L^*(10^7/D65)$	$a^*(10^7/D65)$	$b^*(10^7/D65)$	$\Delta L^*(10^7/D65)$	$\Delta a^*(10^7/D65)$	$\Delta b^*(10^7/D65)$
Hedef	Target #00002	SCI	---	45,01	-18,09	1,40	---	---
35	Sample #00033	SCI	Başarılı	45,04	-17,88	1,54	0,03	0,21
36	Sample #00034	SCI	Başarılı	44,80	-17,79	1,52	-0,21	0,31
37	Sample #00035	SCI	Uyarı	44,38	-17,61	1,51	-0,63	0,49
38	Sample #00036	SCI	Başarılı	44,70	-17,73	1,54	-0,31	0,37
39	Sample #00037	SCI	Başarılı	45,14	-17,93	1,55	0,13	0,17
40	Sample #00038	SCI	Başarısız	28,70	-13,24	1,28	-16,31	4,85
41	Sample #00039	SCI	Başarılı	45,17	-17,91	1,57	0,16	0,19

Ölçümler için Veri Listesinde gösterilecek olan öğeler (bilgiler, değerler, vb.) seçilebilir.

Bkz. [2.25 Liste Penceresi İşlemleri s. 200](#),

[2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#)

ve

[2.7.2 Liste Penceresi Seçenek Ayarları s. 115](#).

1.2.4.5 Veri Özelliği Penceresi

Mevcut seçili ölçüm için veri özelliklerini gösterir.

Adı değiştirmek isterseniz, ad alanına tıklayın ve adı düzenleyin.

Kimlik	Kimlik, veriler ölçüm, cihaz belleğinden okuma, manuel giriş veya başka bir belgeden kopyalama/yapıştırma yoluyla belgeye eklendiğinde SpectraMagic NX2 tarafından ölçüme atanır.
Oluşturma Tarihi	Bu belgedeki verilerin ölçüm, cihazdan yükleme veya başka bir belgeden kopyalama yoluyla oluşturulduğu tarih/saat
Güncelleme Tarihi	Verilerin son düzenlendiği tarih/saat.
Etiket	Etiket alanına tıklayıp direkt olarak yazarak veya belgede kullanılan tüm etiketleri görmek için [+] ögesine tıklayıp istenilen etiketi listeden seçerek yeni bir etiket eklenebilir. Bir etiket, etiketin yanındaki x ögesine tıklanarak silinebilir.

[Geçmiş] Değerlendirme Sonucu ve Ek Bilgi sekmelerinde de yapılan değişiklikler dahil tüm değişiklikleri gösteren Geçmiş iletişim kutusunu açar.

[Kaydet] Bu pencerede yapılan tüm değişiklikleri kaydeder. Değişiklikler kaydedilmezse, farklı bir ölçüm seçildiğinde, ölçüme geçmeden önce değişikliklerin kaydedilip kaydedilmeyeceğini soran bir onay iletişim kutusu görüntülenir.

Veri sekmesi

Model, seri numarası vb. gibi alete dair ve ölçüm koşulları vb. gibi ölçümlere dair bilgileri gösterir.

Veri öznitelikleri Veri kaynağını gösterir: Ölçülen Veriler (cihaz kullanılarak SpectraMagic NX2'den ölçülür), Yüklenen (cihaz belleğinden okunur), Manuel Giriş Verileri (manuel olarak giriş), Demo Verileri (Demo modunda ölçülür). Veriler başka bir belgeden kopyalanmışsa sonuna "(Kopyalandı)" eklenecektir.

Ölçüm Tarihi Ölçüm ile oluşturulan verilerin tarihi/saati. Manuel olarak girilen veriler için gösterilmez.

■ Renk/Parlaklık

Gösterilen değerler, ölçüm sırasında veya manuel giriş sırasında SpectraMagic NX2'de ayarlanan ölçüm koşulları veya veriler cihaz hafızasından yükleniyorsa, ölçüm sırasında cihazda ayarlanan ölçüm koşulları olacaktır.

- Birden fazla değer ayarlandığı öğeler, virgüllerle ayrılmış değerleri gösterecektir.
- Değerlerin ayarlandığı öğeler cihaza bağlı olacaktır. Değer ayarlanmayan öğeler "---" olarak gösterilecektir.

Aşağıdaki tablo, ölçüm koşullarına veya açıklamalara dahil olmayan öğeleri göstermektedir

Ölçüm Kimliği	Ölçüm sırasında ölçüm tarafından atanan benzersiz kimlik. Cihaz bir kimlik atamıyorsa veya veriler manuel olarak giriliyorsa SpectraMagic NX2, ölçüm, cihaz hafızasından okuma veya manuel giriş sırasında bir kimlik atayacaktır. Veri başka bir belgeye kopyalanmışsa, bu kimlik değişmeyecektir.
Aydınlatma alanı	Ölçüm için kullanılan aydınlatma alanı. <ul style="list-style-type: none">• Cihazda ayarlanan ölçüm alanı maske ölçüm alanıyla eşleşmiyorsa aydınlatma alanı, maske için belirlenen aydınlatma alanından farklı olabilir.
Veri Durumu	Ölçüm zamanındaki ölçüm verilerinin durumu. Başarılı (Cihazın ölçüm aralığı içinde), Uyarı (Cihazın ölçüm aralığı dışında), Hata (ölçüm hatası)
Kalibrasyon Standardı	Beyaz kalibrasyon plakası veya kullanıcı beyaz kalibrasyon plakası Kimliği, Parlak Kalibrasyon Plakası Kimliği. <ul style="list-style-type: none">• Geçirgenlik veya bulanıklık ölçümleri için "---"

Örnek üzerindeki sıcaklık	Ölçüm anındaki örneğin sıcaklığı. Ortalamalı ölçümler için, ölçülen numunelerin sıcaklıklarının ortalaması olacaktır. (sadece CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus)
---------------------------	---

■ Cihaz Bilgileri

Alet durumu	Ölçüm sırasındaki kalibrasyon durumu (geçen süre nedeniyle yeniden kalibrasyon yapılması veya fabrika kalibrasyonunun tavsiye edilmesi).
Denetleme Sonucu	En son kendini denetlemenin sonuçları. Bağlı cihaz için bir kendini denetleme gerçekleştirilmediyse “---” gösterilecektir.
Denetim Tarihi	En son kendini denetlemenin tarihi/saati. Bağlı cihaz için bir kendini denetleme gerçekleştirilmediyse “---” gösterilecektir.
Alet Sıcaklığı	Ölçüm sırasında cihazın iç sıcaklığı (sadece CF-300)
Çevre Sıcaklığı	Ölçüm sırasındaki ortam sıcaklığı (sadece CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus)
Çevre Nemi	Ölçüm sırasındaki ortam nemi (sadece CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus)
Alet Veri No.	Alet belleğindeki verilere atanan sayı. Yalnızca alet belleğinden yüklenen veriler için gösterilir. (sadece taşınabilir aletler ve CM-5/CR-5)

Değerlendirme Koşulu sekmesi (bir hedef seçildiğinde gösterilir)

Seçilen hedef için örnek ölçüm koşullarını, ölçüm seçeneklerini ve tolerans ayarlarını gösterir.

Değerlendirme Sonucu sekmesi (bir örnek seçildiğinde gösterilir)

Görsel Değerlendirme sonucu, mevcut sonuç üstüne tıklanarak ve görüntülenen açılır menüden istenilen sonuç seçilerek ayarlanabilir.

Ek Bilgi sekmesi

Ölçüme dair ek bilgileri gösterir.

■ Kullanıcı Tanımlı Bilgiler

Mevcut ayarlara tıklayıp görüntülenen açılır listeden istenen ayar seçilerek liste türü kullanıcı tanımlı bilgisi değiştirilebilir.

Mevcut değere tıklayıp direkt olarak yeni bir değer girerek veya yukarı/aşağı düğmeleri kullanılarak sayısal tür kullanıcı tanımlı bilgisi değiştirilebilir.

[Ekle] Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusunu açar. Combo kutusuna tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.

[Sil] Seçili Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğesini siler.

■ Yorum

Ölçüm için yapılan yorumu gösterir.

Bir yorumu düzenlemek veya yeni bir tane eklemek için, metin kutusuna tıklayın ve mevcut yorumu düzenleyin veya yenisini girin.

■ Resim

Alet için ayarlanmış görüntüyü gösterir.

Görüntü eklemek veya görüntüyü değiştirmek için:

1. [Görüntüyü ayarla] ögesini tıklayın. Resmi düzenle iletişim kutusu açılacaktır.
2. [Resim Dosyasına Gözet] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
3. İstenen görüntüyü arayın ve [Aç] ögesine tıklayın. Resmi düzenle alanında görüntünün bir ön izlemesi görüntülenecektir.
 - *.bmp, *.jpeg, *.jpg, ve *.png görüntü dosyaları seçilebilir.
4. Bir işaretleyici eklemek için, [İşaretleyici çiz] ögesine tıklayın. Dairesel işaretleyici görüntü önizlemesinde görüntülenecektir.
 - İşaretleyici rengi ve İşaretleyici kalınlığı ilgili kontroller ile ayarlanabilir.
 - İşaretleyicinin boyutu ve şekli, önizleme penceresinde işaretleyicinin üstüne tıklayarak ve tutacakları istenen boyuta/şekle çekerek değiştirilebilir.
 - Görüntü üzerine yalnızca 1 işaretleyici eklenebilir.
 - Yerleştirilen bir işaretleyiciyi silmek için [İşaretleyici temizle] ögesine tıklayın.
5. [OK] ögesine tıklayın. Görüntü Ek Bilgilere eklenecektir.
 - Bağlantılı bir görüntüyü silmek için [Görüntüyü temizle] ögesine tıklayın.

1.2.4.6 Deęerlendirme Penceresi

Seçili ölçümlerin deęerlendirme sonuçlarını gösterir.

- Mutlak ölçümler için hiçbir veri gösterilmeyecektir.
- Deęerlendirme Penceresinde gösterilen liste öğelerini deęiştirmek için Tolerans ayarlarını deęiştirin. Bkz. [2.9.8.1 Toleransları Düzenleme s. 133](#).

1. Örnek adını düzenlemek için, ad alanına tıklayın ve istediđiniz gibi deęiştirin.
 - Hedef adı düzenlenemez.
2. *Görsel Deęerlendirme* sonucunu ayarlamak için, mevcut sonuç üstüne tıklayın ve görüntülenen açılır menüden istenilen sonucu seçin.
3. *Renk farkı* ve *Mutlak ve Renk farkı* sekmeleri arasında deęişim yapmak için gösterilecek sekmenin üzerine tıklayın.

1.2.4.7 Kanvas Penceresi






Kanvas Penceresi, grafiklerin, çizimlerin vb. gibi grafik nesnelerinin yerleştirildiği maksimum 10 kanvasdan oluşur. Her kanvasın çıktısı da alınabilir.






Kanvas Penceresindeki operasyonlar için bkz. [2.26 Kanvas Penceresi İşlemleri s. 202](#).

1.3 Geçiş kılavuzları

1.3.1 SpectraMagic NX Kullanıcıları için geçiş kılavuzu






SpectraMagic NX'in önceki kullanıcıları, SpectraMagic NX2'de sık kullanılan işlevleri bulmalarına yardımcı olması amacıyla aşağıdaki tablolara başvurabilir.






İşlev	SpectraMagic NX	SpectraMagic NX2
(Pencere adı) Gözlemci/Aydınlatıcı ayarları	SpectraMagic NX Veri - Gözlemci ve Aydınlatıcı...	Renk Kalite Kontrolü Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunu şu şekilde açın  Gözet - Öğeleri Listele Ayarları... ya da ve iletişim kutusunun alt kısmında Gözlemci Koşulu sekmesinde ayarlayın 2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.) s. 100
Öğeleri Listele Ayarları	Veri - Liste Penceresinde Öğe Seç...	 Gözet - Öğeleri Listele Ayarları... ya da 2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.) s. 100
Değerlendirme Ayarları	Veri - Değerlendirme Formatı...	Kalite Kontrolü Ayarları - Değerlendirme Ayarları...
Ondalık Yerler (Hane Ayarları)	Veri - Ondalık Yerler...	Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunu şu şekilde açın  Gözet - Öğeleri Listele Ayarları... ya da ve iletişim kutusunun alt kısmında Hane sekmesinde ayarlayın 2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.) s. 100
Manuel Ortalama	Alet - Ortalamalı Ölçüm - Hedef Ortalamalı Ölçüm... veya Alet - Ortalamalı Ölçüm - Örnek Ortalamalı Ölçüm...	Ölçüm Koşulu iletişim kutusunu şu şekilde açın  Alet - Ölçüm Koşulu... ya da ve Ölçüm Koşulu bölümü Ölçüm Seçenekleri sekmesinde ayarlayın. Ölçüm Seçenekleri s. 84
Otomatik Ortalama	Alet - Ölçüm Seçenekleri...	Ölçüm Koşulu iletişim kutusunu şu şekilde açın  Alet - Ölçüm Koşulu... ya da ve Ölçüm Koşulu bölümü Ölçüm Seçenekleri sekmesinde ayarlayın. Ölçüm Seçenekleri s. 84

Aralık Ölçümü	Alet - Ölçüm Seçenekleri...	Alet - Aralık Ölçümü Penceresi... 2.8.5 Aralık Ölçümleri © s. 119
Uzaktan Ölçüm (Alet Tetik Modu)	Alet - Uzaktan Ölçüm - Hedef Uzaktan Ölçüm veya Alet - Uzaktan Ölçüm - Örnek Uzaktan Ölçüm	Alet - Alet Tetik Modu ... veya alet penceresine tıklayarak tetik modları arasında geçiş yapın:  (Tetik KAPALI) →  (Hedef tetik) →  (Örnek tetik) →  (Tetik KAPALI) → ... 2.8.6 Alet Tetik Ölçümü (Uzaktan Ölçüm) s. 120
Aletten hedef veri yükle	Alet - Yükleme/İndirme - Hedef Yükle...	Alet - Okuma/Yazma - Hedef Oku/Düzenle ... 2.9.3.1 Alette Hedefleri Düzenlerken Hedeflerin Belgeye Kaydedilmesi s. 127
Varsayılan Tolerans Ayarları	Veri - Varsayılan Tolerans Ayarı..	Kalite Kontrolü Ayarları - Varsayılan Veri Ayarları - Varsayılan Tolerans... 2.11.3 Varsayılan Toleransın Ayarlanması s. 142 • Liste Öğeleri için Liste Penceresinde yer almayan Varsayılan Toleranslar da ayarlanabilir.
Hedef Tolerans Ayarları	Veri - Tolerans Ayarları..	Veri - Hedef Düzenle - Tolerans... 2.9.8.1 Toleransları Düzenleme s. 133 • Liste Öğeleri için Liste Penceresinde yer almayan Toleranslar da ayarlanabilir.
Değerlendirme renk ayarı	Veri - Değerlendirme Formatı...	Kalite Kontrolü Ayarları - Değerlendirme Ayarları... 2.12 Değerlendirme Ayarları s. 143
Aletten örnek veri yükle	Alet - Yükleme/İndirme - Örnekleri Yükle...	Alet - Okuma/Yazma - Örnekleri Oku... 2.18.1 Okuma Örnekleri s. 170
Veri Özellikleri	Veri - Veri Özelliği...	Veri Özelliği Penceresi 1.2.4.5 Veri Özelliği Penceresi s. 33
Veriye görsel değerlendirme ekleme	Veri Özelliği iletişim kutusunu şu şekilde açın Veri - Veri Özelliği... ve Renk sekmesinde Görsel Değerlendirme açılır listesinden seçin.	Veri Özelliği Penceresinin Değerlendirme Sonucu sekmesinde Görsel Değerlendirme açılır listesinden seçin 1.2.4.5 Veri Özelliği Penceresi s. 33 veya Değerlendirme Penceresinde Görsel Değerlendirme açılır listesinden seçin. 1.2.4.6 Değerlendirme Penceresi s. 36
Veriye görüntü ekleme	Veri Özelliği iletişim kutusunu şu şekilde açın Veri - Veri Özelliği... ve Resim sekmesinde görüntüyü ekleyin.	Veri Özelliği Penceresinin Ek Bilgiler sekmesinin Resim bölümünde görüntü ayarlayın 1.2.4.5 Veri Özelliği Penceresi s. 33
Veri arama	Düzenle - Ara...	Ağaç Penceresinde alt dallar ile bir dal seçin ve  üzerine tıklayın. Arama koşullarını ayarladıktan sonra arama Ağaç Penceresine eklenecektir. 2.24.7 Verilerin aranması s. 195

1.3.2 SpectraMagic DX Kullanıcıları için geçiş kılavuzu

SpectraMagic DX'in önceki kullanıcıları, SpectraMagic NX2'de sık kullanılan işlevleri bulmalarına yardımcı olması amacıyla aşağıdaki tablolara başvurabilir.

İşlev	SpectraMagic DX	SpectraMagic NX2
(Pencere adı) Gözlemci/Aydınlatıcı ayarları	SpectraMagic DX Veri - Gözlemci ve Aydınlatıcı...	Renk Kalite Kontrolü Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunu şu şekilde açın  Gözet - Öğeleri Listele Ayarları... ya da ve iletişim kutusunun alt kısmında Gözlemci Koşulu sekmesinde ayarlayın 2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.) s. 100
Öğeleri Listele Ayarları	Veri - Liste Penceresinde Öğe Seç...	 Gözet - Öğeleri Listele Ayarları... ya da 2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.) s. 100
Değerlendirme Ayarları	Veri - Değerlendirme Formatı...	Kalite Kontrolü Ayarları - Değerlendirme Ayarları...
Ondalık Yerler (Hane Ayarları)	Veri - Ondalık Yerler...	Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunu şu şekilde açın  Gözet - Öğeleri Listele Ayarları... ya da ve iletişim kutusunun alt kısmında Hane sekmesinde ayarlayın 2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.) s. 100
Manuel Ortalama	Alet - Manuel Ortalama Ölçüm - Hedef... veya Alet - Manuel Ortalama Ölçüm - Örnek...	Ölçüm Koşulu iletişim kutusunu şu şekilde açın  Alet - Ölçüm Koşulu... ya da ve Ölçüm Koşulu bölümü Ölçüm Seçenekleri sekmesinde ayarlayın. Ölçüm Seçenekleri s. 84
Otomatik Ortalama	Alet - Ölçüm Seçenekleri...	Ölçüm Koşulu iletişim kutusunu şu şekilde açın  Alet - Ölçüm Koşulu... ya da ve Ölçüm Koşulu bölümü Ölçüm Seçenekleri sekmesinde ayarlayın. Ölçüm Seçenekleri s. 84

Aralık Ölçümü	Alet - Ölçüm Seçenekleri...	Alet - Aralık Ölçümü Penceresi... 2.8.5 Aralık Ölçümleri © s. 119
Uzaktan Ölçüm (Alet Tetik Modu)	Alet - Uzaktan Ölçüm - Hedef veya Alet - Uzaktan Ölçüm - Örnek	Alet - Alet Tetik Modu ... veya alet penceresine tıklayarak tetik modları arasında geçiş yapın:  (Tetik KAPALI) →  (Hedef tetik) →  (Örnek tetik) →  (Tetik KAPALI) → ... 2.8.6 Alet Tetik Ölçümü (Uzaktan Ölçüm) s. 120
Aletten hedef veri yükle	Alet - Okuma/Yazma - Hedefi Oku...	Alet - Okuma/Yazma - Hedef Oku/Düzenle ... 2.9.3.1 Alette Hedefleri Düzenlerken Hedeflerin Belgeye Kaydedilmesi s. 127
Varsayılan Tolerans Ayarları	Veri - Varsayılan Tolerans Ayarı..	Kalite Kontrolü Ayarları - Varsayılan Veri Ayarları - Varsayılan Tolerans... 2.11.3 Varsayılan Toleransın Ayarlanması s. 142 • Liste Öğeleri için Liste Penceresinde yer almayan Varsayılan Toleranslar da ayarlanabilir.
Hedef Tolerans Ayarları	Veri - Tolerans Ayarları..	Veri - Hedef Düzenle - Tolerans... 2.9.8.1 Toleransları Düzenleme s. 133 • Liste Öğeleri için Liste Penceresinde yer almayan Toleranslar da ayarlanabilir.
Değerlendirme Renk Ayarları	Veri - Değerlendirme Formatı...	Kalite Kontrolü Ayarları - Değerlendirme Ayarları... 2.12 Değerlendirme Ayarları s. 143
Aletten örnek veri yükle	Alet - Okuma/Yazma - Örnekleri Oku...	Alet - Okuma/Yazma - Örnekleri Oku... 2.18.1 Okuma Örnekleri s. 170
Veri Özellikleri	Veri - Veri Özelliği...	Veri Özelliği Penceresi 1.2.4.5 Veri Özelliği Penceresi s. 33
Veriye görsel değerlendirme ekleme	Veri Özelliği iletişim kutusunu şu şekilde açın Veri - Veri Özelliği... ve Renk sekmesinde Görsel Değerlendirme açılır listesinden seçin.	Veri Özelliği Penceresinin Değerlendirme Sonucu sekmesinde Görsel Değerlendirme açılır listesinden seçin 1.2.4.5 Veri Özelliği Penceresi s. 33 veya Değerlendirme Penceresinde Görsel Değerlendirme açılır listesinden seçin. 1.2.4.6 Değerlendirme Penceresi s. 36
Veri arama	Düzenle - Ara...	Ağaç Penceresinde alt dallar ile bir dal seçin ve  üzerine tıklayın. Arama koşullarını ayarladıktan sonra arama Ağaç Penceresine eklenecektir. 2.24.7 Verilerin aranması s. 195

BÖLÜM 2

İşlem Kılavuzu

© ile işaretlenmiş öğeler yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition tarafından desteklenir.

2.1	SpectraMagic NX2 Başlatma/Çıkış Yapma	48
2.1.1	Dosya Seçimi İletişim Kutusu	49
2.1.1.1	Belge Oluştur Bölümü	49
2.1.1.2	Kalite Kontrolü Şablonundan belge oluşturma	49
2.1.1.3	Kalite Kontrolü Şablonu Oluşturma Bölümü ©	49
2.2	Yeni Belge Oluşturma veya Mevcut bir Belgeyi Açma	53
2.2.1	Doğrudan yeni bir belge oluşturma	53
2.2.2	Kalite Kontrolü Şablonundan Yeni Bir Belge Oluşturma	53
2.2.3	Mevcut bir Belgeyi Açma	54
2.2.4	Belgenin Kaydedilmesi	55
2.3	Şablonlar	56
2.3.1	Kalite Kontrol Şablonları	56
2.3.1.1	Doğrudan bir Kalite Kontrol Şablonu oluşturma (Mevcut bir belgeyi Kalite Kontrol şablonu olarak kaydetme) ©	56
2.3.1.2	Kalite Kontrol Şablon Sihirbazını Kullanarak Kalite Kontrol Şablonu Oluşturma ©	56
2.3.2	Ekran Şablonları	60
2.3.2.1	Etkin belge düzenini ekran şablonu olarak kaydetme	60
2.3.2.2	Etkin belgeye bir ekran şablonu uygulama	60
2.4	Bir Aleti Bağlama/Bağlantıyı Kesme	62
2.4.1	Bağlanmadan önce	62
2.4.2	Bir Alete Bağlanma	63
2.4.2.1	Bluetooth ile bağlantı kurma	64
2.4.2.2	WLAN ile bağlantı kurma	65
2.4.2.3	Birden fazla CM-700d serisi alete bağlanma	68
2.4.3	Bağlantı üzerine notlar	69
2.4.4	Aletin bağlantısını kesme	71
2.5	Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması	72
2.5.1	Ölç. Koşulu Kayıt & Uygula	72

2.6	Kalibrasyon.....	85
2.6.1	Yansıma veya opaklık ölçümleri için	86
2.6.2	Geçirgenlik veya bulanıklık ölçümleri.....	88
2.6.3	Kullanıcı Kalibrasyonu (P)	90
2.6.4	UV Ayarı (P)	91
2.6.4.1	Yeni Standarda UV Ayarı (Yeni bir floresan standardını kaydetme)	92
2.6.4.2	Kayıtlı bir Standarda UV Ayarı	95
2.6.4.3	Kayıtlı Ayar Sonuçlarını Alete Yazdır	97
2.6.5	Kalibrasyon Seçeneği Ayarları.....	98
2.6.6	Kalibrasyon Verisi	99
2.7	Ölçüm için Hazırlanma.....	100
2.7.1	Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.)	100
2.7.2	Liste Penceresi Seçenek Ayarları	115
2.8	Ölçümler Hakkında.....	116
2.8.1	Opaklık Ölçümleri	116
2.8.2	Bulanıklık Ölçümleri	116
2.8.3	Manuel Ortalamalı Ölçüm.....	117
2.8.4	Viewfinder	118
2.8.5	Aralık Ölçümleri (P)	119
2.8.6	Alet Tetik Ölçümü (Uzaktan Ölçüm)	120
2.8.6.1	Alet Tetik Ölçümleri sonrası Alet Ekranında Ölçüm Sonuçlarının Gösterilmesi (yalnızca CM-700d/CM-600d)	120
2.9	Hedefler.....	122
2.9.1	Hedef Oluşturma Sihirbazını Kullanarak bir Hedef Oluşturma	122
2.9.2	Sihirbaz Olmadan Ölçüm ile bir Hedef Oluşturmak	126
2.9.3	Aletten Okuyarak Hedef Oluşturma	127
2.9.3.1	Alette Hedefleri Düzenlerken Hedeflerin Belgeye Kaydedilmesi	127
2.9.3.2	Örnekler ile Hedeflerin Okunması	128
2.9.4	Mevcut Hedefi veya Örneği Kopyalayarak/Yapıştırarak Hedef Oluşturma	130
2.9.5	Hedeflerin Korunması	130
2.9.6	Örnek ve Hedef Arasında Veri Değiştirme	131
2.9.6.1	Örneğin Hedefe Değiştirilmesi	131
2.9.6.2	Hedefin Örneğe Değiştirilmesi	131
2.9.7	Ana Hedef/Çalışma Hedefi (P)	132
2.9.7.1	Bir Hedefi, Ana Hedefe Değiştirmek	132

2.9.7.2	Bir Ana Hedefi, Düzenli Hedefe Deęiřtirmek	132
2.9.7.3	Bir Hedefi, Çalışma Hedefine Deęiřtirmek	132
2.9.7.4	Bir Çalışma Hedefini, Düzenli Hedefe Deęiřtirmek	132
2.9.8	Hedefi Düzenleme	133
2.9.8.1	Toleransları Düzenleme	133
2.9.8.2	Ek Bilgilerin Düzenleme	135
2.9.8.3	Örnek Ölçüm Koşullarını Düzenleme	136
2.10	Örnek Ölçümleri	137
2.10.1	Bir Örneęi Ölçme	137
2.10.2	Otomatik Hedef Ara (En Yakın Rengi Arama) (P)	138
2.10.2.1	Otomatik Arama Kriteri Ayarlama	138
2.10.2.2	Ölçümler sırasında Otomatik Hedef Ara işlemleri	139
2.10.3	Örnek Hedef İliřkilendirmesi	139
2.10.3.1	İliřkili Hedeflerin Eklenmesi	139
2.10.3.2	İliřkilendirilmiş bir Hedefi Kaldırmak	139
2.11	Varsayılan Ayarların Yapılması	140
2.11.1	Varsayılan Veri Adı Ayarlanması	140
2.11.2	Varsayılan Ek Bilgilerin Ayarlanması	141
2.11.3	Varsayılan Toleransın Ayarlanması	142
2.12	Deęerlendirme Ayarları	143
2.13	Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları (P)	145
2.14	Kullanıcı Denklemi Ayarları (P)	147
2.14.1	Kullanıcı Denklemleri için Matematik Fonksiyonları	148
2.14.2	Kullanıcı Denklemleri için Grup Özellikleri	149
2.14.3	Örnek Kullanıcı Denklemleri	149
2.15	Kullanıcı Aydınlatıcılarının Kaydedilmesi (P)	150
2.15.1	Aydınlıkölçer ile ölçülerek	150
2.15.2	Aydınlatıcı verisini manuel olarak girerek	151
2.15.3	Aydınlatıcı verisini ölçüm aletinden okuyarak	151
2.15.4	Aydınlatıcı verisini bir *.lr5 dosyasından okuyarak	152
2.15.5	Aydınlatıcı verisini veri tabanından indirerek	152
2.16	Ana Veri tabanı Verisinin Yönetilmesi	153
2.16.1	Ana Kullanıcı Aydınlatıcılarının Yönetimi (P)	153

2.16.2	Ana Kullanıcı Tanımlı Bilgilerin Yönetimi (P)	153
2.17	Alet Çevre Ayarları	155
2.17.1	İş Ayarları	155
2.17.1.1	İş Oluşturulması/Düzenlenmesi	155
2.17.1.2	Aletten bir iş silinmesi	156
2.17.1.3	İş Ayarları iletişim kutusu	157
2.17.2	Kullanıcı Aydınlatıcısını Alete Yazma	167
2.17.3	Kullanıcı Endeksi Ayarları (sadece CR-400 serisi)	168
2.17.4	Alet Ayarları (sadece CR-400 serisi)	168
2.17.5	Aletin Başlatılması (sadece CR-400 serisi)	169
2.18	Alet Hafıza Fonksiyonları	170
2.18.1	Okuma Örnekleri	170
2.18.2	Hedefleri Yazma	171
2.18.3	Hedefi Okuma/Düzenleme	174
2.19	Yazdırma	176
2.19.1	Yazdırma Raporu	176
2.19.2	Veri Listesinin Yazdırılması	178
2.19.2.1	Veri Listesini Yazdırma Ayarları	178
2.19.2.2	Veri Listesi Yazdırma	179
2.19.3	Seri Yazıcı ile Yazdırma	180
2.19.3.1	Seri Yazıcı Ayarı	180
2.19.3.2	Seçili Veriyi Seri Yazıcı ile Yazdırma	181
2.20	Diğer Sistemler ile Çalışma (otomatik dışa aktar)	182
2.21	Makro (P)	183
2.21.1	Makro Kaydı	183
2.21.2	Bir Makroyu yürütmek	186
2.22	Uygulama Ayarları	187
2.23	Kısayol Tuş Ayarları	189
2.24	Veri İşlemleri	190
2.24.1	Ortalama Ölçümleri	190
2.24.2	SpectraMagic NX2 dahilinde ölçümlerde Kopyala/Yapıştır	191
2.24.3	SpectraMagic NX2 üzerinden Diğer Uygulamalara Veri Kopyala/Yapıştır işlemleri	191

2.24.4	Ölçümlerin Silinmesi	192
2.24.5	Ölçüm Adının Değiştirilmesi	193
2.24.5.1	Veri Özelliği Penceresinde ölçüm adının değiştirilmesi.....	193
2.24.5.2	Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresi sağ tıklama menüsü kullanarak ölçüm adının değiştirilmesi	193
2.24.6	Veri grupları	194
2.24.6.1	Veri Gruplama	194
2.24.6.2	Bir grubun silinmesi	194
2.24.7	Verilerin aranması	195
2.24.7.1	Yeni Arama oluşturmak.....	195
2.24.7.2	Arama Koşullarını Düzenleme.....	197
2.24.7.3	Bir aramanın silinmesi	197
2.24.8	Verilerin içe aktarılması/Dışa aktarılması.....	198
2.24.8.1	Verilerin içe aktarılması	198
2.24.8.2	Verilerin Dışa aktarılması	198
2.24.8.3	Tüm Verilerin Dışa Aktarılması	199
2.25	Liste Penceresi İşlemleri	200
2.25.1	Yakınlaştırma / Uzaklaştırma	200
2.25.2	Sütun Genişliğinin Ayarlanması	200
2.25.3	Verilerin Sıralanması.....	200
2.25.4	Filtreleme Verileri	200
2.25.4.1	Bir filtrenin ayarlanması	200
2.25.4.2	Bir filtrenin temizlenmesi	200
2.25.5	Veri Seçimi	201
2.26	Kanvas Penceresi İşlemleri	202
2.26.1	Kanvas Penceresi Araç Çubuğu.....	202
2.26.2	Kanvas Penceresinin Görüntüleme Modu ile Düzenleme Modu geçişi	203
2.26.3	Kanvas İşlemleri	203
2.26.3.1	Bir kanvasın eklenmesi.....	203
2.26.3.2	Bir kanvasın kaldırılması.....	203
2.26.3.3	Kanvasın yeniden adlandırılması	203
2.26.4	Nesne İşlemleri	204
2.26.4.1	Nesne Araç Çubuğu.....	204
2.26.4.2	Kanvas Panosuna bir Nesne Eklenmesi	205
2.26.4.3	Nesnelerin Seçilmesi/Seçimin Kaldırılması	205
2.26.4.4	Nesnelerin Yeniden Boyutlandırılması	206
2.26.4.5	Nesnelerin Taşınması	207

2.26.4.6 Konumlandırma Araç çubuğu	207
2.26.4.7 Nesneleri Kopyalama/Kesme/Yapıştırma.....	208
2.26.4.8 Geri al/Yenile/Ayarlar Araç Çubuğu	208

2.1 SpectraMagic NX2 Başlatma/Çıkış Yapma

- SpectraMagic NX2 yazılımının kurulumu hakkında bilgi almak için Kurulum Kılavuzunu inceleyin.

SpectraMagic NX2 Kullanmaya Başlarken

1. Windows Başlat menüsündeki SpectraMagic NX2 simgesini seçin veya masaüstündeki simgeye çift tıklayın. SpectraMagic NX2 başlatılır ve açılış ekranı birkaç saniyelikliğine görüntülenir.
 2. Açılış ekranı yerine daha sonra SpectraMagic NX2 Başlatıcı açılacaktır.
 - Renk Kalite Kontrolü düğmesi harici Başlatıcı öğeleri hakkında bilgi almak için bkz. [1.1 SpectraMagic NX2 Başlatıcı s. 2](#).
 - Bilgisayara takılı dongle'in yanı sıra bilgisayara yüklü dongle olmayan (elektronik) lisans bir Premium lisans içeriyorsa, SpectraMagic NX2'nin ilk kez başlatılması halinde ya da dongle veya bilgisayar üzerindeki Premium lisans henüz etkinleştirilmemişse Premium lisansı etkinleştirmenizi talep eden bir mesaj belirir. Premium lisansı etkinleştirmek amacıyla [Etkinleştir] üzerine tıklayın ve lisansı etkinleştirmek üzere üzerinde [1.1.3.2 Lisans Etkinleştirme s. 5](#) altında yer alan prosedürü takip edin. Lisansı etkinleştirmeden devam etmek için [Atla] üzerine tıklayın.
 3. Renk Kalite Kontrolü düğmesine tıklayın. SpectraMagic NX2 Kalite Kontrol modülü başlatılır ve Dosya Seçimi iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Varsayılan olarak seçilen alet bilgisayara bağlı ve açıksa ve Diğer Ayarlar kategorisindeki Diğer Ayarlar kategorisindeki Başlatma Seçenekleri bölümündeki Alet moduyla başlayın modunda "Başlatma ile aynı zamanda ölçüm aletinin bağlantısını kontrol edin" etkinleştirildiyse Uygulama Ayarları iletişim kutusunda, yazılım otomatik olarak alete bağlanmayı deneyecek ve Dosya Seçimi iletişim kutusunu açmadan önce aletle ilgili mesajları gösterecektir.
- Başlatma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.22 Uygulama Ayarları s. 187](#).

SpectraMagic NX2'den Çıkış Yapma

1. Yazılım penceresinin sağ üst köşesindeki [x] ögesine tıklayın, Dosya menüsünden Çıkış ögesini seçin veya Alt + F4'e basın. SpectraMagic NX2 Kalite Kontrol modülü kapanacaktır ve SpectraMagic NX2 Başlatıcı görüntülenecektir.
 - Son değişikliklerden sonra kaydedilmeyen açık belgeler mevcutsa, her belge için bir belgeyi kaydetme iletişim kutusu görüntülenecektir. Belgeyi kaydetmek için [OK] ögesine tıklayın. Belge daha önce hiç kaydedilmemişse, Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenen belge adını girin ve belgeyi kaydedip kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
2. Başlatıcı penceresinin sağ üst köşesindeki [x] ögesine tıklayın.

2.1.1 Dosya Seçimi İletişim Kutusu

SpectraMagic NX2 Kalite Kontrol modülü başlatıldığında Dosya Seçimi iletişim kutusu görüntülenecektir. Bu iletişim kutusunda bir belge veya Kalite Kontrol şablonu oluşturabilir; mevcut bir belgeyi veya Kalite Kontrol şablonunu açabilirsiniz.

- [Hızlı Başlangıç Kılavuzu: SpectraMagic NX2 Kullanmaya Başlarken s. QS-2](#) ögesine dönün.

2.1.1.1 Belge Oluştur Bölümü

Yeni bir belge oluşturmak için [Başlat] ögesine tıklayın. Yeni bir belge açılacaktır.

2.1.1.2 Kalite Kontrolü Şablonundan belge oluşturma

Önceden oluşturulmuş bir Kalite Kontrol şablonuna bağlı bir belge oluşturmak için:

1. [...] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
2. İstenen Kalite Kontrol şablonunu bulun (*.qctp dosya) ve [Aç] ögesine tıklayın. [Başlat] etkinleştirilecektir.
3. [Başlat] ögesine tıklayın. Seçili Kalite Kontrol şablonuna bağlı yeni bir belge açılacaktır.

2.1.1.3 Kalite Kontrolü Şablonu Oluşturma Bölümü [Ⓟ]

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Kalite Kontrol şablonu alet türünü, bir veya birden fazla hedefin yanı sıra ilgili toleransları ve ekran düzenini içeren bir projedir.

Doğrudan yeni bir Kalite Kontrol Şablonu Oluşturma

Doğrudan yeni bir Kalite Kontrol şablonu oluşturmak için *Sihirbaz arayüzünü kullanın* seçeneğinin işaretini kaldırın ve [Başlat] ögesine tıklayın. Yeni bir Kalite Kontrol şablonu açılacaktır. Daha sonra hedef ve bu hedeflerin toleranslarını girebilir, ekran düzenini değiştirebilirsiniz. Bitirdikten sonra, araç çubuğundan Kaydet düğmesine tıklayın veya Dosya menüsünden Kaydet ya da Farklı Kaydet öğelerini seçin.

- Alet ayarları doğrudan oluşturulan Kalite Kontrol şablonlarında kaydedilmeyecektir. Alet bilgilerini Kalite Kontrol şablonuna kaydetmek için Yeni Proje'yi kullanarak şablonu oluşturun.

Kalite Kontrol Şablon Sihirbazını Kullanarak Kalite Kontrol Şablonu Oluşturma

1. *Sihirbaz arayüzünü kullanın* seçili değilse, seçmek için işaret kutusunu işaretleyin ve [Başlat] ögesine tıklayın. Yeni Proje Sihirbazı başlatılır.
2. Kalite Kontrolü Ayarları sekmesinde, bu ayarların yapılacağı iletişim kutusunu açmak için ilgili düğmeye tıklayarak Kalite Kontrol şablonunda saklanacak aşağıdaki bilgileri ayarlayabilirsiniz:
 - 2-1 [Kullanıcı Tanımlama Bilgisi] Ölçümleri kategorize etmenize yardımcı olması amacıyla ölçümlere kullanıcı tanımlı bilgi eklemek için. Bkz. [2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları](#) [Ⓟ] s. 145.
 - 2-2 [Kullanıcı Aydınlatıcı] Ölçümler için kullanıcı aydınlatıcılarını ayarlamak için. Bkz. [2.15 Kullanıcı Aydınlatıcılarının Kaydedilmesi](#) [Ⓟ] s. 150.

2-3 [Kullanıcı Denklemi] Kullanıcı tanımlı indeksler için denklemleri ayarlamak için. Bkz. [2.14 Kullanıcı Denklemi Ayarları](#) © s. 147.

2-4 [QC Measurement Conditions] Aleti, ölçüm koşullarını ve ölçüm seçeneklerini ayarlamak için.

- QC Measurement Conditions ayarları yapıldığında, Kalite Kontrol şablonu yalnızca ayarlanmış olan aletle kullanılabilir.
- Alet ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması](#) s. 72.

- a) Ölçüm Koşulları sekmesinde, aşağı oka tıklayın ve görüntülenen açılır listeden aleti seçin. Seçilen alet için mevcut ölçüm koşulları gösterilecektir.
- b) Ölçüm koşullarını ayarlayın.
- c) Sekmeyi değiştirmek ve seçenek ayarlarını yapmak için Seçenekler sekmesine tıklayın.

3. İstenilen ayarları yaptıktan sonra, Hedef Kaydı ile devam etmek için [OK] ögesine tıklayın.

4. Hedef Kaydı'nda, hedef verilerini ayarlama yöntemini seçin ve aşağıdaki ilgili Hedef Veri Ayarları bölümüyle devam edin.

5. Hedef verileri ayarlama

- Kalite Kontrol şablonu oluşturmak için Yeni Proje kullanılırken yalnızca tek bir hedef belirlenebilir. Bir Kalite Kontrol şablonuna ek hedefler bir kez kaydedilerek, Dosya - Aç ögesini seçerek ve Aç iletişim kutusunda dosyayı seçerek kayıtlı Kalite Kontrol şablon dosyasını (*.qctp dosyası) açarak ve ardından ölçüm veya manuel giriş yoluyla ek hedefleri ekleyerek eklenebilir.

Ölçüm ile hedef verileri ayarlama

5-1 Hedef Kaydı sekmesinde [Ölçüme Göre] ögesine tıklayın. Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.

- Hiçbir alet bağlı değilse, yazılım en son bağlanan alete bağlanmayı deneyecektir. Bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir. Bağlantı başarısız olursa, bir hata mesajı görüntülenecektir. Aletin açık ve bilgisayara bağlı olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

5-2 Hedef adını değiştirmek isterseniz, hedef adı metin kutusuna tıklayın ve hedef adı düzenleyin.

5-3 Ölçüm Koşulu bölümünde hedef ölçümü için istenen ölçüm koşullarını ayarlayın.

- Mevcut ölçüm koşulları alete göre değişir. Ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. s. 72.

5-4 Seçili ayarlarda aleti kalibre etmek için [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.

- Kalibrasyon hakkında bilgi için bkz. [2.6 Kalibrasyon](#) s. 85.

5-5 Hedefi ölçüm için konumlandırın ve [Ölçüm] ögesine tıklayın. Ölçüm alınacak ve ölçüm sonuçları Ölçüm sonucu bölümünde görüntülenecektir.

- Seçili ayarlarda kalibrasyon gerçekleştirilmediyse, [Ölçüm] ögesine tıkladığında kalibrasyon süreci başlayacaktır. Kalibrasyon hakkında bilgi için bkz. [2.6 Kalibrasyon](#) s. 85.

5-6 [OK] ögesine tıklayın ve örnek ölçüm koşullarını ayarlamak için aşağıdaki 6. adımla devam edin.

Verinin manuel girişi yapılarak hedef veri ayarlanması

5-1 Hedef Kaydı sekmesinden [Giriş Manuel Olarak] ögesine tıklayın. Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.

5-2 Hedef adını değiştirmek isterseniz, hedef adı metin kutusuna tıklayın ve hedef adı düzenleyin.

5-3 Renkli Veriler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden girilecek veri türünü (Spektrum veya Renkölçümsel) seçin.

5-4 Parlaklık değeri de eklemek için Özellikler kaydırma düğmesine tıklayın ve Açık konumuna getirin.

5-5 Grup Özellikleri listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden hedef için girilecek grup özelliğini seçin.

- Ölçüm Koşullarındaki bazı öğeler seçili Grup Özelliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir.

5-6 Ölçüm Koşulu bölümünde hedef için istenen ölçüm koşullarını ayarlayın.

- Mevcut ölçüm koşulları seçili Grup Özelliğine göre değişecektir.

5-7 5-3 adımımda veri türü olarak “Spektrum” seçili ise:

- a) Dalga Uzunluğu listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen dalga uzunluğu aralığını (360-740 veya 400-700) seçin. Dalga uzunluğu aralığı seçildiğinde, [Yansıma Oranı Ayarları] etkinleştirilecektir.
- b) [Yansıma Oranı ayarları] ögesine tıklayın. Yansıma Oranı Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
- c) Her sekmedeki her dalga uzunluğu için spektral veri girin. Sekme değiştirmek için, sekmelere tıklayın.
- d) Tüm veriler istenildiği gibi girildikten sonra, iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

5-3 adımımda veri türü olarak “Renkölçümsel” seçili ise:

- a) Renk Alanı listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen renk alanını (L*a*b*, Hunter Lab veya XYZ) seçin.
- b) [İnceleme Koşulu] ögesine tıklayın. İnceleme Koşulu Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
- c) İlgili listeye tıklayarak ve görüntülenen açılır listelenen seçim yaparak İnceleme Koşulu 1 için istenen Gözlemci ve Aydınlatıcıyı seçin.
 - Kullanıcı aydınlatıcı seçmek için, Aydınlatıcı açılır listesinden Kullanıcı Aydınlatıcı ögesini seçin ve Kullanıcı Aydınlatıcı listesinden istenen kullanıcı aydınlatıcıyı seçin.
- d) İstenildiği takdirde, İnceleme Koşulu 2 ve İnceleme Koşulu 3 öğelerinin yanındaki kaydırma düğmesini Açık konumuna getirin ve her koşul için istenen Gözlemci ve Aydınlatıcı ayarlarını seçin.
- e) Tüm koşullar istenildiği gibi ayarlandıktan sonra, iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
- f) Hedef renkölçüm değerlerini girin. Farklı inceleme koşulları sekmeleri arasında değişim yapmak için, sekmelere tıklayın.

5-8 5 ve 4. adımda Özellikler Açık olarak ayarlandıysa, hedef için parlaklık değeri girin.

5-9 Sonraki> ögesine tıklayın ve örnek ölçüm koşullarını ayarlamak için aşağıdaki 6. adıma devam edin.

6. Örnek ölçüm koşullarını ayarlayın. Ölçüm Koşulları sekmesi aletlere ilişkin koşulları ayarlamak, Seçenekler sekmesi ise ortalama yöntem vb. gibi isteğe bağlı ayarlar içindir.
 - Örnek ölçüm koşullarını ayrı ayrı ayarlamak istemiyorsanız ve örnek ölçümleri için hedef ölçüm koşullarını kullanmak istiyorsanız, iletişim kutusunun sağ üst kısmındaki açma/kapama kaydırma düğmesini Kapalı olarak ayarlayın.
 - Ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#).
7. [OK] ögesine tıklayın ve Tolerans Ayarları ile devam edin.
 - 7-1** Başarılı/Başarısız değerlendirmesi için kullanılacak istenen toleransları ve Uyarı Düzeyini ayarlayın.
 - 7-2** Bir koşulun tolerans ayarını etkinleştirmek için Koşulun yanındaki işaret kutusuna tıklayın, daha sonra her öğenin her toleransının yanındaki işaret kutucuğuna tıklayın ve doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen toleransı ayarlayın.
 - 7-3** Diğer toleransları da ayarlamak için 7-2 adımı tekrar edin.
 - 7-4** Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen Uyarı Düzeyini (%) ayarlayın.
8. [OK] ögesine tıklayın ve Veri Etiketleri ve Ek Bilgi ayarları ile devam edin.
 - 8-1** Hedefte bir veri etiketi eklemek istiyorsanız istenen etiketi Veri Etiketleri metin kutusuna girin.
 - 8-2** Kullanıcı tanımlı bir listeden bir öğe eklemek için Kullanıcı Tanımlı Liste alanından [Ekle] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
 - a) Kullanıcı tanımlı bilgiler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.
 - b) [OK] ögesine tıklayın. Seçili öğe Kullanıcı Tanımlı Listeye eklenecektir.
 - c) Eklenen öğeyi seçin ve istenen değeri ayarlamak için öğenin Değerine tıklayın.
 - 8-3** Hedef ile bir görüntüyü bağlantılamak istiyorsanız [Görüntüyü ayarla] ögesine tıklayın. Resmi düzenle iletişim kutusu açılacaktır.

- a) [Resim Dosyasına Gözet] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
- b) İstenen görüntüyü arayın ve [Aç] öğesine tıklayın. Resmi düzenle alanında görüntünün bir ön izlemesi görüntülenecektir.
 - *.bmp, *.jpeg, *.jpg, ve *.png görüntü dosyaları seçilebilir.
- c) Bir işaretleyici eklemek için, [İşaretleyici çiz] öğesine tıklayın. Dairesel işaretleyici görüntü önizlemesinde görüntülenecektir.
 - İşaretleyici rengi ve işaretleyici kalınlığı ilgili kontroller ile ayarlanabilir.
 - İşaretleyicinin boyutu ve şekli, önizleme penceresinde işaretleyicinin üstüne tıklayarak ve tutacakları istenen boyuta/şekle çekerek değiştirilebilir.
 - Görüntü üzerine yalnızca 1 işaretleyici eklenebilir.
 - Yerleştirilen bir işaretleyiciyi silmek için [İşaretleyici temizle] öğesine tıklayın.
- d) [OK] öğesine tıklayın. Görüntü Ek Bilgilere eklenecektir.
 - Bağlantılı bir görüntüyü silmek için [Görüntüyü temizle] öğesine tıklayın.

8-4 Hedefe bir yorum eklemek istiyorsanız istenen yorumu Yorum metin kutusuna girin.

9. [OK] öğesine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir. Hedef bilgiyi kaydetmek için [OK] öğesine tıklayın. Sihirbaz Ekran Düzeni Seçimine geçecektir.

10. Ekran düzenini ayarlamak için

10-1 Ekran şablonu adına tıklayarak istenilen ekran şablonunu seçin. Standart bir şablon seçili ise, şablonun önizlemesi gösterilecektir.

- Ekran şablonlarını içeren dosyayı seçmek için Select from Folder bölümünde klasör resminin bulunduğu düğmeye tıklayın. Klasöre Gözet iletişim kutusu belirecektir. İstenen klasörü bulun ve [OK] öğesine tıklayın. Klasördeki ekran şablonlarının listesi gösterilecektir.

10-2 [OK] öğesine tıklayın. Seçilen ekran şablonu Kalite Kontrol şablonuna uygulanacaktır.

11. Kalite Kontrol şablonunu kaydetmek için, araç çubuğundan Kaydet düğmesine tıklayın veya Dosya menüsünden Kaydet ya da Farklı Kaydet öğelerini seçin.

- Ölçümler bir Kalite Kontrol şablonuna kaydedilemez ve bir Kalite Kontrol şablonunu belge olarak kaydetmek mümkün değildir. Ölçümlere başlamadan önce Kalite Kontrol şablonunu kapatın ve Kalite Kontrol şablonundan yeni bir belge açın. Bkz. [2.2.2 Kalite Kontrolü Şablonundan Yeni Bir Belge Oluşturma s. 53](#).

2.2 Yeni Belge Oluşturma veya Mevcut bir Belgeyi Açma

Ölçümlerin ve çeşitli ayarların yapılması yalnızca bir belge açıkken gerçekleştirilebilir. Bir dosya, SpectraMagic NX2 başlatıldığında görüntülenen Dosya Seçimi iletişim kutusundan oluşturulmadysa belgenizi oluşturmak için aşağıdaki süreci izleyin.

2.2.1 Doğrudan yeni bir belge oluşturma

Doğrudan yeni bir belge oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

1. SpectraMagic NX2 ana ekranından doğrudan yeni bir belge oluşturmak için Araç çubuğundaki Yeni düğmesinde tıklayın veya Görüntülenen açılır menüden *Dosya - Belge - Yeni* ögesini seçin.

Dosya Seçimi iletişim kutusu gösterilirse, Yeni Dosya sekmesinin Belge Oluştur bölümünde [Başlat] ögesine tıklayın.

2. Yeni bir belge açılacaktır.

2.2.2 Kalite Kontrolü Şablonundan Yeni Bir Belge Oluşturma

Kalite Kontrolü şablonları iş akışlarını standartlaştırmak için kullanılabilir. Hedef veri ve tolerans ayarlarını, hedef ve örnek ölçüm koşullarını, ekran düzenini vb. kapsarlar. Kalite Kontrol şablonu kullanmak için, Kalite Kontrol şablonundan yeni bir belge açılmış olmalıdır.

- Örnek ölçüm verileri Kalite Kontrol şablonları içinde saklanamaz. Ölçümler açısından kalite kontrol şablonu kullanmak için, kalite kontrol şablonunu açmak yerine yeni bir belgeyi her zaman kalite kontrol şablonundan açın.
- Varsayılan dosya yolu Uygulama Ayarları iletişim kutusunda belirtildiği gibi olacaktır. Bkz. [2.22 Uygulama Ayarları s. 187](#).

SpectraMagic NX2 ana ekranı görüntülenirse

1. Görüntülenen açılır menüdeki *Dosya - Kalite - Kalite Kontrolü Şablonundan Yeni Belge ...* ögesini seçin. Aç iletişim kutusu belirecektir.
2. İstenen Kalite Kontrol şablonunu bulun (*.qctp dosya) ve [Aç] ögesine tıklayın. Seçili Kalite Kontrol şablonuna bağlı yeni bir belge açılacaktır.

Dosya Seçimi İletişim Kutusu görüntülenirse,

1. Yeni Dosya sekmesinin Kalite Kontrolü Şablonundan belge oluşturma bölümünde, [...] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
2. İstenen Kalite Kontrol şablonunu bulun (*.qctp dosya) ve [Aç] ögesine tıklayın. [Başlat] etkinleştirilecektir.
3. [Başlat] ögesine tıklayın. Seçili Kalite Kontrol şablonuna bağlı yeni bir belge açılacaktır.

2.2.3 Mevcut bir Belgeyi Açma

- Mevcut *.mesx2, *.qctp, *.mes veya *.mea dosyaları aşağıdaki prosedür kullanılarak açılabilir.
- Mevcut SpectraMagic DX dosyalarının açılabilmesi için DX2NXConverter kullanılarak dönüştürülmesi gerekir. DX2NXConverter şu klasöre kuruludur: C:\Program Files\KONICA MINOLTA\SpectraMagic NX2\DataConvertTool

SpectraMagic NX2 ana ekranı görüntülenirse:

1. *Dosya - Aç* öğesini seçin. Aç iletişim kutusu belirecektir.
2. İstenen dosyayı bulun ve [Aç] öğesine tıklayın. Seçilen dosya açılacaktır.

Dosya Seçimi İletişim Kutusu görüntülenirse:

- Dosya Seçimi İletişim Kutusu aynı zamanda Dosyayı Aç sekmesinde araç çubuğundaki Son Dosyalar düğmesine tıklanarak veya *Dosya - Son Dosyalar* seçilerek de açılabilir.
1. Dosyayı Aç sekmesi seçili değilse, sekmeye geçmek için Dosyayı Aç sekmesine tıklayın. Son kullanılan belgeler ve şablonların listesi görüntülenecektir.
 2. İstenen dosya listedeyse:
 - 2-1 Dosyayı seçmek için tıklayın ve daha sonra [Aç] öğesine tıklayın. Seçilen dosya açılacaktır.

İstenen dosya listede değilse:

- 2-1 Seçilmiş belgeyi aç bölümünde [Gözet] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
- 2-2 İstenen dosyayı bulun ve ardından [Aç] öğesine tıklayın. Seçilen dosya açılacaktır.

2.2.4 Belgenin Kaydedilmesi

1. Geçerli durumda etkin olan belgeyi mevcut adı ile kaydetmek için aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:

- Araç çubuğundan Kaydet düğmesine tıklayın.
- *Dosya - Kaydet* öğesini seçin.
- Ctrl + S'ye basın.

İletişim kutusu kapanacak ve belge açılacaktır.

- Belge daha önce hiç kaydedilmemişse, Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenilen belge adını girin ve [OK] öğesine tıklayın. Belge kaydedilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.

1. Geçerli durumda etkin olan belgeyi yeni bir adla kaydetmek için veya belge daha önce hiç kaydedilmediyse:

1-1. *Dosya - Farklı Kaydet ...* öğesine tıklayın. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.

1-2. İstenilen belge adını girin ve [OK] öğesine tıklayın. Belge kaydedilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır, belge sekmesindeki veya başlık çubuğundaki ad girilen başlığa değişecektir.

2.3 Şablonlar

2.3.1 Kalite Kontrol Şablonları

Kalite Kontrolü şablonları iş akışlarını standartlaştırmak için kullanılabilir. Hedef veri ve tolerans ayarlarını, hedef ve örnek ölçüm koşullarını, ekran düzenini vb. kapsarlar.

2.3.1.1 Doğrudan bir Kalite Kontrol Şablonu oluşturma (Mevcut bir belgeyi Kalite Kontrol şablonu olarak kaydetme) [®]

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

O anda etkin olan belge bir Kalite Kontrol şablonu olarak kaydedilebilir. Belgeyi Kalite Kontrol şablonu olarak kaydetmek, belgenin tüm hedef ve tolerans ayarlarını, kullanıcı tanımlı bilgileri, kullanıcı aydınlatıcı bilgilerini ve ölçüm koşullarını içerecek ancak bağlı aletle ilgili bilgileri kaydetmeyecektir.

O anda etkin olan belgeyi Kalite Kontrol şablonu olarak kaydetmek için:

1. Açılır menüden *Dosya - Yeni Kalite Kontrol Şablonu - Kalite Kontrolü Şablonu olarak kaydet...* ögesini seçin. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kalite Kontrol şablonunun kaydedileceği klasöre göz atın ve Kalite Kontrol şablonu için istediğiniz adı girin.
3. [Kaydet] ögesine tıklayın. Kalite Kontrol şablonu kaydedilecektir.

2.3.1.2 Kalite Kontrol Şablon Sihirbazını Kullanarak Kalite Kontrol Şablonu Oluşturma [®]

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

1. Dosya Seçimi iletişim kutusu görüntülenmezse, açılır menüden *Dosya - Yeni Kalite Kontrol Şablonu - Yeni Kalite Kontrolü Şablonu Sihirbazı...* ögesini seçin.

Dosya Seçimi iletişim kutusu görüntülenmezse, Kalite Kontrolü Şablonu oluştur bölümünde *Sihirbaz arayüzünü kullanın* ögesinin seçili olduğundan emin olun (seçili değilse, seçmek için işaret kutusuna tıklayın) ve [Başlat] ögesini tıklayın. Yeni Proje Sihirbazı başlatılır.

2. Kalite Kontrolü Ayarları sekmesinde, bu ayarların yapılacağı iletişim kutusunu açmak için ilgili düğmeye tıklayarak Kalite Kontrol şablonunda saklanacak aşağıdaki bilgileri ayarlayabilirsiniz:

2-1 [Kullanıcı Bilgileri] Ölçümleri kategorize etmenize yardımcı olması amacıyla ölçümlere kullanıcı tanımlı bilgi eklemek için. Bkz. [2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları [®] s. 145](#).

2-2 [Kullanıcı Aydınlatıcı] Ölçümler için kullanıcı aydınlatıcılarını ayarlamak için. Bkz. [2.15 Kullanıcı Aydınlatıcılarının Kaydedilmesi [®] s. 150](#).

2-3 [Kullanıcı Denklemi] Kullanıcı tanımlı indeksler için denklemleri ayarlamak için. Bkz. [2.14 Kullanıcı Denklemi Ayarları [®] s. 147](#).

2-4 [QC Measurement Conditions] Aleti, ölçüm koşullarını ve ölçüm seçeneklerini ayarlamak için.

- QC Measurement Conditions ayarları yapıldığında, Kalite Kontrol şablonu yalnızca ayarlanmış olan aletle kullanılabilir.
- Alet ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#).

a) Ölçüm Koşulları sekmesinde, aşağı oka tıklayın ve görüntülenen açılır listeden aleti seçin. Seçilen alet için mevcut ölçüm koşulları gösterilecektir.

- Cihaz olarak CR-5, CR-400 ya da CR-410 tercihinde bulunmak mümkün değildir.
- b)** Ölçüm koşullarını ayarlayın.
- c)** Sekmeyi değiştirmek ve seçenek ayarlarını yapmak için Seçenekler sekmesine tıklayın.

- 3.** İstenilen ayarları yaptıktan sonra, Hedef Kaydı ile devam etmek için [OK] ögesine tıklayın.
- 4.** Hedef Kaydı'nda, hedef verilerini ayarlama yöntemini seçin ve aşağıdaki ilgili Hedef Veri Ayarları bölümüyle devam edin.
- 5.** Hedef verileri ayarlama
- Kalite Kontrol şablonu oluşturmak için Yeni Proje kullanılırken yalnızca tek bir hedef belirlenebilir. Bir Kalite Kontrol şablonuna ek hedefler bir kez kaydedilerek, Dosya - Aç ögesini seçerek ve Aç iletişim kutusunda dosyayı seçerek kayıtlı Kalite Kontrol şablon dosyasını (*.qctp dosyası) açarak ve ardından ölçüm veya manuel giriş yoluyla ek hedefleri ekleyerek eklenebilir.

Ölçüm ile hedef verileri ayarlama

- 5-1** Hedef Kaydı sekmesinde [Ölçüme Göre] ögesine tıklayın. Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.
- Hiçbir alet bağlı değilse, yazılım en son bağlanan alete bağlanmayı deneyecektir. Bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir. Bağlantı başarısız olursa, bir hata mesajı görüntülenecektir. Aletin açık ve bilgisayara bağlı olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.
- 5-2** Hedef adını değiştirmek isterseniz, hedef adı metin kutusuna tıklayın ve hedef adı düzenleyin.
- 5-3** Ölçüm Koşulu bölümünde hedef ölçümü için istenen ölçüm koşullarını ayarlayın.
- Mevcut ölçüm koşulları alete göre değişir. Ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. s. 72.
- 5-4** Seçili ayarlarda aleti kalibre etmek için [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.
- Kalibrasyon hakkında bilgi için bkz. [2.6 Kalibrasyon s. 85](#).
- 5-5** Hedefi ölçüm için konumlandırın ve [Ölçüm] ögesine tıklayın. Ölçüm alınacak ve ölçüm sonuçları Ölçüm sonucu bölümünde görüntülenecektir.
- Seçili ayarlarda kalibrasyon gerçekleştirilmediyse, [Ölçüm] ögesine tıklandığında kalibrasyon süreci başlayacaktır. Kalibrasyon hakkında bilgi için bkz. [2.6 Kalibrasyon s. 85](#).
- 5-6** [OK] ögesine tıklayın ve örnek ölçüm koşullarını ayarlamak için aşağıdaki 6. adımla devam edin.

Verinin manuel girişi yapılarak hedef veri ayarlanması

- 5-1** Hedef Kaydı sekmesinden [Giriş Manuel Olarak] ögesine tıklayın. Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 5-2** Hedef adını değiştirmek isterseniz, hedef adı metin kutusuna tıklayın ve hedef adı düzenleyin.
- 5-3** Renkli Veriler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden girilecek veri türünü (Spektrum veya Renkölçümsel) seçin.
- 5-4** Parlaklık değeri de eklemek için Özellikler kaydırma düğmesine tıklayın ve Açık konumuna getirin.
- 5-5** Grup Özellikleri listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden hedef için girilecek grup özelliğini seçin.
- Ölçüm Koşullarındaki bazı öğeler seçili Grup Özelliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir.
- 5-6** Ölçüm Koşulu bölümünde hedef için istenen ölçüm koşullarını ayarlayın.
- Mevcut ölçüm koşulları seçili Grup Özelliğine göre değişecektir.
- 5-7** 5-3 adımında veri türü olarak "Spektrum" seçili ise:
- a)** Dalga Uzunluğu listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen dalga uzunluğu aralığını (360-740 veya 400-700) seçin. Dalga uzunluğu aralığı seçildiğinde, [Yansıma Oranı Ayarları] etkinleştirilecektir.

- b) [Yansıma Oranı ayarları] öğesine tıklayın. Yansıma Oranı Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
- c) Her sekmedeki her dalga uzunluğu için spektral veri girin. Sekme değiştirmek için, sekmelere tıklayın.
- d) Tüm veriler istenildiği gibi girildikten sonra, iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.

5-3 adımında veri türü olarak "Renkölçümsel" seçili ise:

- a) Renk Alanı listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen renk alanını (L*a*b*, Hunter Lab veya XYZ) seçin.
- b) [İnceleme Koşulu] öğesine tıklayın. İnceleme Koşulu Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
- c) İlgili listeye tıklayarak ve görüntülenen açılır listelenen seçim yaparak İnceleme Koşulu 1 için istenen Gözlemci ve Aydınlatıcıyı seçin.
 - Kullanıcı aydınlatıcı seçmek için, Aydınlatıcı açılır listesinden Kullanıcı Aydınlatıcı öğesini seçin ve Kullanıcı Aydınlatıcı listesinden istenen kullanıcı aydınlatıcıyı seçin.
- d) İstenildiği takdirde, İnceleme Koşulu 2 ve İnceleme Koşulu 3 öğelerinin yanındaki kaydırma düğmesini Açık konumuna getirin ve her koşul için istenen Gözlemci ve Aydınlatıcı ayarlarını seçin.
- e) Tüm koşullar istenildiği gibi ayarlandıktan sonra, iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.
- f) Hedef renkölçüm değerlerini girin. Farklı inceleme koşulları sekmeleri arasında değişim yapmak için, sekmelere tıklayın.

5-8 5 ve 4. adımda Özellikler Açık olarak ayarlandıysa, hedef için parlaklık değeri girin.

5-9 Sonraki> öğesine tıklayın ve örnek ölçüm koşullarını ayarlamak için aşağıdaki 6. adıma devam edin.

- 6. Örnek ölçüm koşullarını ayarlayın. Ölçüm Koşulları sekmesi aletlere ilişkin koşulları ayarlamak, Seçenekler sekmesi ise ortalama yöntem vb. gibi isteğe bağlı ayarlar içindir.
 - Örnek ölçüm koşullarını ayrı ayrı ayarlamak istemiyorsanız ve örnek ölçümleri için hedef ölçüm koşullarını kullanmak istiyorsanız, iletişim kutusunun sağ üst kısmındaki açma/kapama kaydırma düğmesini Kapalı olarak ayarlayın.
 - Ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#).
- 7. [OK] öğesine tıklayın ve Tolerans Ayarları ile devam edin.
 - 7-1** Başarılı/Başarısız değerlendirmesi için kullanılacak istenen toleransları ve Uyarı Düzeyini ayarlayın.
 - 7-2** Bir koşulun tolerans ayarını etkinleştirmek için Koşulun yanındaki işaret kutusuna tıklayın, daha sonra her öğenin her toleransının yanındaki işaret kutucuğuna tıklayın ve doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen toleransı ayarlayın.
 - 7-3** Diğer toleransları da ayarlamak için 7-2 adımını tekrar edin.
 - 7-4** Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen Uyarı Düzeyini (%) ayarlayın.
- 8. [OK] öğesine tıklayın ve Veri Etiketleri ve Ek Bilgi ayarları ile devam edin.
 - 8-1** Hedefte bir veri etiketi eklemek istiyorsanız istenen etiketi Veri Etiketleri kutusuna girin.
 - 8-2** Kullanıcı tanımlı bir listeden bir öğe eklemek için Kullanıcı Tanımlı Liste alanından [Ekle] öğesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
 - a) Kullanıcı tanımlı bilgiler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.
 - b) [OK] öğesine tıklayın. Seçili öğe Kullanıcı Tanımlı Listeye eklenecektir.
 - c) Eklenen öğeyi seçin ve istenen değeri ayarlamak için öğenin Değerine tıklayın.
 - 8-3** Hedef ile bir görüntüyü bağlantılamak istiyorsanız [Görüntüyü ayarla] öğesine tıklayın. Resmi düzenle iletişim kutusu açılacaktır.
 - a) [Resim Dosyasına Gözet] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
 - b) İstenen görüntüyü arayın ve [Aç] öğesine tıklayın. Resmi düzenle alanında görüntünün bir ön izlemesi görüntülenecektir.
 - *.bmp, *.jpeg, *.jpg, ve *.png görüntü dosyaları seçilebilir.
 - c) Bir işaretleyici eklemek için, [İşaretleyici çiz] öğesine tıklayın. Dairesel işaretleyici görüntü önizlemesinde görüntülenecektir.

- İşaretleyici rengi ve İşaretleyici kalınlığı ilgili kontroller ile ayarlanabilir.
- İşaretleyicinin boyutu ve şekli, önizleme penceresinde işaretleyicinin üstüne tıklayarak ve tutacakları istenen boyuta/şekle çekerek değiştirilebilir.
- Görüntü üzerine yalnızca 1 işaretleyici eklenebilir.
- Yerleştirilen bir işaretleyiciyi silmek için [İşaretleyici temizle] ögesine tıklayın.

d) [OK] ögesine tıklayın. Görüntü Ek Bilgilere eklenecektir.

- Bağlantılı bir görüntüyü silmek için [Görüntüyü temizle] ögesine tıklayın.

8-4 Hedefe bir yorum eklemek istiyorsanız istenen yorumu Yorum metin kutusuna girin.

9. [OK] ögesine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir. Hedef bilgiyi kaydetmek için [OK] ögesine tıklayın. Sihirbaz Ekran Düzeni Seçimine geçecektir.

10. Ekran düzenini ayarlamak için

10-1 Ekran şablonu adına tıklayarak istenilen ekran şablonunu seçin. Standart bir şablon seçili ise, şablonun önizlemesi gösterilecektir.

- Ekran şablonlarını içeren dosyayı seçmek için Select from Folder bölümünde klasör resminin bulunduğu düğmeye tıklayın. Klasöre Gözet iletişim kutusu belirecektir. İstenen klasörü bulun ve [OK] ögesine tıklayın. Klasördeki ekran şablonlarının listesi gösterilecektir. İstenilen ekran şablonunu seçin.

10-2 [OK] ögesine tıklayın. Seçilen ekran şablonu Kalite Kontrol şablonuna uygulanacaktır.

11. Kalite Kontrol şablonunu kaydetmek için, araç çubuğundan Kaydet düğmesine tıklayın veya Dosya menüsünden Kaydet ya da Farklı Kaydet öğelerini seçin.

- Ölçümler bir Kalite Kontrol şablonuna kaydedilemez ve bir Kalite Kontrol şablonunu belge olarak kaydetmek mümkün değildir. Ölçümlere başlamadan önce Kalite Kontrol şablonunu kapatın ve Kalite Kontrol şablonundan yeni bir belge açın. Bkz. [2.2.2 Kalite Kontrolü Şablonundan Yeni Bir Belge Oluşturma s. 53](#).

2.3.2 Ekran Şablonları

Ekran şablonları, verilerin ekranda nasıl görüntüleneceğini ayarlamak için kullanılabilir. Yalnızca ekran düzenini ve liste öğelerini içerirler.

2.3.2.1 Etkin belge düzenini ekran şablonu olarak kaydetme

O anda etkin olan belgenin düzeni bir ekran şablonu olarak kaydedilebilir.

1. Görüntülenen açılır menüden *Dosya - Göster Şablon - Kalite Kontrolü Şablonu olarak kaydet ...* öğesini seçin. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Ekran şablonunun kaydedileceği klasöre gidin ve ekran şablonu için istediğiniz adı girin.
3. [Kaydet] öğesine tıklayın. Ekran şablonu kaydedilecektir.

2.3.2.2 Etkin belgeye bir ekran şablonu uygulama

O anda etkin olan belgeye bir ekran şablonu uygulamak, görüntüleme düzenini ve liste öğelerini görüntüleme şablonundaki ayarlara göre değiştirecektir.

- Farklı alet türlerine yönelik standart şablonlar aşağıdaki klasörlerde kuruludur

Alet	Klasör
SCI/SCE ayarları ile CM aletleri	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate
CM-512m3A	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\3Bank
CM-M6	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\6Bank
CR-400 serisi	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\CR
CM-25cG	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\Other
Opaklık, Bulanıklık	C:\Users\Public\Documents\SpectraMagic NX2\DisplayTemplate\Other

Kullanılan alet türü için bir şablonun seçilmesi tavsiye edilir. Farklı bir alet türü için bir şablon seçilmişse ölçüm verisi özellikleri ile kanvas penceresi nesne veri özellikleri arasındaki farklar nedeniyle kanvas penceresinde veriler gösterilmeyebilir. Bir şablonu uyguladıktan sonra kanvas penceresinde hiçbir veri gösterilmezse farklı bir şablon seçin ve seçilen şablonun kullanılan alet türüne yönelik olduğundan emin olun.

Ekran Şablon Penceresinden bir ekran şablonu uygulama

1. Ekran Şablon Penceresi açıksa, bu pencerede istediğiniz ekran şablonuna tıklayın. Seçilen ekran şablonu o anda etkin olan belgeye hemen uygulanacaktır.
 - Ekran şablonlarını içeren farklı bir klasör seçmek için Select from Folder bölümünde öğesine tıklayın. Klasöre Gözet iletişim kutusu belirecektir. İstenen klasörü bulun ve [OK] öğesine tıklayın. Klasördeki ekran şablonlarının listesi gösterilecektir. İstenilen ekran şablonunu seçin.

Menüyü kullanarak bir ekran şablonu uygulama

1. Görüntülenen açılır menüden *Dosya - Göster Şablon - Uygula ...* öğesini seçin. Ekran Şablonu Uygula iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Ekran şablonu adına tıklayarak istenilen ekran şablonunu seçin. Standart bir şablon seçili ise, şablonun önizlemesi gösterilecektir.
 - Ekran şablonlarını içeren farklı bir klasör seçmek için Select from Folder bölümünde öğesine tıklayın. Klasöre Gözet iletişim kutusu belirecektir. İstenen klasörü bulun ve [OK] öğesine tıklayın. Klasördeki ekran şablonlarının listesi gösterilecektir. İstenilen ekran şablonunu seçin.

- Yeni belgeler oluştururken seçili ekran şablonunu uygulamak için Yeni belge oluştururken uygula ögesini seçin.

3. [OK] ögesine tıklayın. Seçili ekran şablonu mevcut etkin belgeye uygulanacaktır.

2.4 Bir Aleti Bağlama / Bağlantıyı Kesme

- Bu prosedür yalnızca yazılım lisansı geçerli olduğunda (elektronik olarak veya bilgisayara bağlı bir dongle kullanarak) kullanılabilir.
- [Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Bir Alet Bağlama s. QS-3](#) ögesine dönün.

2.4.1 Bağlanmadan önce

SpectraMagic NX2'yi alete bağlamadan önce, alet bilgisayara bağlı olmalı ve alet çalışır durumda olmalıdır.

- Aleti bir bilgisayara bağlama konusunda detaylar için aletin kullanım kılavuzunu inceleyiniz.
- WLAN aracılığıyla bağlanırken, cihazın WLAN ayarları Konfigürasyon Aracı CM-CT1 (ver. 1.5 veya üstü) kullanılarak yapılmalı ve SpectraMagic NX2'den cihaza bağlanmayı denemeden önce cihaz ağa bağlanmalıdır.
- Bluetooth® iletişimini kullanarak bir alete bağlanıldığında, SpectraMagic NX2'yi bir alete bağlayabilmeniz için Bluetooth® ile verilen sürücü yazılımını kullanarak alet ve bilgisayar arasında bağlantı kurmanız gerekir. Prosedür için, aletin ve Bluetooth® adaptörünün kullanım kılavuzunu inceleyin.
- Uygulama Ayarları iletişim kutusundaki Diğer Ayarlar kategorisinin Başlatma Seçenekleri bölümünün Alet moduyla başlayın modunda “Başlatma ile aynı zamanda ölçüm aletinin bağlantısını kontrol edin” etkinleştirilirse, yazılım başlatıldığında otomatik olarak varsayılan alete bağlanmayı dener ve bağlantı başarılı olursa aletle ilgili mesajları görüntüler.
- Aynı anda en fazla dört adet CM-700d serisi ünite USB bağlantısı veya Bluetooth iletişimi kullanılarak bağlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [2.4.2.3 Birden fazla CM-700d serisi alete bağlanma s. 68](#).

■ Uyumlu cihaz donanım yazılımı sürümleri

SpectraMagic NX2, aşağıdaki ya da üzeri donanım yazılımı sürümlerine sahip cihazlar ile uyumludur.


Cihaz	Minimum donanım yazılımı sürümü
CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus, CM-36dG/CM-36d/ CM-36dGV, CF-300, CM-17d/CM-16d, CM-26dG/CM-26d/ CM-25d/CM-23d, CM-M6, CM-25cG	Tümü
CM-3700A	2.05.0001
CM-3700A-U	2.06.0001
CM-5/CR-5	1.20.0006
CM-700d/CM-600d/CM-700d-U	1.23.0005
CR-400/CR-410	1.14.0000
DP-400	1.16.0000
CM-3600A/CM-3610A	1.08.0000
CM-2600d/CM-2500d	1.42.0000
CM-2500c	5.11.0000
CM-512m3A	1.04.0001

- Bağlanacak cihaz yukarıda listelenenlerden daha eski bir donanım yazılımına sahipse bir hata mesajı görüntülenecek ve bağlantı mümkün olmayacaktır. Donanım yazılımını güncelleme konusuyla ilgili olarak en yakın yetkili Konica Minolta servis tesisi ile iletişime geçin.

2.4.2 Bir Alete Bağlanma

1. Araç çubuğundaki Bağlan düğmesine tıklayın veya *Alet - Bağlan* ögesini seçin. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Bir alet daha önce bağlanmışsa, en son bağlanan alete bağlantı gerçekleştirilir ve aşağıdaki adımlar atlanabilir.
 - Farklı bir alete bağlanmak için, araç çubuğundaki Bağlan düğmesini tıklamak veya *Alet - Bağlan* ögesini seçmek yerine *Alet - Alet İletişim Ayarları...* ögesini seçerek *Alet İletişim Ayarları* iletişim kutusunu açın.
2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin. Seçilen aletin bir görüntüsü gösterilecektir.
 - Kullanılacak alet isteğe bağlı WLAN/Bluetooth Modülü takılı bir CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-23d, CM-25cG veya CM-M6 ise ve Bluetooth kullanılacaksa, bkz. [2.4.2.1 Bluetooth ile bağlantı kurma s. 64.](#)
 - Kullanılacak alet CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-25cG, CM-23d veya CM-M6 ise [WiFi bağlantısı] düğmesi gösterilecektir. WLAN aracılığıyla bağlanmak için bkz. [2.4.2.2 WLAN ile bağlantı kurma s. 65.](#)
 - Seçili modelin birden fazla ünitesi bilgisayara bağlıysa seri numaraların listelendiği bir iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenen seri numarasını seçin ve [OK] ögesine tıklayın.
3. *Port No.* veya *Baudrate* öğeleri **Bağlantı Ayarları** kısmında gösterilirse, ilgili açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenen ayarı seçin.
 - Bkz. [COM port numarasının kontrol edilmesi s. 69.](#)
4. Ayarlar tamamlandığında, [Bağlan] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve program ekranının sol tarafında bir Alet Penceresi görüntülenecektir.
 - Bağlantı başarısız olursa bkz. [2.4.3 Bağlantı üzerine notlar s. 69.](#)

Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu



Bağlanmak için Alet Türünü Seçin Açılır öğeye tıklayın ve istenen aleti seçin.

- Gösterilen düğmeler/ayarlar seçili alete göre değişir.

Bluetooth Kullan Alet ile iletişimin Bluetooth aracılığıyla yapıldığını kontrol edin. Bkz. [2.4.2.1 Bluetooth ile bağlantı kurma s. 64.](#)

[WiFi bağlantısı] WLAN Bağlantı iletişim kutusunu açar. Bkz. [2.4.2.2 WLAN ile bağlantı kurma s. 65.](#)

Port No. Açılır öğeye tıklayın ve istenen ayarı seçin. Bkz. [COM port numarasının kontrol edilmesi s. 69.](#)

Baudrate Açılır öğeye tıklayın ve istenen ayarı seçin.

İletişim kutusu düğmeleri

[Bağlan] Alete bağlanma.

[Çoklu] Birden fazla CM-700d serisi aleti bağlamak için Alet Çoklu Bağlantı iletişim kutusunu açar. Bkz. [2.4.2.3 Birden fazla CM-700d serisi alete bağlanma s. 68.](#)

2.4.2.1 Bluetooth ile bağlantı kurma

Bluetooth ile CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-23d, CM-25cG, veya CM-M6'ya bağlanılabilir.

- Bluetooth aracılığıyla bağlanmak için alette isteğe bağlı WLAN/Bluetooth Modülü kurulu olmalı ve alet yazılımı WLAN/Bluetooth Modülüyle uyumlu olmalıdır.
- SpectraMagic NX2'ye bağlanmadan önce, Cihazın Bluetooth ayarları Konfigürasyon Aracı CM-CT1 (ver. 1.5 veya üzeri) veya alet kontrolleri kullanılarak ayarlanmalıdır.

Hazırlıklar

1. Aletin Bluetooth PIN kodunu ayarlamak için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i veya alet kontrollerini kullanın. Ayrıntılar için CM-CT1 veya alet kullanım kılavuzuna bakınız.
2. Alette Bluetooth'u etkinleştirin. Ayrıntılar için aletin kullanım kılavuzuna bakınız.
3. Windows'ta **Ayarlar: Bluetooth ve cihazlar** bölümüne gidin ve [Cihaz ekle] ögesine tıklayın. Bilgisayar yakındaki Bluetooth cihazlarını arayacak ve cihaz (*cihaz adı_seri numarası* olarak gösterilir) bulunan cihazlar listesinde görünecektir.
 - Alet, bulunan cihazlar listesinde görünmüyorsa, Windows'ta **Ayarlar: Bluetooth ve Cihazlar**'da **Cihazlar**'a tıklayın ve **Ayarlar** bölümünde *Bluetooth cihazları bulmayı "Gelişmiş"* olarak ayarlayın ve ardından tekrar [Cihaz ekle] ögesine tıklayın.
4. Bulunan cihazlar listesinde cihaza çift tıklayın, cihaz PIN kodunu görüntülenen metin kutusuna girin ve [Bitti] ögesine tıklayın. Bilgisayar cihaza bağlanacak ve cihaz, cihazlar listesinde gösterilecektir.
 - Bağlantı başarısız olursa, cihaz adının sağındaki 3 noktaya (· · ·) tıklayın ve Cihazı kaldır seçeneğini seçin ve ardından yukarıdaki 3. adımı tekrarlayın.
 - Cihazlar listesinde aletin altında "Bağlı değil" ifadesi görünse de bu, cihazın bilgisayara bağlı olmadığını değil, bir program tarafından kullanılmadığını gösterir.

SpectraMagic NX2 Programından Bluetooth ile bağlantı kurma

1. *Alet - Alet İletişim Kurulumu...* ögesini seçin. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır kutuya tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin.
3. Gerekli olması halinde işaretlenmiş olması için **Bluetooth Kullan** işaret kutusuna tıklayın.
4. Port No.'sunu seçin ve [Bağlan] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve program ekranının sol tarafında bir Alet Penceresi görüntülenecektir.
 - Bağlantı başarısız olursa, cihazın açık olduğundan ve Bluetooth aracılığıyla bilgisayara düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve yukarıdaki prosedürü tekrarlayın.

2.4.2.2 WLAN ile bağlantı kurma

WLAN ile CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-25cG, CM-23d veya CM-M6'ya (Cihazda AdHoc veya Altyapı1'den Altyapı4'e) bağlanılabilir.

- WLAN aracılığıyla bağlanmak için alette isteğe bağlı WLAN/Bluetooth Modülü kurulu olmalı ve alet yazılımı WLAN/Bluetooth Modülüyle uyumlu olmalıdır.
- SpectraMagic NX2'ye bağlanmadan önce, Cihazın WLAN ayarları Konfigürasyon Aracı CM-CT1 (ver. 1.5 veya üzeri) kullanılarak ayarlanmalıdır.
- Windows altında hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantıları ayarlanmışsa öncelik kablolu ağa verilir.
- Windows altında birden çok kablosuz ağ ayarlanmışsa öncelik Windows ayarlarına göredir.

■ AdHoc bağlantı

AdHoc aracılığıyla bağlanırken cihaz kablosuz erişim noktası görevi görür. SpectraMagic NX2'ye bağlanmadan önce bu kablosuz erişim noktasına bağlanmak gerekir.

- AdHoc bağlantı kullanıldığında, bilgisayardaki aynı kablosuz adaptörden WLAN aracılığıyla internete bağlanmak mümkün değildir.

Hazırlıklar

1. Cihazın AdHoc ayarlarını (IP adresi, ağ güvenlik anahtarı vb.) ayarlamak için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i kullanın. Ayrıntılar için CM-CT1 kullanım kılavuzuna bakınız.
2. Alette AdHoc etkinleştirin. Ayrıntılar için aletin kullanım kılavuzuna bakınız.
3. PC'de, sistem tepsisindeki Wi-Fi işaretine tıklayın ve geçerli Wi-Fi ağının yanındaki > (Wi-Fi bağlantılarını yönet) ögesine tıklayın. Kullanılabilir ağ erişim noktalarının bir listesi görünecektir. Cihazın AdHoc erişim noktasının adı, *cihaz adı_seri numarası* olacaktır.
4. Aletin AdHoc erişim noktasını seçin ve [Bağlan] ögesine tıklayın. Ağ güvenliği anahtarını soran bir kutucuk görüntülenecektir.
5. Cihazda ayarlanan güvenlik anahtarını girin ve [Sonraki] ögesine tıklayın. Bilgisayar, aletin AdHoc erişim noktasına bağlanacaktır.

SpectraMagic NX2 Programından AdHoc ile bağlantı kurma

1. *Alet - Alet İletişim Kurulumu...* ögesini seçin. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır kutuya tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin.
3. [WLAN Bağlan] ögesine tıklayın. WLAN Bağlantı iletişim kutusu görüntülenecektir.
4. Üzerine tıklayarak *WLAN bağlantısı* radyo düğmesini seçin ve cihazda AdHoc için ayarlanmış olan IP adresini girin.
 - IP adresi, cihazdaki Ayar: İletişim kurulumu bölümünde WLAN Bilgisi seçilerek kontrol edilebilir.
 - AdHoc aracılığıyla bağlanırken WLAN cihaz araması yapmak mümkün değildir.
5. [OK] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve program ekranının sol tarafında bir Alet Penceresi görüntülenecektir.

■ Altyapı1'den Altyapı4'e bağlantı

Altyapı1 aracılığıyla Altyapı4'e bağlanırken SpectraMagic NX2'ye bağlanmadan önce cihazı kablosuz ağa bağlamak ve ardından bilgisayarı aynı kablosuz ağa bağlamak gerekir.

- Cihaz PC ile aynı ağa bağlı olmalıdır.

Hazırlıklar

1. Cihazın Altyapı1 ile Altyapı4 ayarlarını (ağ SSID'si, kimlik doğrulama anahtarı, IP adresi vb.) ayarlamak için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i kullanın. Ayrıntılar için CM-CT1 kullanım kılavuzuna bakınız.
2. Cihazda kullanmak için Altyapı ayarını (Altyapı1 ile Altyapı4) etkinleştirin ve cihazın ağ ile Altyapı bağlantısını tamamladığını kontrol edin. Ayrıntılar için aletin kullanım kılavuzuna bakınız.

SpectraMagic NX2'den Altyapı1 aracılığıyla Altyapı4'e bağlanma

1. *Alet - Alet İletişim Kurulumu...* ögesini seçin. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır kutuya tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin.
3. [WiFi bağlantısı] ögesine tıklayın. WLAN bağlantı iletişim kutusu görüntülenecektir.
4. IP adresini doğrudan girerek bağlanmak için:
 - 4-1 Üzerine tıklayarak *WLAN bağlantısı* radyo düğmesini seçin ve etkinleştirilmiş Altyapı1 ile Altyapı4 için cihazda ayarlanan IP adresini girin.
 - Cihazın IP adresi, cihaz üzerinde "Ayarlar" - "İletişim kurulumu" - "WLAN Bilgisi" seçilerek kontrol edilebilir.
 - 4-2 [Başarılı] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve program ekranının sol tarafında bir Alet Penceresi görüntülenecektir.

Ağda arayarak bir alete bağlanmak için:

- 4-1 Üzerine tıklayarak *WLAN bağlantısı* radyo düğmesini seçin ve cihazın bağlı olduğu ağın yayın adresini girin.
 - Yayın adresinin 4 değerinin tamamı için "255" girilmesi alet için tüm ağda arama yapacaktır.
- 4-2 [Başarılı] ögesine tıklayın. Ağda bağlanabilecek cihazlar aranacak ve WLAN Cihazları iletişim kutusu görünecektir
- 4-3 Aletlerin metin kutusuna tıklayın ve beliren listeden istediğiniz aleti seçin.
 - Ağda hiçbir cihaz bulunmadığı için liste boşsa, cihazın açık olduğunu, Altyapı ayarlarından birinin (Altyapı1 ile Altyapı4) etkinleştirildiğini ve yayın adresinin doğru olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.
- 4-4 [Başarılı] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve program ekranının sol tarafında bir Alet Penceresi görüntülenecektir.

Altyapı1 üzerinden Altyapı4'e bağlantı başarısız olursa:

- Cihazın ve bilgisayarın aynı ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yönlendiricinin gizlilik ayırıcısı, SSID ayırıcısı veya ağ ayırma işlevi etkinleştirilirse, cihaz ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı engelleyebilir. Yönlendiricideki işlevi devre dışı bırakın ve tekrar bağlanmayı deneyin.

WLAN Bağlantı İletişim Kutusu

WiFi bağlantısı

WiFi bağlamak için WiFi bağlantısı seçin,
IP adresini girin ve OK düğmesine basın.
WiFi cihazları aramak için WiFi cihazları ara seçimini yapın,
yayın adresini girin, ve OK düğmesine basın.

WiFi bağlantısı

IP adresi: . . .

WiFi cihazları arayın

Yayın adresi: . . .

OK İptal

WLAN bağlantısı AdHoc veya Altyapı1 aracılığıyla Altyapı4'e bağlanırken cihazın IP adresini seçin ve girin.

WLAN alet araması Altyapı1 üzerinden Altyapı4'e bağlanırken aleti aramak için cihazın bağlı olduğu ağın yayın adresini seçin ve girin.

[BAŞARILI] IP adresiyle belirtilen cihaza bağlanır veya yayın adresiyle belirtilen ağı arar.

2.4.2.3 Birden fazla CM-700d serisi alete bağlanma

Aynı anda en fazla dört adet CM-700d serisi ünite USB bağlantısı veya Bluetooth iletişimi kullanılarak aşağıdaki şekilde bağlanabilir:

- Aletleri aynı anda bağlamadan önce, her aleti SpectraMagic NX2 kapsamında kalibre ettiğinizden emin olun.
1. *Alet - Bağlan* ögesini seçin. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
 2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden bir CM-700d serisi alet seçin. Seçilen enstrümanın bir görüntüsü gösterilecek ve bir [Çoklu] düğmesi görünecektir.
 3. [Çoklu] ögesine tıklayın. Birkaç saniye sonra, bilgisayara bağlı CM-700d serisi aletlerin bir listesini gösteren Alet Çoklu Bağlantı iletişim kutusu görünecektir.
 4. Bağlanacak aletleri, her aletin yanındaki işaret kutusuna tıklayarak seçin ve işaretli hale getirin.
 - İşaret kutusu işaretlenen ilk alet ana alet olacak ve Main instrument sütununda bir onay işareti görünecektir.
 5. [Bağlan] ögesine tıklayın. SpectraMagic NX2 seçili aletlere bağlanacaktır.

Birden fazla alet bağlandığında:

- Alet Penceresi yalnızca Main instrument olarak ayarlanan alet için geçerli olacaktır.
- Araç çubuklarından ve menülerden tam çalışma yalnızca Main instrument olarak seçilen alet için mümkündür. Diğer aletler için, uzaktan ölçümlerden sonra ölçüm sonuçlarının alet ekranında gösterilmesi de dahil olmak üzere, yalnızca uzaktan ölçüm (tetik modu) ilgili öğeler kullanılabilir. Bkz. [2.8.6 Alet Tetik Ölçümü \(Uzaktan Ölçüm\) s. 120](#).
- İlk alet için ayarlanan alet ayarları (speküler bileşen ve ölçüm alanı) ayarı bağlı olan tüm aletler için kullanılacaktır.

2.4.3 Bağlantı üzerine notlar

Bağlantı başarısız olursa

Bağlantı kurulamazsa, “Alete bağlantı başarısız oldu” mesajı görüntülenecektir.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusundaki ayarları kontrol edin.
 - Doğru aletin seçili olduğunu kontrol edin.
 - Doğru COM portunun (aşağıdaki “COM port numarasının kontrol edilmesi” bölümüne bakın) ve bu öğeler gösteriliyorsa iletişim hızının ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Alet ve bilgisayar kablo ile bağlanmışsa kablunun alete ve bilgisayara doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Bluetooth bağlantısı için WLAN/Bluetooth Modülü kullanılıyorsa modülün güvenli bir şekilde bağlandığını ve cihazın Bluetooth yoluyla bilgisayara düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
- WLAN/Bluetooth Modülü, AdHoc yoluyla WLAN bağlantısı için kullanılıyorsa, modülün güvenli bir şekilde bağlandığını, cihazda AdHoc’un etkinleştirildiğini ve bilgisayarın AdHoc erişim noktasına düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
- Altyapı 1 üzerinden Altyapı4’e WLAN bağlantısı için WLAN/Bluetooth Modülü kullanılıyorsa, modülün güvenli bir şekilde bağlandığını, istenen WLAN bağlantısının (Altyapı1’den Altyapı4’e) cihazda etkinleştirildiğini, cihazın ağa düzgün şekilde bağlandığını ve bilgisayarın aynı ağa düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. Ayrıca yönlendiricinin gizlilik ayırıcısı, SSID ayırıcısı veya ağ ayırma işlevi etkinleştirilirse cihaz ile bilgisayar arasındaki bağlantı engellenebilir. Yönlendiricideki işlevi devre dışı bırakın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
- Aletin açıldığını kontrol edin.
- Aletin uzaktan iletişim moduna ayarlandığını kontrol edin. (Yalnızca Spektrofotometre CM-2600d/CM-2500d/CM-2500c, Kroma Metre CR-400/CR-410 veya Veri İşlemcisi DP-400)
- Alet iletişim ayarlarının seçilmesine izin veriyorsa Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusunda belirtilen iletişim ayarlarının alette belirtilen iletişim ayarları ile aynı olduğundan emin olun.

Bunların hepsini kontrol ettikten sonra tekrar [Bağlan] öğesine tıklayın.

Bağlantı yine de başarısız oluyorsa bağlantı kablosunu çıkarın aleti kapatın bir kaç saniye bekleyin ve tekrar açıp kabloyu yeniden bağlayın. Tekrar [Bağlan] öğesine tıklayın.

■ COM port numarasının kontrol edilmesi

Aletin bağlı olduğu COM port numarasını kontrol etmek için, Windows “Başlat” düğmesine sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisini açmak için görünen menüden “Aygıt Yöneticisi” öğesine tıklayın. Grubu genişletmek için “Bağlantı noktaları (COM ve LPT)” öğesine tıklayın ve atanan COM port numarası görüntülenecektir.

- Bağlı alet “Bağlantı Noktaları (COM & LPT)”nda gösterilmiyorsa ve “Bilinmeyen alet” olarak görünüyorsa, “Bilinmeyen alet”e sağ tıklayın, “Sürücüyü güncelle”yi seçin ve SpectraMagic NX2’nin kurulu olduğu klasörün altındaki uygun alt klasörü (çoğu alet için KMMIUSB, CM-5/CR-5 için kmsecm5, CM-700d/600d için kmsecm700 veya CM-3600A/CM-3610A/CM-3700A için kmsecmcr) seçin.
- CM-2600d serisi ve CR-400 serisi için USB Seri Dönüştürücü Kablosuna dahil sürücüyü kullanın.

Alet pil ile çalıştırıldığında

Alet ile iletişim kurmaya çalışıyorsanız ve aletin kalan şarjı düşükse SpectraMagic NX2 aletten yanıt beklerken işlemi beklemeye alabilir. Bu tür durumlarda aleti kapatın. “Aletten gelen yanıt yok” iletisini içeren bir iletişim kutusu görüntülendiğinde [OK] öğesine tıklayın. Pilleri yenisiyle değiştirin veya AC adaptörüne bağlayın ardından tekrar SpectraMagic NX2 üzerinden bağlanın.

Bilgisayarı, güç tasarrufu modunda, uyku ayarlarıyla veya benzeri ile kullanırken

Bilgisayar alete bađlyken güç tasarrufu moduna girerse bazen onarımdan sonra iletişim kuramayabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde ilk olarak aletin SpectraMagic NX2 bađlantısını kesin ardından kullanılıyorsa kablonun bađlantısını kesin ve tekrar bađlayın sonrasında tekrar SpectraMagic NX2 üzerinden bađlanın.


2.4.4 Aletin bağlantısını kesme

1. Araç çubuğundaki **Bağlantıyı Kes** düğmesine tıklayın veya *Alet - Bağlantıyı Kes* öğesini seçin. Alet ile SpectraMagic NX2 bağlantısı kesilecektir. Alet Penceresi kapanacaktır ve araç çubuğundaki **Bağlantıyı Kes** düğmesi **Bağlan** şeklinde değişecektir.

2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması

- Bu prosedür yalnızca bir alet bağlıyken ve bir belge açıkken kullanılabilir. Bir alet bağlıysa ve hiçbir belge açık değilse, alette mevcut ayarlanmış olan ölçüm koşulları, Alet Penceresinde Ölçüm Koşullarının yanındaki ▼ ögesine tıklanarak görüntülenebilir.

1. Aşağıdakilerden bir tanesini uygulayın:

- Araç çubuğundaki Ölçüm Koşulları düğmesine tıklayın.
- “Ölçüm Koşulları” ögesine veya Alet Penceresindeki  ögesine tıklayın.
- Alet - Ölçüm Koşulları ... ögesini seçin.

Alet Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.

- Veri Listesi penceresinde bir hedef seçilirse, bu hedefin ayarlarını içeren Ölçüm Koşulları ve Ölçüm Seçenekleri sekmeleri iletişim kutusunun sağ tarafında gösterilecektir. Alet ölçüm koşullarını hedefin ölçüm koşullarına ayarlamak için [Ölçüm Koşullarını Uygula] ögesine tıklayın
- Ölçüm Koşulları aynı zamanda Aralık Ölçümü Penceresi iletişim kutusundan da ayarlanabilir. Bkz. [2.8.5 Aralık Ölçümleri](#) © s. 119.

2. Alet için ayarları belirleyin. Yalnızca mevcut bağlı alet için geçerli öğeler görüntülenir.

- Her bir aletin ayarı için ağıdaki bağlantıya tıklayın.
- Bir öge gösteriliyor ancak erişilebilir değilse, bilgilendirme olarak gösterilir ve değiştirilemez.
- İletişim kutusu açıldıktan sonra değiştirilen öğeler, öge adlarının yanında (*) işareti ile belirtilir.

3. Tüm ayarların istenen şekilde yapılmasından sonra [OK] ögesine tıklayın. Ayarlar uygulanacak ve iletişim kutusu kapanacaktır.

- Alet ayarlarının ayrıntıları için aletin kullanım kılavuzunu inceleyin.
- Ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.

[Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. QS-4](#) ögesine dönün.

CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus	(73)
CM-3700A / CM-3700A-U	(74)
CM-36dG / CM-36dGV	(75)
CM-36d	(76)
CM-5 / CR-5	(77)
CM-3600A / CM-3610A	(78)
CM-26dG / CM-26d	(79)
CM-25d / CM-23d	(79)
CM-25cG	(80)
CM-17d / CM-16d	(80)
CM-M6	(80)
CF-300	(81)
CM-700d / CM-600d / CM-700d-U	(81)
CR-400 / CR-410 / DP-400	(81)
CM-2600d	(82)
CM-2500d	(82)
CM-2500c	(83)
CM-512m3A	(83)
Ölçüm Seçenekleri	(84)

2.5.1 Ölç. Koşulu Kayıt & Uygula

Ölçüm koşulları setlerini Koşul 1 ila Koşul 5 olarak kaydetmek mümkündür.

Kayıtlı Koşul, alet modelinin yanı sıra Ölçüm Koşulu iletişim kutusunun ortasında bulunan Ölçüm Koşulu altında yer alan Ölçüm koşulları ve Ölçüm Seçenekleri sekmelerindeki ayarları içerecektir.

Her bir koşulun içeriği, Koşul adının üzerine imleç getirilerek görüntülenebilir.

Mevcut ayarlı aleti ve ölçüm koşullarını kaydetmek için [Regist] üzerine tıklayın.

Önceden kaydedilmiş bir Koşulu uygulamak amacıyla yanında bulunan radyo düğmesinin seçili olması için uygulanacak Koşul üzerine tıklayarak [Uygula] düğmesine tıklayın.

- Sadece mevcut bağlı cihaz için kayıtlı Koşullar uygulanabilir. Farklı bir alet için bir Koşul seçilirse, [Uygula] üzerine tıkladığında bir hata mesajı görüntülenecektir.

CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus

<u>Ölçüm Modu</u>	Yansıma oranı; Geçirgenlik; Opaklık; Bulanıklık <ul style="list-style-type: none">• Geçirgenlik veya Bulanıklık seçildiğinde, Ölçüm Alanı otomatik olarak Takriben 20mm ayarında olacaktır ve değiştirilemez.• Geçirgenlik ve Bulanıklık CM-3700A-U Plus için mevcut değildir.
<u>Ölçüm Alanını Otomatik Olarak Seç</u>	İşaretlendiğinde, cihaza bağlı hedef maske otomatik olarak algılanacak, algılanan maske için <u>Ölçüm Alanı</u> ayarlanacak ve <u>Ölçüm Alanı</u> ayarı değiştirilemeyecek.
<u>Ölçüm Alanı</u>	CM-3700A Plus SAV (3*5mm); MAV (8mm); LMAV (16mm); LAV (25.4mm) CM-3700A-U Plus USAV (1*3mm); SAV (3*5mm) <ul style="list-style-type: none">• Cihaza eklenen Hedef Maske <u>Ölçüm Alanı</u> ayarıyla eşleşmeli veya bu değerden daha büyük olmalıdır.
<u>Speküler Bileşen</u>	(<u>Ölçüm Türü</u> Geçirgenlik veya Bulanıklık olarak ayarlıyken devre dışıdır) SCI; SCE; SCI + SCE
<u>UV Ayarları</u>	(<u>Ölçüm Türü</u> Geçirgenlik veya Bulanıklık olarak ayarlıyken devre dışıdır) %100 Tam UV Ayarı (UV kesme filtresi konumu örneklerin içindeki floresan maddelerde bulunan UV etkilerini içeren ölçümler için ayarlanmıştır.)
<u>UV Işığı Yoğunluğu</u>	(<u>UV Ayarları</u> %100 Tam olarak ayarlandığında devre dışıdır) 0,0 ila 99,9 (UV kesme filtresinin göreceli konumu; Filtre tarafından engellenmeyen aydınlatmadaki UV bileşeninin miktarı ile ters orantılı)
<u>Çıkış Eksi</u>	İşaretlendiğinde negatif olarak hesaplanan spektral değerler negatif olarak çıkacaktır. İşaretlenmediğinde negatif değerler 0,01 olarak çıkacaktır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-3700A / CM-3700A-U

<u>Ölçüm Modu</u>	Yansıma oranı; Geçirgenlik; Opaklık; Bulanıklık <ul style="list-style-type: none">• Geçirgenlik veya Bulanıklık seçiliyken, <u>Ölçüm Alanı</u> otomatik olarak Takriben 20mm ayarında olacaktır ve değiştirilemez.• Geçirgenlik ve Bulanıklık CM-3700A-U için mevcut değildir.
<u>Speküler Bileşen</u>	(<u>Ölçüm Türü</u> Geçirgenlik veya Bulanıklık olarak ayarlıyken devre dışıdır) SCI; SCE
<u>Ölçüm Alanı</u>	CM-3700A-U USAV (1*3mm) (Değiştirilemez) CM-3700A SAV (3*5mm); MAV (8mm); LAV (25.4mm) <ul style="list-style-type: none">• Alete eklenen Hedef Maske <u>Ölçüm Alanı</u> ayarıyla eşleşmeli veya bu değerden daha büyük olmalıdır.
<u>UV Kosulu</u>	(<u>Ölçüm Türü</u> Geçirgenlik veya Bulanıklık olarak ayarlıyken devre dışıdır) %100 Tam UV Ayarı (UV kesme filtresi konumu örneklerin içindeki floresan maddelerde bulunan UV etkilerini içeren ölçümler için ayarlanmıştır.)
<u>UV Işığın Yoğunluğu</u>	(<u>UV Ayarları</u> %100 Tam iken devre dışıdır) 0,0 ila 99,9 (UV kesme filtresinin göreceli konumu; Filtre tarafından engellenmeyen aydınlatmadaki UV bileşenin miktarı ile ters orantılı)

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-36dG / CM-36dGV

<u>Ölçüm Modu</u>	Renk & Parlak; Sadece renk; Opaklık; Bulanıklık <ul style="list-style-type: none">• Renk & Parlak veya Opaklık ayarlandığında, <u>Ölçüm Türü</u> otomatik olarak Yansıma oranı ayarında olacaktır ve değiştirilemez.• Bulanıklık ayarlandığında, <u>Ölçüm Türü</u> otomatik olarak Geçirgenlik ayarında olacaktır ve değiştirilemez.
<u>Ölçüm Türü</u>	Yansıma oranı; Geçirgenlik <ul style="list-style-type: none">• Geçirgenlik ayarlandığında, <u>Ölçüm Alanı</u> otomatik olarak 17 mm ayarında olacaktır ve değiştirilemez.
<u>Target mask auto detection</u>	İşaretlendiğinde, alete bağlı hedef maske otomatik olarak algılanacak, algılanan maske için <u>Ölçüm Alanı</u> ayarlanacak ve <u>Ölçüm Alanı</u> ayarı değiştirilemeyecek.
<u>Ölçüm Alanı</u>	LAV (25.4mm); LMAV (16mm); MAV (8mm); SAV (4mm) <ul style="list-style-type: none">• <u>Ölçüm Alanı</u> manuel olarak ayarlandığında, alete eklenen hedef maske ölçüm alanı ayarıyla eşleşmeli veya <u>Ölçüm Alanı</u> ayarından daha büyük olmalıdır.
<u>Speküler Bileşen</u>	(<u>Ölçüm Türü</u> Geçirgenlik olarak ayarlıyken devre dışıdır.) SCI; SCE; SCI + SCE
<u>UV Koşulu</u>	(<u>Ölçüm Türü</u> Geçirgenlik olarak ayarlıyken devre dışıdır.) <u>Speküler Bileşen</u> SCI, SCE , veya SCI + SCE olarak ayarlıyken: <ul style="list-style-type: none">• %100 Tam: Ölçümler, ışık kaynağının tam UV bileşeni ile hesaplanır.• 400nm Kesme Normal, 420nm Kesme Normal: Ölçümler, kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından aydınlatma etkileri hariç tutularak hesaplanır.• 400nm Kesme Düşük, 420nm Kesme Düşük: Üçlü etkiyi bastırmak için aydınlatma flaş yoğunluğu düşük tutularak ölçümler alınır ve kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından aydınlatma etkileri hariç tutularak hesaplanır.• 400nm Normal Ayarla, 420nm Normal Ayarla: Ölçümler, UV kalibrasyonuna göre ayarlanan kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından gelen aydınlatma etkileriyle hesaplanır.• 400nm Düşük Kesme, 420nm Düşük Kesme: Üçlü etkiyi bastırmak için aydınlatma flaş yoğunluğu düşük tutularak ölçümler alınır ve kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından aydınlatma etkileri ile UV kalibrasyonuna uygun olarak hesaplanır. <ul style="list-style-type: none">• Düzenleme ayarları yalnızca UV kalibrasyonu yapıldığında ve alette UV katsayıları ayarlandığında kullanılabilir. <u>Speküler Bileşen</u> SCI veya SCE olarak ayarlandığında, bahsi geçen ayarlar için ölçümler aynı anda hesaplanabilir (<u>Speküler Bileşen</u> SCI + SCE olarak ayarlandığında mümkün değildir): <ul style="list-style-type: none">• %100 Tam + 400nm Kesme Normal, %100 Tam + 400nm Kesme Düşük, %100 Tam + 420nm Kesme Normal, %100 Tam + 420nm Kesme Düşük, %100 Tam + 400nm Kesme Normal + 400nm Normal Ayarla, %100 Tam + 400nm Kesme Düşük + 400nm Düşük Kesme, %100 Tam + 420nm Kesme Normal + 420nm Normal Ayarla, %100 Tam + 420nm Kesme Düşük + 420nm Düşük Kesme
<u>UV Kesme</u>	(<u>Ölçüm Türü</u> Geçirgenlik veya <u>UV Koşulu</u> %100 Tam olarak ayarlıyken devre dışıdır) Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerlerinin nasıl hesaplanacağını belirtir. Hiçbiri : Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri 0,00'a ayarlanmıştır. Kesme dalga boyu kopyası : Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri kesme dalga boyundaki yansıma oranına ayarlanmıştır.
<u>Çıkış Eksi</u>	İşaretlendiğinde negatif olarak hesaplanan spektral değerler negatif olarak çıkacaktır. İşaretlenmediğinde negatif değerler 0,01 olarak çıkacaktır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-36d

Ölçüm Modu

Sadece renk; Opaklık

Ölçüm Türü

Yansıma oranı

Target mask auto
detection

İşaretlendiğinde, alete bağlı hedef maske otomatik olarak algılanacak, algılanan maske için Ölçüm Alanı ayarlanacak ve Ölçüm Alanı ayarı değiştirilemeyecek.

Ölçüm Alanı

LAV (25.4mm); MAV (8mm); SAV (4mm)

- Ölçüm Alanı manuel olarak ayarlandığında, alete eklenen hedef maske ölçüm alanı ayarıyla eşleşmeli veya Ölçüm Alanı ayarından daha büyük olmalıdır.

Speküler Bileşen

SCI; SCE; SCI + SCE

Çıkış Eksi

İşaretlendiğinde negatif olarak hesaplanan spektral değerler negatif olarak çıkacaktır. İşaretlenmediğinde negatif değerler 0,01 olarak çıkacaktır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-5 / CR-5

Ölçüm Türü

Yansıma oranı; Geçirgenlik; Petri Kabı; Sıvı; Opaklık; Bulanıklık; Opaklık(Petri Kabı); Bulanıklık(Akışkan)

- **Geçirgenlik, Sıvı, Bulanıklık** veya **Bulanıklık(Akışkan)** seçildiğinde, Ölçüm Alanı otomatik olarak **20mm** ayarında olacaktır ve değiştirilemez.
- **Petri Kabı** veya **Opaklık(Petri Kabı)** seçildiğinde, Speküler Bileşen otomatik olarak **SCE** ayarında olacaktır ve değiştirilemez.

Geçirgenlik endeksi al

İşaretlendiğinde, alet tarafından hesaplanan geçirgenlik endeksleri (İyot Renk Değeri gibi) değerlerinin SpectraMagic NX2 tarafından okunmasını sağlar.

Speküler Bileşen

(Ölçüm Türü **Geçirgenlik, Petri Kabı, Sıvı, Bulanıklık, Opaklık(Petri Kabı)** veya **Bulanıklık(Akışkan)** olarak ayarlandığında devre dışıdır)

SCI; SCE; SCI + SCE

Ölçüm Alanı

SAV (3mm); MAV (8mm); LAV (30mm)

- Alete eklenen Hedef Maske Ölçüm Alanı ayarıyla eşleşmeli veya bu değerden daha büyük olmalıdır.
- **MAV (8mm)**, Ölçüm Türü **Petri Kabı** veya **Opaklık(Petri Kabı)** olarak ayarlandığında mevcut değildir.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-3600A / CM-3610A

Ölçüm Türü

Yansıma oranı; Geçirgenlik; Opaklık; Bulanıklık

- **Geçirgenlik** veya **Bulanıklık** seçildiğinde, Ölçüm Alanı otomatik olarak **Takriben 17mm** ayarında olacaktır ve değiştirilemez.

Speküler Bileşen

(Ölçüm Türü **Geçirgenlik** veya **Bulanıklık** olarak ayarlıyken devre dışıdır)
SCI; SCE; SCI + SCE

- SCI + SCE, Ölçüm Modu **Opaklık** ayarındayken mevcut değildir.

Ölçüm Alanı

LAV (25.4mm); MAV (8mm); SAV (4mm)

- Alete eklenen Hedef Maske Ölçüm Alanı ayarıyla eşleşmeli veya bu değerden daha büyük olmalıdır.

UV Koşulu

(Ölçüm Türü **Geçirgenlik** veya **Bulanıklık** olarak ayarlıyken devre dışıdır.)

Speküler Bileşen **SCI, SCE**, veya **SCI + SCE** olarak ayarlıyken:

%100 Tam: Ölçümler, ışık kaynağının tam UV bileşeni ile hesaplanır.

400nm Kesme, 420nm Kesme: Ölçümler, kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından aydınlatma etkileri hariç tutularak hesaplanır.

400nm Kesme Düşük, 420nm Kesme Düşük: Üçlü etkiyi bastırmak için aydınlatma flaş yoğunluğu düşük tutularak ölçümler alınır ve kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından aydınlatma etkileri hariç tutularak hesaplanır.

400nm Ayarla, 420nm Ayarla: Ölçümler, UV kalibrasyonuna göre ayarlanan kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından gelen aydınlatma etkileriyle hesaplanır.

400nm Düşük Kesme, 420nm Düşük Kesme: Üçlü etkiyi bastırmak için aydınlatma flaş yoğunluğu düşük tutularak ölçümler alınır ve kesme dalga boyunun (sırasıyla 400nm veya 420nm) altındaki dalga boylarından aydınlatma etkileri ile UV kalibrasyonuna uygun olarak hesaplanır.

- **Düzenleme** ayarları yalnızca UV kalibrasyonu yapıldığında ve alette UV katsayıları ayarlandığında kullanılabilir.

Speküler Bileşen **SCI** veya **SCE** olarak ayarlandığında, bahsi geçen ayarlar için ölçümler aynı anda hesaplanabilir (Speküler Bileşen **SCI + SCE** olarak ayarlandığında mümkün değildir):

%100 Tam + 400nm Kesme, %100 Tam + 400nm Kesme Düşük, %100 Tam + 420nm Kesme, %100 Tam + 420nm Kesme Düşük,

%100 Tam + 400nm Kesme + 400nm Ayarla, %100 Tam + 400nm Kesme Düşük + 400nm Düşük Kesme, %100 Tam + 420nm Kesme + 420nm Ayarla,

%100 Tam + 420nm Kesme Düşük + 420nm Düşük Kesme

UV Kesme

(Ölçüm Türü **Geçirgenlik** **Bulanıklık** veya UV Koşulu **%100 Tam** olarak ayarlıyken devre dışıdır)

Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerlerinin nasıl hesaplanacağını belirtir.

Hiçbiri: Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri 0,00'a ayarlanmıştır.

Kesme dalga boyu kopyası: Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri kesme dalga boyundaki yansıma oranına ayarlanmıştır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-26dG / CM-26d

Ölçüm Modu

Sadece renk; Renk & Parlak; Opaklık
Renk & Parlak CM-26d için mevcut değil

Ölçüm Alanı

MAV (8mm); SAV (3mm)

- **Ölçüm Alanı** iletişim kutusu açıldığında alette ayarlanan ölçüm alanına göre ayarlanacaktır. Ölçüm alanı bu iletişim kutusunda değiştirilirse, bu iletişim kutusunda [OK] ögesine tıklamadan önce aletin Ölçüm Alanı Anahtarını yeni ayara uygun ayarladığınızdan emin olun.

Speküler Bileşen

SCI; SCE; SCI + SCE

UV Koşulu

Speküler Bileşen SCI, SCE, veya SCI + SCE olarak ayarlıyken:

%100 Tam: Ölçümler, ışık kaynağının tam UV bileşeni ile hesaplanır.

400nm Kesme: Ölçümler 400nm altındaki aydınlatma etkileri hariç tutularak hesaplanır.

400nm Ayarla: Ölçümler 400nm altındaki aydınlatma etkileri ile UV kalibrasyonuna göre hesaplanır.

- **Düzenleme** ayarları yalnızca UV kalibrasyonu yapıldığında ve alette UV katsayıları ayarlandığında kullanılabilir.

Speküler Bileşen SCI veya SCE olarak ayarlandığında, bahsi geçen ayarlar için ölçümler aynı anda hesaplanabilir (**Speküler Bileşen SCI + SCE** olarak ayarlandığında mümkün değildir):

%100 Tam+ 400nm Kesme

%100 Tam+ 400nm Kesme + 400nm Ayarla

UV Kesme

(**UV Koşulu %100 Tam** olarak ayarlıyken devre dışıdır)

Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerlerinin nasıl hesaplanacağını belirtir.

Hiçbiri: Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri 0,00'a ayarlanmıştır.

Kesme dalga boyu kopyası: Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri kesme dalga boyundaki yansıma oranına ayarlanmıştır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-25d / CM-23d

Ölçüm Modu

Sadece renk; Opaklık

Speküler Bileşen

SCI; SCE; SCI + SCE

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-25cG

Ölçüm Modu

Renk & Parlak; Sadece renk

Ölçüm Alanı

MAV (8mm); SAV (3mm)

- Ölçüm Alanı iletişim kutusu açıldığında alette ayarlanan ölçüm alanına göre ayarlanacaktır. Ölçüm alanı bu iletişim kutusunda değiştirilirse, bu iletişim kutusunda [OK] ögesine tıklamadan önce aletin Ölçüm Alanı Anahtarını yeni ayara uygun ayarladığınızdan emin olun.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-17d / CM-16d

Ölçüm Modu

Renk; Opaklık

Ölçüm Alanı

CM-17d **MAV (8mm); SAV (3mm)**

- Ölçüm Alanı iletişim kutusu açıldığında alette ayarlanan ölçüm alanına göre ayarlanacaktır. Ölçüm alanı bu iletişim kutusunda değiştirilirse, bu iletişim kutusunda [OK] ögesine tıklamadan önce aletin Ölçüm Alanı Anahtarını yeni ayara uygun ayarladığınızdan emin olun.

CM-16d **MAV (8mm)** (Değiştirilemez)

Speküler Bileşen

SCI; SCE; SCI + SCE

- **SCI + SCE**, Ölçüm Türü **Opaklık** ayarındayken mevcut değildir.

Çıkış Eksi

İşaretlendiğinde negatif olarak hesaplanan spektral değerler negatif olarak çıkacaktır. İşaretlenmediğinde negatif değerler 0,01 olarak çıkacaktır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-M6

Yön

Sol; Left + Right; Double Path

- Yön, **Sol** ve **Left + Right** olarak ayarlandığında performans, Yön ayarı **Double Path** olarak ayarlandığında olduğundan daha düşük olabilir. Yön, **Sol** veya **Left + Right** olarak ayarlandığında yapılan ölçümler yalnızca düz yüzeylerde yapılmalı ve aletin yüzeye tam olarak dik olduğundan emin olunmalıdır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CR-400 / CR-410 / DP-400

- Ölçüm alanı vb. gibi alet ayarlarının hiçbiri değiştirilemez ve yalnızca bilgilendirme amaçlı gösterilir.
- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CF-300

<u>Ölçüm metodu</u>	Temas yok; Temas
<u>Maske Algılama</u>	OTOMATİK; MAV; XUSAV
<u>Ölçüm Alanı</u>	MAV (8mm); XUSAV (0,75 × 1mm)
<u>Speküler Bileşen</u>	SCI; SCE; SCI + SCE

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-700d / CM-600d / CM-700d-U

<u>Ölçüm Türü</u>	Yansıma oranı; Opaklık
<u>Ölçüm Alanı</u>	CM-700d MAV (8mm); SAV (3mm) CM-600d MAV (8mm) (Değiştirilemez) CM-700d-U USAV (2.4mm) (Değiştirilemez)

- Ölçüm Alanı iletişim kutusu açıldığında alette ayarlanan ölçüm alanına göre ayarlanacaktır. Ölçüm alanı bu iletişim kutusunda değiştirilirse, bu iletişim kutusunda [OK] ögesine tıklamadan önce aletin Ölçüm Alanı Anahtarını yeni ayara uygun ayarladığınızdan emin olun.

<u>Speküler Bileşen</u>	SCI; SCE; SCI + SCE
-------------------------	----------------------------

- **SCI + SCE**, Ölçüm Türü Opaklık ayarındayken mevcut değildir.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-2600d

Ölçüm Türü

Yansım oranı; Opaklık

Ölçüm Alanı

MAV (8mm); SAV (3mm)

- Ölçüm Alanı iletişim kutusu açıldığında alette ayarlanan ölçüm alanına göre ayarlanacaktır. Ölçüm alanı bu iletişim kutusunda değiştirilirse, bu iletişim kutusunda [OK] ögesine tıklamadan önce aletin Ölçüm Alanı Anahtarını yeni ayara uygun ayarladığınızdan emin olun.

Speküler Bileşen

SCI; SCE; SCI + SCE

UV Koşulu

Speküler Bileşen **SCI, SCE**, veya **SCI + SCE** olarak ayarlıyken:

%100 Tam: Ölçümler, ışık kaynağının tam UV bileşeni ile hesaplanır.

400nm Kesme: Ölçümler 400nm altındaki aydınlatma etkileri hariç tutularak hesaplanır.

400nm Ayarla: Ölçümler 400nm altındaki aydınlatma etkileri ile UV kalibrasyonuna göre hesaplanır.

- **Düzenleme** ayarları yalnızca UV kalibrasyonu yapıldığında ve alette UV katsayıları ayarlandığında kullanılabilir.

Speküler Bileşen **SCI** veya **SCE** olarak ayarlandığında, bahsi geçen ayarlar için ölçümler aynı anda hesaplanabilir (Speküler Bileşen **SCI + SCE** olarak ayarlandığında mümkün değildir):

%100 Tam + 400nm Kesme

%100 Tam+ 400nm Kesme + 400nm Ayarla

UV Kesme

(UV Koşulu **%100 Tam** olarak ayarlıyken devre dışıdır)

Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerlerinin nasıl hesaplanacağını belirtir.

Hiçbiri: Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri 0,00'a ayarlanmıştır.

Kesme dalga boyu kopyası: Kesme dalga boyunun altındaki dalga boylarında ölçüm değerleri kesme dalga boyundaki yansım oranına ayarlanmıştır.

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-2500d

Ölçüm Türü

Yansım oranı; Opaklık

Speküler Bileşen

SCI; SCE; SCI + SCE

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-2500cÖlçüm Türü**Yansım oranı; Opaklık**

- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

CM-512m3A

- Ölçüm alanı vb. gibi alet ayarlarının hiçbiri değiştirilemez ve yalnızca bilgilendirme amaçlı gösterilir.
- [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#) ögesine gidin.
- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

Ölçüm Seçenekleri

<u>Otomatik ortalama süreler</u>	SpectraMagic NX2 üzerinden hedef veya örnek ölçüm gerçekleştirildiğinde kaç adet ölçümün otomatik olarak yapılıp ortalaması alınacağını ayarlar. Aralık: 1 (otomatik ortalama yok) - 30
<u>Manuel Ortalama Metodu</u>	Manuel ortalamanın nasıl gerçekleşeceğini ayarlar. Hiçbiri : Manuel ortalama gerçekleştirilmeyecektir. Manuel : Manuel olarak alınan birden fazla ölçümün ortalaması alınır ve <u>Manuel ortalama süreleri</u> içinde ayarlanan ölçüm sayısı alındıktan sonra ölçüm sekansı manuel olarak sonlandırılabilir. SMC : Geçerli veri gerekli içinde ayarlanan ölçüm sayısı için $\sigma\Delta E^*ab$ değerine ulaşıldığında, İstatistiksel Ölçüm Kontrolü kullanılarak manuel ortalama gerçekleştirilecek ve ölçüm sekansı otomatik olarak sonlandırılacaktır.
<u>Manuel ortalama süreler</u>	(Yalnızca <u>Manuel Ortalama Metodu</u> Manuel olarak ayarlandığında gösterilir.) Manuel ortalama için alınacak minimum ölçüm sayısını belirler. Aralık: 2 - 100
<u>Geçerli veri gerekli</u>	(Yalnızca <u>Manuel Ortalama Metodu</u> SMC olarak ayarlandığında gösterilir.) <u>Manuel Ortalama Metodu</u> , SMC olarak ayarlı olduğunda manuel ortalama alırken <u>Eşik</u> değeri dahilinde alınması gereken geçerli veri sayısını ayarlar. Aralık: 3 - 10
<u>Eşik</u>	(Yalnızca <u>Manuel Ortalama Metodu</u> SMC olarak ayarlandığında gösterilir.) <u>Manuel Ortalama Metodu</u> , SMC olarak ayarlanmış manuel ortalama alırken elde edilmesi gereken $\sigma\Delta E^*ab$ eşliğini ayarlar. Aralık: 0,01 - 9,99

- Otomatik ortalama ve manuel ortalama birleştirilebilir.

(Yalnızca bir CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus, CM-36dG serisi, CM-17d (sadece USB/WiFi bağlantısı) veya CF-300 (kurulu isteğe bağlı 1,3MP USB Kamera Seti CF-A32 ile birlikte) cihazı bağlı olduğunda gösterilir.)

<u>Her ölç.res.dep.</u>	İşaretlendiğinde, ölçüm sırasındaki Viewfinder görüntüsü ölçüm verisi ile otomatik olarak kaydedilir.
<u>Kaydedilen görüntüye bir işaretçi görüntüsü ekleyin</u>	(Sadece kurulu isteğe bağlı 1,3MP USB Kamera Seti CF-A32 ile birlikte bir CF-300 bağlandığında gösterilir) İşaretlendiğinde, kaydedilen Viewfinder görüntüsü işaretçi görüntüsünü içerir.
<u>Ölçüç.VFinderKul</u>	İşaretlendiğinde, bir hedef ölçüm veya örnek ölçüm başlatıldığında Viewfinder iletişim kutusu görüntülenir. Ölçüm Viewfinder iletişim kutusundan alınabilir.





(Sadece bir CM-3700A Plus cihazı bağlı olduğunda ve Ölçüm Modu **Yansımaya** olarak ayarlandığında gösterilir.)

<u>Ölçüm sırasında örnek üzerindeki sıcaklığı kaydedin</u>	İşaretlendiğinde, ölçüm sırasındaki örnek sıcaklığı ölçüm verisi ile birlikte otomatik olarak kaydedilir.
--	---

- [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#) ögesine dönün.

2.6 Kalibrasyon

- Bu prosedür yalnızca ilgili alet bağlandığında ve yazılım lisansı geçerli olduğunda (elektronik olarak veya bilgisayara bağlı bir dongle kullanarak) kullanılabilir.

Hassas ölçüm sağlamak için, aleti açtıktan sonra veya alet ayarları değiştirildikten sonra mevcut ayarlarda kalibrasyon gerçekleştirilmelidir. Alet Penceresi kalibrasyon simgesi , yanıp sönüyorsa veya hedef ölçüm , örnek ölçümü  veya ölçüm durumu ayarları  simgelerinin yanında sarı bir ünlem işareti varsa kalibrasyon yapılmalıdır.

- Kalibrasyon, SpectraMagic NX2 kullanılmadan gerçekleştirilirse, örneğin taşınabilir bir aletin kalibrasyonu SpectraMagic NX2'ye bağlanmadan aletin kendisinden yapılırsa, SpectraMagic NX2 aletin kalibre edilmemiş olduğunu varsayar ve sıfır kalibrasyondan başlayarak kalibrasyon gerektirebilir.
- [Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Kalibrasyon Gerçekleştirme s. QS-5](#) ögesine dönün.


■ Alet Penceresinde gösterilen kalibrasyon süreleri hakkında

Kalibrasyon durumu bilgisi aletten alınır ve Alet Penceresindeki ekran değişimi göstermek için güncellenir. Alet SpectraMagic NX2 yazılımı kullanılmadan kalibre edilmişse yazılım aletin kendiliğinden gerçekleştirdiği kalibrasyon süresini tespit edemeyebilir. Sonuç olarak, Alet Penceresi SpectraMagic NX2 yazılımı ile gerçekleştirilen son kalibrasyonların süresini görüntüler.

2.6.1 Yansıma veya opaklık ölçümleri için

Yansıma veya opaklık ölçümleri için, sıfır kalibrasyon ve beyaz kalibrasyon gerçekleştirilecektir. Seçili ölçüm koşulları parlaklık içeriyorsa, parlak kalibrasyon da gerçekleştirilecektir.

- Kullanıcı kalibrasyonu gerçekleştirilecekse, bu prosedüre başlamadan önce alettaki kullanıcı kalibrasyon verisini ayarlayın ve Kullanıcı Kalibrasyon iletişim kutusundaki “Kullanıcı Kalibrasyonu kullan” seçeneğini Açık olarak ayarlayın. Kullanıcı kalibrasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.6.3 Kullanıcı Kalibrasyonu](#) s. 90.
- Dahili beyaz kalibrasyon plakası yerine CM-5/CR-5 harici beyaz kalibrasyon plakası kullanılıyorken, kullanıcı kalibrasyonu harici beyaz kalibrasyon plakasının kullanıcı kalibrasyon verisi olarak ayarlandığı beyaz kalibrasyon verisi ile gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kalibrasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.6.3 Kullanıcı Kalibrasyonu](#) s. 90.



1. Araç çubuğundaki Kalibrasyon düğmesine tıklayın, Alet Penceresindeki Kalibrasyona veya  öğesine tıklayın veya Alet menüsünden *Alet - Kalibrasyon* öğesine tıklayın. Sıfır Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir. Sıfır Kalibrasyon gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] öğesine tıklayın.
 - Alet önceki sıfır kalibrasyon sonuçlarını koruduğundan dolayı [Atla] düğmesi etkinleştirilirse, sıfır kalibrasyon gerçekleştirmeden bir sonraki adıma ilerlemek için [Atla] öğesine tıklayabilirsiniz.
 - Sıfır Kalibrasyon Kutusunun (bazı aletler için standart aksesuar, diğerleri için isteğe bağlı aksesuar; detayları için alet kullanım kılavuzuna bakınız) kullanılması çevresel faktörlerden etkilenmeyen daha güvenilir bir sıfır kalibrasyon sağlar.
 - Bağlı alet CR-400/CR-410 ise, sıfır kalibrasyon yoktur. 2. adım ile devam edin.

2. Beyaz Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.


Beyaz Kalibrasyon gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] öğesine tıklayın.

- Kullanıcı Kalibrasyonu iletişim kutusundaki “Kullanıcı Kalibrasyonu kullan” seçeneği Açık olarak ayarlıysa, Beyaz Kalibrasyon iletişim kutusu yerine Kullanıcı Kalibrasyonu iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı Kalibrasyonu gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] öğesine tıklayın. Kullanıcı kalibrasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.6.3 Kullanıcı Kalibrasyonu](#) s. 90.
- Geçerli bir Dalga Uzunluğu Analizi ve Ayarı (WAA) lisanslı CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus, CM-36dG serisi bir cihaz ya da CM-17d/CM-16d kalibre ediliyorsa, beyaz kalibrasyonu ve WAA için ilerleme çubukları görüntülenecektir. İki prosedür de birkaç saniye sürer.

Alet parlaklık ölçümlerini desteklemiyorsa veya Ölçüm Koşullarında Renk & Parlak seçili değilse, kalibrasyon tamamlanmıştır.




3. Ölçüm Koşullarında Renk & Parlak seçili ise, Parlak Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.
Parlak Kalibrasyonu gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] öğesine tıklayın.



2.6.2 Geçirgenlik veya bulanıklık ölçümleri

Geçirgenlik veya bulanıklık ölçümleri için %0 kalibrasyon ve %100 kalibrasyon gerçekleştirilir. Katıların geçirgenlik ölçümleri için havaya (aletin geçirgenlik bölümünde hiçbir şey olmadan) %100 kalibrasyon yapılır. Sıvıların geçirgenlik ölçümleri için %100 kalibrasyon suya göre yapılır (aletin geçirgenlik bölümünde damıtılmış su içeren bir hücre ile).

- Geçirgenlik ölçümleri gerçekleştirilirken, beyaz kalibrasyon plakası hem kalibrasyon hem de ölçümler için her zaman hedef maske portunun üstüne yerleştirilmelidir.
- Bulanıklık ölçümleri gerçekleştirilirken, beyaz kalibrasyon plakası kalibrasyon için her zaman hedef maske portunun üstüne yerleştirilmelidir; ölçümler için ölçümler sırasında görüntülenecek iletişim kutularındaki talimatları takip edin.
- Kullanıcı kalibrasyonu gerçekleştirilecekse, bu prosedüre başlamadan önce alettaki kullanıcı kalibrasyon verisini ayarlayın ve Kullanıcı Kalibrasyon iletişim kutusundaki “Kullanıcı Kalibrasyonu kullan” seçeneğini Açık olarak ayarlayın. Kullanıcı kalibrasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. s. 90.

1. Araç çubuğundaki Kalibrasyon düğmesine tıklayın, Alet Penceresindeki Kalibrasyona veya  ögesine tıklayın veya Alet - Kalibrasyon ögesini seçin. Sıfır Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir. Sıfır Kalibrasyon gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.
 - Alet önceki sıfır kalibrasyon sonuçlarını koruduğundan dolayı [Atla] düğmesi etkinleştirilirse, sıfır kalibrasyon gerçekleştirmeden bir sonraki adıma ilerlemek için [Atla] ögesine tıklayabilirsiniz.



2. %100 Kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.

- Kullanıcı Kalibrasyonu iletişim kutusundaki “Kullanıcı Kalibrasyonu kullan” seçeneği Açık olarak ayarlıysa, %100 Kalibrasyon iletişim kutusu yerine Kullanıcı Kalibrasyonu iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı Kalibrasyonu gerçekleştirmek için iletişim kutusundaki talimatları takip edin ve [Kalibrasyon] öğesine tıklayın. Kullanıcı kalibrasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.6.3 Kullanıcı Kalibrasyonu](#) (s. 90).

Havaya %100 kalibrasyon için (katıların geçirgenlik ölçümleri):

Aletin geçirgenlik odasında bir şey olmadığından emin olun.

Suya %100 kalibrasyon için (sıvıların geçirgenlik ölçümleri):

Ölçüm için örnekleri tutmak için kullanılacak hücre için aynı optik yol uzunluğa (kenarlar arası mesafe) sahip paralel kenarlı bir hücre kullanın. Distile (veya saf) suyu seçilen hücreye dökün ve hücreyi geçirgenlik odasındaki konumuna yerleştirin.

- Hücredeki suyun derinliği aydınlatma penceresinin (geçirgenlik odasının kenarındaki bütünleşik küre üstündeki pencere) üst noktasından yukarıda olmalıdır.

[Kalibrasyon] öğesine tıklayın. %100 kalibrasyon gerçekleştirilecektir.



2.6.3 Kullanıcı Kalibrasyonu (P)

- Bu özellik yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition ile desteklenir.
- Bu prosedür yalnızca ilgili alet bağlandığında ve yazılım lisansı geçerli olduğunda (elektronik olarak veya bilgisayara bağlı bir dongle kullanarak) kullanılabilir.
- Bağlı enstrüman CM-23d olduğunda bu işlev kullanılamaz.

Konica Minolta tarafından sağlanan beyaz kalibrasyon plakasından başka bir referans standart plaka kullanıldığında veya CM-5 kullanılırken harici beyaz plakaya kalibrasyon yapılırken kullanıcı kalibrasyonu gerçekleştirilebilir.

Kullanıcı kalibrasyonunu gerçekleştirmek için kullanıcı kalibrasyonu plakası olarak kullanılacak referans standart plakaya kalibrasyon verilerinin girilmesi ve Kullanıcı kalibrasyon ayarları iletişim kutusundaki kullanıcı kalibrasyonunun etkinleştirilmesi gerekmektedir.

1. *Alet - Kalibrasyon Ayarları - Kullanıcı Kalibrasyonu ...* öğesini seçin.
Alette saklanan kullanıcı kalibrasyon verilerini gösteren Kullanıcı kalibrasyon ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kullanıcı Kalibrasyonunu etkinleştirmek için Kullanıcı Kalibrasyonu kullan öğesinin yanındaki kaydırmalı düğmeyi Açık konumuna ayarlayın.
 - Ayarlar yalnızca Kullanıcı Kalibrasyonu kullan Açık olarak ayarlı ise mevcuttur.
3. Kullanıcı Kalibrasyon Plakası Kimliği metin kutusu varsa, Kullanıcı Kalibrasyon Plakası Kimliğini girin. En fazla 8 karakter girilebilir. Bu kimlik, kalibrasyon işlemi sırasında Kullanıcı Kalibrasyonu iletişim kutusunda görüntülenecektir.
4. Yazılacak kalibrasyon verileri için alet ayarlarını (ölçüm modu, speküler bileşen ayarı ve ölçüm alanı) seçin. Alet ayarları alete göre değişiklik gösterir.
5. Her dalga uzunluğu ve alet ayarı kombinasyonu için kullanıcı kalibrasyon verilerini girin.
 - Daha öncesinde *.ucds, *.ucm veya *.ucs (kullanıcı kalibrasyon verileri) dosyasına kaydedilen kullanıcı kalibrasyon verilerini okumak için Aç iletişim kutusunu açmak üzere [Dosyadan oku] öğesine tıklayın, okunacak dosyayı bulun ve kullanıcı kalibrasyon verilerini dosyadan iletişim kutusuna okumak için [Aç] öğesine tıklayın.
 - Kullanıcı kalibrasyon verilerini bir dosyaya kaydetmek için Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak üzere [Dosyaya yaz] öğesine tıklayın, kalibrasyon verileri dosyasını kaydetmek istediğiniz yeri bulun, bir dosya adı girin ve [Kaydet] öğesine tıklayın. Kullanıcı kalibrasyon ayarları iletişim kutusunda tüm alet ayarı kombinasyonları için ayarlanmış olan kullanıcı kalibrasyon verileri dosyaya kaydedilecektir.
6. Tüm kullanıcı kalibrasyon verileri ve ayarları ayarlandıktan sonra işaretli ayarlar için kullanıcı kalibrasyonunu alete yazdırmak için [Alete Yaz] öğesine tıklayın.
 - Mevcut kullanıcı aletteki kalibrasyon verisinin üzerine yazdırmak isteyip istemediğinizi soran bir onaylama iletişim kutusu görüntülenecektir. Değişikliklerin alete yazılması için [Evet] öğesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.
 - Verileri yazmadan onay iletişim kutusunu kapatmak için [Hayır] öğesine tıklayın. Onay iletişim kutusu kapatılacak ve program Kullanıcı kalibrasyon ayarları iletişim kutusuna geri dönecektir.
 - Seçili olan ayarlardan başka kullanıcı kalibrasyon verisi yoksa, alet üzerine bu ayarlar için varsayılan kullanıcı kalibrasyon verisini yazdırmak isteyip istemediğinizi soran bir onaylama iletişim kutusu görüntülenecektir. Tüm ayarların kullanıcı kalibrasyonunu kullanabilmesi için, kullanıcı kalibrasyon verilerinin alette bulunması gerekir.
7. İletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.
 - Veriler veya ayarlar değiştirildiyse ve bu değişiklikler alete yazdırılmadıysa, verileri yazmadan iletişim kutusunu kapatmak isteyip istemediğinizi soran bir onaylama iletişim kutusu görüntülenir. Verileri yazdırmadan iletişim kutusunu kapatmak için [Evet] öğesine tıklayın veya 6. adıma göre verileri alete yazdırmak üzere iletişim kutusuna geri dönmek için [Hayır] öğesine tıklayın.
 - Değişiklikleri alete yazdırmadan Kullanıcı kalibrasyon ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] öğesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı kalibrasyon ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [Evet] öğesine tıklayın veya onay kutusunu kapatıp Kullanıcı kalibrasyon ayarları iletişim kutusuna dönmek için [Hayır] öğesine tıklayın.

2.6.4 UV Ayarı [®]

- Bu prosedür yalnızca bir CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus, CM-3700A/CM-3700A-U, CM-36dG/CM-36dGV, CM-3600A/CM-3610A, CM-26dG/CM-26d ya da CM-2600d bağlıysa ve yazılım lisansı geçerliyse mevcuttur (elektronik olarak veya bilgisayara bağlı dongle aracılığıyla).
- Bu özellik yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition ile desteklenir.

UV ayarı, floresan malzemeler veya optik parlatici maddeler (OBA) içeren kağıt gibi ölçüm nesnelere ölçerken daha doğru ölçümler elde etmek için kullanılır.

Bu malzemeler, UV içeren normal gün ışığı gibi ışık kaynakları altında bakıldığında daha parlak görünürler çünkü UV bölgesinde enerjiyi emerler ve görünür bölgede yeniden yayarlar.

- UV ayarı, ölçüm malzemesindeki spesifik floresan malzemeye veya OBA'ya bağlı olarak UV enerjisinin ölçüm değerlerini ne kadar etkilediğini ayarlar. Bu sebeple UV ayarı için kullanılan floresan standartları ölçüm nesnelere ile yakından eşleşecek şekilde seçilmelidir.

1. Alet - Kalibrasyon Ayarları - UV Ayarı ... ögesini seçin.

UV ayar metodunun seçildiği ekranı gösteren UV Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir.

Kullanılacak metot için sayfaya bakınız.

Yeni Standarda UV Ayarı (Yeni bir floresan standardını kaydetme) (Bkz. s. 92.)	Kayıtlı bir Standarda UV Ayarı (Bkz. s. 95.)	Alete Ayar Sonuçlarını Yaz (Bkz. s. 97.)
Yeni bir floresan standardı için standart değerler ayarlanır ve UV ayarı standardın ölçümü aracılığıyla gerçekleştirilir.	Daha önceden veri tabanına kaydedilmiş veya dışa aktarılan bir dosyada saklı bir floresan standardı için standart veriler okunur ve standardın ölçümü aracılığıyla UV ayarı yapılması için kullanılır.	Daha önceden gerçekleştirilmiş UV ayarı sonuçları UV sonuçları dosyasından okunur ve yeni ölçümler yapmadan UV ayarının tamamlanması için alete yazdırılır.

2.6.4.1 Yeni Standardda UV Ayarı (Yeni bir floresan standardını kaydetme)

Yeni bir floresan standardı, Yeni Standardda UV Ayarı gerçekleştirilerek kaydedilmelidir. Standart verileri yalnızca UV ayarı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra veri tabanında saklanacaktır.

1. [Yeni Standart UV Ayarı] ögesine tıklayın. UV Ayarı Koşulu ayarlanması için ekran görüntülenecektir.
2. Kullanılacak UV Ayarı Koşulu seçin.
 - Mevcut ayarlar alete bağlıdır.

UV Ayarlama Modu	Profil	Spektral profil ayarı.
	WI	CIE Beyazlık Endeksi ayarı. 10° Gözlemci, Standart Aydınlatıcı D65
	Tint	CIE Tint ayarı. 10° Gözlemci, Standart Aydınlatıcı D65
	WI & Tint	CIE Beyazlık Endeksi ve Tint ayarı. 10° Gözlemci, Standart Aydınlatıcı D65
	ISO Parlaklık	ISO 2470 uyarınca ISO Parlaklık ayarı.
	Ganz & Griesser 4	4 örnek kullanılarak Ganz & Griesser WI & Tint ayarı. 10° Gözlemci, Standart Aydınlatıcı D65
	Ganz & Griesser 5	5 örnek kullanılarak Ganz & Griesser WI & Tint ayarı. 10° Gözlemci, Standart Aydınlatıcı D65
Speküler Bileşen	SCI, SCE, SCI + SCE	
Ölçüm Alanı	SAV, MAV, LMAV, LAV <ul style="list-style-type: none">• Aletteki seçili ölçüm alanı için uygun hedef maskesi ayarladığınızdan emin olun.	
UV Koşulu	400nm Kesme Normal, 400nm Kesme Düşük, 420nm Kesme Normal, 420nm Kesme Düşük "Normal": ksenon lambası normal yoğunlukta aydınlatılacaktır. "Düşük": ksenon lambası üçlü etkiyi bastırmak için düşük yoğunlukta aydınlatılacaktır.	

3. [Sonraki] ögesine tıklayın. Floresan standardı için kalibrasyon değerlerinin ayar ekranı görüntülenecektir.
 - Alet seçilen Speküler Bileşen, Ölçüm Alanı ve UV Koşulu ayarlarında kalibre edilmemişse, standart değerler ayarı ekranı gösterilmeden önce sıfır kalibrasyon prosedürü ve ardından beyaz kalibrasyon gerçekleştirilecektir. Sıfır kalibrasyon ve beyaz kalibrasyon iptal edilirse UV ayarı da iptal edilir.

Seçili UV Ayarlama Moduna karşılık gelen sayfadaki 4. adım ile devam edin.

Profil, WI, Tint, WI + Tint, veya **ISO Parlaklık**: Bkz. s. 93.

Ganz & Griesser 4 veya **Ganz & Griesser 5**: Bkz.s. 94.

UV Ayarlama Modu: Profil, WI, Tint, WI + Tint veya ISO Parlaklık

4. İstenirse Floresan Standart Bilgilerini girin.

Ad	Floresan standardını tanımlayacak istenen herhangi bir ad girilebilir.
Kalibrasyon Tarihi	Standart değerlerine karar verildiği floresan standardın kalibrasyon tarihi.
Bitim Tarihi	Floresan standart kalibrasyonun sone erdiği ve floresan standardın tekrar kalibrasyon gerektiği tarih.
Yorum	Standart hakkında eklemek istediğiniz diğer bilgiler.

5. Floresan standardı için kalibrasyon değerlerini ve toleranslarını girin.

- Speküler Bileşen SCI + SCE olarak ayarlandıysa, kalibrasyon değerleri ve toleransları hem SCI hem SCE için ayarlanmalıdır. SCI ve SCE arası değişim ilgili sekmeye tıklanarak gerçekleştirilebilir.

6. UV ayarı tamamlandığında kalibrasyon verilerini bir dosyaya (*.flstd) aktarmak için "Standart verileri dışa aktar" seçeneğini işaretleyin.

UV ayarı tamamlandığında sonuç verilerini bir dosyaya (*.krdx) aktarmak için "Sonuç verilerini dışa aktar" seçeneğini işaretleyin.

7. Floresan standardını ölçüm için konumlandırın ve [UV Ayarı] ögesine tıklayın. UV Ayarı için hesaplamalar gerçekleştirilecektir, UV ayarı yapılacaktır ve sonuçlar alete yazdırılacaktır.

8. "UV ayarı tamamlandı!" mesajını gösteren bir mesaj kutusu görüntülenecektir. Mesaj kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

UV Ayarlama Modu: Ganz & Griesser 4 veya Ganz & Griesser 5

4. İstenirse Floresan Standart Bilgilerini girin.

Ad	Floresan standardını tanımlayacak istenen herhangi bir ad girilebilir.
Kalibrasyon Tarihi	Standart değerlerine karar verildiği floresan standardın kalibrasyon tarihi.
Bitim Tarihi	Floresan standart kalibrasyonun sone erdiği ve floresan standardın tekrar kalibrasyon gerektiği tarih.
Yorum	Standart hakkında eklemek istediğiniz diğer bilgiler.

5. Ganz & Griesser floresan standardı #1 için WI ve Tint değerlerini girin.

- Speküler Bileşen SCI + SCE, WI ve Tint olarak ayarlandıysa, kalibrasyon değerleri ve toleransları hem SCI hem SCE için ayarlanmalıdır.

6. Ganz & Griesser floresan standardı #1'i ölçüm için konumlandırın ve [Ölçüm] ögesine tıklayın. Ölçüm tamamlandığında, yazılım otomatik olarak bir sonraki sekmeye geçecektir.

7. Geri kalan Ganz & Griesser floresan standartları için 5. ve 6. adımları tekrar edin.

- Bir önceki standardın ölçümünü tekrar etmek için [Geri] ögesine veya istenen sekmeye tıklayın.
- Gerekli tüm Ganz & Griesser floresan standartları ölçümlendikten sonra, [UV Ayarı] düğmesi etkinleştirilecektir.

8. UV ayarı tamamlandığında kalibrasyon verilerini bir dosyaya (*.flstd) aktarmak için "Standart verileri dışa aktar" seçeneğini işaretleyin. UV ayarı tamamlandığında sonuç verilerini bir dosyaya (*.krdx) aktarmak için "Sonuç verilerini dışa aktar" seçeneğini işaretleyin.

9. [UV Ayarı] ögesine tıklayın. UV Ayarı gerçekleştirilecektir ve sonuçlar alete yazdırılacaktır.

10. "UV ayarı tamamlandı!" mesajını gösteren bir mesaj kutusu görüntülenecektir. Mesaj kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

2.6.4.2 Kayıtlı bir Standarda UV Ayarı

Değerleri daha önceden veri tabanına kaydedilen veya bir dosyada saklanan bir floresan standardına UV ayarı gerçekleştirilebilir.

- UV ayarı, UV Ayarı Koşulu ve floresan standardı veri tabanına ilk kaydedildiğinde, kaydedilen veya saklanan standart değerler ve toleranslarda gerçekleştirilecektir. Bu ayarları veya değerleri değiştirmek mümkün değildir.

1. [Kayıtlı Standart UV Ayarı] öğesine tıklayın. Verilerin içe aktarılması metodu seçilen ekran görüntülenecektir.

2. Veri tabanından içe aktarma

2-1 [Verileri veri tabanından içe aktar] öğesine tıklayın. Veri tabanından floresan standardı verisi seçme ekranı görüntülenecektir.

2-2 Kullanılacak standardı seçin.

- Standardın son kullanma tarihi geçtiyse, o standarda ait satır pembe renkle vurgulanır.
- Listeyi filtrelemek ve yalnızca filtre kriterlerindeki standartları göstermek için, Veri Filtre Ayarları iletişim kutusunu göstermek için [Veri filtresi ayarla] öğesine tıklayın, istenen veri filtresi ayarlarını yapın ve [Uygula] öğesine tıklayın.
- Uygulanan bir filtreyi temizlemek için Veri filtresini temizle öğesine tıklayın.

2-3 [Sonraki] öğesine tıklayın.

- Alet seçili standart için Speküler Bileşen, Ölçüm Alanı ve UV Koşulu ayarlarında kalibre edilmemişse, sıfır kalibrasyon ve ardından beyaz kalibrasyon prosedürü gerçekleştirilecektir. Sıfır kalibrasyon ve beyaz kalibrasyon iptal edilirse UV ayarı da iptal edilir.

Çıkış Dosyasından İçeri Aktarma

2-1 [Verileri çıkış dosyasından içe aktar] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu görüntülenecektir.

2-2 Kullanılacak UV standart dosyasını içeren dosyayı bulun (*.flstd, *.pri, *.pre).

- “*.flstd” dosyaları bu yazılım tarafından dışa aktarılan dosyalardır.
- “*.pri” ve “*.pre” dosyaları SpectraMagic NX tarafından dışa aktarılan dosyalardır.

2-3 İstenen dosyayı seçin, [Aç] öğesine tıklayın ve seçili standardın UV Ayarı Moduna uygun olarak 3. adım ile devam edin.

- Alet seçili dosyada standart için Speküler Bileşen, Ölçüm Alanı ve UV Koşulu ayarlarında kalibre edilmemişse, sıfır kalibrasyon ve ardından beyaz kalibrasyon prosedürü gerçekleştirilecektir. Sıfır kalibrasyon ve beyaz kalibrasyon iptal edilirse UV ayarı da iptal edilir.

3. Seçili standardın UV Ayarı Moduna uygun olarak 4. adım ile devam edin

Profil, WI, Tint, WI + Tint, veya **ISO Parlaklık**: Bkz. s. 96.

Ganz & Griesser 4 veya **Ganz & Griesser 5**: Bkz. s. 96.

■ UV Ayarı Modu: Profil, WI, Tint, WI + Tint, veya ISO Parlaklık

4. Seçili standart için UV Ayarı Koşulu ve Floresan Standart Bilgileri görüntülenecektir.
 - Kalibrasyon verilerini görmek için, Kalibrasyon verilerini göster ögesine tıklayın.
5. UV ayarı tamamlandığında standart verileri bir dosyaya (*.flstd) aktarmak için "Standart verileri dışa aktar" seçeneğini işaretleyin. UV ayarı tamamlandığında sonuç verilerini bir dosyaya (*.krdx) aktarmak için "Sonuç verilerini dışa aktar" seçeneğini işaretleyin.
6. Floresan standardını ölçüm için konumlandırın ve UV Ayarı ögesine tıklayın. UV Ayarı için hesaplamalar gerçekleştirilecektir, UV ayarı yapılacaktır ve sonuçlar alete yazdırılacaktır.
7. "UV ayarı tamamlandı!" mesajını gösteren bir mesaj kutusu görüntülenecektir. Mesaj kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

■ UV Ayar Modu: Ganz & Griesser 4 veya Ganz & Griesser 5

4. Seçili standart için UV Ayarı Koşulu ve Floresan Standart Bilgileri görüntülenecek ve kalibrasyon değerlerini gösteren Ganz & Griesser floresan standardı #1 sekmesi görüntülenecektir.
5. Ganz & Griesser floresan standardı #1'i ölçüm için konumlandırın ve Ölçüm ögesine tıklayın. Ölçüm tamamlandığında, yazılım otomatik olarak bir sonraki sekmeye geçecektir.
6. Geri kalan Ganz & Griesser floresan standartları için 5. ve 6. adımları tekrar edin.
 - Bir önceki standardın ölçümünü tekrar etmek için Geri ögesine veya istenen sekmeye tıklayın.
 - Gerekli tüm Ganz & Griesser floresan standartları ölçümlendikten sonra, UV Ayarı düğmesi etkinleştirilecektir.
7. UV ayarı tamamlandığında standart verileri bir dosyaya (*.flstd) aktarmak için "Standart verileri dışa aktar" seçeneğini işaretleyin. UV ayarı tamamlandığında sonuç verilerini bir dosyaya (*.krdx) aktarmak için "Sonuç verilerini dışa aktar" seçeneğini işaretleyin.
8. UV Ayarı ögesine tıklayın. UV Ayarı gerçekleştirilecektir ve sonuçlar alete yazdırılacaktır.
9. "UV ayarı tamamlandı!" mesajını gösteren bir mesaj kutusu görüntülenecektir. Mesaj kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

2.6.4.3 Kayıtlı Ayar Sonuçlarını Alete Yazdır

Daha önceden gerçekleştirilmiş UV ayarı sonuçları alete yazdırılabilir. Bu durum, floresan standardının yeni ölçümü yapılmadan aletin UV kalibrasyonunun tamamlanmasına imkan sağlar.

- Yalnızca aynı alet ünitesinden yaratılan ayar sonuçları dosyasının yazdırılması önerilir.

1. [Alete Ayar Sonuçlarını Yaz] öğesine tıklayın.
2. [Verileri çıkış dosyasından içe aktar] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. Kullanılacak UV ayarı sonuçlar dosyasını içeren dosyayı bulun (*.krdx, *.krd).
 - “*.krdx” dosyaları bu yazılım tarafından dışa aktarılan dosyalardır.
 - “*.krd” dosyaları bu SpectraMagic NX tarafından dışa aktarılan dosyalardır.
4. İstenen dosyayı seçin ve [Aç] öğesine tıklayın. Dosya içe aktarılacak ve onaylama iletişim kutusu görüntülenecektir.
5. [Yaz] öğesine tıklayın. UV Ayarı sonuçları dosyadan okunacak ve alete yazdırılacaktır.

2.6.5 Kalibrasyon Seçeneđi Ayarları

Kalibrasyon Seçeneđi Ayarları kalibrasyonun tekrar gerçekleştirilmesi gerektiđine dair periyodik bildirimini etkinleřtirir/devre dıřı bırakır ve bu bildirim için zaman aralıđı belirler.

1. Görüntülenen açılır menüden *Alet - Kalibrasyon Ayarları - Kalibrasyon seçeneđi ayarları...* öđesini seçin.
Kalibrasyon Seçeneđi Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kalibrasyon bildirimlerini etkinleřtirmek için kaydırmalı düđmeyi Açık konumuna getirin. “Bir sonraki kalibrasyon bildirimini için aralık” deđerini etkinleřtirilir.
 - Kalibrasyon bildirimlerini devre dıřı bırakmak için kaydırmalı düđmeyi Kapalı konumuna getirin.
 - CM-36d serisi aletler için periyodik bildirim alette her zaman açık olarak ayarlanmış olup Açık/Kapalı kaydırma düđmesi gösterilmemektedir.
3. “Bir sonraki kalibrasyon bildirimini için aralık” deđerini, deđerini doğrudan girerek veya yukarı/ařađı oklarını kullanarak ayarlayın.
4. Ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öđesine tıklayın.
 - Ayarları deđiřtirmeden iletişim kutusunu kapatmak için [OK] yerine [İptal] öđesine tıklayın.

2.6.6 Kalibrasyon Verisi

Calibration Data, alette o anda ayarlı olan kalibrasyon verilerini gösterir. Kalibrasyon verileri bir dosyadan okunabilir (yeni beyaz kalibrasyon plakası satın alındığında verilen dosyalar gibi), bir dosyaya yazılabilir veya alete yazılabilir.

- Bu iletişim kutusunda beyaz kalibrasyon verisini doğrudan düzenlemek mümkün değildir.
1. Görüntülenen açılır menüden *Alet - Kalibrasyon Ayarları - Calibration Data...* öğelerini seçin. Calibration Data iletişim kutusu görüntülenecektir.
 2. Geçerli Ölçüm Moduna tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden istediğiniz türü seçerek gösterilecek kalibrasyon verisi türünü seçin.
 3. Verilerin gösterileceği ölçüm koşulunu, o koşulun sekmesine tıklayarak seçin.
 4. Alete kalibrasyon verisi yazma
 - Alete kalibrasyon verisi yazarken dikkatli olun. Aşağıdaki prosedür, seçilen Ölçüm Modu için tüm kalibrasyon verilerinin üzerine yazacaktır. Devam etmeden önce bu iletişim kutusundaki tüm sekmelerdeki kalibrasyon verilerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
- 4-1** [Alete yaz] öğesini tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 4-2** Kalibrasyon verisini alete yazmak için [Evet] öğesine tıklayın.
- Veri yazmasını iptal etmek için [Hayır] öğesine tıklayın.

Dosyadan kalibrasyon verisi okuma

- 4-1** [Dosyadan oku] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
- 4-2** Okunacak kalibrasyon veri dosyalarını içeren klasörü bulun ve istediğiniz kalibrasyon veri dosyasını seçin.
- Aç iletişim kutusunda yalnızca mevcut seçili sekmeye karşılık gelen dosya uzantısına sahip dosyalar (örneğin LAV:SCI veya LAV:sce sekmesi seçiliyse *.cwl) gösterilmesine rağmen, yukarıda 2. adımda seçilen Ölçüm Modu için tüm ölçüm koşullarına dair kalibrasyon verileri, aşağıdaki adım gerçekleştirildiğinde iletişim kutusuna okunacaktır.
- 4-3** [Aç] öğesine tıklayın. Kalibrasyon verisi iletişim kutusuna okunacaktır.

Dosyadan kalibrasyon verisi okuma


- 4-1** [Dosyaya yaz] öğesine tıklayın. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 4-2** Verilerin kaydedileceği klasörü bulun ve istediğiniz dosya adını girin.
- 4-3** [Kaydet] öğesine tıklayın. Yukarıdaki 2. adımda seçilen Ölçüm Modu için tüm ölçüm koşullarına ait kalibrasyon verileri dosyalara kaydedilecektir.
- Her bir ölçüm alanı için bir dosya kaydedilecektir. Örneğin, CM-36dG için 4 dosya kaydedilecektir: LAV için *.cwl, LMAV için *.cwlm, MAV için *.cwm ve SAV için *.cws.

2.7 Ölçüm için Hazırlanma

2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama (Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.)

Veri Listesi Penceresinde görüntülenecek öğeler seçilebilir ve İstlenen sıralamada ayarlanabilir.

- Basamak sayısı, gözlemci, aydınlatıcı ayarları gibi ayarlar ve bir öğe için kullanılacak diğer parametreler, öğe seçildiğinde iletişim kutusunun aşağı kısmında görünecektir.
- Gözlemci/Aydınlatıcı ayarları, bu ayarların geçerli olduğu bir öğe seçildiğinde ayarlanabilir olacaktır.

1. **Gözet - Öğe Ayarı ...** öğesini seçin. Öğe Ayarı iletişim kutusu açılacaktır.
2. İletişim kutusunun sol tarafındaki listeden öğe kategorisini seçin.
 - Türleri ve uygulamalarına göre öğelere kategoriler içinde düzenlenir. Bazı öğeler birden fazla uygulama için kullanıldığından dolayı birden fazla kategoride listelenebilirler. Her kategorideki öğeler, takip eden sayfalarda tablolarda listelenmiştir.
 - Bir öğeyi, arama kutusuna yazıp büyüteç simgesine tıklayarak da arayabilirsiniz.
3. Mevcut Öğeler listesinden istenen öğeyi seçin.
 - Birden fazla öğe aşağıdaki gibi seçilebilir:
 - Birden fazla ardışık öğe seçmek için ilk öğeyi seçin, Shift tuşunu basılı tutun ve son öğeyi seçin. İlk ve son öğe arasındaki tüm öğeler seçildiklerini belirtmek için vurgulanacaktır.
 - Birden fazla ardışık olmayan öğe seçmek için, bir öğeyi seçin ve ek öğeleri seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun. Her öğe seçildiğini belirtmek için vurgulanacaktır
 - Listede gösterilen tüm öğeleri seçmek için [Ctrl] + [A] tuşlarına basın. Tüm öğeler seçildiklerini belirtmek için vurgulanacaktır.
 - Mutlak ve Fark öğeleri arasında değişiklik yapmak için, ilgili sekmeye tıklayın.
 -  ile işaretlenmiş öğeler yalnızca Professional Edition lisans kullanılıyorken mevcuttur.
 - Aynı öğeyi birçok kez eklemek mümkün değildir. Ancak, farklı gözlemci/aydınlatıcı ayarları veya parametre ayarları kullanılırsa, öğe farklı öğe olarak ele alınır ve eklenebilir.
 - Sayısal öğeler için Hane sekmesi iletişim kutusunun aşağı kısmında görüntülenecektir. Ondalık noktanın altında istenen basamak sayısını (0-8) ayarlamak için yukarı/aşağı okları kullanın.
 - Takip eden sayfalardaki tablolarda öğelerden sonra parantez içinde “göz.” ve “ayd.” olan öğeler için iletişim kutusunun aşağı kısmında İnceleme Koşulları sekmesi görüntülenecektir. İlgili ayara tıklayın ve görüntülenen listelenen istenen Gözlemci veya Aydınlatıcıyı seçin. Aşağıdaki tablolarda bir öğe için spesifik bir Gözlemci veya Aydınlatıcı belirtilmişse bu değiştirilemez. MI(DIN) seçili ise, Gözlemci/Aydınlatıcı 1 ve Gözlemci Aydınlatıcı 2 ayarlanabilir.
 - Diğer parametrelere sahip öğeler için (örneğin CMC için l:c ΔE*00 için l:c:h vb.), Parametre sekmesi iletişim kutusunun alt kısmında görüntülenecektir. Ondalık noktanın altında istenen basamak sayısını ayarlamak için yukarı/aşağı okları kullanın.
 - Sinyal Renk Endeksi 1 ve 8 arası için, Parametre sekmesindeki [Modify] düğmesi yalnızca Sinyal Renk Endeksi, Seçili Öğeler listesine eklendikten sonra etkinleştirilecektir.
4. Bir öğe seçildikten ve söz konusu öğenin çeşitli ayarları istenildiği gibi yapıldıktan sonra, o öğeyi Seçili Öğeler listesine eklemek için [Ekle] öğesine tıklayın.
 - Basamak sayısını, gözlemci ve aydınlatıcı ayarlarını ya da Seçili Öğeler listesindeki öğelerin parametrelerini değiştirmek için öğeyi seçin. Bu öğenin ayarlarının yapıldığı sekmeler iletişim kutusunun aşağı kısmında görünecektir.
 - Seçili Öğeler listesindeki öğelerin parametre ayarlarını (örn. CMC için l:c, ΔE*00 için l:c:h vs.) değiştirmek mümkün değildir. Parametre ayarlarının değiştirilmesi gerekiyorsa, öğeyi Seçili Öğeler listesinden kaldırmak için [Sil] öğesine tıklayın ve daha sonra Mevcut Öğeler listesinden öğeyi seçin, istenen parametre ayarları yapın ve tekrar Seçili Öğeler listesine eklemek için [Ekle] öğesine tıklayın.

- Öğelerin Liste Görünümünde soldan başlayarak görüntülenen Seçili Öğeler listesindeki öğelerin sırasını değiştirmek için, Seçili Öğeler listesinin sağındaki düğmeleri kullanın.



Seçilen öğeyi/öğeleri Seçilen Öğeler listesinin en üstüne taşır (Veri Listesi Penceresinin sol ucu).



Seçilen öğeyi/öğeleri Seçili Öğeler listesinde 1 boşluk yukarı taşır (Veri Listesi Penceresinde 1 boşluk sola).



Seçilen öğeyi/öğeleri Seçili Öğeler listesi 1 formlu yukarı taşır (Veri Listesi Penceresinde 1 yazılı sola).



Seçilen öğeyi/öğeleri Seçilen Öğeler listesinin en altına (Veri Listesi Penceresinin sağ ucuna) taşır.

- Seçili Öğeler listesinden bir öğeyi silmek için öğeyi seçin ve [Sil] ögesine tıklayın.
- Birden fazla öğe aşağıdaki gibi seçilebilir:
 - Birden fazla ardışık öğe seçmek için ilk öğeyi seçin, Shift tuşunu basılı tutun ve son öğeyi seçin. İlk ve son öğe arasındaki tüm öğeler seçildiklerini belirtmek için vurgulanacaktır.
 - Birden fazla ardışık olmayan öğe seçmek için, bir öğeyi seçin ve ek öğeleri seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun. Her öğe seçildiğini belirtmek için vurgulanacaktır
 - Listede gösterilen tüm öğeleri seçmek için Ctrl ve A tuşlarına basın. Tüm öğeler seçildiklerini belirtmek için vurgulanacaktır.

5. Tüm öğeler istenildiği gibi eklendikten sonra, iletişim kutusunu kapamak için [OK] ögesine tıklayın. Veri Listesi Penceresi yeni ayarlar ile güncellenecektir.

- SpectraMagic NX2 yazılımı, gerçekte gösterilenden daha fazla ondalık yere sahip olan sayılarla dahili hesaplamalar gerçekleştirerek hesaplamanın kesinliğini sağlar. Dolayısıyla, yuvarlama veya renk alanı dönüşümü nedeniyle en az önemli olan basamak alettenden bir basamak farklı olabilir.

[2.11 Varsayılan Ayarların Yapılması s. 140](#) ögesine dönün.

Renk/Endeks

■ Renk Alanları & Denklemler

Mutlak

X (göz./ayd.) (P)
Y (göz./ayd.) (P)
Z (göz./ayd.) (P)
L* (göz./ayd.)
a* (göz./ayd.)
b* (göz./ayd.)
C* (göz./ayd.)
h (göz./ayd.)
L99 (göz./ayd.)
a99 (göz./ayd.)
b99 (göz./ayd.)
C99 (göz./ayd.)
h99 (göz./ayd.)
L99o (göz./ayd.)
a99o (göz./ayd.)
b99o (göz./ayd.)
C99o (göz./ayd.)
H99o (göz./ayd.)
x (göz./ayd.) (P)
y (göz./ayd.) (P)
u* (göz./ayd.) (P)
v* (göz./ayd.) (P)
u' (göz./ayd.) (P)
v' (göz./ayd.) (P)
L (Hunter) (göz./ayd.)
a (Hunter) (göz./ayd.)
b (Hunter) (göz./ayd.)
Munsell Renk tonu (JIS Z 8721 1964) (2°/C)
Munsell Değeri (JIS Z 8721 1964) (2°/C)
Munsell Renk Koyuluğu (JIS Z 8721 1964) (2°/C)
Munsell Renk tonu (JIS Z 8721 1964) (2°/D65)
Munsell Değeri (JIS Z 8721 1964) (2°/D65)

Fark

ΔX (göz./ayd.) (P)		CMC (göz./ayd.) (l:c)
ΔY (göz./ayd.) (P)		ΔL -CMC (göz./ayd.) (l:c)
ΔZ (göz./ayd.) (P)		ΔC -CMC (göz./ayd.) (l:c)
ΔL^* (göz./ayd.)		ΔH -CMC (göz./ayd.) (l:c)
Δa^* (göz./ayd.)		ΔE^*94 (göz./ayd.) (l:c:h)
Δb^* (göz./ayd.)		ΔL - ΔE^*94 (göz./ayd.) (l:c:h)
ΔC^* (göz./ayd.)		ΔC - ΔE^*94 (göz./ayd.) (l:c:h)
ΔH^* (göz./ayd.)		ΔH - ΔE^*94 (göz./ayd.) (l:c:h)
ΔL (Hunter) (göz./ayd.)		ΔE^*94 (özel) (göz./ayd.) (l:c:h) (P)
Δa (Hunter) (göz./ayd.)		ΔL - ΔE^*94 (özel) (göz./ayd.) (l:c:h) (P)
Δb (Hunter) (göz./ayd.)		ΔC - ΔE^*94 (özel) (göz./ayd.) (l:c:h) (P)
$\Delta L99$ (göz./ayd.)		ΔH - ΔE^*94 (özel) (göz./ayd.) (l:c:h) (P)
$\Delta a99$ (göz./ayd.)		ΔE^*00 (CIE2000) (göz./ayd.) (l:c:h)
$\Delta b99$ (göz./ayd.)		ΔL - ΔE^*00 (göz./ayd.) (l:c:h)
$\Delta C99$ (göz./ayd.)		ΔC - ΔE^*00 (göz./ayd.) (l:c:h)
$\Delta h99$ (göz./ayd.)		ΔH - ΔE^*00 (göz./ayd.) (l:c:h)
$\Delta L99o$ (göz./ayd.)		ΔE_{ab} (Hunter) (göz./ayd.)
$\Delta a99o$ (göz./ayd.)		$\Delta E99$ (göz./ayd.)
$\Delta b99o$ (göz./ayd.)		$\Delta E99o$ (göz./ayd.)
$\Delta C99o$ (göz./ayd.)		FMC2 (göz./ayd.) (P)
$\Delta H99o$ (göz./ayd.)		ΔL (FMC2) (göz./ayd.) (P)
Δx (göz./ayd.) (P)		ΔCr -g (FMC2) (göz./ayd.) (P)
Δy (göz./ayd.) (P)		ΔCy -b (FMC2) (göz./ayd.) (P)
Δu^* (göz./ayd.) (P)		NBS100 (göz./ayd.) (P)
Δv^* (göz./ayd.) (P)		NBS200 (göz./ayd.) (P)
$\Delta u'$ (göz./ayd.) (P)		ΔE_c (deg.) (göz./ayd.) (P)
$\Delta v'$ (göz./ayd.) (P)		ΔE_p (deg.) (göz./ayd.) (P)
Parlaklık (göz./ayd.)	[*1]	ΔE_c (Audi2000) (göz./ayd.) (P)
Doygunluk (göz./ayd.)	[*1]	ΔE_p (Audi2000) (göz./ayd.) (P)
Renk tonu (göz./ayd.)	[*1]	ΔE_{cMax} (Audi2000) (göz./ayd.) (P)
a* Değerlendirme (göz./ayd.)	[*1]	ΔE_{pMax} (Audi2000) (göz./ayd.) (P)
b* Değerlendirme (göz./ayd.)	[*1]	m ΔE_c (Audi2000) (göz./ayd.) (P)

Mutlak

Munsell Renk Koyuluğu (JIS Z 8721 1964) (2°/D65)

■ Beyazlık, Tint & Sarılık (P)**Mutlak**

WI (CIE1982) (göz./D65) (P)
WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)
WI (Hunter) (2°/C) (P)
WI (TAUBE) (2°/C) (P)
WI (STENSBY) (2°/C) (P)
WI (BERGER) (göz./D65) (P)
WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)
WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)
WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)
WI (Ganz) (10°/D65) (P)
Tint (CIE) (göz./D65) (P)
Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)
Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)
Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)
Tint (Ganz) (10°/D65) (P)
YI (ASTM D1925) (göz./C) (P)
YI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)
YI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)
YI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)
YI (DIN6167) (2°/C) (P)
YI (DIN6167) (göz./D65) (P)
B (ASTM E313-73) (2°/C) (P)

Fark ΔE^*ab (göz./ayd.) $m\Delta Ep$ (Audi2000) (göz./ayd.) (P)**Fark**

ΔWI (CIE1982) (göz./D65) (P)
ΔWI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)
ΔWI (Hunter) (2°/C) (P)
ΔWI (TAUBE) (2°/C) (P)
ΔWI (STENSBY) (2°/C) (P)
ΔWI (BERGER) (göz./D65) (P)
ΔWI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)
ΔWI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)
ΔWI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)
ΔWI (Ganz) (10°/D65) (P)
$\Delta Tint$ (CIE) (göz./D65) (P)
$\Delta Tint$ (ASTM E313-98) (göz./C) (P)
$\Delta Tint$ (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)
$\Delta Tint$ (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)
$\Delta Tint$ (Ganz) (10°/D65) (P)
ΔYI (ASTM D1925) (göz./C) (P)
ΔYI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)
ΔYI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)
ΔYI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)
ΔYI (DIN6167) (2°/C) (P)
ΔYI (DIN6167) (göz./D65) (P)
ΔB (ASTM E313-73) (2°/C) (P)

■ Boya & Plastik

Mutlak

FF (göz./ayd.) (P)	Blackness (My) (ISO 18314-3/ DIN55979) (göz./ayd.) (P)
WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	
WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	Jetness (Mc) (ISO 18314-3) (göz./ayd.) (P)
WI (TAUBE) (2°/C) (P)	Undertone (dM) (ISO 18314-3) (göz./ ayd.) (P)
WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Tint (CIE) (göz./D65) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
YI (ASTM D1925) (göz./C) (P)	
YI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
YI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
YI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
YI (DIN6167) (2°/C) (P)	
YI (DIN6167) (göz./D65) (P)	
B (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
Opaklık (ISO 2471) (2°/C) [*2]	
Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/A) (P) [*2]	
Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/C) (P) [*2]	
Rx (2°/C) (P)	
Rx (göz./D65) (P)	
Rx (göz./A) (P)	
Ry (2°/C) (P)	
Ry (göz./D65) (P)	
Ry (göz./A) (P)	
Rz (2°/C) (P)	
Rz (göz./D65) (P)	
Rz (göz./A) (P)	
Gardner [*3]	
Hazen/APHA [*3]	
Iodine Color Number [*3]	

Fark

Δ FF (göz./ayd.) (P)	Δ Rz (2°/C) (P)
Δ E99o (göz./ayd.)	Δ Rz (göz./D65) (P)
Δ Ec (deg.) (göz./ayd.) (P)	Δ Rz (göz./A) (P)
Δ Ep (deg.) (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (Δ E*) (2°/C) (P)
Δ Ec (Audi2000) (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (Δ E*) (10°/D65) (P)
Δ Ep (Audi2000) (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (MaksSoğ) (P)
Δ EcMax (Audi2000) (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (Belirgin) (P)
Δ EpMax (Audi2000) (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (Kullanıcı) (dalga uzunluğu) (P)
m Δ Ec (Audi2000) (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (Δ L*) (2°/C) (P)
m Δ Ep (Audi2000) (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (Δ L*) (10°/D65) (P)
Δ WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	K/S Gücü (Δ C*) (2°/C) (P)I
Δ WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	K/S Gücü (Δ C*) (10°/D65) (P)
Δ WI (TAUBE) (2°/C) (P)	K/S Gücü (Δ H*) (2°/C) (P)
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	K/S Gücü (Δ H*) (10°/D65) (P)
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	K/S Gücü (Δ a*) (2°/C) (P)
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	K/S Gücü (Δ a*) (10°/D65) (P)
Δ Tint (CIE) (göz./D65) (P)	K/S Gücü (Δ b*) (2°/C) (P)
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	K/S Gücü (Δ b*) (10°/D65) (P)
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	K/S Gücü (MaksSoğ) [nm] (P)
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	Δ Opaklık (ISO 2471) (2°/C) [*2]
Δ YI (ASTM D1925) (göz./C) (P)	Δ Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/A) (P) [*2]
Δ YI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	Δ Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/C) (P) [*2]
Δ YI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	MI (DIN) (göz.1/ayd.1) (göz.2/ayd.2)
Δ YI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	Δ Blackness (Δ My) (ISO 18314-3/ DIN55979) (göz./ayd.) (P)
Δ YI (DIN6167) (2°/C) (P)	Δ Jetness Mc (ISO 18314-3) (göz./ayd.) (P)
Δ YI (DIN6167) (göz./D65) (P)	Δ Undertone dM (ISO 18314-3) (göz./ayd.) (P)
Δ B (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
Δ Rx (2°/C) (P)	
Δ Rx (göz./D65) (P)	
Δ Rx (göz./A) (P)	
Δ Ry (2°/C) (P)	
Δ Ry (göz./D65) (P)	
Δ Ry (göz./A) (P)	

■ Kağıt & Yazdır

Mutlak

WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	
WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
WI (Hunter) (2°/C) (P)	
WI (BERGER) (göz./D65) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
WI (Ganz) (10°/D65) (P)	
Tint (CIE) (göz./D65) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Tint (Ganz) (10°/D65) (P)	
B (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
Parlaklık (TAPPI T452) (P)	[*4]
Parlaklık (ISO 2470) (P)	[*4]
Opaklık (ISO 2471) (2°/C)	[*2]
Opaklık (TAPPI T425 %89) (2°/A)	[*2]
Status A [B] (P)	[*4]
Status A [G] (P)	[*4]
Status A [R] (P)	[*4]
Status T [B] (P)	[*4]
Status T [G] (P)	[*4]
Status T [R] (P)	[*4]

Fark

Δ WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	
Δ WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
Δ WI (Hunter) (2°/C) (P)	
Δ WI (BERGER) (göz./D65) (P)	
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Δ WI (Ganz) (10°/D65) (P)	
Δ Tint (CIE) (göz./D65) (P)	
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Δ Tint (Ganz) (10°/D65) (P)	
Δ B (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
Δ Parlaklık (TAPPI T452) (P)	[*4]
Δ Parlaklık (ISO 2470) (P)	[*4]
Δ Status A [B] (P)	[*4]
Δ Status A [G] (P)	[*4]
Δ Status A [R] (P)	[*4]
Δ Status T [B] (P)	[*4]
Δ Status T [G] (P)	[*4]
Δ Status T [R] (P)	[*4]
Δ Opaklık (ISO 2471) (2°/C)	[*2]
Δ Opaklık (TAPPI T425 %89) (2°/A)	[*2]

■ Tekstiller

Mutlak

WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	
WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
WI (Hunter) (2°/C) (P)	
WI (STENSBY) (2°/C) (P)	
WI (BERGER) (göz./D65) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
WI (Ganz) (10°/D65) (P)	
Tint (CIE) (göz./D65) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Tint (Ganz) (10°/D65) (P)	
B (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
Standart Derinlik (ISO 105.A06) (10°/D65) (P)	
Sinyal Renk Endeksi1 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi2 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi3 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi4 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi5 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi6 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi7 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi8 (P)	[*9]

Fark

CMC (göz./ayd.) (l:c)	Gri Ölçek Oranı (ISO 105.A05) (2°/C) (P)
Δ L-CMC (göz./ayd.) (l:c)	Gri Ölçek Oranı (ISO 105.A05) (10°/D65) (P)
Δ C-CMC (göz./ayd.) (l:c)	K/S Gücü (ΔE^*) (2°/C) (P)
Δ H-CMC (göz./ayd.) (l:c)	K/S Gücü (ΔE^*) (10°/D65) (P)
NBS100 (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (MaksSoğ) (P)
NBS200 (göz./ayd.) (P)	K/S Gücü (Belirgin) (P)
Δ WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	K/S Gücü (Kullanıcı) (dalga uzunluğu) (P)
Δ WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	K/S Gücü (ΔL^*) (2°/C) (P)
Δ WI (Hunter) (2°/C) (P)	K/S Gücü (ΔL^*) (10°/D65) (P)
Δ WI (STENSBY) (2°/C) (P)	K/S Gücü (ΔC^*) (2°/C) (P)I
Δ WI (BERGER) (göz./D65) (P)	K/S Gücü (ΔC^*) (10°/D65) (P)
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	K/S Gücü (ΔH^*) (2°/C) (P)
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	K/S Gücü (ΔH^*) (10°/D65) (P)
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	K/S Gücü (Δa^*) (2°/C) (P)
Δ WI (Ganz) (10°/D65) (P)	K/S Gücü (Δa^*) (10°/D65) (P)
Δ Tint (CIE) (göz./D65) (P)	K/S Gücü (Δb^*) (2°/C) (P)
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	K/S Gücü (Δb^*) (10°/D65) (P)
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	K/S Gücü (MaksSoğ) [nm] (P)
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	NC# (2°/C) (P)
Δ Tint (Ganz) (10°/D65) (P)	NC# (10°/D65) (P)
Δ B (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	NC# Derecesi (2°/C) (P)
Δ Standart Derinlik (ISO 105.A06) (10°/D65) (P)	NC# Derecesi (10°/D65) (P)
Leke Testi (ISO 105.A04E) (2°/C) (P)	Ns (2°/C) (P)
Leke Testi (ISO 105.A04E) (10°/D65) (P)	Ns (10°/D65) (P)
Leke Testi Oranı (ISO 105.A04E) (2°/C) (P)	Ns Derecesi (2°/C) (P)
Leke Testi Oranı (ISO 105.A04E) (10°/D65) (P)	Ns Derecesi (10°/D65) (P)
Gri Ölçeği (ISO 105.A05) (2°/C) (P)	MI (DIN) (göz.1/ayd.1) (göz.2/ayd.2)
Gri Ölçeği (ISO 105.A05) (10°/D65) (P)	555 (göz./ayd.) (ΔL^* boyut: Δa^* boyut: Δb^* boyut) (P)[*6]

■ Kimyasal & Farmasötik

Mutlak

WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	
WI (Hunter) (2°/C) (P)	
WI (STENSBY) (2°/C) (P)	
YI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
YI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
YI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
YI (DIN6167) (2°/C) (P)	
YI (DIN6167) (göz./D65) (P)	
Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/A) (P)	[*2]
Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/C) (P)	[*2]
Gardner	[*3]
Hazen/APHA	[*3]
Iodine Color Number	[*3]
Ph. AB [OTOMATİK]	[*3]
Ph. AB [B]	[*3]
Ph. AB [BY]	[*3]
Ph. AB [Y]	[*3]
Ph. AB [GY]	[*3]
Ph. AB [R]	[*3]
US Pharmacopeia	[*3]

Fark

Δ WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	
Δ WI (Hunter) (2°/C) (P)	
Δ WI (STENSBY) (2°/C) (P)	
Δ YI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
Δ YI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
Δ YI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Δ YI (DIN6167) (2°/C) (P)	
Δ YI (DIN6167) (göz./D65) (P)	
Δ Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/A) (P)	[*2]
Δ Bulanıklık (ASTM D1003-97) (2°/C) (P)	[*2]

■ Gıda

Mutlak

WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	
WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	
WI (Hunter) (2°/C) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Tint (CIE) (göz./D65) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	
Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	
Gardner	[*3]
Hazen/APHA	[*3]
Iodine Color Number	[*3]

■ Özel

Mutlak

FF (göz./ayd.) (P)	
GU	[*7]
Baskın Dalga Uzunluğu (göz./ayd.) (P)	
Uyarım Saflığı (göz./ayd.) (P)	
Sinyal Renk Endeksi1 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi2 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi3 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi4 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi5 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi6 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi7 (P)	[*9]
Sinyal Renk Endeksi8 (P)	[*9]
8° Parlak (2°/C) (P)	[*8]

Fark

Δ WI (CIE1982) (göz./D65) (P)	Leke Testi Oranı (ISO 105.A04E) (2°/C) (P)
Δ WI (ASTM E313-73) (2°/C) (P)	Leke Testi Oranı(ISO 105.A04E) (10°/D65) (P)
Δ WI (Hunter) (2°/C) (P)	Güç (göz./ayd.) (P) [*5]
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	Güç X (göz./ayd.) (P) [*5]
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	Güç Y (göz./ayd.) (P) [*5]
Δ WI (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	Güç Z (göz./ayd.) (P) [*5]
Δ Tint (CIE) (göz./D65) (P)	Sözde Güç (göz./ayd.) (P) [*5]
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./C) (P)	Sözde Güç X (göz./ayd.) (P) [*5]
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D50) (P)	Sözde Güç Y (göz./ayd.) (P) [*5]
Δ Tint (ASTM E313-98) (göz./D65) (P)	Sözde Güç Z (göz./ayd.) (P) [*5]
Leke Testi (ISO 105.A04E) (2°/C) (P)	
Leke Testi (ISO 105.A04E) (10°/D65) (P)	

Fark

Δ FF (göz./ayd.) (P)	
Δ GU	[*7]
Δ 8° Parlak (2°/C) (P)	[*8]

Spektrum

■ Spektrum

Mutlak

360[nm] ila 740[nm]

Fark

Δ 360[nm] ila Δ 740[nm]

■ K/S [Ⓟ]

Mutlak

K/S deę. 360[nm] ila K/S deę. 740[nm] [Ⓟ]

Fark

Δ K/S deę. 360[nm] ila Δ K/S deę. 740[nm] [Ⓟ]

■ Soęurum [Ⓟ]

Mutlak

Soęurum 360[nm] ila Soęurum 740[nm] [Ⓟ]

Fark

Δ Soęurum 360[nm] ila Δ Soęurum 740[nm] [Ⓟ]

Özellikler

Veri Adı	Örnek olarak verilen ad
Veri Öznitelikleri	Verinin, ölçülmüş, girilmiş veya demo veri olup olmadığını belirtir.
Kullanıcı Adı	Ölçüm yapıldığında yazılımı işleten kullanıcının adı.
Oluşturma Tarihi	Verinin oluşturulduğu tarih/saat.
Ölçüm Tarihi	Ölçümün yapıldığı tarih/saat.
Grup Özellikleri	Alet ayarlarına ilişkin grup özellikleri. Örneğin, "45°:as-15°(DP)", "45°:as15°(DP)", "SCI", "SCE", "UV0", "UV100", vb. Görüntülenecek kullanılabilir özellik yoksa "-----" şeklinde gösterilir.
Veri Yorumu	Ölçüm için yorum girişi
Görsel Değerlendirme [®]	Görsel değerlendirmenin sonucu
Ölçüm Türü	"Yansım Oranı", "Geçirgenlik"
Geometri	Ölçüm için kullanılan geometri. Örneğin, "di:8°", "de:8°", "45°:as-15°(DP)", vb.
Speküler Bileşen	Speküler Bileşen ayarı (yalnızca di:8, de:8 Geometrili aletler için geçerlidir): "SCI", "SCE"
Ölçüm Alanı	Ölçüm alanı ayarı. Örneğin, "SAV (3 mm)", "6 mm", vb.
UV Koşulu	UV ayarı. Örneğin, "UV100", "UVAdj", "400nm Kesme", vb.
UV Işığı Yoğunluğu	Yüzde cinsinden UV ışığı yoğunluğu
Fon(Opaklık)	"Beyaz Takviye", "Siyah Takviye"
Fon(Bulanıklık)	"Beyaz Takviye", "Siyah Takviye"
Beyaz Kalibrasyon Plakası Kimliği	Beyaz kalibrasyon plakasının kimliği
Kullanıcı Kalibrasyon Plakası Kimliği	Kullanıcı kalibrasyon plakasının kimliği
Parlak Kalibrasyon Plakası Kimliği	Parlak kalibrasyon plakasının kimliği
Beyaz Kalibre Edilme Tarihi	Ölçüm öncesi yapılan en son beyaz kalibrasyon tarihi/saati
Kullanıcı Kalibre Edilme Tarihi	Ölçüm öncesi yapılan en son kullanıcı kalibrasyon tarihi/saati
Parlak Kalibre Edilme Tarihi	Ölçüm öncesi yapılan en son parlak kalibrasyon tarihi/saati
Örnek üzerindeki sıcaklık	Ölçüm anındaki örnek sıcaklık (sadece CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus)
Alet sıcaklığı	Alet dahili sıcaklığı (sadece CF-300)
Çevre Sıcaklığı	Ölçüm sırasındaki ortam sıcaklığı (sadece CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus)
Çevre Nemi	Ölçüm sırasındaki ortam nemi (sadece CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus)
Renk İnceleme Koşulu	(Yalnızca CR-5 veya CR-400/CR-410 ile ölçülen veya manuel olarak girilen renkölçümsel veriler için) Gözlemci ve aydınlatıcı koşulları
Alet Adı	Veriyi ölçen aletin adı. Örneğin, "CM-25cG", "CM-M6", vb. Veri girildiyse gösterilmez.
Cihaz Varyasyonu	Alet varyasyon kodu
Seri Numarası	Alet seri numarası
Donanım Yazılımı Sürümü	Alet donanım yazılımı sürümü
Veri Numarası	Aletten SpectraMagic NX2'ye yüklenen ölçüm amacıyla alet üstünde kullanılan veri numarası

Kullanıcı Tanımlama Bilgisi (P)	(Yalnızca Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğeleri ayarlandıysa gösterilir) Bu liste öğesi seçildiğinde görüntülenen Parametre sekmesinden seçilen Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğesinin adı.
Denetleme Tarihi	En son kendini denetlemenin tarihini/saatini gösterir.
Denetleme Sonucu	En son kendini denetlemenin sonuçlarını gösterir.
Çevre Sıcaklığı	Kalibrasyon sırasındaki ortam sıcaklığı
Çevre Nemi	Kalibrasyon sırasındaki ortam nemi

Diğerleri


Hedef Adı	Örnek ile bağlantılı hedefin adı
Toplam Değerlendirme	Genel değerlendirme
Bank Değerlendirmesi	Çoklu bank ölçümlerinde her bank için değerlendirme (SCI/SCE aletleri için 2-bank ölçümleri, CM-512m3A için 3-bank ölçümleri, CM-M6 için 6-bank ölçümleri)
Sözde Renk (göz./ayd.)	Veri Listesi Penceresindeki hücreyi, verilerin XYZ değerlerini sRGB olarak dönüştürmek suretiyle hesaplanan simüle edilmiş renkle doldurur.
Kullanıcı Denklemi (P)	(Yalnızca kullanıcı denklemi ayarlandığında gösterilir.) Belge içinde bulunan kullanıcı denklemlerinin adları Mevcut Öğeler listesinde görüntülenecektir.

İnceleme Koşulu Ayarları

Gözlemci Ayarları	2°, 10°
Aydınlatıcı Ayarları	(Hiçbiri), A, C, D50, D65, F2, F6(Ⓟ), F7(Ⓟ), F8(Ⓟ), F10(Ⓟ), F11, F12(Ⓟ), D55(Ⓟ), D75(Ⓟ), U50(Ⓟ), ID50(Ⓟ), ID65(Ⓟ), LED-B1(Ⓟ), LED-B2(Ⓟ), LED-B3(Ⓟ), LED-B4(Ⓟ), LED-B5(Ⓟ), LED-BH1(Ⓟ), LED-RGB1(Ⓟ), LED-V1(Ⓟ), LED-V2(Ⓟ), Kullanıcı Aydınlatıcısı(Ⓟ)
	(Ⓟ ile işaretli öğeler yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition tarafından desteklenir.)

Liste Öğeleri hakkında Notlar

[*1] Parlaklık, Doygunluk, a* Değerlendirme vb. gibi renk değerlendirmeleri parlaklık, renk tonu veya hedef rengin diğer faktörlerinin açıklamasıdır. Aşağıdaki kavramsal diyagramı inceleyin.



[*2] Opaklık ve bulanıklık değerleri yalnızca opaklık ölçüm modu ve bulanıklık ölçüm modu sırasıyla belirtildiğinde görüntülenir.


[*3] Geçirgenlik endeksleri yalnızca CM-5/CR-5 bağlandığında, Ölçüm Koşulları altında Geçirgenlik endekslerini al işaretlendiğinde ve ölçüm yapıldığında görüntülenir. Değerler CM-5/CR-5 tarafından hesaplanır ve ölçümden hemen sonra aletten SpectraMagic NX2'ye yüklenir. Bu değerler SpectraMagic NX2 tarafından hesaplanmaz.

[*4] Parlaklık ve yoğunluk (ISO Durum A, ISO Durum T) örnek verileri ve hedef verileri yalnızca renkölçümsel değerleri içerdiğinde görüntülenmez (bunun yerine "---" görüntülenir).

[*5] Güç ve Sözde Güç yalnızca hedef verileriyle ilgili hedef verileri ve örnek verileri mevcut olduğunda görüntülenir.

[*6] "555" bir karakter olarak algılanır ve istatistiksel değeri hesaplanmaz. "555" kullanılırken, Parametre sekmesinden ΔL^* , Δa^* , ve Δb^* için Blok boyutlarını belirttiğinizden emin olun.

- [*7] GU ve ΔGU değerleri ölçümler yalnızca Ölçüm Koşullarındaki Ölçüm Modu Renk & Parlak olarak ayarlıyken, CM-36dG, CM-36dGV, CM-25cG veya CM-26dG ile alındığında görüntülenecektir.
- [*8] “8 derece parlak” yalnızca Ölçüm Koşullarındaki Speküler Bileşen SCI + SCE’ye ayarlıyken liste penceresinde görüntülenir.
- [*9] Seçili Öğeler listesine bir Sinyal Renk Endeksi eklendiğinde varsayılan değerler kullanılır. Varsayılan değerlerini değiştirmek için, Parametreler sekmesindeki [Düzenle] ögesine tıklayın. Sinyal Renk Endeksi Ayarı iletişim kutusu açılacaktır.



Endeks adı: İstenen adı girin. Bu ad, Seçili Öğeler listesi ve Veri Listesi Penceresinde görüntülenecek addır.

[Read]: Daha önceden kaydedilmiş Sinyal Renk Endeksini (SpectraMagic NX2 içinde oluşturulan dosyalar için *.otrx, SpectraMagic NX içinde oluşturulan dosyalar için *.otr) yüklemek için Aç iletişim kutusunu açar.

[Kaydet]: Mevcut Sinyal Renk Endeksi ayarlarını dosyaya (*.otrx) kaydetmek için Farklı Kaydet iletişim kutusunu açar. Varsayılan dosya adı Endeks Adı olacaktır.

Gözlemci/Aydınlatıcı: Gözlemci/Aydınlatıcı için mevcut ayarlara tıklayın ve istenen ayarları seçin. Grafik yeni ayarları yansıtabacaktır.

- Kullanıcı tanımlı bir aydınlatıcıyı seçmek için Aydınlatıcı listesinden KULLANICI tercihinde ve ardından Aydınlatıcı listesi altında etkinleşen listeden istenilen kullanıcı tanımlı aydınlatıcı tercihinde bulunun.

İletişim kutusunun sol altındaki tablo tolerans poligonu için boyanabilirlik noktaları ve spektral yerleri gösterir.

Boyanabilirlik noktası: Bir boyanabilirlik noktası eklemek için, istenen x ve ya değerlerini doğrudan girerek veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak ayarlayın, daha sonra [Ekle] ögesine tıklayın. Tablodaki noktalara yeni bir nokta eklenecektir.

Spektral yer: Spektral yer eklemek için, istenen Başlat ve Son dalga boylarını doğrudan girerek veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak ayarlayın daha sonra [Ekle] öğesine tıklayın. Başlat ve Son'da belirtilen dalga uzunlukları veri listesine baskın dalga uzunlukları olarak eklenir; dalga uzunluklarının kesişimi ve spektral yer veri listesine boyanabilirlik noktası olarak eklenir.

Tablodaki boyanabilirlik noktasını değiştirmek için, değiştirilecek noktayı seçin ve [Düzenle] öğesine tıklayın. Boyanabilirlik noktasının Koordinatını Düzenle iletişim kutusu açılacaktır. Noktanın x ve y değerlerini doğrudan girin veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak düzenleyin daha sonra [OK] öğesine tıklayın. Tablodaki nokta değiştirilecektir.

- Spektral yerler ve ilgili boyanabilirlik noktaları değiştirilemez.

Boyanabilirlik noktasını veya spektral yeri tablodan silmek için, boyanabilirlik noktasını veya yerdeki noktalardan birini silmek için seçin ve [Sil] öğesine tıklayın. Seçili boyanabilirlik noktası veya seçili yerin boyanabilirlik noktaları silinecektir.

Tüm ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra [OK] öğesine tıklayın. İletişim kutusu kapanacak ve Sinyal Renk Endeksine ayarlar uygulanacaktır.

- Sinyal Renk Endeksi değerlendirmesinin sonuçlarını gösterecek format (dizi, önplan rengi ve arkaplan rengi) ve sonuçların ölçümün genel değerlendirmesinde kullanılıp kullanılmayacağı Değerlendirme Renk Ayarı iletişim kutusunun Sinyal Renk Endeksi kategorisi içinde ayarlanabilir. Bkz. [Sinyal Renk Endeksi s. 144](#).

2.7.2 Liste Penceresi Seçenek Ayarları

Liste Penceresi Seçenek Ayarları, Veri Listesi Penceresinde istatistik değerleri ve geçerlilik oranlarının gösterilip gösterilmemesi ve çoklu gözlemci koşulları veya tek gözlemci koşulu için veri gösterilip gösterilmemesi seçimini yapmanıza imkan verir.

1. Gözet - Ayarlar Liste Penceresi ... ögesini seçin. Ayarlar Liste Penceresi iletişim kutusu görüntülenecektir.

2. İstatistikler parametre ayarları

2-1 İstatistik değerler göstergesini *İstatistik değeri göster* ögesinin yanındaki işaret kutusuna etkin (işaretli) ve devre dışı (işaretsiz) olacak şekilde tıklayarak etkinleştirin/devre dışı bırakın. Etkinleştirildiğinde **İstatistikler parametre ayarları** içindeki diğer öğeler seçilebilir.

2-2 İşaretli ve işaretsiz arasında geçiş yapmak için her bir ögenin işaret kutusuna tıklayarak gösterilecek öğeleri seçin/seçimini kaldırın. İşaretli öğeler görüntülenecektir.

3. Başarı oranı

3-1 Geçerlilik oranı bilgisi göstergesini *Başarı oranını görüntüle* ögesinin yanındaki işaret kutusuna etkin (işaretli) ve devre dışı (işaretsiz) olacak şekilde tıklayarak etkinleştirin/devre dışı bırakın. Etkinleştirildiğinde **Başarı oranı** içindeki diğer öğeler seçilebilir.

3-2 İşaretli ve işaretsiz arasında geçiş yapmak için her bir ögenin işaret kutusuna tıklayarak gösterilecek öğeleri seçin/seçimini kaldırın. İşaretli öğeler görüntülenecektir.

4. Gözlemci Koşul Ayarları

4-1 Kullanmak istediğiniz ayarın yanındaki çembere tıklayarak birden Çoklu gözlem koşulları ve aynı gözlem koşulları arasında seçim yapın.

Çoklu gözlem koşulları
Aynı gözlem koşulları

Liste ögesi seçildiğinde, bu öğeler gözlem koşulları (gözlemci/aydınlatıcı) ayarlarını kullanacaktır.

Gözlemci ve aydınlatıcı kullanan seçili tüm liste öğeleri burada görüntülenecektir. Aynı gözlem koşullarını seçtikten sonra, mevcut ayara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden istenen ayarı seçerek istenen gözlemci ve aydınlatıcıyı seçin. İletişim kutusu kapandığında seçili gözlemci ve aydınlatıcı tüm liste öğelerine uygulanacaktır.

- Aynı liste, Liste Penceresine farklı gözlemci/aydınlatıcı koşulları ile birden çok kez eklenirse, iletişim kutusu kapatıldığında burada gözlemci ve aydınlatıcı koşullu yalnızca bir öge kalacaktır.
- Değişimi olmayan gözlemci ve aydınlatıcı koşullu liste öğeleri için, gözlemci ve aydınlatıcılar değişmeden kalacaktır.
- Kullanıcı tanımlı bir aydınlatıcı seçmek için, Aydınlatıcı açılır listesinde KULLANICI ögesini seçin. Kullanıcı aydınlatıcı açılır listesi etkinleştirilecek ve istenen kullanıcı aydınlatıcı seçilebilecektir.

Liste öğeleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100.](#)

5. Ayarı kopyalayıp yapıştırma

5-1 Başlık bilgisinin ölçüm verileriyle birlikte kopyalanmasını, Çıkış başlıklarının yanındaki işaret kutusuna etkin (işaretli) ve devre dışı (işaretsiz) olacak şekilde tıklayarak etkinleştirin/devre dışı bırakın.

6. Tüm öğeler istenildiği gibi ayarlandıktan sonra, ayarları onaylamak için [OK] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.

- Ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.

2.8 Ölçümler Hakkında

SpectraMagic NX2'den hedef ve örnek ölçümler araç çubuğundaki ilgili düğmelere basılarak, Alet Penceresinde ilgili öğeye tıklayarak veya Alet menüsünde Ölçüm seçildiğinde görüntülenen açılır menüden ilgili öğe seçilerek yapılabilir.

Ölçümler yalnızca alet mevcut ölçüm koşullarında kalibre edildiye mümkündür.

2.8.1 Opaklık Ölçümleri

Opaklık ölçümleri materyalin opaklığına (materyalin ışığı ne kadar engellediği) karar verilmesi için yapılır. Opaklık ölçümleri sıklıkla kağıt gibi materyallerde yapılır.

Opaklık ölçümleri için materyalin aynı pozisyonda arka arkaya iki kez ölçümü hem hedef hem de örnek ölçümleri için yapılır. Ekrandaki talimatlar ölçümler sırasında gösterilir.

- Ölçüm 1 (beyaz fon): Materyali yeterince kalın olan aynı materyalin üstüne yerleştirin böylece ölçüm sırasında hiçbir ışık geçişi olmaz, veya yeterli madde mevcut değilse yüksek yansıtma özellikli beyaz bir arkaplanın üzerine koyun ve [Ölç] öğesine tıklayın.
- Ölçüm 2 (beyaz takviye): Materyali %0,5 veya daha az yansıtma özelliği olan (sıfır kalibrasyon kutusu gibi) bir arka plana koyun ve [Ölç] öğesine tıklayın.
- Alete bağlı olarak, ölçüm geometrisi (aydınlatma/inceleme sistemi) opaklık standardında belirtilen geometri gereklilikleriyle tam olarak eşleşmeyebilir.
- CM-36dGV için beyaz ve siyah arka planlar arasında kolay geçiş yapılmasını sağlayan Opaklık Jig CM-A134 mevcuttur.

2.8.2 Bulanıklık Ölçümleri

Bulanıklık ölçümleri geçiş sırasında materyalin ışığı ne kadar dağıttığına karar verilmesi için yapılır. Bulanıklık ölçümleri sıklıkla plastikler gibi sac gereçlerde veya sıvılarda yapılır.

Bulanıklık ölçümleri için toplamda dört ölçüm yapılır. İlk iki ölçüm, ölçüm yapan aletin referans özelliklerini ve son iki ölçüm ise materyalin dağıtıcılığını belirler. Ekrandaki talimatlar ölçümler sırasında gösterilir.

- Ölçüm 1 (beyaz fonlu bulanıklık referans ölçümü): Aletin geçirgenlik odasında bir şey olmadığını kontrol edin, beyaz kalibrasyon plakasını aletin yansıtma ölçüm açıklığına yerleştirin ve [Ölç] öğesine tıklayın.
- Ölçüm 2 (siyah fonlu bulanıklık referans ölçümü): Aletin geçirgenlik odasında bir şey olmadığını kontrol edin, sıfır kalibrasyon plakasını aletin yansıtma ölçüm açıklığına yerleştirin ve [Ölç] öğesine tıklayın.
- Ölçüm 3 (beyaz fonlu materyal ölçümü): Materyali aletin geçirgenlik odasına yerleştirin, beyaz kalibrasyon plakasını aletin yansıtma ölçüm açıklığına yerleştirin ve [Ölç] öğesine tıklayın.
- Ölçüm 4 (siyah fonlu materyal ölçümü): Materyali Ölçüm 3'te aletin geçirgenlik odasındaki aynı yere yerleştirin, sıfır kalibrasyon plakasını aletin yansıtma ölçüm açıklığına yerleştirin ve [Ölç] öğesine tıklayın.
- Alete bağlı olarak, ölçüm geometrisi (aydınlatma/inceleme sistemi) bulanıklık standardında belirtilen geometri gereklilikleriyle tam olarak eşleşmeyebilir. Ancak, aynı alet kullanılarak yapılan ölçümler karşılaştırma amacıyla bağlı değerler olarak kullanılıyorsa bu bir sorun teşkil etmemelidir.


Aynı ölçüm koşulları ile benzer materyallerin tekrarlı ölçümlerini alırken, referans özellikleri ölçümleri (Ölçüm 1 ve Ölçüm 2) ölçümlerin başında yapılabilir ve daha sonra yapılacak ölçümler için yapılmayabilir. Bununla birlikte, ölçüm koşulları veya malzeme değiştirilirse, Bulanıklık verilerini ölç(Beyaz Takviye) veya Bulanıklık verilerini ölç(Siyah Takviye) iletişim kutusu içindeki [Bulanıklık kriteri] öğesine tıklayarak referans karakteristik ölçümlerinin (Ölçüm 1 ve Ölçüm 2) tekrar alınması önerilir.

2.8.3 Manuel Ortalamalı Ölçüm

Ölçüm Koşullarındaki Manuel Ortalama Metodu Manuel veya SMC olarak ayarlandığında, ölçüm başladığı an Manuel Ortalamalı Ölçüm iletişim kutusu açılacaktır.

1. Manuel ortalama için bir ölçüm yapılacağı zaman, ölçüm malzemesini ve aletini konumlandırın ve [Ölç] ögesine tıklayın. Ölçüm alınacaktır. Ölçüm sonuçları, sonuç tablosuna eklenecektir, sonuçlardaki ölçümlerin ortalaması (Ortalama) ve standart sapması (Stand.Sap.) hesaplanacaktır.
2. Ölçüm Koşullarındaki gereklilikler (Manuel Ortalama Metodu Manuel olarak ayarlandığında Manuel ortalama süreleri; Manuel Ortalama Metodu SMC olarak ayarlandığında Seçilmiş veri sayısı ve Eşik) karşılanana kadar ölçüm almaya devam edin, [Tamamlandı] ögesi etkin olacaktır.
3. Ölçümleri tamamlamak için Tamamlandı ögesine tıklayın ve ortalamayı Liste Penceresine ekleyin, daha sonra iletişim kutusunu kapatın.
 - Ölçüm VeriAyarları kategorisinde *Varsayılan Veri Adı* içindeki *Ölçüm sırasında ölçüm verileri ayar ekranını göster seçeneği* işaretli ise, Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Orijinal verileri sakla ögesi işaretli ise, sonuçlar tablosundaki tek başına işaretli ölçümler de ölçüm adının sonun n (n 1 ile başlayan sıralı bir sayıdır) eklenmiş olarak Liste Penceresine eklenecektir.

İletişim kutusu ayarları

- Ölçüm adını değiştirmek için, ada tıklayın ve düzenleyin.
- Bir ölçümü ortalamadan ve standart sapma ölçümlerinden dışarda bırakmak için, ölçümün yanındaki işaret kutusunun işaretini kaldırın. Bir ölçümün işaretini kaldırmak, o veriyi SMC hesabındaki Seçilmiş veri sayısı dışarda bırakacaktır.
- Tüm ölçümleri işaretlemek veya işaretini kaldırmak için, işaret kutusu sütununun üstündeki kutucuğa tıklayın.
- Sonuçlar tablosunda gösterilen ölçüm öğelerini değiştirmek için,  ögesine tıklayın. Yalnızca Renk/Endeks ve Spektral öğeleri kategorileri gösterilen Öğe Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öğe seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).
- Ortalama verilere ek olarak orijinal tekli ölçüm verilerini saklamak için, iletişim kutusunu kapatma amacıyla [Tamamlandı] tıkladığında Orijinal verileri sakla ögesini işaretleyin.
- Ölçüm Koşullarındaki gereklilikler (Manuel Ortalama Metodu Manuel olarak ayarlandığında Manuel ortalama süreleri; Manuel Ortalama Metodu SMC olarak ayarlandığında Seçilmiş veri sayısı ve Eşik) karşılanana kadar [Tamamlandı] ögesi devre dışı olacaktır.

[2.9.1 Hedef Oluşturma Sihirbazını Kullanarak bir Hedef Oluşturma s. 122](#) ögesine dönün.

[2.9.2 Sihirbaz Olmadan Ölçüm ile bir Hedef Oluşturmak s. 126](#) ögesine dönün.

2.8.4 Viewfinder

- Bu işlev yalnızca bir CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus, CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-17d (sadece USB/WiFi bağlantısı) ya da CF-300 (kurulu isteğe bağlı 1,3MP USB Kamera Seti CF-A32) kullanıldığında mevcuttur.
- Ölçüm Koşulları Ölçüm Seçenekleri sekmesindeki Manuel Ortalama Metodu Manuel veya SMC olarak ayarlanmışsa bu işlev kullanılamaz.
- Bu işlev bir CM-17d kullanıldığında Tetik ölçümü (Hedef) ya da Tetik ölçümü (Örnek) ayarlı olması halinde mevcut değildir.

Viewfinder işlevi, doğru örnek konumlandırması için aletin örneğe bakışını görmenizi sağlar. Hedef ve örnek ölçümleri Viewfinder iletişim kutusundan alınabilir.

1. *Alet - Ölçüm - Viewfinder ...* ögesini seçin. Ölçüme aletin bakış açısını veren Viewfinder iletişim kutusu görüntülenir.
2. Başka bir programa yapıştırma amacıyla görüntüyü Windows panosuna kopyalamak için, viewfinder alanının sağ üstündeki kamera işaretine tıklayın.
3. Hedef ölçümü almak için, [Hedef Ölçümü] ögesine tıklayın.
4. Örnek ölçümü almak için, [Örnek Ölçümü] ögesine tıklayın.
5. İletişim kutusunu kapatmak için, [Kapat] ögesine tıklayın veya iletişim kutusunun sağ üstündeki [x] ögesine tıklayın.

2.8.5 Aralık Ölçümleri (P)

- Bu özellik yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition ile desteklenir.

SpectraMagic NX2 belli aralıklarla belli sayıda ölçümü otomatik olarak almak için ayarlanabilir.

- Aralıklı ölçümlere başlamadan önce alet kalibre edilmelidir.
 - Aralıklı ölçüm opaklık veya bulanıklık ölçümleri için kullanılamaz.
 - Aralık ölçümleri, isteğe bağlı USB Kamera Seti kurulu bir CF-300 kullanılması ve Ölçüm Koşulları altında Her ölç.res.dep. tercihi işaretli olması halinde gerçekleştirilemez.
1. *Alet - Ölçüm - Aralık Ölçümü Penceresi ...* ögesini seçin. Aralık Ölçümü Penceresi iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Aralık Ölçümü Penceresi, Ölçüm Koşullarındaki Manuel Ortalama Metodu Manuel veya SMC olarak ayarlandıysa, Ölçümü Başlat (Örnek) veya Tetik Ölçümü Başlat (Hedef) etkinleştirildiyse veya alet mevcut ölçüm koşullarında kalibre edilmemişse devre dışı bırakılacaktır.
 2. Aralık Koşullarında, Ölçüm Sayısını (aralık: 2 - 1000) veya Aralık Periyodunu (00:00:01 - 12:00:00) ayarlayın.
 - Aralık Periyodu aletin minimum ölçüm aralığından daha kısa bir süreye ayarlandıysa, ölçümler mümkün olan en kısa sürede yapılacak ve Aralık Ölçüm İlerlemesi iletişim kutusunda bir uyarı mesajı görüntülenecektir.
 3. Veri Adı alanında, geçerli ada tıklayıp düzenleyerek veri adını ayarlayın. Ad için kullanılacak değişkenler ve anlamları Biçimler bölümünde gösterilmiştir. Kullanılacağı zaman adın nasıl görüneceğine dair bir örnek veri adının altında görüntülenecektir.
 4. Hedef bölümünde, aralık ölçümlerinin bağdaştırılacağı dosyadaki mevcut hedefi seçin veya mutlak ölçüm almak için (Mutlak) ögesini seçin.
 - Aralıklı ölçümlerin ilkini hedef olarak kullanmak ve kalan aralıklı ölçümleri hedef ile bağdaştırmak için ilk ölçümü bir hedef olarak al ögesini işaretleyin.
 5. Ölçüm Koşullarında, mevcut ayara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden istenen ayarı seçerek istenen gözlemci ve aydınlatıcıyı seçerek ölçüm koşullarını aralıklı ölçüm olarak kullanma amacıyla ayarlayın.
 - Alet ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72.](#)
 6. Ölçüm Seçeneklerinde, Otomatik ortalama süreleri ayarını yukarı/aşağı okları kullanarak veya doğrudan değer girerek ayarlayın. Aralık: 1 - 30.
 7. Kalibrasyon yapmak için [Kalibrasyon] ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
 - Kalibrasyon hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.6 Kalibrasyon s. 85.](#)
 8. Ölçümleri başlatmak için, [Ölçüme başla] ögesine tıklayın. Ölçümler başlatılacak ve her ölçümün sonucu belgeye eklenecektir. Aralıklı ölçüm ilerlemesini gösteren Aralıklı Ölçüm İlerlemesi iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - 5. adımdaki ölçüm koşullarında kalibrasyon henüz gerçekleştirilmediyse [Ölçüme başla] ögesine tıkladığında ölçümler yerine kalibrasyon süreci başlar. Kalibrasyon yapmak için ekrandaki talimatları izleyin ve daha sonra ölçümleri başlatmak için [Ölçüme başla] ögesine tıklayın. Kalibrasyon hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.6 Kalibrasyon s. 85.](#)
 - Süreçteki aralıklı ölçümleri iptal etmek için [İptal] ögesine tıklayın. Aralık ölçüm iptal edilse bile, [İptal] ögesine tıklanana kadar yapılan ölçümler belgede kalacaktır. Aralık ölçümleri iptal edildiğinde aralıklı ölçüm sırasında alınan ölçümleri belgeden silmek için, [İptal] ögesine tıklamadan önce, Aralıklı Ölçüm İlerlemesi iletişim kutusundaki [İptal edildiğinde veriyi sil.](#) seçeneğini işaretleyin.
 9. Aralıklı ölçümler tamamlandığında Aralık Ölçümü İlerleme iletişim kutusunu kapamak için [Tamamlandı] ögesine tıklayın.

2.8.6 Alet Tetik Ölçümü (Uzaktan Ölçüm)

- Bu işlev yalnızca ölçüm düğmesi olan bir alet bağlandığında ve kalibre edildiğinde kullanılabilir.
- Bu işlev CM-3700A/CM-3700A-U, CM-3600A/CM-3610A veya CF-300 kullanılırken mevcut değildir.

Tetik modu, aletin ölçüm düğmesi ile hedef veya örnek ölçümleri yapmanızı sağlar.

- Bir CM-17d ile bir cihaz tetik modu kullanıldığında, SpectraMagic NX2 Viewfinder işlevini kullanmak mümkün değildir. Viewfinder görüntüsü bunun yerine, cihazın Viewfinder tuşuna basılarak veya ölçüm düğmesi 0,5 saniyeden uzun süre basılı tutularak cihaz ekranında görülebilir. Ölçüm Seçenekleri'nde Her ölç.res.dep. seçeneği işaretlenirse, vizör görüntüsü ölçümle birlikte kaydedilir.

Tetik modu ayarları arasında geçiş yapmak için:

Alet Penceresindeki Alet Tetik Ölçümü ögesine tıklayın. Her tıkladığında alet tetik modunun ayarı, mevcut ayarını simge değişimi ile göstererek aşağıdaki sıralamada değişir:



Menüden tetik modunu etkinleştirmek için:

1. *Alet - Alet Tetik Modu ...* ögesini seçin. Alet Tetik Modu iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kullanılacak alet tetik modunu seçin:
 - Örnek ölçümler için tetik modunu etkinleştirmek için, Örnek tetik ögesine tıklayın.
 - Hedef ölçümler için tetik modunu etkinleştirmek için, Hedef tetik ögesine tıklayın.
 - Hem örnek ölçümü hem de hedef ölçümü için tetik modunu devre dışı bırakmak için Tetik KAPALI ögesine tıklayın.
 - Aynı anda Örnek tetik ve Hedef tetik gibi birden fazla ayar seçilmesi mümkün değildir. Bir ayara tıklanması diğer ayarları devre dışı bırakır.
3. CM-700d/CM-600d kullanırken, her uzaktan ölçümden sonra alet ekranında ölçüm sonuçlarının görüntülenmesiyle alakalı ayarları değiştirmek için kullanılan [Seçenekler] düğmesi görüntülenecektir. Alet ekranı görüntü ayarlarının yapılması hakkında bilgi için, bkz. [2.8.6.1 Alet Tetik Ölçümleri sonrası Alet Ekranında Ölçüm Sonuçlarının Gösterilmesi \(yalnızca CM-700d/CM-600d\) s. 120.](#)
4. Tüm ayarlar istenildiği gibi yapıldıktan sonra ayarları uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - Ayarları değiştirmeden iletişim kutusunu kapatmak için [OK] yerine [İptal] ögesine tıklayın.

2.8.6.1 Alet Tetik Ölçümleri sonrası Alet Ekranında Ölçüm Sonuçlarının Gösterilmesi (yalnızca CM-700d/CM-600d)

Alet tetik ölçümleri yapılırken, her uzaktan ölçümden sonra ölçüm sonuçları SpectraMagic NX2'den alet ekranına gönderilebilir.

- Menü, araç çubuğu düğmeleri veya Alet Penceresi kullanılarak SpectraMagic NX2 içinden alınan ölçümler ekranda görüntülenmeyecektir.

Ekran görüntülenmesini etkinleştirmek için:

1. Alet Tetik Modu iletişim kutusu gösterilmiyorsa, *Alet - Alet - Alet Tetik Modu ...* ögesini seçin.
2. [Seçenekler] ögesine tıklayın. Alet ekranı ayarları göster iletişim kutusu görüntülenecektir.

3. Ölçüm sonuçlarının ekran görüntülenmesini etkinleştirmek için, her alet tetik ölçümünden sonra Alet ekranında sonucu göster seçeneğini Kapalı/Açık seçiminden Açık olarak işaretleyin.

Alet ekranındaki Ekran sonuçları Açık olarak ayarlandığında, iletişim kutusundaki diğer ayarlar etkinleştirilecektir.

- Mevcut ayarlara tıklayıp görüntülenen açılır listeden istenen ayar seçilerek ayarlar değiştirilebilir.
- [Varsayılan ayarları yükle] ögesine tıklanması tüm ayarları varsayılan ayarlara döndürür.
- [Read] ögesine tıklanması Alet ekranı ayarları göster içeren daha önceden kaydedilmiş *.rof veya *.rofx2 dosyasını açma amacıyla Aç iletişim kutusunu açar.
- [Kaydet] ögesine tıklanığında, mevcut Alet ekranı ayarları göster görüntü ayarlarının bir dosyaya Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır.

4. Tüm ayarlar istenildiği gibi yapıldıktan sonra ayarları uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

- Ayarları değiştirmeden iletişim kutusunu kapatmak için [OK] yerine [İptal] ögesine tıklayın.

5. Alet Tetik Modu iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

2.9 Hedefler

Renk farkı ölçülürken hedefler kullanılır.

Hedefler aşağıdakiler tarafından oluşturulabilir:

- Hedef Oluşturma Sihirbazını kullanmak. Bkz. [2.9.1 Hedef Oluşturma Sihirbazını Kullanarak bir Hedef Oluşturma s. 122.](#)
- Hedef Oluşturma Sihirbazı kullanılmadan ölçüm yaparak. Bkz. [2.9.2 Sihirbaz Olmadan Ölçüm ile bir Hedef Oluşturma s. 126.](#)
- Aralıklı ölçümlerinin ilk ölçümünü hedef olarak kullanarak. Bkz. [2.8.5 Aralık Ölçümleri ® s. 119.](#)
- Alet hafızasından hedefleri okuyarak. Bkz. [2.9.3 Aletten Okuyarak Hedef Oluşturma s. 127.](#)
- Mevcut bir hedefi veya örneği kopyalayıp yeni bir hedef olarak yapıştırarak. Bkz. [2.9.4 Mevcut Hedefi veya Örneği Kopyalayarak/Yapıştırarak Hedef Oluşturma s. 130.](#)
- Mevcut bir örneği hedef olarak değiştirerek. Bkz. [2.9.5.1 Örneğin Hedefe Değiştirilmesi s. 131.](#)

- Bir hedef yalnızca aktif bir belge varsa oluşturulabilir.
- [Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Hedef Ayarlanması s. QS-9](#) ögesine dönün.

2.9.1 Hedef Oluşturma Sihirbazını Kullanarak bir Hedef Oluşturma

Renk farkını ölçmek için hedefler ve diğer ayarlar, hedef oluşturmada ve başarılı/başarısız değerlendirmesi için gerekli toleransları ayarlama size yol gösteren Hedef Oluşturma Sihirbazı kullanılarak kolaylıkla ayarlanabilir.

1. **Veri - Hedef Oluştur ...** ögesini seçin.
Bir alet bağlıysa, Kayıt Metodunu Seç iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki istenen kayıt yöntemi ile ilgili bölümle devam edin.
Hiçbir alet bağlı değilse, Sihirbaz, Giriş Manuel Olarak iletişim kutusunu açar. Aşağıdaki Verinin manuel girişi yapılarak hedefin kaydedilmesi bölümündeki 2-2 adımıyla devam edin.
2. **Hedef Verilerin Kaydedilmesi**
Ölçüm ile hedef verileri kaydetme
 - 2-1 Hedef Kaydı sekmesinde [Ölçüm] ögesine tıklayın. Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - 2-2 Hedef adını değiştirmek isterseniz, hedef adı metin kutusuna tıklayın ve hedef adı düzenleyin.
 - 2-3 Ölçüm Koşulu bölümünde hedef ölçümü için istenen ölçüm koşullarını ayarlayın.
 - Mevcut ölçüm koşulları alete göre değişir. Ölçüm koşulları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. s. 72.
 - Seçenekler kısmındaki ortalama ayarları hakkında ayrıntılar için bkz. [Ölçüm Seçenekleri s. 84.](#)
 - 2-4 Seçili ayarlarda aleti kalibre etmek için [Kalibrasyon] ögesine tıklayın.
 - Kalibrasyon hakkında bilgi için bkz. s. 85.
 - 2-5 Hedefi ölçüm için konumlandırın ve [Ölçüm] ögesine tıklayın. Ölçüm alınacak ve ölçüm sonuçları Ölçüm sonucu bölümünde görüntülenecektir. Hedef adın yanındaki kare ölçülen renge değişir.
 - Kalibrasyon yapmak için ekrandaki talimatları izleyin ve daha sonra 4. adımı tekrar edin.
 - Ölçümler, ölçüm koşullarına ve ortalama ayarlarına göre alınacaktır. Manuel Ortalama Metodu, Manuel veya SMC olarak ayarlandığında, Manuel Ortalamalı Ölçüm iletişim kutusu görüntülenecektir. Bkz. [2.11 Varsayılan Ayarların Yapılması s. 140.](#)

- 2-6** Ölçüm sonuçları doğruysa, [OK] öğesine tıklayın ve örnek ölçüm koşullarını ayarlamak için aşağıdaki 3. adımla devam edin.
- Ölçüm sonuçları kabul edilebilir değilse, aletin ve hedefin konumlarını kontrol edin ve tekrar bir ölçüm yapmak için tekrar [Ölçüm] öğesine tıklayın ve ölçüm verilerini yeni ölçümden gelen verilerle değiştirin.

Verinin manuel girişi yapılarak hedefin kaydedilmesi

- 2-1** Hedef Kaydı sekmesinden [Giriş Manuel Olarak] öğesine tıklayın. Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 2-2** Hedef adını değiştirmek isterseniz, hedef adı metin kutusuna tıklayın ve hedef adı düzenleyin.
- 2-3** Renkli Veriler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden girilecek veri türünü (Spektrum veya Renkölçümsel) seçin.
- 2-4** Parlaklık değeri de eklemek için Özellikler kaydırma düğmesine tıklayın ve Açık konumuna getirin.
- 2-5** Grup Özellikleri listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden hedef için girilecek grup özelliğini seçin.
- Ölçüm Koşullarındaki bazı öğeler seçili Grup Özelliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir.
- 2-6** Ölçüm Koşulu bölümünde hedef için istenen ölçüm koşullarını ayarlayın.
- Mevcut ölçüm koşulları seçili Grup Özelliğine göre değişecektir.
- 2-7** Adım 2-6'da veri tipi olarak "Spektrum" seçilmişse:
- a)** Dalga Uzunluğu listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen dalga uzunluğu aralığını (360-740 veya 400-700) seçin. Dalga uzunluğu aralığı seçildiğinde, [Yansıma Oranı Ayarları] etkinleştirilecektir.
- b)** [Yansıma Oranı ayarları] öğesine tıklayın. Yansıma Oranı Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
- c)** Her sekmedeki her dalga uzunluğu için spektral veri girin. Sekme değiştirmek için, sekmelere tıklayın.
- d)** Tüm veriler istenildiği gibi girildikten sonra, iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.
- Adım 2-3'da veri tipi olarak "Renkölçümsel" seçilmişse:
- a)** Renk Alanı listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen renk alanını (L*a*b*, Hunter Lab veya XYZ) seçin.
- b)** [İnceleme Koşulu] öğesine tıklayın. İnceleme Koşulu Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
- c)** İlgili listeye tıklayarak ve görüntülenen açılır listelenen seçim yaparak İnceleme Koşulu 1 için istenen Gözlemci ve Aydınlatıcıyı seçin.
- d)** Kullanıcı aydınlatıcı seçmek için, Aydınlatıcı açılır listesinden Kullanıcı Aydınlatıcı öğesini seçin ve Kullanıcı Aydınlatıcı listesinden istenen kullanıcı aydınlatıcıyı seçin.
- Kullanıcı aydınlatıcıları hakkında bilgi için bkz. [2.15 Kullanıcı Aydınlatıcılarının Kaydedilmesi](#) ® s. 150.
- e)** İstenildiği takdirde, İnceleme Koşulu 2 ve İnceleme Koşulu 3 öğelerinin yanındaki kaydırma düğmesini Açık konumuna getirin ve her koşul için istenen Gözlemci ve Aydınlatıcı ayarlarını seçin.
- f)** Tüm koşullar istenildiği gibi ayarlandıktan sonra, iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.
- g)** Hedef renkölçüm değerlerini girin. Farklı inceleme koşulları sekmeleri arasında değişim yapmak için, sekmelere tıklayın.
- 2-8** 2 ve 4. adımda Özellikler Açık olarak ayarlandıysa, hedef için parlaklık değeri girin.
- 2-9** [OK] öğesine tıklayın ve 3. adım Örnek Ölçüm Koşullarını Ayarlamaya devam edin.

3. Örnek Ölçüm Koşullarının Ayarlanması

- Örnek ölçüm koşullarını ayrı ayrı ayarlamak istemiyorsanız ve örnek ölçümleri için hedef ölçüm koşullarını kullanmak istiyorsanız, iletişim kutusunun sağ üst kısmındaki Açık/Kapalı kaydırma düğmesini Kapalı olarak ayarlayın.
 - Sekme değiştirmek için, istenen sekmeye tıklayın.
- 3-1** Ölçüm Koşulları sekmesinde: Mevcut Alet ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istediğiniz aleti seçin. Listedeki aletler, bu belge için Kullanılabilir Aletler olarak

belirlenen veya bu belgede daha önce kullanılmış olan aletler olacaktır.

3-2 Ölçüm Koşulları sekmesinde istenen ölçüm koşullarını seçin. Erişilebilir ölçüm koşulları seçili aletlere göre değişir. Ölçüm koşulları hakkında bilgi için bkz. [2.5 Ölçüm Koşulu Ayarlarının Yapılması s. 72](#).

3-3 Seçenekler sekmesinde istenen ortalama koşullarını ayarlayın. Ortalama ayarları hakkında bilgi için bkz. [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#).

3-4 [OK] ögesine tıklayın ve aşağıdaki 4. adım Tolerans Ayarları ile devam edin.

- Bir önceki ekrana dönmek için [Geri] ögesine tıklayın.

4. Tolerans Ayarlarının Yapılması

4-1 Koşulun ayar toleranslarını etkinleştirmek için Koşulun yanındaki işaret kutusuna tıklayın.

4-2 Toleransı etkinleştirmek için ayarlanacak her toleransın yanındaki işaret kutusuna tıklayın.

4-3 Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen toleransı ayarlayın.

4-4 4-1 ve 4-3 numaralı adımları tekrar ederek diğer toleransları istenildiği gibi ayarlayın.

4-5 Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen Uyarı Düzeyini (%) ayarlayın.

4-6 [OK] ögesine tıklayın ve aşağıdaki 5. adım Belge Ayarlarının Yapılması ile devam edin.

- Bir önceki ekrana dönmek için [Geri] ögesine tıklayın.

5. Belge Ayarlarının Yapılması

5-1 Hedef veri etiketi eklemek için:

- Doğrudan bir etiket ayarlamak için, Veri Etiket kutusuna tıklayın ve istediğiniz etiketi doğrudan girin. Etiket girişi tamamlandıktan sonra bilgisayar klavyesinde Enter tuşuna basın. Etiket arka planı açık griye dönüşecek ve etiketin sağında bir "x" belirecektir.
- Belgede zaten kullanılan bir etiketi varsayılan etiket olarak ayarlamak için Veri Etiket kutusunun sağındaki [+] ögesine tıklayın. Belgede önceden kullanılmış etiket listesi görüntülenecektir. Listedeki istenen etiketi seçin. Etiket açık gri arka planlı olarak Etiket kutusuna eklenecek ve etiketin sağında "x" işareti görünecektir.
- Veri Etiket kutusundan bir etiketi silmek için, etiketin sağındaki "x" işaretine tıklayın.

5-2 Bir yorum yazmak için, Yorum kutusuna tıklayın ve yorumu girin.

5-3 Hedef ile bir görüntüyü bağlantılamak için [Görüntüyü ayarla] ögesine tıklayın. Resmi düzenle iletişim kutusu açılacaktır.

a) [Resim Dosyasına Gözet] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.

b) İstenen görüntüyü arayın ve [Aç] ögesine tıklayın. Resmi düzenle alanında görüntünün bir ön izlemesi görüntülenecektir.

- *.bmp, *.jpeg, *.jpg, ve *.png görüntü dosyaları seçilebilir.

c) Bir işaretleyici eklemek için, [İşaretleyici çiz] ögesine tıklayın. Dairesel işaretleyici görüntü önizlemesinde görüntülenecektir.

- İşaretleyici rengi ve İşaretleyici kalınlığı ilgili kontroller ile ayarlanabilir.
- İşaretleyicinin boyutu ve şekli, önizleme penceresinde işaretleyicinin üstüne tıklayarak ve tutacakları istenen boyuta/şekle çekerek değiştirilebilir.
- Görüntü üzerine yalnızca 1 işaretleyici eklenebilir.
- Yerleştirilen bir işaretleyiciyi silmek için [İşaretleyici temizle] ögesine tıklayın.

d) [OK] ögesine tıklayın. Görüntü Ek Bilgilere eklenecektir.

- Bağlantılı bir görüntüyü silmek için [Görüntüyü temizle] ögesine tıklayın.

5-4 Kullanıcı tanımlı bir listeden bir öğe eklemek için Kullanıcı Tanımlı Liste alanından [Ekle] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.

a) Kullanıcı Tanımlı Bilgiler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.

- Açılır listede yalnızca Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesine daha önce eklenmiş olan öğeler görüntülenecektir. Bkz. [2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları](#) © s. 145.


- b)** [OK] öđesine tıclayın. Seçili öđe Kullanıcı Tanımlı Listeye eklenecektir.
 - c)** Eklenen öđeyi seçin ve istenen değeri ayarlamak için öđenin Deđerine tıclayın.
 - Bir önceki ekrana dönmek için [Geri] öđesine tıclayın.
- 6.** Hedef bilgiyi kaydetmek için [OK] öđesine tıclayın. Hedef Oluştur iletişim kutusu kapanacaktır.

2.9.2 Sihirbaz Olmadan Ölçüm ile bir Hedef Oluşturmak

- Bu işlev yalnızca bağlı alet kalibre edildiğinde kullanılabilir.

Bir hedef, Hedef Oluşturma Sihirbazı kullanılmadan doğrudan hedef ölçülerek oluşturulabilir.

Aynı zamanda hedefi, aralıklı ölçüm serilerinin ilk ölçümü olarak hesaplamak mümkün değildir. Bkz. [2.8.5 Aralık Ölçümleri](#) © s. 119.



1. Hedef rengi ölçmek için hedefi ve aleti ölçüm için konumlandırın ve aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Araç çubuğundaki Hedef Ölçümü düğmesine tıklayın.
 - Alet Penceresindeki Hedef Ölçümü veya  ögesine tıklayın.
 - F3'e basın.
 - *Alet - Ölçüm - Hedef Ölçümü* ögesine tıklayın.
 - Viewfinder işlevini CM-36dG/CM-36dGV/CM-36d, CM-17d veya CF-300 ile kullanırken, Viewfinder iletişim kutusundaki [Hedef Ölçümü] ögesine tıklayın. Bkz. [2.8.4 Viewfinder s. 118](#).
 - Ölçümü Başlat (Hedef) etkinleştirmek için alet ölçüm düğmesini kullanın. Bkz. [2.8.6 Alet Tetik Ölçümü \(Uzaktan Ölçüm\) s. 120](#).
 - Bir CM-17d ile bir cihaz tetik modu kullanıldığında, SpectraMagic NX2 Viewfinder işlevini kullanmak mümkün değildir. Viewfinder görüntüsü bunun yerine, cihazın Viewfinder tuşuna basılarak veya ölçüm düğmesi 0,5 saniyeden uzun süre basılı tutularak cihaz ekranında görülebilir. Ölçüm Seçenekleri'nde Her ölç.res.dep. seçeneği işaretlenirse, vizör görüntüsü ölçümle birlikte kaydedilir.
2. Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Ölçüm VeriAyarları, *Varsayılan Veri Adı* kategorisindeki *Ölçüm sırasında ölçüm verileri ayar ekranını göster* işaretli değilse, varsayılan ad kullanılacak ve Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenmeyecektir. 1. adımdaki işlemlerden herhangi biri gerçekleştirildiğinde ölçüm hemen yapılacaktır.
3. İstenen bilgileri doldurun.
 - Varsayılan veri adı ayarlarını değiştirmek için, [Varsayılan ayar değişikliği] ögesine tıklayın. Varsayılan Veri Adı kategorisi seçili olarak Ölçüm VeriAyarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
4. [OK] ögesine tıklayın. Ölçüm alınacaktır.
 - Ölçümler, Ölçüm Koşulları iletişim kutusundaki ayarlara göre alınacaktır.
 - Manuel Ortalama Metodu, Manuel veya SMC olarak ayarlandığında, Manuel Ortalamalı Ölçüm iletişim kutusu görüntülenecektir. Bkz. [2.11 Varsayılan Ayarların Yapılması s. 140](#).
5. Ölçülen veriler hedef veri olarak kaydedilecek ve Liste Penceresine eklenecektir.

2.9.3 Aletten Okuyarak Hedef Oluřturma

CM-26dG/CM-26d/CM-25d, CM-25cG, CM-5/CR-5, CM-17d/CM-16d, CM-512m3A, CM-700d/CM-600d/CM-700d-U, CM-2600d/CM-2500d, CM-2500c, veya CR-400/CR-410 kullanırken, aletin hafızasında saklanan hedefler SpectraMagic NX2'ye okunabilir.

2.9.3.1 Alette Hedefleri Düzenlerken Hedeflerin Belgeye Kaydedilmesi

Alette depolanan hedeflerin tolerans deęerleri düzenlenebilir ve hedefler belgeye okunabilir.

1. *Alet - Okuma/Yazma - Hedef Oku/Düzenle ...* öęesini seçin.
 2. Alette depolanan hedef listesini gösteren Hedef Düzenle iletişim kutusu görüntülenecektir.
 3. Bir hedefi görmek için listeye tıklayın. Hedefe dair bilgi iletişim kutusunun sağ tarafında görüntülenecektir.
 4. Seçili hedefi silmek için, [Sil] öęesine tıklayın.
 5. Hedef adını deęiřtirmek için, mevcut ada tıklayın ve düzenleyin.
 6. Ölçüm Verileri + Özellikler sekmesi seçildiğinde, ölçüm koşulları (Ölçüm Koşulu sekmesi seçildiğinde) veya özellikler (Özellikler sekmesi seçildiğinde) ve ölçüm sonuçları görüntülenecektir.
 - Ölçüm Verileri + Özellikler sekmesindeki bilgiler ve veri deęerleri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, düzenlenemez.
 - Renkölçümsel Deęerler/Endeksler tablosunda gösterilen öęeler, tablonun sağ üst kısmındaki  tıklanarak deęiřtirilebilir. Yalnızca Renk/Endeks ve Spektral öęeleri kategorileri gösterilen Öęe Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öęe seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öęelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).
 - Hedefin spektral verisini görmek için [Veri] öęesine tıklayın. Spektral Veriler iletişim kutusu görüntülenecektir. Grup özelliklerinin verilerini görmek için her grup özelliğine ait sekmesine tıklayın.
 - CR-5 veya CR-400/CR-410 kullanılırken spektral veriler kullanılamaz.
 7. Tolerans sekmesi seçiliyken, alet için ayarlanan tolerans deęerleri düzenlenebilir.
 - Gösterilen öęeler tablonun sağ üstte  işaretine tıklanarak deęiřtirilebilir. Öęe Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öęe seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öęelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).
 - 7-1 Bir Koşul için tolerans ayarlamak üzere koşulun yanındaki işaret kutusunu işaretleyin. Bir koşul seçiliyken o koşulun tolerans öęeleri etkinleştirilecektir.
 - 7-2 Bir tolerans deęerini ayarlamak için, deęerin yanındaki işaret kutusunu işaretleyin ve yukarı/ařaęı oklarını kullanarak veya deęeri doğrudan girerek ayarlayın.
 - Üst deęer + toleransı ve alt deęer - toleransıdır.
 - 7-3 İstenen tüm toleransları ayarlamak için 7-1 ve 7-2 numaralı adımları tekrar edin.
 - 7-4 Parametrik katsayıları ayarlamak için, [Parametrik katsayı ayarı] öęesine tıklayın. Parametrik Katsayı Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenen katsayı deęerlerini yukarı/ařaęı düęmelerini kullanarak veya deęeri doğrudan girerek ayarlayın. Tüm deęerler istenen şekilde ayarlandıktan sonra [OK] öęesine tıklayın.
 - [Parametrik katsayı ayarı] bazı aletler için gösterilmez.
8. Deęiřiklikleri alete kaydetmek için [Kaydet] öęesine tıklayın.
 9. Deęiřiklikleri alete kaydetmeden atmak için [Çıkart] öęesine tıklayın.

10. Aletten belgeye bir hedef okutmak için, hedef adının yanındaki işaret kutusunu işaretleyin ve [Kayıt] ögesine tıklayın.

- Tüm hedefleri belgeye okutmak üzere seçmek için, Hepsini Seç işaret kutusunu işaretleyin.

11. İstenen tüm eylemler tamamlandığında, iletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] ögesine tıklayın.

2.9.3.2 Örnekler ile Hedeflerin Okunması

Örnekler aletten okunduğu zaman, ilgili hedefler de okunur.

- Örnekler ile ilişkilendirilmemiş hedefler okunmayacaktır.

1. *Alet - Okuma/Yazma - Örnekleri Oku ...* ögesini seçin.

- Alete bir kullanıcı aydınlatıcı ayarlanmışsa, okuma örnekleri gerçekleştirilmeden önce kullanıcı aydınlatıcısı belgeye okunmalıdır. Bkz. [2.15.3 Aydınlatıcı verisini ölçüm aletinden okuyarak s. 151](#).

2. Örnekleri Oku iletişim kutusu görüntülenecektir.

3. İstenen Okunacak Veri aralığını ayarlayın.

- **Tüm veriler:** Alette depolanan tüm veriler.
- **Bugünün verisi:** Mevcut tarihte ölçülen veri
- **Zaman aralığı:** Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasındaki veri. Tarihin sağındaki takvim simgesine tıklayarak başlangıç tarihini ve bitiş tarihini ayarlayın ve görüntülenen takvimden istediğiniz tarihi seçin.
- Yüklenecek belirli verileri seçebilmeniz amacıyla ayarlanan kapsamla eşleşen verilerin bir listesini göstermek için [Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin](#) seçeneğini işaretleyin. [Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin](#) seçili değilse, [OK] ögesine tıklandığında ayarlanmış kapsamla eşleşen tüm veriler belgeye yüklenecektir.


4. İstenen Seçenekler yapın.


- [Tüm örnekler için ek bilgi ayarla](#): Yüklenen tüm verilere ek bilgi ayarlanması için kullanılan Ek Bilgileri Ayarla iletişim kutusu veriler yüklenmeden görüntülenecektir.
- [Kaydedilmiş Örnekleri ölçüm aletinden sil](#): Veriler yüklendiğinde örnekler aletten silinecektir.
- [Zaten belgenin içinde olan Örnekleri kaydetme](#) (Bazı aletler için gösterilmez): Belgede aynı bilgilere sahip bir örnek halihazırda mevcutsa, kaydedilmeyecektir.

5. Ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra [OK] ögesine tıklayın. [Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin](#) ve [Tüm örnekler için ek bilgi ayarla](#) işaretlenmemişse, ayarlanan kapsamla eşleşen örnekler, ilgili hedeflerle birlikte belgeye okunacak ve iletişim kutusu kapanacaktır.

6. [Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin](#) işaretlendiyse, örneklerin bir listesini ve aletin belleğindeki ilişkili hedefleri gösteren Örnekleri Oku iletişim kutusu görüntülenir.

- İlişkili örnekler olmayan hedefler gösterilmeyecektir.

6-1 Hedefler ve örnekler olarak kategorize edilmiş tüm verileri göstermek için  ögesine tıklayın. Hedefin yanındaki üçgene tıklamak hedef listesini açar ve bir hedef seçmek yalnızca o hedefle ilişkili örnekleri gösterir.

Hedefe göre sınıflandırılmış verileri göstermek için  ögesine tıklayın. Hedefin yanındaki üçgene tıklanılması hedef listesini açar ve bir hedef seçildiğinde yalnızca o hedefle ilişkili örnekler gösterilir.

6-2 Belgeye okutulacak veriyi seçmek için, istenen örneğin yanındaki işaret kutusunu işaretleyin. Tüm örnekleri seçmek için listenin en üstündeki işaret kutusunu işaretleyin. İşaretlendikten sonra listenin en üstündeki işaret kutusunun işaretini kaldırmak, tüm örneklerin işaretini kaldıracaktır.

6-3 İşaretlenen örnekleri belgeye okutulduktan sonra aletten silmek isterseniz, [Kaydedilmiş Örnekleri ölçüm aletinden sil](#) seçeneğini işaretleyin.

6-4 İstenen tüm örnekler işaretlendikten sonra [OK] ögesine tıklayın. [Tüm örnekler için ek bilgi ayarla](#) işaretli değilse, seçilen örnekler ilgili hedeflerle birlikte belgeye okunacak

ve iletişim kutusu kapanacaktır.

7. Tüm örnekler için ek bilgi ayarla işaretlendiyse, Ek Bilgileri Ayarla iletişim kutusu görüntülenir.

- Ayarlanan bilgiler, yüklenen tüm örneklere ve hedeflere eklenecektir.

7-1 Veri etiketlerini görmek için:

- Doğrudan bir etiket ayarlamak için, Veri Etiket kutusuna tıklayın ve istediğiniz etiketi doğrudan girin. Etiket girişi tamamlandıktan sonra bilgisayar klavyesinde Enter tuşuna basın. Etiket arka planı açık griye dönüşecek ve etiketin sağında bir “x” belirecektir.
- Belgede zaten kullanılan bir etiketi varsayılan etiket olarak ayarlamak için Veri Etiket kutusunun sağındaki [+] öğesine tıklayın. Belgede önceden kullanılmış etiket listesi görüntülenecektir. Listedeki istenen etiketi seçin. Etiket açık gri arka planlı olarak Etiket kutusuna eklenecek ve etiketin sağında “x” işareti görünecektir.
- Veri Etiket kutusundan bir etiketi silmek için, etiketin sağındaki “x” işaretine tıklayın.

7-2 Kullanıcı tanımlı bilgiyi ayarlamak için Kullanıcı Tanımlama Bilgisi alanından [Ekle] öğesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.

a) Kullanıcı tanımlı bilgiler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.

b) [OK] öğesine tıklayın. Seçili öğe Kullanıcı Tanımlı Listeye eklenecektir.

c) Eklenen öğeyi seçin ve istenen değeri ayarlamak için öğenin Değerine tıklayın.







7-3 Ek bilgiler istenildiği gibi ayarlandıktan sonra [OK] öğesine tıklayın. İlgili tüm hedefler ile birlikte örnekler belgeye okunacak ve iletişim kutusu kapanacaktır.

2.9.4 Mevcut Hedefi veya Örneği Kopyalayarak/Yapıştırarak Hedef Oluşturma

1. Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, kopyalanacak ve hedef olarak yapıştırılacak hedef veya örneğe sağ tıklayın ve *Kopyala* ögesini seçin.
2. Ağaç Penceresine veya Veri Listesi Penceresine sağ tıklayın ve *Verileri belirtilen koşullarla yapıştırın...* ögesini seçin. Veri DataCopyDialog görüntülenecektir.
3. Farklı Kopyala içinden, *Hedef* ögesini seçin.
 - 1. adımda sağ tıklanan ölçüm bir hedef ise, *Hedef* otomatik olarak seçilir ve değiştirilemez.
4. Grup Özelliği Seç içinden, yapıştırmak istediğiniz grup özelliklerini seçin.
 - Grup Özelliği Seç tek banka ölçümleri için gösterilmemiştir.
5. [OK] ögesine tıklayın. Ölçüm belgeye yeni hedef olarak yapıştırılacaktır.

2.9.5 Hedeflerin Korunması

Hedefler, yanlışlıkla düzenlenmeye veya silinmeye karşı korunabilir.

1. Ağaç Penceresinde, korunacak hedef üzerine sağ tıklayıp *Hedefi Koru/Koruma ...* seçiminde bulunun. Hedef güncel olarak korunmuyorsa hedef korunacaktır ve güncel simgeye küçük bir kilit simgesi eklenecektir:
Hedef:  . Ana hedef:  . Çalışma hedefi:  .
Hedef güncel olarak korunuyorsa bunun korunması kaldırılacak ve simgeler kilit simgesine sahip olmayacaktır:
Hedef:  . Ana hedef:  . Çalışma hedefi:  .

Bir hedef korunduğunda:

- Hedef veri (tolerans verileri ve ilave bilgiler dahil) düzenlenemez.
- Hedef silinemez.
- Hedef örnek olacak şekilde değiştirilemez.

Bir hedef korunduğunda aşağıdaki işlemler yine de mümkündür:

- Hedef ve ana hedef ya da hedef ve çalışma hedefi arasında değişiklik.
- Hedef ile örneklerin ilişkilendirilmesi

2.9.6 Örnek ve Hedef Arasında Veri Deęiřtirme

2.9.6.1 Örneęin Hedefe Deęiřtirilmesi

1. Aęaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, hedef olarak kopyalanıp yapıřtırılacak örneęe saę tıklayın ve *Örneęi Hedef ile Deęiřtir ...* öęesini seęin. Bir onay iletiřim kutusu görünecektir.
2. [Evet] öęesine tıklayın. Örnek hedefe deęiřtirilecektir.

2.9.6.2 Hedefin Örneęe Deęiřtirilmesi

1. Aęaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, bir örneęe dönüřtürmek için hedefe saę tıklayın ve *Hedefi Örnek ile deęiřtir...* öęesini seęin. Bir onay iletiřim kutusu görüntülenecektir.
 - Hedefin kendisiyle iliřkilendirilmiř örnekleri varsa, onay iletiřim kutusu yerine bir hata mesajı görüntülenir. İliřkilendirilmiř örnekleri olan bir hedef örneęe dönüřtürülemez.
2. [Evet] öęesine tıklayın. Hedef örneęe dönüřtürülecektir.



2.9.7 Ana Hedef/Çalışma Hedefi [Ⓟ]

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Birkaç hedef veri, birkaç çalışma hedefinden oluşan bir grup halinde bir ana hedefin altında düzenlenebilir. Ana hedef veya gruptaki çalışma hedeflerinden herhangi biriyle yapılan örnek ölçümler söz konusu grupla ilişkilendirilecektir.



2.9.7.1 Bir Hedefi, Ana Hedefe Değiştirmek

Bir hedefi, ana hedef olarak değiştirmek için:

1. Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, bir örneğe dönüştürmek için hedefe sağ tıklayın ve *Ana Hedef... - Hedefi Ana Hedef Olarak Değiştir...* ögesini seçin. Seçili hedef bir ana hedefe dönüştürülecek ve simgesi  yerine  olacaktır.



2.9.7.2 Bir Ana Hedefi, Düzenli Hedefe Değiştirmek

Bir ana hedefi normal bir hedef (ana hedef veya çalışma hedefi olmayan bir hedef) olarak değiştirmek için:

1. Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, normal bir hedefe dönüştürmek için ana hedefe sağ tıklayın ve *Ana Hedef... - Ana Hedefi Hedef Olarak Değiştir...* ögesini seçin. Seçili ana hedef normal bir hedefe dönüştürülecek ve simgesi  yerine  olacaktır.
 - Ana hedefin altında çalışma hedefler varsa, bunlar da normal hedeflerle değiştirilecektir.



2.9.7.3 Bir Hedefi, Çalışma Hedefine Değiştirmek

Bir hedefi, ana hedef altında bir çalışma hedefi olarak değiştirmek için:

1. Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, çalışma hedefine dönüştürmek için hedefe sağ tıklayın ve *Ana Hedef... - Hedefi Çalışma Hedefi Olarak Değiştir...* ögesini seçin. Ana Hedef Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Açılır listeye tıklayın ve 1. adımda seçilen hedefin altında bir çalışma hedefi olacak ana hedefi seçin.
3. [OK] ögesine tıklayın. Seçilen hedef, seçilen ana hedefin altında bir çalışma hedefi olarak değiştirilecek ve simge  yerine  olacaktır.

2.9.7.4 Bir Çalışma Hedefini, Düzenli Hedefe Değiştirmek

Bir ana hedefi normal bir hedef (ana hedef veya çalışma hedefi olmayan bir hedef) olarak değiştirmek için:

1. Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, normal bir hedefe dönüştürmek için çalışma hedefine sağ tıklayın ve *Ana Hedef... - Çalışma Hedefini Hedef Olarak Değiştir...* ögesini seçin. Seçili çalışma hedefi normal bir hedefe dönüştürülecek ve simgesi  yerine  olacaktır.

2.9.8 Hedefi Düzenleme


2.9.8.1 Toleransları Düzenleme

- Varsayılan toleransları düzenlemek için, [2.11.3 Varsayılan Toleransın Ayarlanması s. 142](#) ögesine gidin.

- Bir hedefin toleranslarını düzenlemek için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Toleranslarını düzenleyeceğiniz hedefi seçin, *Veri - Hedef Düzenle - Tolerans ...* ögesini seçin.
 - Hedef adına sağ tıklayın ve *Hedef Düzenle - Tolerans ...* ögesini seçin.

Tolerans Ayarları adımı gösterilecek şekilde Hedefi Düzenle iletişim Kutusu görüntülenecektir.

- Tolerans Otomatik Ayarı için aşağıdaki bölüme bakın.

- Bir Koşul için ilgili toleranslar henüz etkinleştirilmemişse, söz konusu koşulun toleranslarını ayarlamayı etkinleştirmek için koşulun yanındaki işaret kutusuna tıklayın.
 - Tablodaki tolerans öğelerini değiştirmek için bkz. . Yalnızca Renk/Endeks ve Spektral öğeleri kategorileri gösterilen Öge Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öge seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).
- Ayarlanacak bir tolerans henüz etkinleştirilmemişse, o toleransı etkinleştirmek için toleransın yanındaki işaret kutusuna tıklayın.
- Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen toleransı ayarlayın.
- 2 ve 4 numaralı adımları tekrar ederek diğer toleransları istenildiği gibi ayarlayın.
- Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen Uyarı Düzeyini (%) ayarlayın.
- Tüm toleranslar ayarlandıktan sonra [OK] ögesine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir.
- [Evet] ögesine tıklayın. Tolerans ayarları uygulanacak ve Hedef Düzenle iletişim kutusu kapanacaktır.

- [Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Toleransları Ayarlanması s. QS-10](#) ögesine dönün.

■ Tolerans Otomatik Ayarlama

Tolerans Otomatik Ayarlama, toleransları hedefe bağlı örnekler göre otomatik olarak ayarlamak için kullanılabilir.

- En az 10 örnek hedefe bağlandığında [Tolerans Otomatik Ayarlama] etkinleştirilecektir.

- [Tolerans Otomatik Ayarla] ögesine tıklayın. Tolerans Otomatik Ayarlama iletişim kutusu görüntülenecektir.


- Kullanılacak Otomatik Ayar yöntemini seçin

Farklı denklem üzerinden Otomatik Ayar

2-1 [Farklı denklem üzerinden Otomatik Ayar] ögesine tıklayın. Fark denklemi ile tolerans ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir.

2-2 Geçerli ayara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden seçim yaparak Grup Özelliklerini seçin.

2-3 Grup Özellikleri kısmındaki seçilen Koşul seçili değilse, bu koşul için toleransların ayarlanmasını etkinleştirmek için koşulun yanındaki işaret kutusuna tıklayın.

- 2-4** Toleransları otomatik olarak ayarlamak için her denklemin yanındaki işaret kutusuna tıklayın.
- Fark denklemine göre otomatik ayarlama yalnızca aşağıdaki fark denklemleri için gerçekleştirilebilir: ΔE^*ab , $\Delta E00$, ΔE^*94 , CMC.
 - Birden fazla denklem seçilirse, toleranslar seçilen her denklem için ayarlanacaktır.
 - Tablodaki tolerans öğelerini değiştirmek için bkz. . Yalnızca Renk/Endeks ve Spektral öğeleri kategorileri gösterilen Öğe Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öğe seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).
- 2-5** Renk farkı denklemlerinden herhangi biri parametrik katsayılar kullanıyorsa, parametrik katsayılar ayarlanabilir.
- a)** Parametrik katsayıları otomatik olarak ayarlamak için parametrik katsayıların ayarlanacağı renk farkı denklemini seçin ve [Otomatik Ayarla] öğesine tıklayın. Parametrik katsayılar, tüm örnekleri 1 renk farkı denkleme değerine sığdırmak için hedefle ilişkili örneklere dayalı olarak hesaplanacaktır. Tüm örnekleri 1 renk farkı denkleme değerine sığdırmak mümkün değilse, parametrik katsayı maksimum değer olan 9,99'a ayarlanacaktır.
- b)** Parametrik katsayıları manuel olarak girmek için parametrik katsayıların ayarlanacağı renk farkı denklemini seçin ve [Giriş Manuel Olarak] öğesine tıklayın. Parametrik katsayı (Manuel Giriş) iletişim kutusu görüntülenecektir. Parametrik katsayı değerini doğrudan girin veya değeri ayarlamak için yukarı/aşağı okları kullanın ve [OK] öğesine tıklayın.
- 2-6** [Ayarla] öğesine tıklayın. Seçilen her renk farkı denkleme için tolerans, tüm örnekleri tolerans dahiline sığdırmak için hedefle ilişkili örneklere dayalı olarak hesaplanacak ve hesaplanan her tolerans için elipsler iletişim kutusunun sağ tarafındaki grafiklerde gösterilecektir. Tüm numuneleri maksimum tolerans değeri olan 20'ye sığdırmak mümkün değilse, tolerans değeri 20 olarak ayarlanacaktır.
- 2-7** Birden fazla gözlemci/aydınlatıcı koşulu için toleranslar ayarlanmışsa, her bir gözlemci/aydınlatıcı kombinasyonu için grafikler Gözlemci/Aydınlatıcı ayarına tıklanarak ve görüntülenen açılır listeden seçim yapılarak ve ardından [Grafik Güncelle] öğesine tıklanarak kontrol edilebilir.
- 2-8** Değeri doğrudan girerek veya değeri ayarlamak için yukarı/aşağı oklarını kullanarak Uyarı Düzeyini ayarlayın.
- 2-9** Tüm toleranslar ayarlandıktan sonra [OK] öğesine tıklayın.

Örnek dağılımı üzerinden Otomatik Ayar

Hedefle ilişkili tüm örnekleri çevreleyen bir tolerans elipsoidi hesaplanabilir ve ayarlanabilir. Bu tolerans elipsoidi belirli bir renk farkı denklemeyle ilgili değildir.

- 2-1** [Örnek dağılımı üzerinden Otomatik Ayar] öğesine tıklayın. Örnek dağılımından Tolerans Oto Takma iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 2-2** Geçerli ayara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden seçim yaparak Grup Özelliklerini seçin.
- 2-3** Her bir öğe için geçerli ayara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden seçim yaparak Gözlemci ve Aydınlatıcıyı seçin.
- 2-4** [Çalıştır] öğesine tıklayın. Tüm örnekleri çevreleyen bir tolerans elipsoidi hesaplanacak, grafiklerde gösterilecek ve tolerans öğelerine bir Otomatik Ayarlama (Gözlemci/Aydınlatıcı) öğesi eklenecektir.
- 2-5** Değeri doğrudan girerek veya değeri ayarlamak için yukarı/aşağı oklarını kullanarak Uyarı Düzeyini ayarlayın.
- 2-6** [OK] öğesine tıklayın.

2.9.8.2 Ek Bilgilerin Düzenleme

1. Bir hedefin ek bilgilerini düzenlemek için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Ek bilgilerini düzenleyeceğiniz hedefi seçin, *Veri - Hedef Düzenle - Ek Bilgileri Düzenle ...* ögesini seçin.
 - Hedef adına sağ tıklayın ve *Hedef Düzenle - Ek Bilgileri Düzenle ...* ögesini seçin.

Belge Ayarları adımlarının gösterildiği Hedef Oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.

2. Hedef için veri etiketlerini değiştirmek için:
 - Doğrudan bir etiket ayarlamak için, Veri Etiket kutusuna tıklayın ve istediğiniz etiketi doğrudan girin. Etiket girişi tamamlandıktan sonra bilgisayar klavyesinde Enter tuşuna basın. Etiketin arka planı açık griye dönüşecek ve etiketin sağında bir “x” belirecektir.
 - Belgede zaten kullanılan bir etiketi varsayılan etiket olarak ayarlamak için Veri Etiket kutusunun sağındaki [+] ögesine tıklayın. Belgede önceden kullanılmış etiket listesi görüntülenecektir. Listedeki istenen etiketi seçin. Etiket açık gri arka planlı olarak Etiket kutusuna eklenecek ve etiketin sağında “x” işareti görünecektir.
 - Veri Etiket kutusundan bir etiketi silmek için, etiketin sağındaki “x” işaretine tıklayın.
3. Hedef yorum eklemek veya mevcut yorumu değiştirmek için Yorum kutusuna tıklayın ve istediğiniz yorumu girin.
4. Bağlantılı bir görüntüyü değiştirmek veya hedef ile yeni bir görüntüyü bağlantılamak için [Görüntüyü ayarla] ögesine tıklayın. Resmi düzenle iletişim kutusu açılacaktır.
 - 4-1 [Resim Dosyasına Gözet] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
 - 4-2 İstenen görüntüyü arayın ve [Aç] ögesine tıklayın. Resmi düzenle alanında görüntünün bir ön izlemesi görüntülenecektir.
 - *.bmp, *.jpg, ve *.png görüntü dosyaları seçilebilir.
 - 4-3 Bir işaretleyici eklemek için, [İşaretleyici çiz] ögesine tıklayın. Dairesel işaretleyici görüntü önizlemesinde görüntülenecektir.
 - İşaretleyici rengi ve İşaretleyici kalınlığı ilgili kontroller ile ayarlanabilir.
 - İşaretleyicinin boyutu ve şekli, önizleme penceresinde işaretleyicinin üstüne tıklayarak ve tutacakları istenen boyuta/şekle çekerek değiştirilebilir.
 - Görüntü üzerine yalnızca 1 işaretleyici eklenebilir.
 - Yerleştirilen bir işaretleyiciyi silmek için [İşaretleyici temizle] ögesine tıklayın.
 - 4-4 [OK] ögesine tıklayın. Görüntü Ek Bilgilere eklenecektir.
 - Bağlantılı bir görüntüyü silmek için [Görüntüyü temizle] ögesine tıklayın.
5. Kullanıcı tanımlı bir listeden bir öge eklemek için Kullanıcı Tanımlı Liste alanından [Ekle] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
 - 5-1 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.
 - Açılır listede yalnızca Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesine daha önce eklenmiş olan öğeler görüntülenecektir. Bkz. [2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları](#) © s. 145.
 - 5-2 [OK] ögesine tıklayın. Seçili öge Kullanıcı Tanımlı Listeye eklenecektir.
 - 5-3 Eklenecek öğeyi seçin ve istenen değeri ayarlamak için öğenin Değerine tıklayın.
6. Tüm ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra değişiklikleri kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.
7. Hedef Oluştur iletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] ögesine tıklayın.

2.9.8.3 Örnek Ölçüm Koşullarını Düzenleme


1. Bir hedefin örnek ölçüm koşullarını düzenlemek için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Ek bilgilerini düzenleyeceğiniz hedefi seçin, *Veri - Hedef Düzenle - Örnek Ölçüm Koşullarını Düzenle ...* ögesini seçin.
 - Hedef adına sağ tıklayın ve *Hedef Düzenle - Örnek Ölçüm Koşullarını Düzenle ...* ögesini seçin.

Örnek Ölçüm Koşulları adımlarının gösterildiği Hedef Düzenle iletişim kutusu görüntülenecektir.

- Örnek ölçüm koşullarını ayrı ayrı ayarlamak istemiyorsanız ve örnek ölçümleri için hedef ölçüm koşullarını kullanmak istiyorsanız, iletişim kutusunun sağ üst kısmındaki Açık/Kapalı kaydırma düğmesini Kapalı olarak ayarlayın.
 - Sekme değiştirmek için, istenen sekmeye tıklayın.
2. Ölçüm Koşulları sekmesinde: Mevcut Alet ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istediğiniz aleti seçin. Listedeki aletler, bu belge için Kullanılabilir Aletler olarak belirlenen veya bu belgede daha önce kullanılmış olan aletler olacaktır.
 3. Ölçüm Koşulları sekmesinde istenen ölçüm koşullarını seçin. Erişilebilir ölçüm koşulları seçili aletlere göre değişir. Ölçüm koşulları hakkında bilgi için bkz. s. 72.
 4. Seçenekler sekmesinde istenen ortalama koşullarını ayarlayın. Ortalama ayarları hakkında bilgi için bkz. [Ölçüm Seçenekleri s. 84](#).
 5. Tüm ayarların istenen şekilde yapılmasından sonra Hedef Düzenle iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

2.10 Örnek Ölçümleri

2.10.1 Bir Örneği Ölçme

- Ölçümler, aşağıdaki prosedürü izlemek yerine aralıklı ölçümler gerçekleştirilerek de yapılabilir. Bkz. [2.8.5 Aralık Ölçümleri](#) © s. 119.
1. Mutlak ölçüm yapmak için, Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde Mutlak seçeneğini veya mutlak bir ölçümü seçin. Renk farkı ölçümü yapmak için, Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresi ile ilişkilendirilecek hedefi seçin.
 2. Örneği ölçmek için, örneği ve ölçüm aletini konumlandırın, ve aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:
 - Araç çubuğundaki Örnek Ölçümü düğmesine tıklayın.
 - Alet Penceresindeki Örnek Ölçümü veya  öğesine tıklayın.
 - F4'e basın.
 - Alet - Ölçüm - Örnek Ölçüm öğesine tıklayın.
 - Viewfinder işlevini CM-36dG/CM-36dGV/CM-36d, CM-17d veya CF-300 ile kullanırken, Viewfinder iletişim kutusundaki [Ölç] öğesine tıklayın. Bkz. [2.8.4 Viewfinder](#) s. 118.
 - Ölçümü Başlat (Örnek) etkinleştirdikten sonra alet ölçüm düğmesini kullanın. Bkz. [2.8.6 Alet Tetik Ölçümü \(Uzaktan Ölçüm\)](#) s. 120.
 - Bir CM-17d ile bir cihaz tetik modu kullanıldığında, SpectraMagic NX2 Viewfinder işlevini kullanmak mümkün değildir. Viewfinder görüntüsü bunun yerine, cihazın Viewfinder tuşuna basılarak veya ölçüm düğmesi 0,5 saniyeden uzun süre basılı tutularak cihaz ekranında görülebilir. Ölçüm Seçenekleri'nde Her ölç.res.dep. seçeneği işaretlenirse, vizör görüntüsü ölçümle birlikte kaydedilir.
 3. Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Ölçüm VeriAyarları, *Varsayılan Veri Adı* kategorisindeki *Ölçüm sırasında ölçüm verileri ayar ekranını göster* işaretli değilse, varsayılan ad kullanılacak ve Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusu görüntülenmeyecektir. 1. adımdaki işlemlerden herhangi biri gerçekleştirildiğinde ölçüm hemen yapılacaktır.
 4. İstenen bilgileri doldurun.
 - Varsayılan veri adı ayarlarını değiştirmek için, [Varsayılan ayar değişikliği] öğesine tıklayın. Varsayılan Veri Adı kategorisi seçili olarak Ölçüm VeriAyarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
 5. [OK] öğesine tıklayın. Ölçüm alınacaktır.
 - Ölçümler, Ölçüm Koşulları iletişim kutusundaki ayarlara göre alınacaktır.
 - Manuel Ortalama Metodu, Manuel veya SMC olarak ayarlandığında, Manuel Ortalamalı Ölçüm iletişim kutusu görüntülenecektir. Bkz. [2.11 Varsayılan Ayarların Yapılması](#) s. 140.
 6. Ölçülen veriler örnek veri olarak kaydedilecek ve Liste Penceresine eklenecektir.
 - 1. adımda Mutlak seçeneği veya bir mutlak ölçüm seçildiyse, ölçüm örnek ölçümü olarak kaydedilecektir. 1. adımda bir hedef seçilmişse, ölçüm seçilen hedefle ilişkili bir renk farkı ölçümü olarak kaydedilecektir.
 - Ölçüm için görsel değerlendirmeyi ayarlamak için aşağıdakilerden birini uygulayın:
 - Değerlendirme Penceresinde, geçerli Görsel Değerlendirme ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istediğiniz ayarı seçin.
 - Veri Özelliği Penceresinde, Değerlendirme Sonucu sekmesini seçin, geçerli Görsel Değerlendirme ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istediğiniz ayarı seçin.

2.10.2 Otomatik Hedef Ara (En Yakın Rengi Arama) [Ⓟ]

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Otomatik hedef arama, belge içinde örnek ölçümüne yakın olan ve diğer arama kriterlerini karşılayan hedefleri bulmak için kullanılabilir. Ölçüm ile ilişkilendirilecek hedef daha sonra bu hedeflerin listesinden seçilebilir.

2.10.2.1 Otomatik Arama Kriteri Ayarlama

1. *Veri - Otomatik Hedef Ayar Seçimi İle Örnek Ölçüm...* ögesini seçin. En Yakın Renk Arama Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. *En Yakın Renk Aramayı Etkinleştir* seçeneği Açık değilse, üstüne tıklayarak Açık olarak ayarlayın.
 - En yakın renk aramayı kullanmak istemiyorsanız, *En Yakın Renk Aramayı Etkinleştir* seçeneğine tıklayarak Kapalı olarak ayarlayın.
3. Grup Özelliği Seç:
 - 3-1 Üstteki Grup Özellikleri kutusunda bulunan mevcut ayara tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istediğiniz ayarı seçin. Üst kutudaki ayar, alt kutuda hangi ayarların erişilebilir olduğunu belirleyecektir.
 - 3-2 Alttaki Grup Özellikleri kutusunda bulunan geçerli ayara tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istediğiniz ayarı seçin.
4. Mevcut ayarlara tıklayarak Veri Etiketini seçin ve görüntülenen açılır listeden istenen ayar seçilerek ayarlar değiştirilebilir. Bu listede görüntülenen veri etiketlerinin tümü, belgedeki hedefler tarafından kullanılan etiketlerdir. Örnekler tarafından kullanılan etiketler listeye eklenmeyecektir.
5. En yakın renk aramasına dair renk farkını hesaplamak için kullanılacak Renk Denklemi seçin:
 - 5-1 Mevcut Renk Denklemi ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden seçim yapın veya *Öğeleri Listele Ayarları* iletişim kutusunu açmak için listenin altındaki Farklı bir liste ögesi seç... ögesine tıklayın.
 - 5-2 Yalnızca en yakın renk araması için kullanılacak renk farkı denklemleri görüntülenecektir. *Renk/Endeks - Renk Alanları & Denklemler* seçilmesi, kullanılacak renk farkı denklemlerinin eksiksiz bir listesini verir. Bu renk farkı eşitliğini içermeyen bir kategori görüntüleniyorsa, Mevcut Öğeler listesinde hiçbir öğe görüntülenmez.
 - 5-3 Yalnızca bir renk farkı eşitliği kullanılabilir. Seçili Öğeler listesindeki renk farkı eşitliği kullanmak istediğiniz eşitlik değilse, geçerli öğeyi Seçili Öğeler'den kaldırmak için [Sil] ögesine tıklayın, Mevcut Öğeler'de kullanmak istediğiniz renk farkı eşitliğini seçin ve Seçili Öğelere eklemek için [Ekle] ögesine tıklayın.
 - 5-4 İstenilen İnceleme koşulu, Gözlemci ve Aydınlatıcı için geçerli ilgili ayarlardan seçerek ve görüntülenen açılır listeden istenen ayarı seçerek bulabilirsiniz.
 - 5-5 Parametreler sekmesi görüntüleniyorsa, sekmeye tıklayıp açın ve istenen parametreleri yukarı/aşağı oklarını kullanarak veya değeri doğrudan girerek ayarlayın.
 - 5-6 Ayarı onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
6. Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak Eşik ayarını yapın. Aralık: 0 - 20
7. Aranacak Sayıyı (ölçüm alındığında listede görüntülenecek maksimum hedef sayısı) yukarı/aşağı oklarını kullanarak veya değeri doğrudan girerek ayarlayın. Aralık: 1 - 10
8. Ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

2.10.2.2 Ölçümler sırasında Otomatik Hedef Ara işlemi

Otomatik Hedef Ara etkinleştirildiğinde ve bir ölçüm alındığında, arama kriterlerine göre ölçüm, belgedeki tüm hedeflerle karşılaştırılacaktır ve sonuçlar, listede seçilen hedef için spektral yansıma/yansıma farkı ve renk farkı grafikleriyle artan renk farkı sırasına göre görüntülenen arama kriterlerini karşılayan hedeflerin bir listesiyle birlikte bir iletişim kutusunda gösterilecektir. Ölçüm ile ilişkilendirilecek hedefi listeden seçin ve daha sonra [OK] ögesine tıklayın.


- Arama kriterlerini karşılayan hiçbir hedef yoksa, örnek mutlak ölçüm olarak etiketlenecek ve hiçbir hedef ile ilişkilendirilmeyecektir.
- Arama kriterine uyan yalnızca bir hedef varsa, yalnızca bir hedefin bulunduğunu belirten bir iletişim kutusu görüntülenir ve söz konusu hedef otomatik olarak seçilerek ölçüm ile ilişkilendirilir.

2.10.3 Örnek Hedef İlişkilendirmesi

2.10.3.1 İlişkili Hedeflerin Eklenmesi

1. Örneğe sağ tıklayın ve *Hedef ile ilişkili ...* ögesini seçin. Örnekle halihazırda ilişkilendirilmiş hedeflerin bir listesini görüntüleyen Hedef ile ilişkili iletişim kutusu gösterilir.
2. Hedef listesine tıklayıp istenen hedefi seçerek, örnek için ilişkilendirilecek hedefi seçin.
 - Mevcut hedef ilişkilendirmelerini korumak ve yenisini eklemek için “İlişkilendirmeleri koru” ögesini işaretleyin.
 - “İlişkilendirmeleri koru” işaretli değilse, güncel ilişkilendirilmiş hedef kaldırılır ve yeni hedef ilişkilendirmesi ile ikame edilir.
3. [OK] ögesine tıklayın. Örnek seçili hedef ile ilişkilendirilecektir ve Hedef ile ilişkili iletişim kutusu kapanacaktır.
 - Örnek ilk başta bir mutlak ölçüm olarak alınmışsa, renk farkı ölçümüne dönüştürülecek ve Ağaç Penceresinde ilgili hedefin altında görüntülenecektir.
 - Bir örnek yukarıdaki prosedür tekrar edilerek ve ek hedefler seçilerek birden fazla hedef ile ilişkilendirilebilir.

2.10.3.2 İlişkilendirilmiş bir Hedefi Kaldırmak

1. Ağaç Penceresi Hedefe göre Sınıflandır şeklinde ayarlanmamışsa, Hedef Penceresini Hedefe göre Sınıflandırmak için  ögesine tıklayın.
2. Ağaç Penceresinde, aşağıdakilerden birini uygulayın:
 - Örnek ile ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz hedefin üstüne tıklayın ve böylece hedef ile ilgili örnekleri Veri Listesi Penceresinde görüntülenebilir.
 - Ağaç Penceresinde, söz konusu hedef ile ilişkili örnek listesini genişletmek için örnek ile ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz hedefin yanındaki ► ögesine tıklayın.
3. Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde, hedef ile ilişkisini kaldırmak istediğiniz örneğe sağ tıklayın ve *Hedef ile ilişkiyi kaldır ...* ögesini seçin. Bir onay iletişim kutusu görünecektir.
4. [OK] ögesine tıklayın. Hedef ile ilişkilendirmesi kaldırılacaktır.
 - Örnek yalnızca bu hedef ile ilişkiliyse, söz konusu örnek mutlak veri örneği olacaktır.
 - Örnek birden fazla hedef ile ilişkiliyse, yalnızca örneğin alt kategorisinde olduğu sağ tıklanılan hedef ile ilişkilendirme kaldırılacaktır. Diğer hedefler ile ilişkilendirmeler değişmeyecektir.

2.11 Varsayılan Ayarların Yapılması

Veri adı, ek bilgiler ve toleranslar için varsayılan ayarlar her belge için ayarlanabilir.

2.11.1 Varsayılan Veri Adı Ayarlanması

1. Açılır menüden *Kalite Kontrolü Ayarları - Ölçüm Veri Ayarları - Varsayılan Veri Adı* ögesini seçin. *Varsayılan Veri Adı* kategorisi seçili olarak Ölçüm Veri Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
2. Hedef ve örnek için her biri toplam 5 varsayılan ad ayarlanabilir.
 - Varsayılan hedef adını değiştirmek için Hedef sekmesine tıklayın.
 - Varsayılan örnek adını değiştirmek için Örnek sekmesine tıklayın.
3. Listedeki ilk iki ad SpectraMagic NX2 tarafından sağlanan varsayılan adlardır. Bu adların metinleri değiştirilemez.
 - İlk isim için, ilk sayı (isimdeki \$N değişkeninin başlangıç değeri) yukarı/aşağı ok kullanılarak değiştirilebilir.
4. Son 3 adın metnini değiştirmek için, etkinleştirmek için adın yanındaki radyo düğmesine tıklayın ve düzenlemek için ad metnine tıklayın.
 - Ad değişkenlerinin (\$N, \$Y, \$M, vb.) anlamları iletişim kutusunun sağ tarafında gösterilir. Bu değişkenler ad için kullanılabilir ve ad bir ölçümde kullanıldığında karşılık gelen değerler ile değiştirilecektir. Adın nasıl görüneceğine dair örnek, iletişim kutusunun Örnekler kısmında görüntülenir.
 - Diğer varsayılan adları ayarlamak için 2 ve 4 adımlar arasını tekrar edin.
5. Her ölçüm sırasında Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusunu göstermek için *Ölçüm sırasında ölçüm verileri ayar ekranını göster* ögesini işaretleyin. Her ölçüm sırasında Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusunun gösterilmemesi için *Ölçüm sırasında ölçüm verileri ayar ekranını göster* ögesinin işaretini kaldırın.
6. Tüm ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra [OK] ögesine tıklayın.
 - İletişim kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için [Uygula] ögesine tıklayın.
 - Değiştirilmiş ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın. [Uygula] ögesine tıklanıldıktan sonra veya [Uygula] tıklanmadıysa iletişim kutusu açıldığından itibaren yapılan ayar değişiklikleri uygulanmadan iletişim kutusu kapatılacaktır.
 - Varsayılan ek bilgileri veya varsayılan toleransları ayarlamaya devam etmek için ilgili kategoriye tıklayın.
 - Varsayılan ek bilgileri ayarlamak için bkz. [2.11.2 Varsayılan Ek Bilgilerin Ayarlanması s. 141](#).
 - Varsayılan toleransın ayarlanması için bkz. [2.11.3 Varsayılan Toleransın Ayarlanması s. 142](#).

2.11.2 Varsayılan Ek Bilgilerin Ayarlanması

Varsayılan etiketler ve kullanıcı tanımlı bilgiler belge için ayarlanabilir.

Etiketler verilerin sınıflandırılması ve aranması için kullanılabilir.


Kullanıcı tanımlı bilgiler, değerleri her ölçümde girilecek veya seçilecek ek öğeleri ayarlamak için kullanılabilir.

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Ölçüm Veri Ayarları - Varsayılan Kullanıcı Tanımlı Bilgi* öğesini seçin. *Varsayılan Kullanıcı Tanımlı Bilgi* kategorisi seçili olarak Varsayılan Ayarlar iletişim kutusu açılacaktır.
2. Veri Etiketinin Ayarlanması
 - Doğrudan bir etiket ayarlamak için, Veri Etiket kutusuna tıklayın ve istediğiniz etiketi doğrudan girin. Etiket girişi tamamlandıktan sonra bilgisayar klavyesinde Enter tuşuna basın. Etiket arka planı açık griye dönüşecek ve etiketin sağında bir "x" belirecektir.
 - Belgede zaten kullanılan bir etiketi varsayılan etiket olarak ayarlamak için Veri Etiket kutusunun sağındaki [+] öğesine tıklayın. Belgede önceden kullanılmış etiket listesi görüntülenecektir. Listedeki istenen etiketi seçin. Etiket açık gri arka planlı olarak Etiket kutusuna eklenecek ve etiketin sağında "x" işareti görünecektir.
 - Veri Etiket kutusundan bir etiketi silmek için, etiketin sağındaki "x" işaretine tıklayın.
3. Kullanıcı Tanımlama Bilgisi Ayarlanması
 - Bir kullanıcı tanımlı bilgiler öğesi eklemek için [Ekle] öğesine tıklayın ve listeden istenen öğeyi seçin.
 - Yalnızca önceden ayarlanmış kullanıcı tanımlı bilgiler, varsayılan kullanıcı tanımlı bilgiler olarak eklenebilir. Bkz. [2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları](#) © s. 145.
 - Bir kullanıcı tanımlı bilgiler öğesini silmek için, öğeyi seçin ve [Sil] öğesine tıklayın.
4. Her ölçüm sırasında Ölçüm veri ayarı ekranı iletişim kutusunu göstermek için *ölçüm sırasında Ölçüm verileri ayar ekranını göster* öğesini işaretleyin. Her ölçüm sırasında Veri Adı Ayarları iletişim kutusunun gösterilmemesi için *ölçüm sırasında Ölçüm verileri ayar ekranını göster* öğesinin işaretini kaldırın.
5. Tüm ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra [OK] öğesine tıklayın.
 - İletişim kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için [Uygula] öğesine tıklayın.
 - Değiştirilmiş ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] öğesine tıklayın. [Uygula] öğesine tıklandıktan sonra veya [Uygula] tıklanmadıysa iletişim kutusu açıldığından itibaren yapılan ayar değişiklikleri uygulanmadan iletişim kutusu kapatılacaktır.
 - Varsayılan ek bilgileri veya varsayılan toleransları ayarlamaya devam etmek için ilgili kategoriye tıklayın.
 - Varsayılan veri adı ayarlanması için bkz. [2.11.1 Varsayılan Veri Adı Ayarlanması](#) s. 140.
 - Varsayılan toleransın ayarlanması için bkz. [2.11.3 Varsayılan Toleransın Ayarlanması](#) s. 142.

2.11.3 Varsayılan Toleransın Ayarlanması

Belgedeki tüm hedefler için kullanılacak varsayılan toleranslar ayarlanabilir.

- Hedef, Hedef Oluşturma Sihirbazı ile oluşturulmamış ve farklı toleranslar sihirbaz içinde ayarlanmamışsa, ayarlanan varsayılan toleranslar, söz konusu toleranslar ayarlandıktan sonra oluşturulan tüm yeni hedeflere uygulanacaktır.

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Ölçüm Veri Ayarları - Varsayılan Tolerans* ögesini seçin. *Varsayılan Tolerans* kategorisi seçili olarak Varsayılan ayarlar iletişim kutusu açılacaktır.
2. Varsayılan toleransını seçmek için Grup Özellikleri seçin. Koşul sütununda gösterilen ayarlar Grup Özellikleri ayarına göre değişecektir.
3. Bir Koşul için varsayılan tolerans ayarlamak için koşulun yanındaki işaret kutusunu işaretleyin. Bir koşul seçiliyken o koşulun tolerans ögeleri etkinleştirilecektir.
 - Tablodaki tolerans ögelerini değiştirmek için bkz. . Yalnızca Renk/Endeks ve Spektral ögeleri kategorileri gösterilen Öge Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öge seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Ögelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100.](#)
4. Bir varsayılan tolerans değerini ayarlamak için, değer yanındaki işaret kutusunu işaretleyin ve yukarı/aşağı oklarını kullanarak veya değeri doğrudan girerek ayarlayın.
 - Üst değer + toleransı ve alt değer - toleransıdır.
5. Tüm istenen toleranslar için 2 ve 4 numaralı adımları tekrarlayın.
 - Birden fazla Grup Özellikleri için varsayılan toleranslar ayarlamak mümkündür. Birden fazla Grup Özellikleri ayarı yapıldıktan sonra hedefe uygulanan varsayılan toleranslar söz konusu hedefin grup özelliklerinin toleransları olacaktır.
6. Doğrudan girdi veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak Uyarı Düzeyini (%) ayarlayın.
7. Tüm ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra [OK] ögesine tıklayın.
 - İletişim kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için [Uygula] ögesine tıklayın.
 - Değiştirilmiş ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın. [Uygula] ögesine tıklanıldıktan sonra veya [Uygula] tıklanmadıysa iletişim kutusu açıldığından itibaren yapılan ayar değişiklikleri uygulanmadan iletişim kutusu kapatılacaktır.
 - Varsayılan ek bilgileri veya varsayılan toleransları ayarlamaya devam etmek için ilgili kategoriye tıklayın.
 - Varsayılan veri adı ayarlanması için bkz. [2.11.1 Varsayılan Veri Adı Ayarlanması s. 140.](#)
 - Varsayılan ek bilgileri ayarlamak için bkz. [2.11.2 Varsayılan Ek Bilgilerin Ayarlanması s. 141.](#)

2.12 Değerlendirme Ayarları

Yazılımın toleranslara, görsel değerlendirmeye, renk değerlendirmesine ve sinyal rengi endekslerine göre değerlendirme sonuçlarını nasıl göstereceği ayarlanabilir.

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Değerlendirme Ayarları...* ögesini seçin. Değerlendirme Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Değiştirilecek ayarları bulunduran kategoriyi seçmek için iletişim kutusunun solundaki kategori adına tıklayın. Tüm kategorilerdeki ayarları görmek için aşağıya göz atın.
3. Ayarları istenildiği gibi ayarlayın.
4. Ayarları uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - İletişim kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için [Uygula] ögesine tıklayın.
 - Değişiklikleri uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın. [Uygula] tıklanarak uygulanan tüm değişiklikler geçerli kalacak, ancak [Uygula] tıklandıktan sonra yapılan değişiklikler iptal edilecektir.

Değerlendirme Rengi

■ Sayısal Değerlendirme

- a) Her bir öge için mevcut rengi tıklanarak ve görüntülenen renk seçim menüsünden istenen rengi seçerek, her değerlendirme sonucu (Başarılı, Başarısız, Uyarı) için değerlerin nasıl gösterileceğine ilişkin Yazı Tipi Rengini ve Arkaplan ayarlayın.
- b) Örnekler sütunundaki hücre seçili renkleri yansıtmak üzere değişecektir.

■ Toplam Değerlendirme

- a) Geçerli dizi için düzenleme kutusuna tıklayarak ve diziyi düzenleyerek her değerlendirme sonucu (Başarılı, Başarısız, Uyarı) için gösterilecek Diziyi ayarlayın.
- b) Her bir öge için mevcut rengi tıklanarak ve görüntülenen renk seçim menüsünden istenen rengi seçerek, her değerlendirme sonucu (Başarılı, Başarısız, Uyarı) için değerlerin nasıl gösterileceğine ilişkin Yazı Tipi Rengini ve Arkaplan ayarlayın.
- c) Örnekler sütunundaki hücre seçili renkleri yansıtmak üzere değişecektir.

- Bu kategorideki tüm ayarları varsayılan ayarlara döndürmek için [Varsayılan ayarları geri yükle] ögesine tıklayın.

Görsel Değerlendirme

İstenen ayarı seçmek için radyo düğmesine tıklayın:

Görsel Değerlendirme Tercihi:

Tolerans Kullanan Değerlendirme Tercihi:

Görsel Değerlendirme ve Tolerans her ikisini değerlendir:

Toplam Değerlendirme Sonuçları, görsel değerlendirmenin sonuçlarıyla aynı olacaktır.

Toplam Değerlendirme Sonuçları, toleransa bağlı değerlendirmenin toplam sonuçlarıyla aynı olacaktır.

Toplam Değerlendirme Sonuçları, görsel değerlendirmenin sonuçlarından ve toleransa bağlı değerlendirmenin toplam sonuçlarından daha kötü olacaktır.

Örnekler:

Görsel değerlendirme sonuçları	Toleransa bağlı değerlendirme sonuçları	Toplam değerlendirme sonuçları
Başarısız	Başarılı	Başarısız
Başarılı	Uyarı	Uyarı

Renk Değerlendirmesi

- a) Yalnızca değerlendirme metninin görüntülenmesi için (örneğin “Daha Açık”, “Daha Koyu” vb.), “Yalnızca değerlendirme metnini göster” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Değerlendirme metninde fark değerinin görüntülenmesi için (örneğin “0.20 Daha Açık” vb.), “Yalnızca değerlendirme metnini göster” seçeneğinin işaretini kaldırın.
 - b) Her bir öge için mevcut renge tıklayarak ve görüntülenen renk seçim menüsünden istediğiniz rengi seçerek renk değerlendirme öğelerinin (Parlaklık, Doygunluk, a* Değerlendirme vb.) sonuçlarının nasıl görüntüleneceğine ilişkin Yazı Tipi Rengini ve Arkaplan ayarlayın.
 - c) Örnekler sütunundaki hücre seçili renkleri yansıtmak üzere değişecektir.
- Bu kategorideki tüm ayarları varsayılan ayarlara döndürmek için [Varsayılan ayarları geri yükle] ögesine tıklayın.

Sinyal Renk Endeksi

■ Sinyal Renk Endeksi

- a) Geçerli dizinin düzenle kutusuna tıklayarak ve diziyi düzenleyerek her bir sinyal renk değerlendirme sonucu (With in Range, Aralık Dışında) için gösterilecek Diziyi ayarlayın.
- b) Her bir değerlendirme sonucu (With in Range, Aralık Dışında) için değerlerin nasıl görüntüleneceğine ilişkin Yazı Tipi Rengini ve Arkaplan, her bir öge için mevcut renge tıklayarak ve görüntülenen renk seçim menüsünden istenen rengi seçerek ayarlayın.
- c) Örnekler sütunundaki hücre seçili renkleri yansıtmak üzere değişecektir.

■ Değerlendirmek

- a) Sinyal rengi endeksi değerlendirmelerinin sonuçlarını Toplam Değerlendirmeye eklemek için “Sinyal renk endeksi değerlendirme sonucunu toplam değerlendirmeye dahil et” seçeneğini işaretleyin.
 - b) Ardından, dahil edilecek her bir Sinyal Renk Endeksini işaretleyerek hangi Sinyal Renk Endeksi değerlendirmelerinin Toplam Değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiğini seçin.
 - Yalnızca Liste Öğelerine daha önceden eklenen Sinyal Renk Endeksleri etkinleştirilecek ve işaretlenebilecektir.
- Bu kategorideki tüm ayarları varsayılan ayarlara döndürmek için [Varsayılan ayarları geri yükle] ögesine tıklayın.

2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları [®]

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Kullanıcı tanımlı bilgiler, ölçümleri yalnızca adlarının ötesinde daha fazla tanımlamak için söz konusu ölçümlere bilgi eklemek için kullanılabilir. Bu bilgiler Veri Listesi Penceresinde ve Veri Özelliği Penceresinin Ek Bilgiler sekmesinde gösterilebilir.

Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğeleri belge seviyesinde ayarlanır ve ölçümlere eklenmeden önce belge için ayarı yapılmalıdır. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Öğelerini aşağıdaki prosedüre göre ayarlamak, öğeleri belgeye ekler ve Veri Özelliği Penceresinin Ek Bilgiler sekmesinde ölçüm sırasında (ölçüm sırasında ölçüm verileri ayar ekranı gösterildiğinde) veya daha sonrasın öğelerin ölçümlere eklenmesini mümkün kılar.

- Ölçüm sırasında, ölçüme otomatik olarak bir Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğesi eklemek için, aşağıdaki prosedüre göre dosyaya ekledikten sonra öğeyi Varsayılan Kullanıcı Tanımlı Bilgi olarak tanımlayın.
- Aynı Kullanıcı Tanımlı Bilgi Öğesi birden çok belgede kullanılacaksa, aşağıdaki prosedür uygulanmadan önce Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana Veri Tabanında tanımlanabilir. Bkz. [2.16.2 Ana Kullanıcı Tanımlı Bilgilerin Yönetimi](#) [®] s. 153.

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları* öğesini seçin. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.

■ Öğelerin doğrudan eklenmesi

2. Doğrudan öğe eklemek için [Yeni Öğe Ekle] öğesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öğesini Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.

3. İstenen öğe adını girin.

4. Mevcut öğe türüne tıklayın ve istenen türü görüntülenen açılır listeden seçin.

Sayısal Öğesinin için sayısal bir değer girme imkanı sunar.

Dizi Öğesinin için metin dizisi girme imkanı sunar.

Liste Öğesinin için önceden tanımlanmış bir listeden (örneğin müşteri adları listesi vb.) seçim yapılmasını sağlar.

5. Liste Öğesini Türü olarak seçiliyse, Seçme Listesi Öğeleri bölümü etkinleştirilecektir.

a) Metin kutusuna bir liste öğesi girin.

b) [Öğe Ekle] öğesine tıklayın. Liste öğesi Öğesini Adı listesine eklenecektir.

c) İstenen öğeler eklenene kadar a) ve b) adımlarını tekrar edin.

- Öğesini Adı listesinden bir liste öğesini silmek için silinecek öğeyi seçin ve [Sil] öğesine tıklayın.

d) Varsayılan değer açılır menüsüne tıklayarak ve görüntülenen listeden seçim yaparak varsayılan değeri seçin.

6. [OK] öğesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öğesini Ayarları iletişim kutusu kapanacak ve öğe Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesine eklenecektir.

7. Doğrudan eklenecek tüm öğeler eklenene kadar 2 ve 6 numaralı adımları tekrarlayın.

8. Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğelerini belgeye eklemeyi tamamlamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.

- Öğeleri eklemeyi iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] öğesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesine bir öğe eklenmesini onaylamak için [Uygula] tıkladıysa, [Uygula] öğesine tıklanmadan önce eklenen öğeler korunur, ancak [Uygula] öğesine tıklandıktan sonra eklenen tüm öğeler iptal edilir.

■ Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana Öğe Eklenmesi

2. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana listesinden eklenecek ögeyi seçin.
 - Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana tabanı listesindeki bir ögenin ayrıntılarını görmek için ögeyi seçin ve [Ayrıntıları Görüntüle] ögesine tıklayın. Ögenin ne zaman oluşturulduğunu, açıklayıcı yorumlarını ve Öge Türü Liste ise seçili liste öğelerini içeren ögeye dair ayrıntıları gösteren bir iletişim kutusu.
 - Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana öğeler burada düzenlenemez. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ana Veri tabanındaki öğeleri düzenlemek için bkz. [2.16.2 Ana Kullanıcı Tanımlı Bilgilerin Yönetimi](#) © s. 153.
 - Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana listesini başkaları tarafından yapılmış olunabilecek herhangi bir değişikliğe dair güncellemek için [Güncelle] ögesine tıklayın. Liste güncellenecektir.
3. [Ekle] ögesine tıklayın. Seçili öge Kullanıcı tanımlı bilgi ögesi listesine eklenecektir.
 - Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Listesine eklenen öğeler, Veri tabanı sütununda öğelerin yanındaki bir işaret ile belirtilecektir.
 - Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana Veri tabanından aynı ögeyi iki kez eklemek mümkün değildir.
 - Kullanıcı Tanımlı Bilgi Veri tabanı listesinde, Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesindeki Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana eklenmiş (ve Veri tabanı sütununda işareti olan) bir öge seçiliyse [Ekle] düğmesi etiketi [Güncelle] olarak değişecektir. [Güncelle] etkinse (gri vurgulu değilse), Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana bu durum ögenin değiştirildiğini gösterir. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana Veri tabanındaki son bilgiler ile ögeyi güncellemek için [Güncelle] ögesine tıklayın.
4. Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğelerini belgeye eklemeyi tamamlamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - Öğeleri eklemeyi iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesine bir öge eklenmesini onaylamak için [Uygula] tıkladıysa, [Uygula] ögesine tıklanmadan önce eklenen öğeler korunur, ancak [Uygula] ögesine tıklandıktan sonra eklenen tüm öğeler iptal edilir.

■ Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesindeki öğelerin Düzenlenmesi



2. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesindeki tabanı listesinden düzenlenecek ögeyi seçin ve [Düzenle] ögesini tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğelerinin doğrudan eklenmesi için, Öge Adı düzenlenebilir.
4. Öge Türü için: Öğeleri Listele:
 - Seçme Listesi Öğeleri bir öge eklemek için istenen ögeyi girin ve [Öge Ekle] ögesine tıklayın.
 - Seçme Listesi Öğeleri bir ögeyi silmek için, Seçim Öğeleri Listesinden silinecek ögeyi seçin ve [Sil] ögesine tıklayın.
 - Varsayılan değeri seçmek için, Varsayılan değer açılır menüsüne tıklayın ve görüntülenen listeden istediğiniz değeri seçin.
- Öge Türü için: Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana eklenen liste öğeleri, Seçme Listesi Öğeleri için yapılan değişiklikler yalnızca bu dosya için uygulanacaktır. Değişiklikler Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana uygulanmayacaktır. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana içindeki öğede değişiklikler yapmak için bkz. [2.16.2 Ana Kullanıcı Tanımlı Bilgilerin Yönetimi](#) © s. 153.
5. Öge istendiği gibi düzenlendikten sonra [OK] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Ayarları iletişim kutusu kapatılacak ve değişiklikler Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesine uygulanacaktır.
 - Değişikliklerini kaydetmeden Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.
6. Kullanıcı Tanımlama Bilgisi öğelerini düzenlemeyi tamamlamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - Öğeleri eklemeyi iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesine bir öge eklenmesini onaylamak için [Uygula] tıkladıysa, [Uygula] ögesine tıklanmadan önce eklenen öğeler korunur, ancak [Uygula] ögesine tıklandıktan sonra eklenen tüm öğeler iptal edilir.

2.14 Kullanıcı Denklemi Ayarları P

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Liste öğelerindeki öğe değerleri kullanılarak kendi denklemlerinizi eklemek amacıyla kullanıcı denklemleri kullanılabilir.

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Kullanıcı Denklemi ...* öğesini seçin. Kullanıcı Denklemi Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Yeni bir denklem eklemek için, iletişim kutusunun sol tarafında denklem listesinin üstündeki **+** öğesine tıklayın.
3. Giriş Metodunu Seç iletişim kutusu belirecektir.
4. Manuel giriş ile bir denklem girmek için:
 - 4-1 [Giriş manuel olarak] öğesine tıklayın. Denklem listesine varsayılan bir isimle yeni bir denklem eklenecek ve denklem düzenleme ekranı iletişim kutusunun sağ tarafında gösterilecektir.
 - Mevcut bir denklemi düzenlemek için, iletişim kutusunun sol tarafındaki denklem listesinden ilgili denklemi seçin. Mevcut denklemin içeriği iletişim kutusunun sağ tarafındaki denklem düzenleme ekranında görüntülenecektir.
 - 4-2 Denklem adı metin kutusuna tıklayın ve istenen denklem adını girin. Bu ad, Liste Öğeleri listesi, Liste Öğeleri Penceresi vb. içerisinde denklem için görüntülenecek addır.
 - 4-3 Denklem doğrudan denklem metin kutusuna girilebilir veya denklem metin kutusunun altındaki sayı, parantez ve matematik fonksiyonları ile klavye kullanılarak girilebilir.
 - L* gibi bir ölçüm öğesi eklemek için [Öğe Ekle] öğesinin solundaki aşağı oka tıklayın, görüntülenen açılır listeden istediğiniz öğeyi seçin ve [Öğe Ekle] öğesine tıklayın.
 - Kullanıcı denklemlerinde kullanılacak matematik fonksiyonlar için bkz. [2.14.1 Kullanıcı Denklemleri için Matematik Fonksiyonları s. 148](#).
 - İstenilen ölçüm öğesi açılır listede güncel olarak gösterilmiyorsa açılır listenin altında yer alan “Başka bir liste öğesi seçin ...” üzerine tıklayın. Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir. Mevcut Öğeler altındaki açılır listeye eklemek üzere istenen öğeleri seçin ve gerekiyorsa Gözlemci Koşulları gibi istenilen parametreleri ayarlayın, öğeleri Seçili Öğelere eklemek için [Ekle] üzerine tıklayın ve [OK] üzerine tıklayarak Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunu kapatın ve Kullanıcı Denklemi Ayarları iletişim kutusuna dönün. (Ölçüm öğeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).) [Öğe Ekle] öğesinin solundaki aşağı oka tıklayın, görüntülenen açılır listeden istediğiniz öğeyi seçin ve [Öğe Ekle] öğesine tıklayın.
 - Liste öğeleri için grup özelliklerinin ayarlanmasında kullanılan karakterler için bkz. [2.14.2 Kullanıcı Denklemleri için Grup Özellikleri s. 149](#).
 - Denklem metin kutusunu tamamen temizlemek için [TEMİZLE] öğesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Denklem metin kutusunun temizlenmesi ile devam etmek için [Evet] veya temizlemeyi iptal için [Hayır] öğesine tıklayın.
 - Denklemlerdeki ölçüm öğeleri köşeli parantez [] arasındadır. Bir öğe silerken, [ile başlayan ve] ile biten ögenin tamamını sildiğinizden emin olun. Bir ögenin yalnızca bir kısmını silmeyin; bu durum söz dizim hatası oluşmasına neden olur.
 - Örnek denklemleri [2.14.3 Örnek Kullanıcı Denklemleri s. 149](#) altında gösterilmektedir.
 - 4-4 Denklem girişi tamamlandıktan sonra [OK] öğesine tıklayın. Düzenlenmiş içeriğin uygulanıp uygulanmayacağını soran bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Düzenlenmiş içeriğin uygulanması için [Evet] öğesine tıklayın.
 - Düzenlenmiş içeriği uygulamadan, düzenleme kısmına geri dönmek için [Hayır] öğesine tıklayın.
 - [OK] yerine [İptal] tıklanırsa, iptal edilip edilmeyeceğini soran bir iletişim onay iletişim kutusu görüntülenir. Denklemde yapılan değişimleri iptal etmek için [Evet] öğesine tıklayın.
 - 4-5 Denklemi bir dosyaya kaydetmek için denklem adının yanındaki [Output] öğesine tıklayın. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir. Denklem kaydedileceği klasöre göz atın ve [Kaydet] öğesine tıklayın. Denklem kaydedilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.
 - 4-6 Denklem düzenlenmesinin tamamlandığı onaylandığında, [Kapat] etkinleştirilecektir.

- Başka bir denklem eklemek için 2'den 4-4'a kadar olan adımları tekrarlayın.
- Bir denklemi kopyalamak için denklem listesinden bir denklem seçin ve  ögesine tıklayın. Denklem kopyalanacak ve varsayılan bir ad verilecektir.
- Denklem listesinden bir denklem silmek için denklemi seçin ve  ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Denklemi silmek için [Evet], silme işlemi iptal etmek için [Hayır] ögesine tıklayın.

4-7 Denklem düzenlemesini tamamlamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] ögesine tıklayın.

- Değişiklikleri kaydetmeden iletişim kutusunu kapatmak için iletişim kutusunun sağ üst köşesindeki [x] ögesine tıklayın.

Önceden kaydedilmiş bir dosyadan yükleme yaparak bir denklem girmek için:

4-1 [Dosyadan Giriş] ögesine tıklayın. Kullanıcı denklemleri (*.uedx2) dosyalarının bir listesini gösteren Aç iletişim kutusu görünecektir.

4-2 Yüklenecek dosyayı seçin.

4-3 [Aç] ögesine tıklayın. Kullanıcı denklemleri dosyadan yüklenecek ve kullanıcı denklemleri listesine eklenecek ve denklem, iletişim kutusunun sağ tarafındaki denklem düzenleme ekranında gösterilecektir.

- Kullanıcı denklemleri listesinde dosyayla aynı isme sahip bir kullanıcı denklemleri zaten mevcutsa, bir hata mesajı görüntülenecektir. Mevcut bir kullanıcı denklemleriyle aynı ada sahip bir dosyayı yüklemek mümkün değildir.

4-4 Denklem düzenlemesini tamamlamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] ögesine tıklayın.

- Değişiklikleri kaydetmeden iletişim kutusunu kapatmak için iletişim kutusunun sağ üst köşesindeki [x] ögesine tıklayın.

2.14.1 Kullanıcı Denklemleri için Matematik Fonksiyonları

Kullanıcı denklemlerinde müteakip fonksiyonlar kullanılabilir.

Komut	Format	Anlam
+	A+B	Toplama: $A + B$
-	A-B	Çıkarma: $A - B$
*	A*B	Çarpma: $A \times B$
/	A/B	Bölme: A/B
^	A^B	A üssü B: A^B
POW	POW(A,B)	A üssü B: A^B
SQRT	SQRT(A)	A'nın karekökü: \sqrt{A}
ABS	ABS(A)	A'nın mutlak değeri: $ A $

Komut	Format	Anlam
SIN	SIN(A)	Sinüs A: $\sin A$
COS	COS(A)	Kosinüs A: $\cos A$
TAN	TAN(A)	Tanjant A: $\tan A$
ASIN	ASIN(A)	Ark Sinüs A: $\sin^{-1} A$
ACOS	ACOS(A)	Ark Kosinüs A: $\cos^{-1} A$
ATAN	ATAN(A)	Ark Tanjant A: $\tan^{-1} A$
EXP	EXP(A)	Kuvvet; e üssü A: e^A
LN	LN(A)	A'nın doğal logaritması: $\ln A$
LOG	LOG(A)	A'nın logaritması: $\log A$

2.14.2 Kullanıcı Denklemleri için Grup Özellikleri

Tercih edilmesi halinde ölçüm öğeleri için grup özellikleri belirlenebilir. Format şu şekildedir:

[Ölçüm öğesi{Uygulanabilirse Gözlemci/Aydınlatıcı}Grup özelliği]

- Grup özelliği belirlenmemişse veya grup özelliği olarak \$0 (Hiçbiri) ayarlanmışsa Liste Görünümündeki satıra yönelik grup özelliği kullanılacaktır.
- Ölçüm için belirtilen grup özelliğine yönelik hiçbir veri yoksa veri "---" olarak gösterilecektir.

Grup özelliği	Format
(Hiçbiri)	\$0
SCI	\$SCI
SCE	\$SCE
UV100	\$UVF
UV0	\$UVC
UVadj	\$UVA
Beyaz	\$WHT
Siyah	\$BLK
25° ^{*1}	\$25D
45° ^{*1}	\$45D

Grup Özelliği	Format
75° ^{*1}	\$75D
-15°(L) ^{*2}	-\$15DL
15°(L) ^{*2}	\$15DL
25°(L) ^{*2}	\$25DL
45°(L) ^{*2}	\$45DL
75°(L) ^{*2}	\$75DL
110°(L) ^{*2}	\$110DL
-15°(R) ^{*2}	-\$15DR
15°(R) ^{*2}	\$15DR
25°(R) ^{*2}	\$25DR

Grup Özelliği	Format
45°(R) ^{*2}	\$45DR
75°(R) ^{*2}	\$75DR
110°(R) ^{*2}	\$110DR
-15°(DP) ^{*2}	-\$15DDP
15°(DP) ^{*2}	\$15DDP
25°(DP) ^{*2}	\$25DDP
45°(DP) ^{*2}	\$45DDP
75°(DP) ^{*2}	\$75DDP
110°(DP) ^{*2}	\$110DDP

*1 Sadece CM-512m3A

*2 Sadece CM-M6

2.14.3 Örnek Kullanıcı Denklemleri

L*(10deg/D65) SCI değeri ve L*(10deg/D65) SCE değeri ortalamasını hesaplamak için:

$$([L*\{10/D65\}\$SCI]+[L*\{10/D65\}\$SCE])/2$$

$\Delta E^{*94}(1:1:1)(10deg/D65)$ SCI küpünün değerini hesaplamak için:

$$POW([dE^{*94}(1,1,1)\{10/D65\}\$SCI],3)$$

2.15 Kullanıcı Aydınlatıcılarının Kaydedilmesi (P)

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Bir kullanıcı aydınlatıcı tanımlandığında, yalnızca geçerli durumda etkin belgeye kaydedilir.

Aynı kullanıcı aydınlatıcıyı birden fazla belgede kullanmak için, kayıttan sonra 5. adımda anlatıldığı üzere aydınlatıcıyı veri tabanına yükleyin.

Kullanıcı aydınlatıcısını bir aletle bağımsız ölçümlerde kullanmak için (yalnızca CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-25cG veya CM-M6), adım 6'da açıklandığı gibi kayıttan sonra bağlı alete yazın.

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Kullanıcı Aydınlatıcıyı Kaydet ...* ögesini seçin. Kullanıcı Aydınlatıcıları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Yeni bir kullanıcı aydınlatıcı eklemek için, iletişim kutusunun sol tarafında bulunan aydınlatıcı listesinin üstündeki **+** ögesine tıklayın. Aydınlatıcı tanımlama için Seçme metodu iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. Aşağıdaki bölümlerden birini kullanarak aydınlatıcıyı tanımlayın:
 - [2.15.1 Aydınlikölçer ile ölçülerek s. 150](#)
 - [2.15.2 Aydınlatıcı verisini manuel olarak girerek s. 151](#)
 - [2.15.3 Aydınlatıcı verisini ölçüm aletinden okuyarak s. 151](#)
 - [2.15.4 Aydınlatıcı verisini bir *.lr5 dosyasından okuyarak s. 152](#)
 - [2.15.5 Aydınlatıcı verisini veri tabanından indirerek s. 152](#)
4. Başka bir kullanıcı aydınlatıcı eklemek için yukarıdaki 2 ve 3 numaralı adımları tekrar edin.
5. Kullanıcı Aydınlatıcı listesinde mevcut seçili kullanıcı aydınlatıcıyı diğer belgelerde kullanılabilmesi amacıyla Kullanıcı Aydınlatıcı Ana Veri tabanını yüklemek için [Veri tabanını yükle] ögesine tıklayın.
6. Kullanıcı Aydınlatıcı listesinde seçili olan kullanıcı aydınlatıcısını bağlı CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-25cG veya CM-M6 aletine yazmak için [Alete Yaz] ögesine tıklayın.
7. Kullanıcı Aydınlatıcı listesinde mevcut seçili kullanıcı aydınlatıcısının adını düzenlemek için, mevcut Kullanıcı Aydınlatıcı adına tıklayın, adı istendiği gibi düzenleyin ve [OK] ögesine tıklayın, daha sonra görüntülenen onaylama iletişim kutusunda [Evet] ögesine tıklayın.
8. Kullanıcı Aydınlatıcısı listesinde seçili olan kullanıcı aydınlatıcıyı silmek için **X** ögesine tıklayın ve ardından beliren onay iletişim kutusunda [Evet] ögesine tıklayın.
9. Tüm istenen kullanıcı aydınlatıcılar kaydedildikten sonra [Tamamlandı] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı aydınlatıcıların kaydını tamamlamak için [Evet] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.

2.15.1 Aydınlikölçer ile ölçülerek

Bir ışık kaynağı, Konica Minolta CL-500A ile ölçülebilir ve spektral parlama verisi kullanıcı tanımlı aydınlatıcı olarak ayarlanabilir.

1. [Aydınlik Ölçer ile ölçün.] ögesine tıklayın. Aydınlik ölçer kullanımı iletişim kutusu açılacaktır.
2. Kullanıcı Aydınlatıcı Adı metin kutusuna tıklayın ve adı istendiği gibi ayarlayın.

3. CL-500A'nın bağı ve açık olduğunu kontrol edin ve [Bağlan] ögesine tıklayın. Yazılım CL-500A'ya bağlanacaktır.
4. CL-500A'yı ışık kaynağına doğru yerleştirin ve [Aydınlatıcıyı ölç] ögesine tıklayın. Işık kaynağının tek bir ölçümü yapılacak ve ölçülen parlama, Spektral ışınım yoğunluğu veriler tablosunda ve Spektral ışınım yoğunluğu dalga biçimi grafiğinde görüntülenecektir.
5. Veriler uygunsa, [OK] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı aydınlatıcıyı, kullanıcı aydınlatıcı listesine eklemek için [Evet] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.
 - Kullanıcı aydınlatıcıyı kullanıcı aydınlatıcı listesine eklemeden iletişim kutusuna geri dönmek için [Hayır] ögesine tıklayın.
 - Yakın zamanda ölçülmüş veriyi, yeni bir ölçüm ile geçersiz kılmak için 7. adımdaki prosedürü tekrar edin.

2.15.2 Aydınlatıcı verisini manuel olarak girerek

1. [Aydınlatıcıyı manuel olarak gir] ögesine tıklayın. Aydınlatıcıyı manuel olarak gir iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kullanıcı Aydınlatıcı Adı metin kutusuna tıklayın ve adı istendiği gibi ayarlayın.
3. Spektral ışınım yoğunluğu veriler tablosundaki tüm dalga boylarına spektral parlama ayarlamak için mevcut değer üstüne tıklayın, doğrudan giriş yapın veya yukarı/aşağı oklarını kullanın.
 - Aralık: 0,00 - 100,00
 - Her değer ayarı yapıldığında Spektral ışınım yoğunluğu dalga biçimi grafiği güncellenecektir.
4. Tüm değerler istenen şekilde ayarlandıktan sonra [OK] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı aydınlatıcıyı, kullanıcı aydınlatıcı listesine eklemek için [Evet] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.
 - Kullanıcı aydınlatıcı listesine kullanıcı aydınlatıcı eklemeden iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.

2.15.3 Aydınlatıcı verisini ölçüm aletinden okuyarak

Bağlı CM-17d/CM-16d, CM-25cG, CM-26dG/CM-26d/CM-25d (yazılım sürümü ver. 1.10 veya üzeri) veya CM-M6 (yazılım sürümü ver. 1.10 veya üzeri) kullanıcı aydınlatıcı verilerini bulduruyorsa, ölçüm alette depolanan kullanıcı aydınlatıcı verileri okunarak bir aydınlatıcı oluşturulabilir.

1. [Ölçüm aletinden aydınlatıcı verileri oku] ögesine tıklayın. Ölçüm aletinden aydınlatıcı verileri oku iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - CM-17d/CM-16d kullanıldığında, ölçüm aletinden aydınlatıcı verileri oku iletişim kutusu görünmeden önce, okunacak kullanıcı aydınlatıcı verilerini seçmeye yönelik bir iletişim kutusu görünecektir. Seçilen bir cihazın kullanıcı aydınlatıcı verilerinin ayrıntıları, [Ayrıntı Göster] ögesine tıklanarak görüntülenebilir. Okunacak cihaz kullanıcı aydınlatıcı verilerini seçin ve [OK]'e tıklayın.
2. Kullanıcı Aydınlatıcı Adı metin kutusuna tıklayın ve adı istendiği gibi ayarlayın.
3. [Saklanan verileri oku] ögesine tıklayın. Alette saklı kullanıcı aydınlatıcı verileri, Spektral ışınım yoğunluğu veriler tablosuna okunacak ve Spektral ışınım yoğunluğu dalga biçimi grafiğinde gösterilecektir.
4. Değerler okunduktan sonra [OK] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı aydınlatıcıyı, kullanıcı aydınlatıcı listesine eklemek için [Evet] ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.

- Kullanıcı aydınlatıcı listesine kullanıcı aydınlatıcı eklemeyen iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] öğesine tıklayın.

2.15.4 Aydınlatıcı verisini bir *.lr5 dosyasından okuyarak

SpectraMagic NX kullanılarak oluşturulan bir *.lr5 dosyasında saklanan kullanıcı aydınlatıcı verileri okunarak bir aydınlatıcı oluşturulabilir.

1. [.lr5 dosyasından oku] öğesine tıklayın. .lr5 dosyasından oku iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kullanıcı Aydınlatıcı Adı metin kutusuna tıklayın ve adı istendiği gibi ayarlayın.
3. [Aç] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
4. Kullanıcı aydınlatıcı verilerini okumak için *.lr5 dosyasına gidin ve [Aç] öğesine tıklayın. Alette saklı kullanıcı aydınlatıcı verileri, Spektral ışınım yoğunluğu veriler tablosuna okunacak ve Spektral ışınım yoğunluğu dalga biçimi grafiğinde gösterilecektir.
5. Değerler okunduktan sonra [OK] öğesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı aydınlatıcıyı, kullanıcı aydınlatıcı listesine eklemek için [Evet] öğesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.
 - Kullanıcı aydınlatıcı listesine kullanıcı aydınlatıcı eklemeyen iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] öğesine tıklayın.

2.15.5 Aydınlatıcı verisini veri tabanından indirerek

Veri tabanından bir aydınlatıcı verisi okunarak bir aydınlatıcı oluşturulabilir.

1. [Veri tabanından indir] öğesine tıklayın. Veri tabanında depolanan kullanıcı aydınlatıcılarının listesini gösteren Veri tabanında depolanan Kullanıcı Aydınlatıcıları iletişim kutusu görüntülenir.
 - Veri tabanında kayıtlı kullanıcı aydınlatıcısı yoksa, liste boş kalacaktır.
2. Listedeki bir kullanıcı aydınlatıcısı seçin.
 - Seçilen kullanıcı aydınlatıcısının spektral parlama verilerini, spektral parlama dalga biçimini ve yorumunu görmek için [Ayrıntı Göster] öğesine tıklayın. Kullanıcı Aydınlatıcı verileri (Ayrıntı) iletişim kutusu görüntülenecektir. Bu iletişim kutusundaki bilgi değiştirilemez.
 - Kullanıcı Aydınlatıcı verileri (Ayrıntı) iletişim kutusunda gösterilen spektral parlama verilerini Windows panosuna kopyalamak için [Kopyala] öğesine tıklayın.
3. [Saklanan verileri oku] öğesine tıklayın. Alette saklı kullanıcı aydınlatıcı verileri, Spektral ışınım yoğunluğu veriler tablosuna okunacak ve Spektral ışınım yoğunluğu dalga biçimi grafiğinde gösterilecektir.
4. Değerler okunduktan sonra [OK] öğesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Kullanıcı aydınlatıcıyı, kullanıcı aydınlatıcı listesine eklemek için [Evet] öğesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.
 - Kullanıcı aydınlatıcı listesine kullanıcı aydınlatıcı eklemeyen iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] öğesine tıklayın.

2.16 Ana Veri tabanı Verisinin Yönetilmesi

SpectraMagic NX2 yazılımı belgeler arasında kolayca paylaşılabilmesi amacıyla kullanıcı aydınlatıcılar için ana verileri ve kullanıcı tanımlı bilgileri depolamak için bir veri tabanı kullanır.

2.16.1 Ana Kullanıcı Aydınlatıcılarının Yönetimi (P)

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Kullanıcı aydınlatıcıları, seçtiklerinde [Veri tabanını yükle] tıklanarak Kullanıcı Aydınlatıcıları iletişim kutusundan ana veri tabanına eklenebilir.

Kullanıcı aydınlatıcılar ana veri tabanına eklendikten sonra aşağıdaki gibi yönetilebilirler:

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Ana Verileri Yönet - Kullanıcı Aydınlatıcı Ana Yönet* öğesini seçin. Ana veri tabanında saklanan kullanıcı aydınlatıcıların listesiyle Kullanıcı Aydınlatıcı Veri Tabanı iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kullanıcı aydınlatıcı ana veri tabanı düzenlendiğinde olduğu gibi listeyi yenilemek için [Güncelle] öğesine tıklayın. Kullanıcı aydınlatıcı listesi yenilenecektir.
3. Seçili kullanıcı aydınlatıcısının detaylarını göstermek için [Ayrıntı Göster] öğesine tıklayın. Spektral parlama verilerini, spektral parlama grafiğini ve kullanıcı aydınlatıcısının yorumunu gösteren Kullanıcı Aydınlatıcı Verileri (Ayrıntı) iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - 3-1 Kullanıcı Aydınlatıcı adını değiştirmek isterseniz, metin kutusuna tıklayın ve adı istendiği gibi düzenleyin.
 - 3-2 Yorumu değiştirmek için, yorum metin kutusuna tıklayın ve istediğiniz gibi düzenleyin.
 - Spektral ışınım yoğunluğu veriler düzenlemek mümkün değildir.
 - 3-3 Değişiklikleri kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.
 - Değişiklikleri kaydetmeden iletişim kutusunu kapatmak için [OK] yerine [İptal] öğesine tıklayın.
4. Seçili kullanıcı aydınlatıcıyı silmek için [Sil] öğesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Seçili aydınlatıcıyı silmek için [Evet] veya silme işlemi iptal etmek için [Hayır] öğesine tıklayın.
5. Tüm işlem tamamlandığında, iletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] öğesine tıklayın.

2.16.2 Ana Kullanıcı Tanımlı Bilgilerin Yönetimi (P)

- Bu özellik yalnızca Professional Edition lisansı kullanılırken mevcuttur.

Ana veri tabanı kullanıcı tanımlı bilgileri, aynı kullanıcı tanımlı bilgilerin birden çok belgede kolayca kullanılmasına izin vermek üzere ayarlanabilir. Ana veri tabanı kullanıcı bilgisi tanımlandıktan sonra belge için kullanıcı tanımlı öğeler ayarlanırken seçilebilir. Bkz. [2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları](#) (P) s. 145.

1. *Kalite Kontrolü Ayarları - Ana Verileri Yönet - Kullanıcı Tanımlı Bilgi Ana Yönet* öğesini seçin. Ana veri tabanında saklanan kullanıcı tanımlı bilgi öğelerinin bir listesiyle Kullanıcı Tanımlı Bilgi Veri Tabanını Yönet iletişim kutusu görünecektir.
2. Kullanıcı tanımlı bilgi ana veri tabanı düzenlendiğinde olduğu gibi listeyi yenilemek için [Güncelle] öğesine tıklayın. Kullanıcı tanımlı bilgiler listesi yenilenecektir.
3. Bir öğe eklemek için:

- 3-1** [Ekle] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 3-2** Öge Adına tıklayın ve istenen öge adını girin.
- 3-3** Mevcut öge türüne tıklayın ve istenen türü görüntülenen açılır listeden seçin.
- Sayısal** Öge için sayısal bir değer girme imkanı sunar.
- Dizi** Öge için metin dizisi girme imkanı sunar.
- Liste** Öge için önceden tanımlanmış bir listeden (örneğin müşteri adları listesi vb.) seçim yapılmasını sağlar.
- 3-4** Liste Öge Türü olarak seçiliyse, Seçme Listesi Ögeleri bölümü etkinleştirilecektir.
- a)** Metin kutusuna bir liste ögesi girin.
- b)** [Öge Ekle] ögesine tıklayın. Liste ögesi Öge Adı listesine eklenecektir.
- c)** İstenen ögeler eklenene kadar a) ve b) adımlarını tekrar edin.
- Öge Adı listesinden bir liste ögesini silmek için silinecek ögeyi seçin ve [Sil] ögesine tıklayın.
- 3-5** Yoruma tıklayın ve istenen yorumu girin. Bu yorum belge kullanıcı tanımlı ögeleri ayarlanırken görüntülenebilir.
- 3-6** [OK] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Ayarları iletişim kutusu kapanacak ve öge Kullanıcı Tanımlama Bilgisi tablosuna eklenecektir.
- 4.** Bir ögeyi düzenlemek için:
- 4-1** Kullanıcı Tanımlama Bilgisi tablosunda ögeyi seçmek için düzenlenecek ögeye tıklayın ve daha sonra [Düzenle] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 4-2** Öge Adını düzenlemek için, mevcut ada tıklayın ve düzenleyin.
- Öge Türü düzenlenemez.
- 4-3** Öge Türü Liste ise, Seçme Listesi Ögeleri bölümü etkinleştirilir ve ögeler eklenebilir veya silinebilir.
- a)** Metin kutusuna bir liste ögesi girin.
- b)** [Öge Ekle] ögesine tıklayın. Liste ögesi Öge Adı listesine eklenecektir.
- c)** İstenen ögeler eklenene kadar a) ve b) adımlarını tekrar edin.
- Öge Adı listesinden bir liste ögesini silmek için silinecek ögeyi seçin ve [Sil] ögesine tıklayın.
- 4-4** Yorum düzenlemek için, mevcut Yoruma tıklayın ve düzenleyin.
- 4-5** [OK] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Öge Ayarları iletişim kutusu kapanacak ve öge Kullanıcı Tanımlama Bilgisi tablosunda güncellenecektir.
- 5.** Bir ögeyi silmek için:
- 5-1** Kullanıcı Tanımlama Bilgisi tablosunda seçmek için silinecek ögeye tıklayın ve daha sonra [Sil] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 5-2** Ögeyi silmek için [Evet] ögesine tıklayın.
- Ögenin silinmesini iptal etmek için [Hayır] ögesine tıklayın.
- 6.** İletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] ögesine tıklayın.

2.17 Alet Çevre Ayarları

2.17.1 İş Ayarları

- Bu özellik yalnızca CM-17d/CM-16d, CM-25cG (ürün yazılımı ver. 1.2 veya üzeri) ve CM-26dG/26d/25d için kullanılabilir.

İş özelliği, metinler ve resimler de dahil olmak üzere iş akışlarının önceden tanımlanmasını ve alette saklanmasına imkan sağlar. Bu iş akışları daha sonra alette seçilebilir ve bağımsız ölçüm çalışmaları için kullanılabilir. Alette 5 işe kadar depolama yapılabilir.

2.17.1.1 İş Oluşturulması/Düzenlenmesi

İşler yalnızca bir alet bağılıyken tanımlanabilir. Düzenleme tamamlandıktan sonra, [OK] ögesine basıldıktan sonra düzenlenen iş alete geri kaydedilecektir.

- İş ayarlarını gerçekleştirme sırasında USB aracılığıyla iletişim önerilir. İş ayarları Bluetooth iletişimi aracılığıyla gerçekleştirilebilse de bilgisayar ve alet arasında ayarların ve görüntülerin aktarılması daha uzun sürecektir.
1. *Alet - Alet Çevre Ayarları - İş Ayarları* ögesini seçin. Alette kayıtlı olan işlerin listesi okunacak ve İş Listesi iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - İş Listesi iletişim kutusundaki adlar, aletin İş ekranında gösterilen adlardır.
 - Henüz ayarlanmamış işlerin adları “---” olarak görüntülenecektir.
 2. Kullanıcı Tanımlı Bilgi Listesindeki tabanı listesinden düzenlenecek öğeyi seçin ve [Düzenle] ögesine tıklayın. İş Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.
 - Seçili iş için iş ayarları mevcutsa, söz konusu ayarlar aletten okutulacak ve gösterilecektir.
 3. İş Ayarları iletişim kutusundan gerekli ayarları yapın. Bkz. [2.17.1.3 İş Ayarları iletişim kutusu s. 157](#).
 - Ayarlar aynı zamandan dosyadan [Yükle] ögesine tıklanarak ve dosya belirtilerek de yüklenebilir. Bkz. [2.17.1.3 İş Ayarları iletişim kutusu s. 157](#).
 4. Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra [OK] ögesine tıklayın. Değişikliklerin okunup okunmamasını soran bir onay mesajı görüntülenecektir.
 - Ayarlar istendiği takdirde [Kaydet] ögesine tıklanarak ve bir dosya adı ve konumu belirtilerek bir dosyaya kaydedilebilir.
 - İş alete kaydetmeden İş Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesi yerine [İptal] ögesine tıklayın.
 5. Alete değişiklikleri yazmak ve İş Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [Evet] ögesine tıklayın.
 6. İletişim kutusunu kapatmak için, İş Listesi iletişim kutusundaki [Kapat] ögesine tıklayın.

2.17.1.2 Aletten bir iş silinmesi

1. Alet bağılyken *Alet - Alet Çevre Ayarları - İş Ayarları* öğesini seçin. Alette kayıtlı olan işlerin listesi okunacak ve İş Listesi iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - İş Listesi iletişim kutusundaki adlar, aletin İş ekranında gösterilen adlardır.
2. Silinecek işi seçin ve [Sil] öğesine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir.
 - Birden fazla işi tek seferde seçmek mümkün değildir.
3. İşin aletten silinmesini tamamlamak için [Evet] öğesine tıklayın.
 - İşin silinmesini iptal etmek için [Hayır] öğesine tıklayın.
 - Bir iş silindiğinde, söz konusu iş için kullanılan hedefler de aletin iş hedefi hafıza alanından silinecektir.

2.17.1.3 İş Ayarları iletişim kutusu

1. Her adım özelinde iletişim kutusunun her bölümüne istenen ayarları yapın.
2. Her adım özelinde tüm ayarlar tamamlandığında, işi alete yazmak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

■ İş Adının Ayarlanması

İş adı metin kutusuna tıklayın ve iş için istenen adı girin. Bu ad aletin İş ekranında görüntülenecektir.

- Ad için en fazla 20 alfasayısal karakter kullanılabilir.

■ Bir iş dosyası yükleme

İş ayarlarını içeren önceden kaydedilmiş bir iş dosyası aşağıdaki prosedür yoluyla yüklenebilir.

1. [Yükle] ögesine tıklayın. Bir iş dosyasını açmak için Aç iletişim kutusu (uzantı: CM-17d/CM-16d için *.m17Job, CM-25cG için *.m25cGJob, CM-26dG/26d/25d için *.m26job) görüntülenecektir.
2. Açılacak iş dosyasını bulun ve [Aç] ögesine tıklayın. Seçili iş dosyası açılacak ve dosyadan yüklenen iş ayarları İş Ayarları iletişim kutusunda görüntülenecektir.
 - Dosya, farklı bir modelden oluşturulmuşsa veya bağlı aletten daha yeni donanım yazılımına sahip bir alet kullanılarak oluşturulmuşsa, bazı durumlarda bir hata mesajı görüntülenebilir ve dosya yüklenmeyebilir.

■ Bir iş dosyası kaydetme

İş Ayarları iletişim kutusunda geçerli olarak açık iş için ayarlanan ayarlar ve hedef veriler daha sonra kullanılmak üzere bir dosyaya kaydedilebilir.

1. [Kaydet] ögesine tıklayın. Bir iş dosyasını (uzantı: CM-17d/CM-16d için *.m17Job, CM-25cG için *.m25cGJob, CM-26dG/26d/25d için *.m26job) kaydetmek için Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. İş dosyasının kaydedilmesi gereken konumu bulun, istenen iş dosyası adını girin ve [Kaydet] ögesine tıklayın. İş Ayarları iletişim kutusunda geçerli olarak açık iş için ayarlanan ayarlar ve hedef veriler, belirtilen dosyaya kaydedilecektir.

■ Kullanıcının işin sonunda işin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçmesini sağlama

1. Kullanıcının bir işi tekrar etmesini etkinleştirmek için, iletişim kutusunun altındaki “Son adım tamamlandıktan sonra işi başlatmak için sor” seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu, işaret kutusu boşsa, işaretleyin.
 - İşaretsiz işaret kutusuna tıkladığında onay kaldırılır ve iş gerçekleşirken son adımdan sonra açılır pencere görünmez.

Adım Listesi Alanı

Adım Listesi Alanı, iletişim kutusunun sol üst kısmında gösterilir. Bu alan, adımların eklenebileceği, kopyalanabileceği, silinebileceği ve taşınabileceği ve düzenleme için adımların seçilebileceği alandır.

Adımlar, iş alet üzerinde çalıştırıldığında gerçekleştirilecekleri sırayla gösterilir.

Her adımın türü de gösterilir. İki tür adım mevcuttur:

İşlemler: Bir ölçüm gerçekleştirmek için.


Sonuç: Bir İşlem adımında alınan en son ölçümün sonuçlarını görüntülemek için.


Adımlar üstlerine tıklanarak seçilebilir.


Bir adım seçildiğinde:


- Seçilen adımın ayarları, iletişim kutusunun sağ tarafındaki Ayarlar Alanında görüntülenecektir ve bu ayarlar düzenlenebilir.
- Alet ekranında adımın nasıl görüntüleneceğinin bir ön izlemesi Ön izleme Alanında görüntülenecektir.


■ Düğmeler

 Seçili olan adımın altına bir adım ekler.

 Seçili olan adımı kopyalar ve kopyayı adım listesinin en altına ekler.


 Seçili olan adımı siler.

 Mevcut seçili olan adımı 1 boşluk yukarı taşır.

 Mevcut bölümde olan adımda 1 boşluğu aşağı kaydırır.

■ Bir adım ekleme

- Bir iş için en fazla 20 adım ayarlanabilir.
- Bir işin ilk adımı bir İşlemler adımı olmalıdır.

1. Adım Listesi Alanında  ögesine tıklayın. Adımın bir İşlem adımı mı yoksa Sonuç adımı mı olması gerektiğini soran bir iletişim kutusu görünecektir.

İşlemler: Bir ölçüm gerçekleştirmek için.

Sonuç: Bir İşlem adımında alınan en son ölçümün sonuçlarını görüntülemek için.

2. İstenen adım tipini seçin ve [OK] ögesine tıklayın. Seçili adım, Adım Listesindeki mevcut son adımdan sonra eklenecek ve seçilen adım türü için ayarlar, Ayarlar Alanında


görüntülenecek ve düzenlenebilecektir.

- Mevcut ayarlar için aşağıdaki sayfalara bakın.





■ Mevcut bir adımı düzenleme

1. Adım Listesi Alanında düzenlenecek adımı seçin. Seçilen adım için mevcut ayarlar, Ayarlar Alanında görüntülenecek ve düzenlenebilecektir.
 - Mevcut ayarlar için aşağıdaki sayfalara bakın.
 - Alete bir iş kaydedildikten sonra Resim Adını veya Kontrast oranını koru ayarını düzenlemek mümkün değildir. Görsel listesinden seçilen görselin değiştirilmesi veya görsel ekleme/silme işlemleri yapılabilir.


■ Bir adımı kopyalama

1. Adım Listesinde kopyalanacak adımı seçin. Seçilen adım için mevcut ayarlar, Ayarlar Alanında görüntülenecektir.
 - Aynı anda birden fazla adım seçmek mümkün değildir.
2.  ögesine tıklayın. Seçilen adım kopyalanacak ve Adım Listesindeki mevcut son adımdan sonra eklenecektir. Seçilen adım için mevcut ayarlar, Ayarlar Alanında görüntülenecek ve düzenlenebilecektir.
 - Mevcut ayarlar için aşağıdaki sayfalara bakın.

■ Adımların sırasını yeniden düzenleme

1. Adım Listesinde, yukarı veya aşağı hareket ettirilecek adımı seçin.
 - Aynı anda birden fazla adım seçmek mümkün değildir.
2. Adımı istendiği gibi taşımak için  veya  düğmesine tıklayın. Adım düğmeye her tıkladığında bir satır taşınır.
 - Seçilen adım ilk adım olduğunda  devre dışı bırakılır ve seçilen adım son adım olduğunda  devre dışı bırakılır.

■ Bir adımın silinmesi

1. Adım Listesinde, silinecek adımı seçin.
 - Aynı anda birden fazla adım seçmek mümkün değildir.
2.  ögesine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir.
3. Seçilen adımın silinmesini tamamlamak için [Evet] ögesine tıklayın.
 - Adımın silinmesini iptal etmek için [Hayır] ögesine tıklayın.

Ayarlar Alanı (İşlem Adımı Türü)

Ayarlar yapılıp yapılmaz adıma uygulanır, ancak tüm adımlar için ayarlar tamamlandıktan sonra iletişim kutusunun altındaki [OK] ögesi tıklanana kadar alete yazılmaz.

■ Ekran ayarları düğmesi

Gösterge ekranında Geri (alet ekranında <<) veya Sonraki (alet ekranında >>) düğmelerinin görüntülenip görüntülenmeyeceği seçilebilir.

Düğme adının solundaki işaret kutusu işaretlendiğinde düğme görüntülenecektir.

İşaretli ve işaretsiz olarak geçiş yapmak için işaret kutusunu tıklayın.

- Düğme, yalnızca düğme yönündeki adım listesinde bir iş adımı varsa etkinleştirilecektir. Örneğin, Sonraki yalnızca adım listesinde geçerli adımdan sonra bir adım varsa etkinleştirilecektir.

■ Resim ayarları

Resim Ayarları bölümü, görüntüyü bir İşlem adımı için gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

■ Resim listesine resim ekleme

- Görüntü listesinin ilk satırı "Hiçbiri" olarak gösterilir (alet ekranında görüntü göstermemek için) ve değiştirilemez.
- Resim listesi en fazla 10 resim içerebilir.
- Aynı görüntü birden fazla adım için kullanılabilir.

1. [Ekle] ögesine tıklayın. Görüntüleri seçmek için Aç iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. İsteddiğiniz *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.dib, *.jpe, veya *.jfif görüntü dosyasını bulun ve görüntüyü seçmek için [Aç] ögesine tıklayıp iletişim kutusunu kapatın.
 - Görüntü otomatik olarak yeniden boyutlandırılacak ve dosya adı (uzantısı olmadan) varsayılan görüntü adı olarak ayarlanacaktır.
 - Kontrast oranını koru işaretlenirse, orijinal görüntünün yükseklik-genişlik oranı korunurken görüntü yeniden boyutlandırılır ve ortalanır. Kontrast oranını koru işaretlenmezse, görüntü 240 (g) x 128 (y).
3. Resim adını düzenlemek için, mevcut ada tıklayın ve istediğiniz gibi düzenleyin.

■ Geçerli İşlem adımı için görüntüyü belirleme

1. Resim ayarları bölümünde, kullanılacak görüntünün yanındaki daireye tıklayın. Bu daire, dolu bir daireye dönüşecek ve alet ekranı ön izlemesinde görüntünün bir ön izlemesi görüntülenecektir.
 - Adım için görüntü göstermemek için ilk satırdaki (Hiçbiri) radyo düğmesine tıklayın.

■ Resim Ayarları tablosundan bir görüntüyü silme

1. Resim ayarları bölümünde, silinecek görüntünün yanındaki daireye tıklayın. Bu daire, dolu bir daireye dönüşecek ve alet ekranı ön izlemesinde görüntünün bir ön izlemesi görüntülenecektir.

- Aynı anda birden fazla resim seçmek mümkün değildir.
- İlk satırı (Hiçbiri) silmek mümkün değildir.

2. [Sil] ögesine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir.
3. Seçilen görüntünün Resim Ayarları tablosundan silinmesini tamamlamak için [Evet] ögesine tıklayın.
 - Görüntünün silinmesini iptal etmek için [Hayır] ögesine tıklayın.

■ Yorum ayarları

Bu adım için alet ekranında görüntülenecek yorumu girin.

- En fazla 100 alfasayısal karakter girilebilir.

■ Hedef veri bilgisi

Hedef ile ilişkili Bu işlem adımı için alınan ölçümlerin, bir hedefle ilişkili renk farkı ölçümleri olmasını istediğinizde bu ayarı seçin. İş iletişim kutusundan ölçümle ilişkilendirilecek hedefleri seçmek amacıyla İş İçin Hedef Listesini açmak için [Hedef veri seç] ögesine tıklayın. Bkz. [İş İçin Hedef Liste iletişim kutusu s. 163](#).

Mutlak veriler Bu işlem adımı için alınan ölçümlerin mutlak ölçümler olmasını istediğinizde bu ayarı seçin.

- Hedef veri bilgisi bölümündeki Veri adı, Ölçüm modu vb. gibi bilgiler, o anda seçili olan hedefin bilgileridir. Mutlak ölçümler için bilgilendirme adına hiçbir değer görüntülenmeyecektir.

■ Ölçüm verileri bilgisi

Bu işlem adımı için örnek ölçümler alırken kullanılacak Veri adını ve ölçüm koşullarını ayarlayın.

Veri Adı

Bu adımda alınan ölçüme eklenecek adı girin.

- En fazla 30 alfasayısal karakter.

Ölçüm Modu

Listeyi açmak için açılır listede seçili olan öğeye tıklayın ve bu adım için kullanılacak ölçüm modunu seçin.

Renk & Parlak (yalnızca CM-26dG, CM-25cG)

Renk

Yalnızca Parlak (yalnızca CM-26dG, CM-25cG)

Ölçüm Alanı

Listeyi açmak için açılır listede mevcut seçili olan öğeye tıklayın ve bu adım için kullanılacak ölçüm alanını seçin.

MAV(8mm)

SAV(3mm) (Yalnızca CM-17d, CM-26dG, CM-26d, CM-25cG)

Speküler Bileşen (CM-25cG için gösterilmemiştir)

Listeyi açmak için açılır listede seçili olan öğeye tıklayın ve bu adım için kullanılacak speküler bileşen ayarını seçin.

SCI

SCE

SCI+SCE

- UV Ayarları için “%100 Tam + 400nm kesme” seçilirse “SCI+SCE” seçilemez.

UV Koşulu (CM-17d/CM-16d veya CM-25cG için gösterilmez)

Listeyi açmak için açılır listede seçili olan öğeye tıklayın ve bu adım için kullanılacak UV ayarını seçin.

%100 Tam

400nm kesme

UV Ayarı

%100 Tam+ 400nm kesme

- Speküler Bileşen için “SCI+SCE” seçilirse, “%100 Tam + 400nm kesme” seçilemez.

Otomatik ortalama süreler

Ölçüm düğmesine basıldığında otomatik olarak alınacak ve ortalaması alınacak ölçüm sayısını ayarlayın.

Ayarlanabilir aralık: 1 - 10

- Otomatik ortalama süreleri ve Manuel ortalama süreleri birleştirilebilir.

Manuel ortalama süreler

Bu adım için alınacak ve ortalaması alınacak ölçüm sayısını ayarlayın.

Ayarlanabilir aralık: 1 - 30

- Otomatik ortalama süreleri ve Manuel ortalama süreleri birleştirilebilir.

■ İş İçin Hedef Liste iletişim kutusu

■ Hedef listesi (iletişim kutusunun sol tarafı)

1. Bu işlem adımında kullanılacak hedef olarak kullanılacak hedefi seçmek için, hedefin yanındaki daireye tıklayarak içi dolu bir daireye dönüşmesini sağlayın. Hedefe ilişkin bilgiler, iletişim kutusunun sağ tarafında görüntülenecektir.
 - Alete bir kullanıcı aydınlatıcı yazılmışsa, alette saklanan hedeflerin okunabilmesi için önce bu kullanıcı aydınlatıcı verilerinin aktif belgeye okunması gerekir. Bkz. [2.15.3 Aydınlatıcı verisini ölçüm aletinden okuyarak s. 151](#).
 - Hedef satırına tıklamak, iletişim kutusunun sağ tarafında da hedef bilgilerini gösterecek ancak bu işlem adımında kullanılacak hedef olarak hedefi seçmeyecektir.
 - Hedef listesi sayfalarda gösterilir. Listenin altındaki düğmeler sayfalar arasında gezinmek için kullanılabilir.
 - [<<] Hedeflerin ilk sayfasına gider.
 - [<] Hedeflerin bir önceki sayfasına gider.
 - [1], [2], ... Sayı ile belirtilen hedeflerin sayfasına gider.
 - [>] Hedeflerin bir sonraki sayfasına gider.
 - [>>] Hedeflerin son sayfasına gider.
2. [OK] öğesine tıklayın. İş İçin Hedef Liste iletişim kutusu kapanacak ve seçilen hedef, işlem adımı için hedef olarak ayarlanacaktır.
 - Seçilen hedefin ölçüm koşulları (Ölçüm Modu, Ölçüm Alanı, Speküler Bileşen ve UV Ayarları) Hedef veri bilgisi bölümünde görüntülenecek ve Ölçüm verileri bilgisi bölümünde örnek ölçümler için ayarlar olarak otomatik ayarlanacaktır.

Hedef listedeki sayıların açıklaması

Bağlı aletin donanım yazılımı sürüm 1.2 veya üzeri varsa:

- Aletten okunan hedeflerin listesi, normal bağımsız kullanım için mevcut hedeflerin (xxxx) yanı sıra iş kullanımı için bellekteki hedefleri (Jxxx) içerecektir.
 - Donanım yazılımı sürümü 1.2 veya üzeri olan aletlerde, hedef bellek şu şekilde düzenlenir:
 - Normal bağımsız kullanım için hedefler: 1 - 1000
 - İş hedefleri: İş başına 20 hedef alanı (her iş adımı için bir tane).
- | | |
|---|---|
| CM-17d/CM-16d, CM-26dG/26d/25d: | CM-25cG: |
| İş 1: J001 (Adım 1 hedefi) ila 1020 (Adım 20 hedefi), | İş 1: J501 (Adım 1 hedefi) ila 2520 (Adım 20 hedefi), |
| İş 2: J021 (Adım 1 hedefi) ila 1040 (Adım 20 hedefi), | İş 2: J521 (Adım 1 hedefi) ila 2540 (Adım 20 hedefi), |
| vb. | vb |

- Aşağıdaki durumlarda, bir adım için hiçbir hedef saklanmaz ve bu adımın hafıza alanı, hedefler listesinde gösterilmez:
 - Adım bir Sonuç adımıysa.
 - Mutlak değer ölçümleri için “Mutlak” işaretliyse.

Örneğin, bir CM-26dG’de aşağıdaki 6 adımla İş 2 için bellek kullanımı şu şekilde olacaktır:

Adım	Adım türü	Hedef hafızası
Adım 1	İşlem adımı	J021: Adım 1 için hedef veri
Adım 2	Sonuçlar adımı	Kullanılmadı, gösterilmedi
Adım 3	“Mutlak” işaretli işlem adımı	Kullanılmadı, gösterilmedi
Adım 4	Sonuçlar adımı	Kullanılmadı, gösterilmedi
Adım 5	İşlem adımı	J025: Adım 5 için hedef veri
Adım 6	Sonuçlar adımı	Kullanılmadı, gösterilmedi

■ Hedef bilgisi (iletiřim kutusunun sađ tarafı)

İletiřim kutusunun sađ tarafı, hedef listesinde seçilen hedef için bilgileri gösterecektir.

Bu bilgi sadece referans içindir ve deđerler deđiřtirilemez.

Ölçüm Verileri + Özellikler sekmesi

Ölçüm Koşulu alt sekmesi

Ölçüm Modu, Ölçüm Alanı vb. gibi seçilen hedefin ölçüm koşullarını gösterir.

Özellik alt sekmesi

Seçilen hedefin Ölçüm Tarihi, Alet Adı vb. gibi özelliklerini gösterir.

Ölçüm sonucu bölümü

Renkölçümsel Deđerler/Endeksler

Seçilen hedef için renkölçümsel deđerleri ve endeksleri gösterir.

Gösterilen öğeleri deđiřtirmek için, etiketlerin en sađındaki  öğesine tıklayın. Öge Ayarı iletiřim kutusu görüntülenecektir. Bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100.](#)

Spektral Grafik

Seçilen hedef için spektral grafiđi gösterir.

Nümerik spektral veriyi görmek için [Veri] öğesine tıklayın. Spektral verileri gösteren Spektral Veriler iletiřim kutusu görüntülenecektir.

Spektral Veriler iletiřim kutusunda, spektral veriler, bařlangıç ve bitiş dalga boyları tıklanarak ve açılan listeden istenen dalga boyu seçilerek ve ardından [Kopyala] öğesi tıklanarak kopyalanabilir. Seçilen aralık için spektral veriler panoya kopyalanacaktır.

Tolerans sekmesi

Hedef için ayarlanan toleransları gösterir.

Grup listesi sekmesi

Hedefin ait olduđu alet üzerindeki grupları gösterir.

Ayarlar Alanı (Sonuç Adımı Türü)

Ayarlar yapılar yapılmaz adıma uygulanır, ancak tüm adımlar için ayarlar tamamlandıktan sonra iletişim kutusunun altındaki [OK] ögesi tıklanana kadar alete yazılmaz.

■ Ekran ayarları düğmesi

Gösterge ekranında Geri (alet ekranında <<) veya Sonraki (alet ekranında >>) düğmelerinin görüntülenip görüntülenmeyeceği seçilebilir.

Düğme adının solundaki işaret kutusu işaretlendiğinde düğme görüntülenecektir.

İşaretsiz ve işaretsiz olarak geçiş yapmak için işaret kutusunu tıklayın.

- Düğme, yalnızca düğme yönündeki adım listesinde bir iş adımı varsa etkinleştirilecektir. Örneğin, Sonraki yalnızca adım listesinde geçerli adımdan sonra bir adım varsa etkinleştirilecektir.

■ Verileri görüntüleme ayarları

Gözlemci/Aydınlatıcı1, Gözlemci/Aydınlatıcı2

Listeyi açmak için açılır listede seçili olan öğeye tıklayın ve bu adım için kullanılacak gözlemci/aydınlatıcı kombinasyonunu seçin.

CM-17d/CM-16d, CM-26dG/CM-26d/CM-25d (yazılım sürümü ver. 1.4 veya üzeri):

2°/A	2°/F8	2°/LED-BH1	10°/A	10°/F8	10°/LED-BH1
2°/C	2°/F10	2°/LED-RGB1	10°/C	10°/F10	10°/LED-RGB1
2°/D50	2°/F11	2°/LED-V1	10°/D50	10°/F11	10°/LED-V1
2°/D65	2°/F12	2°/LED-V2	10°/D65	10°/F12	10°/LED-V2
2°/ID50	2°/LED-B1	2°/Kullanıcı1	10°/ID50	10°/LED-B1	10°/Kullanıcı1
2°/ID65	2°/LED-B2	2°/Kullanıcı2	10°/ID65	10°/LED-B2	10°/Kullanıcı2
2°/F2	2°/LED-B3	2°/Kullanıcı3	10°/F2	10°/LED-B3	10°/Kullanıcı3
2°/F6	2°/LED-B4		10°/F6	10°/LED-B4	(Hiçbiri)
2°/F7	2°/LED-B5		10°/F7	10°/LED-B5	

- “(Hiçbiri)” gösterilir ve yalnızca Gözlemci/Aydınlatıcı2 için seçilebilir.

CM-26dG/CM-26d/CM-25d (yazılım sürümü ver. 1.4 altı), CM-25cG:

2°/A	2°/ID65	2°/F10	10°/A	10°/ID65	10°/F10
2°/C	2°/F2	2°/F11	10°/C	10°/F2	10°/F11
2°/D50	2°/F6	2°/F12	10°/D50	10°/F6	10°/F12
2°/D65	2°/F7	2°/Kullanıcı	10°/D65	10°/F7	10°/Kullanıcı
2°/ID50	2°/F8		10°/ID50	10°/F8	(Hiçbiri)

- “(Hiçbiri)” gösterilir ve yalnızca Gözlemci/Aydınlatıcı2 için seçilebilir.

Speküler Bileşen: (CM-25cG için gösterilmemiştir)

Listeyi açmak için açılır listede seçili olan öğeye tıklayın ve bu adım için kullanılacak speküler bileşen ayarını seçin.

SCI
SCE
SCI+SCE

- Ölçüm sonuçları, yalnızca sonuçların gösterildiği İşlem adımında yer alan Speküler Bileşen ayarları için hesaplanabilir ve alet ekranında gösterilebilir. Örneğin, İşlem adımı Speküler Bileşen ayarı “SCI” olarak ayarlanmışsa, Sonuç adımı Speküler Bileşen ayarı “SCE” veya “SCI+SCE” olarak ayarlanmış olsa bile, SCE sonuçları alet ekranında “---” olarak görüntülenecektir.

■ Özel öğe ayarları

1: ila 7:

Listeyi açmak için açılır listede seçili olan öğeye tıklayın ve bu adım için alet ekranında gösterilecek öğeyi seçin. Bu adım için alet ekranı, 1: ila 7: için seçilen öğeleri tek bir ekranda gösterecektir.

(Hiçbiri)	X	ΔE^*ab	ΔYI (ASTM D1925)	$\Delta Cy-b$ (FMC2) ⁵
L*	Y	CMC	Parlaklık(ISO 2470)	$\Delta 8^\circ$ gloss ⁶
a*	Z	ΔE^*94 (CIE 1994)	Δ Parlaklık (ISO 2470)	Blackness(My) ⁶
b*	Güç ¹	$\Delta E00$ (CIE 2000)	$\Delta E99o$	Δ Blackness(ΔMy) ⁶
ΔL^*	Güç X ¹	ΔEab (Hunter)	Gri Ölçek(ISO 105.A05) ¹	Jetness(Mc) ⁶
Δa^*	Güç Y ¹	MI(DIN)	8° parlak ³	Δ Jetness(ΔMc) ⁶
Δb^*	Güç Z ¹	GU ²	WI(Ganz) ⁴	Undertone(dM) ⁶
C*	ΔX	ΔGU^2	ΔWI (Ganz) ⁴	Δ Undertone(ΔdM) ⁶
h	ΔY	WI(ASTM E313-73)	Tint(Ganz) ⁴	ΔE^*94^* (özel) ⁶
ΔC^*	ΔZ	ΔWI (ASTM E313-73)	Tint farkı(Ganz) ⁴	Kullanıcı Denklemi 1
ΔH^*	x	WI(CIE 1982)	K/S Gücü (ΔE^*) ⁵	Kullanıcı Sınıfı 1
L(Hunter)	y	ΔWI (CIE 1982)	K/S Gücü(Max Abs) ⁵	Kullanıcı Denklemi 2
a(Hunter)	Δx	Tint (CIE)	K/S Gücü(Belirgin) ⁵	Kullanıcı Sınıfı 2
b(Hunter)	Δy	$\Delta Tint$ (CIE)	Leke Testi(ISO105-A04) ⁵	Kullanıcı Denklemi 3
ΔL (Hunter)	Munsell Hue(JIS Z 8721 1964)	YI(ASTM E313-73)	FMC2 ⁵	Kullanıcı Sınıfı 3
Δa (Hunter)	Munsell Değeri(JIS Z 8721 1964)	ΔYI (ASTM E313-73)	ΔL (FMC2) ⁵	
Δb (Hunter)	Munsell Koyuluğu(JIS Z 8721 1964)	YI(ASTM D1925)	$\Delta Cr-g$ (FMC2) ⁵	

- “(Hiçbiri)” seçildiğinde, öğe etiketi alet ekranında “---” olarak görüntülenecek ve değerler boş olacaktır.

*1 Yalnızca CM-26dG/26d/CM-25d

*2 Yalnızca CM-26dG, CM-25cG (yazılım sürümü ver. 1.2 veya üzeri)

*3 Yalnızca CM-17d/CM-16d, CM-26d/25d

*4 CM-26dG/26d ürün yazılımı ver. Sadece 1.10 veya üstü. Alet için Ganz & Griesser 4 veya Ganz & Griesser 5 UV kalibrasyonu yapılmadıysa, WI(Ganz), dWI(Ganz), Tint(Ganz) ve $\Delta Tint$ diff.(Ganz) değerleri “---” olarak görüntülenecektir.

*5 CM-26dG/26d/CM-25d ürün yazılımı ver. Sadece 1.2 veya üstü

*6 Yalnızca CM-17d/CM-16d

2.17.2 Kullanıcı Aydınlatıcısını Alete Yazma

- Bu özellik yalnızca CM-17d/CM-16d, CM-25cG (ürün yazılımı ver. 1.2 veya üzeri) ve CM-26dG/26d/25d için kullanılabilir.

Alete bir kullanıcı aydınlatıcı yazılabilir ve ölçümler için kullanılabilir.

1. *Alet - Alet Çevre Ayarları - Kullanıcı Aydınlatıcı Yaz ...* ögesini seçin. Belgedeki kullanıcı aydınlatıcılarının bir listesini gösteren Belgede Kullanıcı Aydınlatıcısı iletişim kutusu görüntülenir.
2. Alete yazmak için listeden aydınlatıcıyı seçin.
 - Seçilen aydınlatıcının ayrıntılarını (spektral veri ve grafik) görüntülemek için [Ayrıntı Göster] ögesine tıklayın.
3. [OK] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
4. Aydınlatıcıyı alete yazmak için [Evet] ögesine tıklayın. Aydınlatıcının yazıldığını onaylayan bir mesaj görünecektir.
 - Aydınlatıcıyı alete yazmayı iptal etmek için [Hayır] ögesine tıklayın. Yazılım, Belgede Kullanıcı Aydınlatıcısı iletişim kutusuna dönecektir.
5. Mesajı kapatmak için [OK] ögesine tıklayın. Belgede Kullanıcı Aydınlatıcısı iletişim kutusu da kapatılacaktır.

2.17.3 Kullanıcı Endeksi Ayarları (sadece CR-400 serisi)

- Bu prosedür sadece CR-400 serisi aletler için mevcuttur. Kullanıcı endeksi işlevlerine sahip diğer aletler için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i kullanın.

1. *Alet - Alet Çevre Ayarları - Kullanıcı Endeksi Ayarları...* seçiminde bulunun. Kullanıcı Endeksi iletişim kutusu belirir.
2. Ayarlanacak Kullanıcı Endeksi üzerine tıklayarak seçin ve ardından [Düzenle] üzerine tıklayın. Kullanıcı Endeksi Ayarı iletişim kutusu belirir.
3. Kullanıcı Endeksi Adını girin.
4. Ekran klavyesini ya da bilgisayar klavyesini kullanarak Kullanıcı Endeksi Formülünü girin.
5. Formülde kullanıcı ölçüm değerlerini kullanmak için [Öğe Ekle] solunda yer alan kombo kutusuna tıklayın ve görüntülenen açılır pencereden tercih edilen ölçüm değerini seçin ve ardından [Öğe Ekle] üzerine tıklayın.
6. Kullanıcı Sınıfı ayarlamak için:
 - 6-1 Kullanıcı Sınıfı Numarasını, doğrudan değeri girerek ya da değeri değiştirmek üzere yukarı/aşağı düğmelere basarak ayarlayın. Sınıflar kullanılmayacaksa değeri 0 olarak ayarlayın ya da değeri silin.
 - 6-2 Her bir sınıf için eşik değerini doğrudan değer ile ya da değeri değiştirmek üzere yukarı/aşağı düğmelere basarak girin. Her bir sınıf için eşik bir sonraki daha yüksek sınıf için eşikten az olmalıdır.
 - 6-3 Her bir sınıf için Sınıf adını girin.
7. Kullanıcı Endeksini alete yazmak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] üzerine tıklayın.

2.17.4 Alet Ayarları (sadece CR-400 serisi)

- Bu prosedür sadece CR-400 serisi aletler için mevcuttur. Bağımsız ayarlara sahip diğer aletler için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i kullanın.

1. *Alet - Alet Çevre Ayarları - Alet Ayarları...* ögesini seçin. Alet Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Her bir alet ayarını tercih edildiği gibi ayarlayın.
 - 2-1 Radyo düğmesi aracılığıyla seçilebilir alet ayarları için tercih edilen ayar üzerine tıklayın.
 - 2-2 Sayısal alet ayarları için doğrudan değeri girin ya da değeri değiştirmek için yukarı/aşağı düğmeleri üzerine tıklayın.
 - 2-3 İşaret kutularına sahip alet ayarları için işaretli ve işaretli olmayanlar arasında geçiş yapmak üzere ayar üzerine tıklayın.
 - 2-4 Kombo kutularına sahip alet ayarları için kombo kutusu üzerine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden tercih edilen ayarı seçin.
 - 2-5 Kalibrasyon zaten gerçekleştirilmişse ya da alet hafızası ölçümler içeriyorsa ışık kaynağı değiştirilemez. Işık kaynağının değiştirilmesi gerekiyorsa aleti başlatın (tüm veriler silinecektir). Bkz [2.17.5 Aletin Başlatılması \(sadece CR-400 serisi\) s. 169](#).
 - 2-6 Tarih ve saati bilgisayar ile aynı tarih ve saate ayarlamak için [Bilgisayar tarih ve saatini ayarla] üzerine tıklayın.
3. Ayarları aleti yazmak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] üzerine tıklayın.



2.17.5 Aletin Bařlatılması (sadece CR-400 serisi)

Aletin ışık kaynağının deęiřtirilmesi gerekiyorsa aletin bařlatılması gereklidir. Alet hafızası ölçüm verileri içeriyorsa alet ışık kaynağını deęiřtirmek mümkün deęildir.

1. *Alet - Alet Çevre Ayarları - Aletin Bařlatılması...* öęesini seęin. Bir onay mesajı görüntülenecektir.
 - UYARI: Aletin bařlatılması alet hafızasından tüm verileri siler. Sadece verilerin silinmesinin kabul edilebilir olduęundan emin olmanız halinde devam edin.
2. Bařlatma ile devam etmek için [OK] üzerine tıklayın. Aletin bařlatılması gerçekleştirilecektir.

2.18 Alet Hafıza Fonksiyonları

2.18.1 Okuma Örnekleri

- Bu işlev yalnızca bir belge açıkken ve bir CM-26dG/CM-26d/CM-25d/CM-23d, CM-25cG, CM-17d/CM-16d, CM-M6, CM-5/CR-5, CM-700d/CM-600d/CM-700d-U, CM-2600d/CM-2500d, CM-2500c, CM-512m3A, CR-400/CR-410, veya DP-400 bağlı olduğunda kullanılabilir.
1. **Alet - Okuma/Yazma - Örnekleri Oku ...** ögesini seçin. Örnekleri Oku iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Alete bir kullanıcı aydınlatıcı ayarlanmışsa, okuma örnekleri gerçekleştirilmeden önce kullanıcı aydınlatıcısı belgeye okunmalıdır. Bkz. [2.15.3 Aydınlatıcı verisini ölçüm aletinden okuyarak s. 151](#).
 2. Örnekleri Oku iletişim kutusu görüntülenecektir.
 3. İstenen Okunacak Veri aralığını ayarlayın.
 - **Tüm veriler:** Alette depolanan tüm veriler.
 - **Bugünün verisi:** Mevcut tarihte ölçülen veri
 - **Zaman aralığı:** Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasındaki veri. Tarihin sağındaki takvim simgesine tıklayarak başlangıç tarihini ve bitiş tarihini ayarlayın ve görüntülenen takvimden istediğiniz tarihi seçin.
 - Yüklenecek belirli verileri seçebilmeniz amacıyla ayarlanan kapsamla eşleşen verilerin bir listesini göstermek için Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin seçeneğini işaretleyin. Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin seçili değilse, [OK] ögesine tıkladığında ayarlanmış kapsamla eşleşen tüm veriler belgeye yüklenecektir.
 4. İstenen Seçenekler yapın.
 - Tüm örnekler için ek bilgi ayarla: Yüklenen tüm verilere ek bilgi ayarlanması için kullanılan Ek Bilgileri Ayarla iletişim kutusu veriler yüklenmeden görüntülenecektir.
 - Kaydedilmiş Örnekleri ölçüm aletinden sil: Veriler yüklendiğinde örnekler aletten silinecektir.
 - CM-2600d/2500d veya CR-400/CR-410/DP-400 kullanılırken seçilemez
 - Zaten belgenin içinde olan Örnekleri kaydetme (Bazı aletler için gösterilmez): Belgede aynı bilgilere sahip bir örnek halihazırda mevcutsa, kaydedilmeyecektir.
 5. Ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra [OK] ögesine tıklayın. Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin ve Tüm örnekler için ek bilgi ayarla işaretlenmemişse, ayarlanan kapsamla eşleşen örnekler, ilgili hedeflerle birlikte belgeye okunacak ve iletişim kutusu kapanacaktır.
 6. Belgeye eklemeyen önce bilgiyi kontrol edin işaretlendiyse, örneklerin bir listesini ve aletin belleğindeki ilişkili hedefleri gösteren Örnekleri Oku iletişim kutusu görüntülenir.
 - İlişkili örnekleri olmayan hedefler gösterilmeyecektir.
 - 6-1 Hedefler ve örnekler olarak kategorize edilmiş tüm verileri göstermek için  ögesine tıklayın. Hedefin yanındaki üçgene tıklamak hedef listesini açar ve bir hedef seçmek yalnızca o hedefle ilişkili örnekleri gösterir. Hedefe göre sınıflandırılmış verileri göstermek için  ögesine tıklayın. Hedefin yanındaki üçgene tıklanılması hedef listesini açar ve bir hedef seçildiğinde yalnızca o hedefle ilişkili örnekler gösterilir.
 - 6-2 Belgeye okutulacak veriyi seçmek için, istenen örneğin yanındaki işaret kutusunu işaretleyin. Tüm örnekleri seçmek için listenin en üstündeki işaret kutusunu işaretleyin. İşaretlendikten sonra listenin en üstündeki işaret kutusunun işaretini kaldırmak, tüm örneklerin işaretini kaldıracaktır.
 - 6-3 İşaretlenen örnekleri belgeye okutulduktan sonra aletten silmek isterseniz, Kaydedilmiş Örnekleri ölçüm aletinden sil seçeneğini işaretleyin.
 - 6-4 İstenen tüm örnekler işaretlendikten sonra [OK] ögesine tıklayın. Tüm örnekler için ek bilgi ayarla işaretli değilse, seçilen örnekler ilgili hedeflerle birlikte belgeye okunacak

ve iletişim kutusu kapanacaktır.

7. Tüm örnekler için ek bilgi ayarla işaretlendiyse, Ek Bilgileri Ayarla iletişim kutusu görüntülenir.

- Ayarlanan bilgiler, yüklenen tüm örnekler ve hedeflere eklenecektir.

7-1 Veri etiketlerini görmek için:

- Doğrudan bir etiket ayarlamak için, Veri Etiket kutusuna tıklayın ve istediğiniz etiketi doğrudan girin. Etiket girişi tamamlandıktan sonra bilgisayar klavyesinde Enter tuşuna basın. Etiket arka planı açık griye dönüşecek ve etiketin sağında bir “x” belirecektir.
- Belgede zaten kullanılan bir etiketi varsayılan etiket olarak ayarlamak için Veri Etiket kutusunun sağındaki [+] ögesine tıklayın. Belgede önceden kullanılmış etiket listesi görüntülenecektir. Listedeki istenen etiketi seçin. Etiket açık gri arka planlı olarak Etiket kutusuna eklenecek ve etiketin sağında “x” işareti görünecektir.
- Veri Etiket kutusundan bir etiketi silmek için, etiketin sağındaki “x” işaretine tıklayın.

7-2 Kullanıcı tanımlı bilgiyi ayarlamak için Kullanıcı Tanımlama Bilgisi alanından [Ekle] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu açılacaktır.

a) Kullanıcı tanımlı bilgiler listesine tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.

b) [OK] ögesine tıklayın. Seçili öğe Kullanıcı Tanımlı Listeye eklenecektir.

c) Eklenen öğeyi seçin ve istenen değeri ayarlamak için öğenin Değerine tıklayın.

7-3 Ek bilgiler istenildiği gibi ayarlandıktan sonra [OK] ögesine tıklayın. İlgili tüm hedefler ile birlikte örnekler belgeye okunacak ve iletişim kutusu kapanacaktır.


2.18.2 Hedefleri Yazma

Belgedeki hedefler alete yazılabilir.

- 1. Alet - Okuma/Yazma - Hedef Yaz ...** ögesini seçin. Belgedeki hedeflerin listesini gösteren Alete Hedef yazın iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Mevcut bellek alet hafızasının ne kadarının kullanıldığını gösterir.
- 2. İndirme için hedefin yanındaki işaret kutusuna** tıklayın. Bir hedef seçildiğinde, söz konusu hedefe ait bilgiler iletişim kutusunun sağ tarafındaki hedef bilgisi alanında görüntülenecektir.
 - İşaret kutusunu işaretlemeyen hedef sırasını seçmek de aynı zamanda o hedefin bilgilerini gösterecektir ancak söz konusu hedefi indirme için seçmez.
 - İndirmek amacıyla tüm hedefleri seçmek için **Hepsini Seç** işaret kutusunu onaylayın. Hepsini Seç seçildiğinde, iletişim kutusunun sağ tarafı en son seçilen hedefe ait bilgileri gösterecektir.
 - Hedef alete zaten yazılmışsa, hedefin alete farklı bir hedef olarak yazılıp yazılmayacağını soran bir iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 3. Varış Yeri** sekmesinde, değeri doğrudan girerek veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak **Alet üzerindeki Hedef Sayısı** ayarını yapın.
 - Seçili hedef sayı için hedef veri alette önceden mevcutsa, hedef alete yazdırıldığında mevcut veri geçersiz kılınacaktır.
 - Ayarlanan hedef sayı için alette hedef verinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için [Gözet] ögesine tıklayın. Hedef veri alette önceden mevcutsa, söz konusu hedefe ait bilgiler aletten okunacak ve gösterilecektir.
 - İndirilecek her hedef özelinde farklı bir varış noktası numarası ayarlanmalıdır.
- 4. Ölçüm Verileri + Özellikler** sekmesinde seçili hedefe ait bilgileri kontrol edin.
 - **Renkölçümsel Değerler/Endeksler** öğeleri değiştirilebiliyor olsa da, bu sekmede ve alt sekmelerinde gösterilen bilgiler ve veriler referans içindir ve değiştirilemez.
- 5. Tolerans Ayarları** sekmesinde, seçili hedef için alete yazıldığında toleransları ayarlayın.
 - Aletin varsayılan tolerans öğeleri belgedeki hedef tolerans öğeleriyle aynıysa, belgenin hedef tolerans değerleri ayarlanacaktır. Aksi halde, başlangıç değerleri aletin varsayılan

toleranslarıdır.

CR-400 serisi dışında aletler için:

- 5-1** Her toleransın yanındaki işaret kutusuna tıklayarak tolerans ayarlarını etkinleştirin/devre dışı bırakın.
- 5-2** Tolerans değerlerini, doğrudan girdi ile veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak ayarlayın.
- Bir sütunda iki tolerans değeri görüntüleniyorsa, üst değer pozitif tolerans değeri ve alt değer negatif tolerans değeridir.
 - Tolerans öğelerini değiştirmek için etiketlerin en sağındaki  öğesine tıklayın. Öğeler Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir. Yalnızca fark değerleri görüntülenecektir.
 - Toleranslar yalnızca alet üstünde tolerans ayarına izin vermiş öğeler için ayarlanabilir. Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunda seçilen bir öğe alette mevcut değilse, Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunda [OK] öğesi tıklanıldığında bir uyarı mesajı görünür ve bu öğe tolerans tablosunda olmayacaktır.

CR-400 serisi aletler için:

- 5-1** Kombo kutusuna tıklamak ve görüntülenen açılır listeden tercih etmek suretiyle Renk alanı / Denklem / Özel endeks öğesini seçin.
- 5-2** Kombo kutusuna tıklamak ve görüntülenen açılır listeden tercih etmek suretiyle Tolerans Değerlendirme Metodu öğesini seçin. Mevcut ayarlar: “Eliptik tipi”, “Kutu tipi”, “ ΔE^* ”, “Kutu tipi, ΔE^* ” ya da “Hiçbiri”
- 5-3** Tolerans değerlerini doğrudan bir değeri girerek ya da yukarı/aşağı okları kullanarak ayarlayın.
- Bir sütunda iki tolerans değeri görüntüleniyorsa, üst değer pozitif tolerans değeri ve alt değer negatif tolerans değeridir.
 - Toleranslar yalnızca alet üstünde tolerans ayarına izin vermiş öğeler için ayarlanabilir. Liste Öğeleri Ayarları iletişim kutusunda seçilen bir öğe alette mevcut değilse, Liste Öğeleri Ayarları iletişim kutusunda [OK] öğesine tıklanıldığında bir uyarı mesajı görünür ve bu öğe tolerans tablosunda ayarlanmaz.
- 6. Grup listesi** sekmesinde, mevcut bir grup adına tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden istenen grubu seçerek hedefin bağlı olacağı aletin gruplarını ayarlayın.
- Açılır listedeki boş üst sırayı seçmek hedefi hiçbir gruba bağlamayacaktır.
 - **Grup listesi** sekmesi yalnızca alet belleğinde grupları destekleyen aletler için gösterilecektir.
- 7.** Tüm hedeflerin indirilmesi için 2 ila 6 arası adımları tekrar edin.
- 8.** [Yaz] öğesine tıklayın. Seçilen hedefler alete yazılacak ve iletişim kutusu kapanacaktır.
- Alet üzerindeki Hedef Sayısı seçili hedeflerden biri veya birden fazlası için ayarlanmadıysa, ilk okutma varış noktasını soran bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Alet üzerindeki Hedef Sayısı ayarı olmayan hedefler, ayarlanan ilk hedeften itibaren sıralı hedef numaraları olarak alete yazılacaktır. Alet üzerindeki Hedef Sayısı ayarlı hedefler, alet üzerinde önceden ayarlanan hedef numarasına göre yazılacaktır.
 - Hedefleri alete yazmayı iptal etmek için [Yaz] yerine [İptal] öğesine tıklayın.

■ Hedef bilgilendirme alanı (iletişim kutusunun sağ tarafında)

Varış Yeri sekmesi

Alet üzerindeki Hedef Sayısı

Üzerine hedef yazılacak alet için hedef sayısını seçin.

Ölçüm Verileri + Özellikler sekmesi

Ölçüm Koşulu alt sekmesi

Ölçüm Modu, Ölçüm Alanı vb. gibi seçilen hedefin ölçüm koşullarını gösterir.

Özellik alt sekmesi

Seçilen hedefin Ölçüm Tarihi, Alet Adı vb. gibi özelliklerini gösterir.

Ölçüm sonucu bölümü

Renkölçümsel Değerler/Endeksler

Seçilen hedef için renkölçümsel değerleri ve endeksleri gösterir.

Gösterilen öğeleri değiştirmek için, etiketlerin en sağındaki  öğesine tıklayın. Öge Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir. Bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100](#).

- CM-23d kullanırken, seçilen hedef manuel olarak girilen Hunter Lab değerlerini içeriyorsa, hedef cihaza yazıldığında bu değerler otomatik olarak L*a*b* değerlerine dönüştürülecektir.

Spektral Grafik


Seçilen hedef için spektral grafiği gösterir.

Nümerik spektral veriyi görmek için [Veri] öğesine tıklayın. Spektral verileri gösteren Spektral Veriler iletişim kutusu görüntülenecektir.

Spektral Veriler iletişim kutusunda, spektral veriler, başlangıç ve bitiş dalga boyları tıklanarak ve açılan listeden istenen dalga boyu seçilerek ve ardından [Kopyala] öğesi tıklanarak kopyalanabilir. Seçilen aralık için spektral veriler panoya kopyalanacaktır.

Tolerans sekmesi

Alete yazıldığında hedef için ayarlanacak toleransları gösterir.

- İlk değerler, belgede hedef için ayarlanan toleranslar değil, aletin varsayılan toleranslarıdır.
- Tolerans ayarları her toleransın yanındaki işaret kutusuna tıklayarak etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
- Tolerans değerlerini, doğrudan girdi ile veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak değiştirebilirsiniz.
- Bir sütunda iki tolerans değeri görüntüleniyorsa, üst değer pozitif tolerans değeri ve alt değer negatif tolerans değeridir.
- Tolerans öğelerini değiştirmek için etiketlerin en sağındaki  öğesine tıklayın. Öge Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir. Yalnızca fark değerleri görüntülenecektir.
- Toleranslar yalnızca alet üstünde tolerans ayarına izin vermiş öğeler için ayarlanabilir. Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunda seçilen bir öğe alette mevcut değilse, Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunda [OK] öğesi tıklandığında bir uyarı mesajı görünür ve bu öğe tolerans tablosunda olmayacaktır.
 - CM-23d kullanırken aşağıdaki öğeler için toleranslar ayarlanamaz: dL(Hunter)/da(Hunter)/db(Hunter)/dEab(Hunter), dE99o, dWI(CIE 1982), Renk Tonu Farkı(CIE)), dYI(ASTM E313-73), Parlaklık farkı (ISO 2470), Güç/Güç X/Güç Y/Güç Z, Gri Tonlama


Grup listesi sekmesi

Mevcut ayara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden grubu seçerek hedefin ekleneceği alet üzerindeki hedef gruplarını seçin.

Aletteki grupları düzenlemek için [Grup Düzenle] öğesini tıklayın. Aletteki hedef gruplarının bir listesi görüntülenecektir. Grup adlarını istendiği gibi düzenleyin ve [OK] öğesine tıklayın. Grup adlarına yapılan değişiklikler hemen alete yazılacaktır.

2.18.3 Hedefi Okuma/Düzenleme

Alette depolanan hedeflerin tolerans değerleri düzenlenebilir ve hedefler belgeye okunabilir.

1. Alet - Okuma/Yazma - Hedef Oku/Düzenle ... ögesini seçin.
2. Alette depolanan hedef listesini gösteren Hedef Düzenle iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Hedef listesi sayfalarda gösterilir. Listenin altındaki düğmeler sayfalar arasında gezinmek için kullanılabilir.
 - [◀◀] Hedeflerin ilk sayfasına gider.
 - [◀] Hedeflerin bir önceki sayfasına gider.
 - [1], [2], ... Sayı ile belirtilen hedeflerin sayfasına gider.
 - [▶] Hedeflerin bir sonraki sayfasına gider.
 - [▶▶] Hedeflerin son sayfasına gider.
3. Bir hedefi görmek için listeye tıklayın. Hedefe dair bilgi iletişim kutusunun sağ tarafında görüntülenecektir.
4. Seçili hedefi silmek için, [Sil] ögesine tıklayın.
5. Hedef adını değiştirmek için, mevcut ada tıklayın ve düzenleyin.
6. Ölçüm Verileri + Özellikler sekmesi seçildiğinde, ölçüm koşulları (Ölçüm Koşulu sekmesi seçildiğinde) veya özellikler (Özellikler sekmesi seçildiğinde) ve ölçüm sonuçları görüntülenecektir.
 - Ölçüm Verileri + Özellikler sekmesindeki bilgiler ve veri değerleri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, düzenlenemez.
 - Renkölçümsel Değerler/Endeksler tablosunda gösterilen öğeler, tablonun sağ üst kısmındaki  tıklanarak değiştirilebilir. Yalnızca Renk/Endeks ve Spektral öğeleri kategorileri gösterilen Öge Ayarı iletişim kutusu açılacaktır. Öge seçimi hakkında bilgi için bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100.](#)
 - Hedefin spektral verisini görmek için [Veri] ögesine tıklayın. Spektral Veriler iletişim kutusu görüntülenecektir. Grup özelliklerinin verilerini görmek için her grup özelliğine ait sekmesine tıklayın.
 - CR-5 veya CR-400/CR-410 kullanılırken spektral veriler kullanılamaz.
7. Tolerans sekmesi seçiliyken, alet için ayarlanan tolerans değerleri düzenlenebilir.

CR-400 serisi dışında aletler için:

- 7-1** Bir Koşul için tolerans ayarlamak üzere koşulun yanındaki işaret kutusunu işaretleyin. Bir koşul seçiliyken o koşulun tolerans öğeleri etkinleştirilecektir.
- 7-2** Bir tolerans değerini ayarlamak için, değer yanındaki işaret kutusunu işaretleyin ve yukarı/aşağı oklarını kullanarak veya değeri doğrudan girerek ayarlayın.
 - Üst değer + toleransı ve alt değer - toleransıdır.
- 7-3** İstenen tüm toleransları ayarlamak için 5-1 ve 5-2 numaralı adımları tekrar edin.
- 7-4** Parametrik katsayıları ayarlamak için, [Parametrik katsayı ayarları] ögesine tıklayın. Parametrik Katsayı Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenen katsayı değerlerini yukarı/aşağı düğmelerini kullanarak veya değeri doğrudan girerek ayarlayın. Tüm değerler istenen şekilde ayarlandıktan sonra [OK] ögesine tıklayın.

CR-400 serisi aletler için:

- 7-1** Kombo kutusuna tıklamak ve görüntülenen açılır listeden tercih etmek suretiyle Renk alanı / Denklem / Özel endeks ögesini seçin.
- 7-2** Kombo kutusuna tıklamak ve görüntülenen açılır listeden tercih etmek suretiyle Tolerans Değerlendirme Metodu ögesini seçin. Mevcut ayarlar: "Eliptik tipi", "Kutu tipi",

“ ΔE^* ”, “Kutu tipi, ΔE^* ” ya da “Hiçbiri”

- 7-3** Tolerans değerlerini doğrudan bir değeri girerek ya da yukarı/aşağı okları kullanarak ayarlayın.
- Bir sütunda iki tolerans değeri görüntüleniyorsa, üst değer pozitif tolerans değeri ve alt değer negatif tolerans değeridir.
 - Toleranslar yalnızca alet üstünde tolerans ayarına izin vermiş öğeler için ayarlanabilir. Liste Öğeleri Ayarları iletişim kutusunda seçilen bir öğe alette mevcut değilse, Liste Öğeleri Ayarları iletişim kutusunda [OK] öğesine tıklanıldığında bir uyarı mesajı görünür ve bu öğe tolerans tablosunda ayarlanmaz.
- 8.** Değişiklikleri alete kaydetmek için [Kayıt] öğesine tıklayın.
- 9.** Değişiklikleri alete kaydetmeden atmak için [Çıkart] öğesine tıklayın.
- 10.** Aletten belgeye bir hedef okutmak için, hedef adının yanındaki işaret kutusunu işaretleyin ve [Kayıt] öğesine tıklayın.
- Tüm hedefleri belgeye okutmak üzere seçmek için, Hepsini Seç işaret kutusunu işaretleyin.
- 11.** İstenen tüm eylemler tamamlandığında, iletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] öğesine tıklayın.

2.19 Yazdırma

2.19.1 Yazdırma Raporu

O anda etkin olan kanvas penceresi bir rapor olarak yazdırılabilir.

1. Dosya - Yazdır Rapor... ögesini seçin. Sağ tarafın alt kısmında yazdırılacak raporun bir önizlemesini gösteren Baskı önizlemesi iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Standart ağaç penceresi ve veri listesi penceresi işlemlerini kullanarak rapora dahil edilecek verileri seçin.
3. Raporu belirli sayıda sayfaya sığacak şekilde ölçeklendirmek veya belirli bir yüzdeye göre ölçeklendirmek için [Ölçek] ögesini kullanın.
4. Rapor ekranı istenildiği gibi ayarlandıktan sonra [Yazdır] ögesine tıklayın. Standart Windows Yazdırma iletişim kutusu açılacak ve seçili olan yazıcıyı ve çeşitli yazdırma ayarlarını gösterecektir.
 - Belge Önizleme iletişim kutusunda [Yazdır] yerine [Hızlı Yazdır] ögesine tıkladığında Windows Yazdır iletişim kutusu atlanır ve hemen yazdırma işlemi başlatılır.
5. Ayarları kontrol ettikten ve gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, standart Windows Yazdırma iletişim kutusunda [Yazdır] ögesine tıklayın.

■ Baskı Önizlemesi iletişim kutusu

Veri Adı	Speküler Bileşe	Toplam Değerlend	L*(10°/D65)	a*(10°/D65)	b*(10°/D65)	
Hedef	Target #00002	SCI	---	45,01	-18,09	1,40
28	Sample #00026	SCI	Başarılı	45,11	-18,18	1,44
29	Sample #00027	SCI	Başarılı	45,11	-18,19	1,55
30	Sample #00028	SCI	Başarılı	45,06	-18,09	1,63
31	Sample #00029	SCI	Başarısız	47,14	-14,43	4,11
32	Sample #00030	SCI	Başarılı	45,14	-17,92	1,53
33	Sample #00031	SCI	Başarılı	45,12	-17,90	1,53
34	Sample #00032	SCI	Başarılı	45,10	-17,90	1,55

Yazdırılacak rapor alanı

[Yazdır]	Standart Windows Yazdırma iletişim kutusunu açar.
[Quick print]	Windows Yazdırma iletişim kutusunu atlar ve geçerli ayarlarda yazdırır.
[Page setup]	Sayfa Ayarları iletişim kutusunu açar.
[Yakınlaştır]	Önizleme görüntüsünün büyütme oranını artırır.
[Uzaklaştır]	Önizleme görüntüsünün büyütmesini azaltır.
[Yakınlaştır ▼]	Önizleme görüntüsü için büyütme oranı açılır listesini açar.
[En uygun]	Çıktı önizleme görüntüsünün tamamını önizleme penceresine sığdırır.
[Ölçek]	Rapor ölçeğini yatay veya dikey olarak belirli sayıda sayfaya sığacak şekilde ayarlamak veya ayarlanacak belirli bir ölçek yüzdesi belirlemek için Ölçek iletişim kutusunu açar.
[Kapat]	Yazdırmadan önizlemeyi kapatır.

2.19.2 Veri Listesinin Yazdırılması

Veri Listesi Penceresine ait içerik yazdırılabilir.

Yazıcı ayarları (Yön, boyut ve kenar boşlukları) Veri Listesi Ayarlarını Yazdır iletişim kutusunda ayarlanabilir.

2.19.2.1 Veri Listesini Yazdırma Ayarları

Veri listesi yazdırılmadan önce sayfa yönü, boyutu ve kenar boşlukları ayarlanmalıdır.

1. *Dosya - Veri Listesini Yazdır - Yazdırma Ayarları* ... tercihinde bulunun. Veri Listesi Ayarlarını Yazdır iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. İlgili radyo düğmesi üzerine tıklayarak tercih edilen **Yönü** (Dikey ya da yatay) seçin.
3. Mevcut ayarlara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden istenilen sayfa boyutunu seçerek tercih edilen **Boyutu** seçin.
 - Yazıcı tarafından desteklenen bir sayfa boyutunu tercih ettiğinizden emin olun.
4. Her bir değeri doğrudan girerek ya da her bir değer yanında bulunan yukarı/aşağı okları kullanarak tercih edilen **Kenar Boşluklarını** ayarlayın.
5. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - İletişim kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için [Uygula] ögesine tıklayın.
 - Ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [OK] yerine [İptal] ögesine tıklayın


2.19.2.2 Veri Listesi Yazdırma

1. *Dosya - Veri Listesini Yazdır - Yazdır ...* tercihinde bulunun. Çıktının ilk sayfasına ait bir önizlemeyi gösteren Yazdırma iletişim penceresi belirir.

2. Diğer sayfalara ait önizlemeleri görüntülemek için doğrudan tercih edilen sayfa numarasını girin ya da ok düğmelerini kullanın.

 İlk sayfaya git.

 Önceki sayfaya git.

 Sonraki sayfaya git.

 Son sayfaya git.

3. Mevcut yazıcıya tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden istenilen yazıcıyı seçerek **Printer** tercih edin.

- [Preferences] üzerine tıklayarak görüntülenen iletişim kutusunda yapılan ayarlar ile ayarlanan yazıcı tercihleri uygulanmayacaktır.

4. Değeri doğrudan girerek ya da değerin yanında bulunan yukarı/aşağı okları kullanarak yazdırılacak **Number of copies** seçin.

- 1 üzerinde kopya yazdırıldığında harmanlama isteniyorsa gerektiğinde bu seçimde bulunmak için **Collate** işaret kutusuna tıklayın,

5. İlgili radyo düğmesi üzerine tıklamak suretiyle Sayfa aralığını seçin.

All pages

Tüm sayfalar yazdırılır.

Current

Yalnızca güncel sayfa yazdırılır.

Some pages

Belirtilen sayfa aralığı yazdırılır. Yazdırılacak sayfalar tek sayfa numaraları veya bir sayfa aralığı (n-n) şeklinde belirtilebilir. Birden fazla sayfa/sayfa aralığı virgül ile ayrılarak belirtilebilir.

6. Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra yazdırmak için [OK] üzerine tıklayın.

2.19.3 Seri Yazıcı ile Yazdırma

Ölçüm verilerini istendiğinde veya her ölçümden sonra otomatik olarak yazdırmak için seri yazıcı kullanılabilir.

Yazıcı iletişim ayarlarının yanı sıra yazdırılacak veriler ve çıktının biçimi (üst bilgi/alt bilgi içeriği) Seri Yazıcı Ayarları iletişim kutusundan ayarlanabilir.

2.19.3.1 Seri Yazıcı Ayarı

Seri bir yazıcıya yazdırmadan önce, yazıcı ayarlarını yapmak ve nelerin yazdırılacağını belirlemek önemlidir.

1. *Araç - Seri Yazıcı ile Yazdırma - Ayarlar ...* ögesini seçin. Seri Yazıcı Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.

2. Yazdırma Ayarları

2-1 Yazıcı Portu için mevcut ayara tıklayarak ve görüntülenen açılır listeden istenen ayarı seçerek yazıcının bağlandığı portu ayarlayın.

2-2 Deneme sayfası yazdırmak için [Yazdır] ögesine tıklayın.

2-3 Her ölçümden sonra otomatik yazdırma için *Ölçümden sonra yazdır* seçeneğini işaretleyin.

3. Üstbilgi

3-1 Bir başlığı yazdırmak için başlık metin kutusunun yanındaki işaret kutusunu işaretleyin. Başlık metin kutusu ve başlık numarası aktif olacaktır.

- Başlık değişkenlerinin biçimleri iletişim kutusunun sol alt tarafında gösterilir.

3-2 Başlıkta \$N eklenmişse, doğrudan değer girerek veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen başlangıç numarasını No. bölümünden ayarlayın.

4. Altbilgi

4-1 Bir alt bilgiyi yazdırmak için, alt bilgi metin kutusunun yanındaki işaret kutusunu işaretleyin. Alt bilgi metin kutusu ve alt bilgi numarası aktif olacaktır.

- Alt bilgi değişkenlerinin biçimleri iletişim kutusunun sol alt tarafında gösterilir.

4-2 Alt bilgide \$N eklenmişse, doğrudan değer girerek veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak istenen başlangıç numarasını No. bölümünden ayarlayın.

5. Yazdırılacak Öğeler

5-1 Açılır listelerde mevcut olacak öğeleri değiştirmek için [Ayarlar] ögesine tıklayın. Öge Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir. Bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100.](#)

5-2 Ölçüm verisi ile hedef veriyi yazdırmak için:

- a) *Yazdırma Hedefi* ögesini seçin. *Hedef* bölümündeki açılır listeler aktif olacaktır.
- b) Mevcut öğe ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.
- c) *Hedef* bölümünde kalan öğeler için b) adımını tekrar edin.

5-3 Ölçüm verisi için yazdırılacak öğeleri seçmek için:

- a) Mevcut öğe ayarına tıklayın ve görüntülenen açılır listeden istenen öğeyi seçin.
- b) *Örnek* bölümünde kalan öğeler için a) adımını tekrar edin.

6. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

- Ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [OK] yerine [İptal] ögesine tıklayın.

2.19.3.2 Seili Veriyi Seri Yazıcı ile Yazdırma

Veriyi seri yazıcıdan yazdırmak için:

- 1.** Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresinden üzerine tıklayarak yazdırılacak veriyi seçin.
 - Birden fazla ardışık ölçüm seçmek için ilk ölçüme tıklayın, Shift tuşunu basılı tutun ve son ölçüme tıklayın.
 - Birden fazla ayrı ölçüm seçmek için, her bir ölçüme tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun.
- 2.** Araç - Seri Yazıcı ile Yazdırma - Yazdır Seçilen Veriler öğesini seçin. Seili veriler seri yazıcıdan yazdırılacaktır.

2.20 Diğer Sistemler ile Çalışma (otomatik dışa aktar)

Diğer bir sistemle çalışırken, her örnek ölçümden sonra SpectraMagic NX2 ölçüm verilerini *.csv dosyası olarak otomatik dışa aktarabilir. Diğer sistem daha sonra bu dosyayı okuyabilir. Dosya adı ve konumu istendiği gibi ayarlanabilir.

- Yalnızca örnek ölçümler çıkış yapacaktır. Hedef ölçümler çıkış yapmayacaktır.
 - *.csv dosyasının formatı (ondalık sembolü, rakam gruplama sembolü ve liste ayırıcısı için kullanılan karakterler SpectraMagic NX2 görüntüleme dili ayarına bağlıdır. Seçili dil için varsayılan Windows ayarları kullanılacaktır.
1. *Araç - Diğer sistem ile çalışma - Ayarlar...* ögesini seçin. Diğer sistemle çalış iletişim kutusu görüntülenecektir.
 2. Ölçüm verisinin otomatik dışa aktarımını etkinleştirmek için, gerektiğinde *Örnek ölçümü sırasında dosya çıkış ayarı* seçeneğini üzerine tıklayarak Açık olarak ayarlayın.
 - Bu seçeneğe her tıkladığında Kapalı ve Açık olarak değişecektir.
 3. [Gözet] ögesine tıklayarak *Folder to output* ayarını yapın. Dosya seçim iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenen dosyayı bulun ve dosyayı seçmek için Seç ögesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.
 4. Dosya adı metin kutusuna tıklayarak ve istenen dosya adını girerek dosya adı için istenen ön eki girin. Dosya adının bir örneği Örnek bölümünde görüntülenecektir. Dosyanın tam adı aşağıdaki gibi olacaktır:
örnek_aygünüylsaatdakikasaniye.csv
Örneğin, Dosya adı "Line3" olarak ayarlanmış ve ölçüm 1 Kasım 2022 tarihinde saat 14:30:15'te (2:30:15 PM) alınmışsa, dosya adı şu şekilde olur:
Line3_11012022143015.csv
 5. Ayarları uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
 - Ayarları uygulamadan iletişim kutusunu kapatmak için [OK] yerine [İptal] ögesine tıklayın.

2.21 Makro [Ⓟ]

- Bu özellik yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition ile desteklenir.

Makrolar tekrar eden prosedürleri otomatik olarak gerçekleştirmek için kullanılabilir.

2.21.1 Makro Kaydı

Makrolar makro dosyalarında (*.qcmacro) depolanır. Bir makro dosyası yaratıldığında makro listesine kaydedilebilir ve daha sonra bu menüden aktive edilebilir.

- Kayıtlı makro dosyaları açık tüm belgeler ile kullanılabilir.

1. *Araç - Makro - Kayıt ...* seçimini yapın. Makro Kaydı iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. İsteddiğiniz eylemi gerçekleştirin.

■ Önceden saklanmış bir makro dosyasının kaydedilmesi:

- 2-1 Makro dosyasının kaydedileceği satırda [Gözet] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
- 2-2 İsteddiğiniz makro dosyasına (*.qcmacro) göz atın ve dosyayı seçin.
- 2-3 [Aç] ögesine tıklayın. Dosya açılacak ve yol görüntülenecektir.

■ Makronun kaydını silmek için:

- 2-1 Kaydı silinecek makro dosyasının bulunduğu satırda [Sil] ögesine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir.
- 2-2 Makro dosyasının kaydını silmek için [Evet] ögesine tıklayın.
 - Makro dosyasının kaydını silmek, dosyayı makro listesinden kaldırır ancak bilgisayardan silmez.
 - Makro dosyasının silinmesini iptal etmek için, [Evet] yerine [Hayır] ögesine tıklayın.

■ Yeni bir makro dosyası oluşturmak için:

- 2-1 Makro dosyasının oluşturulacağı satırda [Yeni] ögesine tıklayın. Makro Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - *Makro Dosyaya Giden Yol* makro dosyası oluşturulduktan sonra görüntülenen dosyaya giden yolun tamamını gösterir. Yeni bir makro dosyası oluştururken, dosya yolu görüntülenmez.
- 2-2 Mevcut Öğeler listesinden istenen öğeyi seçin ve [Ekle] ögesine tıklayın. Seçili öğe Kayıtlı Öğeler listesinin altına eklenecektir.
- 2-3 Kayıtlı Öğeler listesindeki öğelerin sırası listenin sağındaki düğmeler ile değiştirilebilir.
- 2-4 Makro öğeleri ayarlandıktan ve istenen sıraya konulduktan sonra [OK] ögesine tıklayın. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
- 2-5 Makro dosyasını depolamak istediğiniz dosyayı bulun.
- 2-6 İsteddiğiniz dosya adını girin ve [Kaydet] ögesine tıklayın. Belirtilen dosya adı kullanılarak Makro dosyası kaydedilecek ve *Makro Dosyaya Giden Yol* tüm dosya yolunu gösterecektir.
- 2-7 Makro Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.

■ Kaydedilmiş bir makro dosyasını düzenlemek için:

- 2-1 Düzenlenecek makro dosyasının bulunduğu satırda [Düzenle] ögesine tıklayın. Makro Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - *Makro Dosyaya Giden Yol* makro dosyası oluşturulduktan sonra görüntülenen dosyaya giden yolun tamamını gösterir. Yeni bir makro dosyası oluştururken, dosya yolu görüntülenmez.
- 2-2 Öğe eklemek için, Mevcut Öğeler listesinden istenen öğeyi seçin ve [Ekle] ögesine tıklayın. Seçili öğe Kayıtlı Öğeler listesinin altına eklenecektir.
- 2-3 Hedef seç, Atlama, Zamanı Bekle veya Mesaj seçenekleri için ayarları düzenlemek için, Kayıtlı Öğeler listesinden öğeyi seçin ve [Ayarlar] ögesine tıklayın. Bu öğenin ayarlarını düzenlemek için kullanılan iletişim kutusu görüntülenecektir. Ayarları istediğiniz gibi düzenleyin ve ayarlar iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.
- 2-4 Kayıtlı Öğeler listesindeki öğelerin sırası listenin sağındaki düğmeler ile değiştirilebilir.
- 2-5 Makro öğeleri istendiği gibi düzenlendikten sonra [OK] ögesine tıklayın. Değişiklikler uygulanacak ve [OK] seçeneği devre dışı kalacaktır.
- 2-6 Makro Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [İptal] ögesine tıklayın.

■ Makro Kaydı iletişim kutusundan bir makro dosyasını yürütmek için:

- 2-1 Yürütülecek makro dosyasını içeren satırda [Yürüt] ögesine tıklayın. Makro Kaydı iletişim kutusu kapanacak ve makro yürütülecektir.
- 2-2 Makronun yürütülmesi tamamlandıktan sonra Makro Kaydı iletişim kutusu tekrar görüntülenecektir.

3. İstenen tüm eylemler tamamlandığında, iletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] ögesine tıklayın.

Makro Ayarları İletişim kutusu

■ Makro öğeleri

Makro öğeleri üç sekmeye ayrılır. Makro öğelerinin çoğu menü öğelerine benzerdir. Özel makro öğeleri aşağıda açıklanmıştır.

Dosya sekmesi

Dosya sekmesi Yeni belge oluşturun, Dosya Aç, Dosyayı Kaydet vb. gibi dosyayla ilgili öğeleri içerir.

- *Bir belgeyi kaydet (spesifik dosya)* ögesi ölçüm sonuçlarını kaydetmek için size dosya adı belirtme imkanı sunar. Eklendiğinde Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir. Dosyanın kaydedileceği konumu bulun, istediğiniz dosya adını girin ve [Kaydet] ögesine tıklayın.

Alet sekmesi

Alet sekmesi Kalibrasyon, Hedef Ölçümü, Örnek Ölçümü vb. gibi aletle ilgili öğeleri içerir.

Komut sekmesi

Komut sekmesi makro işlemi için komutları içerir.

<i>Hedef seç {Hedef Adı}</i>	<p>Bu seçenek eklendiğinde, belgede mevcut hedefler arasından birini belirtme amaçlı Hedef seç iletişim kutusu görüntülenir. Açılır listeye tıklayın ve görüntülenen belge hedefleri listesinden istenen hedefi seçin, daha sonra [OK] ögesine tıklayın. Öğe, Kayıtlı Öğeler listesine eklenecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutlak ölçüm almak için, Hedef Seç iletişim kutusunda herhangi bir hedef yerine Mutlak ögesini seçin. • Öğe Kayıtlı Öğeler listesine eklendikten sonra, seçili hedef Kayıtlı Öğeler listesindeki Hedef seç {Hedef Adı} ögesi seçilerek ve [Ayarlar] ögesine tıklanıp tekrar Hedef Seç iletişim kutusu açılarak değiştirilebilir.
<i>Ayarla Etiket {Etiket adı}</i>	<p>Bir atlama varış noktası olarak dosya adı etiketi oluşturur. Bu etiket eklendiğinde etiket adını girmek için Etiket Adı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir. İstenen etiket adını girin ve [OK] ögesine tıklayın. Öğe, Kayıtlı Öğeler listesine eklenecektir.</p>
<i>Atlama {Atlama varış yeri, Döngü sayacı}</i>	<p>Atlama varış noktasını (atlanılacak etiket) ve atlayışın tekrar sayısını belirtir. [Ekle] ögesi tıklandığında Etiket Atlama Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Açılır seçeneğe tıklayıp görüntülenen etiket listesinden Atlama varış yeri ayarlayın. 2. Mevcut Döngü sayacı değeri üzerine tıklayarak ve istenen sayıyı girerek ya da yukarı/aşağı oklarını kullanarak atlamanın tekrarlanma zamanı sayısını ayarlayın. (Aralık: 1 - 100) 3. [OK] ögesine tıklayın. Öğe, Kayıtlı Öğeler listesine eklenecektir. <ul style="list-style-type: none"> • Öğe Kayıtlı Öğeler listesine eklendikten sonra, Atlama varış yeri ve Döngü sayacı sayısı Kayıtlı Öğeler listesindeki Atlama {Atlama varış yeri, Döngü sayacı} ögesi seçilerek ve [Ayarlar] ögesine tıklanıp tekrar Etiket Atlama Ayarları iletişim kutusu açılarak değiştirilebilir.
<i>Zamanı Bekle {Zaman}</i>	<p>Makrodaki bir sonraki öğeye geçmeden önce beklenene süre ayarlar. [Ekle] ögesi tıklandığında bekleme süresinin ayarlanacağı Bekleme Zamanı ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir. Dk. (dakika; aralık: 0 ila 9) ve Sn. (saniye; aralık: 0 ila 59) için istenen değerleri doğrudan girerek veya yukarı/aşağı oklarını kullanarak ayarlayın ve [OK] ögesine tıklayın. Öğe, Kayıtlı Öğeler listesine eklenecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öğe Kayıtlı Öğeler listesine eklendikten sonra, bekleme süresi Kayıtlı Öğeler listesindeki Zamanı Bekle {Zaman} ögesi seçilerek ve [Ayarlar] ögesine tıklanıp tekrar Bekleme Zamanı ayarları iletişim kutusu açılarak değiştirilebilir.
<i>Anahtarı Bekle</i>	<p>Klavye tuşuna basılana kadar makroyu durdurur.</p>
<i>Mesaj {metin}</i>	<p>Kullanıcı tanımlı mesaj içeren iletişim kutusunu gösterir. [Ekle] ögesi tıklandığında mesajın (maksimum uzunluk: 200 karakter) ayarlanacağı Mesaj Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir. İstedığınız mesajı girin ve [OK] ögesine tıklayın. Öğe, Kayıtlı Öğeler listesine eklenecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öğe Kayıtlı Öğeler listesine eklendikten sonra, mesaj Kayıtlı Öğeler listesindeki Mesaj {metin} ögesi seçilerek ve [Ayarlar] ögesine tıklanıp tekrar Mesaj Ayarları iletişim kutusu açılarak değiştirilebilir.

■ Makro öğelerinin sırasını değiştirmek için düğmeler

 Seçili öğeyi Kayıtlı Öğeler listesinin en başına taşır.

 Seçili öğeyi Kayıtlı Öğeler listesinde 1 satır yukarı taşır.

 Seçili öğeyi Kayıtlı Öğeler listesinde 1 satır aşağı taşır.

 Seçili öğeyi Kayıtlı Öğeler listesinin en sonuna taşır.

- Kayıtlı Öğeler listesinde birden fazla ardışık öge, ilk öge seçilerek ve ardından son öge seçilirken Shift tuşu basılı tutularak seçilebilir.
- Kayıtlı Öğeler listesinde birden fazla ayrı öge Ctrl tuşuna basılı tutup öğelere tıklanarak seçilebilir. Birden fazla ayrı öge taşındığında, yeni konularında bir arada yerleştirilirler.

■ Makro öğelerinden oluşan bir sekansı tekrarlamak için bir döngünün oluşturulması

Bir döngü, aynı makro öğelerini Kayıtlı Öğeler listesine birden çok kez eklemekten, makro öğelerinden oluşan bir sekansı tekrarlamak amacıyla kullanılabilir.

SpectraMagic NX2 makrolarında ayrıca sekansın tekrarlanma zamanı sayısını belirtebilirsiniz.

Bir döngü oluşturmak için:

1. Kayıtlı Öğeler listesine Ayar Etiketi {Etiket adı} ekleyerek ve istenen konuma hareket ettirmek üzere düğmeleri kullanarak bir sekansın başlangıcına bir Ayar Etiketi öğesi yerleştirin.
2. Kayıtlı Öğeler listesine bir Atlama {Atlama varış yeri, Döngü sayacı} öğesi ekleyin. Öğe eklendiğinde beliren Etiket Atlama Ayarları iletişim kutusunda:
 - 2-1 Atlama varış yeri açılır menüsüne tıklayın ve hedef için adım 1'de ayarlanan etiketi seçin.
 - 2-2 Güncel Döngü sayacı değeri üzerine tıklayarak ve istenen sayısı girerek ya da yukarı/aşağı oklarını kullanarak sekansın tekrarlanma zamanı sayısını ayarlayın. (Aralık: 1 - 100)
 - 2-3 Ayarları onaylamak ve Etiket Atlama Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın. Öğe, ilgili Kayıtlı Öğeler listesine eklenecektir.
3. Atlama {Atlama varış yeri, Döngü sayacı} öğesini sekansın sonuna hareket ettirmek için düğmeleri kullanın.

2.21.2 Bir Makroyu yürütmek

Bir makro kaydedildikten sonra aşağıdaki yolların biri aracılığıyla yürütülebilir:

■ Menüden yürütmek

Araç - Makro - Başlat - (Makro dosya adı) seçin. Makro dosyası yürütülecektir.

■ Makro Kaydı iletişim kutusundan yürütmek

1. *Araç - Makro - Kayıt ...* seçimini yapın. Makro Kaydı iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Yürütülecek makro dosyasını içeren satırda [Yürüt] öğesine tıklayın. Makro Kaydı iletişim kutusu kapanacak ve makro yürütülecektir.
3. Makronun yürütülmesi tamamlandıktan sonra Makro Kaydı iletişim kutusu tekrar görüntülenecektir.

2.22 Uygulama Ayarları

1. Çevre ayarları - Uygulama Ayarları... seçin. Uygulama Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. İletişim kutusunun sol tarafından istenen kategori üzerine tıklayarak ayarlanacak ayar kategorisini seçin.
3. Ayarları istenildiği gibi ayarlayın. Her kategorideki ayrıntıları görmek için aşağıya göz atın.
 - [Ses Ayarları](#)
 - [Harici Yumuşak Ayarları](#) (P)
 - [Dosya Yolları](#)
 - [Diğer Ayarlar \(Otomatik Kaydet, Başlatma Seçenekleri\)](#)
4. Ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] ögesine tıklayın.

■ Ses Ayarları

- 4-1** İşlem sırasında seslerin çalınması için **Oyun sesleri** düğmesini Açık konuma getirin. Düğme üzerine her tıkladığında ayar Açık ve Kapalı arasında değişecektir. **Oyun sesleri** Açık olarak ayarlanmışsa ses dosyası ayarları etkinleştirilir.
- a) Her bir eyleme yönelik bir ses dosyasını ayarlamak için [Gözet] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
 - b) İstenen ses (*.wav) dosyasını bulun, seçin ve ardından [Aç] ögesine tıklayın. Seçilen ses dosyası söz konusu eyleme yönelik ayarlanacaktır.
 - İlgili sırada [▶] üzerine tıklayarak seçilen dosyayı test etmek mümkündür.
 - Seçili ses dosyasını eylemden kaldırmak için [Sil] ögesine tıklayın.
 - c) Diğer eylemler için tekrarlayın.

■ Harici Yumuşak Ayarları (P)

- Bu özellik yalnızca SpectraMagic NX2 Professional Edition ile desteklenir.
- 4-1** SpectraMagic NX2'den harici yazılım yürütmeyi etkinleştirmek için **Harici yazılımı çağırısı** seçeneğini Açık olarak ayarlayın. Düğme üzerine her tıkladığında ayar Açık ve Kapalı arasında değişecektir. **Harici yazılımı çağırısı** Açık olarak ayarlanmışsa harici yazılım ayarları etkinleştirilecektir.
- a) Her bir eyleme yönelik yürütülecek yazılımı seçmek amacıyla ilgili eylem için [Gözet] ögesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.
 - b) İstenen yazılım (*.exe, *.bat) dosyasını bulun, seçin ve ardından [Aç] ögesine tıklayın. Seçilen yazılım söz konusu eyleme yönelik ayarlanacaktır.
 - Yazılım için komut satırı geçişleri ayarlamak mümkün değildir.
 - İlgili sırada [▶] üzerine tıklayarak seçilen yazılımı test etmek mümkündür.
 - Seçili ses dosyasını eylemden kaldırmak için [Sil] ögesine tıklayın.
 - c) Diğer eylemler için tekrarlayın.

■ Dosya Yolları

Belgeleri/Kalite Kontrolü Şablonlarını ve Diğer Dosyaları kaydetme veya yükleme yollarını ayarlamak mümkündür.

- 4-1** Mevcut yolu değiştirmek için ayarlanacak dosya yolunun işaret kutusunu işaretleyin. Durum, işaret kutusu üzerine her tıkladığında işaretli ve işaretli değil şeklinde değişir. İşaret kutusu seçili olduğunda dosya yolu etkinleştirilecektir.

4-2 [Gözet] ögesine tıklayın. Klasör Seç iletişim kutusu belirecektir.

4-3 İstene klasörü bulun ve [Seç] ögesine tıklayın.

4-4 Diğer yollar için de istediğiniz gibi tekrarlayın.

- Bir yolu varsayılan değerine geri yüklemek için yolu etkinleştirmek üzere işaret kutusunu işaretleyin ve ardından [Geri Yükle] ögesine tıklayın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Varsayılan yolu geri yüklemek için [Evet] ögesine tıklayın.

■ Diğer Ayarlar (Otomatik Kaydet, Başlatma Seçenekleri)

■ Otomatik kayıt ayarları

Otomatik yedekleme gerçekleştir

İşaretlendiğinde, aktif belge otomatik olarak Zaman aralığı (dakika) şeklinde belirlenen aralıkta yedeklenecektir.

Zaman aralığı (dakika) (Sadece Otomatik yedekleme gerçekleştir işaretli olduğunda etkindir.)

Mevcut değere tıklayın ve istediğiniz değeri doğrudan girin ya da istediğinizi değeri ayarlamak amacıyla yukarı/aşağı okları kullanın. (Aralık: 1 - 120 dakika)

Her ölçümden sonra belgeyi kaydedin

İşaretlendiğinde, her ölçümden sonra aktif belge kaydedilecektir.

■ Başlatma seçenekleri

Alet moduyla başlayın

SpectraMagic NX2 alet modunda başlatılacaktır. Kayıt ve bağlantı işlemleri, bağlanması mümkün olan geçerli ölçüm aletleri ile birlikte gerçekleştirilecektir.

Başlatma ile aynı zamanda ölçüm aletinin bağlantısını kontrol edin

İşaretlendiğinde, SpectraMagic NX2 başlatma sırasında varsayılan alete bağlanmayı deneyecektir.

Bağlantı oluşturulduktan sonra kalibrasyon ekranını açın.

İşaretlendiğinde, başlatma sırasında varsayılan alete bağlantı başarılı olduğunda kalibrasyon iletişim kutusu görüntülenecektir.

Demo moduyla başlayın

SpectraMagic NX2 demo modunda başlatılacaktır. Demo modunda gerçekte bir alet bağlı olmasa da SpectraMagic NX2 bir alet bağlıymış gibi çalıştırılabilir. Gerçek bir ölçüm aleti olmadan çeşitli SpectraMagic NX2 işlevlerinin kullanımını açmak amacıyla çeşitli aletlere yönelik demo simülasyonları için kayıt ve bağlantı işlemi gerçekleştirilebilir. Ölçümler gerçekleştirildiğinde rastgele ölçüm sonuçları görüntülenecektir.

- *Alet modu* ile *Demo modu* arasında yazılımın çalışması sırasında da geçiş yapılabilir.

2.23 Kısayol Tuş Ayarları

Kısayol tuşları, sıkça kullanılan işlemlere hızlıca erişebilmeyi sağlamak için ayarlanabilir.

Varsayılan kısayol tuşları aşağıda gösterilmektedir.

1. Çevre ayarları - Kısayol Anahtar Ayarları seçimini yapın. Kısayol Anahtar Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Fonksiyon kategorisi açılır listesine tıklayıp açılan listeden istenen kategoriyi seçerek bir kısayol tuşu ayarlamak üzere, söz konusu işlevi içeren kategoriyi seçin. Söz konusu kategorideki fonksiyon listesinin yanı sıra bunların mevcut kısayol tuş ayarları görüntülenecektir.
3. Fonksiyon listesinden kısayol tuşu ayarlanacak işlevi seçin. Kısayol anahtarı açılır listeleri etkinleştirecektir.
4. Klavye karakterleri tuşları veya fonksiyon tuşları kombinasyonu ile kullanım için sol açılır listenin mevcut ayarına tıklayın ve istediğiniz tuş kombinasyonunu (Shift, Ctrl, Shift + Ctrl, vs.) seçin.
5. Sağ açılır listenin mevcut ayarına tıklayın ve sol açılır listeden seçtiğiniz tuş kombinasyonu ile birlikte kullanılacak klavye karakteri tuşunu veya fonksiyon tuşunu seçin.
 - Sol açılır listede "Hiçbiri" veya "Shift" seçiliyse ancak işlev tuşları sağ açılır listede mevcut olacaktır.
 - Sol açılır listede "Ctrl" seçili olduğunda sağ açılır liste Ctrl + C, Ctrl + A, Ctrl + Z, vs. gibi Windows için standart düzenleme tuş kombinasyonlarına yönelik karakterleri içermeyecektir.
6. Kısayol tuşu ayarını uygulamak için [Uygula] ögesine tıklayın.
7. Tüm kısayol tuşlarını istediğiniz gibi ayarlamak için 2 ila 6 adımlarını tekrarlayın.
 - Tüm kısayol tuşlarını varsayılan değerlerine döndürmek için [Varsayılan ayarları geri yükle] ögesine tıklayın.
8. İletişim kutusunu kapatmak için [Kapat] ögesine tıklayın.

■ Varsayılan kısayol tuşları

Menü ögesi	Kısayol tuşu
Dosya - Belge - Yeni	Ctrl+N
Dosya - Aç	Ctrl+O
Dosya - Kaydet	Ctrl+S
Dosya - Yazdır Rapor	Ctrl+P
Dosya - Çıkış	Alt+F4

Menü ögesi	Kısayol tuşu
Alet - Bağlan	F5
Alet - Bağlantıyı Kes	Shift+F5
Alet - Kalibrasyon	F2
Alet - Hedef Ölçümü	F3
Alet - Örnek Ölçümü	F4

Menü ögesi	Kısayol tuşu
Yardım - Manuel	F1

2.24 Veri İşlemleri

2.24.1 Ortalama Ölçümleri

Yeni bir ölçüm oluşturmak için iki veya daha fazla ölçüm ortalaması alınabilir.

1. Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresi üzerinden ortalaması alınacak ölçümleri seçin.
Ardışık ölçümler seçmek amacıyla ilk ölçüme tıklayın ve son ölçümü seçerken Shift tuşunu basılı tutun.
Ardışık olmayan ölçümler için ilk ölçüme tıklayın ve tüm ilave ölçümleri seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun.
 - Ortalama alma için aynı anda hedefleri ve örnekleri seçmek mümkün değildir.
2. Seçili ölçümlere sağ tıklayın ve *Ortalama ...* seçimini yapın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. [Evet] ögesine tıklayın. Ölçümlerin ortalaması alınıp belgeye eklenecektir. Söz konusu ölçüm "Averaged_" + varsayılan dosya adı ile adlandırılacaktır.
 - Seçili ölçümlerin hedef olması halinde ortalamalı ölçüm hedef olarak eklenecektir. Seçili ölçümlerin örnek olması halinde ortalamalı ölçüm örnek olarak eklenecektir.

2.24.2 SpectraMagic NX2 dahilinde ölçümlerde Kopyala/Yapıştır

Ölçümleri aynı belge içinde veya belgeler arası kopyalamak ve yapıştırmak mümkündür.

1. Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresi üzerinden kopyalanıp yapıştırılacak ölçümü seçin.
 - Kopyalamak üzere aynı anda birden fazla ölçüm seçmek mümkündür.
 - Ardışık ölçümler seçmek amacıyla ilk ölçüme tıklayın ve son ölçümü seçerken Shift tuşunu basılı tutun.
 - Ardışık olmayan ölçümler için ilk ölçüme tıklayın ve tüm ilave ölçümleri seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun.
2. Seçili ölçümlere sağ tıklayın ve *Kopyala...* seçimini yapın.
3. Ölçümleri hedef belgeye yapıştırın.
 - Kopyalanan ölçümleri hedef belgeye aynı türde ölçüm (Hedef veya Örnek) ve orijinal ölçümlerle aynı grup özellikleri ile yapıştırmak için:
 - a) Hedef belgede Ağaç Penceresine veya Veri Listesi Penceresine sağ tıklayın ve *Veriyi yapıştır ...* seçimini yapın. Kopyalanan ölçümler belgeye yapıştırılacaktır. Yapıştırılan ölçümler "Copied_" + orijinal adı ile adlandırılacaktır.
 - Kopyalanan örnek ölçümleri hedef belgeye belirli türde ölçüm (Hedef veya Örnek) olarak kaydetmek için:
 - a) Hedef belgede Ağaç Penceresine veya Veri Listesi Penceresine sağ tıklayın ve *Verileri belirtilen koşullarla yapıştırın...* seçimini yapın. Veri Yapıştır İletişim Kutusu görüntülenecektir.
 - b) Farklı Kopyala altından istenen ölçüm türünü (*Hedef veya Örnek*) seçin.
 - Adım 1 altında seçilen ölçümlerin hedef olması halinde bunlar yalnızca hedef olarak yapıştırılabilir.
 - c) Grup Özelliği Seç gösteriliyorsa istenen grup özelliğini seçin.
 - d) [OK] öğesine tıklayın. Kopyalanan ölçümler belgeye yapıştırılacaktır. Yapıştırılan ölçümler "Copied_" + orijinal adı ile adlandırılacaktır.

2.24.3 SpectraMagic NX2 üzerinden Diğer Uygulamalara Veri Kopyala/Yapıştır İşlemleri

Seçili ölçüm verileri SpectraMagic NX2'den Excel gibi diğer uygulamalara kopyalanabilir.

1. Veri Listesi Penceresinde hücrelere tıklayarak ve imleci üzerlerine getirerek kopyalanacak hücreleri seçin. Hücrelerin seçili olduğunu belirtmek amacıyla hücre rengi değişecektir.
 - Satırın en sol ucundaki hücre üzerine tıklanarak komple satır seçilebilir.
 - Ölçümün Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde sıraya tıklama ile seçilmesi halinde hücreler Ctrl + C aracılığıyla kopyalama için seçilmeyecektir.
2. Ctrl + C tuşlarına basın. Seçili hücreler, başlık satırının sütun başlıkları ve seçilen hücrelere yönelik belgedeki ölçüm numarası (soldaki ilk sütun) ile birlikte Windows panosuna kopyalanacaktır.
3. Hedef uygulamasını seçin ve Ctrl + V tuşlarına basın veya uygulamanın menüsünden *Yapıştır* seçimini yapın ya da menüye sağ tıklayın.

2.24.4 Ölçümlerin Silinmesi

1. Ağaç Penceresinde veya Veri Listesi Penceresinde silinecek ölçümü seçin.
 - Silmek üzere aynı anda birden fazla ölçüm seçmek mümkündür.
Ardışık ölçümler seçmek amacıyla ilk ölçüme tıklayın ve son ölçümü seçerken Shift tuşunu basılı tutun.
Ardışık olmayan ölçümler için ilk ölçüme tıklayın ve tüm ilave ölçümleri seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun.
2. Seçili ölçümlere sağ tıklayın ve *Sil...* seçimini yapın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. [Evet] ögesine tıklayın. Seçili veriler silinecektir.
 - Silinen dosyanın bir hedef olması halinde hedef ile ilişkilendirmesi kaldırılır ve veri örnek veri haline dönüşür.

2.24.5 Ölçüm Adının Değiştirilmesi

Ölçümün adı hem Veri Özelliği Penceresinde hem de Ağaç Penceresi ya da Veri Listesi Penceresi sağ tıklama menüleri üzerinden değiştirilebilir.

2.24.5.1 Veri Özelliği Penceresinde ölçüm adının değiştirilmesi

1. Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresi altından adını değiştirmek üzere ölçümü seçin. Seçili ölçümün özellikleri Veri Özelliği Penceresinde görüntülenecektir.
2. Veri Özelliği Penceresinde ad metin kutusuna tıklayın ve adı istediğiniz gibi düzenleyin.
3. [Kaydet] ögesine tıklayın. Yeni ad ölçüme uygulanacaktır.



2.24.5.2 Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresi sağ tıklama menüsü kullanarak ölçüm adının değiştirilmesi

1. Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresi altında adını değiştirmek üzere ölçüm üzerine tıklayın ve *Veri Adını Düzenle...* seçimini yapın. Veri Adını Düzenle iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Ad metin kutusuna tıklayın ve adı istendiği gibi düzenleyin.
3. [OK] ögesine tıklayın. Yeni ad ölçüme uygulanacak ve iletişim kutusu kapatılacaktır.



2.24.6 Veri grupları

2.24.6.1 Veri Grublama

Veriler kullanıcı tanımlı bilgi veya veri etiketi doğrultusunda gruplandırılabilir.

- Kullanıcı tanımlı bilgiler veya veri etiketleri ölçüm sırasında bir ölçüme eklenebilir.
 - Kullanıcı tanımlı bilgiler veya veri etiketleri ölçümden sonra Veri Özelliği penceresinde değiştirilebilir veya eklenebilir. Bkz. [1.2.4.5 Veri Özelliği Penceresi s. 33](#).
1. Ağaç Penceresi ayarı Tüm Veriler () olarak belirlenmişse hedefleri gruplandırmak için *Hedef(ler)* veya örnekleri gruplandırmak için *Örnek(ler)* üzerine sağ tıklayın ve *Verileri gruplandır...* seçimini yapın. Veri Grublama Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir. Ağaç Penceresi Hedefe Göre Sınıflandırma () şeklinde ayarlanmışsa mutlak ölçümleri gruplandırmak için *Mutlak* üzerine, hedefleri gruplandırmak için *Hedefe Göre Sınıflandırma* üzerine veya bir hedefle ilişkili örnekleri gruplandırmak için Hedefe Göre Sınıflandırmada bulunan bir hedefe sağ tıklayın ve *Verileri Gruplandır...* ögesini seçin. Veri Grublama Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
 2. Verileri gruplandırmak üzere öğeyi seçin (Kullanıcı tanımlı bilgi ya da Veri Etiketi). İlgili açılır liste etkinleşecektir.
 3. Açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenen öğeyi seçin.
 4. [OK] ögesine tıklayın. Grup Ağaç Penceresinde oluşturulup gösterilecektir.

2.24.6.2 Bir grubun silinmesi

1. Ağaç Penceresi ayarı Tüm Veriler () olarak belirlenmişse hedeflerden oluşan bir grubu silmek için *Hedef(ler)* veya örneklerden oluşan bir grubu silmek için *Örnek(ler)* üzerine sağ tıklayın ve *Grup Sil...* seçimini yapın. Söz konusu grup silinecektir. Ağaç Penceresi Hedefe Göre Sınıflandırma () olarak ayarlanmışsa, bir mutlak ölçüm grubunu silmek için *Mutlak* üzerine, bir hedef grubunu silmek için *Hedefe Göre Sınıflandırma* üzerine veya Hedefe Göre Sınıflandırmada silinecek grubu içeren hedef üzerine sağ tıklayın ve *Grup Sil...* ögesini seçin. Söz konusu grup silinecektir.


2.24.7 Verilerin aranması

Ölçüm tarihi/saati, değerlendirme sonuçları, ölçüm koşulları, belirli liste ögesi değerleri vb. gibi çeşitli parametreleri kullanarak veri arayabilirsiniz. Arama sonuçları ardından Ağaç Penceresine dal şeklinde eklenecektir.

- Bir arama oluşturulduktan sonra, söz konusu arama koşullarını karşılayan sonraki tüm ölçümleri dahil etmek amacıyla arama sonuçları güncellenecektir.


2.24.7.1 Yeni Arama oluşturmak

1. Ağaç Penceresinde alt dalları olan bir dal seçin (solunda ► veya ▲ bulunan bir dal) ve şu eylemlerden birini gerçekleştirin:

-  ögesine tıklayın.
- Sağ tıklayın ve *Ekle Arama Koşulu ...* seçimini yapın.

Arama Veri Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir.


2. Aralık altından açılır listeye tıklayın ve arama için istenen kapsamı seçin:

- Ağaç Penceresi ayarı Tüm Veriler () olarak belirlenmişse bunların arasından seçin:

Tüm Veriler Belgedeki tüm veriler aranır.

Hedef Tüm hedef veriler aranır.

Örnek Tüm örnek verileri aranır.

- Ağaç Penceresi ayarı Hedefe Göre Sınıflandırma () olarak belirlenmişse bunların arasından seçin:

Tüm Veriler Belgedeki tüm veriler aranır.

Mutlak Tüm mutlak veriler aranır.

(hedef adı 1) Söz konusu hedef ile ilişkili tüm veriler aranır.

(hedef adı 2) Söz konusu hedef ile ilişkili tüm veriler aranır.

3. **Ad Ara** metin kutusuna tıklayın ve aramak için bir ad girin. Arama sonuçları için Ağaç Penceresinde görüntülenecek ad budur.

4. Arama parametreleri ayarlayın.

4-1 Veri Adı: Arama için Koşulu ve Dizi arayı ayarlayın.

a) Koşul

<i>İçeriksel</i>	Sonuçlar, veri adı arama dizinini içeren ölçümler olacaktır.
<i>İçeriksel değil</i>	Sonuçlar, veri adı arama dizinini içermeyen ölçümler olacaktır.
<i>Eşleşme</i>	Sonuçlar, veri adı arama dizini ile tam olarak eşleşen ölçümler olacaktır.
<i>Eşleşme yok</i>	Sonuçlar, veri adı arama dizini ile tam olarak eşleşmeyen ölçümler olacaktır.

b) Dizi ara: Koşul ayarına göre aranacak dizin.

4-2 Tarih: Aranacak tarih/saat aralığını ayarlayın.


a) Tarihi ayarlamak için tarihi doğrudan girebilir ya da takvim işaretine tıklayıp tarihi açılan takvimden seçebilirsiniz.

b) Zamanı ayarlamak için saat, dakika ve saniye kısımlarına tıklayarak istenen zamanı girin.

- Zaman 24 saatlik zamana dayalı ayarlanmalıdır. Örneğin; 1:00:00 PM zamanı "13:00:00" olarak ayarlanır.
- Hiçbir tarih/saat ayarlanmamışsa herhangi bir zamanda yapılan ölçümler arama sonuçlarına dahil edilir.
- Sadece başlangıç tarihi/saati ayarlanmışsa bu tarihten/zamandan sonra yapılan tüm ölçümler arama sonuçlarına dahil edilir.

- Sadece bitiş tarihi/saati ayarlanmışsa bu tarihte/zamana kadar yapılan tüm ölçümler arama sonuçlarına dahil edilir.

4-3 Değerlendirme Sonuçları

- Bu arama koşulu yalnızca Ağaç Penceresi Hedefe Göre Sınıflandırma () şeklinde ayarlandığında ve Aralık Tüm veriler veya bir hedef adı olarak ayarlandığında kullanılabilir
- a) Arama sonuçlarına dahil edilecek her bir sonucun işaret kutusunu işaretleyin.

4-4 Ölçüm Koşulu

- a) Kısmi genişletmek için aşağı işaretine tıklayın.
- b) Arama sonuçlarına dahil edilecek her bir koşulun işaret kutusunu işaretleyin.

4-5 Ekran / Değerlendirme Öğeleri

- a) Kısmi genişletmek için aşağı işaretine tıklayın.
- b) [Ekle] ögesine tıklayın. Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
- c) Öğeleri Listele Ayarları iletişim kutusunda Seçili Öğelere istenen bir liste ögesi ekleyin ve [OK] ögesine tıklayın. İletişim kutusu kapanacak ve eklenen öge Arama Veri Ayarı iletişim kutusunun Ekran / Değerlendirme Öğeleri altında görüntülenecektir.
 - Liste öğeleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [2.7.1 Liste Öğelerini ve Onların Ayarlarını Ayarlama \(Hane Sayıları, Gözlemci, Aydınlatıcı, Parametreler, vb.\) s. 100.](#)
 - Her defasında sadece 1 liste ögesi seçilebilir. Daha fazla liste ögesi eklemek için b) ve c) adımlarını tekrarlayın.
- d) b) ve c) adımlarında eklenen her bir öge için aramada kullanılacak değerleri ayarlayın.
 - Sayısal değerlere sahip öğeler için alt ve üst sınırlar ayarlamak amacıyla değer kutularına tıklayıp değerleri doğrudan girebilir veya yukarı/aşağı düğmelerini kullanabilirsiniz.
 - Metin değerlerine sahip öğeler için koşul (*İçeriksel, İçeriksel değil, Eşleşmeli, Eşleşmiyor*) seçmek amacıyla sol açılır listeye tıklayın ve sağ metin kutusuna tıklayıp metni girin.

4-6 Kullanıcı tanımlı bilgiler

- a) Kısmi genişletmek için aşağı işaretine tıklayın.
- b) [Ekle] ögesine tıklayın. Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
- c) Açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenen öğeyi seçin.
 - Sadece belgede mevcut kullanıcı tanımlı bilginin seçilmesi mümkündür. Bkz. [2.13 Kullanıcı Tanımlı Bilgiler Ayarları © s. 145.](#)
- d) [OK] ögesine tıklayın. İletişim kutusu kapanacak ve seçilen kullanıcı tanımlı bilgi Kullanıcı Tanımlama Bilgisi listesine eklenecektir.
- e) Gerekliğinde diğer kullanıcı tanımlı bilgi eklemek için a) ila c) adımlarını tekrarlayın.
 - Aynı kullanıcı tanımlı bilgiyi farklı arama değerleri ile birden çok kez ayarlamak mümkündür.
- f) Kullanıcı Tanımlama Bilgisi listesindeki her bir öge için aramada kullanılacak değerleri ayarlayın.
 - Sayısal öğeler için alt ve üst sınırlar ayarlamak amacıyla değer kutularına tıklayıp değerleri doğrudan girebilir veya yukarı/aşağı düğmelerini kullanabilirsiniz.
 - Dizi öğeleri için koşul (*İçeriksel, İçeriksel değil, Eşleşmeli, Eşleşmiyor*) seçmek amacıyla sol açılır listeye tıklayın ve sağ metin kutusuna tıklayıp metni girin.
 - Liste öğeleri için açılır listeye tıklayın ve aranacak seçim listesi ögesini tercih edin.

4-7 Veri etiketi

- a) Kutunun sol tarafında [+] ögesine tıklayın ve açılan listeden istediğiniz veri etiketini seçin.
- b) Sadece belgede kullanılan veri etiketleri görüntülenecektir.
- c) Gerekliğinde diğer etiketleri ayarlamak için a) adımını tekrarlayın.
- d) Birden çok etiket seçilmesi halinde [VE] ya da [VEYA] üzerine tıklayarak etiketlerin nasıl birleştirileceğini seçebilirsiniz.
 - VE Sadece tüm etiketleri seçili veriler arama sonuçlarına dahil edilir.
 - VEYA Seçili etiketlerden en az birine sahip veriler arama sonuçlarına dahil edilecektir.

5. [Ara] ögesine tıklayın. Arama gerçekleştirilir ve arama sonuçları adım 3 altında girilen Ad Ara ile bir dal şeklinde Ağaç Penceresine eklenir.

2.24.7.2 Arama Koşullarını Düzenleme

1. Ağaç Penceresinde, arama için koşullarını değiştirmek istediğiniz arama adına sağ tıklayın ve *Düzenle Arama Koşulu...* Arama ayarına yönelik mevcut koşullar ile birlikte Arama Veri Ayarı iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Arama koşullarını [2.24.7.1 Yeni Arama oluşturmak s. 195](#) altındaki gibi düzenleyin.
3. Yeni arama koşullarını uygulamak için [Ara] ögesine tıklayın. Arama koşulları güncellenecektir.

2.24.7.3 Bir aramanın silinmesi

1. Ağaç Penceresinde, arama için koşullarını değiştirmek istediğiniz arama adına sağ tıklayın ve *Arama Koşulunu Sil...* ögesine tıklayın. Onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. [Evet] ögesine tıklayın. Arama silinecektir.

2.24.8 Verilerin İe Aktarılması/Dışa Aktarılması

2.24.8.1 Verilerin İe Aktarılması

*.mesx2, *.mes, *.qctp, *.mea, *.bdt veya *.cxf dosyalarından veriler aktif belgeye aktarılabilir.

1. *Dosya - Dosyadan İe Aktar ...* öęesini seçin. Aç iletişim kutusu belirecektir.
2. İe aktarmak için dosyayı bulun ve seçin.
 - Birden fazla dosya seçmek mümkün değildir.
3. [Aç] öęesine tıklayın. Dosya aktif belgede İe aktarılacaktır.
 - Dosya boyutuna baęlı olarak verinin İe aktarılması birkaç dakika sürebilir.

2.24.8.2 Verilerin Dışa Aktarılması

Seçili veri *.csv veya *.cxf dosyası olarak dışa aktarılabilir.

1. Ağaç Penceresi veya Veri Listesi Penceresinden üzerine tıklayarak dışa aktarılacak veriyi seçin.
 - Birden fazla ardışık ölçüm seçmek için, ilk ölçüme tıklayın ve ardından son ölçüme tıklarken Shift tuşunu basılı tutun.
 - Birden fazla ayrı ölçüm seçmek için, her bir ölçüme tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun.
2. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
 - Seçili veriye sağ tıklayın ve *Veriyi Dışa Aktar...* seçimini yapın.
 - *Dosya - Dosyaya Dışa Aktar ...* öęesini seçin. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. *kayıt türü*: açılır seçimine tıklayın ve kaydedilecek dosya türünü (*.csv veya *.cxf) seçin.
 - Ondalık sembolünün, basamak gruplandırma sembolünün ve liste ayırıcının biçimi SpectraMagic NX2 ekran dil ayarlarına göre deęişir. Seçili dil için varsayılan Windows ayarları kullanılacaktır.
4. Kaydedilecek dosya adını girin.
5. [Kaydet] öęesine tıklayın. Seçili veriler dosyaya dışa aktarılacaktır.

2.24.8.3 Tüm Verilerin Dışa Aktarılması

Bir belgede yer alan tüm veriler *.csv dosyası olarak dışa aktarılabilir.

1. *Dosya - Tüm Verileri Dışa Aktar ...* seçiminde bulunun. Tüm Verileri Dışa Aktar iletişim kutusu belirecektir.
2. Çıktı için verileri seçin.
Tüm Hedef: Belgede yer alan tüm hedeflerin çıktısı alınır.
Tüm Örnek: Belgede yer alan tüm örneklerin çıktısı alınır.
Tüm hedefler ile ilişkili örnekleri barındıran veri ağacı: Tüm hedeflerin ve hedeflerle ilişkili tüm örneklerin, her bir hedefle ve ilişkili örneğiyle gruplandırılarak çıktısı alınır.
3. [OK] ögesine tıklayın. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Ondalık sembolünün, basamak gruplandırma sembolünün ve liste ayırıcının biçimi SpectraMagic NX2 ekran dil ayarlarına göre değişir. Seçili dil için varsayılan Windows ayarları kullanılacaktır.
4. Kaydedilecek dosya adını girin.
5. [Kaydet] ögesine tıklayın. Veriler dosyaya dışa aktarılacaktır.

2.25 Liste Penceresi İşlemleri

2.25.1 Yakınlaştırma / Uzaklaştırma

Liste Penceresini yakınlaştırmak (karakter boyutunun artırılması) veya uzaklaştırmak (karakter boyutunun azaltılması) amacıyla Liste Penceresinin herhangi bir yerine tıklayın ve fare kaydırma tekerleğini hareket ettirme sırasında Ctrl tuşunu basılı tutun.

2.25.2 Sütun Genişliğinin Ayarlanması

Sütunların genişliğini ayarlamak için imleci sütunlar arasındaki çizginin üstüne getirin. İmleç çift başlı ok şekline dönüşecektir. Çizgiyi istenen genişliğe çekerken sol fare düğmesi ile tıklayıp basılı tutun.


2.25.3 Verilerin Sıralanması

Liste Penceresinde verileri sıralamak için, verileri sıralamak amacıyla sütunun üstündeki etiket satırına tıklayın. Etikete ilk tıkladığınızda sütun artan sırada sıralanır. Böylelikle, sütuna her tıkladığınızda sıralama artan ve azalan sıra şeklinde değişir.

2.25.4 Filtreleme Verileri

Özellikler ve Diğer kategorilerdeki liste öğeleri Liste Penceresinde filtrelenebilir. Liste öğesi filtrelenebiliyorsa sütunun üstünde etiket sırasındaki öğe adının yanında  görüntülenecektir.

2.25.4.1 Bir filtrenin ayarlanması

1.  öğesine tıklayın. Açılır pencerede iletişim kutusu belirecektir.
2. Filtreyi ayarlayın. Filtreler ayarlandıktan hemen sonra uygulanır.
 - Bir sütuna yönelik bir filtrenin ayarlanması halinde söz konusu sütunun etiketi diğer sütunlara kıyasla daha koyu görüntülenecektir.
- 2-1 Bir değeri göstermek veya gizlemek için FİLTRE DEĞERLERİ sekmesine tıklayın ve göstermek istediğiniz her değer için işaret kutusunu işaretleyin ya da tüm değerleri göstermek için "Tümü" seçeneğini işaretleyin.
 - FİLTRE DEĞERLERİ sekmesinde bir değeri aramak için Arama metin kutusuna aranacak değeri girin.
- 2-2 Filtre kuralları ayarlamak için FİLTRE KURALLARI sekmesine tıklayın, ilk açılır listeden bir kural koşulu seçin ve ardından gerekiyorsa ikinci açılır listeye bir değer girin.

2.25.4.2 Bir filtrenin temizlenmesi

Bir sütuna yönelik ayarlanan filtrenin temizlenmesi için:

1.  öğesine tıklayın. Açılır pencerede iletişim kutusu belirecektir.

2. [Filtreyi temizle] ögesine tıklayın. Söz konusu sütunun filtresi temizlenir ve sütuna yönelik etiket normal rengine dönüşür.

2.25.5 Veri Seçimi

Veri satırları aşağıdaki şekillerde seçilebilir:


- Tek bir veri satırı seçmek için satırın en solundaki hücreye tıklayın. Satır, seçili olduğunu göstermek için vurgulanacaktır.
- Birden fazla ardışık satır seçmek için, ilk satırın en solundaki hücreye tıklayın ve son satırı seçerken Shift tuşunu basılı tutun. Seçilen her satır vurgulanacaktır.
- Birden fazla ardışık olmayan satır seçmek için, her satırın en solundaki hücreye tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun. Seçilen her satır vurgulanacaktır.
- Tüm satırları seçmek için sol üst köşedeki ▲ ögesine tıklayın veya Ctrl ve A tuşlarına basın. Tüm satırlar seçildiklerini göstermek için vurgulanacaktır.

2.26 Kanvas Penceresi İşlemleri

Kanvas Penceresi, grafikler, etiketler vb. gibi grafik nesnelere yerleştirildiği bir veya maksimum 10 kanvası görüntüler. SpectraMagic NX2 istenilen şekilde kanvaslara yerleştirilebilecek nesnelere farklı türlerini sunar.

2.26.1 Kanvas Penceresi Araç Çubuğu

Kanvas penceresi araç çubuğu, Kanvas Panosu'nun alt kısmında yer alır ve gösterilecek kanvası seçmek, kanvas eklemek/silmek, kanvas büyütmesini ayarlamak ve kanvas modunu görünüm modu ile düzenleme modu arasında değiştirmek için kullanılır.




- ① Kanvas Penceresi Araç çubuğu aralığı tüm kanvas sekmelerini gösteremeyecek kadar dar olduğunda kanvas sekmeleri arasında hareket etmek için.
- ② Kanvas sekmeleri. Gösterilecek sekmeyi seçmek için tıklayın.
- ③ (Sadece Kanvas Penceresi düzenleme modunda olduğunda etkin) Bir kanvas ekler. En fazla 10 kanvas oluşturulabilir.
- ④ Büyüteç çubuğu. Mevcut seçili kanvasın büyüklüğünü ayarlamak için kaydırın ya da -/+ düğmelerini kullanın. Büyütme değeri çubuğun sağ tarafında gösterilecektir.
- ⑤ Kanvası pencereye sığdır. Seçili kanvasın büyüklüğünü ayarlar böylece tüm kanvas, kanvası içeren pencerenin içine sığabilir.
- ⑥ Kanvas Penceresi için görüntüleme modu (düğme gri olacaktır) ile düzenleme modu (düğme yeşil olacaktır) arasında geçiş yapın. Düzenleme modunda mevcut seçili kanvasda bir kılavuzun ve cetvellerin yanı sıra nesne araç çubuğu ve konumlandırma araç çubuğu görüntülenir.

2.26.2 Kanvas Penceresinin Görüntüleme Modu ile Düzenleme Modu geçişi



Görüntüle modu normal işlem için kullanılan moddur. Bu modda veriler nesnelere içinde görüntülenir ancak nesnelere hareket ettirilemez ve özellikleri değiştirilemez.

Düzenleme modu nesne ekleme, bu nesnelere konumlandırma ve ilgili özellikleri ayarlama amacıyla kanvas düzenlemede kullanılır. Ayrıca kanvasın kendisine yönelik ayarlar yapılabilir.

1. Görüntüleme modu ile düzenleme modu arasında geçiş için aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Kanvas Penceresi Araç Çubuğunun sağ ucunda bulunan  öğesine tıklayın.
- *Gözet - Kanvas Modunu Değiştir* öğesini seçin.

Düğmeye her tıklanıldığında veya menü seçili olduğunda Kanvas Penceresi modu görüntüleme modu ile düzenleme modu arasında değişecektir.

- Görüntüleme modunda kanvas penceresi araç çubuğunun sağ ucunda  gri olacaktır.
- Düzenleme modunda kanvas penceresi araç çubuğunun sağ ucunda  yeşil olacaktır, kanvas penceresinde sayfa kenar boşlukları dahilindeki alanı gösteren bir kılavuzun yanı sıra Kanvas Penceresinin üstünde ve solunda cetveller görüntülenecektir. İlave olarak düzenleme araç çubukları görüntülenir ve kanvasların eklenmesine yönelik [+] öğesi Kanvas Modu araç çubuğunda etkinleştirilecektir.

2.26.3 Kanvas İşlemleri

- Kanvaslara ancak Kanvas Penceresi düzenleme modunda olduğunda ekleme, kaldırma veya adını değiştirme işlemleri yapılabilir.

2.26.3.1 Bir kanvasın eklenmesi

1. Bir kanvas eklemek için aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Kanvas Penceresi Araç Çubuğunda [+] öğesine tıklayın.
- Kanvas sekmelerinden birine sağ tıklayın ve *Kanvas Ekle ...* seçimini yapın.

2. Yeni bir kanvas eklenecektir.

- Açılacak maksimum kanvas sayısı 10'dur.

2.26.3.2 Bir kanvasın kaldırılması

1. Bir kanvası kaldırmak için silinecek kanvasın adına sağ tıklayın ve *Sil...* seçimini yapın. Bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir.

2. Kanvas silme işlemi onaylamak için [Evet] öğesine tıklayın.

2.26.3.3 Kanvasın yeniden adlandırılması

1. Adı değiştirilecek sekme sağ tıklayın ve *Yeniden Adlandır...* seçimini yapın ya da sekme adına çift tıklayın. Mevcut kanvas adı metin kutusunda görüntülenecektir.

2. Kanvas adını düzenleyin ve metin kutusunun dışında bir yere tıklayın. Düzenlenen ad uygulanacak ve sekme görünüşü normale dönecektir.

2.26.4 Nesne İşlemleri

Nesne işlemleri (ekleme, yeniden boyutlandırma, silme veya nesne ayarı değişiklikleri) ancak Kanvas Penceresi düzenleme modunda olduğunda yapılabilir.

2.26.4.1 Nesne Araç Çubuğu


Nesne araç çubuğu kanvasa nesnelere eklemek için kullanılır. İstenen nesneyi seçmek üzere kategori menüsünü açmak için bir kategori üzerine tıklayın.



- ① Nesne seçimi imleci. Nesnelere seçilmesi için kullanılır.
- ② Grafik nesne kategorisi
 $\Delta L^*a^*b^*$ renk farkı grafiği, $L^*a^*b^*$ grafiği, trend çizelgesi, çoklu kanal grafiği, Δ Hunter Lab renk farkı grafiği, spektral grafik, 2 eksenli grafik, histogram, xy Çizelgesi ya da Hunter Lab grafik özellikleri arasında seçim yapmak üzere bir liste açar.
- ③ Şekil/etiket nesnesi kategorisi
Çizgi ya da dikdörtgen nesnelere arasında seçim yapmak için bir liste açar.
- ④ Nesne kategorisi bilgisi
Etiket, istatistikler, sözde renk, bilgi etiketi, liste öğesi, görüntü veya veri listesi nesnelere arasında seçim yapmak için bir liste açar.

Nesne Açılır Listeleri

■ Grafik Nesne Açılır Listeleri




- ① $\Delta L^*a^*b^*$ grafiği
- ② $L^*a^*b^*$ grafiği
- ③ Trend çizelgesi
- ④ Çoklu kanal grafiği
- ⑤ Δ Hunter Lab Grafiği
- ⑥ Spektral grafik
- ⑦ 2 eksenli grafik
- ⑧ Histogram
- ⑨ xy Çizelgesi
- ⑩ Hunter Lab Grafiği

■ Şekil/Etiket Nesnesi Açılır Listesi



- ① Çizgi Nesnesi
- ② Dikdörtgen Nesnesi

■ Bilgi Nesnesi Açılır Listesi



- ① Metin Etiketleri
- ② İstatistikler etiketi
- ③ Söзде renk yaması
- ④ Bilgiler etiketi
- ⑤ Liste öğesi etiketi
- ⑥ Resim Nesnesi
- ⑦ Veri Listesi Nesnesi

2.26.4.2 Kanvas Panosuna bir Nesne Eklenmesi

1. Grafik nesnenin istenen türü için kanvas araç çubuğundaki düğmeye tıklayın. Seçilen kategorideki çeşitli nesnelerinin düğmelerini içeren açılır pencere görüntülenecektir.
2. İstenen nesne için düğmeye tıklayın.
3. Nesneyi kanvasa yerleştirin.
 - Nesneyi varsayılan boyutuyla yerleştirmek için, kanvas üzerinde nesnenin sol üst köşesinin konumlanmasını istediğiniz yere tıklayın. Nesne bu noktaya varsayılan boyutuyla yerleştirilecektir.
 - Nesneyi belirli bir boyutta yerleştirmek için, istenen boyutta bit alan seçmek için tıklayın ve kaydırın. Tıklama bırakıldığında, nesne bu noktaya belirtilen boyutta yerleştirilecektir.
 - Bazı nesnelerin minimum boyutları vardır. Seçili alan minimum boyuttan küçük ise, nesne minimum boyutu ile yerleştirilecektir.

2.26.4.3 Nesnelerin Seçilmesi/Seçimin Kaldırılması

■ Seçme işlemi

Bir nesneyi seçmek için nesne alanının içine tıklayın. İmleç nesne alanının üstüne geldiğinde, imleç şekli çapraz 4 başlı bir ok olarak değişecektir. Bir nesne seçildiğinde, nesneyi yeniden boyutlandırmak için tutacaklar ile nesne çerçevesi görüntülenecektir.

İki veya daha fazla nesne seçmek için birinin üzerine tıklayın ve daha sonra Shift tuşunu basılı tutarak seçilecek diğer nesnelere tıklayın. İki veya daha fazla nesne aynı zamanda tıklayıp seçilecek nesnelerin alanını da dahil edecek şekilde kaydırıldığında da seçilebilir.

■ Seçimin kaldırılması

Seçili bir nesnenin seçimini kaldırmak için, aşağıdakilerden herhangi birini uygulayın:

- Tekrar nesnenin üzerine tıklayın.
- Nesne alanının dışına tıklayın.
- Klavyede Esc tuşuna basın.

Nesne çerçevesi kaybolacaktır.

2.26.4.4 Nesnenin Yeniden Boyutlandırılması

1. Yeniden boyutlandırılacak nesneyi veya nesneleri seçin. Yeniden boyutlandırmak için tutacaklar ile birlikte seçili nesnenin çerçeveleri görüntülenecektir. Birden fazla nesne seçiliyse, yeniden boyutlandırmak için tutacaklar ile tüm seçili nesnelere kapsayan bir çerçeve görüntülenecektir.
2. İmleci çerçeve tutacaklarından birinin üzerine getirin (imleç şekli çift başlı ok olarak değişecektir) ve tutacağı istenen boyuta yeniden boyutlandırmak için tıklayın ve kaydırın.
 - Birden fazla nesne seçildiğinde, alan çerçevesinin tutacaklarına tıklayıp kaydırmak tüm nesnelere aynı oranda yeniden boyutlandırır.
 - Bir nesneyi yeniden boyutlandırırdığınızda diğer nesnelerin kenarlarına ve merkezine hizalamaya yardımcı olmak için veya nesne boyutuyla eşleşmesi için yeşil kılavuzlar görüntülenecektir.

2.26.4.5 Nesnelerin Taşınması

Bir nesneyi taşımak için, nesneyi seçin ve istenen konuma kaydırın.

- Bir nesneyi taşırken diğer nesnelerin kenarlarına ve merkezine hizalamaya yardımcı olmak için yeşil kılavuzlar görüntülenecektir.

2.26.4.6 Konumlandırma Araç Çubuğu


Konumlandırma araç çubuğu nesneleri kanvas üzerinde ileri/geri taşımak veya birden fazla nesneyi hizalamak için kullanılır.




- ① Üst üste gelen nesnelerin sırasını düzenlemek amacıyla nesneleri kanvas üzerinde ileri ve geri taşımak için bir menü açar.
- ② Nesnelerin üstleri ve yanlarını hizalamak için bir menü açar.

■ Nesnelerin Hizalanması

Birden fazla nesne kenarlarına ve merkezlerine göre hizalanabilir.



- ① Nesne üst kenarlarının dikey hizalanması
- ② Nesnelerin merkezlerinin dikey hizalanması
- ③ Nesnelerin alt kenarlarının dikey hizalanması
- ④ Nesnelerin üst kenarlarının yatay hizalanması
- ⑤ Nesne merkezlerinin yatay hizalanması
- ⑥ Nesne alt kenarlarının yatay hizalanması


1. Hizalanacak nesneleri seçin.
2.  ögesine tıklayın. Nesne hizalama açılır penceresi görüntülenecektir.
3. Gerçekleştirilecek hizalama türü için açılır penceredeki düğmeye tıklayın. Nesneler hizalanacaktır,

■ Grafik Nesnelerinin Sırasının Değiştirilmesi

Grafik nesneleri kanvasta üst üste geldiğinde nesnelerin sırası değiştirilebilir.



- ① İleriye Göter: Nesneyi bir katman yukarı taşı.
- ② Geriye Gönder: Nesneyi bir katman aşağı taşı.
- ③ Öne Getir: Nesneyi en üst katmana taşı.
- ④ Geri Gönder: Nesneyi en alt katmana taşı.

1. İleri veya geri taşınacak nesneyi seçin.
2.  ögesine tıklayın. Nesneyi ileri/geri taşı açılır penceresi görüntülenecektir.
3. Nesneyi ne kadar ileri veya geri taşımak istediğinize göre açılır penceredeki düğmeye tıklayın. Nesneler bu ayara göre hizalanacaktır.

2.26.4.7 Nesneleri Kopyalama/Kesme/Yapıştırma

■ Nesneleri Kopyalama

Bir nesneyi kopyalamak için aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Nesneye sağ tıklayın ve *Kopyala* seçimini yapın.
- Nesneyi seçin ve klavyede Ctrl + C tuşlarına basın.

Nesne Windows panosuna kopyalanacaktır.

■ Nesneleri Kesme

Bir nesneyi kesmek için aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Nesneye sağ tıklayın ve *Kes* seçimini yapın.
- Nesneyi seçin ve klavyede Ctrl + X tuşlarına basın.

Nesne kanvasından kesilip Windows panosuna alınacaktır.

■ Nesneleri Yapıştırma

Kopyalanmış veya kesilmiş bir nesneyi yapıştırmak için aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Kanvas üzerine nesneyi yapıştırmak istediğiniz yere sağ tıklayın ve *Yapıştır* seçimini yapın.
- Kanvas üzerine tıklayın ve klavyede Ctrl + V tuşlarına basın.

Nesne Windows panosundan kanvasa yapıştırılacaktır.

■ Nesneleri Silme

Bir nesneyi silmek için, nesneyi seçin ve Sil tuşuna basın. İki veya daha fazla nesne seçiliyse seçilen tüm nesneler aynı anda silinir.

2.26.4.8 Geri al/Yenile/Ayarlar Araç Çubuğu



- ① En son Kanvas Penceresi eylemini geri al.
- ② En son tamamlanmamış Kanvas Penceresi eylemini yenile.
- ③ Kanvas Ayarları iletişim kutusunu açar.

BÖLÜM 3

Kendini Denetleme Uygulaması (P)

3.1	Giriş	211
3.1.1	Kendini Denetleme İşlem Akışı.....	211
3.2	Kendini Denetleme Uygulaması Başlatma/Çıkış	212
3.2.1	Kendini Denetleme Uygulamasını Başlatma.....	212
3.2.2	Kendini Denetleme Uygulamasından Çıkış.....	212
3.3	Kendini Denetleme Uygulaması Ekran Yapılandırması	214
3.3.1	Menü.....	215
3.3.2	Ana Araç Çubuğu.....	216
3.3.3	Alet Penceresi.....	217
3.3.4	Sonuçlar Penceresi.....	219
3.3.4.1	Liste Görünümü.....	219
3.3.4.2	Takvim Görünümü.....	220
3.3.4.3	Grafik Görünümü.....	221
3.4	Bir Aleti Bağlama/Bağlantısını Kesme	222
3.4.1	Bağlanmadan önce.....	222
3.4.2	Bir Alet ile Bağlanma.....	223
3.4.2.1	Önceden kaydedilmiş bir alet ile bağlanma.....	223
3.4.2.2	Yeni bir Alet ile Bağlanma.....	223
3.4.2.3	Alet Kaydı.....	230
3.4.2.4	Kayıtlı Alet Bilgisinin Değiştirilmesi.....	230
3.4.2.5	Kayıtlı bir Aletin Silinmesi.....	230
3.4.3	Aletin Bağlantısını Kesme.....	231
3.5	Kendini Denetleme Koşulu Ayarı Oluştur/Düzenle	232
3.6	Kendini Denetlemenin Yürütülmesi	237
3.6.1	Kendini Denetleme Raporu İletişim Kutusu.....	238
3.7	Kendini Denetleme Dosyalarını Dışa Aktarma/İçer Aktarma	239
3.7.1	Bir Kendini Denetleme Dosyasının Dışa Aktarılması.....	239
3.7.2	Bir Kendini Denetleme Dosyasının İçer Aktarılması.....	239

3.8	Kendini Denetleme Planının Düzenlenmesi	240
3.9	Uygulama Ayarlarının Ayarlanması	241

3.1 Giriş

- Kendini Denetleme Uygulaması kullanımı için geçerli bir Premium Lisansı gerekmektedir.
- Cihaz Denetleme Uygulaması sadece CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus, CM-3700A/CM-3700A-U, CM-36dG/CM-36dGV/CM-36d, CM-17d/CM-16d, CM-26dG/CM-26d/CM-25d/CM-23d, CM-25cG, CM-700d/CM-700d-U/CM-600d ya da CF-300 ile kullanılabilir.

Kendini Denetleme Uygulaması, aletinizin durumunu kontrol etmek üzere basit bir kontrol gerçekleştirmek için kullanılabilir. Çeşitli performans faktörlerini ölçer ve bunları bu gibi faktörlerin önceki ölçümleri ile karşılaştırır. Kendini Denetleme Uygulaması boyunca ekranda rehberlik sağlanır.

Kendini Denetleme Uygulamasının düzenli olarak kullanılması, sizin ile müşterilerinizin aletin düzgün çalıştığından ve doğru ölçümler yaptığından emin olmanıza yardımcı olmanın yanı sıra trendlerin izlenmesi sayesinde, gelecekte bir Konica Minolta yetkili sağlayıcı tarafından servisin ne zaman gerekli olacağını tahmin etmenize yardımcı olabilir.

3.1.1 Kendini Denetleme İşlem Akışı

Aleti bağlayın/kaydedin.

Kendini denetleme koşulu ayarı oluşturun

Dosyadan okuyun (mevcutsa)

Kendini denetleme öğeleri ayarlayın

Kendini denetleme koşulları ayarlayın

Kalibrasyon öğeleri: Kalibrasyon tipleri

Ölçüm Koşulları: Ölçüm koşulları (ölçüm alanı, SCI/SCE, vs.)

İnceleme Koşulları: Aydınlatıcı/Gözlemci

Test koşulları ayarlayın

Işık kaynağı testi: Ölçüm sayısı, başarısızlık/uyarı toleransları

Tekrarlanabilirlik testi: Ölçüm sayısı, ölçüm hedef bilgisi, tolerans ve uyarı düzeyleri

Tekrar üretilebilirlik testi: Ortalama alınacak ölçüm sayısı, renk farkı formülü, karo verisi (karo bilgisi, karo hedef değerleri, karo tolerans değerleri)

Tekrarlanabilirlik testi (Parlaklık): Ölçüm sayısı, ölçüm hedef bilgisi, tolerans ve uyarı düzeyleri

Tekrar üretilebilirlik testi (Parlaklık): Ortalama alınacak ölçüm sayısı, karo verisi (karo bilgisi, karo hedef değerleri, karo tolerans değerleri)

Ayarı tamamlayın

Tercih ederseniz dosyaya kaydedin.

Kendini denetlemeyi yürütün


Tercih ederseniz sonuçları dosyaya kaydedin.

3.2 Kendini Denetleme Uygulaması Başlatma/Çıkış

- Kendini Denetleme Uygulaması dahil SpectraMagic NX2 yazılımının kurulumu hakkında bilgi almak için SpectraMagic NX2 Kurulum Kılavuzunu inceleyin.

3.2.1 Kendini Denetleme Uygulamasını Başlatma

1. Windows Başlat menüsündeki SpectraMagic NX2 simgesini seçin veya masaüstündeki simgeye çift tıklayın. SpectraMagic NX2 başlatılır ve açılış ekranı birkaç saniyeliğine görüntülenir.
2. Açılış ekranı yerine daha sonra SpectraMagic NX2 Başlatıcı açılacaktır.



3. Kendini Denetleme düğmesine tıklayın. Kendini Denetleme Uygulaması başlayacaktır.
 - Çevre Ayarlarının Diğer Ayarları altında "Başlatma mesajını etkinleştir" işaretli olduğunda Kendini Denetleme Uygulamasını kullanmak için bir Premium lisansın gerekli olduğunda dair bir mesaj görüntülenecektir. Devam etmek için [OK] ögesine tıklayın.
 - Premium Lisansı yakında sona erecekse başlatma mesajı yerine bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Devam etmek için [OK] ögesine tıklayın.
 - Geçerli bir Premium Lisansı yoksa ya da Premium Lisansı süresi dolmuşsa bir lisansın bulunmadığını belirtilen bir mesaj görüntülenecektir. [OK] ögesine tıklandığında mesaj kutusu kapanacak ve SpectraMagic NX2 Başlatıcıya geri dönecektir. Geçerli bir lisans kurulmadığı sürece Kendini Denetleme Uygulamasını başlatmak mümkün olmayacaktır.

3.2.2 Kendini Denetleme Uygulamasından Çıkış

1. Yazılım penceresinin sağ üst köşesindeki [x] ögesine tıklayın, Dosya menüsünden Çıkış ögesini seçin veya Alt + F4'e basın. Kendini Denetleme Uygulaması kapanacaktır ve SpectraMagic NX2 Başlatıcı görüntülenecektir.

2. Bařlatıcı penceresinin sađ üst köşesindeki [x] öđesine tıklayın.

3.3 Kendini Denetleme Uygulaması Ekran Yapılandırması



Ana Araç Çubuğu



Denetim

Dosya Alet Denetim Koşulu Dosyası Çevre Yardım

Alet Ka... Bağlan Denetim... Denetim... Denetim... Yeni De...

Daha Yeni Kayıtlı Tarih + ✎ 🗑

CM-26dG   **Başarılı**
Ad : Instrument
Seri Numarası : 10001001
Donanım Yazılımı Sürümü : 1.20.0002

CM-26dG   **Denetim Süresi Bitti**
Ad : Instrument
Seri Numarası : 10001169
Donanım Yazılımı Sürümü : 1.30.0001

▶ Denetimi Yürüt

Liste Takvim Çizelge

TarihSaat	Eylem	Sonuç	Işık kaynağı	Renk		Parlak	
				Tekrarlanabilirlik	Çoğaltılabilirlik	Tekrarlanabilirlik	Çoğaltılabilirlik
7.08.2024 03:01:53	Denetimin Yü	✓ Başarı	✓	✓	✓	✓	✓
7.08.2024 02:50:29	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:49:59	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:49:42	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 02:49:09	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:33:11	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:32:59	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:07:58	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:07:47	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:05:04	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:04:21	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:03:07	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 02:01:03	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:00:47	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 01:41:22	Parlak Kalibra						
7.08.2024 01:41:13	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 01:40:49	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 01:40:27	Denetim Koşu						
7.08.2024 01:39:23	Parlak Kalibra						
7.08.2024 01:39:15	Beyaz Kalibra						

Ayrıntılı

Alet Penceresi

Sonuçlar Penceresi

3.3.1 Menü

Dosya

Dışa Aktar...	239
Dosyadan İçe Aktar...	239
Çık...	212

Alet

Kayıt...	230
Bağlan (alet bağlı değilse)	223
Bağlantıyı Kes (alet bağlıysa)	231
Kendini Denetleme Koşulu Ayarını Düzenle...	232
Kendini Denetleme Planı Düzenle...	240
Kendini Denetlemeyi Yürüt...	237

Kendini Denetleme Koşulu Dosyası

Yeni Kendini Denetleme Koşulu Dosyası...	232
--	-----

Çevre Ayarları

Uygulama Ayarları...	241
----------------------	-----






Yardım

Kılavuz...	Bu kılavuzu açar.
Renk bilgisi...	Renk teorisi ve renk ölçümü kavramlarını açıklayan bir kitapçık olan <i>Renk bilgisi</i> 'ni açar.
Sürüm Bilgileri...	Sürüm bilgilerini gösteren bir iletişim kutusu açar.

3.3.2 Ana Araç Çubuğu

Araç çubuğu sık kullanılan işlevleri gerçekleştirmek için düğmeler içerir. Varsayılan araç çubuğu aşağıda gösterilen düğmeleri içerir.

- Özelliğinin kısa bir açıklamasını görmek için fare imlecini düğmenin üzerine getirin.

 Alet Ka...	Alet Kaydı. Bkz. 3.4.2 Bir Alet ile Bağlanma s. 223 .
 Bağlan	Bağlan (yalnızca hiçbir alet bağlı değilken gösterilir): Kendini Denetleme Uygulamasını bir alete bağlar. Bkz. 3.4.2 Bir Alet ile Bağlanma s. 223 .
 Bağlantı...	Bağlantıyı Kes (Yalnızca bir alet bağlı olduğunda görüntülenir): Bağlı olan aletin bağlantısını keser. Bkz. 3.4.3 Aletin Bağlantısını Kesme s. 231 .
 Denetim...	Kendini Denetleme Koşulu Ayarını Düzenle. Bkz. 3.5 Kendini Denetleme Koşulu Ayarı Oluştur/Düzenle s. 232 .
 Denetim...	Kendini Denetleme Planı Düzenle. Bkz. 3.8 Kendini Denetleme Planının Düzenlenmesi s. 240 .
 Denetim...	Kendini Denetlemeyi Yürüt. Bkz. 3.6 Kendini Denetlemenin Yürütülmesi s. 237 .
 Yeni De...	Yeni Kendini Denetleme Koşulu Dosyası. Bkz. 3.5 Kendini Denetleme Koşulu Ayarı Oluştur/Düzenle s. 232 .

3.3.3 Alet Penceresi

Alet penceresi kayıtlı tüm aletleri, mevcut durumları ile birlikte görüntüler.

■ Üst Araç Çubuğu

Daha Yeni Kayıtlı Tarih	Kombo kutusuna tıklayın ve Alet Listesi için sıralama düzenini seçin. <u>Eski Kayıtlı Tarih</u> : En eskisi birinci olmak üzere aletler kayıt tarihine göre sıralanır. <u>Daha Yeni Kayıtlı Tarih</u> : En yenisi birinci olmak üzere aletler kayıt tarihine göre sıralanır. <u>Eski Kendini Denetleme Tarihi</u> : En eskisi birinci olmak üzere ilgili alet için yapılan en son kendini denetlemeye göre sıralanır. <u>Yeni Kendini Denetleme Tarihi</u> : En yenisi birinci olmak üzere ilgili alet için yapılan en son kendini denetlemeye göre sıralanır. <u>Durumu (Önce Başarılı)</u> : Aletler Başarılı durum birinci olmak üzere duruma göre sıralanır. <u>Durumu (Son Başarılı)</u> : Aletler Başarılı durum son olmak üzere duruma göre sıralanır.
+	Alet Kaydı. Bkz. 3.4.2 Bir Alet ile Bağlanma s. 223 .
	Aleti Güncelle. Alet bilgisini değiştirmek üzere iletişim kutusunu açar. Bkz. 3.4.2.4 Kayıtlı Alet Bilgisinin Değiştirilmesi s. 230 .
	Alet Silinmesi. Bkz. 3.4.2.5 Kayıtlı bir Aletin Silinmesi s. 230 .

■ Alt Araç Çubuğu

	Kendini Denetleme Koşulu Ayarını Düzenle. Bkz. 3.5 Kendini Denetleme Koşulu Ayarı Oluştur/ Düzenle s. 232 .
	Plan Kaydı. Bkz. 3.8 Kendini Denetleme Planının Düzenlenmesi s. 240 .
▶ Denetimi Yürüt	Kendini Denetlemeyi Yürüt. Bkz. 3.6 Kendini Denetlemenin Yürütülmesi s. 237 .

Üst Araç Çubuğu

Daha Yeni Kayıtlı Tarih

+

CM-26dG

✓ Başarılı

Ad : Instrument
Seri Numarası : 10001001
Donanım Yazılımı Sürümü : 1.20.0002

CM-26dG

⚠ Denetim Süresi Bitti


Ad : Instrument
Seri Numarası : 10001169
Donanım Yazılımı Sürümü : 1.30.0001

Alt Araç Çubuğu

▶ Denetimi Yürüt

■ Durum Göstergeleri

Kayıtlı her alet, aletin durumunu ve kendini denetleme durumunu gösteren sembollerin yanı sıra kelimeler ile görüntülenir. Her bir sembolün anlamını görmek için imleci sembolün üzerine getirin.



Süre bitiş alanı: Yıllık kalibrasyon ve/veya kendini denetleme süresinin dolduğunu ve gerçekleştirilmesi gerektiğini gösteren semboller bu alanda gösterilir.

Alet Kontrol Durumu: Sembol mavi olduğunda cihazın kendini denetleme verileri, Kendini Denetleme Uygulaması ile Renk Kalite Kontrolü modülü tarafından izlenir ve kullanılır. Sembol gri olduğunda cihazın kendini denetleme durumu "İzlenme yok" şeklinde olur, kendini denetleme durumu ile tarih/saat Renk Kalite Kontrolü modülünde gösterilmez ve Başlatıcıda herhangi bir uyarı işareti görüntülenmez. Sembol üzerine tıklanarak durum değiştirilebilir.

Alet Bağlantı Durumu: Sembol mavi olduğunda alet bağlıdır. Sembol gri olduğunda alet bağlı değildir. Sembol üzerine tıklanarak durum değiştirilebilir.

Ayrıntılı Bilgileri Göster/Gizle: Ayrıntılı bilgiler (Kayıtlı tarih, Sonraki denetleme tarihi, Son kendini denetleme verileri, Yıllık kalibrasyon tarihi, Yorumlar) gösterilmiyorsa ayrıntılı bilgileri göstermek için aşağı ok üzerine tıklayın. Ayrıntılı bilgiler gösteriliyorsa ayrıntılı bilgileri gizlemek için yukarı ok üzerine tıklayın.

Kendini Denetleme Durumu: Aletin kendini denetleme durumunu gösterir.

Başarılı/Uyarı/Başarısız	Kendini denetleme süresi dolmadı ve sembol ile kelime en son kendini denetlemenin sonuçlarını gösteriyor.
Kendini denetleme süresi doldu	En son kendini denetleme süresi doldu (bir sonraki planlı kendini denetleme gerçekleştirme zamanı geldi).
Kendini denetleme için hazır	Kendini denetleme koşulu ayarı alet için kaydedildi ancak kendini denetleme henüz gerçekleştirilmedi.
Hazır değil	Hiçbir kendini denetleme koşulu ayarı alet için kaydedilmedi.
İzlenme yok	Kendini denetleme durumu ile tarih/saat Renk Kalite Kontrolü modülünde gösterilmez ve Başlatıcıda herhangi bir uyarı işareti görüntülenmez.

3.3.4 Sonuçlar Penceresi

Sonuçlar penceresi, çeşitli tipte kalibrasyon ve kendini denetlemeye ait tarihi/saati gösterir. Kendini denetleme için sonuçlar da gösterilir.


Gösterilecek Sonuçlar Penceresi görünümü seçmek için [Liste], [Takvim] ya da [Çizelge] üzerine tıklayın.


3.3.4.1 Liste Görünümü

TarihSaat	Eylem	Sonuç	Işık kaynağı	Renk		Parlak	
				Tekrarlanabilirlik	Çoğaltılabilirlik	Tekrarlanabilirlik	Çoğaltılabilirlik
7.08.2024 03:01:53	Denetimin Yü	✓ Başarı	✓	✓	✓	✓	✓
7.08.2024 02:50:29	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:49:59	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:49:42	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 02:49:09	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:33:11	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:32:59	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:07:58	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:07:47	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:05:04	Parlak Kalibra						
7.08.2024 02:04:21	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:03:07	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 02:01:03	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 02:00:47	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 01:41:22	Parlak Kalibra						
7.08.2024 01:41:13	Beyaz Kalibra						
7.08.2024 01:40:49	Sıfır Kalibrasy						
7.08.2024 01:40:27	Denetim Koşu						
7.08.2024 01:39:23	Parlak Kalibra						
7.08.2024 01:38:15	Beyaz Kalibra						

Ayrıntılı

Sonuçlar sıralamasını önce yenisi ile önce eskisi arasında değiştirmek için Tarih/Saat sütununun üst kısmına tıklayın.

Sonuçları eyleme göre filtrelemek için Eylem sütununda  üzerine tıklayın. Filtre iletişim kutusu açılacaktır. Değerler sekmesinde gösterilecek değerleri seçin ya da Filtre Kuralları sekmesinde filtre kuralları ayarlayın. Bir filtre uygulanmışsa, başlık hücresi gri yerine siyah olacaktır. Filtreleri temizlemek ve tüm sonuçları göstermek için [Filtreyi temizle] üzerine tıklayın.

Sonuçları kendini denetleme sonuçlarına göre filtrelemek için Sonuç sütununda  üzerine tıklayın. Filtre iletişim kutusu açılacaktır. Değerler sekmesinde gösterilecek değerleri seçin ya da Filtre Kuralları sekmesinde filtre kuralları ayarlayın. Bir filtre uygulanmışsa, başlık hücresi gri yerine siyah olacaktır. Filtreleri temizlemek ve tüm sonuçları göstermek için [Filtreyi temizle] üzerine tıklayın.


Bir kendini denetlemeye ait ayrıntılı bir raporu görmek için görüntülenecek kendini denetlemeyi seçin ve [Ayrıntılı] üzerine tıklayın. İlgili kendini denetleme için Kendini Denetleme Raporu iletişim kutusu görüntülenecektir.

3.3.4.2 Takvim Görünümü

Takvim Görünümü, bir eylemin (kalibrasyon) ya da bir kendini denetlemenin gerçekleştiği her bir gün için eylemleri ve kendini denetleme sonuçlarını gösterir.

Önceki veya sonraki ay üzerine hareket etmek için sol ya da sağ oka tıklayın.


Gösterilecek aralığı seçmek için buraya tıklayın: Bir ay veya üç ay



2024 Ağustos						
Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
29	30	31	01	02	03	04
05	06	07 ✓ Başarılı Kalibrasyon	08	09	10 Kalibrasyon	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20 ✓ Başarılı Kalibrasyon	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01

3.3.4.3 Grafik Görünümü

Grafik Görünümü, kendini denetleme sırasında yürütülen çeşitli testlere ait değerlerin trend grafiklerini gösterir. Gösterilecek test ve değer seçilebilir olup başarısızlık/uyarı tolerans satırları da gösterilir.



3.4 Bir Aleti Bağlama/Bağlantısını Kesme

- Bu prosedür yalnızca yazılım lisansı geçerli olduğunda (elektronik olarak veya bilgisayara bağlı bir dongle kullanarak) kullanılabilir.

3.4.1 Bağlanmadan önce

Kendini Denetleme Uygulamasını alete bağlamadan önce alet bilgisayara bağlı olmalı ve alet çalışır durumda olmalıdır.

- Aleti bir bilgisayara bağlama konusunda detaylar için aletin kullanım kılavuzunu inceleyin.
- WLAN aracılığıyla bağlanırken, aletin WLAN ayarları Konfigürasyon Aracı CM-CT1 (ver. 1.5 veya üzeri) kullanılarak yapılmalı ve Kendini Denetleme Uygulaması üzerinden alete bağlanmayı denemeden önce alet ağa bağlanmalıdır.
- Bluetooth iletişimini kullanarak bir alete bağlanıldığında, Kendini Denetleme Uygulaması'nı bir alete bağlayabilmeniz için Bluetooth adaptörü ile verilen sürücü yazılımını kullanarak alet ve bilgisayar arasında bağlantı kurmanız gerekir. Prosedür için aletin ve Bluetooth adaptörünün kullanım kılavuzunu inceleyin.

■ Uyumlu cihaz donanım yazılımı sürümleri

Kendini Denetleme Uygulaması, aşağıdaki ya da üzeri donanım yazılımı sürümlerine sahip cihazlar ile uyumludur.

Cihaz	Minimum donanım yazılımı sürümü
CM-3700A Plus/CM-3700A-U Plus, CM-36dG/CM-36d/ CM-36dGV, CF-300, CM-17d/CM-16d, CM-26dG/CM-26d/ CM-25d/CM-23d, CM-25cG	Tümü
CM-3700A	2.05.0001
CM-3700A-U	2.06.0001
CM-700d/CM-600d/CM-700d-U	1.23.0005

- Bağlanacak cihaz yukarıda listelenenlerden daha eski bir donanım yazılımına sahipse bir hata mesajı görüntülenecek ve bağlantı mümkün olmayacaktır. Donanım yazılımını güncelleme konusuyla ilgili olarak en yakın yetkili Konica Minolta servis tesisi ile iletişime geçin.

3.4.2 Bir Alet ile Bağlanma

3.4.2.1 Önceden kaydedilmiş bir alet ile bağlanma

1. Önceden kaydedilmiş bir alet ile bağlanmak amacıyla Alet Penceresi aracılığıyla aleti seçin ve araç çubuğunda Bağlan düğmesine tıklayın ya da *Alet - Bağlan* seçiminde bulunun. Alet ile bağlantı gerçekleştirilecektir.

3.4.2.2 Yeni bir Alet ile Bağlanma

- Yeni bir alet kullanıldığında alete bağlanmak ve bunu kaydetmek gereklidir.
1. Ana araç çubuğunda Alet Kaydı düğmesine ya da Alet Penceresi üst araç çubuğunda [+] düğmesine tıklayın veya *Alet - Kayıt...* seçiminde bulunun. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
 2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin. Seçilen aletin bir görüntüsü gösterilecektir.
 - Kullanılacak aletin isteğe bağlı WLAN/Bluetooth Modülü takılı bir CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-23d veya CM-25cG olması halinde ve Bluetooth kullanılacaksa bkz. [Bluetooth ile Bağlantı s. 225](#)
 - Kullanılacak aletin bir CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-23d ya da CM-25cG olması halinde [WiFi bağlantısı] düğmesi gösterilecektir. WLAN ile bağlanmak için bkz. [WLAN ile Bağlantı s. 226](#)
 - Seçili modelin birden fazla ünitesi bilgisayara bağlıysa seri numaraların listelendiği bir iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenen seri numarasını seçin ve [OK] ögesine tıklayın.
 3. *Port No.* veya *Baudrate* öğeleri **Bağlantı Ayarları** kısmında gösterilirse, ilgili açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenen ayarı seçin.
 - Bkz. [COM port numarasının kontrol edilmesi s. 229](#) .
 4. Ayarlar tamamlandığında, [Bağlan] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve Alet Kaydı iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Bağlantı başarısız olursa bkz. [Bağlantı hakkında notlar s. 229](#) .
 5. Alet Kaydı ile devam edin.

Alet İletişim Kurulumu İletişim Kutusu

Alet İletişim Kurulumu

Bağlanmak için Alet Türünü Seçin

CM-17d Bluetooth Kullan

WiFi üzerinden bağlanacak bir alet seçmeniz halinde [WiFi bağlantısı] düğmesine basın.
WiFi ayarları CM-CT1 altından yapılabilir.

WiFi bağlantısı

Başlan İptal

Bağlanmak için Alet Türünü Seçin Açılır öğeye tıklayın ve istenen aleti seçin.

- Gösterilen düğmeler/ayarlar seçili alete göre değişir.

Bluetooth Kullan Alet ile iletişimin Bluetooth aracılığıyla yapıldığını kontrol edin. Bkz. [Bluetooth ile Bağlantı s. 225](#) .

[WiFi bağlantısı] WLAN Bağlantı iletişim kutusunu açar. Bkz. [WLAN ile Bağlantı s. 226](#) .

Port No. Açılır öğeye tıklayın ve istenen ayarı seçin. Bkz. [COM port numarasının kontrol edilmesi s. 229](#) .

Baudrate Açılır öğeye tıklayın ve istenen ayarı seçin.

İletişim Kutusu Düğmeleri

[Bağlan] Alete bağlanır.

Bluetooth ile Bağlantı

Bluetooth aracılığıyla CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-23d veya CM-25cG ile bağlantı sağlanabilir.

- Bluetooth aracılığıyla bağlanmak için alette isteğe bağlı WLAN/Bluetooth Modülü kurulu olmalı ve alet yazılımı WLAN/Bluetooth Modülü ile uyumlu olmalıdır.
- Kendini Denetleme Uygulaması'na bağlanmadan önce, aletin Bluetooth ayarları Konfigürasyon Aracı CM-CT1 (ver. 1.5 veya üzeri) veya alet kontrolleri kullanılarak ayarlanmalıdır.

Hazırlıklar

1. Aletin Bluetooth PIN kodunu ayarlamak için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i veya alet kontrollerini kullanın. Ayrıntılar için CM-CT1 veya alet kullanım kılavuzuna bakınız.
2. Alette Bluetooth'u etkinleştirin. Ayrıntılar için aletin kullanım kılavuzuna bakınız.
3. Windows'ta, **Ayarlar: Bluetooth & Cihazlar** altına gidin [Cihaz ekle] üzerine tıklayın. Bilgisayar yakındaki Bluetooth cihazlarını arayacak ve alet (*alet adı_seri numarası* olarak gösterilir) bulunan cihazlar listesinde görünecektir.
 - Alet, bulunan cihazlar listesinde görünmüyorsa Windows'ta **Ayarlar: Bluetooth & Cihazlar** altında **Cihazlar** üzerine tıklayın ve *Ayarlar* bölümünde *Bluetooth cihazları bul* kısmını "Gelişmiş" olarak ayarlayın ve ardından tekrar [Cihaz ekle] ögesine tıklayın.
4. Bulunan cihazlar listesinde alete çift tıklayın, alet PIN kodunu görüntülenen metin kutusuna girin ve [Bitti] ögesine tıklayın. Bilgisayar alete bağlanacak ve alet, cihazlar listesinde gösterilecektir.
 - Bağlantı başarısız olursa, alet adının sağındaki 3 noktaya (· · ·) tıklayın ve Cihazı kaldır seçeneğini seçerek ardından yukarıdaki 3. adımı tekrarlayın.
 - Cihazlar listesinde aletin altında "Bağlı değil" ifadesi görünse de bu, aletin bilgisayara bağlı olmadığını değil, bir program tarafından kullanılmadığını gösterir.

Kendini Denetleme Uygulaması'ndan Bluetooth ile Bağlantı

1. *Alet - Alet İletişim Kurulumu...* seçiminde bulunun. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır kutuya tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin.
3. Gerekli olması halinde işaretlenmiş olması için **Bluetooth Kullan** işaret kutusuna tıklayın.
4. Port No.'sunu seçin ve [Bağlan] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve Alet Kaydı iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Bağlantı başarısız olursa, aletin açık olduğundan ve Bluetooth aracılığıyla bilgisayara düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve yukarıdaki prosedürü tekrarlayın.

WLAN ile Bağlantı

WLAN (AdHoc ya da alette Altyapı1 - Altyapı4) aracılığıyla bir CM-17d, CM-16d, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-23d veya CM-25cG ile bağlantı kurulabilir.

- WLAN aracılığıyla bağlanmak için alette isteğe bağlı WLAN/Bluetooth Modülü kurulu olmalı ve alet yazılımı WLAN/Bluetooth Modülü ile uyumlu olmalıdır.
- Kendini Denetleme Uygulaması'na bağlanmadan önce, aletin WLAN ayarları Konfigürasyon Aracı CM-CT1 (ver. 1.5 veya üzeri) kullanılarak ayarlanmalıdır.
- Windows altında hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantıları ayarlanmışsa öncelik kablolu ağa verilir.
- Windows altında birden çok kablosuz ağ ayarlanmışsa öncelik Windows ayarlarına göredir.

■ AdHoc Bağlantı

AdHoc aracılığıyla bağlanırken alet kablosuz erişim noktası görevi görür. Kendini Denetleme Uygulaması'na bağlanmadan önce bu kablosuz erişim noktasına bağlanmak gerekir.

- AdHoc bağlantı kullanıldığında, bilgisayardaki aynı kablosuz adaptörden WLAN aracılığıyla internete bağlanmak mümkün değildir.

Hazırlıklar

1. Aletin AdHoc ayarlarını (IP adresi, ağ güvenlik anahtarı vb.) ayarlamak için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i kullanın. Ayrıntılar için bkz. CM-CT1 kullanım kılavuzu.
2. Alette AdHoc'u etkinleştirin. Ayrıntılar için aletin kullanım kılavuzuna bakınız.
3. PC'de, sistem tepsisindeki Wi-Fi işaretine tıklayın ve geçerli Wi-Fi ağının yanındaki > (Wi-Fi bağlantılarını yönet) ögesine tıklayın. Kullanılabilir ağ erişim noktalarının bir listesi görünecektir. Aletin AdHoc erişim noktasının adı, *alet adı_seri numarası* olacaktır.
4. Aletin AdHoc erişim noktasını seçin ve [Bağlan] ögesine tıklayın. Ağ güvenliği anahtarını soran bir kutucuk görüntülenecektir.
5. Alette ayarlanan güvenlik anahtarını girin ve [Sonraki] ögesine tıklayın. Bilgisayar, aletin AdHoc erişim noktasına bağlanacaktır.

Kendini Denetleme Uygulaması'ndan AdHoc ile Bağlantı Kurma

1. *Alet - Alet İletişim Kurulumu...* seçiminde bulunun. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır kutuya tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin.
3. [WLAN Bağlantı] ögesine tıklayın. WLAN Bağlantı iletişim kutusu görüntülenecektir.
4. Üzerine tıklayarak *WLAN Bağlantı* radyo düğmesini seçin ve alette AdHoc için ayarlanmış olan IP adresini girin.
 - IP adresi, aletteki Ayar: İletişim kurulumu bölümünde WLAN Bilgisi seçilerek kontrol edilebilir.
 - AdHoc aracılığıyla bağlanırken WLAN cihaz araması yapmak mümkün değildir.
5. [OK] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve Alet Kaydı iletişim kutusu görüntülenecektir.

■ Altyapı1 - Altyapı4 Bağlantısı

Altyapı1 aracılığıyla Altyapı4'e bağlanırken Kendini Denetleme Uygulaması'na bağlanmadan önce aleti kablosuz ağa bağlamak ve ardından bilgisayarı aynı kablosuz ağa bağlamak gerekir.

- Alet PC ile aynı ağa bağlı olmalıdır.

Hazırlıklar

1. Aletin Altyapı1 - Altyapı4 ayarlarını (ağ SSID'si, kimlik doğrulama anahtarı, IP adresi vb.) ayarlamak için Konfigürasyon Aracı CM-CT1'i kullanın. Ayrıntılar için bkz. CM-CT1 kullanım kılavuzu.
2. Alette kullanmak için Altyapı ayarını (Altyapı1 - Altyapı4) etkinleştirin ve aletin ağ ile Altyapı bağlantısını tamamladığını kontrol edin. Ayrıntılar için aletin kullanım kılavuzuna bakınız.

Kendini Denetleme Uygulaması'ndan Altyapı1 - Altyapı4 ile Bağlantı Kurma

1. *Alet - Alet İletişim Kurulumu...* seçiminde bulunun. Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. **Bağlanmak için Alet Türünü Seçin** ögesi içindeki açılır kutuya tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin.
3. [WiFi bağlantısı] ögesine tıklayın. WLAN Bağlantı iletişim kutusu görüntülenecektir.
4. IP adresini doğrudan girerek bağlanmak için:
 - 4-1 Üzerine tıklayarak *WLAN Bağlantı* radyo düğmesini seçin ve etkinleştirilen Altyapı1 - Altyapı4 için alet üzerinde ayarlanan IP adresini girin.
 - Aletin IP adresi, alet üzerinde "Ayarlar" - "İletişim kurulumu" - "WLAN Bilgisi" seçilerek kontrol edilebilir.
 - 4-2 [OK] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve program ekranının sol tarafında bir Alet Penceresi görüntülenecektir.

Ağda arayarak bir alete bağlanmak için:

- 4-1 Üzerine tıklayarak *WLAN Bağlantı* radyo düğmesini seçin ve cihazın bağlı olduğu ağın yayın adresini girin.
 - Yayın adresinin 4 değerinin tamamı için "255" girilmesi alet için tüm ağda arama yapacaktır.
- 4-2 [OK] ögesine tıklayın. Ağda bağlanabilecek aletler aranacak ve WLAN Aletleri iletişim kutusu görünecektir
- 4-3 Aletin metin kutusuna tıklayın ve beliren listeden istediğiniz aleti seçin.
 - Ağda hiçbir alet bulunmadığı için liste boşsa, aletin açık olduğunu, Altyapı ayarlarından birinin (Altyapı1 - Altyapı4) etkinleştirildiğini ve yayın adresinin doğru olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin.
- 4-4 [OK] ögesine tıklayın. Alete bağlanılacak ve Alet Kaydı iletişim kutusu görüntülenecektir.

Altyapı1 - Altyapı4 ile bağlantı başarısız olursa:

- Aletin ve bilgisayarın aynı ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yönlendiricinin gizlilik ayırıcısı, SSID ayırıcısı veya ağ ayırma işlevi etkinleştirilirse, alet ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı engelleyebilir. Yönlendiricideki işlevi devre dışı bırakın ve tekrar bağlanmayı deneyin.

WLAN Bağlantı İletişim Kutusu

WiFi bağlantısı

WiFi bağlamak için WiFi bağlantısı seçin,
IP adresini girin ve OK düğmesine basın.

WiFi cihazları aramak için WiFi cihazları ara seçimini yapın,
yayın adresini girin, ve OK düğmesine basın.

WiFi bağlantısı

IP adresi: [] . [] . [] . []

WiFi cihazları arayın

Yayın adresi: [] . [] . [] . []

OK İptal

WLAN bağlantısı

AdHoc veya Altyapı1 - Altyapı4 aracılığıyla bağlanırken aletin IP adresini seçin ve girin.

WLAN alet araması

Altyapı1 - Altyapı4 aracılığıyla bağlanırken aleti aramak için aletin bağlı olduğu ağın yayın adresini seçin ve girin.

[OK]

IP adresiyle belirtilen alete bağlanır veya yayın adresiyle belirtilen ağı arar.

Bağlantı hakkında notlar

■ Bağlantı başarısız olursa

Bağlantı kurulamazsa, "Alete bağlantı başarısız oldu" mesajı görüntülenecektir.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Alet İletişim Kurulumu iletişim kutusundaki ayarları kontrol edin.
 - Doğru aletin seçili olduğunu kontrol edin.
 - Doğru COM portunun (aşağıda bkz. "COM port numarasının kontrol edilmesi") ve Baudrate'in gösteriliyorsa ayarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve bilgisayar kablo ile bağlanmısa kablunun alete ve bilgisayara doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Bluetooth bağlantısı için WLAN/Bluetooth Modülü kullanılıyorsa modülün güvenli bir şekilde bağlandığını ve aletin Bluetooth yoluyla bilgisayara düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
- WLAN/Bluetooth Modülü, AdHoc yoluyla WLAN bağlantısı için kullanılıyorsa modülün güvenli bir şekilde bağlandığını, alette AdHoc'un etkinleştirildiğini ve bilgisayarın AdHoc erişim noktasına düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
- Altyapı 1 - Altyapı4 aracılığıyla WLAN bağlantısı için WLAN/Bluetooth Modülü kullanılıyorsa modülün güvenli bir şekilde bağlandığını, istenen WLAN bağlantısının (Altyapı 1 - Altyapı4) alette etkinleştirildiğini, aletin ağa düzgün şekilde bağlandığını ve bilgisayarın aynı ağa düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. Ayrıca yönlendiricinin gizlilik ayırıcısı, SSID ayırıcısı veya ağ ayırma işlevi etkinleştirilirse, alet ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı engelleyebilir. Yönlendiricideki işlevi devre dışı bırakın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
- Aletin açık olup olmadığını kontrol edin.

Bunların hepsini kontrol ettikten sonra tekrar [Bağlan] ögesine tıklayın.

Bağlantı yine de başarısız oluyorsa bağlantı kablosunu çıkarın, aleti kapatın, bir kaç saniye bekleyin ve tekrar açıp kabloyu yeniden bağlayın. Tekrar [Bağlan] ögesine tıklayın.


■ COM port numarasının kontrol edilmesi

Aletin bağlı olduğu COM port numarasını kontrol etmek için Windows "Başlat" düğmesine sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisini açmak için görünen menüden "Aygıt Yöneticisi" ögesine tıklayın. Grubu genişletmek için "Bağlantı noktaları (COM ve LPT)" ögesine tıklayın ve atanan COM port numarası görüntülenecektir.

- Bağlı alet "Bağlantı noktaları (COM & LPT)" altında gösterilmiyorsa ve "Bilinmeyen cihaz" olarak görünüyorsa, "Bilinmeyen cihaz" üzerine sağ tıklayın, "Sürücüyü güncelle" seçiminde bulunun ve SpectraMagic NX2'nin kurulu olduğu klasörün altındaki uygun alt klasörü (çoğu alet için KMMIUSB, CM-700d/600d için kmsecm700 ya da CM-3700A için kmsecmcr) seçin.

3.4.2.3 Alet Kaydı


1. Alet için bir ad girin. (Gerekli)
 - Model, alete bağlanma sırasında seçilen model ve Seri No. bağlı aletin seri numarası olacaktır. Model ve Seri No. değiştirilemez.
2. Gerekli olması halinde Açıklama bilgisi girin. (İsteğe bağlı)
3. [Kayıt] üzerine tıklayın. Alet kaydedilecektir ve Alet Penceresine eklenecektir.
 - Alet Penceresine bir alet eklendiğinde kalibrasyon bilgisi gibi alet bilgileri aletten okunacak olup Sonuçlar Penceresinde gösterilecektir.



3.4.2.4 Kayıtlı Alet Bilgisinin Değiştirilmesi

Kayıtlı bir aletin Adı ve Açıklaması değiştirilebilir.

1. Kayıt bilgisi değiştirilecek aleti Alet Penceresinden seçin.
2. Alet Penceresi üst araç çubuğundan Aleti Güncelle (kalem) düğmesine tıklayın. Aleti Güncelle iletişim kutusu belirecektir.
3. Adı ve/veya Açıklamayı gerektiği gibi düzenleyin.
4. [OK] ögesine tıklayın. Bilgi güncellenecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.



3.4.2.5 Kayıtlı bir Aletin Silinmesi

1. Silinecek aleti Alet Penceresinden seçin.
2. Alet Penceresi üst araç çubuğundan Aleti Sil (çöp kutusu) düğmesine tıklayın. Bir Onay iletişim kutusu görüntülenecektir.
3. Aleti silmek için [Evet] veya silmeyi iptal etmek için [Hayır] üzerine tıklayın.

3.4.3 Aletin Baęlantısını Kesme

1. Araç çubuęundaki **Baęlantıyı Kes** düęmesine tıklayın veya *Alet - Baęlantıyı Kes* öęesini seçin. Kendini Denetleme Uygulaması baęlantısı aletten ayrılacaktır.

3.5 Kendini Denetleme Koşulu Ayarı Oluştur/Düzenle

Bir kendini denetleme koşulu ayarı gerçekleştirilecek testleri, test koşullarını ve standart değerlerin yanı sıra tolerans değerlerini içeren bir takım ayarlardır.

- Bir kendini denetleme koşulu oluşturulması sırasında ilgili ekrana giristen bu yana ayarları değiştirilen öğeler (*) ile gösterilir.

1. Yeni kendini denetleme koşulu ayarı oluşturma

Kayıtlı bir alet için bir kendini denetleme koşulu ayarı oluşturmak için

1-1 Cihaz Penceresinde cihazı seçin ve ana araç çubuğunda Kendini Denetleme Koşulu Ayarını Düzenle düğmesine ya da Cihaz Penceresi alt araç çubuğunda Koşul Ayarı Kaydı düğmesine tıklayın ya da *Cihaz - Kendini Denetleme Koşulu Ayarını Düzenle ...* seçiminde bulunun. Kendini Denetleme Koşulu Ayarı iletişim kutusu belirecektir.

1-2 Aşağıda yer alan 2. adım ile devam edin.

Bir kendini denetleme koşulu ayarı dosyası oluşturmak için

- Cihaz Penceresinde bir cihazın seçili ve bağlı olmasına rağmen bir kendini denetleme koşulu dosyasının oluşturulması sırasında, bu seçim dikkate alınmaz ve dosya, aşağıdaki 1-2 adımında seçilen Cihaz Türü için geçerli olur.

1-1 Ana araç çubuğunda Yeni Kendini Denetleme Koşulu Dosyası düğmesine tıklayın ya da *Kendini Denetleme Koşulu Dosyası - Yeni Kendini Denetleme Koşulu Dosyası...* seçiminde bulunun. Kendini Denetleme Koşulu Ayarı iletişim kutusu belirecektir.

1-2 **Alet Türünü Seçin** öğesi içindeki açılır listeye tıklayın ve görüntülenen listeden istenilen aleti seçin. Seçilen aletin bir görüntüsü gösterilecektir.

- Kendini denetleme koşulu dosyaları sadece oluşturuldukları alet modeli için kullanılabilir.

1-3 [Sonraki >] üzerine tıklayın ve aşağıdaki 2. adım ile devam edin.

Kayıtlı bir alet için mevcut bir kendini denetleme koşulu ayarını düzenlemek için

1-1 Cihaz Penceresinde cihazı seçin ve Cihaz Penceresi alt araç çubuğunda Kendini Denetleme Koşulu Ayarını Düzenle düğmesine tıklayın ya da *Cihaz - Kendini Denetleme Koşulu Ayarını Düzenle ...* seçiminde bulunun. Kendini Denetleme Koşulu Ayarı iletişim kutusu belirecektir.

1-2 Aşağıda yer alan 2. adım ile devam edin.

2. Dosya İçe Aktar

Önceden kaydedilen bir kendini denetleme koşulu ayarı dosyasını yüklemek için

2-1 [Yükle] öğesine tıklayın. Aç iletişim kutusu belirecektir.

2-2 Yüklenecek dosyayı bulun.

- Sadece bağlı alete ya da adım 1-2 altında seçilen alete yönelik kendini denetleme koşulu dosyaları yüklenebilir. Dosyanın farklı bir model için olması halinde bir hata mesajı görüntülenir.

2-3 [Aç] öğesine tıklayın. Adım 2-2 altında seçilen dosyanın yolu dosya metin kutusunda gösterilecektir.

2-4 [Sonraki >] üzerine tıklayın. Dosya yüklenecektir ve içindeki ayarlar kendini denetleme koşulu ayarına uygulanacaktır.

Önceden kaydedilmiş bir dosyayı yüklemeyi devam ettirmek için

2-1 [Sonraki >] üzerine tıklayın.

3. Kendini Denetleme Öğeleri

3-1 Her bir ögenin yanında bulunan kombo kutusuna tıklayın ve “Zorunlu” (ögenin gerçekleştirilmesi gerekiyor), “İsteğe Bağlı” (öge kullanıcı tarafından atlanabilir) ya da “Atla” (öge gerçekleştirilmeyecektir) seçeneğinde bulunun.

Işık Kaynağı Testi	Aletin xenon lambası çıkışını başlangıç servis bilgisi değerine göre kontrol eder.
Tekrarlanabilirlik Testi	Aynı örneğin peş peşe yapılan çeşitli renk ölçümlerinin kısa vadeli varyasyonlarını kontrol eder.
Tekrar Üretilbilirlik Testi	Kendini denetleme koşulu ayarı oluşturma sırasında karo ayarının başlangıç değerleriyle ölçülen değerleri karşılaştırarak renk ölçümünün uzun vadeli istikrarını kontrol eder.
Tekrarlanabilirlik Testi (Parlaklık)	Aynı örneğin peş peşe yapılan çeşitli parlaklık ölçümlerinin kısa vadeli varyasyonlarını kontrol eder.
Tekrar Üretilbilirlik Testi (Parlaklık)	Kendini denetleme koşulu ayarı oluşturma sırasında karo ayarının başlangıç değerleriyle ölçülen değerleri karşılaştırarak parlaklık ölçümünün uzun vadeli istikrarını kontrol eder.

- Mevcut öğeler alet modeline göre değişiklik gösterir.
- (Parlaklık) öğeleri sadece CM-36dG, CM-36dGV, CM-26dG ve CM-25cG için mevcuttur.

3-2 [Sonraki >] üzerine tıklayın.

4. Kendini Denetleme Koşulları

4-1 Kalibrasyon Öğeleri

- Sıfır Kalibrasyonu:** “İsteğe Bağlı” olarak sabittir (kullanıcı tarafından atlanabilir).
- Beyaz Kalibrasyonu:** “Zorunlu” (gerçekleştirilmesi gerekiyor) olarak sabittir.
- Parlaklık Kalibrasyonu** (sadece CM-36dG, CM-36dGV, CM-26dG ve CM-25cG): “Zorunlu” (gerçekleştirilmesi gerekiyor) olarak sabittir.
- [Sonraki >] üzerine tıklayın.

4-2 Ölçüm Koşulları

- Mevcut ayarlar alete bağlıdır.
- Ölçüm Metodu** (sadece CF-300): Kombo kutusu üzerine tıklayın ve “Temas” ya da “Temas yok” seçiminde bulunun.
- Ölçüm Alanı:** Kombo kutusu üzerine tıklayın ve ölçüm alanını seçin. Mevcut ölçüm alanları alete bağlıdır.
- Speküler Bileşen:** Kombo kutusu üzerine tıklayın ve “SCI”, “SCE” ya da “SCI + SCE” seçiminde bulunun.
 - CM-25cG için “----” olarak sabittir.
- Ölçüm Türü:** “Yansıma oranı” olarak sabittir.
- UV Ayarları:** “Tam” olarak sabittir.
- [Sonraki >] üzerine tıklayın.

4-3 İnceleme Koşulları

- Aydınlatıcı:** Kombo kutusu üzerine tıklayın ve “A”, “C”, “D50”, “D65”, “F2”, “F6”, “F7”, “F8”, “F10”, “F11”, “F12”, “D55”, “D75”, “U50”, “ID50”, “ID65”, “LED-B1”, “LED-B2”, “LED-B3”, “LED-B4”, “LED-B5”, “LED-BH1”, “LED-RGB1”, “LED-V1” ya da “LED-V2” seçiminde bulunun.
- Gözlemci:** Kombo kutusu üzerine tıklayın ve “2°” ya da “10°” seçiminde bulunun.
- [Sonraki >] üzerine tıklayın.

5. Test Koşulları

- Gösterilen ekranlar adım 3 altından ayarlanan ayarlara bağlıdır. “Atla” olarak ayarlanan öğeler ya da mevcut alet için geçerli olmayan ekranlar gösterilmeyecektir.

5-1 Işık Kaynağı Testi

- Ölçüm Süreleri:** Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 1 - 5. Varsayılan: 1

- b) **Başarısızlık Toleransı (%)**: “Başarısız” olarak değerlendirilecek orijinal ışık kaynağı değerinin yüzdesini ayarlayın. Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 1 - 99
- c) **Uyarı Toleransı (%)**: “Uyarı” olarak değerlendirilecek orijinal ışık kaynağı değerinin yüzdesini ayarlayın. Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 1 - 99
- **Uyarı Toleransı Başarısızlık Toleransına** göre daha büyük olmalıdır.
- d) [Sonrakı >] üzerine tıklayın.

5-2 Tekrarlanabilirlik Testi

- a) **Ölçüm Süreleri**: Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 5 - 30. Varsayılan: 10
- b) **Ölçüm Hedefi**: Tekrarlanabilirlik testi için kullanılacak hedefin adını girin. Beyaz kalibrasyonu plakasının kullanılması önerilir.
- c) **Seri No.**: Tekrarlanabilirlik testi için kullanılacak hedefin seri numarasını girin.
- d) **Tolerans**:
- **Standart Sapma**: “Başarısız” olarak değerlendirilecek standart sapmayı ayarlayın. Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 0,01 - 1000. Varsayılan: 0,1
 - **Uyarı Düzeyi (%)**: “Uyarı” olarak değerlendirilecek Standart Sapma değerinin yüzdesini ayarlayın. Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 1 - 99. Varsayılan: 80

5-3 Tekrar Üretilirlik Testi

- **Ortalama Sayısı** ve **Renk Farkı** ayarları tekrar üretilebilirlik testine yönelik kullanılan tüm karolar için geçerlidir.
- a) **Ortalama Sayısı**: Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 1 - 5. Varsayılan: 1
- b) **Renk Farkı**: ΔE^*ab , ΔE^*94 , ya da ΔE^*94 (Özel) arasından seçim yapmak için kombo kutusu üzerine tıklayın.
- c) Tekrar üretilebilirlik testi için kullanılacak karoları ve bunların standart değerleri ile toleranslarını ekleyin/düzenleyin.
- Bir karo eklemek için iletişim kutusunun solunda yer alan karo listesi kısmında [+] üzerine tıklayın.
- Renk Plakaları (isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur) önerilir.
 - En az bir karonun ayarlanması gerekmektedir.
- 01: Karo (bir kendini denetleme koşulu ayarı veya kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda) ya da Karo (bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde)
- Karo bilgisini ayarla/düzenle.
- 1) **Tür**: Kombo kutusu üzerine tıklayın ve karo olarak kullanılacak Renk Plakası türünü seçin.
 - 2) **Ad**: Karonun adını girin.
 - 3) **Seri No.**: Karonun seri numarasını girin.
 - 4) **Açıklama** (isteğe bağlı): Gerektiğinde karonun açıklamasını girin
 - 5) **Atla**: “Etkinleştir” üzerine tıklayarak karo ölçümlerinin atlanmasına izin verin ya da varsayılan olarak her zaman ölçümler gerektirmek için “Devre Dışı Bırak” üzerine tıklayın.
 - 6) Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda, 02: Hedef sekmesine hareket etmek için sekmenin alt kısmında bulunan “Sonrakı >” üzerine tıklayın. Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde, Hedef sekmeye hareket etmek için Hedef sekme üzerine tıklayın.
- 02: Hedef (bir kendini denetleme koşulu ayarı veya kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda) ya da Hedef (bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde)
- Karo standart değerlerini ayarla/düzenle. Karo standart değerleri, tekrar üretilebilirlik ölçümleri için temel olarak kullanılır.
- 1) Karonun standart $L^*a^*b^*$ renkölçümsel değerlerini doğrudan ayarlamak için her bir değeri girin ya da her bir değeri artırmak/düşürmek için yukarı/aşağı

düğmelerine tıklayın.

- 2) Karonun standart $L^*a^*b^*$ renkölçümsel değerlerini ölçüm aracılığıyla ayarlamak için aleti ve karoyu ölçüme yönelik konumlandırın ve [Ölç] üzerine tıklayın.
 - Ölçümden önce kalibrasyon yapmak için [Kalibrasyon] ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
 - Standart değerleri ölçüm aracılığıyla ayarlamak, kendini denetleme koşulu ayarı dosyası oluşturulduğunda mümkün değildir.
- 3) Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda, 03: Tolerans sekmesine hareket etmek için sekmenin alt kısmında bulunan "Sonraki >" üzerine tıklayın.

Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde, Tolerans sekmesine hareket etmek için Tolerans sekmesi üzerine tıklayın.

03: Tolerans (bir kendini denetleme koşulu ayarı veya kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda) ya da Tolerans (bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde)

"Başarılı"/"Uyarı"/"Başarısız" değerlendirmesi için karo toleranslarını ayarla/düzenle.

- 1) Toleransları doğrudan girerek ya da her bir değeri artırmak/düşürmek için yukarı/aşağı düğmelerine tıklayarak her bir değere yönelik üst ve alt toleransları ayarlayın.
- 2) Değeri doğrudan girerek ya da değeri artırmak/düşürmek için yukarı/aşağı düğmelere tıklayarak Uyarı Düzeyini (%) ayarlayın.
- 3) Gösteriliyorsa sekmenin sağ alt kısmında "Tamamlandı" üzerine tıklayın.

d) Farklı bir karo eklemek için yukarıdaki c) adımını tekrarlayın.

- Bir karoyu silmek için sol taraftaki karo listesinden silinecek karoyu seçin ve çöp kutusu simgesi üzerine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir. Karoyu silmek için [Evet] veya silmeyi iptal etmek için [Hayır] üzerine tıklayın.

e) Tüm karolar eklendikten sonra [Sonraki >] üzerine tıklayın.

5-4 Tekrarlanabilirlik Testi (Parlaklık)

a) Ölçüm Süreleri: Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 5 - 30. Varsayılan: 10

b) Ölçüm Hedefi: Tekrarlanabilirlik testi için kullanılacak hedefin adını girin. Parlaklık kalibrasyonu plakasının kullanılması önerilir.

c) Seri No.: Tekrarlanabilirlik testi için kullanılacak hedefin seri numarasını girin.

d) Tolerans:

- **Standart Sapma:** "Başarısız" olarak değerlendirilecek standart sapmayı ayarlayın. Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 0,01 - 1000. Varsayılan: 0,1
- **Uyarı Düzeyi (%):** "Uyarı" olarak değerlendirilecek Standart Sapma değerinin yüzdesini ayarlayın. Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 1 - 99. Varsayılan: 80

5-5 Tekrar Üretilirlik Testi (Parlaklık)

- **Ortalama Sayısı** ayarı tekrar üretilebilirlik testine yönelik kullanılan tüm karolar için geçerlidir.

a) Ortalama Sayısı: Doğrudan girerek ya da yukarı/aşağı düğmelerine basarak değeri artırın/düşürün. Aralık: 1 - 5. Varsayılan: 1

b) Tekrar üretilebilirlik testi için kullanılacak karoları ve bunların standart değerleri ile toleranslarını ekleyin/düzenleyin.

Bir karo eklemek için iletişim kutusunun solunda yer alan karo listesi kısmında [+] üzerine tıklayın.

- En az bir karonun ayarlanması gerekmektedir.

01: Karo (bir kendini denetleme koşulu ayarı veya kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda) ya da Karo (bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde)

Karo bilgisini ayarla/düzenle.

- 1) **Tür:** Kombo kutusu üzerine tıklayın ve karo olarak kullanılacak Renk Plakası türünü seçin.
- 2) **Ad:** Karonun adını girin.

- 3) **Seri No.:** Karonun seri numarasını girin.
- 4) **Açıklama** (isteğe bağlı): Gerektiğinde karonun açıklamasını girin
- 5) **Atla:** “Etkinleştir” üzerine tıklayarak karo ölçümlerinin atlanmasına izin verin ya da varsayılan olarak her zaman ölçümler gerektirmek için “Devre Dışı Bırak” üzerine tıklayın.
- 6) Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda, 02: Hedef sekmesine hareket etmek için sekmenin alt kısmında bulunan “Sonraki >” üzerine tıklayın. Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde, Hedef sekmeye hareket etmek için Hedef sekme üzerine tıklayın.

02: Hedef (bir kendini denetleme koşulu ayarı veya kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda) ya da Hedef (bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde)

Karo standart GU değerini ayarla/düzenle. Karo standart değeri, tekrar üretilebilirlik ölçümleri için temel olarak kullanılır.

- 1) Karonun standart GU değerini doğrudan ayarlamak için her bir değeri girin ya da her bir değeri artırmak/düşürmek için yukarı/aşağı düğmelerine tıklayın.
- 2) Karonun standart GU değerini ölçüm aracılığıyla ayarlamak için aleti ve karoyu ölçüme yönelik konumlandırın ve [Ölç] üzerine tıklayın.
 - Ölçümden önce kalibrasyon yapmak için [Kalibrasyon] öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
 - Standart değerleri ölçüm aracılığıyla ayarlamak, kendini denetleme koşulu ayarı dosyası oluşturulduğunda mümkün değildir.
- 3) Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda, 03: Tolerans sekmesine hareket etmek için sekmenin alt kısmında bulunan “Sonraki >” üzerine tıklayın.
Bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde, Tolerans sekmesine hareket etmek için Tolerans sekmesi üzerine tıklayın.

03: Tolerans (bir kendini denetleme koşulu ayarı veya kendini denetleme koşulu dosyası oluşturulduğunda) ya da Tolerans (bir kendini denetleme koşulu ayarı ya da kendini denetleme koşulu dosyası düzenlendiğinde)

“Başarılı”/“Uyarı”/“Başarısız” değerlendirmesi için karo toleransını ayarla/düzenle.

- 1) Toleransı doğrudan girerek ya da değeri artırmak/düşürmek için yukarı/aşağı düğmelere tıklayarak üst ve alt GU toleransını ayarlayın.
- 2) Değeri doğrudan girerek ya da değeri artırmak/düşürmek için yukarı/aşağı düğmelere tıklayarak Uyarı Düzeyini (%) ayarlayın.
- 3) Gösteriliyorsa sekmenin sağ alt kısmında “Tamamlandı” üzerine tıklayın.

c) Farklı bir karo eklemek için yukarıdaki b) adımını tekrarlayın.

- Bir karoyu silmek için sol taraftaki karo listesinden silinecek karoyu seçin ve çöp kutusu simgesi üzerine tıklayın. Bir onay mesajı görüntülenecektir. Karoyu silmek için [Evet] veya silmeyi iptal etmek için [Hayır] üzerine tıklayın.

d) Tüm karolar eklendikten sonra [Sonraki >] üzerine tıklayın.

6. Tamamlandı

Kendini denetleme koşulu ayarındaki tüm ayarları gösteren bir rapor ekranı görüntülenecektir.

- Raporu dosya çıktısı olarak almak için “Tamamlandığında dosya çıktısı al” üzerine tıklayarak işaretleyin.

6-1 [Tamamlandı] üzerine tıklayın. Kendini denetleme koşulu ayarının ayarlanması tamamlanacak ve iletişim kutusu kapanacaktır.

- Kayıtlı bir cihaz için bir kendini denetleme koşulu ayarının oluşturulması ya da düzenlenmesi sırasında “Tamamlandığında dosya çıktısı al” işaretli olduğunda “Farklı Kaydet” iletişim kutusu görüntülenecektir. Kendini denetleme koşulu ayarı dosyasını kaydetmek istediğiniz klasörü bulun, tercih ettiğiniz dosya adını ayarlayın ve [Kaydet] üzerine tıklayın. Dosya kaydedilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.
- Bir kendini denetleme koşulu ayarı dosyasının oluşturulmasında “Tamamlandığında dosya çıktısı al” gösterilmez ve “Farklı Kaydet” iletişim kutusu daima görüntülenir. Kendini denetleme koşulu ayarı dosyasını kaydetmek istediğiniz klasörü bulun, tercih ettiğiniz dosya adını ayarlayın ve [Kaydet] üzerine tıklayın. Dosya kaydedilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.

3.6 Kendini Denetlemenin Yürütülmesi

Bir alete yönelik ayarlanan kendini denetleme koşulu ayarına göre kendini denetleme, aşağıdaki adımlar uyarınca gerçekleştirilebilir.

- Aşağıdaki adımlar tüm testler etkinken bir CM-26dG ile kendini denetlemenin yürütülmesine yönelik bir örnektir. Adımlar, yürütülen kendini denetleme koşulu ayarı dosyasındaki ayarlara bağlı olarak farklı olabilir.
- Herhangi bir test ögesine yönelik sonuçların “Başarısız” olması halinde aşağıdakileri kontrol edin ve test ögesini tekrarlayın.

Kontrol edilecek maddeler	Karşı önlem
Ölçüm nesnesi üzerinde herhangi bir yabancı malzeme ya da leke var mı?	Beyaz kalibrasyonu plakası vs. için cihaz kullanım kılavuzunda tarif edildiği gibi temizleyin.
Ortam sıcaklığı, test koşullarının ayarlandığı sırasındaki sıcaklık ile aynı mı?	Kendini denetlememin daima aynı sıcaklıkta gerçekleştirilmesi önerilir. Ortam sıcaklığı için 23°C ±3°C aralığı önerilir.
Ölçüm düzgün şekilde gerçekleştirildi mi?	Ölçümü kullanım kılavuzunda tarif edildiği gibi gerçekleştirin.
Toleranslar çok sıkı mı ayarlandı?	Toleransların varsayılan değerlere göre çok daha düşük ayarlanmaması önerilir.

Yukarıdaki maddelerin kontrol edilmesinden ve önerilen karşı önlemlerin alınmasından sonra hata meydana gelmeye devam ederse en yakın Konica Minolta servis tesisine başvurun.

1. Alet Penceresinde kendini denetleme yürütülecek aleti seçin ve Alet Penceresi alt araç çubuğunda [► Kendini Denetlemeyi Yürüt] üzerine tıklayın ya da *Alet - Kendini Denetlemeyi Yürüt...* seçiminde bulunun. Kendini denetleme başlayacaktır ve Sıfır Kalibrasyonu iletişim kutusu görüntülenecektir.
 - Cihaz ayarlarının kayıtlı cihaz kontrol koşullarından farklı olması halinde, cihazın cihaz kontrol koşullarına göre ayarlanması için bir mesaj görüntülenir.
2. Sıfır kalibrasyonu gerçekleştirin.
 - Sıfır kalibrasyonu atlamak için [Atla] üzerine tıklayın.
3. Beyaz Kalibrasyonu iletişim kutusu görüntülenecektir. Beyaz kalibrasyonu gerçekleştirin.
4. Parlaklık Kalibrasyonu iletişim kutusu görüntülenirse parlaklık kalibrasyonu gerçekleştirin.
5. Kendini Denetlemeyi Yürüt iletişim kutusu, Işık Kaynağı Testini gösteren ekran ile görüntülenecektir. Sıfır kalibrasyonu kutusunu ve aleti konumlandırın ve [Ölç] üzerine tıklayın. Ölçümler alınacak ve sonuçları görüntülenecektir.
 - Ölçüm sırasında bir hata yapılması halinde sonraki test ile devam etmeden önce test tekrarlanabilir.
6. Sonraki test ile devam etmek için [Sonraki >] üzerine tıklayın.
7. Tekrarlanabilirlik Testi ekranı görüntülenecektir. Beyaz kalibrasyonu plakasını ve aleti konumlandırın ve [Ölç] üzerine tıklayın. Ölçümler alınacak ve sonuçları görüntülenecektir.
 - Ölçüm sırasında bir hata yapılması halinde sonraki test ile devam etmeden önce test tekrarlanabilir.
 - Önceki teste geri dönmek için [Geri] üzerine tıklayın.
8. Sonraki test ile devam etmek için [Sonraki >] üzerine tıklayın.
9. Tekrar Üretilirlik Testi ekranı görüntülenecektir.

9-1 Karoyu ve aleti konumlandırın ve [Ölç] üzerine tıklayın. Ölçümler alınacak ve sonuçları görüntülenecektir, imleç otomatik olarak sonraki karoya hareket edecektir.

9-2 Tüm karolarda ölçüm gerçekleştirilene kadar 9-1 adımını tekrarlayın.

- Bir karonun ölçümünü atlamak için [Atla] üzerine tıklayın. İmleç sonraki karoya hareket edecektir.
- Ölçüm sırasında bir hata yapılması halinde sonraki test ile devam etmeden önce test tekrarlanabilir.
- Önceki teste geri dönmek için [Geri] üzerine tıklayın.

10. Sonraki test ile devam etmek için [Sonraki >] üzerine tıklayın.

11. Tekrarlanabilirlik Testi (Parlaklık) ekranı görüntülenecektir. Parlaklık kalibrasyonu plakasını ve aleti konumlandırın ve [Ölç] üzerine tıklayın. Ölçümler alınacak ve sonuçları görüntülenecektir.

- Ölçüm sırasında bir hata yapılması halinde sonraki test ile devam etmeden önce test tekrarlanabilir.
- Önceki teste geri dönmek için [Geri] üzerine tıklayın.

12. Sonraki test ile devam etmek için [Sonraki >] üzerine tıklayın.

13. Tekrar Üretilirlik (Parlaklık) Testi ekranı görüntülenecektir.

13-1 Karoyu ve aleti konumlandırın ve [Ölç] üzerine tıklayın. Ölçümler alınacak ve sonuçları görüntülenecektir, imleç otomatik olarak sonraki karoya hareket edecektir.

13-2 Tüm karolarda ölçüm gerçekleştirilene kadar 13-1 adımını tekrarlayın.

- Bir karonun ölçümünü atlamak için [Atla] üzerine tıklayın. İmleç sonraki karoya hareket edecektir.
- Ölçüm sırasında bir hata yapılması halinde sonraki test ile devam etmeden önce test tekrarlanabilir.
- Önceki teste geri dönmek için [Geri] üzerine tıklayın.

14. [Sonraki >] üzerine tıklayın. Sonuçların özetini gösteren Kendini Denetleme Sonucu ekranı görüntülenecektir.

- Önceki teste geri dönmek için [Geri] üzerine tıklayın.

15. [Tamamlandı] üzerine tıklayın. Kendini denetleme tamamlanacaktır, [Geri] düğmesi devre dışı bırakılacaktır ve [Rapor Göster] düğmesi görüntülenecektir.

- Raporun tamamını görüntülemek için [Raporu Göster] üzerine tıklayın. Kendini Denetleme Raporu iletişim kutusu belirecektir.
- Cihaz kontrolünü gerçekleştirmeden önce cihaz ayarlarının cihaz kontrol koşullarından farklı olması halinde, [Tamamlandı] üzerine tıkladığında cihazın önceki ayarlarla geri döndürülmesi için bir mesaj görüntülenir.

16. [Kapat] ögesine tıklayın. Kendini Denetlemeyi Yürüt iletişim kutusu kapanacaktır.

3.6.1 Kendini Denetleme Raporu İletişim Kutusu

Kendini Denetleme Raporu iletişim kutusu kendini denetlemeye ait eksiksiz sonuçları birkaç sayfada gösterir. Sayfalar arasında gezinebilirsiniz.

Raporu PDF olarak kaydetmek için sol üst kısımda yer alan Farklı Kaydet düğmesine tıklayın.

Sonraki sayfanın başına hareket etmek için aşağı düğmesi üzerine tıklayın.

Önceki sayfanın üst kısmına hareket etmek için yukarı düğmesi üzerine tıklayın.

Belirli bir sayfanın başına hareket etmek için metin kutusuna tercih ettiğiniz sayfa numarasını girin ve bilgisayarın Enter tuşuna basın.

3.7 Kendini Denetleme Dosyalarını Dışa Aktarma/İçe Aktarma

Kayıtlı aletler, bunların kendini denetleme koşulları ayarlarının yanı sıra bunlara ait kendini denetleme sonuçları bir dosya olarak dışa aktarılabilir ve bu dosya, kendini denetleme verilerini kolayca aktarmak üzere farklı bir bilgisayarda okunabilir.

3.7.1 Bir Kendini Denetleme Dosyasının Dışa Aktarılması

1. *Dosya - Dışa Aktar...* seçiminde bulunun. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Dışa aktarılacak dosyanın kaydedilecek yerini bulun ve dosya adını girin. Dosya uzantısı *.inbk şeklinde olacaktır.
3. [Kaydet] ögesine tıklayın. Tüm kayıtlı aletlere yönelik tüm kendini denetleme verileri dosyaya kaydedilecektir.

3.7.2 Bir Kendini Denetleme Dosyasının İçe Aktarılması

1. *Dosya - Dosyadan İçe Aktar...* seçiminde bulunun. Aç iletişim kutusu belirecektir.
2. İçe aktarılacak dosyayı içeren klasörü bulun ve dosyayı seçin. Dosya uzantısı *.inbk şeklindedir.
3. [Aç] ögesine tıklayın. Dosyadaki kendini denetleme verileri içe aktarılacaktır.

3.8 Kendini Denetleme Planının Düzenlenmesi

Kendini denetlemenin hangi sıklıkta gerçekleştirileceği kayıtlı her bir alet için ayarlanabilir. Bir alete yönelik kendini denetlemenin planlı günde gerçekleştirilmemesi halinde alet penceresinde ilgili alete yönelik durum, kendini denetleme süresinin dolduğunu gösterecektir.

1. Alet Penceresi içinde denetleme planı ayarlanacak aleti seçin.
2. *Alet - Kendini Denetleme Planı Düzenle...* seçiminde bulunun, ana araç çubuğunda [Kendini Denetleme Planı Düzenle] üzerine ya da Alet Penceresi alt araç çubuğunda [Plan Kaydı] üzerine tıklayın. Denetim Planı iletişim kutusu belirecektir.
3. Şema Ayarı altından tercih ettiğiniz plan üzerine tıklayın.
Günlük: Kendini denetleme her gün gerekecektir.
Haftalık: Kendini denetlemenin gerekeceği haftanın günleri üzerine tıklayın. Kendini denetleme, işaretlenen her bir günde gerekecektir.
Aylık: Kombo kutusu üzerine tıklayın ve kendini denetlemenin gerekeceği bir ayın bir gününü seçin.
4. Planı kaydetmek üzere [Kayıt] üzerine tıklayın. İletişim kutusu kapanacaktır.

3.9 Uygulama Ayarlarının Ayarlanması

Dosya yolları, dosya adlarının otomatik kaydedilmesi ve başlatma seçenekleri ayarlanabilir.

1. **Çevre Ayarları - Uygulama Ayarları...** seçiminde bulunun. Uygulama Ayarları iletişim kutusu görüntülenecektir.
2. Kendini Denetleme Raporu iletişim kutusunda Farklı Kaydet düğmesine tıkladığında kendini denetleme raporlarını kaydetmek üzere varsayılan dosya yolunu ayarlamak için iletişim kutusunun solunda yer alan Dosya Yolları seçiminde bulunun. Kendini Denetleme Raporu ekranı görüntülenecektir.
 - 2-1 İşaret kutusunu işaretlemek için “Kaydet” üzerine tıklayın. Dosya yolu metin kutusu etkinleştirilecektir.
 - 2-2 [Gözet] ögesine tıklayın. Klasör Seç iletişim kutusu belirecektir.
 - 2-3 Kendini denetleme raporlarını kaydetmek için tercih edilen varsayılan klasörü bulun.
 - Yeni bir klasör oluşturmak için iletişim kutusunun sağ üstünde yer alan “Yeni Klasör” üzerine tıklayın, tercih ettiğiniz klasör adını girin ve klasörü açmak için üzerine tıklayın.
 - 2-4 [Klasör Seç] ögesine tıklayın. Klasör seçilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.
3. Her kendini denetleme gerçekleştiğinde kendini denetleme raporlarının otomatik kaydedilmesini etkinleştirmek için iletişim kutusunun solunda yer alan Otomatik Kayıt Ayarları seçiminde bulunun. Kendini Denetleme Raporu ekranı görüntülenecektir.
 - 3-1 İşaret kutusunu işaretlemek için “PDF” üzerine tıklayın. Çıktı için Klasör ve Dosya Adı metin kutuları etkinleşecektir.
 - 3-2 [Gözet] ögesine tıklayın. Klasör Seç iletişim kutusu belirecektir.
 - 3-3 Kendini denetleme raporlarını otomatik kaydetmek için tercih edilen varsayılan klasörü bulun.
 - Yeni bir klasör oluşturmak için iletişim kutusunun sağ üstünde yer alan “Yeni Klasör” üzerine tıklayın, tercih ettiğiniz klasör adını girin ve klasörü açmak için üzerine tıklayın.
 - 3-4 [Klasör Seç] ögesine tıklayın. Klasör seçilecek ve iletişim kutusu kapanacaktır.
 - 3-5 Otomatik kayıt dosya adına bir örnek eklemek amacıyla Dosya Adı metin kutusu içine tıklayın ve tercih ettiğini öneki girin. Otomatik kayıt dosya adının nasıl görüneceğine dair bir örnek, Örnekler altında gösterilecektir.
4. Başlatma Seçeneklerini ve Başlatma Mesajı ayarlarını ayarlamak için iletişim kutusunun solunda yer alan Diğer Ayarlar seçiminde bulunun. Başlatma Seçenekleri ve Başlatma Mesajı ekranı görüntülenecektir.
 - 4-1 Güncel ölçüm aletlerini kontrol etmek amacıyla kullanmak üzere Kendini Denetleme Uygulaması'nı alet modunda başlatmak için “Alet moduyla başlayın” üzerine tıklayın. Güncel ölçüm aletine bağlı olmaksızın kullanabilmek amacıyla Kendini Denetleme Uygulaması'nı Demo modunda başlatmak için “Demo moduyla başlayın” üzerine tıklayın.
 - 4-2 “Başlatma mesajını etkinleştir” işaretli olduğunda Kendini Denetleme Uygulaması her başlatıldığında Kendini Denetleme Uygulamasını kullanmak için bir Premium lisansın gerekli olduğunda dair bir mesaj görüntülenecektir. İşaretli olmadığına mesaj görüntülenmeyecektir.
 - Premium lisansının 45 gün içinde sona erecek olması halinde, “Başlatma mesajını etkinleştir” işaretli olmadığına bile kalan gün sayısını belirten bir mesaj görüntülenecektir.
 - Premium lisansı süresi dolmuşsa, “Başlatma mesajını etkinleştir” işaretli olmadığına bile lisans süresinin dolduğunda dair bir mesaj görüntülenecektir.
5. Tercih edilen tüm ayarlar yapıldıktan sonra ayarları onaylamak ve iletişim kutusunu kapatmak için [OK] üzerine tıklayın.

< DİKKAT >

KONICA MINOLTA BU ÜRÜNÜN YANLIŞ KULLANIMI, HATALI KULLANIMI, YETKİSİZ DEĞİŞTİRİLMESİNDEN BU ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN VEYA DOLAYLI YA DA ARIZİ ZARARLARDAN (İŞ KARI KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VB. DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR.



KONICA MINOLTA