



KONICA MINOLTA

# PRINT LINK for DRYPRO Printlink5-IN

## Bedienungsanleitung



Manufacturer:  
**KONICA MINOLTA, INC.**

1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan

**DE**

**01**



## Einleitung

Achten Sie vor der Verwendung von Printlink5-IN / Printlink für DRYPRO (nachstehend als „Printlink5-IN“ bezeichnet) darauf, diese Anleitung zu lesen und deren Inhalt vollständig zu verstehen. Diese Bedienungsanleitung sieht Anweisungen zum Gebrauch und zum Betriebsablauf vor, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Diese Anleitung sollte für eine schnelle Einsicht an einem gut zugänglichen Ort aufbewahrt werden.



- **Dieses Dokument beschreibt nur die Funktionsweise von Printlink5-IN. Weitere Informationen dazu finden Sie in der „Bedienungsanleitung DRYPRO MODEL 832“ oder der „Bedienungsanleitung DRYPRO MODEL 873“ und beachten Sie die grundlegenden Funktionen und Vorsichtsmaßnahmen von DRYPRO MODEL 832/873, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.**

---

# **Kapitel 1**

---

## **Sicherheitshinweise und Warnungen**

## 1.1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von Printlink5-IN die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise, um eine ordnungsgemäße Handhabung zu gewährleisten. Achten Sie vor der Verwendung von Printlink5-IN darauf, diese Anleitung zu lesen und deren Inhalt vollständig zu verstehen.

### Interne Batterie austauschen

Wenden Sie sich bei einem Austausch der in Printlink5-IN enthaltenen Lithiumbatterie bitte an den technischen Kundendienst von Konica Minolta.

#### 1.1.1 Gebrauchsanweisung



#### **WARNUNG**

- Die in diesem Produkt oder in seiner Anleitung oder anderen Anleitungen für verschiedene Geräte angegebenen oder enthaltenen Sicherheitshinweise wurden sorgfältig geprüft, es können jedoch unvorhergesehene Situationen auftreten. Befolgen Sie die Anweisungen, wenn Sie das Gerät bedienen und seien Sie stets aufmerksam.
- Wir haften nicht für den Verlust wichtiger Daten, wie zum Beispiel Patientendaten, der Ihnen durch die Einführung von Printlink5-IN entstehen könnte. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und seien Sie beim Umgang mit Daten sehr vorsichtig.



#### **ACHTUNG**

- Befolgen Sie die in dieser Anleitung und anderen Anleitungen für verschiedene Geräte enthaltenen Anweisungen und Verfahren, wenn Sie das Gerät bedienen.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise, die auf diesem Gerät oder in dieser Anleitung und anderen Anleitungen für verschiedene Geräte angegeben oder enthalten sind. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann Personen- oder Sachschäden am Gerät zur Folge haben.
- Führen Sie keine anderen Vorgänge oder Bewegungen aus, als in diesem Dokument und anderen Anleitungen für verschiedene Geräte beschrieben. Wenn an einem Gerät ein Problem vorliegt, wenden Sie sich an uns.



#### **ACHTUNG**

Printlink5-IN entspricht dem folgenden Standard für Störungen durch Funkfrequenzen:

- **Klasse B des Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI)**
- **Teil 15 Klasse B der Federal Communications Commission (FCC)**

Dieses Gerät kann während seiner Verwendung Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen müssen die Benutzer unter Umständen geeignete Maßnahmen ergreifen.

### 1.1.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen



#### WARNUNG

- **Verwenden Sie das Gerät nicht bei Rauch, ungewöhnlichem Geräusch oder Geruch.**

Wenn Sie an diesem Gerät Rauch, ungewöhnlichen Geruch oder Geräusche feststellen, stellen Sie den Betrieb sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta. Wenn Sie das Gerät in diesem Zustand weiter verwenden, kann es einen Brand verursachen.

- **Führen Sie kein Draht- oder Metallstück ein.**

Führen Sie keine Fremdgegenstände wie zum Beispiel einen Metallstreifen oder Draht durch die Belüftung oder das Diskettenlaufwerk ein. Bei Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahme kann ein Elektroschock entstehen.



#### ACHTUNG

- **Bringen Sie kein Wasser oder einen Fremdgegenstand in Printlink5-IN ein.**

Bringen Sie keine Flüssigkeit wie zum Beispiel Wasser oder einen Fremdgegenstand wie einen Stift oder eine Klammer in Printlink5-IN ein. Bei Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahme kann ein Brand, Elektroschock oder eine Störung entstehen. Wenn etwas in das Gerät gelangt, schalten Sie den Netzschalter sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie nicht, es zu zerlegen. Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.



#### ACHTUNG

- **Verwenden Sie das Gerät in einem gut beleuchteten Raum.**
- **Starten Sie das Gerät regelmäßig neu.**
- **Prüfen Sie vor dem Herunterfahren des Geräts oder dem Entfernen einer Festplatte, ob die Festplattenzugriffslampe aus ist.**
- **Wenn Sie das Gerät aus- und dann einschalten, warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten.**
- **Schalten Sie es nicht abrupt aus.**

Das Ausschalten bei laufendem Programm kann das Systemprogramm oder die Benutzerdaten beschädigen und eine Systemstörung zur Folge haben. Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, nachdem Sie alle Anwendungsprogramme beendet haben.

- **Versuchen Sie nicht, Windows-Einstellungen zu ändern oder andere Anwendungsprogramme zu installieren.**

Bei Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahme kann eine Störung des Systems entstehen.

- **Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.**

Die regelmäßige Reinigung des Geräts verhindert das Entstehen verschiedener Probleme.

### 1.1.3 Sicherheitshinweise für Stromversorgung und Netzkabel



#### WARNUNG

- **Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen an.**  
Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen ein oder aus. Dies kann einen Elektroschock verursachen.
- **Schließen Sie den Erdungsdraht nicht an eine Gasleitung an.**  
Schließen Sie den Erdungsdraht nie an eine Gasleitung an. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann es zu einer Gasexplosion kommen.  
Beachten Sie Folgendes, um das Risiko eines Brandes oder Elektroschocks zu verringern:
- **Setzen Sie das Gerät nicht Flüssigkeiten, wie beispielsweise Wasser, aus. Verhindern Sie das Eindringen von Fremdgegenständen in das Gerät wie zum Beispiel einer Klammer oder einem Stift. Bei Nichteinhaltung kann ein Stromschlag oder eine Störung entstehen.**
- **Verwenden Sie unbedingt das angegebene Netzkabel.**
- **Verwenden Sie ein Netzteil mit ausreichender Kapazität gemäß den Spezifikationen.**
- **Verhindern Sie, dass Staub und Schmutz am Netzstecker oder seiner Spitze haften bleiben.**
- **Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel heiß ist oder der Stecker locker in eine Steckdose gesteckt ist und der Netzstecker lose ist, vermeiden Sie die Benutzung des Geräts und wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.**



#### ACHTUNG

- **Verwenden Sie keine andere Netzsteckdose als die vorgesehene.**  
Stecken Sie das Netzkabel direkt in die angegebene Wandsteckdose. Die Verwendung einer anderen Stromversorgung als der Nennstromversorgung kann einen Brand oder Stromausfall verursachen. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem ein Verlängerungskabel erforderlich ist.
- **Vermeiden Sie eine Sternverbindung.**  
Wenn der durch die Wandsteckdose fließende Strom den Nennwert überschreitet, kann die Steckdose überhitzen und eine Brandgefahr darstellen.
- **Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das angegebene.**  
Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das mit diesem Gerät gelieferte. Wenn der durch das Netzkabel fließende Strom den Nennwert überschreitet, kann das Netzkabel überhitzen und eine Brandgefahr darstellen. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks durch ein beschädigtes Netzkabel zu vermeiden.
- **Ziehen Sie nicht am Kabelteil.**
- **Verdrehen Sie das Netzkabel nicht.**
- **Bündeln Sie das Netzkabel nicht.**
- **Sichern Sie das Netzkabel nicht mit einem Tacker oder anderen Gegenständen.**
- **Quetschen Sie das Netzkabel nicht ein.**
- **Legen Sie nichts auf das Netzkabel.**
- **Verändern Sie das Netzkabel nicht, arbeiten Sie nicht am Kabel oder reparieren Sie das Kabel nicht.**
- **Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel.**  
Ersetzen Sie ein beschädigtes Netzkabel sofort durch das angegebene Kabel. Wenden Sie sich zwecks Informationen zum Austausch des Netzkabels an den technischen Kundendienst von Konica Minolta.
- **Halten Sie das Netzkabel von wärmeerzeugenden Geräten fern.**
- **Wenn Sie planen, das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.**



### 1.1.4 Vorsichtsmaßnahmen zur Installation, Verschiebung, Lagerung und Verbindung



#### WARNUNG

- **Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht liegen.**

Bewahren Sie das für das Bedienfeld von Printlink5-IN verwendete Verpackungsmaterial an einem Ort auf, zu dem der Zugang für Patienten eingeschränkt ist. Halten Sie Plastiktüten von Kleinkindern fern, da sie den Kopf damit bedecken und ersticken.



#### ACHTUNG

- **Installieren Sie das Gerät nicht an einem anderen Ort als dem angegebenen Bereich.**  
Installieren Sie Printlink5-IN nicht an den folgenden Orten oder an anderen als die in dieser Anleitung angegebenen Orten. Ansonsten kann es zu einem Brand kommen.
- **Staubiger Ort**
- **Ein Ort, an dem das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist**
- **Ein feuchter Ort, beispielsweise neben einem Warmwasserbereiter**
- **Ein instabiler Ort**
- **Ein schlecht belüfteter Ort**
- **Ein Ort, an dem das Gerät ölhaltigem Rauch oder Dampf ausgesetzt ist**
- **Ein Ort, an dem ein beträchtlicher Unterschied zwischen Helligkeit und Dunkelheit besteht**
- **Ein Ort, an dem das Gerät hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise neben einer Heizung**
- **Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf den Boden.**
- **Verbinden oder trennen Sie das Schnittstellenkabel nicht mit dem angeschlossenen Netzkabel.**  
Verbinden oder trennen Sie das Schnittstellenkabel, nachdem Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose ausgesteckt haben. Wenn Sie ein Kabel oder Verbindungsstecker bei angeschlossenem Netzkabel berühren, kann es bei Kurzschlüssen zu einem Brand kommen, auch wenn der Netzschalter auf AUS steht.
- **Verwenden Sie kein anderes Schnittstellenkabel als das angegebene.**  
Verwenden Sie ein von Konica Minolta angegebenes Schnittstellenkabel und prüfen Sie das Anschlussgerät und die Steckverbinder, bevor Sie den Anschluss tatsächlich vornehmen. Wenn Sie ein anderes Kabel als das angegebene verwenden oder wenn Sie es an ein falsches Gerät anschließen, kann es bei Kurzschlüssen zu einem Brand kommen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen bei der Handhabung und dem Anschluss eines Schnittstellenkabels.
- **Verwenden Sie keinen beschädigten Kabelstecker.**
- **Legen Sie nichts auf das Kabel.**
- **Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel.**
- **Treten Sie nicht auf das Kabel.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht bei lose angeschlossenem Kabel.**
- **Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.**  
Lüftungsöffnungen sind an der Vorder- und Rückseite des Geräts vorgesehen, um die Wärme im Inneren abzuführen. Installieren Sie das Gerät so, dass Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Lüftungsöffnungen an der Vorder- und Rückseite des Geräts und der Wand oder anderen Geräten einhalten.

## **ACHTUNG**

- **Versetzen Sie das Gerät nicht bei angeschlossenem Netzkabel oder einem anderen Kabel.**  
Das Bedienfeld von Printlink5-IN kann herunterfallen oder umkippen, wenn das Netzkabel oder andere Kabel beim Verschieben eingeklemmt werden, was zu Verletzungen führen kann.
- **Verschieben Sie Printlink5-IN auch nach dem Ausschalten des Netzschalters nicht, bis das Gerät vollständig zum Stillstand kommt.**  
Bevor Sie Printlink5-IN verschieben oder eine ähnliche Arbeit durchführen, die das Gerät bis zu einem gewissen Grad erschüttern kann, warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts mindestens 30 Sekunden.

### 1.1.5 Wartungsanweisungen

## **WARNUNG**

- **Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Gerät nicht.**  
Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Gerät nie. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann eine Fehlfunktion des Geräts nach sich ziehen und zu einem Brand oder Elektroschock führen. Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
- **Entfernen Sie nicht die Lithiumbatterien.**  
Printlink5-IN enthält Lithiumbatterien. Entfernen Sie nicht die Lithiumbatterien. Wenn Sie eine Lithiumbatterie in die Nähe eines Feuers bringen oder sie in Wasser eintauchen, kann eine Explosion ausgelöst werden. Wenn die Lithiumbatterie abgenutzt ist und das Gerät nicht korrekt funktioniert, versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu zerlegen, auszutauschen oder wieder aufzuladen. Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
- **Führen Sie keine Wartung bei angeschlossenem Netzstecker durch.**  
Schalten Sie die Stromzufuhr aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Printlink5-IN reinigen oder warten. Wenn Sie die Komponenten im Gerät bei angeschlossenem Netzkabel berühren, kann es auch nach dem Ausschalten des Geräts zu einem Elektroschock kommen. Trennen Sie den Netzstecker gelegentlich aus und wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch ab. Staub oder Schmutz auf dem Netzstecker oder der Netzsteckdose kann zu einem Brand führen.

## **ACHTUNG**

- **Geben Sie Acht auf erhitzte Komponenten.**  
Die eingebaute Festplatte und andere Komponenten in Printlink5-IN sind unmittelbar nach dem Ausschalten des Geräts extrem heiß.
- **Stellen Sie sichere Verbindungen her.**  
Schließen Sie das Netzkabel, das Schnittstellenkabel und die Platinen sicher an. Wenn Sie diese nicht sicher anschließen, kann ein Kontaktausfall entstehen, der zu einer Rauchentwicklung oder einem Brand führen kann.
- **Zerkratzen oder stoßen Sie das Gerät nicht mit einem harten Gegenstand.**  
Dies kann das Gerät beschädigen und Fehlfunktionen verursachen.
- **Reinigen Sie unbedingt das Geräteinnere.**  
Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta und lassen Sie das Innere von Printlink5-IN einmal im Jahr reinigen. Staub setzt sich im Inneren des Geräts ab und kann zu Wärmeentwicklung oder einem Brand führen.

### 1.1.6 Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch



#### WARNUNG

- **Wenn es donnert, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein.**

Wenn ein Gewitter zu erwarten ist, schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie das Netzkabel aus. Wenn es vor dem Ausstecken des Netzkabels donnert, berühren Sie weder das Gerät noch eines der Kabel. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem Elektroschock kommen.



#### ACHTUNG

- **Stellen Sie keine Tasse oder Glas mit Kaffee, Fruchtsaft oder einer anderen Flüssigkeit auf das Gerät.**

Wenn Wasser, eine flüssige Substanz oder Metall in das Gerät gelangt, stellt ihr Betrieb eine Gefahr dar. Verhindern Sie unbedingt das Eindringen von Fremdgegenständen in das Gerät.

- **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum, wo Chemikalien verwendet oder gelagert werden.**
- **Verwenden Sie kein Mobiltelefon, PHS oder Taschenempfänger in der Nähe des Geräts.**

Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung von Mobiltelefonen, PHS oder Taschenempfängern in der Nähe von Printlink5-IN ausgeschaltet ist. Andernfalls können Funkwellen eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

- **Schauen Sie in einem Abstand von mindestens 80 cm auf den Monitor.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht ununterbrochen über einen längeren Zeitraum.**
- **Wenn Sie das Gerät ununterbrochen über längere Zeiträume verwenden müssen, machen Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten, damit Ihre Augen sich entspannen.**

Das ununterbrochene Starren auf den Monitor über einen längeren Zeitraum bewirkt eine Ermüdung der Augen.

- **Achten Sie beim Betrieb des Geräts auf die Empfangsbedingungen von Radio oder Fernseher in der Nähe.**

Bei Verwendung in der Nähe eines Radios oder Fernsehers kann das Gerät im Radio oder Fernseher Rauschen erzeugen. Verwenden Sie in solchen Fällen das Radio oder den Fernseher in großem Abstand zu diesem Gerät.

- **Seien Sie extrem vorsichtig, damit das Gerät in der Netzwerkverbindung oder in der Einzelverbindung nicht von einem Virus infiziert wird.**
- **Wenn das Gerät 24 Stunden lang ununterbrochen verwendet und betrieben wird, verursacht es einen instabilen Betrieb des Systems.**

Schalten Sie daher nach Arbeitsende das Gerät aus, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Wenn das System 24 Stunden lang aus Gründen der Notwendigkeit ununterbrochen betrieben wird, schalten Sie das Gerät einmal pro Woche AUS/EIN. Wenn das Gerät über einen 14-tägigen Zeitraum 24 Stunden lang ununterbrochen betrieben wird, startet es automatisch neu (Neustart) (wenn Sie das Gerät ohne Monitor verwenden, stellen Sie den automatischen Neustart bei der Installation des Geräts immer auf EIN). Wenn die festgelegte Einstellzeit für den Neustart während der Kommunikation mit der Modalität erreicht wird, wird ABRUCH übertragen und die Kommunikation beendet. Während des Neustarts (ungefähr zwei Minuten) können keine Daten von der Modalität empfangen werden. Die Elemente, die jedoch bereits empfangen wurden und in der Warteschlange des Printlink5-IN Fensters angezeigt werden, bleiben auch bei einem Neustart erhalten.

- **Wenn Sie dieses Gerät ohne einen Monitor verwenden, schalten Sie Printlink5-IN über den Netzschalter am Computer aus und wieder ein. Wenn Sie nicht bemerken, dass kein Monitor vorhanden und die Stromversorgung abgeschaltet ist, wird durch längeres Betätigen und Halten des Schalters eine Zwangsabschaltung durchgeführt. Achten Sie deshalb darauf, den Schalter nicht länger als 3 Sekunden gedrückt zu halten.**

### 1.1.7 Anweisungen zur Entsorgung

Wenn Sie Printlink5-IN entsorgen, beachten Sie Folgendes:



#### **ACHTUNG**

- **Nehmen Sie die in das Hauptgerät eingebaute Lithiumbatterie heraus, bevor Sie das Hauptgerät von Printlink5-IN entsorgen.**
- **Wenn Sie das Hauptgerät von Printlink5-IN und den LCD-Monitor entsorgen, sollten Sie diese in Übereinstimmung mit dem „Gesetz zur Förderung der effektiven Nutzung von Ressourcen (überarbeitetes Recycling-Gesetz)“ ordnungsgemäß recyceln.**
- **Das Zubehör muss als Industrieabfall entsorgt werden.**
  - Printlink5-IN Verpackungsmaterialien
  - In Printlink5-IN eingebaute Lithiumbatterie

Achten Sie darauf, dass sie durch ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen für Industrieabfälle in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Bestimmungen der Kommunalverwaltung entsorgt werden.

# **Kapitel 2**

---

## **Printlink5-IN und Imager Ausschaltmodus starten und beenden**

## 2.1 Printlink5-IN starten und beenden

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Printlink5-IN starten und beenden.




- Wenn Printlink5-IN 24 Stunden lang ununterbrochen verwendet und betrieben wird, verursacht es einen instabilen Betrieb des Systems. Beenden Sie daher Printlink5-IN nach Arbeitsende, um den sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn das System 24 Stunden lang aus Gründen der Notwendigkeit ununterbrochen betrieben wird, beenden bzw. starten Sie Printlink5-IN einmal pro Woche. Wenn das Gerät über einen 14-tägigen Zeitraum 24 Stunden lang ununterbrochen betrieben wird, startet es automatisch neu (Neustart) (wenn Sie das Gerät ohne Monitor verwenden, stellen Sie den automatischen Neustart bei der Installation des Geräts immer auf EIN). Wenn die festgelegte Einstellzeit für den Neustart während der Kommunikation mit der Modalität erreicht wird, wird ABBRUCH übertragen und die Kommunikation beendet. Während des Neustarts (ungefähr zwei Minuten) können keine Daten von der Modalität empfangen werden. Die Elemente, die jedoch bereits empfangen wurden und in der Warteschlange des Printlink5-IN Fensters angezeigt werden, bleiben auch bei einem Neustart erhalten.
- Wenn Sie dieses Gerät ohne einen Monitor verwenden, schalten Sie Printlink5-IN über den Netzschalter am Computer aus und wieder ein. Wenn Sie nicht bemerken, dass kein Monitor vorhanden und die Stromversorgung abgeschaltet ist, wird durch längeres Betätigen und Halten des Schalters eine Zwangsabschaltung durchgeführt. Achten Sie deshalb darauf, den Schalter nicht länger als 3 Sekunden gedrückt zu halten.


### 2.1.1 So starten Sie

Gehen Sie wie folgt vor, um Printlink5-IN zu starten:


- 1** Schalten Sie den Netzschalter von Printlink5-IN ein.



Das Hauptfenster von Printlink5-IN wird nach dem Start von Windows angezeigt.



Das Printlink5-IN Symbol wird in der Windows-Taskleiste eingeblendet (standardmäßig unten rechts auf dem Bildschirm).



Das Symbol wechselt je nach Kommunikationsbedingungen wie folgt:

Symbol	Bedeutung
	Die Kommunikationsbedingung ist normal.
	Es befindet sich eine Warteschlange im Warnstatus.
	Es befindet sich eine Warteschlange im Fehlerstatus.



- Wenn das Printlink5-IN Hauptfenster während des Startvorgangs nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Printlink5-IN Symbol in der Taskleiste. Das Hauptfenster wird eingeblendet.
- Wenn es durch Klicken auf die Taste (Schließen) oder (Verkleinern) geschlossen wird, wird das Hauptfenster durch das Klicken auf das Printlink5-IN Symbol in der Taskleiste angezeigt.
- Wenn der Ausschaltmodus eingerichtet ist, startet auch der Ziel-Imager.




„2.2 Imager Ausschaltmodus“ (Seite 17)

## 2.1.2 So beenden Sie


Gehen Sie wie folgt vor, um Printlink5-IN zu beenden:

- 1 Wählen Sie [Terminate] aus dem Menü [Operation] im Hauptfenster von Printlink5-IN.**



Die Bestätigungsmeldung wird eingeblendet.

- 2 Klicken Sie auf die Taste [OK].**



Printlink5-IN wird beendet, und anschließend wird Windows heruntergefahren. Der PC wird abgeschaltet.



- Die beim Herunterfahren unter [Communication Condition] angezeigte Warteschlange wird bis zum nächsten Neustart des Geräts beibehalten.
- Wenn der Ausschaltmodus eingerichtet ist, wird auch der Ziel-Imager ausgeschaltet.



„2.2 Imager Ausschaltmodus“ (Seite 17)



- Auch wenn der Ausschaltmodus auf „EIN“ festgesetzt ist, kann die Funktion zum Ausschalten nicht sofort nach dem Herunterfahren von Windows ausgeführt werden, ohne dass [Exit] aus dem Menü [Operation] im Hauptfenster von Printlink5-IN gewählt wird. In diesem Fall schaltet sich der Imager circa 10 Minuten nach dem Ausschalten von Printlink5-IN aus.



## 2.2 Imager Ausschaltmodus

Der an dieses Gerät angeschlossene Imager kann gleichzeitig mit dem Starten bzw. Beenden von Printlink5-IN aus- und eingeschaltet werden. Diese Funktion wird als Ausschaltmodus bezeichnet. Das folgende Imager-Modell unterstützt den Ausschaltmodus


- Laser Imager DRYPRO MODEL 832
- Laser Imager DRYPRO MODEL 873

Um das Gerät gleichzeitig mit dem DRYPRO MODEL 832/873 auszuschalten, starten Sie das Dienstprogramm, das die Wartung von DRYPRO MODEL 832/873 durchführt, über das Hauptfenster von Printlink5-IN und setzen Sie den Ausschaltmodus auf „EIN“. Führen Sie die folgenden Schritte aus. Weitere Informationen zum Dienstprogramm des DRYPRO MODEL 832/873 finden Sie im Kapitel 3 „Bedienung über 'Dienstprogramm' zur Wartung von DRYPRO MODEL 832/873“.



- Auch wenn der Ausschaltmodus auf „EIN“ festgesetzt ist, kann die Funktion zum Ausschalten nicht sofort nach dem Herunterfahren von Windows ausgeführt werden, ohne dass [Exit] aus dem Menü [Operation] im Hauptfenster von Printlink5-IN gewählt wird. In diesem Fall schaltet sich der Imager circa 10 Minuten nach dem Ausschalten von Printlink5-IN aus.

- 1 Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der Anzeige der DRYPRO 832 oder 873 Einstellungen für den Imager unter [Output destination information] im Hauptfenster von Printlink5-IN.



Das Dienstprogramm von DRYPRO MODEL 832/873 wird gestartet und das Fenster [Maintenance Menu] (die nächste Seite) wird angezeigt.

## 2 Klicken Sie auf die Taste [SYSTEM SETUP].

DRYPRO MODEL 832

The screenshot shows the 'Drypro832 Utility Tool (EN)' window. It contains sections for STATUS, TRAY INFO, DRYPRO INFO, PRINT INFO, FILM INFO, and IMAGER INFO. In the IMAGER INFO section, the 'SYSTEM SETUP' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons include 'PRINT QUEUE / DELETE', 'TEST PRINT', 'QC PATTERN', 'FILM DATA', 'FILM SETUP', 'TIME LAYOUT', 'SYSTEM RESET', and 'BACK'.

DRYPRO MODEL 873

The screenshot shows the 'Drypro873 Utility Tool (EN)' window. It contains sections for STATUS, DRYPRO INFO, TRAY INFO, PRINT INFO, FILM INFO, and IMAGER INFO. In the IMAGER INFO section, the 'SYSTEM SETUP' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons include 'PRINT QUEUE / DELETE', 'TEST PRINT', 'QC PATTERN', 'FILM DATA', 'FILM SETUP', 'TIME LAYOUT', 'SORTER SETUP', and 'BACK'.

Das Fenster [SYSTEM SETUP] wird eingeblendet.

## 3 Setzen Sie [REMOTE POWER CONTROL] auf „PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)“ oder „PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)“ und klicken Sie auf die Taste [SAVE].

DRYPRO MODEL 832

The screenshot shows the 'SYSTEM SETUP' window for the DRYPRO MODEL 832. It includes fields for IMAGER NAME, NAME, IP ADDRESS, SUBNET MASK, DEFAULT GATEWAY, and MAC ADDRESS. The 'REMOTE POWER CONTROL' dropdown menu is set to 'PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)'. Below this, there are options for SLEEP MODE TIMER and BUZZER. The 'SAVE' button is highlighted with a red rectangle.

DRYPRO MODEL 873

The screenshot shows the 'SYSTEM SETUP' window for the DRYPRO MODEL 873. It includes fields for IMAGER NAME, NAME, IP ADDRESS, SUBNET MASK, DEFAULT GATEWAY, and MAC ADDRESS. The 'REMOTE POWER CONTROL' dropdown menu is set to 'PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)'. Below this, there are options for SLEEP MODE TIMER and BUZZER. The 'SAVE' button is highlighted with a red rectangle.


- Die Einstellung auf „PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)“ verringert die Aufwärmdauer während des Startvorgangs, da die Temperatur im Hauptgerät nach dem Ausschalten beibehalten wird.
- Die Einstellung auf „PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)“ regelt nicht die Temperatur im Hauptgerät nachdem das Gerät abgeschaltet wurde.

Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

## 4 Klicken Sie auf die Taste [BACK] im Fenster [Maintenance Menu].

### DRYPRO MODEL 832

**Drypro832 Utility Tool (EN)**



STATUS	READY	
TRAY INFO.	8x10 B (30)	14x17 B (112)
DRYPRO INFO.	DRYPRO MODEL 832 (10.14.8.134)	

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE   TEST PRINT   QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA   FILM SETUP

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP   TIME LAYOUT   SYSTEM RESET

**BACK**

### DRYPRO MODEL 873

**Drypro873 Utility Tool (EN)**

STATUS	READY	
	Calibration need	
DRYPRO INFO.	DRYPRO 873 (10.14.8.171)	
TRAY INFO.	14x17 B (21)	
	11x14 B (32)	Calibration
	11x14 M (73)	Calibration

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE   TEST PRINT   QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA   FILM SETUP

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP   TIME LAYOUT   SORTER SETUP

**BACK**

Das Dienstprogramm von DRYPRO MODEL 832/873 wird beendet und das Fenster [Maintenance Menu] wird geschlossen.

---

# **Kapitel 3**

---

## **Bedienung über „Dienstprogramm“ zur Wartung von DRYPRO MODEL 832/873**

## 3.1 Dienstprogramm starten und beenden


Printlink5-IN ist mit einer Anwendung namens Dienstprogramm ausgestattet, das die Wartung des DRYPRO MODEL 832/873 durchführt.

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das Dienstprogramm des DRYPRO MODEL 832/873 gestartet und beendet werden muss.

### 3.1.1 So starten Sie das Dienstprogramm

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dienstprogramm über Printlink5-IN zu starten:

- 1** Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der Anzeige DRYPRO MODEL 832 oder 873 unter [Output destination information] im Hauptfenster von Printlink5-IN.



Das Fenster [Maintenance Menu] des Dienstprogramms wird angezeigt.



„3.2 Fenster Wartungsmenü“ (Seite 24)


### 3.1.2 So beenden Sie das Dienstprogramm

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dienstprogramm zu beenden.

- 1** Klicken Sie auf die Taste [BACK] im Fenster [Maintenance Menu] des Dienstprogramms.

#### DRYPRO MODEL 832

**Drypro832 Utility Tool (EN)**

	STATUS	READY	
	TRAY INFO.	14x17 B (115)	
	DRYPRO INFO.	DP832 (192.168.20.161)	

**PRINT INFO.**

PRINT QUEUE / DELETE    TEST PRINT    QC PATTERN

**FILM INFO.**

FILM DATA    FILM SETUP

**IMAGER INFO.**

SYSTEM SETUP    TIME LAYOUT    SYSTEM RESET

**BACK**

#### DRYPRO MODEL 873

**Drypro873 Utility Tool (EN)**

STATUS	READY		
	Calibration need.		
DRYPRO INFO.	DRYPRO 873 (10.14.8.171)		
TRAY INFO.	14x17 B	(21)	
	11x14 B	(92)	Calibration.
	11x14 M	(73)	Calibration.

**PRINT INFO.**

PRINT QUEUE / DELETE    TEST PRINT    QC PATTERN

**FILM INFO.**

FILM DATA    FILM SETUP

**IMAGER INFO.**


SYSTEM SETUP    TIME LAYOUT    SORTER SETUP

**BACK**


## 3.2 Fenster Wartungsmenü

In diesem Abschnitt wird das Fenster [Maintenance Menu] des Dienstprogramms von DRYPRO MODEL 832/873 erläutert.

### DRYPRO MODEL 832



### DRYPRO MODEL 873







Num-mer	Element	Erläuterung	Siehe
①	DRYPRO 832 Symbol	Wenn ein Fehler vorkommt, wird durch das Klicken auf dieses Symbol das Fenster [Solutions] angezeigt.	3.3 Fenster Lösungen (Seite 26)
②	STATUS	Zeigt den aktuellen Status des Geräts an.	Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.
③	TRAY INFO.	Die Größe und der Typ des eingelegten Films werden angezeigt.	Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.
④	DRYPRO INFO.	Der eingestellte Name und die IP-Adresse werden angezeigt.	—
	PRINT INFO.		3.4 Druckinformationen (Seite 28)
⑤	Taste [PRINT QUEUE/DELETE]	Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster [PRINT QUEUE/DELETE] angezeigt.	3.4.1 Warteschlange drucken/löschen (Seite 28)
⑥	Taste [TEST PRINT]	Durch Klicken auf diese Taste wird die Ansicht [TEST PRINT] angezeigt. Sie können die QC-Muster drucken, um die Dichte zu überprüfen.	3.4.2 Testdruck (Seite 30)
⑦	Taste [QC PATTERN]	Durch Klicken auf diese Taste wird die Ansicht [QC PATTERN] angezeigt. Sie können den Referenzwert und die Ergebnisse der QC-Muster prüfen.	3.4.3 QC-Muster (Seite 32)
	FILM INFO.		3.5 Film- und Magazininformationen (Seite 35)
⑧	Taste [FILM DATA]	Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster [FILM DATA] angezeigt.	3.5.1 Filmdaten (Seite 35)
⑨	Taste [FILM SETUP]	Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster [FILM SETUP] angezeigt. Legen Sie die Filmgröße, den Filmtyp und die Anzahl der Folien fest.	3.5.2 Filmkonfiguration (Seite 37)
	IMAGER INFO.		3.6 Informationen (Seite 40)
⑩	Taste [SYSTEM SETUP]	Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster [SYSTEM SETUP] angezeigt. Sie können Netzwerk- und Ruhemoduseinstellungen vornehmen.	3.6.1 Systemkonfiguration (Seite 40)
⑪	Taste [TIME LAYOUT]	Durch Klicken auf diese Taste wird die Ansicht [TIME LAYOUT] angezeigt. Sie können das Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit festlegen.	3.6.2 Zeitplanung (Seite 43)
⑫	Taste [SYSTEM RESET]	Löscht alle Aufträge.	3.6.3 Systemrücksetzung (Seite 45)
⑬	Taste [BACK]	Beendet das Dienstprogramm.	3.1.2 So beenden Sie das Dienstprogramm (Seite 23)
⑭	[SORTER SETUP]	Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster [SORTER SETUP] angezeigt. Geben Sie unterschiedliche Einstellungen des Sortierers (optional) an.	3.6.4 Sortiererkonfiguration (Seite 46)

### 3.3 Fenster Lösungen



Klicken Sie bei DRYPRO 832, wenn der Film zur Neige geht, der Filter gewechselt werden muss oder ein Filmstau auftritt auf das Symbol oben links im Fenster [Maintenance Menu], um das Fenster mit den der Situation entsprechenden Lösungen anzuzeigen.

Anzeige des Fensters [Maintenance Menu]	Fenster mit den entsprechenden Lösungen
<b>Wenn der Film zur Neige geht</b>	
	



Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832“.

#### Wenn ein Filterwechsel erforderlich ist

	
---	--




Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832“.

Anzeige des Fensters [Maintenance Menu]

Fenster mit den entsprechenden Lösungen

Wenn ein Filmstau in der Wärmeprozesseinheit vorkommt

Drypro832 Utility Tool (EN)



STATUS

ERROR

[E4611]Film jam occurred.

TRAY INFO.

14x17 B (111)

DRYPRO INFO.

DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE

TEST PRINT

QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA

FILM SETUP

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP


TIME LAYOUT

SYSTEM RESET

BACK

Film Jam

Film Jam




Open the front cover to remove a jammed film.

1. Rotate the handle at the lower left of the machine in clockwise direction until the film leading edge comes out.


2. Remove the jammed film and then close the front cover to finish.

BACK

 Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832“.

Wenn ein Filmstau zwischen dem Zufuhrmagazin und der Positionsreguliereinheit vorkommt

Drypro832 Utility Tool (EN)



STATUS

ERROR

[E4412]Film jam occurred.

TRAY INFO.

14x17 B (114)

DRYPRO INFO.

DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE

TEST PRINT

QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA

FILM SETUP

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP


TIME LAYOUT

SYSTEM RESET

BACK

Film Jam

Film Jam




Open the front cover to remove a jammed film.

1. Move the lever at the middle right upward to open the right cover.

2. Remove the jammed film and then close the right and front cover to finish.

BACK

 Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832“.

27

## 3.4 Druckinformationen


Sie können über das Dienstprogramm die Auftragsliste anzeigen oder einen Auftrag löschen. Sie können ebenfalls einen Testdruck drucken, um die Dichte zu überprüfen.

### 3.4.1 Warteschlange drucken/löschen


Sie können den Status und die Informationen des Druckauftrags im DRYPRO MODEL 832/873 überprüfen oder den Druckauftrag löschen.

- 1 Klicken Sie auf die Taste [PRINT QUEUE/DELETE] im Fenster [Maintenance Menu].**

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873




Das Fenster [PRINT QUEUE/DELETE] wird eingeblendet.

DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Num-mer	Element	Erläuterung
①	NO	Die Positionsnummer des Druckauftrags wird angezeigt.
②	RECEIVE TIME	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, an dem ein Bild empfangen wurde.
③	PAGE	Die vom Diagnosesystem zugewiesene Seriennummer des ausgegebenen Films wird angezeigt
④	SIZE/TYPE	Die Größe und der Typ des auszugebenden Films werden angezeigt.
⑤	COPY	Gedruckt/Anzahl der Kopien wird angezeigt.
⑥	FORMAT	Die Anzahl der Einzelbilder wird angezeigt.
⑦	Taste [DELETE]	Das Klicken auf diese Taste löscht den ausgewählten Auftrag.
⑧	Taste [ALL DELETE]	Das Klicken auf diese Taste löscht alle angezeigten Aufträge.
⑨	Taste [BACK]	Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.
⑩	OUTPUT BIN	Der Sortierbehälter des Ausgabeziels wird angezeigt.

**2** Klicken Sie auf die Taste [BACK].

Die Anzeige kehrt zurück zum Fenster [Maintenance Menu].

### 3.4.2 Testdruck

Bei einem Testdruck wird das QC-Muster zur Beurteilung der Bildqualität ausgedruckt und gleichzeitig die Dichte des QC-Musters mit dem integrierten Densitometer gemessen und die Dichte automatisch überprüft. Sie können die Bildqualität auf Probleme überprüfen, indem Sie die gedruckten QC-Muster visuell kontrollieren. Führen Sie den Testdruck über das Zufuhrmagazin durch (wenn Lispl-832 installiert ist).

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie QC-Muster über das Dienstprogramm drucken. Für die allgemeine Testdruckfunktion und die Methode zur Beurteilung der Ergebnisse nach dem Drucken der QC-Muster lesen Sie die „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.



- Sie können ebenfalls QC-Muster über das Bedienfeld des Hauptgeräts drucken.




Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.


Gehen Sie wie folgt vor, um QC-Muster zu drucken.

#### 1 Klicken Sie auf die Taste [TEST PRINT] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873




Die Ansicht [TEST PRINT] wird eingeblendet.

- 2** Wählen Sie das gewünschte Magazin unter [TRAY SELECT], und klicken Sie auf die Taste [PRINT].



- Durch Klicken auf die Taste [BACK] kehren Sie zurück zum Fenster [Maintenance Menu] ohne QC-Muster auszugeben.

Die unten dargestellten QC-Muster werden ausgegeben und die Anzeige kehrt zurück zum Fenster [Maintenance Menu].



### 3.4.3 QC-Muster

Der Wert des mit dem im DRYPRO MODEL 832/873 eingebauten Densitometer gelesenen QC-Musters wird angezeigt. Wenn der gelesene Wert innerhalb des Bereichs des voreingestellten Referenzwertes (OK) ist, wird der Messwert blau dargestellt, wenn er außerhalb des Bereichs des Referenzwertes (NG) ist, wird er rot dargestellt.

Für die allgemeine Testdruckfunktion und die Methode zur Beurteilung der Ergebnisse nach dem Drucken der QC-Muster lesen Sie die „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.



- Wenn das Ergebnis der QC-Muster „NG“ lautet, führen Sie die Kalibrierung durch.



Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.



- Sie können ebenfalls die Ergebnisse der QC-Muster über das Bedienfeld des Hauptgeräts überprüfen.



Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.

## 1 Klicken Sie auf die Taste [QC PATTERN] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

**Drypro832 Utility Tool (EN)**

STATUS: READY

TRAY INFO: 14X17 B (115)

DRYPRO INFO: DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT **QC PATTERN**

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

**Drypro873 Utility Tool (EN)**

STATUS: READY

Calibration need.

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14X17 B (21)

11X14 B (92) Calibration.

11X14 M (73) Calibration.

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT **QC PATTERN**

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP


IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK


Die Ansicht [QC PATTERN] wird angezeigt.





3

Num-mer	Element	Erläuterung
①	TRAY SELECT	Wählen Sie das Zielzufuhrmagazin aus.
②	BASE/RANGE	Das Datum und die Uhrzeit, zu denen der Referenzwert eingestellt wurde, der Referenzwert und der Fehlerbereich werden angezeigt.
③	Taste [RESET]	Das Klicken auf diese Taste stellt den Referenzwert zurück.
④	QC-Muster	Maximal 60 QC-Muster von neuen Mustern werden angezeigt. Wenn der Wert der Ergebnisse „OK“ lautet, wird er blau dargestellt, wenn er „NG“ lautet, wird er rot dargestellt.
⑤	Taste [CSV FILE OUTPUT]	Das Klicken auf diese Taste gibt die Ergebnisse der QC-Muster in eine Datei im CSV-Format aus.
⑥	Taste [BACK]	Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.



- Die dargestellten Dichtewerte werden auf die dargestellte Stelle gerundet. Deshalb können gleiche Werte unterschiedliche Ergebnisse bedeuten.

**2**    **Klicken Sie auf die Taste [BACK].**  
Die Anzeige kehrt zurück zum Fenster [Maintenance Menu].

## Zurücksetzen des Referenzwerts

In den folgenden Fällen muss ein Referenzwert für die Dichteprüfung zurückgesetzt werden.


- **Wenn der Filmtyp gewechselt wurde**
- **Wenn innerhalb der letzten drei Monate oder länger keine QC-Muster gedruckt wurden**
- **Wenn eine Woche oder mehr verstrichen ist, ohne dass zum Zeitpunkt der Einstellung eines Referenzwerts dreimal ein QC-Muster gedruckt wurde**

Um den Referenzwert zurückzusetzen, führen Sie die folgenden Schritte durch.

- 1 Klicken Sie auf die Taste [RESET] in der Ansicht [QC PATTERN].**

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

- 2 Klicken Sie auf die Taste [YES].**



Der Referenzwert wird zurückgesetzt.



- **Wenn der Referenzwert zurückgesetzt wurde, drucken Sie die QC-Muster dreimal und setzen Sie den Referenzwert zurück.**



Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.


## Ausgabe CSV-Datei

Das QC-Muster kann als eine Datei im CSV-Format ausgegeben werden.

- 1 Klicken Sie auf die Taste [CSV FILE OUTPUT] in der Ansicht [QC PATTERN].**

Das Fenster [Save As] wird angezeigt.

- 2 Geben Sie den Ort und den Namen an, an dem die Datei gespeichert wird, und klicken Sie dann auf die Taste [Save].**



Die CSV-Datei wird gespeichert.

## 3.5 Film- und Magazininformationen

Sie können die Anzahl der in DRYPRO MODEL 832/873 ausgegebenen Filmbögen und die für das Magazin eingestellten Filminformationen überprüfen.

### 3.5.1 Filmdaten

Sie können die Anzahl der Filmbögen täglich, wöchentlich oder monatlich zählen und überprüfen. Sie können die gezählten Daten außerdem als CSV-Datei ausgeben.

#### 1 Klicken Sie auf die Taste [FILM DATA] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 14x17 B (115)  
DRYPRO INFO: DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO.  
PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.  
FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO.  
SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY  
Calibration need.

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21)  
11x14 B (92) Calibration.  
11x14 M (73) Calibration.


PRINT INFO.  
PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.  
FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO.  
SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK

Das Fenster [FILM DATA] (die nächste Seite) wird angezeigt.



Num-mer	Element	Erläuterung
①	SELECT COUNT TYPE	Wählen Sie die Zählereinheit aus. <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Daily“: Es werden die Daten von 365 Tagen, die täglich gezählt werden, angezeigt.</li> <li>• „Weekly“: Es werden die Daten von 52 Wochen, die wöchentlich gezählt werden, angezeigt.</li> <li>• „Monthly“: Es werden die Daten von 12 Monaten, die monatlich gezählt werden, angezeigt.</li> </ul>
②	ANZAHL DER BÖGEN DES FILMZÄHLER-GEBNISSES	Die Anzahl der Filmbögen in jedem Zufuhrmagazin wird in der unter [SELECT COUNT TYPE] angegebenen Zählereinheit angezeigt. Der Ausdruck des Kalibrierungsbogens und der QC-Muster ist jedoch nicht enthalten.
③	Taste [CSV FILE OUTPUT]	Das Klicken auf diese Taste gibt die Daten als CSV-Datei aus.
④	Taste [BACK]	Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.
⑤	SELECT INPUT DEVICE	Wählen Sie im Pulldown-Menü das anzuzeigende Eingabegerät aus.



- Die Uhrzeit der täglichen Zählung ist auf 23:59:59 festgesetzt.
- Die wöchentliche Zählung ist auf die Gesamtsumme von Sonntag bis Samstag festgesetzt, während das monatliche Zähldatum auf den letzten Tag des Monats festgesetzt wird.


## 2 Klicken Sie auf die Taste [BACK].

Die Anzeige kehrt zurück zum Fenster [Maintenance Menu].

## Ausgabe CSV-Datei

Die Daten können als eine Datei im CSV-Format ausgegeben werden.

- 1** Klicken Sie auf die Taste [CSV FILE OUTPUT] in der Ansicht [FILM DATA].  
Das Fenster [Save As] wird angezeigt.
- 2** Geben Sie den Ort und den Namen an, an dem die Datei gespeichert wird, und klicken Sie dann auf die Taste [Save].




Die CSV-Datei wird gespeichert.

### 3.5.2 Filmkonfiguration


Legen Sie die Filmgröße und den Filmtyp für das Magazin von DRYPRO MODEL 832/873 fest.

- 1** Klicken Sie auf die Taste [FILM SETUP] im Fenster [Maintenance Menu].

#### DRYPRO MODEL 832



#### DRYPRO MODEL 873



Das Fenster [FILM SETUP] (die nächste Seite) wird angezeigt.

## 2 Führen Sie die erforderlichen Einstellungen durch.

### DRYPRO MODEL 832

### DRYPRO MODEL 873

Num-mer	Element	Erläuterung
①	TRAY USE	Wenn ein optionales Lispl-832 (DRYPRO MODEL 832) oder Lispl-873 (DRYPRO MODEL 873) installiert ist, geben Sie an, ob das Zufuhrmagazin verwendet werden soll oder nicht. Sie können nicht wechseln, wenn die Aufträge im Fenster [PRINT QUEUE/DELETE] angezeigt werden. „ON“: Das Zufuhrmagazin wird verwendet. „OFF“: Das Zufuhrmagazin wird nicht verwendet.
②	FILM SIZE	Wählen Sie von unten: Sie können nicht wechseln, wenn die Aufträge im Fenster [PRINT QUEUE/DELETE] angezeigt werden. (14 × 17), (14 × 14), (11 × 14), (10 × 12), (8 × 10)
③	FILM TYPE	Wählen Sie von unten: Sie können nicht wechseln, wenn die Aufträge im Fenster [PRINT QUEUE/DELETE] angezeigt werden. DRYPRO MODEL 832: „B“ (BLAU), „C“ (TRANSPARENT), „HB“ (HIGH BLUE) DRYPRO MODEL 873: „B“ (BLAU), „C“ (TRANSPARENT), „M“ (MAMMO)
④	COUNT	Die aktuelle Anzahl der Filmbögen wird angezeigt.
⑤	SHEETS OF PACKAGE	Wählen Sie von unten: „NORMAL PACKAGE“, „SMALL PACK“
⑥	Taste [SAVE]	Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.
⑦	Taste [BACK]	Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zurück ohne die Einstellungen zu speichern.



- Wenn Sie Einstellungen durchführen, die sich von der im Magazin eingelegten Filmgröße und Filmtyp unterscheiden, kann eine korrekte Bildausgabe möglicherweise nicht gewährleistet werden. Führen Sie keine Einstellungen durch, die sich von den Informationen des im Magazin eingelegten Films unterscheiden.
- Wenn Sie Einstellungen vornehmen, die sich von dem aktuell verwendeten Paket unterscheiden, kann ein Aufnahmefehler oder ein Filmnebel verursacht werden. Ändern Sie die Einstellungen nicht ohne triftigen Grund ab.
- Wenn Sie den Filmtyp gewechselt haben, setzen Sie den Referenzwert des QC-Musters zurück und legen Sie den Referenzwert neu fest.



Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.



Für das Fenster [PRINT QUEUE/DELETE], lesen Sie „3.4.1 Warteschlange drucken/löschen“ (Seite 28).

### 3 Klicken Sie auf die Taste [SAVE].

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.

## 3.6 Informationen

Sie können Systemeinstellungen des Hauptgeräts DRYPRO MODEL 832/873, Layouteinstellungen von Datum und Uhrzeit vornehmen und alle Aufträge über die Systemrücksetzung löschen.

### 3.6.1 Systemkonfiguration

Ändern Sie die Einstellungen für den Namen des Hauptgeräts DRYPRO MODEL 832/873 und des Netzwerks, und führen Sie die Einstellungen für den Ausschaltmodus und die Energiesparfunktion durch.

**1** Klicken Sie auf die Taste [SYSTEM SETUP] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 14x17 B (115)

DRYPRO INFO: DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

Calibration need.

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21)

11x14 B (92) Calibration.

11x14 M (73) Calibration.

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK

Das Fenster [SYSTEM SETUP] (die nächste Seite) wird angezeigt.



## 2 Führen Sie die erforderlichen Einstellungen durch.

### DRYPRO MODEL 832

### DRYPRO MODEL 873

Num-mer	Element	Erläuterung
①	NAME	Führen Sie die Einstellungen für den Namen dieses Geräts durch (innerhalb von 16 Zeichen), der auf Printlink5-IN angezeigt werden soll, und überprüfen Sie diese.
②	IP ADDRESS	DRYPRO MODEL 832: Überprüfen Sie die Einstellungen der IP-Adresse für dieses Gerät. DRYPRO MODEL 873: Nur angezeigt. Kann nicht eingestellt werden.
③	SUBNET MASK	DRYPRO MODEL 832: Überprüfen Sie die Einstellungen der Subnetzmaske für dieses Gerät. DRYPRO MODEL 873: Nur angezeigt. Kann nicht eingestellt werden.
④	DEFAULT GATEWAY	DRYPRO MODEL 832: Überprüfen Sie die Einstellungen der Standard-Gateway für dieses Gerät. DRYPRO MODEL 873: Nur angezeigt. Kann nicht eingestellt werden.
⑤	MAC ADDRESS	Die MAC-Adresse dieses Geräts wird angezeigt.
⑥	REMOTE POWER CONTROL	Führen Sie die Einstellungen zum Ausschaltmodus mit Printlink5-IN durch und überprüfen Sie diese. „OFF“ DRYPRO MODEL 832: Keine Verwendung des Ausschaltmodus DRYPRO MODEL 873: Keine Verwendung der Funktion Ausschaltmodus „[PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)]“ DRYPRO MODEL 832: Verwendung des Ausschaltmodus (da die Temperatur im Hauptgerät nach dem Ausschalten aufrechterhalten wird, kann die Aufwärmdauer während des Startvorgangs verkürzt werden.) DRYPRO MODEL 873: Verwendung der Funktion Ausschaltmodus über den PC (da die Temperatur im Hauptgerät nach dem Ausschalten aufrechterhalten wird, beträgt die Aufwärmdauer während des Startvorgangs circa 3 Minuten.) „[PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)]“ DRYPRO MODEL 832: Verwendung des Ausschaltmodus (Die Temperatur im Hauptgerät wird nach dem Ausschalten nicht kontrolliert.) DRYPRO MODEL 873: Verwendung der Funktion Ausschaltmodus über den PC (da die Temperatur im Hauptgerät nach dem Ausschalten nicht kontrolliert wird, beträgt die Aufwärmdauer während des Startvorgangs circa 10 Minuten.) „PW CONTROL FROM MAIN UNIT“ DRYPRO MODEL 873: Verwendung der Funktion Ausschaltmodus über das Hauptgerät (da die Temperatur des Hauptgeräts nach dem Ausschalten nicht kontrolliert wird, beträgt die Aufwärmdauer während des Startvorgangs circa 10 Minuten.) (Da die Temperatur im Hauptgerät aufrechterhalten wird, wenn der Wartemodus über das Bedienfeld des Hauptgeräts durchgeführt wird, beträgt die Aufwärmdauer während des Startvorgangs circa 3 Minuten.)
⑦	SLEEP MODE TIMER	Führen Sie die Einstellungen für den Ruhemodus durch und überprüfen Sie diese. „ON“: Schaltet nach dem eingestellten Zeitraum um auf den Ruhemodus. „OFF“: Schaltet nicht um auf den Ruhemodus.  Führen Sie die Einstellungen zum Zeitpunkt des Wechsels in den Ruhemodus durch und überprüfen Sie diese (20 bis 720 Minuten).
⑧	BUZZER	Führen Sie die Einstellungen für den Summer durch und überprüfen Sie diese. „ON“: Ton „OFF“: Stumm

⑨	Taste [SAVE]	Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.
⑩	Taste [BACK]	Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zurück ohne die Einstellungen zu speichern.

### **3 Klicken Sie auf die Taste [SAVE].**

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.

### 3.6.2 Zeitplanung

Sie können die Einstellungen zu Datum und Uhrzeit des auf Film auszugebenden Stempelinhalts durchführen und überprüfen.



- Die Uhrzeit vom Hauptgerät des DRYPRO MODEL 832/873 kann automatisch an die Uhrzeit des angeschlossenen Printlink5-IN angepasst werden.

#### 1 Klicken Sie auf die Taste [TIME LAYOUT] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

**Drypro832 Utility Tool (EN)**

STATUS	READY
TRAY INFO.	14x17 B (115)
DRYPRO INFO.	DP832 (192.168.20.161)

**PRINT INFO.**

PRINT QUEUE / DELETE   TEST PRINT   QC PATTERN

**FILM INFO.**

FILM DATA   FILM SETUP

**IMAGER INFO.**

SYSTEM SETUP   **TIME LAYOUT**   SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

**Drypro873 Utility Tool (EN)**

STATUS	READY
	Calibration need.
DRYPRO INFO.	DRYPRO 873 (10.14.8.171)
TRAY INFO.	14x17 B (21)
	11x14 B (32) Calibration.
	11x14 M (73) Calibration.

**PRINT INFO.**

PRINT QUEUE / DELETE   TEST PRINT   QC PATTERN

**FILM INFO.**

FILM DATA   FILM SETUP


**IMAGER INFO.**

SYSTEM SETUP   **TIME LAYOUT**   SORTER SETUP

BACK

Die Ansicht [TIME LAYOUT] (die nächste Seite) wird angezeigt.

## 2 Führen Sie die erforderlichen Einstellungen durch.



Num-mer	Element	Erläuterung
①	DATE LAYOUT	Das in [DATE FORMAT] und [DATE SEPARATOR] ausgewählte Format wird angezeigt.
②	TIME LAYOUT	Das in [TIME FORMAT] ausgewählte Format wird angezeigt.
③	DATE FORMAT	Wählen Sie nachfolgend das [DATE FORMAT] aus. „YYYY MM DD“: Jahr/Monat (zweistellige Zahl)/Tag „MM DD YYYY“: Monat/Tag (zweistellige Zahl)/Jahr „DD MM YYYY“: Tag/Monat/(zweistellige Zahl)/Jahr „YYYY MMM DD“: Jahr/Monat (drei alphabetische Zeichen)/Tag „MMM DD YYYY“: Monat (drei alphabetische Zeichen)/Tag/Jahr „DD MMM YYYY“: Tag/Monat (drei alphabetische Zeichen)/Jahr
④	DATE SEPARATOR	Wählen Sie nachfolgend [DATE SEPARATOR] aus. /(SCHRÄGSTRICH) -(BINDESTRICH) .(PUNKT) _(LEERZEICHEN)
⑤	TIME FORMAT	Wählen Sie nachfolgend das [TIME FORMAT] aus. „hh:mm“ :Stunde:Minute „tt hh:mm“ :AM/PM Stunde:Minute „hh:mm tt“ :Stunde:Minute AM/PM
⑥	Taste [SAVE]	Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.
⑦	Taste [BACK]	Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zurück ohne die Einstellungen zu speichern.

## 3 Klicken Sie auf die Taste [SAVE].

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.

### 3.6.3 Systemrücksetzung


Löscht alle Aufträge des DRYPRO MODEL 832.



- DRYPRO MODEL 873 ist nicht mit der Funktion „Systemrücksetzung“ ausgestattet.
- Sobald die Systemrücksetzung durchgeführt wurde, werden sämtliche nicht gedruckten Daten im Auftrag gelöscht.


3

- 1 Klicken Sie auf die Taste [SYSTEM RESET] im Fenster [Maintenance Menu].



Das Fenster [SYSTEM RESET] wird eingeblendet.

- 2 Klicken Sie auf die Taste [EXECUTE].



Durch das Klicken auf diese Taste löschen Sie alle Aufträge in der Warteschlange und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.



- Durch Klicken auf die Taste [BACK] kehren Sie zurück zum Fenster [Maintenance Menu] ohne die Aufträge zu löschen.

### 3.6.4 Sortiererkonfiguration


Führen Sie die Einstellungen für den Sortierer durch, der eine Option des DRYPRO MODEL 873 ist.



- DRYPRO MODEL 832 ist nicht mit der Funktion „Sortiererkonfiguration“ ausgestattet.


## 1 Klicken Sie auf die Taste [SORTER SETUP] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 873



Das Fenster [SORTER SETUP] wird eingeblendet.

## 2 Führen Sie die erforderlichen Einstellungen durch.



Numer	Element	Erläuterung
①	SORTER USE	Legen Sie fest, ob Lis-873 verwendet werden soll. „ON“: Lis-873 wird verwendet. „OFF“: Lis-873 wird nicht verwendet.
②	FIRST BIN	Geben Sie die Reihenfolge der Sortierernummern an. „TOP“: Die Nummern beginnen am oberen Behälter. „BOTTOM“: Die Nummern beginnen am unteren Behälter.

③	TEST PRINT BIN	Geben Sie das Ausgabeziel der Testdruckfilme an. „TOP BIN“: Gibt am oberen Behälter aus. „BOTTOM BIN“: Gibt am unteren Behälter aus.
④	JAM FILM BIN	Geben Sie das Ausgabeziel der gestauten Filme an. „TOP BIN“: Gibt am oberen Behälter aus. „BOTTOM BIN“: Gibt am unteren Behälter aus.
⑤	SMALL SIZE FILM BIN	Geben Sie das Ausgabeziel kleinformatiger Filme (Viertel und Sechstel) an. „TOP BIN“ : Gibt am oberen Behälter aus. „BOTTOM BIN“ : Gibt am unteren Behälter aus. „DICOM/P-CON“ : Gibt am unteren Behälter aus.
⑥	Taste [SAVE]	Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.
⑦	Taste [BACK]	Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zurück ohne die Einstellungen zu speichern.

### 3 Klicken Sie auf die Taste [SAVE].

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurück.

---



# **Kapitel 4**

---

## **Handhabung von Fehlern**

## 4.1 Fehlercode

In diesem Abschnitt werden die in Printlink5-IN aufgelisteten Fehlermeldungen und deren Lösungen erläutert.

(Hinweis: XXXX gibt Hexadezimalstellen an (0–9 oder A–F)).



- Auf dem Bedienfeld (Anzeigebildschirm) des DRYPRO MODEL 873 werden die Fehler angezeigt, die in Printlink5-IN aufgetreten sind.

Fehlercode	Fehlermeldung	Lösungen
CXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.
DXXXX	Error code used for DRYPRO MODEL 832/873	Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.
EXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.
FXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873“.
B0001	Imager Film size error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0005	Data cannot be sent properly	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B000A	Imager Supply unit suction unit error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B000B	Imager Pinch roller error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B000C	Imager Transfer unit open error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B000D	Imager Transfer unit close error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0014	Imager Film jam between supply and print units	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0015	Imager Film jam at print entrance	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0016	Imager Film jam in print unit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0018	Imager Film jam in receive unit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0019	Imager Supply magazine set error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B001B	Imager Receive magazine set error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B001D	Imager Receive magazine full	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B001E	Imager Supply magazine empty	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B001F	Imager Film jam between supply and print entrance	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0020	Imager Film jam between print entrance and transfer exit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0021	Imager Film jam at transfer unit exit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0023	Imager Film jam in receive unit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0024	Imager Film jam in print unit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

Fehlercode	Fehlermeldung	Lösungen
B0028	Imager Film jam between transfer and receive units	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0032	Imager Processor not ready	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0033	Imager Sorter not ready	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0035	Imager Docking unit sensor error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0036	Imager Docking unit sensor error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0037	Imager Film jam in docking unit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0038	Imager Film jam in docking unit	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B003C	Imager Polygon mirror error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B003D	Imager Horizontal sync get error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0040	Imager Faulty print roller	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0046	Imager Communication I/F initialize error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0047	Imager Communication I/F timeout error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0048	Imager Communication I/F signal error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0049	Imager Communication I/F signal get error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B004A	Imager Communication I/F signal get error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B004B	Imager Faulty laser power	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B004C	Imager Not enough memory	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0050	Imager Command error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0052	Imager Syntax error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0053	Imager Faulty parameter range	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0054	Imager Faulty format	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0055	Imager Faulty store/erase position	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0056	Imager Store position full	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0057	Imager Format error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0058	Imager Format error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B005A	Imager Disk error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0062	Imager Cannot accept Copy Stop	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0063	Imager error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B00a0	Imager Film empty 8x10	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A1	Imager Film empty 8x10 clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A2	Imager Film empty 8x10 blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.

Fehlercode	Fehlermeldung	Lösungen
B00A3	Imager Film empty 8x10 DR	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A4	Imager Film empty 8x10 DR clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A5	Imager Film empty 8x10 DR blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A6	Imager Film empty 10x12	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A7	Imager Film empty 10x12 clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A8	Imager Film empty 10x12 blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00A9	Imager Film empty 10x12 DR	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00AA	Imager Film empty 10x12 DR clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00AB	Imager Film empty 10x12 DR blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00AC	Imager Film empty 11x14	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00AD	Imager Film empty 11x14 clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00AE	Imager Film empty 11x14 blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00AF	Imager Film empty 11x14 DR	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B0	Imager Film empty 11x14 DR clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B1	Imager Film empty 11x14 DR blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.

Fehlercode	Fehlermeldung	Lösungen
B00B2	Imager Film empty 14x14	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B3	Imager Film empty 14x14 clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B4	Imager Film empty 14x14 blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B5	Imager Film empty 14x14 DR	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B6	Imager Film empty 14x14 DR clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B7	Imager Film empty 14x14 DR blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B8	Imager Film empty 14x17	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00B9	Imager Film empty 14x17 clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00BA	Imager Film empty 14x17 blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00BB	Imager Film empty 14x17 DR	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00BC	Imager Film empty 14x17 DR clear	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00BD	Imager Film empty 14x17 DR blue	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem kann gelöst werden, indem Sie die Filmgröße oder den Filmtyp ändern und die Daten erneut ausgeben.
B00C1	Imager Cover open error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B00C2	Imager Check chemistry error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B00C3	Imager Chemicals empty error	Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
BEF00	Printlink error	Schalten Sie Printlink5-IN aus und wieder ein und führen Sie es erneut aus.
B0100	Imager Network output error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B0101	Imager Network output warning	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.

Fehlercode	Fehlermeldung	Lösungen
B1000	Free HD space is smaller than the size to be warned	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B1001	Non-supported image format	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B1002	Printer driver is not configured	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
BF000	Imager not ready	Überprüfen Sie die Stromversorgung zum Imager.
BF001	Server not ready (Ping failed)	Überprüfen Sie die Stromversorgung zum Imager.
BF002	Server not ready (Socket connection failed)	Überprüfen Sie die Stromversorgung zum Imager.
BF006	The system will become unstable if it is energized continuously for 24 hours. Therefore, turn the power OFF after finishing a task. If the system has to be energized for over 24 hours continuously, turn the power OFF/ON once a week.	Schalten Sie Printlink5-IN aus und wieder ein und führen Sie es erneut aus.
BF008	Queue data input was deleted because of data inconsistency.	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2000	A-ASSOCIATE request error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2001	A-ASSOCIATE response error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2002	Receive A-ASSOCIATE-RJ error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2003	A-RELEASE request error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2004	A-RELEASE response error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2005	Received an association abort command	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2006	C-FIND request error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2007	C-FIND response error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2008	C-STORE request error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2009	C-STORE response error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B200A	SCU N-CREATE (Film Session)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B200B	SCP N-CREATE (Film Session)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B200C	SCU N-CREATE (Film Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B200D	SCP N-CREATE (Film Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.

Fehlercode	Fehlermeldung	Lösungen
B200E	SCU N-CREATE (Presentation LUT)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B200F	SCP N-CREATE (Presentation LUT)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2010	SCU N-SET (Film Session)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2011	SCP N-SET (Film Session)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2012	SCU N-SET (Film Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2013	SCP N-SET (Film Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2014	SCU N-SET (Image Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2015	SCP N-SET (Image Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2016	SCU N-SET (Annotation Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2017	SCP N-SET (Annotation Box)	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2018	SCU N-ACTION	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2019	SCP N-ACTION	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B201A	SCU N-DELETE	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B201B	SCP N-DELETE	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B201C	SCU N-GET	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B201D	SCP N-GET	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B201E	SCU N-EVENT_REPORT	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B201F	SCP N-EVENT_REPORT	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2020	SCU C-ECHO	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2021	SCP C-ECHO	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2022	Non-supported format	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2023	Unable to fit the image into a sheet	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.

Fehlercode	Fehlermeldung	Lösungen
B2024	LUT conversion has failed	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2025	Inconsistent queue file	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B2026	Inconsistent input file	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B3000	"?" exists in the recognition result	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B3001	Received emergency patient ID	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B3002	No Match ! patient information	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B3003	There is two or more patient information	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B3004	Not ready for search	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B3005	No search to be canceled exists	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.
B300F	Other search error	Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.



# Kapitel 5

---

## Wartung

## 5.1 Wartung, zu prüfende Elemente und Zeitplan

In diesem Abschnitt werden die Wartung und die zu prüfenden Elemente erläutert, die notwendig sind, um die Verwendung von Printlink5-IN in einem optimalen Zustand sicherzustellen.

### Vom Benutzer zu prüfende Elemente

Die Wartung und vom Benutzer zu prüfende Elemente lauten wie folgt: Orientieren Sie sich am Wartungszeitraum. Führen Sie je nach Nutzungsumgebung die erforderliche Wartung aus.

Beschreibung der Wartungsarbeiten	Wartungsintervall		
	Wöchentlich	Monatlich	Jährlich
Lüfterbetrieb prüfen	●		
Monitor reinigen	●		
Tastatur und Maus reinigen		●	
Hauptgehäuse reinigen			●

### Wartung und vom Servicepersonal zu prüfende Elemente

Andere wichtige Wartungsarbeiten und zu prüfende Elemente sind wie folgt: Diese sind im Wartungsvertrag enthalten. Wenden Sie sich zwecks der Durchführung von Wartungsarbeiten an den technischen Kundendienst von Konica Minolta.

Beschreibung der Wartungsarbeiten	Wartungsintervall
Reinigen Sie den Innenteil des Hauptgehäuses	Jährlich
Ersetzen Sie die im Hauptgehäuse eingebaute Lithi-umbatterie	Alle 4 Jahre

---

# Anhang

## A Spezifikationen

Modell		Printlink5-IN
Bildverarbeitung		Gradationsverarbeitung
Bildspeicherkapazität		Hauptgehäuse HDD: 250 GB
E/A-Anschluss (Ethernet)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1 (Standard)
Bildeingabe		16 Eingangskanäle und 8 Ausgangskanäle (bis zu 4 Imager-Ausgangskanäle)
Bildausgabe	Imager	
	Speicherung (optional)	
Druckerausgabe		Ausgabe auf Windows-kompatiblen Drucker möglich
DICOM-Unterstützung		Basic Grayscale Print Management Service Class (SCU, SCP) Storage Service Class (SCU) Modality Worklist Management Service Class (SCU)
Außenabmessungen	Hauptgehäuse	100 (B) × 378 (T) × 338 (H) mm
	Monitor	377 (B) × 206 (T) × 386 (H) mm
Gewicht	Hauptgehäuse	7,6 kg
	Monitor	3,9 kg
Stromversorgung	Hauptgehäuse	UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220–240 V (50/60 Hz)
	Monitor	UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	Hauptgehäuse	240 W
	Monitor	28 W
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	Hauptgehäuse	Temperatur: 10 °C – 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% – 90% (keine Kondensation)
	Monitor	Temperatur: 10 °C – 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 20% – 80% (keine Kondensation)

\* Hinweis: Die oben genannten Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

---

---





KONICA MINOLTA

**Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.**  
411 Newark-Pompton Turnpike, Wayne, NJ 07470,  
U.S.A.  
TEL. 973-633-1500



EU Authorized Representative:  
**Konica Minolta Business Solutions  
Europe GmbH**  
Capellalaan 65, 2132 JL, Hoofddorp,  
The Netherlands  
TEL. +31-20-658-4100

**Konica Minolta Healthcare India Private Ltd.**  
Office No.201, 2nd Floor, Atrium 2,  
Next to Courtyard Marriott Hotel, Andheri Kurla Road,  
Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093, India  
TEL. +91-22-61916900

**Konica Minolta Business Solutions (Canada)  
Ltd.**  
5875 Explorer Drive, Mississauga,  
Ontario, L4W 0E1, Canada  
TEL. 905-890-6600

**Konica Minolta Medical & Graphic (SHANGHAI)  
Co., Ltd.**  
Room 1602, Tower B, Hongwell International Plaza,  
1602 West Zhongshan Road, Xuhui District,  
Shanghai 200235 China  
TEL. 021-6422-2626

1116BA01DE01

2021-02-26  
(IT)