



KONICA MINOLTA

PRINT LINK for DRYPRO Printlink5-IN

Manuale di funzionamento



Manufacturer:
KONICA MINOLTA, INC.

1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan

IT

01

Introduzione

Prima di utilizzare la Printlink5-IN / Printlink per DRYPRO (di seguito "Printlink5-IN"), assicurarsi di aver letto questo manuale e di averne compreso appieno il contenuto. Questo manuale di funzionamento fornisce istruzioni per l'uso e le procedure operative per garantire un funzionamento sicuro. Questo manuale deve essere conservato a portata di mano per una rapida consultazione.



- **Questo documento descrive unicamente il metodo di utilizzo della Printlink5-IN. Fare riferimento al "Manuale di funzionamento DRYPRO MODEL 832" o al "Manuale di funzionamento della DRYPRO MODEL 873" e comprendere le funzioni e le precauzioni di base della DRYPRO MODEL 832/873 prima di utilizzare il prodotto.**

Capitolo 1

Precauzioni e avvertenze di sicurezza

1.1 Precauzioni di sicurezza

Quando si utilizza la Printlink5-IN, osservare le precauzioni di sicurezza descritte di seguito per garantire una corretta gestione. Prima di utilizzare la Printlink5-IN, assicurarsi di aver letto questo manuale e di averne compreso appieno il contenuto.

Sostituzione della batteria interna

Quando si sostituisce la batteria al litio contenuta nella Printlink5-IN, contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.

1.1.1 Istruzioni per l'uso



AVVERTENZA

- Le precauzioni indicate o contenute in questo prodotto, questo manuale o in altri manuali per varie apparecchiature sono state attentamente esaminate, tuttavia potrebbero verificarsi situazioni imprevedibili. Quando si utilizza il prodotto, seguire le istruzioni e restare sempre vigili.
- Non ci facciamo responsabili per la perdita di dati importanti come i dati dei pazienti che potrebbero derivare dall'introduzione della Printlink5-IN. Leggere attentamente questo manuale e prestare molta attenzione durante la gestione dei dati.



ATTENZIONE

- Seguire le istruzioni e le procedure contenute nel presente manuale e in altri manuali per le varie apparecchiature durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi di osservare le precauzioni di sicurezza indicate o contenute in questo prodotto o nel presente manuale o in altri manuali per varie apparecchiature. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni personali o danni a questo prodotto.
- Non eseguire operazioni o movimenti diversi da quelli descritti nel presente documento e in altri manuali per varie apparecchiature. Se si verifica un problema con un prodotto, contattateci.



ATTENZIONE

Printlink5-IN è conforme al seguente standard per l'interferenza da frequenze radio:

- **Classe B basato sullo standard del Consiglio di controllo volontario per le interferenze delle apparecchiature informatiche (VCCI)**
- **Classe B in conformità alla Parte 15 della Federal Communications Commission (FCC)**

Questo prodotto può causare interferenze radio durante il suo utilizzo. In tali casi, potrebbe essere richiesto agli utenti di adottare le misure appropriate.

1.1.2 Precauzioni generali



AVVERTENZA

- **Non utilizzare il prodotto in presenza di fumo, rumori insoliti o odori.**
Se viene rilevato fumo, odore insolito o rumore proveniente da questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa. Quindi, contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta. Se si continua ad usarlo così com'è, potrebbe causare un incendio.
- **Non inserire un pezzo di filo o metallo.**
Non inserire corpi estranei come una striscia di metallo o un filo nella ventola o nell'unità disco floppy. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare scosse elettriche.



ATTENZIONE

- **Non inserire acqua o corpi estranei nella Printlink5-IN.**
Non inserire liquidi come acqua o corpi estranei come una spilla o una forcina nella Printlink5-IN. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare incendi, scosse elettriche o guasti. Se qualcosa entra nel dispositivo, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa. Non tentare di smontarlo. Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.



ATTENZIONE

- **Utilizzare la macchina in una stanza ben illuminata.**
- **Riavviare periodicamente il dispositivo.**
- **Prima di spegnere la macchina o rimuovere un disco, assicurarsi che la spia di accesso al disco rigido sia spenta.**
- **Quando lo si spegne e riaccende, attendere almeno 10 secondi prima di riaccenderlo.**
- **Non spegnerlo bruscamente.**
Spegnere l'alimentazione mentre il programma è in esecuzione può danneggiare il programma di sistema o i dati dell'utente e causare malfunzionamenti del sistema. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dopo essere usciti da tutte le applicazioni.
- **Non tentare di modificare le impostazioni di Windows o installare altre applicazioni.**
La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare malfunzionamenti del sistema.
- **Pulire periodicamente la macchina.**
La pulizia periodica del dispositivo eviterà che si verifichino vari problemi.

1.1.3 Precauzioni di sicurezza per alimentatore e cavo di alimentazione



AVVERTENZA

- **Non toccare la spina con le mani bagnate.**
Non collegare o scollegare la spina con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- **Non collegare il filo di terra a un tubo del gas.**
Non collegare mai il filo di terra a un tubo del gas. La mancata osservanza di ciò potrebbe causare un'esplosione del gas.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, osservare quanto segue:
- **Evitare il contatto con liquidi, ad esempio l'acqua. Impedire che corpi estranei come una spilla o una forcina entrino nel dispositivo. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche o guasti.**
- **Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione specificato.**
- **Utilizzare l'alimentatore con capacità sufficienti secondo le specifiche.**
- **Impedire che polvere e sporco aderiscano alla spina di alimentazione o alla sua punta.**
- **Se la spina di alimentazione o il cavo di alimentazione sono caldi o se la spina in una presa a muro è allentata, evitare di utilizzare la macchina e contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.**



ATTENZIONE

- **Non utilizzare una presa di corrente diversa da quella nominale.**
Collegare il cavo di alimentazione direttamente alla presa a muro specificata. L'uso di un alimentatore diverso da quello nominale può causare incendi o dispersioni di corrente. Non installare il dispositivo dove è necessaria una prolunga.
- **Evitare la connessione a stella.**
Se la corrente che passa attraverso la presa a muro supera il valore nominale, la presa potrebbe surriscaldarsi, causando un pericolo di incendi.
- **Non utilizzare un cavo di alimentazione diverso da quello specificato.**
Non utilizzare un cavo di alimentazione diverso da quello fornito con questo dispositivo. Se la corrente che passa per il cavo di alimentazione supera il valore nominale, il cavo di alimentazione potrebbe surriscaldarsi, causando un pericolo di incendi. Per prevenire il pericolo di incendi o scosse elettriche causato da un cavo di alimentazione danneggiato, osservare le seguenti istruzioni:
- **Non tirare una parte del cavo.**
- **Non torcere il cavo di alimentazione.**
- **Non legare insieme il cavo di alimentazione.**
- **Non fissare il cavo di alimentazione con una pinzatrice o altri oggetti.**
- **Non schiacciare il cavo di alimentazione.**
- **Non mettere nessun oggetto sopra il cavo di alimentazione.**
- **Non modificare, lavorare o riparare il cavo di alimentazione.**
- **Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato.**
Sostituire immediatamente il cavo di alimentazione danneggiato con il cavo specificato. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione del cavo di alimentazione, contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
- **Tenere il cavo di alimentazione lontano da apparecchiature che emettono calore.**
- **Se si prevede di non utilizzare la macchina per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.**

1.1.4 Precauzioni per l'installazione, lo spostamento, la conservazione e la connessione



AVVERTENZA

- **Non lasciare materiali di imballaggio.**

Conservare i materiali di imballaggio utilizzati per il pannello di controllo della Printlink5-IN in un luogo in cui l'accesso dei pazienti sia limitato. Tenere i sacchetti di plastica lontano dai bambini, poiché potrebbero coprirsi la testa e soffocare.



ATTENZIONE

- **Non installare il dispositivo in un luogo diverso dall'area specificata.**

Non installare la Printlink5-IN nei seguenti luoghi o in luoghi diversi da quelli specificati in questo manuale. In caso contrario, si potrebbero causare incendi.

- **Luogo polveroso**
- **Luogo in cui la macchina è esposta alla luce solare diretta**
- **Luogo umido, ad esempio, vicino allo scaldabagno**
- **Luogo instabile**
- **Luogo poco ventilato**
- **Luogo in cui la macchina è esposta a fumo o vapore oleoso**
- **Luogo in cui esiste una differenza significativa tra luminosità e oscurità**
- **Luogo in cui la macchina è soggetta a temperature elevate, ad esempio vicino al riscaldamento**
- **Non posizionare la macchina direttamente sul pavimento.**
- **Non collegare o scollegare il cavo di interfaccia con il cavo di alimentazione collegato.**

Collegare o scollegare il cavo di interfaccia dopo aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Se si tocca un cavo o un connettore con il cavo di alimentazione collegato, i cortocircuiti possono causare incendi anche dopo aver spento l'interruttore di alimentazione.

- **Non utilizzare un cavo di interfaccia diverso da quello specificato.**

Utilizzare un cavo di interfaccia specificato da Konica Minolta e verificare il dispositivo di connessione e i connettori prima di realizzare le connessioni. Se viene utilizzato un cavo diverso da quello specificato o se è collegato a un dispositivo errato, i cortocircuiti potrebbero causare incendi. Osservare le seguenti istruzioni durante la manipolazione e il collegamento di un cavo di interfaccia.

- **Non utilizzare un connettore del cavo danneggiato.**
- **Non mettere nessun oggetto sopra il cavo.**
- **Non utilizzare un cavo danneggiato.**
- **Non camminare sul cavo.**
- **Non utilizzare la macchina con il cavo allentato.**
- **Non bloccare le aperture di ventilazione.**

Le aperture di ventilazione si trovano sulla parte anteriore e posteriore della macchina e servono a far fuoriuscire il calore interno. Installare la macchina per mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le aperture di ventilazione sulla parte anteriore e posteriore della macchina e sulla parete o altre attrezzature.



ATTENZIONE

- **Non spostare la macchina se vi sono cavi collegati.**
Il pannello di controllo della Printlink5-IN potrebbe cadere o rovesciarsi se il cavo di alimentazione o altri cavi rimangono intrappolati durante lo spostamento, causando lesioni.
- **Non spostare la Printlink5-IN anche dopo aver spento l'interruttore di alimentazione fino a quando non si arresta completamente.**
Prima di spostare la Printlink5-IN o eseguire lavori simili che potrebbero far muovere il dispositivo in una certa misura, attendere almeno 30 secondi dopo aver spento l'unità.

1.1.5 Istruzioni per la manutenzione



AVVERTENZA

- **Non smontare, riparare o modificare la macchina.**
Non bisogna mai smontare, riparare o modificare la macchina. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare malfunzionamenti della macchina, con conseguente incendi o scosse elettriche. Se è necessario riparare la macchina, contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
- **Non rimuovere le batterie al litio.**
Printlink5-IN contiene batterie al litio. Non rimuovere le batterie al litio. Se una batteria al litio viene messa vicino al fuoco o immersa in acqua, potrebbe esplodere. Quando la batteria al litio si scarica e il dispositivo non funziona correttamente, non tentare di smontare, sostituire o ricaricare la batteria da soli. Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
- **Non eseguire la manutenzione con la spina di alimentazione collegata.**
Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione della Printlink5-IN, spegnere e scollegare la spina dalla presa. Se si toccano dei componenti all'interno del dispositivo con il cavo di alimentazione collegato, ciò potrebbe causare scosse elettriche anche dopo aver spento l'interruttore di alimentazione. Scollegare la spina di alimentazione una volta ogni tanto e rimuovere polvere e sporco con un panno asciutto. La polvere o lo sporco accumulati sulla spina o sulla presa potrebbero provocare un incendio.



ATTENZIONE

- **Fare attenzione ai componenti riscaldati.**
Il disco rigido interno e altri componenti della Printlink5-IN sono estremamente caldi subito dopo lo spegnimento.
- **Realizzare connessioni sicure.**
Collegare saldamente il cavo di alimentazione, il cavo di interfaccia e le schede. Se non sono collegati in modo sicuro, possono causare guasti ai contatti, con conseguente generazione di fumo o incendi.
- **Non graffiare o colpire il dispositivo con un oggetto duro.**
Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causando guasti.
- **Assicurarsi di pulire l'interno della macchina.**
Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta e far realizzare una pulizia dell'interno della Printlink5-IN una volta all'anno. La polvere accumulata all'interno della macchina può causare una generazione di calore o incendi.

1.1.6 Precauzioni per l'uso



AVVERTENZA

- **In caso di tuoni, interrompere l'uso della macchina.**

Quando è probabile che si verifichi un fulmine, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione.

In caso di tuoni prima di scollegare il cavo di alimentazione, non toccare la macchina né i cavi. Altrimenti ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



ATTENZIONE

- **Non posizionare una tazza o un bicchiere di caffè, succo o altro liquido sul dispositivo.**

Se acqua, sostanze liquide o metallo entrano nella macchina, il suo funzionamento costituisce un pericolo. Impedire l'ingresso di corpi estranei nella macchina.

- **Non utilizzare la macchina in una stanza in cui vengono utilizzati o riposti agenti chimici.**

- **Non utilizzare un telefono cellulare, PHS o cercapersone vicino al dispositivo.**

Accertarsi che l'alimentazione di telefoni cellulari, PHS o cercapersone sia spenta in prossimità della Printlink5-IN. In caso contrario, le onde radio potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.

- **Guardare il monitor ad almeno 80 cm di distanza.**

- **Non utilizzare la macchina in modo continuo per periodi prolungati.**

- **Se è necessario utilizzare la macchina in modo continuo per periodi prolungati, fare una pausa da 10 a 15 minuti ogni ora per dare una pausa agli occhi.**

Fissare il monitor continuamente per un lungo periodo di tempo provoca affaticamento degli occhi.

- **Prestare attenzione alle condizioni di ricezione della radio o della TV vicine durante l'uso della macchina.**

Se utilizzato vicino a una radio o TV, il dispositivo può generare rumore nella radio o TV. In tali casi, utilizzare la radio o la TV mantenendola ben lontana da questo dispositivo.

- **Prestare estrema attenzione per evitare che un virus infetti il dispositivo in una connessione di rete o in una singola connessione.**

- **Se il dispositivo viene utilizzato ed alimentato continuamente per 24 ore, ciò causerà un funzionamento instabile del sistema.**

Pertanto, spegnere l'alimentazione al termine del lavoro per mantenere un funzionamento stabile.

Se il sistema viene alimentato in modo continuo per 24 ore per necessità, spegnerlo/accenderlo una volta a settimana. Se il dispositivo viene alimentato continuamente per 24 ore per un periodo di 14 giorni, si riavvierà automaticamente (riavvio) (quando si utilizza il dispositivo senza un monitor, impostare sempre il riavvio automatico su ON durante l'installazione del dispositivo). Una volta raggiunto il tempo impostato per il riavvio specificato durante la comunicazione con la modalità, viene trasmesso ABORT e la comunicazione termina. Non è possibile ricevere data dalla modalità durante il riavvio (circa due minuti). Tuttavia, gli elementi che sono già stati ricevuti e visualizzati nella finestra della coda della Printlink5-IN vengono conservati anche se viene eseguito il riavvio.

- **Quando si utilizza questo dispositivo senza monitor, eseguire l'arresto e l'avvio di Printlink5-IN utilizzando l'interruttore di alimentazione sul computer. Se non si nota che non è presente alcun monitor e l'alimentazione è spenta, tenere premuto l'interruttore più a lungo per eseguire uno spegnimento forzato. Pertanto, fare attenzione a non tenere premuto l'interruttore per più di 3 secondi.**

1.1.7 Istruzioni per lo smaltimento

Quando si smaltisce la Printlink5-IN, tenere presente quanto segue:



ATTENZIONE

- **Rimuovere la batteria al litio all'interno nell'unità principale prima di smaltire l'unità principale della Printlink5-IN.**
- **Quando si smaltisce l'unità principale della Printlink5-IN e il monitor LCD, riciclarla correttamente in conformità con "Legge per la promozione dell'utilizzo effettivo delle risorse (legge rivista sul riciclaggio)".**
- **Gli accessori devono essere smaltiti come rifiuti industriali.**
 - Materiale di imballaggio della Printlink5-IN
 - Batteria al litio integrata nella Printlink5-IN

Assicurarsi di far realizzare lo smaltimento a un'impresa di smaltimento di rifiuti industriali autorizzata in conformità con le ordinanze e le normative applicabili del governo locale.

Capitolo 2

Avvio e uscita dalla Printlink5-IN e modalità di spegnimento del registratore di immagini

2.1 Avvio e uscita dalla Printlink5-IN

Questa sezione descrive come avviare ed uscire dalla Printlink5-IN.




- Se la Printlink5-IN viene utilizzata ed alimentata continuamente per 24 ore, ciò causerà un funzionamento instabile del sistema. Pertanto, per mantenere un funzionamento sicuro, uscire dalla Printlink5-IN al termine del lavoro. Se il sistema viene alimentato in modo continuo per 24 ore per necessità, uscire/avviare Printlink5-IN una volta a settimana. Se il dispositivo viene alimentato continuamente per 24 ore per un periodo di 14 giorni, si riavvierà automaticamente (riavvio) (quando si utilizza il dispositivo senza un monitor, impostare sempre il riavvio automatico su ON durante l'installazione del dispositivo). Una volta raggiunto il tempo impostato per il riavvio specificato durante la comunicazione con la modalità, viene trasmesso ABORT e la comunicazione termina. Non è possibile ricevere data dalla modalità durante il riavvio (circa due minuti). Tuttavia, gli elementi che sono già stati ricevuti e visualizzati nella finestra della coda della Printlink5-IN vengono conservati anche se viene eseguito il riavvio.
- Quando si utilizza questo dispositivo senza monitor, eseguire l'arresto e l'avvio di Printlink5-IN utilizzando l'interruttore di alimentazione sul computer. Se non si nota che non è presente alcun monitor e l'alimentazione è spenta, tenere premuto l'interruttore più a lungo per eseguire uno spegnimento forzato. Pertanto, fare attenzione a non tenere premuto l'interruttore per più di 3 secondi.


2.1.1 Come avviare

Per avviare Printlink5-IN, procedere come segue:

1 Accendere l'interruttore di alimentazione della Printlink5-IN.



La finestra principale di Printlink5-IN viene visualizzata dopo l'avvio di Windows.



L'icona Printlink5-IN viene visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows (nella parte inferiore destra dello schermo per impostazione predefinita).



L'icona cambia in base alle condizioni di comunicazione come segue:

Icona	Significato
	Le condizioni di comunicazione sono normali.
	C'è una coda nello stato di avviso.
	C'è una coda nello stato di errore.



- Se durante il processo di avvio non viene visualizzata la finestra principale di Printlink5-IN, fare clic su Printlink5-IN nella barra delle applicazioni. Viene visualizzata la finestra principale.
- Quando si è chiuso facendo clic sul pulsante (Chiudi) o (Riduci a icona) viene visualizzata la finestra principale facendo clic sull'icona Printlink5-IN nella barra delle applicazioni.
- Quando è impostata la modalità di spegnimento, si avvia anche il registratore di immagini obiettivo.




"2.2 Registratore di immagini Modalità di spegnimento" (Pagina 17)

2.1.2 Come uscire


Per uscire dalla Printlink5-IN, procedere come segue:

- 1 Scegliere [Terminate] dal menu [Operation] nella finestra principale di Printlink5-IN.**



Comparare il messaggio di conferma.

- 2 Fare clic sul pulsante [OK].**



Si realizza l'uscita dalla Printlink5-IN, quindi Windows si spegne. Il PC verrà spento.



- La coda visualizzata in [Communication Condition] all'arresto verrà trattata fino al successivo riavvio della macchina.
- Quando è impostata la modalità di spegnimento, viene spento anche il registratore di immagini obiettivo.



"2.2 Registratore di immagini Modalità di spegnimento" (Pagina 17)



- Anche se la modalità di spegnimento è impostata su "ON", la funzione di spegnimento non funzionerà immediatamente dopo lo spegnimento di Windows senza selezionare [Exit] dal menu [Operation] nella finestra principale di Printlink5-IN. In questo caso, il registratore di immagini verrà spento dopo circa 10 minuti dallo spegnimento di Printlink5-IN.

2.2 Registratore di immagini Modalità di spegnimento

Il registratore di immagini collegato a questa macchina può essere acceso/spento in sincronia con l'avvio/uscita dalla Printlink5-IN. Questa funzione è chiamata modalità di spegnimento.

Il seguente modello di registratore d'immagini supporta la modalità di spegnimento.

- Laser Imager DRYPRO MODEL 832
- Laser Imager DRYPRO MODEL 873


Per spegnere in sincronizzazione con la DRYPRO MODEL 832/873, avviare Utility Tool, che esegue la manutenzione della DRYPRO MODEL 832/873, dalla finestra principale della Printlink5-IN e impostare la modalità di spegnimento su "ON". Eseguire i seguenti passaggi.

Per ulteriori informazioni su Utility Tool della DRYPRO MODEL 832/873, consultare il capitolo 3 "Utilizzo di 'Utility Tool' per la manutenzione della DRYPRO MODEL 832/873".



- Anche se la modalità di spegnimento è impostata su "ON", la funzione di spegnimento non funzionerà immediatamente dopo lo spegnimento di Windows senza selezionare [Exit] dal menu [Operation] nella finestra principale di Printlink5-IN. In questo caso, il registratore di immagini verrà spento dopo circa 10 minuti dallo spegnimento di Printlink5-IN.

- 1 Fare doppio clic sulla riga che mostra le impostazioni del registratore di immagini della DRYPRO MODEL 832 o 873 su [Output destination information] nella finestra principale della Printlink5-IN.



Utility Tool della DRYPRO MODEL 832/873 viene avviato e viene visualizzata la finestra [Maintenance Menu] (la pagina successiva).

2 Fare clic sul pulsante [SYSTEM SETUP].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 8x10 B (30) 14x17 B (112)

DRYPRO INFO: DRYPRO MODEL 832 (10.14.8.134)

PRINT INFO: PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO: FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO: **SYSTEM SETUP** TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

Calibration need

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21)

11x14 B (92) Calibration

11x14 M (73) Calibration

PRINT INFO: PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO: FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO: **SYSTEM SETUP** TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK

Compare la finestra [SYSTEM SETUP].

3 Impostare [REMOTE POWER CONTROL] su "PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)" o "PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)" e fare clic sul pulsante [SAVE].

DRYPRO MODEL 832

SYSTEM SETUP

IMAGER NAME

NAME: DRYPRO832

IP ADDRESS: 10 14 8 142 (0-255)

SUBNET MASK: 255 255 240 0 (0-255)

DEFAULT GATEWAY: 0 0 0 0 (0-255)

MAC ADDRESS: 00:50:AA:80:60:20

REMOTE POWER CONTROL: **PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)**

SLEEP MODE TIMER: ON OFF 20 MIN (20-720)

BUZZER: ON OFF

SAVE BACK

DRYPRO MODEL 873

SYSTEM SETUP

IMAGER NAME

NAME: DRYPRO 873

IP ADDRESS: 10 14 8 171 (0-255)

SUBNET MASK: 255 255 240 0 (0-255)

DEFAULT GATEWAY: 10 14 0 1 (0-255)

MAC ADDRESS: 00:50:AA:8F:EF:31

REMOTE POWER CONTROL: **PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)**

SLEEP MODE TIMER: ON OFF 20 MIN (20-720)

BUZZER: ON OFF


SAVE BACK

- Impostando su "PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)" si riduce il periodo di riscaldamento durante il processo di avvio, poiché la temperatura all'interno dell'unità principale viene mantenuta dopo lo spegnimento.
- Impostando su "PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)" non si controlla la temperatura all'interno dell'unità principale dopo lo spegnimento.

Le impostazioni verranno salvate e la finestra verrà chiusa.

4 Fare clic sul pulsante [BACK] nella finestra [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832



Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 8x10 B (30) 14x17 B (112)

DRYPRO INFO: DRYPRO MODEL 832 (10.14.8.134)

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:


FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873



Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

Calibration need

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21)

11x14 B (32) Calibration

11x14 M (73) Calibration

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK

Verrà realizzata l'uscita di Utility Tool della DRYPRO MODEL 832/873 e la finestra [Maintenance Menu] verrà chiusa.

Capitolo 3

**Uso tramite "Utility Tool"
per la manutenzione della
DRYPRO MODEL 832/873**

3.1 Avvio ed uscita da Utility Tool


La Printlink5-IN è dotata di un'applicazione denominata Utility Tool, che esegue la manutenzione della DRYPRO MODEL 832/873.

Questa sezione fornisce una spiegazione su come avviare e uscire da Utility Tool della DRYPRO MODEL 832/873.

3.1.1 Come avviare Utility Tool

Per avviare Utility Tool dalla Printlink5-IN, procedere come segue:

- 1** Fare doppio clic sulla riga che mostra la DRYPRO MODEL 832 o 873 su [Output destination information] nella finestra principale della Printlink5-IN.



Viene visualizzata la finestra [Maintenance Menu] di Utility Tool.



"3.2 Finestra del menu di manutenzione" (Pagina 24)

3.1.2 Come uscire da Utility Tool

Per uscire da Utility Tool, procedere come segue:

- 1** Fare clic sul pulsante [BACK] nella finestra [Maintenance Menu] di Utility Tool.

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS	READY
TRAY INFO.	14x17 B (115)
DRYPRO INFO.	DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS	READY
	Calibration need.
DRYPRO INFO.	DRYPRO 873 (10.14.8.171)
TRAY INFO.	14x17 B (21)
	11x14 B (92) Calibration.
	11x14 M (73) Calibration.

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO.


SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK


3.2 Finestra del menu di manutenzione

Questa sezione descrive la finestra [Maintenance Menu] di Utility Tool della DRYPRO MODEL 832/873.

DRYPRO MODEL 832





DRYPRO MODEL 873



Nu- mero	Elemento	Descrizione	Fare riferimento a
①	Icona DRYPRO 832	Quando si verifica un errore, facendo clic su questa icona viene visualizzata la finestra [Solutions].	3.3 Finestra delle soluzioni (Pagina 26)
②	STATUS	Mostra lo stato corrente di questa macchina.	Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".
③	TRAY INFO.	Vengono mostrate le dimensioni e il tipo di pellicola caricata.	Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".
④	DRYPRO INFO.	Vengono visualizzati il nome e l'indirizzo IP impostati.	—
	PRINT INFO.		3.4 Informazioni di stampa (Pagina 28)
⑤	Pulsante [PRINT QUEUE/DELETE]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [PRINT QUEUE/DELETE].	3.4.1 Elimina/metti in coda la stampa (Pagina 28)
⑥	Pulsante [TEST PRINT]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [TEST PRINT]. È possibile stampare i rapporti sulla qualità per controllare la densità.	3.4.2 Stampa di prova (Pagina 30)
⑦	Pulsante [QC PATTERN]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [QC PATTERN]. È possibile controllare il valore di riferimento e i risultati dei rapporti sulla qualità.	3.4.3 Rapporto sulla qualità (Pagina 32)
	FILM INFO.		3.5 Informazioni su film e vassoio (Pagina 35)
⑧	Pulsante [FILM DATA]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [FILM DATA].	3.5.1 Dati sulla pellicola (Pagina 35)
⑨	Pulsante [FILM SETUP]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [FILM SETUP]. Specificare le dimensioni, il tipo e il numero di fogli della pellicola.	3.5.2 Configurazione della pellicola (Pagina 37)
	IMAGER INFO.		3.6 Informazioni (Pagina 40)
⑩	Pulsante [SYSTEM SETUP]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [SYSTEM SETUP]. È possibile configurare le impostazioni di rete e di risparmio.	3.6.1 Configurazione di sistema (Pagina 40)
⑪	Pulsante [TIME LAYOUT]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [TIME LAYOUT]. È possibile impostare il formato di visualizzazione di data e ora.	3.6.2 Formato del tempo (Pagina 43)
⑫	Pulsante [SYSTEM RESET]	Elimina tutti i lavori.	3.6.3 Ripristino del sistema (Pagina 45)
⑬	Pulsante [BACK]	Esce da Utility Tool.	3.1.2 Come uscire da Utility Tool (Pagina 23)
⑭	[SORTER SETUP]	Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra [SORTER SETUP]. Specificare le varie impostazioni del fascicolatore (opzionale).	3.6.4 Configurazione del fascicolatore (Pagina 46)

3.3 Finestra delle soluzioni



Per la DRYPRO 832, quando la pellicola si esaurisce, è necessario cambiare il filtro, o si verifica un inceppamento della pellicola, fare clic sull'icona in alto a sinistra nella finestra [Maintenance Menu] per visualizzare la finestra che mostra le soluzioni appropriate a seconda del caso.

Visualizzazione della finestra [Maintenance Menu]	Finestra delle soluzioni appropriate
<p>Quando la pellicola si esaurisce</p> 	



Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832".

Quando è richiesto il cambio del filtro

	
---	--




Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832".

Visualizzazione della finestra [Maintenance Menu]

Finestra delle soluzioni appropriate

Quando si verifica un inceppamento della pellicola nell'unità di processo termico

Drypro832 Utility Tool (EN)



STATUS	ERROR
TRAY INFO.	[E4611] Film jam occurred.
DRYPRO INFO.	14x17 B (111)
	DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA FILM SETUP


IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

Film Jam

Film Jam



Open the front cover to remove a jammed film.

1. Rotate the handle at the lower left of the machine in clockwise direction until the film leading edge comes out.
2. Remove the jammed film and then close the front cover to finish.


BACK



Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832".

Quando si verifica un inceppamento della pellicola tra il vassoio di alimentazione e l'unità di regolazione della posizione

Drypro832 Utility Tool (EN)



STATUS	ERROR
TRAY INFO.	[E4412] Film jam occurred.
DRYPRO INFO.	14x17 B (114)
	DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.

FILM DATA FILM SETUP


IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

Film Jam

Film Jam



Open the front cover to remove a jammed film.

1. Move the lever at the middle right upward to open the right cover.
2. Remove the jammed film and then close the right and front cover to finish.

BACK



Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832".

3.4 Informazioni di stampa


È possibile visualizzare l'elenco dei lavori o eliminare un lavoro da Utility Tool. Inoltre è possibile stampare una stampa di prova per controllare la densità.

3.4.1 Elimina/metti in coda la stampa


È possibile controllare lo stato e le informazioni del lavoro di stampa nella DRYPRO MODEL 832/873 o eliminare il lavoro di stampa.

1 Fare clic sul pulsante [PRINT QUEUE/DELETE] nella finestra [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873




Viene visualizzata la finestra [PRINT QUEUE/DELETE].

DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Nu- mero	Elemento	Descrizione
①	NO	Viene visualizzato il numero articolo del lavoro di stampa.
②	RECEIVE TIME	Mostra la data e l'ora in cui è stata ricevuta un'immagine.
③	PAGE	Viene visualizzato il numero seriale della pellicola in uscita assegnato dal sistema diagnostico.
④	SIZE/TYPE	Vengono mostrate le dimensioni e il tipo di pellicola in uscita.
⑤	COPY	Viene mostrato il numero di copie stampate.
⑥	FORMAT	Viene mostrato il numero di frame.
⑦	Pulsante [DELETE]	Facendo clic su questo pulsante si elimina il lavoro selezionato.
⑧	Pulsante [ALL DELETE]	Facendo clic su questo pulsante si eliminano tutti i lavori visualizzati.
⑨	Pulsante [BACK]	Facendo clic su questo pulsante si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].
⑩	OUTPUT BIN	Viene visualizzato il contenitore del fascicolatore della destinazione di uscita.

2 Fare clic sul pulsante [BACK].

Il display viene ripristinato alla finestra [Maintenance Menu].

3.4.2 Stampa di prova

Quando viene eseguita la stampa di prova, viene stampato il rapporto sulla qualità per la valutazione della qualità dell'immagine e viene misurata la densità del rapporto sulla qualità con il densitometro incorporato e la densità viene controllata automaticamente. È possibile verificare la qualità dell'immagine per problemi controllando visivamente la stampa del rapporto sulla qualità. Eseguire la stampa di prova dal vassoio di alimentazione (se è installato Lispl-832).

Questa sezione descrive come stampare i rapporti sulla qualità da Utility Tool. Per la funzione di stampa di prova complessiva e il metodo di valutazione dei risultati dopo la stampa dei rapporti sulla qualità, vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".



- È possibile anche stampare il rapporto sulla qualità dal pannello operativo dell'unità principale.




Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".


Per stampare il rapporto sulla qualità, procedere come segue.

1 Fare clic sul pulsante [TEST PRINT] nella finestra [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873




Viene visualizzata la finestra [TEST PRINT].

- 2** Selezionare il vassoio che si desidera utilizzare da [TRAY SELECT] e fare clic sul pulsante [PRINT].



- Facendo clic sul pulsante [BACK] si torna alla finestra [Maintenance Menu] senza generare alcun rapporto sulla qualità.

I rapporti sulla qualità mostrati di seguito vengono emessi e il display torna alla finestra [Maintenance Menu].



3.4.3 Rapporto sulla qualità

Viene mostrato il valore del rapporto sulla qualità letto con il densitometro incorporato nella DRYPRO MODEL 832/873. Se il valore letto rientra nel limite del valore di riferimento preimpostato (OK), la lettura viene visualizzata in blu, se è al di fuori del limite del valore di riferimento (NG), viene visualizzata in rosso.

Per la funzione di stampa di prova complessiva e il metodo di valutazione dei risultati dopo la stampa dei rapporti sulla qualità, vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".



- Se il risultato del rapporto sulla qualità è "NG", eseguire la calibrazione.



Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".



- È possibile anche controllare il risultato del rapporto sulla qualità sul pannello operativo dell'unità principale.




Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".

1 Fare clic sul pulsante [QC PATTERN] nella finestra [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

Viene mostrata la finestra [QC PATTERN].



Nu- mero	Elemento	Descrizione
①	TRAY SELECT	Seleziona il vassoio di alimentazione di destinazione.
②	BASE/RANGE	Vengono visualizzati la data e l'ora in cui è stato impostato il valore di riferimento, il valore di riferimento e l'intervallo di errori.
③	Pulsante [RESET]	Facendo clic su questo pulsante si ripristina un valore di riferimento.
④	RAPPORTO SULLA QUALITÀ	Vengono visualizzati un massimo di 60 rapporti sulla qualità da quelli nuovi. Se il valore dei risultati è "OK", viene mostrato in blu, se è "NG", viene mostrato in rosso.
⑤	Pulsante [CSV FILE OUTPUT]	Facendo clic su questo pulsante vengono mostrati i risultati del rapporto sulla qualità in un file in formato CSV.
⑥	Pulsante [BACK]	Facendo clic su questo pulsante si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].



- I valori di densità mostrati vengono arrotondati alla cifra mostrata. Pertanto, gli stessi valori possono significare risultati diversi.

2 Fare clic sul pulsante [BACK].

Il display ritorna alla finestra [Maintenance Menu].

Ripristino del valore di riferimento

Nei seguenti casi, è necessario ripristinare un valore di riferimento per un controllo della densità.


- Quando il tipo di pellicola è stato cambiato
- Quando negli ultimi tre mesi o più non sono stati stampati rapporti sulla qualità
- Quando è trascorsa una settimana o più senza stampare tre volte il rapporto sulla qualità al momento dell'impostazione di un valore di riferimento

Per ripristinare il valore di riferimento, procedere come segue.

1 Fare clic sul pulsante [RESET] nella finestra [QC PATTERN].

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

2 Fare clic sul pulsante [YES].



Il valore di riferimento viene ripristinato.



- Se il valore di riferimento è stato ripristinato, stampare tre volte i rapporti sulla qualità e reimpostare il valore di riferimento.



Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".


Emissione del file CSV

Il rapporto sulla qualità può essere emesso come file in formato CSV.

1 Fare clic sul pulsante [CSV FILE OUTPUT] nella finestra [QC PATTERN].

Viene visualizzata la finestra [Save As].

2 Specificare la posizione e il nome in cui è stato salvato il file, quindi fare clic sul pulsante [Save].



Il file CSV verrà salvato.

3.5 Informazioni su film e vassoio


È possibile controllare il numero di fogli di pellicola in uscita nel DRYPRO MODEL 832/873 e le informazioni sulla pellicola impostate per il vassoio.

3.5.1 Dati sulla pellicola


È possibile contare e controllare il numero di fogli di pellicola su base giornaliera, settimanale o mensile. Inoltre, i dati contati possono essere emessi come file CSV.

1 Fare clic sul pulsante [FILM DATA] nella finestra [Maintenance Menu].


DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Viene visualizzata la finestra [FILM DATA] (la pagina successiva).



Nu- mero	Elemento	Descrizione
①	SELECT COUNT TYPE	Selezionare l'unità di conteggio. <ul style="list-style-type: none"> • "Daily": vengono visualizzati i dati di 365 giorni conteggiati giornalmente. • "Weekly": vengono visualizzati i dati di 52 settimane conteggiati settimanalmente. • "Monthly": vengono visualizzati i dati di 12 mesi conteggiati mensilmente.
②	NUMERO DI FOGLI DEL RISULTATO DEL CONTEGGIO DELLA PELLICOLA	Il numero di fogli di pellicola in ciascun vassoio di alimentazione viene visualizzato nell'unità di conteggio specificata in [SELECT COUNT TYPE]. Tuttavia, le stampe del foglio di calibrazione e dei rapporti sulla qualità non sono inclusi.
③	Pulsante [CSV FILE OUTPUT]	Facendo clic su questo pulsante vengono emessi i dati in un file in formato CSV.
④	Pulsante [BACK]	Facendo clic su questo pulsante si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].
⑤	SELECT INPUT DEVICE	Dal menu a discesa, selezionare il dispositivo di immissione da visualizzare.



- Il tempo di conteggio giornaliero è fissato alle 23:59:59.
- Il conteggio settimanale è impostato sul totale da domenica a sabato, mentre la data del conteggio mensile è impostata sull'ultimo giorno del mese.


2 Fare clic sul pulsante [BACK].

Il display ritorna alla finestra [Maintenance Menu].

Emissione del file CSV

I dati possono essere emessi come file in formato CSV.

- 1** Fare clic sul pulsante **[CSV FILE OUTPUT]** nella finestra **[FILM DATA]**.
Viene visualizzata la finestra **[Save As]**.
- 2** Specificare la posizione e il nome in cui è stato salvato il file, quindi fare clic sul pulsante **[Save]**.




Il file CSV verrà salvato.

3.5.2 Configurazione della pellicola


Impostare le dimensioni e il tipo di pellicola per il vassoio della DRYPRO MODEL 832/873.

- 1** Fare clic sul pulsante **[FILM SETUP]** nella finestra **[Maintenance Menu]**.

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873




Viene visualizzata la finestra **[FILM SETUP]** (la pagina successiva).

2 Configurare le impostazioni necessarie.

DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Nu- mero	Elemento	Descrizione
①	TRAY USE	Se è installato un Lispl-832 opzionale (DRYPRO MODEL 832) o un Lispl-873 (DRYPRO MODEL 873), specificare se viene utilizzato o meno il vassoio di alimentazione. Non è possibile cambiare quando i lavori sono visualizzati nella finestra [PRINT QUEUE/DELETE]. "ON": Viene utilizzato il vassoio di alimentazione. "OFF": Non viene utilizzato il vassoio di alimentazione.
②	FILM SIZE	Selezionare da sotto: Non è possibile cambiare quando i lavori sono visualizzati nella finestra [PRINT QUEUE/DELETE]. (14 × 17), (14 × 14), (11 × 14), (10 × 12), (8 × 10)
③	FILM TYPE	Selezionare da sotto: Non è possibile cambiare quando i lavori sono visualizzati nella finestra [PRINT QUEUE/DELETE]. DRYPRO MODEL 832: "B" (BLU), "C" (CHIARO), "HB" (BLU ACCESO) DRYPRO MODEL 873: "B" (BLU), "C" (CHIARO), "M" (MAMMOGRAFIA)
④	COUNT	Viene mostrato il numero attuale di fogli di pellicola.
⑤	SHEETS OF PACKAGE	Selezionare da sotto: "NORMAL PACKAGE", "SMALL PACK"
⑥	Pulsante [SAVE]	Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].
⑦	Pulsante [BACK]	Facendo clic su questo pulsante si ritorna alla finestra [Maintenance Menu] senza salvare le impostazioni.



- Se si configurano impostazioni diverse dalle dimensioni e dal tipo di pellicola caricati nel vassoio, è possibile che non venga emessa un'immagine corretta. Non configurare impostazioni diverse dalle informazioni sulla pellicola caricata nel vassoio.
- Se si configurano impostazioni diverse dal pacchetto attualmente in uso, è possibile che si verifichino errori di prelievo o nebbia sulla pellicola. Non modificare le impostazioni senza il dovuto motivo.
- Se il tipo di pellicola è stato cambiato, ripristinare il valore di riferimento del rapporto sulla qualità e impostare nuovamente il valore di riferimento.



Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".



Per la finestra [PRINT QUEUE/DELETE] vedere "3.4.1 Elimina/metti in coda la stampa" (Pagina 28).

3 Fare clic sul pulsante [SAVE].

Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].

3.6 Informazioni

È possibile configurare le impostazioni di sistema dell'unità principale e del formato data e ora della DRYPRO MODEL 832/873 ed eliminare di tutti i lavori mediante il ripristino del sistema.

3.6.1 Configurazione di sistema

Configurare le impostazioni sul nome dell'unità principale e della rete della DRYPRO MODEL 832/873 e modificare le impostazioni sulla modalità di spegnimento e risparmio.

1 Fare clic sul pulsante [SYSTEM SETUP] nella finestra [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 14x17 B (115)

DRYPRO INFO: DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

Calibration need

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21)

11x14 B (92) Calibration

11x14 M (73) Calibration

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK

Viene visualizzata la finestra [SYSTEM SETUP] (la pagina successiva).

2 Configurare le impostazioni necessarie.

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

Nu- mero	Elemento	Descrizione
①	NAME	Configurare e verificare le impostazioni del nome di questa macchina (entro 16 caratteri) da visualizzare sulla Printlink5-IN.
②	IP ADDRESS	DRYPRO MODEL 832: controllare le impostazioni dell'indirizzo IP di questa macchina. DRYPRO MODEL 873: solo visualizzato. Non può essere configurato.
③	SUBNET MASK	DRYPRO MODEL 832: controllare le impostazioni della maschera di sottorete di questa macchina. DRYPRO MODEL 873: solo visualizzato. Non può essere configurato.
④	DEFAULT GATEWAY	DRYPRO MODEL 832: controllare le impostazioni del gateway predefinito di questa macchina. DRYPRO MODEL 873: solo visualizzato. Non può essere configurato.
⑤	MAC ADDRESS	Viene visualizzato l'indirizzo MAC di questa macchina.
⑥	REMOTE POWER CONTROL	Configurare e verificare le impostazioni della modalità di spegnimento con Printlink5-IN. "OFF" DRYPRO MODEL 832: non utilizzare la modalità di spegnimento DRYPRO MODEL 873: non utilizzare la funzione della modalità di spegnimento "[PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)]" DRYPRO MODEL 832: uso della modalità di spegnimento (poiché la temperatura all'interno dell'unità principale viene mantenuta dopo lo spegnimento, è possibile ridurre il periodo di riscaldamento durante il processo di avvio). DRYPRO MODEL 873: uso della funzione modalità di spegnimento dal PC (poiché la temperatura all'interno dell'unità principale viene mantenuta dopo lo spegnimento, il periodo di riscaldamento durante il processo di avvio è di circa 3 minuti). "[PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)]" DRYPRO MODEL 832: uso della modalità di spegnimento (la temperatura all'interno dell'unità principale non viene controllata dopo lo spegnimento). DRYPRO MODEL 873: uso della funzione modalità di spegnimento dal PC (poiché la temperatura all'interno dell'unità principale non viene controllata dopo lo spegnimento, il periodo di riscaldamento durante il processo di avvio è di circa 10 minuti). "PW CONTROL FROM MAIN UNIT" DRYPRO MODEL 873: uso della funzione modalità di spegnimento dal PC (poiché la temperatura all'interno dell'unità principale non viene controllata quando è spenta, il periodo di riscaldamento durante il processo di avvio è di circa 10 minuti). (Poiché la temperatura all'interno dell'unità principale viene mantenuta quando la modalità di attesa viene eseguita dal pannello operativo dell'unità principale, il periodo di riscaldamento durante il processo di avvio è di circa 3 minuti.)
⑦	SLEEP MODE TIMER	Configurare e verificare le impostazioni in modalità risparmio. "ON": Passa alla modalità risparmio dopo il periodo impostato. "OFF": Non passa alla modalità risparmio. Configurare e verificare le impostazioni al momento del passaggio alla modalità risparmio (da 20 a 720 minuti).
⑧	BUZZER	Configurare e verificare le impostazioni del cicalino. "ON": Suono "OFF": Silenzioso

⑨	Pulsante [SAVE]	Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].
⑩	Pulsante [BACK]	Facendo clic su questo pulsante si ritorna alla finestra [Maintenance Menu] senza salvare le impostazioni.

3 Fare clic sul pulsante [SAVE].

Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].

3.6.2 Formato del tempo


È possibile configurare e verificare le impostazioni relative a data e ora del contenuto della marcatura da emettere sulla pellicola.




- L'ora dell'unità principale della DRYPRO MODEL 832/873 può essere regolata automaticamente con l'ora della Printlink5-IN collegata.

1 Fare clic sul pulsante [TIME LAYOUT] nella finestra [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873



Viene visualizzata la finestra [TIME LAYOUT] (la pagina successiva).

2 Configurare le impostazioni necessarie.



Nu- mero	Elemento	Descrizione
①	DATE LAYOUT	Viene visualizzato il formato selezionato in [DATE FORMAT] e [DATE SEPARATOR].
②	TIME LAYOUT	Viene visualizzato il formato selezionato in [TIME FORMAT].
③	DATE FORMAT	Selezionare [DATE FORMAT] da sotto. "YYYY MM DD": Anno/Mese (numero a due cifre)/Giorno "MM DD YYYY": Mese/Giorno (numero a due cifre)/Anno "DD MM YYYY": Giorno/Mese/(numero a due cifre)/Anno "YYYY MMM DD": Anno/Mese (tre caratteri alfabetici)/Giorno "MMM DD YYYY": Mese (tre caratteri alfabetici)/Giorno/Anno "DD MMM YYYY": Giorno/Mese (tre caratteri alfabetici)/Anno
④	DATE SEPARATOR	Selezionare [DATE SEPARATOR] da sotto. /(BARRA) /(TRATTINO) .(PUNTO) _(SPAZIO)
⑤	TIME FORMAT	Selezionare [TIME FORMAT] da sotto. "hh:mm" :Ora:Minuto "tt hh:mm" :AM/PM Ora:Minuto "hh:mm tt" :Ora:Minuto AM/PM
⑥	Pulsante [SAVE]	Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].
⑦	Pulsante [BACK]	Facendo clic su questo pulsante si ritorna alla finestra [Maintenance Menu] senza salvare le impostazioni.

3 Fare clic sul pulsante [SAVE].

Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].

3.6.3 Ripristino del sistema


Elimina tutti i lavori della DRYPRO MODEL 832.



- La DRYPRO MODEL 873 non è dotata della funzione "ripristino del sistema".
- Una volta eseguito il ripristino del sistema, tutti i dati non stampati nel lavoro verranno cancellati.


3

- 1** Fare clic sul pulsante [SYSTEM RESET] nella finestra [Maintenance Menu].



Viene visualizzata la finestra [SYSTEM RESET].

- 2** Fare clic sul pulsante [EXECUTE].



Facendo clic su questo pulsante si elimina tutti i lavori e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].



- Facendo clic sul pulsante [BACK] si torna alla finestra [Maintenance Menu] senza eliminare alcun lavoro.

3.6.4 Configurazione del fascicolatore


Configurare le impostazioni del fascicolatore, che è un'opzione della DRYPRO MODEL 873.



- La DRYPRO MODEL 832 non è dotata della funzione "configurazione del fascicolatore".


1 Fare clic sul pulsante [SORTER SETUP] nella finestra [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 873



Viene visualizzata la finestra [SORTER SETUP].

2 Configurare le impostazioni necessarie.



Nu- mero	Elemento	Descrizione
①	SORTER USE	Specificare se si utilizza il Lis-873. "ON": viene utilizzato il Lis-873. "OFF": non viene utilizzato il Lis-873.
②	FIRST BIN	Specificare l'ordine dei numeri del fascicolatore. "TOP": numeri che iniziano dal contenitore superiore. "BOTTOM": numeri che iniziano dal contenitore inferiore.

③	TEST PRINT BIN	Specificare la destinazione di emissione delle pellicole di stampa di prova. "TOP BIN": emette nel contenitore superiore. "BOTTOM BIN": emette nel contenitore inferiore.
④	JAM FILM BIN	Specifica la destinazione di uscita delle pellicole inceppate. "TOP BIN": emette nel contenitore superiore. "BOTTOM BIN": emette nel contenitore inferiore.
⑤	SMALL SIZE FILM BIN	Specificare la destinazione di uscita delle piccole di piccole dimensioni (1/4 e 1/6). "TOP BIN" : emette nel contenitore superiore. "BOTTOM BIN" : emette nel contenitore inferiore. "DICOM/P-CON" : emette nel contenitore inferiore.
⑥	Pulsante [SAVE]	Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].
⑦	Pulsante [BACK]	Facendo clic su questo pulsante si ritorna alla finestra [Maintenance Menu] senza salvare le impostazioni.

3 Fare clic sul pulsante [SAVE].

Facendo clic su questo pulsante si salvano le impostazioni e si ritorna alla finestra [Maintenance Menu].

Capitolo 4

Gestione degli errori

4.1 Codice di errore

Questa sezione descrive i messaggi di errore e le relative soluzioni elencati nella Printlink5-IN.
(Nota: XXXX indica cifre esadecimali (0-9 o A-F)).



- Il pannello operativo (schermo) della DRYPRO MODEL 873 mostra gli errori che si sono verificati nella Printlink5-IN.

Codice di errore	Messaggio di errore	Soluzioni
CXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".
DXXXX	Error code used for DRYPRO MODEL 832/873	Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".
EXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".
FXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Vedere il "MANUALE DI FUNZIONAMENTO della Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".
B0001	Imager Film size error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0005	Data cannot be sent properly	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B000A	Imager Supply unit suction unit error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B000B	Imager Pinch roller error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B000C	Imager Transfer unit open error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B000D	Imager Transfer unit close error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0014	Imager Film jam between supply and print units	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0015	Imager Film jam at print entrance	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0016	Imager Film jam in print unit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0018	Imager Film jam in receive unit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0019	Imager Supply magazine set error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B001B	Imager Receive magazine set error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B001D	Imager Receive magazine full	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B001E	Imager Supply magazine empty	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B001F	Imager Film jam between supply and print entrance	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0020	Imager Film jam between print entrance and transfer exit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0021	Imager Film jam at transfer unit exit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0023	Imager Film jam in receive unit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0024	Imager Film jam in print unit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.

Codice di errore	Messaggio di errore	Soluzioni
B0028	Imager Film jam between transfer and receive units	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0032	Imager Processor not ready	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0033	Imager Sorter not ready	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0035	Imager Docking unit sensor error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0036	Imager Docking unit sensor error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0037	Imager Film jam in docking unit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0038	Imager Film jam in docking unit	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B003C	Imager Polygon mirror error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B003D	Imager Horizontal sync get error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0040	Imager Faulty print roller	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0046	Imager Communication I/F initialize error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0047	Imager Communication I/F timeout error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0048	Imager Communication I/F signal error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0049	Imager Communication I/F signal get error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B004A	Imager Communication I/F signal get error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B004B	Imager Faulty laser power	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B004C	Imager Not enough memory	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0050	Imager Command error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0052	Imager Syntax error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0053	Imager Faulty parameter range	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0054	Imager Faulty format	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0055	Imager Faulty store/erase position	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0056	Imager Store position full	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0057	Imager Format error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0058	Imager Format error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B005A	Imager Disk error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0062	Imager Cannot accept Copy Stop	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B0063	Imager error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B00a0	Imager Film empty 8x10	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A1	Imager Film empty 8x10 clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A2	Imager Film empty 8x10 blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.

Codice di errore	Messaggio di errore	Soluzioni
B00A3	Imager Film empty 8x10 DR	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A4	Imager Film empty 8x10 DR clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A5	Imager Film empty 8x10 DR blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A6	Imager Film empty 10x12	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A7	Imager Film empty 10x12 clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto modificando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A8	Imager Film empty 10x12 blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00A9	Imager Film empty 10x12 DR	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00AA	Imager Film empty 10x12 DR clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00AB	Imager Film empty 10x12 DR blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00AC	Imager Film empty 11x14	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00AD	Imager Film empty 11x14 clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00AE	Imager Film empty 11x14 blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00AF	Imager Film empty 11x14 DR	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B0	Imager Film empty 11x14 DR clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B1	Imager Film empty 11x14 DR blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.

Codice di errore	Messaggio di errore	Soluzioni
B00B2	Imager Film empty 14x14	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B3	Imager Film empty 14x14 clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B4	Imager Film empty 14x14 blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B5	Imager Film empty 14x14 DR	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B6	Imager Film empty 14x14 DR clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B7	Imager Film empty 14x14 DR blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B8	Imager Film empty 14x17	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00B9	Imager Film empty 14x17 clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00BA	Imager Film empty 14x17 blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00BB	Imager Film empty 14x17 DR	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00BC	Imager Film empty 14x17 DR clear	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00BD	Imager Film empty 14x17 DR blue	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini. Il problema può essere risolto cambiando le dimensioni o il tipo di pellicola e trasmettendo nuovamente i dati.
B00C1	Imager Cover open error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B00C2	Imager Check chemistry error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
B00C3	Imager Chemicals empty error	Vedere il manuale di funzionamento del registratore di immagini.
BEF00	Printlink error	Spegnere e riaccendere la Printlink5-IN ed eseguirlo di nuovo.
B0100	Imager Network output error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B0101	Imager Network output warning	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.

Codice di errore	Messaggio di errore	Soluzioni
B1000	Free HD space is smaller than the size to be warned	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B1001	Non-supported image format	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B1002	Printer driver is not configured	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
BF000	Imager not ready	Controllare la potenza del registratore di immagini.
BF001	Server not ready (Ping failed)	Controllare la potenza del registratore di immagini.
BF002	Server not ready (Socket connection failed)	Controllare la potenza del registratore di immagini.
BF006	The system will become unstable if it is energized continuously for 24 hours. Therefore, turn the power OFF after finishing a task. If the system has to be energized for over 24 hours continuously, turn the power OFF/ON once a week.	Spegnere e riaccendere la Printlink5-IN ed eseguirlo di nuovo.
BF008	Queue data input was deleted because of data inconsistency.	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2000	A-ASSOCIATE request error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2001	A-ASSOCIATE response error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2002	Receive A-ASSOCIATE-RJ error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2003	A-RELEASE request error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2004	A-RELEASE response error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2005	Received an association abort command	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2006	C-FIND request error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2007	C-FIND response error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2008	C-STORE request error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2009	C-STORE response error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B200A	SCU N-CREATE (Film Session)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B200B	SCP N-CREATE (Film Session)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B200C	SCU N-CREATE (Film Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B200D	SCP N-CREATE (Film Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.

Codice di errore	Messaggio di errore	Soluzioni
B200E	SCU N-CREATE (Presentation LUT)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B200F	SCP N-CREATE (Presentation LUT)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2010	SCU N-SET (Film Session)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2011	SCP N-SET (Film Session)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2012	SCU N-SET (Film Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2013	SCP N-SET (Film Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2014	SCU N-SET (Image Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2015	SCP N-SET (Image Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2016	SCU N-SET (Annotation Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2017	SCP N-SET (Annotation Box)	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2018	SCU N-ACTION	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2019	SCP N-ACTION	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B201A	SCU N-DELETE	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B201B	SCP N-DELETE	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B201C	SCU N-GET	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B201D	SCP N-GET	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B201E	SCU N-EVENT_REPORT	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B201F	SCP N-EVENT_REPORT	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2020	SCU C-ECHO	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2021	SCP C-ECHO	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2022	Non-supported format	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2023	Unable to fit the image into a sheet	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.

Codice di errore	Messaggio di errore	Soluzioni
B2024	LUT conversion has failed	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2025	Inconsistent queue file	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B2026	Inconsistent input file	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B3000	"?" exists in the recognition result	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B3001	Received emergency patient ID	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B3002	No Match ! patient information	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B3003	There is two or more patient information	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B3004	Not ready for search	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B3005	No search to be canceled exists	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.
B300F	Other search error	Contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.

Capitolo 5

Manutenzione

5.1 Manutenzione, elementi che devono essere controllati e programma

Questa sezione descrive la manutenzione e gli elementi da controllare al fine di garantire l'uso della Printlink5-IN in condizioni ottimali.

Elementi che devono essere controllati dagli utenti

La manutenzione e gli elementi che devono essere controllati dagli utenti sono i seguenti: utilizzare il periodo di manutenzione come guida. Eseguire la manutenzione secondo necessità in base all'ambiente di utilizzo.

Descrizione dei lavori di manutenzione \ Intervallo di manutenzione	Settimanale	Mensile	Annualmente
Verifica del funzionamento della ventola	●		
Pulizia del monitor	●		
Pulizia di mouse e tastiera		●	
Pulizia del corpo principale			●

Manutenzione ed elementi che devono essere controllati dal personale di servizio

Altri importanti manutenzioni e elementi da controllare sono i seguenti: Questi sono inclusi nel contratto di manutenzione. Per informazioni sulla manutenzione, contattare l'assistenza tecnica Konica Minolta.

Descrizione dei lavori di manutenzione	Intervallo di manutenzione
Pulire la sezione interna del corpo principale	Annualmente
Sostituire la batteria al litio integrata nel corpo principale	Ogni 4 anni

Appendice

A Specifiche

Modello		Printlink5-IN
Elaborazione delle immagini		Elaborazione della gradazione
Capacità di memorizzazione delle immagini		Hard disk del corpo principale: 250 GB
Porta I/O (Ethernet)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1 (Standard)
Ingresso dell'immagine		16 canali di ingresso e 8 canali di uscita (fino a 4 canali di uscita registratore di immagini)
Uscita dell'immagine	Registratore di immagini	
	Archiviazione (Opzionale)	
Uscita stampante		Può essere inviato a una stampante compatibile con Windows
Supporto DICOM		Classe di servizio di gestione di stampa in scala di grigi di base (SCU, SCP) Classe di servizio di archiviazione (SCU) Classe di servizio di gestione della lista di lavoro delle modalità (SCU)
Dimensioni esterne	Corpo principale	100 (L) × 378 (P) × 338 (A) mm
	Monitor	377 (L) × 206 (P) × 386 (A) mm
Peso	Corpo principale	7,6 kg
	Monitor	3,9 kg
Alimentatore	Corpo principale	UL: CA 120 V (60 Hz), CE: 220-240 V (50/60 Hz)
	Monitor	UL: CA 120 V (60 Hz), CE: 220-240 V (50/60 Hz)
Consumo di energia	Corpo principale	240 W
	Monitor	28 W
Condizioni ambientali di funzionamento	Corpo principale	Temperatura: 10 °C-35 °C, Umidità: 10 %-90 % (senza condensa)
	Monitor	Temperatura: 10 °C-35 °C, Umidità: 20 %-80 % (senza condensa)

* Nota: le specifiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.



KONICA MINOLTA

Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark-Pompton Turnpike, Wayne, NJ 07470,
U.S.A.
TEL. 973-633-1500



EU Authorized Representative:
**Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH**
Capellalaan 65, 2132 JL, Hoofddorp,
The Netherlands
TEL. +31-20-658-4100

Konica Minolta Healthcare India Private Ltd.
Office No.201, 2nd Floor, Atrium 2,
Next to Courtyard Marriott Hotel, Andheri Kurla Road,
Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093, India
TEL. +91-22-61916900

**Konica Minolta Business Solutions (Canada)
Ltd.**
5875 Explorer Drive, Mississauga,
Ontario, L4W 0E1, Canada
TEL. 905-890-6600

**Konica Minolta Medical & Graphic (SHANGHAI)
Co., Ltd.**
Room 1602, Tower B, Hongwell International Plaza,
1602 West Zhongshan Road, Xuhui District,
Shanghai 200235 China
TEL. 021-6422-2626

1116BA01IT01

2021-02-26
(IT)