



KONICA MINOLTA

PRINT LINK for DRYPRO Printlink5-IN

Εγχειρίδιο χρήσης



Manufacturer:
KONICA MINOLTA, INC.

1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan

EL

01

Εισαγωγή

Πριν από τη χρήση του Printlink5-IN / Printlink for DRYPRO (στη συνέχεια «Printlink5-IN»), φροντίστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενά του. Το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης παρέχει οδηγίες για τη χρήση και τη διαδικασία λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία.

Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να διατηρείται σε σημείο άμεσης πρόσβασης για εύκολη αναφορά.



- Το παρόν έγγραφο περιγράφει αποκλειστικά τη μέθοδο λειτουργίας του Printlink5-IN. Ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο χρήσης DRYPRO MODEL 832» ή στο «Εγχειρίδιο χρήσης DRYPRO MODEL 873» και κατανοήστε τις βασικές λειτουργίες και προφυλάξεις αναφορικά με το DRYPRO MODEL 832/873 πριν από τη λειτουργία του προϊόντος.

Κεφάλαιο 1

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις ασφάλειας

1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν από τη χρήση του Printlink5-IN, τηρήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο χειρισμό. Πριν από τη χρήση του Printlink5-IN, φροντίστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενά του.

Αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας

Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου που χρησιμοποιείτε στο Printlink5-IN, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.

1.1.1 Οδηγίες χρήσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι προφυλάξεις που αναφέρονται ή εμπεριέχονται στο παρόν προϊόν ή σε άλλα εγχειρίδια για ποικίλο εξοπλισμό έχουν εξεταστεί προσεκτικά. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν απρόβλεπτες καταστάσεις. Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, ακολουθήστε τις οδηγίες και να βρίσκεστε πάντοτε σε εγρήγορση.
- Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την απώλεια σημαντικών δεδομένων όπως είναι τα στοιχεία του ασθενούς, η οποία ενδέχεται να προκληθεί από την εισαγωγή του Printlink5-IN. Διαβάστε ενδελεχώς το παρόν εγχειρίδιο και δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό των δεδομένων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις διαδικασίες που εμπεριέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και σε άλλα εγχειρίδια για ποικίλο εξοπλισμό κατά τη λειτουργία του προϊόντος.
- Φροντίστε να τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται ή εμπεριέχονται στο παρόν προϊόν ή σε άλλα εγχειρίδια για ποικίλο εξοπλισμό. Αποτυχία τήρησης αυτής της ειδοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή ζημία στο παρόν προϊόν.
- Μην εκτελείτε άλλη λειτουργία ή κίνηση εκτός από τα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και σε άλλα εγχειρίδια ποικίλου εξοπλισμού. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Printlink5-IN συμμορφώνεται με το ακόλουθο πρότυπο για τις παρεμβολές από ραδιοσυχνότητες.

- Κλάση B του Εθελοντικού Συμβουλίου Ελέγχου Παρεμβολών από Εξοπλισμό Πληροφορικής (VCCI)
- Τμήμα 15 Κλάση B της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνότητας κατά τη χρήση του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι χρήστες ενδέχεται να πρέπει να αναλάβουν κατάλληλα βήματα.

1.1.2 Γενικές προφυλάξεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μη χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν σε περίπτωση εκπομπής καπνού, ασυνήθιστου θορύβου ή ασυνήθιστης οσμής.**

Αν εντοπιστεί καπνός, ασυνήθιστη οσμή ή ασυνήθιστος θόρυβος να προέρχεται από το προϊόν, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta. Αν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

- **Μην εισάγετε κομμάτια σύρματος ή μετάλλου.**

Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα όπως μεταλλικές λεπίδες ή σύρμα μέσω της μονάδας δισκέτας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην εισάγετε νερό ή ξένα αντικείμενα στο Printlink5-IN.**

Μην εισάγετε υγρά όπως νερό ή ξένα αντικείμενα όπως βελόνες ή άγκιστρα στο Printlink5-IN. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη. Αν κάτι εισέλθει στη συσκευή, απενεργοποιήστε άμεσα τον διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα. Μην επιχειρήσετε αποσυναρμολόγηση. Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρο με επαρκή φωτισμό.**
- **Να επανεκκινείτε τη συσκευή σε τακτική βάση.**
- **Πριν από τον τερματισμό του μηχανήματος ή την αφαίρεση δισκέτας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναμμένη η λυχνία πρόσβασης του σκληρού δίσκου.**
- **Κατά την απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν από την εκ νέου ενεργοποίηση.**
- **Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα απότομα.**

Η απενεργοποίηση της μονάδας ενώ εκτελείται το πρόγραμμα ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο πρόγραμμα του μηχανήματος ή στα δεδομένα χρήστη και να οδηγήσει σε δυσλειτουργία συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι η απενεργοποίηση πραγματοποιείται μόνο αφού έχετε εξέλθει από όλα τα προγράμματα εφαρμογών.

- **Μην επιχειρείτε αλλαγή των ρυθμίσεων Windows ή εγκατάσταση άλλων προγραμμάτων εφαρμογών.**

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία συστήματος.

- **Να καθαρίζετε το μηχάνημα σε τακτική βάση.**

Ο περιοδικός καθαρισμός της συσκευής αποτρέπει την εμφάνιση διαφόρων προβλημάτων.

1.1.3 Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με την παροχή ισχύος και το καλώδιο ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μη χειρίζεστε το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.**
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- **Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου.**
Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη αερίου.
Για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, τηρήστε τα εξής:
- **Αποφεύγετε την έκθεση σε υγρά όπως είναι το νερό. Αποτρέψτε την εισαγωγή ξένων αντικειμένων, π.χ. κλιπ ή ακίδων στη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.**
- **Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καθορισμένο καλώδιο ρεύματος.**
- **Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό επαρκούς χωρητικότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.**
- **Αποτρέψτε τη συγκέντρωση σκόνης ή ακαθαρσιών στο καλώδιο ρεύματος και το φινιρίσμα.**
- **Αν το φινιρίσμα ή το καλώδιο ρεύματος είναι ζεστά, ή να το βύσμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά την επιτοίχια πρίζα και δεν είναι σταθερό, αποφύγετε τη χρήση του μηχανήματος και επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.**



ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τη βαθμονομημένη πρίζα ρεύματος.**
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος απευθείας στην καθορισμένη επιτοίχια πρίζα. Η χρήση διαφορετικού τροφοδοτικού από το βαθμονομημένο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή διαρροή ρεύματος. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου απαιτείται καλώδιο επέκτασης.
- **Αποφύγετε σύνδεση τύπου αστέρα.**
Αν το ρεύμα που διέρχεται από την επιτοίχια πρίζα υπερβαίνει τη βαθμονομημένη τιμή, η πρίζα ενδέχεται να υπερθερμανθεί, κάτι το οποίο αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
- **Μη χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο ρεύματος εκτός από το καθορισμένο.**
Μη χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο ρεύματος εκτός από αυτό που συνοδεύει τη συσκευή. Αν το ρεύμα που διέρχεται από το καλώδιο ρεύματος υπερβαίνει τη βαθμονομημένη τιμή, το καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να υπερθερμανθεί, κάτι το οποίο αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς. Για αποφυγή πυρκαγιάς ή κινδύνου ηλεκτροπληξίας που προκαλείται από το κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος, τηρείτε τις εξής οδηγίες:
- **Μην τραβάτε το καλώδιο.**
- **Μη συστρέφετε το καλώδιο ρεύματος.**
- **Μη δένετε το καλώδιο ρεύματος.**
- **Μην ασφαλίζετε το καλώδιο ρεύματος με συρραπτικό ή άλλα αντικείμενα.**
- **Μην μαγκώνετε το καλώδιο ρεύματος.**
- **Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο ρεύματος.**
- **Μην τροποποιείτε, εργάζεστε ή επισκευάζετε το καλώδιο ρεύματος.**
- **Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος εάν έχει φθαρεί.**
Αντικαταστήστε άμεσα το καλώδιο ρεύματος που έχει φθαρεί με καλώδιο καθορισμένου τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
- **Διατηρήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από συσκευές που εκλύουν θερμότητα.**
- **Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα.**

1.1.4 Προφυλάξεις σχετικά με την εγκατάσταση, τη μετακίνηση, την αποθήκευση και τη σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας.**

Αποθηκεύστε τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τον πίνακα ελέγχου του Printlink5-IN σε σημείο όπου η πρόσβαση των ασθενών είναι περιορισμένη. Διατηρήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά, διότι ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν το κεφάλι τους και να προκληθεί ασφυξία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε άλλα σημεία εκτός από την καθορισμένη περιοχή.**
Μην εγκαθιστάτε το Printlink5-IN στα ακόλουθα σημεία ή σε σημεία που δεν καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
 - Σκονισμένο σημείο
 - Σημείο όπου το μηχάνημα εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 - Υγρό σημείο, π.χ. κοντά σε θερμαντήρα νερού
 - Ασταθές σημείο
 - Σημείο με κακό εξαερισμό
 - Σημείο όπου το μηχάνημα εκτίθεται σε λιπαρό καπνό ή ατμό
 - Σημείο όπου υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ φωτός και σκοταδιού
 - Σημείο όπου το μηχάνημα εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία, π.χ. κοντά σε καλοριφέρ
- **Μην τοποθετείτε το μηχάνημα απευθείας στο δάπεδο.**
- **Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο διεπαφής με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος.**
Συνδέστε ή αποσυνδέστε το καλώδιο διεπαφής αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την επιτοίχια πρίζα. Αν ακουμπήσετε ένα καλώδιο ή σύνδεσμο με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος, βραχυκυκλώματα ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ακόμη κι όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος.
- **Μη χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο διεπαφής εκτός από το καθορισμένο.**
Χρησιμοποιήστε καλώδιο διεπαφής που καθορίζεται από την Konica Minolta και ελέγξτε τη συνδεδεμένη συσκευή και τους συνδέσμους πριν από την πραγματοποίηση συνδέσεων. Αν χρησιμοποιείται καλώδιο εκτός του καθορισμένου ή αν έχει συνδεθεί σε λάθος συσκευή, βραχυκυκλώματα ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τον χειρισμό και τη σύνδεση καλωδίου διεπαφής.
 - **Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο σύνδεσμο καλωδίου.**
 - **Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο.**
 - **Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια.**
 - **Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο.**
 - **Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν το καλώδιο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.**
 - **Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.**
Οπές αερισμού βρίσκονται στην μπροστινή και την πίσω πλευρά του μηχανήματος για εξαγωγή της εσωτερικής θερμότητας. Εγκαταστήστε το μηχάνημα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. μεταξύ των οπών αερισμού στην μπροστινή και την πίσω πλευρά του μηχανήματος και του τοίχου ή άλλου εξοπλισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην μετακινείτε το μηχάνημα με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος ή οποιοδήποτε άλλο καλώδιο.**
Ο πίνακας ελέγχου του Printlink5-IN ενδέχεται να πέσει ή να ανατραπεί αν το καλώδιο ρεύματος ή άλλα καλώδια πιαστούν κατά τη μετακίνηση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- **Μη μετακινείτε το Printlink5-IN έως ότου σταματήσει τελείως, ακόμη κι αν έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία.**
Πριν από τη μετακίνηση του Printlink5-IN ή την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν κάποια δόνηση του μηχανήματος, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα αφού απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

1.1.5 Οδηγίες συντήρησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το μηχάνημα.**
Απαγορεύεται να αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το μηχάνημα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του μηχανήματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν το μηχάνημα χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
- **Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες λιθίου.**
Το Printlink5-IN περιέχει μπαταρίες λιθίου. Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες λιθίου. Αν πλησιάσετε τη μπαταρία λιθίου κοντά σε φωτιά ή τη βυθίσετε σε νερό ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη. Όταν η μπαταρία λιθίου εξαντληθεί και η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μην επιχειρήσετε αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση ή επαναφόρτιση της μπαταρίας. Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
- **Μην εκτελείτε συντήρηση με συνδεδεμένο το βύσμα ρεύματος.**
Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα, πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του Printlink5-IN. Αν αγγίξετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ακόμη κι αν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη. Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος κατά καιρούς και καθαρίστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες με ένα στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ή ακαθαρσιών στο βύσμα ρεύματος ή τη πρίζα ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Να είστε προσεκτικοί ως προς τα στοιχεία που έχουν θερμανθεί.**
Ο ενσωματωμένος σκληρός δίσκος και άλλα στοιχεία του Printlink5-IN είναι υπερβολικά θερμά μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
- **Να πραγματοποιείτε συνδέσεις με ασφάλεια.**
Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο διεπαφής και τις πλακέτες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αποτυχία επαφής που μπορεί να οδηγήσει σε έκλυση καπνού ή πυρκαγιά.
- **Μην γρατζουνίζετε ή χτυπάτε τη συσκευή με σκληρό αντικείμενο.**
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στη συσκευή και να οδηγήσει σε βλάβη.
- **Φροντίστε να καθαρίζετε το εσωτερικό του μηχανήματος.**
Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta για καθαρισμό του εσωτερικού του Printlink5-IN μία φορά ανά έτος. Η συσσώρευση σκόνης στο εσωτερικό του μηχανήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφυγή θερμότητας ή πυρκαγιά.

1.1.6 Προφυλάξεις χρήσης

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- **Διακόψτε τη χρήση του μηχανήματος σε περίπτωση κεραυνών.**

Όταν είναι πιθανό να υπάρξουν κεραυνοί, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Όταν έχουν προηγηθεί βροντές προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, μην ακουμπήσετε το μηχάνημα ή οποιοδήποτε καλώδιό του. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- **Μην τοποθετείτε φλυτζάνια ή ποτήρια καφέ, χυμού ή άλλων υγρών πάνω στη συσκευή.**
Αν εισέλθει νερό, υγρά ή μεταλλικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής, η λειτουργία ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Φροντίστε να αποφύγετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του μηχανήματος.
- **Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρο όπου χρησιμοποιούνται ή φυλάσσονται χημικές ουσίες.**
- **Μη χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα, έξυπνες συσκευές ή συσκευές τηλεϊδιοποίησης κοντά στη συσκευή.**

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα, οι έξυπνες συσκευές ή οι συσκευές τηλεϊδιοποίησης είναι ενεργοποιημένες όταν βρίσκονται κοντά στο Printlink5-IN. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ραδιοκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στη συσκευή.

- **Πρέπει να βλέπετε την οθόνη από απόσταση τουλάχιστον 80 εκατοστών.**
- **Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα συνεχόμενα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.**
- **Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα συνεχόμενα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, κάνετε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά κάθε ώρα ώστε να ξεκουραστούν τα μάτια σας.**
Η συνεχόμενη εστίαση στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί κούραση στα μάτια.
- **Έχετε υπόψη σας την κατάσταση λήψης τω παρακείμενων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων κατά της λειτουργία του μηχανήματος.**

Αν χρησιμοποιείται κοντά σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, η συσκευή ενδέχεται να προκαλεί θόρυβο στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση σε μακρινή απόσταση από τη συσκευή.

- **Δείτε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποτραπεί η μόλυνση της συσκευής από ιούς κατά τη σύνδεση σε δίκτυο ή τη μεμονωμένη σύνδεση.**
- **Αν η συσκευή χρησιμοποιείται και είναι ενεργοποιημένη συνεχόμενα για 24 ώρες, θα προκληθεί αποσταθεροποίηση λειτουργίας του συστήματος.**

Επομένως, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία με την ολοκλήρωση της εργασίας για να διατηρηθεί η σταθερότητα της λειτουργίας.

Αν το σύστημα χρησιμοποιείται και είναι ενεργοποιημένο συνεχόμενα για 24 ώρες λόγω εργασίας, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το μία φορά την εβδομάδα. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη συνεχόμενα για 24 ώρες σε περίοδο 14 ημερών, πραγματοποιείται επανεκκίνηση αυτόματα (σε περίπτωση χρήσης χωρίς οθόνη, πρέπει πάντα να ορίζετε την αυτόματη επανεκκίνηση σε «ON» κατά την εγκατάσταση της συσκευής). Αν η καθορισμένη ρύθμιση επανεκκίνησης επιτευχθεί κατά την επικοινωνία με την εξέταση, μεταδίδεται εντολή «ABORT» και η επικοινωνία διακόπτεται. Δεν είναι δυνατή η λήψη δεδομένων από την εξέταση κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης (περίπου δύο λεπτά). Ωστόσο, στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί και εμφανίζονται στο παράθυρο ουράς της οθόνης του Printlink5-IN διατηρούνται ακόμη και σε περίπτωση επανεκκίνησης.

- **Κατά τη χρήση της παρούσας συσκευής χωρίς οθόνη, πραγματοποιήστε τερματισμό και εκκίνηση του Printlink5-IN με χρήση του διακόπτη λειτουργίας του υπολογιστή. Αν δεν παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχει οθόνη και η ισχύς είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη εκτελείται επιβολή τερματισμού. Επομένως, φροντίστε να μην πατάτε παρατεταμένα τον διακόπτη για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.**

1.1.7 Οδηγίες απόρριψης

Κατά την απόρριψη του Printlink5-IN, έχετε υπόψη σας τα εξής:



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφαιρέστε την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου από την κύρια μονάδα πριν από την απόρριψη της κύριας μονάδας του Printlink5-IN.
- Κατά την απόρριψη της κύριας μονάδας του Printlink5-IN και της οθόνης LCD, προχωρήστε σε σωστή ανακύκλωση σύμφωνα με τον «Νόμο για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων (Αναθεωρημένος νόμος ανακύκλωσης)».
- Τα εξαρτήματα πρέπει να απορρίπτονται ως βιομηχανικά απόβλητα.
 - Υλικά συσκευασίας Printlink5-IN
 - Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου του Printlink5-IN

Φροντίστε ώστε η απόρριψη να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένη εταιρεία απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ισχύοντες κανονισμούς των τοπικών αρχών.

Κεφάλαιο 2

**Εκκίνηση και τερματισμός του
Printlink5-IN και λειτουργία
απενεργοποίησης ισχύος Imager**

2.1 Εκκίνηση και τερματισμός του Printlink5-IN

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης και τερματισμού του Printlink5-IN.




- Αν το Printlink5-IN χρησιμοποιείται και είναι ενεργοποιημένο συνεχόμενα για 24 ώρες, θα προκληθεί αποσταθεροποίηση λειτουργίας του συστήματος. Επομένως, για διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας, πραγματοποιήστε τερματισμό του Printlink5-IN με την ολοκλήρωση της εργασίας. Αν το σύστημα χρησιμοποιείται και είναι ενεργοποιημένο συνεχόμενα για 24 ώρες λόγω εργασίας, τερματίστε/εκκινήστε το Printlink5-IN μία φορά την εβδομάδα. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη συνεχόμενα για 24 ώρες σε περίοδο 14 ημερών, πραγματοποιείται επανεκκίνηση αυτόματα (σε περίπτωση χρήσης χωρίς οθόνη, πρέπει πάντα να ορίζετε την αυτόματη επανεκκίνηση σε «ON» κατά την εγκατάσταση της συσκευής). Αν η καθορισμένη ρύθμιση επανεκκίνησης επιτευχθεί κατά την επικοινωνία με την εξέταση, μεταδίδεται εντολή «ABORT» και η επικοινωνία διακόπτεται. Δεν είναι δυνατή η λήψη δεδομένων από την εξέταση κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης (περίπου δύο λεπτά). Ωστόσο, στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί και εμφανίζονται στο παράθυρο ουράς της οθόνης του Printlink5-IN διατηρούνται ακόμη και σε περίπτωση επανεκκίνησης.
- Κατά τη χρήση της παρούσας συσκευής χωρίς οθόνη, πραγματοποιήστε τερματισμό και εκκίνηση του Printlink5-IN με χρήση του διακόπτη λειτουργίας του υπολογιστή. Αν δεν παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχει οθόνη και η ισχύς είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη εκτελείται επιβολή τερματισμού. Επομένως, φροντίστε να μην πατάτε παρατεταμένα τον διακόπτη για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.


2.1.1 Τρόπος εκκίνησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εκκίνηση του Printlink5-IN.


1 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας του Printlink5-IN.



Το κύριο παράθυρο του Printlink5-IN εμφανίζεται μετά την εκκίνηση των Windows.



Το εικονίδιο του Printlink5-IN εμφανίζεται στην περιοχή εργασιών των Windows (από προεπιλογή, στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης).



Το εικονίδιο αλλάζει σύμφωνα με την κατάσταση επικοινωνίας ως εξής:

Εικονίδιο	Επεξήγηση
	Κανονική κανονική επικοινωνίας.
	Υπάρχει ουρά στην κατάσταση προειδοποίησης.
	Υπάρχει ουρά στην κατάσταση σφάλματος.



- Αν το κύριο παράθυρο του Printlink5-IN δεν εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εκκίνησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Printlink5-IN στην περιοχή εργασιών. Εμφανίζεται το κύριο παράθυρο.
- Όταν κλείνει με κλικ στο κουμπί (Κλείσιμο) ή (Ελαχιστοποίηση), το κύριο παράθυρο εμφανίζεται με κλικ στο εικονίδιο του Printlink5-IN στην περιοχή εργασιών.
- Όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Απενεργοποίησης, το imager προορισμού εκκινείται επίσης.




«2.2 Λειτουργία απενεργοποίησης ισχύος Imager» (σελίδα 17)

2.1.2 Τρόπος τερματισμού


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τερματισμό του Printlink5-IN:

- 1 Επιλέξτε [Terminate] στο μενού [Operation] του κύριου παραθύρου του Printlink5-IN.**



Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης.

- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί [OK].**



Πραγματοποιείται έξοδος από το Printlink5-IN και στη συνέχεια τερματισμός των Windows. Το PC απενεργοποιείται.



- Στην ουρά εμφανίζεται η ένδειξη [Communication Condition] όταν ο τερματισμός θα καθυστερήσει έως την επόμενη φορά που θα επανεκκινηθεί το μηχάνημα.
- Όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Απενεργοποίησης, το imager προορισμού απενεργοποιείται επίσης.



«2.2 Λειτουργία απενεργοποίησης ισχύος Imager» (σελίδα 17)



- Ακόμη και σε περίπτωση που η λειτουργία απενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί σε «ON», δεν θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τον τερματισμό των Windows χωρίς να έχει επιλεγθεί [Exit] στο μενού [Operation] στο κύριο παράθυρο του Printlink5-IN. Σε τέτοια περίπτωση, το imager θα απενεργοποιηθεί περίπου 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του Printlink5-IN.

2.2 Λειτουργία απενεργοποίησης ισχύος Imager

Το συνδεδεμένο imager σε αυτό το μηχάνημα μπορεί να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται σε συγχρονισμό με την εκκίνηση/απενεργοποίηση του Printlink5-IN. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται «Απενεργοποίηση». Τα ακόλουθα μοντέλα imager υποστηρίζουν τη λειτουργία Απενεργοποίησης.


- Laser Imager DRYPRO MODEL 832
- Laser Imager DRYPRO MODEL 873

Για απενεργοποίηση σε συγχρονισμό με το DRYPRO MODEL 832/873, εκκινήστε το Εργαλείο βοηθήματος, το οποίο εκτελεί συντήρηση του DRYPRO MODEL 832/873, από το κύριο παράθυρο του Printlink5-IN και ρυθμίστε τη λειτουργία «Απενεργοποίηση» σε «ON». Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαλείο βοηθήματος του DRYPRO MODEL 832/873, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3 «Λειτουργία από το «Εργαλείο βοηθήματος» για συντήρηση του DRYPRO MODEL 832/873».



- Ακόμη και σε περίπτωση που η λειτουργία απενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί σε «ON», δεν θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τον τερματισμό των Windows χωρίς να έχει επιλεγθεί [Exit] στο μενού [Operation] στο κύριο παράθυρο του Printlink5-IN. Σε τέτοια περίπτωση, το imager θα απενεργοποιηθεί περίπου 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του Printlink5-IN.

- 1 Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή που εμφανίζει τις ρυθμίσεις του DRYPRO 832 ή του 873 για το imager στο [Output destination information] στο κύριο παράθυρο του Printlink5-IN.



Εκκινείται το Εργαλείο βοηθήματος του DRYPRO MODEL 832/873 και εμφανίζεται το παράθυρο [Maintenance Menu] (η επόμενη σελίδα).

2 Κάντε κλικ στο κουμπί [SYSTEM SETUP].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 8x10 B (30) 14x17 B (112)

DRYPRO INFO: DRYPRO MODEL 832 (10.14.8.134)

PRINT INFO: PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO: FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO: **SYSTEM SETUP** TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

Calibration need

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21) 11x14 B (32) Calibration 11x14 M (73) Calibration

PRINT INFO: PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO: FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO: **SYSTEM SETUP** TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK

Εμφανίζεται το παράθυρο [SYSTEM SETUP].

3 Καθορίστε το [REMOTE POWER CONTROL] σε «PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)» ή «PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)» και κάντε κλικ στο κουμπί [SAVE].

DRYPRO MODEL 832

SYSTEM SETUP

IMAGER NAME

NAME: DRYPRO832

IP ADDRESS: 10 14 8 142 (0-255)

SUBNET MASK: 255 255 240 0 (0-255)

DEFAULT GATEWAY: 0 0 0 0 (0-255)

MAC ADDRESS: 00:50:AA:80:60:20

REMOTE POWER CONTROL: **PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)**

SLEEP MODE TIMER: ON OFF 20 MIN (20-720)

BUZZER: ON OFF

SAVE BACK

DRYPRO MODEL 873

SYSTEM SETUP

IMAGER NAME

NAME: DRYPRO 873

IP ADDRESS: 10 14 8 171 (0-255)

SUBNET MASK: 255 255 240 0 (0-255)

DEFAULT GATEWAY: 10 14 0 1 (0-255)

MAC ADDRESS: 00:50:AA:8F:EF:31

REMOTE POWER CONTROL: **PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)**

SLEEP MODE TIMER: ON OFF 20 MIN (20-720)

BUZZER: ON OFF

SAVE BACK

- Η ρύθμιση σε «PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)» μειώνει την περίοδο προθέρμανσης κατά τη διαδικασία εκκίνησης, διότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κύριας μονάδας διατηρείται μετά την απενεργοποίηση της ισχύος.
- Η ρύθμιση «PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)» δεν ελέγχει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της κύριας μονάδας μετά την απενεργοποίηση της ισχύος.

Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν και το παράθυρο θα κλείσει.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί [BACK] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 8x10 B (30) 14x17 B (112)

DRYPRO INFO: DRYPRO MODEL 832 (10.14.8.134)

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

Calibration need

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21)

11x14 B (32) Calibration

11x14 M (73) Calibration

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK

Πραγματοποιείται τερματισμός του Εργαλείου βοηθήματος του DRYPRO MODEL 832/873 και το παράθυρο [Maintenance Menu] κλείνει.

Κεφάλαιο 3

**Λειτουργία από το «Εργαλείο
βοηθήματος» για συντήρηση του
DRYPRO MODEL 832/873**

3.1 Εκκίνηση και τερματισμός του Εργαλείου βοηθήματος


Το Printlink5-IN διαθέτει μια εφαρμογή που ονομάζεται «Εργαλείο βοηθήματος», η οποία εκτελεί συντήρηση του DRYPRO MODEL 832/873.

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επεξήγηση του τρόπου έναρξης και τερματισμού του Εργαλείου βοηθήματος του DRYPRO MODEL 832/873.

3.1.1 Τρόπος εκκίνησης του Εργαλείου βοηθήματος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εκκίνηση του Εργαλείου βοηθήματος από το Printlink5-IN.

- 1** Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή που εμφανίζει το DRYPRO MODEL 832 ή το 873 στο [Output destination information] στο κύριο παράθυρο του Printlink5-IN.



Εμφανίζεται το παράθυρο [Maintenance Menu] του Εργαλείου βοηθήματος.



«3.2 Παράθυρο μενού συντήρησης» (σελίδα 24)

3.1.2 Τρόπος τερματισμού του Εργαλείου βοηθήματος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τερματισμό του Εργαλείου βοηθήματος.

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί [BACK] στο παράθυρο [Maintenance Menu] του Εργαλείου βοηθήματος.

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO.: 14x17 B (115)

DRYPRO INFO.: DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO.:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO.:

SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY
Calibration need.

DRYPRO INFO.: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO.:

14x17 B	(21)	
11x14 B	(92)	Calibration.
11x14 M	(73)	Calibration.

PRINT INFO.:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO.:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO.:


SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SORTER SETUP

BACK


3.2 Παράθυρο μενού συντήρησης

Η παρούσα ενότητα περιγράφει το παράθυρο [Maintenance Menu] του Εργαλείου βοήθηματος του DRYPRO MODEL 832/873.

DRYPRO MODEL 832





DRYPRO MODEL 873



Αριθ- μός	Στοιχείο	Περιγραφή	Δείτε
①	Εικονίδιο DRYPRO 832	Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα, με κλικ σε αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται το παράθυρο [Solutions].	3.3 Παράθυρο λύσεων (σελίδα 26)
②	STATUS	Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος.	Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».
③	TRAY INFO.	Εμφανίζεται το μέγεθος και ο τύπος του φορτωμένου φιλμ.	Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».
④	DRYPRO INFO.	Εμφανίζεται το όνομα και η καθορισμένη διεύθυνση IP.	—
	PRINT INFO.		3.4 Πληροφορίες εκτύπωσης (σελίδα 28)
⑤	Κουμπί [PRINT QUEUE/DELETE]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται το παράθυρο [PRINT QUEUE/DELETE].	3.4.1 Εκτύπωση/ Διαγραφή ουράς (σελίδα 28)
⑥	Κουμπί [TEST PRINT]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται η προβολή [TEST PRINT]. Μπορείτε να εκτυπώσετε μοτίβα ελέγχου ποιότητας για έλεγχο της πυκνότητας.	3.4.2 Δοκιμαστική εκτύπωση (σελίδα 30)
⑦	Κουμπί [QC PATTERN]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται η προβολή [QC PATTERN]. Μπορείτε να ελέγχετε την τιμή αναφοράς και τα αποτελέσματα των μοτίβων ελέγχου ποιότητας.	3.4.3 Μοτίβα ελέγχου ποιότητας (σελίδα 32)
	FILM INFO.		3.5 Πληροφορίες φιλμ και συρταριού (σελίδα 35)
⑧	Κουμπί [FILM DATA]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται το παράθυρο [FILM DATA].	3.5.1 Δεδομένα φιλμ (σελίδα 35)
⑨	Κουμπί [FILM SETUP]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται το παράθυρο [FILM SETUP]. Καθορίστε το μέγεθος φιλμ, τον τύπο και τον αριθμό των φύλλων.	3.5.2 Διαμόρφωση φιλμ (σελίδα 37)
	IMAGER INFO.		3.6 Πληροφορίες (σελίδα 40)
⑩	Κουμπί [SYSTEM SETUP]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται το παράθυρο [SYSTEM SETUP]. Μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις δικτύου και ύπνου.	3.6.1 Διαμόρφωση συστήματος (σελίδα 40)
⑪	Κουμπί [TIME LAYOUT]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται η προβολή [TIME LAYOUT]. Μπορείτε να ρυθμίσετε την μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας και της ώρας.	3.6.2 Διάταξη χρόνου (σελίδα 43)
⑫	Κουμπί [SYSTEM RESET]	Διαγράφει όλες τις εργασίες.	3.6.3 Επαναφορά συστήματος (σελίδα 45)
⑬	Κουμπί [BACK]	Πραγματοποιεί έξοδο από το Εργαλείο βοήθηματος.	3.1.2 Τρόπος τερματισμού του Εργαλείου βοήθηματος (σελίδα 23)
⑭	[SORTER SETUP]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται το παράθυρο [SORTER SETUP]. Καθορίστε διάφορες ρυθμίσεις ταξινομητή (προαιρετικό).	3.6.4 Διαμόρφωση ταξινομητή (σελίδα 46)

3.3 Παράθυρο λύσεων



Στο DRYPRO 832, σε περίπτωση που το φιλμ τελειώσει, απαιτείται αλλαγή φίλτρου ή παρουσιαστεί εμπλοκή φιλμ, κάντε κλικ στο εικονίδιο στην πάνω αριστερή πλευρά του παραθύρου [Maintenance Menu] για εμφάνιση του παραθύρου που εμφανίζει κατάλληλες λύσεις για την περίπτωση.

Εμφάνιση του παραθύρου [Maintenance Menu]	Παράθυρο κατάλληλων λύσεων
<p>Όταν τελειώσει το φιλμ</p> 	 <p>Film Loading</p> <p>Press the [Open/Close] button to start Film Loading operation.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Draw the tray to the very end and then remove the existing film tray.2. Set a new film package so that the arrows on the film package come to the arrow side on the tray.3. Remove the tape from the film package.4. Cut the edge of film package on the far side with a cutter attached.5. Close the tray so that the near end of film package comes out from the tray.6. Pull out the film package from the tray to finish. <p>BACK</p>



Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832».

Όταν απαιτείται αλλαγή φίλτρου

	 <p>Filter Exchange</p> <p>Open the front cover to exchange the filter.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hold the handle of the filter case to move a little upward.2. Pull out the filter case.3. Press the lever on the top of the filter case to release the lock and then remove the existing filter.4. Prepare a new filter.5. Set the new filter to the filter case and then check that the filter is locked.6. Set the filter case to the machine.7. Close the front cover to finish. <p>BACK</p>
---	---





Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832».

Εμφάνιση του παραθύρου [Maintenance Menu]



Παράθυρο κατάλληλων λύσεων

Όταν παρουσιαστεί εμπλοκή फिल्म στη μονάδα θερμικής επεξεργασίας



Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832».

Όταν παρουσιαστεί εμπλοκή फिल्म μεταξύ του συρταριού τροφοδοσίας και της μονάδας ρύθμισης θέσης



Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832».

3.4 Πληροφορίες εκτύπωσης


Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα εργασιών ή να διαγράψετε μια εργασία από το Εργαλείο βοήθηματος. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική εκτύπωση για έλεγχο της πυκνότητας.

3.4.1 Εκτύπωση/Διαγραφή ουράς


Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση και τις πληροφορίες της εργασίας εκτύπωσης στο DRYPRO MODEL 832/873 ή να διαγράψετε μια εργασία εκτύπωσης.

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί [PRINT QUEUE/DELETE] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873




Εμφανίζεται το παράθυρο [PRINT QUEUE/DELETE].

DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Αριθ- μός	Στοιχείο	Περιγραφή
①	NO	Εμφανίζεται ο αριθμός στοιχείου της εργασίας εκτύπωσης.
②	RECEIVE TIME	Εμφανίζει την ημερομηνία και ώρα λήψης της εικόνας.
③	PAGE	Εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός φιλμ εξαγωγής που εκχωρείται από το διαγνωστικό σύστημα.
④	SIZE/TYPE	Εμφανίζεται το μέγεθος και ο τύπος του φιλμ προς εξαγωγή.
⑤	COPY	Εμφανίζεται το πλήθος των εκτυπωμένων αντιγράφων.
⑥	FORMAT	Εμφανίζεται το πλήθος των καρτέ.
⑦	Κουμπί [DELETE]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί διαγράφεται η επιλεγμένη εργασία.
⑧	Κουμπί [ALL DELETE]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί διαγράφονται όλες οι εμφανιζόμενες εργασίες.
⑨	Κουμπί [BACK]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί επιστρέφεται στο παράθυρο [Maintenance Menu].
⑩	OUTPUT BIN	Εμφανίζεται ο κάδος ταξινόμητή του προορισμού εξαγωγής.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί [BACK].

Η οθόνη επανέρχεται στο παράθυρο [Maintenance Menu].

3.4.2 Δοκιμαστική εκτύπωση

Κατά την εκτέλεση της δοκιμαστικής εκτύπωσης, εκτυπώνεται το μοτίβο ελέγχου ποιότητας για την αξιολόγηση της ποιότητας εικόνας και ταυτόχρονα μετράται η πυκνότητα του μοτίβου ελέγχου ποιότητας μέσω του ενσωματωμένου μετρητή πυκνότητας, ενώ παράλληλα η πυκνότητα ελέγχεται αυτόματα. Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα εικόνας για προβλήματα μέσω οπτικού ελέγχου των εκτυπωμένων μοτίβων ελέγχου ποιότητας. Εκτελέστε δοκιμαστική εκτύπωση κατά συρτάρι τροφοδοσίας (αν είναι εγκατεστημένο το Lisl-832).

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο εκτύπωσης μοτίβων ελέγχου ποιότητας από το Εργαλείο βοηθήματος. Για τη γενική λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μετά την εκτύπωση των μοτίβων ελέγχου ποιότητας, ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».



- Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μοτίβα ελέγχου ποιότητας από τον πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.




Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εκτύπωση μοτίβων ελέγχου ποιότητας.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [TEST PRINT] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832




DRYPRO MODEL 873




Εμφανίζεται η προβολή [TEST PRINT].

2 Επιλέξτε το συρτάρι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το [TRAY SELECT] και κάντε κλικ στο κουμπί [PRINT].



- Με κλικ στο κουμπί [BACK] επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu] χωρίς εξαγωγή μοτίβων ελέγχου ποιότητας.

Τα μοτίβα ελέγχου ποιότητας εξέρχονται όπως αναφέρονται παρακάτω και η οθόνη επιστρέφει στο παράθυρο [Maintenance Menu].



3.4.3 Μοτίβα ελέγχου ποιότητας

Εμφανίζεται η τιμή του μοτίβου ελέγχου ποιότητας που έχει αναγνωσθεί με τον ενσωματωμένο μετρητή πυκνότητας του DRYPRO MODEL 832/873. Αν η τιμή βρίσκεται εντός του ορίου της τιμής προεπιλεγμένης αναφοράς (OK), η μέτρηση εμφανίζεται με μπλε χρώμα, ενώ αν βρίσκεται εκτός της τιμής αναφοράς (NG), εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Για τη γενική λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μετά την εκτύπωση των μοτίβων ελέγχου ποιότητας, ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».



- Αν το αποτέλεσμα των μοτίβων ελέγχου ποιότητας είναι «NG», εκτελείται βαθμονόμηση.



Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».



- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα αποτελέσματα των μοτίβων ελέγχου ποιότητας στον πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.



Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [QC PATTERN] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

Εμφανίζεται η προβολή [QC PATTERN].

The screenshot shows the 'QC PATTERN' screen. At the top, there is a 'TRAY SELECT' dropdown menu set to '1. FILM TYPE B' (callout 1). Below it, a 'BASE/RANGE(STEP1-STEP4)' section shows a table with columns for DATE, STEP1, STEP2, STEP3, and STEP4. The first row shows data for 2006/NOV/13 18:42 (callout 2). A 'RESET' button is located below this table (callout 3). Another table below shows multiple rows of data (callout 4). At the bottom, there is a 'CSV FILE OUTPUT' button (callout 5) and a 'BACK' button (callout 6).

Αριθ- μός	Στοιχείο	Περιγραφή
①	TRAY SELECT	Επιλογή του συρταριού τροφοδοσίας προορισμού.
②	BASE/RANGE	Εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία καθορίστηκε η τιμή αναφοράς, η τιμή αναφοράς και το εύρος σφαλμάτων.
③	Κουμπί [RESET]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί πραγματοποιείται επαναφορά της τιμής αναφοράς.
④	Μοτίβα ελέγχου ποιότητας	Κατά μέγιστο εμφανίζονται 60 από τα νέα μοτίβα ελέγχου ποιότητας. Αν η τιμή των αποτελεσμάτων είναι «OK», εμφανίζεται με μπλε χρώμα, αν είναι «NG», εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
⑤	Κουμπί [CSV FILE OUTPUT]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί τα αποτελέσματα του μοτίβου ελέγχου ποιότητας εξέρχονται σε μορφή αρχείου CSV.
⑥	Κουμπί [BACK]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί επιστρέφεται στο παράθυρο [Maintenance Menu].



- Οι εμφανιζόμενες τιμές πυκνότητας στρογγυλοποιούνται στο εμφανιζόμενο ψηφίο. Επομένως, οι ίδιες τιμές ενδέχεται να αφορούν διαφορετικά αποτελέσματα.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί [BACK].

Η οθόνη επιστρέφει στο παράθυρο [Maintenance Menu].

Επαναφορά τιμής αναφοράς

Απαιτείται επαναφορά της τιμής αναφοράς του ελέγχου πυκνότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις.


- Όταν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή του τύπου φιλμ
- Όταν δεν έχουν εκτυπωθεί μοτίβα ελέγχου ποιότητας για τους τρεις τελευταίους μήνες τουλάχιστον
- Όταν έχει παρέλθει τουλάχιστον μία εβδομάδα χωρίς εκτύπωση μοτίβων ελέγχου ποιότητας τρεις φορές κατά τη στιγμή καθορισμού της τιμής αναφοράς

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για επαναφορά της τιμής αναφοράς.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [RESET] στην προβολή [QC PATTERN].

Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί [YES].



Πραγματοποιείται επαναφορά της τιμής αναφοράς.



- Αν πραγματοποιήθηκε επαναφορά της τιμής αναφοράς, εκτυπώστε μοτίβα ελέγχου ποιότητας τρεις φορές και επαναφέρετε την τιμή αναφοράς.



Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».


Εξαγωγή αρχείου CSV

Το μοτίβο ελέγχου ποιότητας μπορεί να εξαχθεί σε μορφή αρχείου CSV.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [CSV FILE OUTPUT] στην προβολή [QC PATTERN].

Εμφανίζεται το παράθυρο [Save As].

2 Προσδιορίστε την τοποθεσία και το όνομα όπου αποθηκεύτηκε το αρχείο, και μετά κάντε κλικ στο κουμπί [Save].



Πραγματοποιείται αποθήκευση του αρχείου CSV.

3.5 Πληροφορίες φιλμ και συρταριού


Μπορείτε να ελέγξετε το πλήθος των φύλλων φιλμ που έχουν εξαχθεί στο DRYPRO MODEL 832/873 και τις πληροφορίες φιλμ που έχουν καθοριστεί για το συρτάρι.

3.5.1 Δεδομένα φιλμ


Μπορείτε να μετράτε και να ελέγχετε το πλήθος των φύλλων φιλμ σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Επιπλέον, τα δεδομένα μέτρησης μπορούν να εξαχθούν ως αρχείο CSV.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [FILM DATA] στο παράθυρο [Maintenance Menu].


DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Εμφανίζεται το παράθυρο [FILM DATA] (η επόμενη σελίδα).



Αριθ- μός	Στοιχείο	Περιγραφή
①	SELECT COUNT TYPE	Επιλογή της μονάδας μέτρησης. <ul style="list-style-type: none"> • «Daily»: Εμφανίζονται δεδομένα 365 ημερών με ημερήσια μέτρηση. • «Weekly»: Εμφανίζονται δεδομένα 52 εβδομάδων με εβδομαδιαία μέτρηση. • «Monthly»: Εμφανίζονται δεδομένα 12 μηνών με μηνιαία μέτρηση.
②	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΥΛΛΩΝ ΦΙΛΜ	Εμφανίζεται το πλήθος φύλλων φιλμ σε κάθε συρτάρι τροφοδοσίας στη μονάδα μέτρησης που έχει καθοριστεί στο [SELECT COUNT TYPE]. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται εκτυπώσεις του φύλλου βαθμονόμησης και των μοτίβα ελέγχου ποιότητας.
③	Κουμπί [CSV FILE OUTPUT]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί τα δεδομένα εξέρχονται σε μορφή αρχείου CSV.
④	Κουμπί [BACK]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].
⑤	SELECT INPUT DEVICE	Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη συσκευή εισαγωγής προς εμφάνιση.



- Η ώρα της ημερήσιας μέτρησης είναι σταθερή στις 23:59:59.
- Η εβδομαδιαία μέτρηση αφορά το σύνολο από Κυριακή έως Σάββατο, ενώ η ημερομηνία μηνιαίας μέτρησης είναι ρυθμισμένη στην τελευταία ημέρα του μήνα.


2 Κάντε κλικ στο κουμπί [BACK].

Η οθόνη επιστρέφει στο παράθυρο [Maintenance Menu].

Εξαγωγή αρχείου CSV

Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου CSV.

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί [CSV FILE OUTPUT] στο παράθυρο [FILM DATA].
Εμφανίζεται το παράθυρο [Save As].
- 2** Προσδιορίστε την τοποθεσία και το όνομα όπου αποθηκεύτηκε το αρχείο, και μετά κάντε κλικ στο κουμπί [Save].




Πραγματοποιείται αποθήκευση του αρχείου CSV.

3.5.2 Διαμόρφωση φιλμ


Καθορίστε το μέγεθος φιλμ και τον τύπο συρταριού του DRYPRO MODEL 832/873.

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί [FILM SETUP] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Εμφανίζεται το παράθυρο [FILM SETUP] (η επόμενη σελίδα).

2 Προχωρήστε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

Αριθ- μός	Στοιχείο	Περιγραφή
①	TRAY USE	Αν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα Lispl-832 (DRYPRO MODEL 832) ή Lispl-873 (DRYPRO MODEL 873), καθορίστε το εάν χρησιμοποιείται συρτάρι τροφοδοσίας ή όχι. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή όταν εμφανίζονται εργασίες στο παράθυρο [PRINT QUEUE/DELETE]. «ON»: Χρησιμοποιείται συρτάρι τροφοδοσίας. «OFF»: Δεν χρησιμοποιείται συρτάρι τροφοδοσίας.
②	FILM SIZE	Επιλέξτε από τα εξής: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή όταν εμφανίζονται εργασίες στο παράθυρο [PRINT QUEUE/DELETE]. (14 × 17), (14 × 14), (11 × 14), (10 × 12), (8 × 10)
③	FILM TYPE	Επιλέξτε από τα εξής: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή όταν εμφανίζονται εργασίες στο παράθυρο [PRINT QUEUE/DELETE]. DRYPRO MODEL 832: «B» (ΜΠΛΕ), «C» (ΔΙΑΦΑΝΟ), «HB» (ΥΨΗΛΟ ΜΠΛΕ) DRYPRO MODEL 873: «B» (ΜΠΛΕ), «C» (ΔΙΑΦΑΝΟ), «M» (ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)
④	COUNT	Εμφανίζεται ο τρέχων αριθμός των φύλλων φιλμ.
⑤	SHEETS OF PACKAGE	Επιλέξτε από τα εξής: «NORMAL PACKAGE», «SMALL PACK»
⑥	Κουμπί [SAVE]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].
⑦	Κουμπί [BACK]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu] χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων.



- Αν προχωρήσετε σε ρυθμίσεις διαφορετικές από το μέγεθος φιλμ και τον τύπο φιλμ που έχει τοποθετηθεί στο συρτάρι, ενδέχεται να μην σημειωθεί έξοδος της σωστής εικόνας. Μην πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις διαφορετικές από τις πληροφορίες του τοποθετημένου φιλμ στο συρτάρι.
- Αν πραγματοποιήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις από το πακέτο που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος, ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα συλλογής ή το φιλμ να είναι θολό. Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις χωρίς εύλογη αιτία.
- Αν έχει αλλάξει ο τύπος φιλμ, επαναφέρετε την τιμή αναφοράς των μοτίβων ελέγχου ποιότητας και την τιμή αναφοράς που έχει οριστεί μόλις.



Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».



Για το παράθυρο [PRINT QUEUE/DELETE], ανατρέξτε στην ενότητα «3.4.1 Εκτύπωση/Διαγραφή ουράς» (σελίδα 28).

3 Κάντε κλικ στο κουμπί [SAVE].

Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].

3.6 Πληροφορίες


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις συστήματος της κύριας μονάδας DRYPRO MODEL 832/873, ρυθμίσεις διάταξης ημερομηνίας και ώρας, και να διαγράψετε όλες τις εργασίες με χρήση της επαναφοράς συστήματος.

3.6.1 Διαμόρφωση συστήματος


Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του ονόματος της κύριας μονάδας DRYPRO MODEL 832/873 και του δικτύου, και πραγματοποιήστε ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία Απενεργοποίησης και τη λειτουργία ύπνου.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [SYSTEM SETUP] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832



DRYPRO MODEL 873



Εμφανίζεται το παράθυρο [SYSTEM SETUP] (η επόμενη σελίδα).

2 Προχωρήστε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

DRYPRO MODEL 832

SYSTEM SETUP

1 NAME: DRYPRO832

2 IP ADDRESS: 10 14 8 142 (0-255)

3 SUBNET MASK: 255 255 240 0 (0-255)

4 DEFAULT GATEWAY: 0 0 0 0 (0-255)

5 MAC ADDRESS: 00:50:AA:80:60:20

6 REMOTE POWER CONTROL: PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)

7 SLEEP MODE TIMER: ON OFF, 20 MIN (20-720)

8 BUZZER: ON OFF

9 SAVE BACK

DRYPRO MODEL 873

SYSTEM SETUP

1 NAME: DRYPRO 873

2 IP ADDRESS: 10 14 8 171 (0-255)

3 SUBNET MASK: 255 255 240 0 (0-255)

4 DEFAULT GATEWAY: 10 14 0 1 (0-255)

5 MAC ADDRESS: 00:50:AA:8F:EF:31

6 REMOTE POWER CONTROL: PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)

7 SLEEP MODE TIMER: ON OFF, 20 MIN (20-720)

8 BUZZER: ON OFF

9 SAVE BACK

10

Αριθμός	Στοιχείο	Περιγραφή
①	NAME	Πραγματοποιήστε και ελέγξτε ρυθμίσεις σχετικά με το όνομα του μηχανήματος (έως 16 χαρακτήρες) για εμφάνιση στο Printlink5-IN.
②	IP ADDRESS	DRYPRO MODEL 832: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP του μηχανήματος. DRYPRO MODEL 873: Μόνο εμφάνιση. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση.
③	SUBNET MASK	DRYPRO MODEL 832: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της μάσκας υποδικτύου του μηχανήματος. DRYPRO MODEL 873: Μόνο εμφάνιση. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση.
④	DEFAULT GATEWAY	DRYPRO MODEL 832: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης πύλης του μηχανήματος. DRYPRO MODEL 873: Μόνο εμφάνιση. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση.
⑤	MAC ADDRESS	Εμφανίζεται η διεύθυνση MAC του μηχανήματος.
⑥	REMOTE POWER CONTROL	Πραγματοποίηση και έλεγχος ρυθμίσεων της λειτουργίας Απενεργοποίησης με το Printlink5-IN. «OFF» DRYPRO MODEL 832: Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία Απενεργοποίησης DRYPRO MODEL 873: Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία Απενεργοποίησης «[PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)]» DRYPRO MODEL 832: Χρήση της λειτουργίας Απενεργοποίησης (Δεδομένου ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κύριας μονάδας διατηρείται μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η περίοδος προθέρμανσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης μπορεί να μειωθεί.) DRYPRO MODEL 873: Χρήση της λειτουργίας Απενεργοποίησης από PC (Δεδομένου ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κύριας μονάδας διατηρείται μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η περίοδος προθέρμανσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης ανέρχεται σε 3 λεπτά περίπου.) «[PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)]» DRYPRO MODEL 832: Χρήση της λειτουργίας Απενεργοποίησης (Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κύριας μονάδας δεν ελέγχεται μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.) DRYPRO MODEL 873: Χρήση της λειτουργίας Απενεργοποίησης από PC (Δεδομένου ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κύριας μονάδας δεν ελέγχεται μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η περίοδος προθέρμανσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης ανέρχεται σε 10 λεπτά περίπου.) «PW CONTROL FROM MAIN UNIT» DRYPRO MODEL 873: Χρήση της λειτουργίας Απενεργοποίησης από την κύρια μονάδα (Δεδομένου ότι η θερμοκρασία της κύριας μονάδας δεν ελέγχεται μετά τον τερματισμό, η περίοδος προθέρμανσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης ανέρχεται σε 10 λεπτά περίπου.) (Δεδομένου ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κύριας μονάδας διατηρείται όταν εκτελείται η λειτουργία αναμονής από τον πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας, η περίοδος προθέρμανσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης ανέρχεται σε 3 λεπτά περίπου.)
⑦	SLEEP MODE TIMER	Πραγματοποίηση και έλεγχος ρυθμίσεων σε λειτουργία ύπνου. «ON»: Πραγματοποιεί εναλλαγή στη λειτουργία ύπνου μετά από την καθορισμένη περίοδο. «OFF»: Δεν πραγματοποιείται εναλλαγή στη λειτουργία ύπνου. Πραγματοποιήστε και ελέγξτε ρυθμίσεις στον χρόνο εναλλαγής σε λειτουργία ύπνου (20 έως 720 λεπτά).
⑧	BUZZER	Πραγματοποίηση και έλεγχος ρυθμίσεων στον ήχο ειδοποίησης. «ON»: Ήχος «OFF»: Σίγαση

⑨	Κουμπί [SAVE]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].
⑩	Κουμπί [BACK]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu] χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί [SAVE].

Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].

3.6.2 Διάταξη χρόνου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να ελέγξετε ρυθμίσεις στην ημερομηνία και την ώρα των περιεχομένων σήμανσης που θα εξέρχονται στο φιλμ.



- Η ώρα της κύριας μονάδας του DRYPRO MODEL 832/873 μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα στην ώρα του συνδεδεμένου Printlink5-IN.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [TIME LAYOUT] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

TRAY INFO: 14x17 B (115)

DRYPRO INFO: DP832 (192.168.20.161)

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP **TIME LAYOUT** SYSTEM RESET

BACK

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS: READY

Calibration need.

DRYPRO INFO: DRYPRO 873 (10.14.8.171)

TRAY INFO: 14x17 B (21)

11x14 B (32) Calibration.

11x14 M (73) Calibration.

PRINT INFO:

PRINT QUEUE / DELETE TEST PRINT QC PATTERN

FILM INFO:

FILM DATA FILM SETUP


IMAGER INFO:

SYSTEM SETUP **TIME LAYOUT** SORTER SETUP

BACK

Εμφανίζεται η προβολή [TIME LAYOUT] (η επόμενη σελίδα).

2 Προχωρήστε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.



Αριθ- μός	Στοιχείο	Περιγραφή
①	DATE LAYOUT	Εμφανίζεται η επιλεγμένη μορφή στο [DATE FORMAT] και στο [DATE SEPARATOR].
②	TIME LAYOUT	Εμφανίζεται η επιλεγμένη μορφή στο [TIME FORMAT].
③	DATE FORMAT	Επιλέξτε [DATE FORMAT] από τα εξής. «YYYY MM DD»: Έτος/Μήνας (διψήφιος αριθμός)/Ημέρα «MM DD YYYY»: Μήνας/Ημέρα (διψήφιος αριθμός)/Έτος «DD MM YYYY»: Ημέρα/Μήνας/(διψήφιος αριθμός)/Έτος «YYYY MMM DD»: Έτος/Μήνας (τρεις αλφαβητικοί χαρακτήρες)/Ημέρα «MMM DD YYYY»: Μήνας (τρεις αλφαβητικοί χαρακτήρες)/Ημέρα/Έτος «DD MMM YYYY»: Ημέρα/Μήνας (τρεις αλφαβητικοί χαρακτήρες)/Έτος
④	DATE SEPARATOR	Επιλέξτε [DATE SEPARATOR] από τα εξής. /(ΚΑΘΕΤΟΣ) -(ΠΑΥΛΑ) .(ΤΕΛΕΙΑ) _(ΚΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ)
⑤	TIME FORMAT	Επιλέξτε [TIME FORMAT] από τα εξής. «hh:mm» :Ωρα:Λεπτό «tt hh:mm» :π.μ./μ.μ. Ωρα:Λεπτό «hh:mm tt» :Ωρα:Λεπτό π.μ./μ.μ.
⑥	Κουμπί [SAVE]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].
⑦	Κουμπί [BACK]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu] χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί [SAVE].

Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].

3.6.3 Επαναφορά συστήματος


Διαγράφει όλες τις εργασίες του DRYPRO MODEL 832.



- Το DRYPRO MODEL 873 δεν διαθέτει λειτουργία «επαναφοράς συστήματος».
- Όταν εκτελεστεί επαναφορά συστήματος, όλα τα μη εκτυπωμένα δεδομένα της εργασίας θα διαγράφονται.


3

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί [SYSTEM RESET] στο παράθυρο [Maintenance Menu].



Εμφανίζεται το παράθυρο [SYSTEM RESET].

- 2** Κάντε κλικ στο κουμπί [EXECUTE].



Με κλικ σε αυτό το κουμπί διαγράφονται όλες οι εργασίες στην ουρά και επιστρέφεται στο παράθυρο [Maintenance Menu].



- Με κλικ στο κουμπί [BACK] επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu] χωρίς διαγραφή εργασιών.

3.6.4 Διαμόρφωση ταξινομητή


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τον ταξινομητή που είναι προαιρετικός στο DRYPRO MODEL 873.



- Το DRYPRO MODEL 832 δεν διαθέτει λειτουργία «διαμόρφωσης ταξινομητή».


1 Κάντε κλικ στο κουμπί [SORTER SETUP] στο παράθυρο [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 873



Εμφανίζεται το παράθυρο [SORTER SETUP].

2 Προχωρήστε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.



Αριθ- μός	Στοιχείο	Περιγραφή
①	SORTER USE	Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται το Lis-873. «ON»: Χρησιμοποιείται το Lis-873. «OFF»: Δεν χρησιμοποιείται το Lis-873.
②	FIRST BIN	Καθορίστε τη σειρά των αριθμών ταξινομητή. «TOP»: Οι αριθμοί ξεκινούν από τον πάνω κάδο. «BOTTOM»: Οι αριθμοί ξεκινούν από τον κάτω κάδο.

③	TEST PRINT BIN	Καθορίστε τον προορισμό εξαγωγής των φιλμ δοκιμαστικής εκτύπωσης. «TOP BIN»: Πραγματοποιείται εξαγωγή στον πάνω κάδο. «BOTTOM BIN»: Πραγματοποιείται εξαγωγή στον κάτω κάδο.
④	JAM FILM BIN	Καθορίστε τον προορισμό εξαγωγής των φιλμ εμπλοκής. «TOP BIN»: Πραγματοποιείται εξαγωγή στον πάνω κάδο. «BOTTOM BIN»: Πραγματοποιείται εξαγωγή στον κάτω κάδο.
⑤	SMALL SIZE FILM BIN	Καθορίστε τον προορισμό εξαγωγής των φιλμ μικρού μεγέθους (τέταρτο και ένα έκτο). «TOP BIN» : Πραγματοποιείται εξαγωγή στον πάνω κάδο. «BOTTOM BIN» : Πραγματοποιείται εξαγωγή στον κάτω κάδο. «DICOM/P-CON» : Πραγματοποιείται εξαγωγή στον κάτω κάδο.
⑥	Κουμπί [SAVE]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].
⑦	Κουμπί [BACK]	Με κλικ σε αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu] χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί [SAVE].

Με κλικ σε αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και επιστρέφετε στο παράθυρο [Maintenance Menu].

Κεφάλαιο 4

Χειρισμός σφαλμάτων

4.1 Κωδικός σφάλματος

Αυτή η ενότητα περιγράφει μηνύματα σφαλμάτων και τις λύσεις τους που εμφανίζονται στο Printlink5-IN.
(Σημείωση: το «XXXX» υποδηλώνει δεκαεξαδικά ψηφία (0–9 ή A–F)).



- Ο πίνακας λειτουργίας (οθόνη προβολής) του DRYPRO MODEL 873 εμφανίζει τα σ που παρουσιάζονται στο Printlink5-IN.

Κωδικός σφάλματος	Μήνυμα σφάλματος	Λύσεις
CXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».
DXXXX	Error code used for DRYPRO MODEL 832/873	Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».
EXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».
FXXXX	Error code received from DRYPRO MODEL 832/873	Ανατρέξτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873».
B0001	Imager Film size error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0005	Data cannot be sent properly	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B000A	Imager Supply unit suction unit error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B000B	Imager Pinch roller error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B000C	Imager Transfer unit open error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B000D	Imager Transfer unit close error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0014	Imager Film jam between supply and print units	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0015	Imager Film jam at print entrance	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0016	Imager Film jam in print unit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0018	Imager Film jam in receive unit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0019	Imager Supply magazine set error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B001B	Imager Receive magazine set error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B001D	Imager Receive magazine full	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B001E	Imager Supply magazine empty	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B001F	Imager Film jam between supply and print entrance	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0020	Imager Film jam between print entrance and transfer exit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0021	Imager Film jam at transfer unit exit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0023	Imager Film jam in receive unit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0024	Imager Film jam in print unit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.

Κωδικός σφάλματος	Μήνυμα σφάλματος	Λύσεις
B0028	Imager Film jam between transfer and receive units	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0032	Imager Processor not ready	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0033	Imager Sorter not ready	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0035	Imager Docking unit sensor error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0036	Imager Docking unit sensor error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0037	Imager Film jam in docking unit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0038	Imager Film jam in docking unit	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B003C	Imager Polygon mirror error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B003D	Imager Horizontal sync get error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0040	Imager Faulty print roller	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0046	Imager Communication I/F initialize error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0047	Imager Communication I/F timeout error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0048	Imager Communication I/F signal error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0049	Imager Communication I/F signal get error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B004A	Imager Communication I/F signal get error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B004B	Imager Faulty laser power	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B004C	Imager Not enough memory	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0050	Imager Command error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0052	Imager Syntax error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0053	Imager Faulty parameter range	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0054	Imager Faulty format	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0055	Imager Faulty store/erase position	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0056	Imager Store position full	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0057	Imager Format error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0058	Imager Format error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B005A	Imager Disk error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0062	Imager Cannot accept Copy Stop	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B0063	Imager error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B00a0	Imager Film empty 8x10	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00A1	Imager Film empty 8x10 clear	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00A2	Imager Film empty 8x10 blue	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.

Κωδικός σφάλματος	Μήνυμα σφάλματος	Λύσεις
B00B2	Imager Film empty 14x14	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00B3	Imager Film empty 14x14 clear	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00B4	Imager Film empty 14x14 blue	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00B5	Imager Film empty 14x14 DR	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00B6	Imager Film empty 14x14 DR clear	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00B7	Imager Film empty 14x14 DR blue	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00B8	Imager Film empty 14x17	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00B9	Imager Film empty 14x17 clear	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00BA	Imager Film empty 14x17 blue	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00BB	Imager Film empty 14x17 DR	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00BC	Imager Film empty 14x17 DR clear	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00BD	Imager Film empty 14x17 DR blue	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με την αλλαγή του μεγέθους ή του τύπου φιλμ και την επανάληψη εξαγωγής των δεδομένων.
B00C1	Imager Cover open error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B00C2	Imager Check chemistry error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
B00C3	Imager Chemicals empty error	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του imager.
BEF00	Printlink error	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Power Printlink5-IN και εκτελέστε τη διαδικασία ξανά.
B0100	Imager Network output error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B0101	Imager Network output warning	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.

Κωδικός σφάλματος	Μήνυμα σφάλματος	Λύσεις
B1000	Free HD space is smaller than the size to be warned	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B1001	Non-supported image format	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B1002	Printer driver is not configured	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
BF000	Imager not ready	Ελέγξτε την τροφοδοσία του imager.
BF001	Server not ready (Ping failed)	Ελέγξτε την τροφοδοσία του imager.
BF002	Server not ready (Socket connection failed)	Ελέγξτε την τροφοδοσία του imager.
BF006	The system will become unstable if it is energized continuously for 24 hours. Therefore, turn the power OFF after finishing a task. If the system has to be energized for over 24 hours continuously, turn the power OFF/ON once a week.	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Power Printlink5-IN και εκτελέστε τη διαδικασία ξανά.
BF008	Queue data input was deleted because of data inconsistency.	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2000	A-ASSOCIATE request error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2001	A-ASSOCIATE response error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2002	Receive A-ASSOCIATE-RJ error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2003	A-RELEASE request error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2004	A-RELEASE response error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2005	Received an association abort command	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2006	C-FIND request error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2007	C-FIND response error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2008	C-STORE request error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2009	C-STORE response error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B200A	SCU N-CREATE (Film Session)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B200B	SCP N-CREATE (Film Session)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B200C	SCU N-CREATE (Film Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B200D	SCP N-CREATE (Film Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.

Κωδικός σφάλματος	Μήνυμα σφάλματος	Λύσεις
B200E	SCU N-CREATE (Presentation LUT)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B200F	SCP N-CREATE (Presentation LUT)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2010	SCU N-SET (Film Session)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2011	SCP N-SET (Film Session)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2012	SCU N-SET (Film Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2013	SCP N-SET (Film Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2014	SCU N-SET (Image Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2015	SCP N-SET (Image Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2016	SCU N-SET (Annotation Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2017	SCP N-SET (Annotation Box)	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2018	SCU N-ACTION	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2019	SCP N-ACTION	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B201A	SCU N-DELETE	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B201B	SCP N-DELETE	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B201C	SCU N-GET	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B201D	SCP N-GET	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B201E	SCU N-EVENT_REPORT	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B201F	SCP N-EVENT_REPORT	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2020	SCU C-ECHO	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2021	SCP C-ECHO	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2022	Non-supported format	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2023	Unable to fit the image into a sheet	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.

Κωδικός σφάλματος	Μήνυμα σφάλματος	Λύσεις
B2024	LUT conversion has failed	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2025	Inconsistent queue file	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B2026	Inconsistent input file	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B3000	"?" exists in the recognition result	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B3001	Received emergency patient ID	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B3002	No Match ! patient information	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B3003	There is two or more patient information	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B3004	Not ready for search	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B3005	No search to be canceled exists	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.
B300F	Other search error	Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.

Κεφάλαιο 5

Συντήρηση

5.1 Συντήρηση, στοιχεία προς έλεγχο, και χρονοδιάγραμμα

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και τα στοιχεία προς έλεγχο ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση του Printlink5-IN.

Στοιχεία προς έλεγχο από τους χρήστες

Οι εργασίες συντήρησης και τα στοιχεία προς έλεγχο από τους χρήστες είναι ως εξής: Χρησιμοποιήστε την περίοδο συντήρησης ως οδηγό. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται όπως απαιτείται ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.

Μεσοδιάστημα συντήρησης	Ανά εβδομάδα	Μηνιαίως	Ετησίως
Περιγραφή εργασίας συντήρησης			
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα	●		
Καθαρισμός της οθόνης	●		
Καθαρισμός του πληκτρολογίου και του ποντικιού		●	
Καθαρισμός του κυρίου τμήματος			●

Συντήρηση και στοιχεία προς έλεγχο από το προσωπικό σέρβις

Ακολουθούν λοιπές κύριες εργασίες συντήρησης και λοιπά στοιχεία προς έλεγχο. Αυτά περιλαμβάνονται στη σύμβαση συντήρησης. Για πραγματοποίηση συντήρησης, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς αντιπροσώπους της Konica Minolta.

Περιγραφή εργασίας συντήρησης	Μεσοδιάστημα συντήρησης
Καθαρισμός της εσωτερικής ενότητας του κυρίου τμήματος	Ετησίως
Αντικατάσταση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου του κυρίου τμήματος	Κάθε 4 έτη

Παράρτημα

A Προδιαγραφές

Μοντέλο		Printlink5-IN
Επεξεργασία εικόνας		Διαβαθμισμένη επεξεργασία
Χωρητικότητα αποθήκευσης εικόνων		Σκληρός δίσκος κυρίου τμήματος: 250 GB
Θύρα I/O (Ethernet)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1 (Τυπικό)
Είσοδος εικόνας		16 κανάλια εισαγωγής και 8 κανάλια εξαγωγής (έως και 4 κανάλια εξαγωγής imager)
Εξαγωγή εικόνας	Απεικονιστής	
	Αποθήκευση (Προαιρετικό)	
Εξαγωγή σε εκτυπωτή		Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής σε εκτυπωτή συμβατό με Windows
Υποστήριξη DICOM		Κατηγορία σέρβις Διαχείρισης βασικής εκτύπωσης σε κλίμακα του γκρι (SCU, SCP) Κατηγορία σέρβις Αποθήκευσης (SCU) Κατηγορία σέρβις Διαχείρισης λίστας εργασιών εξέτασης (SCU)
Εξωτερικές διαστάσεις	Κύριο τμήμα	100 (Π) × 378 (Β) × 338 (Υ) mm
	Οθόνη	377 (Π) × 206 (Β) × 386 (Υ) mm
Βάρος	Κύριο τμήμα	7,6 kg
	Οθόνη	3,9 kg
Τροφοδοσία Ρεύματος	Κύριο τμήμα	UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220–240 V (50/60 Hz)
	Οθόνη	UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220–240 V (50/60 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος	Κύριο τμήμα	240 W
	Οθόνη	28 W
Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας	Κύριο τμήμα	Θερμοκρασία: 10°C–35°C. Υγρασία: 10%–90% (χωρίς συμπύκνωση)
	Οθόνη	Θερμοκρασία: 10°C–35°C. Υγρασία: 20%–80% (χωρίς συμπύκνωση)

* Σημείωση: Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν δίχως πρότερη ειδοποίηση.



KONICA MINOLTA

Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark-Pompton Turnpike, Wayne, NJ 07470,
U.S.A.
TEL. 973-633-1500



EU Authorized Representative:
**Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH**
Capellalaan 65, 2132 JL, Hoofddorp,
The Netherlands
TEL. +31-20-658-4100

Konica Minolta Healthcare India Private Ltd.
Office No.201, 2nd Floor, Atrium 2,
Next to Courtyard Marriott Hotel, Andheri Kurla Road,
Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093, India
TEL. +91-22-61916900

**Konica Minolta Business Solutions (Canada)
Ltd.**
5875 Explorer Drive, Mississauga,
Ontario, L4W 0E1, Canada
TEL. 905-890-6600

**Konica Minolta Medical & Graphic (SHANGHAI)
Co., Ltd.**
Room 1602, Tower B, Hongwell International Plaza,
1602 West Zhongshan Road, Xuhui District,
Shanghai 200235 China
TEL. 021-6422-2626

1116BA01EL01

2021-02-26
(IT)