

ソフトウェアのインストール

本ソフトウェアのインストールを行うには、コンピューター のログイン時、必ず Administrator 権限のあるユーザーを選択します。すでに本ソフトウェアがインストールされている場合は必ず先にアンインストールをしてからインストールを行ってください。

1. インストール方法

[Windows 10の場合]

1. [setup.exe] をダブルクリックします。
2. 【次へ】 をクリックします。
3. 製品使用許諾契約を読み、同意いただける場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、【次へ】をクリックします。
4. Set up プログラムがインストール先のフォルダーを確認します。そのフォルダー以外の場所にインストールする場合は【変更 ...】 ボタンをクリックし、新しいパスを選択または入力して【OK】 をクリックします。
5. 【次へ】 をクリックします。
6. 【インストール】 をクリックします。
ファイルのコピーが開始されます。
7. ユーザーアカウント制御のダイアログがでた場合は【はい】 をクリックします。
8. インストールの完了です。【完了】 をクリックします。
デスクトップにショートカットが作成されます。

[Windows 8.1の場合]

.NET Frameworks4.5.2 がコンピューターにインストールされている場合は、[Windows 10の場合]と同じ作業になります。

1. [setup.exe] をダブルクリックします。
2. .NET Frameworks4.5.2 のインストール開始のダイアログが出るので【OK】 をクリックします。
3. ユーザーアカウント制御のダイアログがでた場合は【はい】 をクリックします。
4. .NET Frameworks4.5.2 のインストール完了後、コンピューターが自動で再起動を開始します。
5. コンピューター再起動後、本ソフトウェアのインストールが自動で開始されます。
6. 【次へ】 をクリックします。
7. 製品使用許諾契約を読み、同意いただける場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、【次へ】をクリックします。
8. Set up プログラムがインストール先のフォルダーを確認します。そのフォルダー以外の場所にインストールする場合は【変更 ...】 ボタンをクリックし、新しいパスを選択または入力して【OK】 をクリックします。
9. 【次へ】 をクリックします。
10. 【インストール】 をクリックします。
ファイルのコピーが開始されます。
11. ユーザーアカウント制御のダイアログがでた場合は【はい】 をクリックします。
12. インストールの完了です。【完了】 をクリックします。
デスクトップにショートカットが作成されます。

2. アンインストール方法

[Windows 10の場合]

1. 画面の左下隅にマウスをポイントして右クリックします。
2. メニューの [アプリと機能] を選択します。
3. [Configuration Tool CM-CT1] を選択して【アンインストール】 ボタンをクリックします。
4. アプリケーションのアンインストール確認ダイアログが開きますので、【アンインストール】 をクリックします。
5. ソフトウェアの更新を確認するダイアログが開きますので、画面の指示に従ってアンインストールを完了させます。

[Windows 8.1の場合]

1. 画面の左下隅にマウスをポイントして右クリックします。
2. メニューの [プログラムと機能] を選択します。
3. [Configuration Tool CM-CT1] を選択して【アンインストール】 ボタンをクリックします。
4. アプリケーションのアンインストール確認ダイアログが開きますので、【アンインストール】 をクリックします。
5. ソフトウェアの更新を確認するダイアログが開きますので、画面の指示に従ってアンインストールを完了させます。

Installing the software

When installing the software, you must log on the computer as a user with Administrator privileges. If you are using a previous version of Configuration Tool CM-CT1, please uninstall the old Configuration Tool CM-CT1 before installing the new one.

1. Installation procedure

[Windows 10]

1. Double-click the [setup.exe] .
2. Click "Next".
3. Read the software license agreement carefully. Select "I accept the terms in the license agreement" and click "Next".
4. The set-up program asks you to choose the folder in which you want to install the software. To install the software in another location, click the "Change" button, type the path to the location and click "OK".
5. Click "Next" .
6. Click "Install" .

The set-up program will begin copying the files.

7. If dialog for User Account Control appears, click "Yes".
8. This completes the installation process. Click "Complete".

A shortcut is created on the desktop.

[Windows 8.1]

If .NET Frameworks 4.5.2 is installed on your computer, it will be the same as for Windows 10.

1. Double-click the [setup.exe] .
2. As the dialog for starting installation of .NET Frameworks 4.5.2 appears, click "OK" .
3. If dialog for User Account Control appears, click "Yes".
4. After installing .NET Frameworks 4.5.2, the computer will automatically restart.
5. After restarting the computer, installation of this software starts automatically.
6. Click "Next".
7. Read the software license agreement carefully. Select "I accept the terms in the license agreement" and click "Next".
8. The set-up program asks you to choose the folder in which you want to install the software. To install the software in another location, click the "Change" button, type the path to the location and click "OK".
9. Click "Next".
10. Click "Install".

The set-up program will begin copying the files.

11. If dialog for User Account Control appears, click "Yes"
12. This completes the installation process. Click "Complete".

A shortcut is created on the desktop.

2. To uninstall

[Windows 10]

1. Right-click in the lower-left corner of the screen.
2. Click [Application and Features] on the menu that appears.
3. Select [Configuration Tool CM-CT1] , and then click “Uninstall”.
4. A dialog box for confirming that you want to uninstall the application appears. Click “Yes”.
5. A dialog box for confirming that you want to update the software appears. Follow the instructions on the screen to complete the uninstall process.

[Windows 8.1]

1. Right-click in the lower-left corner of the screen.
2. Click [Programs and Features] on the menu that appears.
3. Select [Configuration Tool CM-CT1] , and then click “Uninstall”.
4. A dialog box for confirming that you want to uninstall the application appears. Click “Yes”.
5. A dialog box for confirming that you want to update the software appears. Follow the instructions on the screen to complete the uninstall process.