

News Release

**コニカミノルタとキヤノンメディカルシステムズ
産婦人科向け超音波診断装置の販売事業で協業**

2020年5月25日

コニカミノルタ株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

コニカミノルタ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：山名 昌衛 以下、コニカミノルタ）とキヤノンメディカルシステムズ株式会社（本社：栃木県大田原市、社長：瀧口 登志夫 以下、キヤノンメディカル）は、この度、国内産婦人科向け超音波診断装置の販売事業において協業することに致しました。

【協業の内容】

コニカミノルタの国内販売子会社であるコニカミノルタジャパン株式会社（本社：東京都港区、社長：大須賀 健 以下、コニカミノルタジャパン）とキヤノンメディカルの間で販売契約を締結し、キヤノンメディカル製の超音波診断装置「Aplio i(アプリオ アイ)シリーズ Women’s Health モデル」「Aplio a / Verifia(アプリオ エー/ベリフィア)Women’s Health モデル」「Xario(エクサリオ) 100 S-Edition」の3機種を、コニカミノルタジャパンの取り扱い製品と致しました。

なお、これらの製品については、国内販売をコニカミノルタジャパンが、保守や故障対応などのカスタマーサービスをキヤノンメディカルが行います。



Aplio a / verifia
Women’s Health モデル

【協業の背景】

コニカミノルタのコンパクトで高画質な超音波診断装置は、整形外科領域および麻酔科領域において高い評価を受けております。2019年には、婦人科検診や妊婦健診、胎児の発育管理、不妊治療などに利用される経腔用の超音波診断装置を投入し、産婦人科領域へ本格参入しました。以来、国内経腔用ではトップクラスのシェアを獲得しており、今後は経腹用もラインアップに加えることで、国内産婦人科における存在感を高めてまいります。

キヤノンメディカルの超音波診断装置は、幅広いラインアップと独自の高精細画像技術に強みを有し、グローバルに事業を展開しています。国内においては大学病院や検査室を中心とした内科や循環器科、乳腺領域に高いシェアを持ち、近年、産婦人科領域にも注力しています。

産婦人科領域で強い販売力を持つコニカミノルタと、ハイエンド超音波装置で高い技術力を持つキヤノンメディカルとが協業することで、お客様には、安心かつ満足度の高い診療サポートができるものと考えております。

今後も両社は、お客様への提供価値をより一層向上するために、お互いのテクノロジーと資産を活用しながら自社の強みをさらに強化し、協業のシナジーを高めてまいります。

【製品紹介】

◆Aplio iシリーズ Women's Health モデル

キヤノンメディカルのプレミアムハイエンド装置です。高精細な画像と低流速血流イメージング技術である SMI (Superb Micro-vascular Imaging)、産婦人科領域に特化したオプションに対応し、外来検査から精密検査まで、ハイリスク患者におけるリスクマネジメントをサポートします。



モニター	23インチLCDモニター
外形寸法	(W)580mm × (H)1177mm~1757mm × (D)953mm~1053mm (アクセサリ含まず)
質量	約110kg (周辺機器含まず)

◆Aplio a / Verifia Women's Health モデル

キヤノンメディカルのハイエンド装置です。高精細な画像と低流速血流イメージング技術である SMI (Superb Micro-vascular Imaging)、産婦人科領域に特化したオプションに対応し、病院やクリニックでのルーチン検査やスクリーニング検査用としてお使いいただけます。

モニター	23インチLCDモニター
外形寸法	(W)533mm × (H)1188mm~1768mm × (D)812mm~878mm (アクセサリ含まず)
質量	約91kg(周辺機器含まず)

◆Xario 100 S-Edition

キヤノンメディカルのコンパクトな装置として、内診室から外来検査室まで幅広くお使いいただける装置です。



モニター	19インチLCDモニター
外形寸法	(W) 473mm × (H)1287/1,401/1,516mm × (D)785mm
質量	70kg

【お客様のお問い合わせ先】

コニカミノルタジャパン株式会社

TEL:03-6324-1080 <https://konicaminolta.jp/healthcare/>

超音波診断装置 APLIO i700 (型式: TUS-AI700) 認証番号 228ABBZX00022000

超音波診断装置 Aplio a (型式: CUS-AA000) 認証番号 301ABBZX00001000

超音波診断装置 XARIO 100 (型式: TUS-X100) 認証番号 225ACBZX00066000

Aplio, Xario, Verifia はキヤノンメディカルシステムズ株式会社の商標です。

変更履歴

文末注記中「薬事承認番号」としておりましたが、正しくは「認証番号」でした。また、XARIO 100の認証番号を「225ACBZX00065000」としておりましたが、正しくは「225ACBZX00066000」でした。お詫びして訂正します。[2020年5月26日]

報道関係お問い合わせ先

コニカミノルタ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 TEL : 03-6250-2100

担当: 北陽子 070-3669-8853(在宅勤務)

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 広報室 TEL : 0287-26-5100