アプリケーション推奨動作環境

HitomeQ Care Support

各アプリケーションの推奨動作環境は下記をご参照ください。

● 携帯端末

本システムで使用できる携帯端末（スマートフォン）は以下の表の通りです。それぞれSIMフリー端末を利用することが可能です。

メーカー	アップル
機種	iPhone SE2 ／ iPhone SE3 ／ iPhone 16 ／ iPhone 17
iOS ver.	最新iOSバージョンの2世代前まで
無線 LAN	IEEE802.11n
Bluetooth	5.0

● クライアントPC

CareMonitorは、クライアントPCのブラウザからアクセスして操作します。クライアントPCの最低動作環境は以下の通りです。

CPU	Intel Core5 以上
RAM	16G 以上
ストレージ	SSD 512GB 以上
モニター	フルHD（1920×1080以上）の解像度
OS	Windows11 ／ Windows11Pro
ブラウザ（バージョン）	Chrome バージョン61以降（最新版推奨） Edge バージョン25以降（最新版推奨）

© KONICA MINOLTA

改訂履歴

- 2023.10.3　初版作成
- 2026.11.1　第２版改訂

© KONICA MINOLTA